



People.Health.Care.



Rosidal® sys simple, kit compact, une pose en 2 étapes pour un gain de temps accru :



- 1 Un capitonnage avec **Rosidal® soft** pour la répartition homogène de la pression¹ en protégeant et comblant les zones sensibles, ainsi que pour éviter le glissement du bandage².



Le capitonnage est une **étape essentielle** selon les recommandations HAS¹



- 2 Une compression avec **Rosidal® K**, bandes à allongement court :*
 - la 8 cm ou la 10 cm de large, en fonction du modèle, en premier, suivi de la 10 cm de large
 - Recouvertes à 50% (pour une **compression légère**) ou à 75 % (pour une **compression forte**)
 - pose à tension complète
 - sans étalonnage nécessaire
 - bonne tolérance cutanée grâce à la composition en coton³



Système essayé et testé.
Verrouillage sûr.

Rosidal® sys simple : la compression qui s'adapte au patient.

Compression légère ou
compression forte, retrouvez
les différentes techniques
de pose en vidéo en
flashant le QR code



* Technique de pose avec 2 bandes Rosidal® K conseillée dans la majorité des cas. Possibilité de ne poser qu'une seule bande selon la morphologie du patient. ¹ DFC-2022-017. ² DFC-2022-018. **HAS** : Haute autorité de santé. **1.** HAS. Dispositifs de compression médicale à usage Individuel. Utilisation en pathologies vasculaires. Révision de la liste des produits et prestations remboursables. Septembre 2010. **IPS** : index de pression systolique.



People.Health.Care.

➤ C'est si simple de **POSER LA COMPRESSION** *Avec* **Rosidal® sys simple**

Conseils pour une meilleure stabilité du bandage dans le temps

- ✓ Poser la bande Rosidal® K à **tension complète**
- ✓ Utiliser le **capitonnage** intégré dans le kit Rosidal® sys simple
- ✓ Prendre **systématiquement le talon**
- ✓ Favoriser la pose des bandes en « **spica/epi** » ou en « **circulaire** » avec un **recouvrement à 75%**
(si ulcère veineux avec IPS > 0,8)
- ✓ **Refaire le bandage régulièrement** pour accompagner la décongestion de l'œdème
- ✓ Convient pour les patients **mobiles et immobiles** (si mouvement musculaire possible)

Si, malgré une application correcte, le bandage présente un glissement, cela traduit généralement d'une **efficacité du traitement** et d'une **décongestion significative** du membre.

Rosidal® sys simple est un assemblage de dispositifs médicaux, assembleur Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG, indiqué pour les bandages de compression employés dans le traitement compressif de l'ulcère veineux. Lire attentivement la notice d'utilisation (notamment pour les contre-indications). Prise en charge assurée par l'Assurance Maladie pour le traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8. Code LPP : 1352020, 1353887. Le kit comprend Rosidal® K, Rosidal® soft, Mollelast® haft, nécessaires à la réalisation du bandage. Dispositifs médicaux de classe I fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. People.Health.Care : Prendre Soins de l'Homme et de sa Santé.

Coordonnées : Laboratoires Lohmann & Rauscher ZA de Choisy 88200 Remiremont – France SIREN RCS Epinal B 380 236 091

Éditeur : Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Irlicher Straße 55 · D-56567 Neuwied Lohmann & Rauscher GmbH · Kirchengasse 17 · A-2525 Schönaun an der Triesting