



Caresia®

Lower extremity foam compression bandage liner
Unterzugmaterial aus Schaumstoff für die untere Extremität

en Instructions for use for Caresia® Lower extremity foam compression bandage liner

de Gebrauchsanweisung für Caresia® Unterzugmaterial aus Schaumstoff für die untere Extremität

fr Mode d'emploi pour Caresia® Matière de rembourrage en mousse pour extrémités inférieures




es Instrucciones de uso para Caresia® Media interna de espuma para extremidad inferior

it Istruzioni per l'uso di Caresia® Fodera con imbottitura per bendaggi per gli arti inferiori



nl Gebruiksaanwijzing voor Caresia® Onderlaagmateriaal van schuim voor de onderste extremiteit

ar تعليمات الاستخدام Caresia® للأطراف السفلية

Foot/Below Knee



Thigh



en | Instructions for use

Thank you for choosing Caresia®!

Caresia® Foot, Below Knee, and Thigh garments are off-the-shelf foam bandage liners for lymphedema and edema management of the foot and/or leg. Caresia can be used day or night for the intensive phase of therapy or in the self-management phase as recommended by your medical professional.

Please consult a trained medical professional prior to first use.

Indications and patient groups

- Various stages of lymphedema
- Edema

Intended uses

- Assists in softening of indurated/fibrotic tissue (when used with compression bandages/compression garments)
- Fill concavities and/or pad bony prominences (when used with compression bandages/compression garments)
- Diffuse pressure points (when used with compression bandages/compression garments)

Contraindications

- Arterial insufficiency or ABPI < 0.8
- Moderate to severe peripheral arterial disease
- Untreated congestive heart failure
- Untreated infection (e.g. cellulitis)
- Known allergy and/or hypersensitivity to any of the product components

Precautions

- Impaired sensation (peripheral neuropathy)
- Cognitive impairment
- Any open wounds should be dressed prior to application

Side effects

In (very) rare cases, skin irritations and/or allergies may occur.

Serious incident

In case of serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.

Donning instructions

Foot/Below Knee

If pairing a Below Knee and Thigh garment, apply Thigh garment first.

- 1 Fold the upper portion of the garment inside out overlapping the lower portion.
- 2 Slide the folded garment over the foot and heel.
- 3 Unfold the garment onto your leg. Adjust for fit and comfort.

- If pairing a Below Knee and Thigh garment, unfold the Below Knee garment to overlap the knee portion of the Thigh garment.

- 4 Apply short stretch bandages over top as directed by your medical professional.

Thigh

- 1 Slide the garment over your foot onto your knee and thigh ensuring the outer seams are at the front of the garment on both sides of your leg.

- 2 Apply short stretch bandages over top as directed by your medical professional.

Care instructions

L&R USA recommends all Caresia garments be washed and dried before the first extended use.

Washing

- Machine wash with mild detergent on permanent press
- Do not use fabric softener, bleach, or other additives
- Do not dry clean

Drying

- Tumble dry on permanent press
- Do not iron



Material content

Polyurethane, nylon (polyamide), spandex (elastane)
Not made with natural rubber latex.

Warranty

We guarantee your Caresia garment to be free of material and manufacturing defects during the recommended six month life of the garment.

Disposal

Observe current national regulations and laws for disposal of this device. Packaging marked recyclable should be properly recycled, otherwise disposed of with household waste.

de | Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für Caresia® entschieden haben!

Caresia® Foot, Below Knee und Thigh sind gebrauchsfertige Unterzugmaterialien aus Schaumstoff zur Behandlung von Lymphödemen und Ödemen des Fußes und/oder des Beins. Caresia kann während der intensiven Therapiephase und der Selbstmanagementphase je nach Empfehlung des behandelnden medizinischen Fachpersonals tagsüber oder nachts getragen werden.

Bitte wenden Sie sich vor der ersten Anwendung an eine geschulte medizinische Fachkraft.

Indikationen und Patientengruppen

- Verschiedene Stadien von Lymphödemen
- Ödeme

Zweckbestimmungen

- Unterstützung beim Aufweichen von verhärtetem/fibrotischem Gewebe (bei Verwendung zusammen mit Kompressionsbinden/Kompressionsverbänden)
- Füllen von Kavitäten und/oder Knochenvorsprüngen (bei Verwendung zusammen mit Kompressionsbinden/Kompressionsverbänden)
- Verteilung von Druckpunkten (bei Verwendung zusammen mit Kompressionsbinden/Kompressionsverbänden)

Kontraindikationen

- Arterielle Insuffizienz oder ABPI <0,8
- Mittelschwere bis schwere periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Unbehandelte dekompensierte Herzinsuffizienz
- Unbehandelte Infektion (z. B. Zellulitis)
- Bekannt Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten

Vorsichtsmaßnahmen

- Beeinträchtigte Sensibilität (periphere Neuropathie)
- Kognitive Beeinträchtigung
- Offene Wunden sollten vor der Anwendung abgedeckt werden

Nebenwirkungen

In (sehr) seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

Schwerwiegende Vorkommnisse

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Anziehanleitung

Foot/Below Knee

Bei der Kombination von Below Knee und Thigh ist das Thigh-Element zuerst anzulegen.

- 1 Schlagen Sie den oberen Teil des Unterzugmaterials nach außen, sodass es den unteren Teil überlappt.
- 2 Schieben Sie das umgeschlagene Element über Fuß und Ferse.

- 3 Falten Sie das Element über Ihrem Bein auf. Passen Sie es so an, dass es richtig und bequem anliegt.

- Bei der Kombination von Below Knee und Thigh falten Sie das Below-Knee-Element so auf, dass es den Knie teil des High-Elements überlappt.

- 4 Legen Sie Kurzzugbinden wie vom behandelnden medizinischen Fachpersonal angewiesen darüber an.

Thigh

- 1 Schieben Sie das Element über Ihren Fuß auf das Knie und den Oberschenkel und stellen Sie sicher, dass die Außennähte an beiden Seiten Ihres Beins auf der Vorderseite des Elements liegen.

- 2 Legen Sie Kurzzugbinden wie vom behandelnden medizinischen Fachpersonal angewiesen darüber an.

Pflegehinweise

L&R empfiehlt, alle Caresia Unterzugmaterial aus Schaumstoff vor dem ersten längeren Gebrauch zu waschen und zu trocknen.

Waschen

- Maschinenwäsche im Schonwaschgang mit Feinwaschmittel
- Keinen Weichspüler, Bleichmittel oder andere Zusätze verwenden
- Nicht chemisch reinigen

Trocknen

- Trocknengang pflegeleicht
- Nicht bügeln



Materialien

Polyurethan, Nylon (Polyamid), Spandex (Elasthan)
Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Garantie

Wir gewährleisten, dass das Caresia Unterzugmaterial aus Schaumstoff während der empfohlenen sechsmonatigen Verwendungsdauer keine Material- oder Produktionsfehler aufweisen.

Entsorgung

Befolgen Sie die geltenden nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung dieses Produktes. Verpackungen, die als recycelbar gekennzeichnet sind, sollten ordnungsgemäß recycelt und sonst über den Hausmüll entsorgt werden.

fr | Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi Caresia®!

Caresia® Foot, Below Knee et Thigh sont des matières de rembourrage en mousse prêtes à l'emploi pour le traitement des lymphœdèmes et des œdèmes du pied et/ou de la jambe. Caresia peut être utilisé le jour ou la nuit pour la phase intense d'un traitement ou en phase d'autogestion comme recommandé par votre professionnel de santé.

Veillez consulter un professionnel de la santé qualifié avant la première utilisation.

Indications et groupes de patients

- Différents stades de lymphœdèmes
- Œdèmes

Usages prévus

- Contribue à assouplir les tissus indurés/fibreux (en association avec des bandages de compression/des vêtements de compression)
- Comble les zones concaves et/ou rembourre les protubérances osseuses (en association avec des bandages de compression/des vêtements de compression)
- Diffuse des points de pression (en association avec des bandages de compression/des vêtements de compression)

Contre-indications

- Insuffisance artérielle ou IPS <0,8
- Maladie artérielle périphérique modérée à sévère
- Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- Infection non traitée (par ex. cellulite)
- Allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit

Précautions

- Sensations altérées (neuropathie périphérique)
- Troubles cognitifs
- Toute plaie ouverte doit être recouverte avant application

Effets indésirables

Des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent survenir dans de (très) rares cas.

Accident grave

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.

Instructions d'enfilage

Foot/Below Knee

En cas d'association à Below Knee et Thigh, appliquez d'abord l'élément Thigh.

- 1 Pliez la partie supérieure de la matière de rembourrage vers l'extérieur de façon à ce qu'elle chevauche la partie inférieure.
- 2 Enfilez l'élément retourné par-dessus le pied et le talon.

- 3 Dépliez l'élément sur votre jambe. Ajustez-le pour plus de confort.

- En cas d'association à Below Knee et Thigh, dépliez l'élément Below Knee pour qu'il chevauche la partie du genou de l'élément Thigh.

- 4 Appliquez des bandages à allongement court par-dessus conformément aux instructions de votre professionnel de santé.

Thigh

- 1 Enfilez l'élément par-dessus le pied sur votre genou et votre cuisse en veillant à ce que les coutures extérieures soient à l'avant de l'élément sur les deux côtés de votre jambe.

- 2 Appliquez des bandages à allongement court par-dessus conformément aux instructions de votre professionnel de santé.

Conseils d'entretien

L&R recommande de nettoyer et de sécher toutes les matière de rembourrage en mousse Caresia avant une première utilisation prolongée.

Lavage

- Lavage en machine avec une lessive douce en cycle « pressage permanent »
- Ne pas utiliser d'adoucissant, d'eau de javel ni d'autres additifs
- Ne pas nettoyer à sec

Séchage

- Séchage en tambour en cycle « pressage permanent »
- Ne pas repasser



Composition

Polyuréthane, nylon (polyamide), spandex (élasthanne)
Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

Garantie

Nous garantissons des matière de rembourrage en mousse Caresia exempts de défauts de matériaux et de fabrication au cours de leurs six mois de durée de vie recommandée.

Élimination

Veillez éliminer cet accessoire dans le respect des réglementations et des législations nationales en vigueur. Les emballages marqués comme recyclables doivent être correctement recyclés ou éliminés avec les déchets ménagers.vigueur. Les emballages marqués comme recyclables doivent être correctement recyclés ou éliminés avec les déchets ménagers.



Symbol glossary provided at: www.Lohmann-Rauscher.com/symbolsglossary



es | **Instrucciones de uso**

Gracias por elegir Caresia®.

Las prendas de material acolchado Caresia® Foot, Below Knee y Thigh son de espuma y de venta libre, para el tratamiento de linfedemas y edemas del pie y/o de la pierna. Caresia puede utilizarse por el día o por la noche para la fase intensiva del tratamiento o en la fase de autotratamiento, según lo que recomiende su profesional médico.

Consulte a un profesional médico capacitado antes del primer uso.

Indicaciones y grupos de pacientes

- Diversos estadios de linfedema
- Edema

Usos previstos
<ul style="list-style-type: none">Ayuda a suavizar tejidos fibróticos/ endurecidos (cuando se usa con vendajes de compresión/ prendas de compresión) Rellena concavidades y/o acolcha prominencias óseas (cuando se usa con prendas de compresión/ vendajes de compresión) Suaviza los puntos de presión (cuando se usa con prendas de compresión/vendajes de compresión)
Contraindicaciones
<ul style="list-style-type: none">Insuficiencia arterial o ABPI <0.8 Enfermedad arterial periférica de moderada a severa Falla cardíaca congestiva no tratada Infección no tratada (p.ej., celulitis) Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto
Precauciones
<ul style="list-style-type: none">Sensibilidad afectada (neuropatía periférica) Deterioro cognitivo Cualquier herida abierta debe taparse con un apósito antes de la aplicación
Efectos adversos
<p>En (muy) raros casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.</p>

L&R USA recomienda lavar y secar las prendas Caresia antes del primer uso prolongado.

Secado
<ul style="list-style-type: none">Séquelo en secadora en ciclo de planchado permanente No lo lave en seco
Lavado
<ul style="list-style-type: none">Lavado en lavadora con detergente suave en ciclo de planchado permanente No use suavizante, blanqueador ni otros aditivos No lo lave en seco

Contenido material
<p>Poliuretano, nylon (poliamida), spandex (elastano)</p> <p>No fabricado a partir de látex de caucho natural.</p>

Garantía
<p>Garantizamos que su prenda Caresia estará libre de defectos del material y de fabricación durante el periodo recomendado de vida útil de seis meses de la prenda.</p>
Eliminación
<p>Observe las regulaciones y leyes nacionales actuales para la eliminación de este dispositivo. Los envases marcados como reciclables deben reciclarse correctamente; el resto puede eliminarse con la basura doméstica.eliminarse con la basura doméstica.</p>

Si está combinando una prenda Below Knee y Thigh, aplique primero la prenda Thigh.

Si está combinando una prenda Below Knee y Thigh, aplique primero la prenda Thigh.

- Tire de la parte superior de la prenda hacia afuera solapando la parte inferior.

- Deslice la prenda doblada a través del pie y del tobillo.

it | **Istruzioni per l'uso**

Grazie di aver scelto Caresia®!

Gli articoli Caresia® Foot, Below Knee e Thigh sono fodere con imbottitura per bendaggi, preconfezionate, per la gestione del linfedema e dell'edema del piede mano e/o della gamba. Caresia può essere utilizzato durante il giorno o la notte nella fase intensiva della terapia o nella fase di auto-cura, come prescritto dal medico.

Consultare un medico specializzato prima di utilizzare il sistema per la prima volta.

Indicazioni e gruppi di pazienti

- Vari stadi del linfedema
- Edema

Destinazioni d'uso
<ul style="list-style-type: none"> Aiuta ad ammorbidire il tessuto indurito/fibrotico (se usato con bende di compressione/ indumenti di compressione) Riempie le concavità e/o protegge le prominenze ossee (se usato con bende di compressione/ indumenti di compressione) Diffonde i punti di pressione (se usato con bende di compressione/ indumenti di compressione)
Contraindicazioni
<ul style="list-style-type: none">Insufficienza arteriosa o ABPI < 0,8 Arteriopatia periferica da moderata a grave Insufficienza cardiaca congestizia non trattata Infezione non trattata (ad es., cellulite) Allergia e/o ipersensibilità note nei confronti di uno dei componenti del prodotto
Misure precauzionali
<ul style="list-style-type: none">Sensibilità compromessa (neuropatia periferica) Deterioramento cognitivo Eventuali ferite aperte devono essere medicate prima dell'applicazione

L&R USA consiglia di lavare e asciugare tutti gli elementi Caresia prima del primo utilizzo prolungato.

Lavaggio
<ul style="list-style-type: none">Lavare in lavatrice con un detergente neutro con ciclo di lavaggio impostato sulla funzione finissaggio Non utilizzare ammorbidenti, candeggina o altri additivi Non lavare a secco

Asciugatura
<ul style="list-style-type: none">Asciugare con ciclo impostato sulla funzione finissaggio Non stirare

Contenido del materiale
<p>Poliuretano, nylon (poliammide), spandex (elastan)</p> <p>Non fabriccato con lattice di gomma naturale.</p>

Incidente grave
In caso di incidente grave, contattare il produttore e le autorità sanitarie competenti.

Garanzia
Il suo elemento Caresia è garantito essere privo di difetti di materiale e produzione durante il periodo raccomandato di utilizzo di sei mesi.

Istruzioni per indossare l'elemento
Foot/Below Knee
<p>Se si utilizzano insieme gli articoli Below Knee e Thigh, applicare per primo l'articolo Thigh.</p>
<ol style="list-style-type: none">Rivoltare al rovescio la parte superiore dell'articolo in modo che si sovrapponga alla parte inferiore. Infilare l'articolo piegato sopra il piede e il calcagno.

nl | **Gebruiksaanwijzing**

Fijn dat u voor Caresia® hebt gekozen!

De Caresia® Foot, Below Knee en Thigh zijn gebruiksklare onderlaagmaterialen van schuim voor het behandelen van lymfoedeem en oedeem van de voet en/of het been. Caresia kan overdag of 's nachts worden gebruikt voor de intensieve fase van de behandeling of in de fase van zelfbehandeling zoals aanbevolen is door uw zorgverlener.

De Caresia® Foot, Below Knee en Thigh zijn gebruiksklare onderlaagmaterialen van lymfoedeem en oedeem van de voet en/of het been. Caresia kan overdag of 's nachts worden gebruikt voor de intensieve fase van de behandeling of in de fase van zelfbehandeling zoals aanbevolen is door uw zorgverlener.

Raadpleeg een hiervoor opgeleide zorgverlener voordat u het product de eerste keer gebruikt.

Indicaties en patiëntgroepen

- Diverse stadia van lymfoedeem
- Oedeem

Beoogd gebruik
<ul style="list-style-type: none">Helpt bij het verzachten van verhard of fibreus weefsel (in combinatie met compressiezwachtels of andere compressieverbanden) Vult holtes op en/of bekleedt benige uitsteekfels (in combinatie met compressiezwachtels of -kousen) Zorgt voor goede drukverdeling (in combinatie met compressiezwachtels of -kousen)
Onderhoudsinstructies
<p>L&R raadt aan alle Caresia-onderlaagmateriaal te wassen en te drogen voordat ze voor het eerst langdurig gedragen gaan worden.</p>

Contra-indicaties

- Arteriële insufficiëntie of een ABPI < 0,8
- Matig tot ernstig perifeer arterieel vaatlijden
- Onbehandeld congestief hartfalen
- Onbehandelde infectie (bv. cellulitis)
- Bekende allergie en/of overgevoeligheid voor het product of bestanddelen daarvan

Wassen

- Machinewas met een mild wasmiddel onder voortdurende druk
- Gebruik geen bleekmiddel, wasverzachter of andere toevoegingen
- Niet chemisch reinigen

Drogen

- In de droger drogen onder voortdurende druk
- Niet strijken

Materialen
<p>Polyurethaan, nylon (polyamide), spandex (elastaan)</p> <p>Niet gemaakt met natuurrubberlatex.</p>

Bijwerkingen
In (zeer) zeldzame gevallen kunnen huidirritaties en/of allergieën optreden.

Ernstig incident
In geval van een ernstig incident neemt u contact op met de fabrikant en de verantwoordelijke zorgautoriteiten

Aanbrenginstructies

Als u Below Knee en Thigh combineert, trekt u eerst het Thigh-element aan.

- Sla het bovenste deel van het onderlaagmateriaal binnenstebuiten terug over het onderste deel.
- Schuif het dubbelgevouwen element voorzichtig over de voet en de hiel.

Weggooien
Neem de geldende nationale voorschriften en wetten ten aanzien van het weggooien van dit product in acht. Verpakkingen die geschikt zijn voor recycling, moeten worden gerecycled en anders bij huishoudelijk afval worden weggegooid.

إرشادات الاستخدام
Foot/Below Knee
<p>منتجات Thigh وBelow Knee وFoot هي بطانات من الفوم تُباع من دون وصفة طبية لتخفيف أعراض الوذمة اللمفية والاستسقاء في القدم و/أو الساق. ويمكن استخدام منتجات Caresia خلال النهار أو الليل في أثناء فترة العلاج المُكثَّف أو في مرحلة التحكم الدائي حسب توصيات اختصاصي العلاج.</p>
<p>يرجى الرجوع إلى ممارس طبي قبل البدء في استخدام الرباط.</p>
<p>دواعي الاستعمال ومجموعات المرضى</p> <ul style="list-style-type: none">الوذمة المراحل المختلفة للوذمة اللمفية
<p>الغرض من الاستخدام:</p> <ul style="list-style-type: none">تساعد في تليين النسيج الصلب/الليفي (عند استخدامها مع الأربطة/القطع الضاغطة) تعمل على ملء التجاويف وأو تبطين التوهات الطمعية (عند استخدامها مع الأربطة/القطع الضاغطة) تخفف وطأة الضغط في أماكن معينة (عند استخدامها مع الأربطة/القطع الضاغطة)
<p>موانع الاستخدام</p> <ul style="list-style-type: none">القصور الشرياني أو مؤثر الضغط الانسدادي في الكاحل<0.8 مرض الشريان الطرفي المتوسط إلى الشديد فشل القلب الاحتقاني غير المُعالَج العدوى غير المُعالَجة) مثل التهاب النسيج الخلوي (وجود حساسية معروفة و/أو رد فعل تحسسي ضد أحد مكونات المنتج
<p>الاحتياطات</p> <ul style="list-style-type: none">الشعور بالإعاقة (الاعتلال العصبي الطرفي) الاختلال المعرفي ينبغي تضميد الجروح المفتوحة قبل الاستخدام.
<p>الأثار الجانبية</p> <p>في حالات نادرة) جدًّا (قد تحدث حالات إتهاب و/أو حساسية بالجلد.</p>
<p>حدث خطر</p> <p>في حالة وقوع حادث خطير قم بالإتصال بالجهة المصنعة والهيئات الصحية المعنية.</p>

Thigh
<p>① حرِّك القطعة فوق قدمك إلى ركبتك وفخذك مع التأكد من وجود الحواف الخارجية عند الجزء الأمامي من القطعة على كلا جانبي الساق.</p>
<p>② استخدم ضمادات مطاطية قصيرة أعلى القطعة حسب توجيهات اختصاصي العلاج.</p>

إرشادات العناية

توصي شركة لوهمان آند روشر الولايات المتحدة بغسل وتجفيف جميع قطع Caresia قبل أول استخدام مطول.

الغسيل
<ul style="list-style-type: none">تُغسل في الغسالة يُنظف خفيف في الدورة المقاومة للتجعد يجب عدم استخدام منعم الأقمشة أو المبيض أو أي إضافات أخرى ممنوع التنظيف الجاف

التجفيف

- توضع في ماكينة التجفيف في الدورة المقاومة للتجعد
- ممنوع الكي

المواد المحتواه
<p>بولي يوريثين ، نايلون (بولي أميد) ، سبانديكس (إلاستين)</p>

غير مصنوع من المطاط الطبيعي (اللاتكس)
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>

الضمان
نضمن خلو قطعة **Caresia** من عيوب المواد والتصنيع خلال مدة استخدام القطعة الموصى بها والتي تبلغ ستة أشهر.

التخلص من المنتج
يجب اتباع التعليمات والقوانين الوطنية عند التخلص من هذا المنتج. التغليف المعنون بأنه قابل لإعادة التدوير يجب أن تتم إعادة تدويره بطريقة صحيحة، وفي الحالات الأخرى يتم التخلص منه مع المخلفات المنزلية.

Foot/Below Knee
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>
<p>L&R Middle East DMCC HDS Tower, Unit 3106, Cluster F Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 336 351 Dubai/UAE</p> <p>+971 4 442 4621 ReadyWrap@ae.Lrmed.com www.Lohmann-Rauscher.com</p>
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>
<p>Lohmann & Rauscher GmbH Johann-Schorsch-Gasse 4 1140 Wien, Österreich</p> <p>+43 1 57670-400 info@at.lrmed.com www.Lohmann-Rauscher.at</p>
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>
<p>Lohmann & Rauscher Pty Ltd. 321 Ferntree Gully Road Mount Waverley Victoria 3149 Australia</p> <p>1300 572 869 info@au.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.com.au</p>
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>
<p>Lohmann & Rauscher AG Oberstrasse 222 CH-9014 St. Gallen Schweiz</p> <p>+41 71 2742570 info@ch.LRMed.com www.Lohmann-Rauscher.com</p>
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>
<p>EU IMPORTER (MDR)</p> <p>Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Westerwaldstraße 4 D-56579 Rengsdorf Deutschland</p> <p>+49 (0) 2634 99-0 info@de.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.de</p>
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>
<p>Lohmann & Rauscher B.V Antennestraat 86 B 1322 AS Almere Nederland</p> <p>036 546 30 20 ReadyWrap@nl.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.com</p>
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>
<p>Lohmann & Rauscher Limited 21 Queen Street Auckland 1010 New Zealand</p> <p>0800 572 869 info@au.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.com.au</p>
<p>ⓘ ⚠ 🚫 📧 🚫 🚫</p>
<p>L&R USA INC. 3880 W Wheelhouse Road Milwaukee, WI 53208 USA</p> <p>855-892-4140 inquiries@us.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.us</p>

Thigh
<p>①</p>
<p>②</p>

Foot/Below Knee
<p>①</p>
<p>②</p>