



Caresia® Upper extremity foam compression bandage liner
 Unterzugmaterial aus Schaumstoff für die obere Extremität

en Instructions for use for Caresia® Upper extremity foam compression bandage liner

de Gebrauchsanweisung für Caresia® Unterzugmaterial aus Schaumstoff für die obere Extremität

fr Mode d'emploi pour Caresia® Matière de rembourrage en mousse pour extrémités supérieures



es Instrucciones de uso para Caresia® Manga interna de espuma para extremidad superior

it Istruzioni per l'uso di Caresia® Fodera con imbottitura per bendaggi per gli arti superiori





nl Gebruiksaanwijzing voor Caresia® Onderlaagmateriaal van schuim voor de bovenste extremiteit

ar تعليمات الاستخدام Caresia® بطانة القوم للأطراف العلوية

Glove/Gauntlet



Wrist to Axilla/MCP to Axilla



en | Instructions for use

Thank you for choosing Caresia®!

Caresia® Glove, Gauntlet, Wrist to Axilla, and MCP to Axilla garments are off-the-shelf foam bandage liners for lymphedema and edema management of the hand and/or arm. Caresia can be used day or night for the intensive phase of therapy or in the self-management phase as recommended by your medical professional.

Please consult a trained medical professional prior to first use.

Indications and patient groups

- Various stages of lymphedema
- Edema

Intended uses

- Assists in softening of indurated/fibrotic tissue (when used with compression bandages/compression garments)
- Fill concavities and/or pad bony prominences (when used with compression bandages/compression garments)
- Diffuse pressure points (when used with compression bandages/compression garments)

Contraindications

- Arterial insufficiency or ABPI < 0.8
- Moderate to severe peripheral arterial disease
- Untreated congestive heart failure
- Untreated infection (e.g. cellulitis)
- Known allergy and/or hypersensitivity to any of the product components

Precautions

- Impaired sensation (peripheral neuropathy)
- Cognitive impairment
- Any open wounds should be dressed prior to application

Side effects

In (very) rare cases, skin irritations and/or allergies may occur.

Serious incident

In case of serious incident, contact the manufacturer and the responsible health authorities.

Donning instructions

Glove/Gauntlet

- Slide the Glove/Gauntlet over your hand ensuring your fingers are properly placed in digit spacers and your thumb in the separate thumb space.
- Apply short stretch bandages over top as directed by your medical professional.

Wrist to Axilla/MCP to Axilla

- Fold the upper portion of the garment inside out overlapping the lower portion.
- Slide the folded garment over your hand* and forearm ensuring the outer seam is on the top of your arm.
 - For MCP to Axilla style, ensure your thumb is positioned in the thumb space.
- Unfold the garment onto your upper arm. Adjust for fit and comfort.
- Apply short stretch bandages over top as directed by your medical professional.

Care instructions

L&R USA recommends all Caresia garments be washed and dried before the first extended use.

Washing

- Machine wash with mild detergent on permanent press
- Do not use fabric softener, bleach, or other additives
- Do not dry clean

Drying

- Tumble dry on permanent press
- Do not iron



Material content

Polyurethane, nylon (polyamide), spandex (elastane)
 Not made with natural rubber latex.

Warranty

We guarantee your Caresia garment to be free of material and manufacturing defects during the recommended six month life of the garment.

Disposal

Observe current national regulations and laws for disposal of this device. Packaging marked recyclable should be properly recycled, otherwise disposed of with household waste.

de | Gebrauchsanweisung

Vielen Dank, dass Sie sich für Caresia® entschieden haben!

Caresia® Glove, Gauntlet, Wrist to Axilla und MCP to Axilla sind gebrauchsfertige Unterzugmaterialien aus Schaumstoff zur Behandlung von Lymphödemen und Ödemen der Hand und/oder des Arms. Caresia kann während der intensiven Therapiephase und der Selbstmanagementphase je nach Empfehlung des behandelnden medizinischen Fachpersonals tagsüber oder nachts getragen werden.

Bitte wenden Sie sich vor der ersten Anwendung an eine geschulte medizinische Fachkraft.

Indikationen und Patientengruppen

- Verschiedene Stadien von Lymphödemen
- Ödeme

Zweckbestimmungen

- Unterstützung beim Aufweichen von verhärtetem/fibrotischem Gewebe (bei Verwendung zusammen mit Kompressionsbinden/Kompressionsverbänden)
- Füllen von Kavitäten und/oder Knochenvorsprüngen (bei Verwendung zusammen mit Kompressionsbinden/Kompressionsverbänden)
- Verteilung von Druckpunkten (bei Verwendung zusammen mit Kompressionsbinden/Kompressionsverbänden)

Kontraindikationen

- Arterielle Insuffizienz oder ABPI <0,8
- Mittelschwere bis schwere periphere arterielle Verschlusskrankheit
- Unbehandelte dekompensierte Herzinsuffizienz
- Unbehandelte Infektion (z. B. Zellulitis)
- Bekannte Allergie und / oder Überempfindlichkeit gegen eine der Produktkomponenten

Vorsichtsmaßnahmen

- Beeinträchtigte Sensibilität (periphere Neuropathie)
- Kognitive Beeinträchtigung
- Offene Wunden sollten vor der Anwendung abgedeckt werden

Nebenwirkungen

In (sehr) seltenen Fällen können Hautirritationen und / oder Allergien auftreten.

Schwerwiegende Vorkommnisse

Bei Auftreten eines schwerwiegenden Vorkommnisses wenden Sie sich bitte an den Hersteller und die zuständigen Gesundheitsbehörden.

Anziehanleitung

Glove/Gauntlet

- Schieben Sie den Glove/Gauntlet über Ihre Hand und stellen Sie sicher, dass Ihre Finger richtig in den dafür vorgesehenen Fingeröffnungen und Ihr Daumen in der separaten Daumenöffnung liegt.
- Legen Sie Kurzzugbinden wie vom behandelnden medizinischen Fachpersonal angewiesen darüber an.

Wrist to Axilla/MCP to Axilla

- Schlagen Sie den oberen Teil des Unterzugmaterials nach außen, sodass es den unteren Teil überlappt.
- Schieben Sie das gefaltete Unterzugmaterial über Ihre Hand und den Unterarm, wobei die Außennaht oben auf Ihrem Arm aufliegen muss.
 - Beim MCP to Axilla-Element muss Ihr Daumen in der Daumenöffnung liegen.
- Falten Sie das Element über Ihren Oberarm auf. Passen Sie das Element so an, dass es richtig und bequem anliegt.
- Legen Sie Kurzzugbinden wie vom behandelnden medizinischen Fachpersonal angewiesen darüber an.

Pflegehinweise

L&R empfiehlt, alle Caresia Unterzugmaterial aus Schaumstoff vor dem ersten längeren Gebrauch zu waschen und zu trocknen.

Waschen

- Maschinenwäsche im Schonwaschgang mit Feinwaschmittel
- Keinen Weichspüler, Bleichmittel oder andere Zusätze verwenden
- Nicht chemisch reinigen

Trocknen

- Trocknergang pflegeleicht
- Nicht bügeln



Materialien

Polyurethan, Nylon (Polyamid), Spandex (Elasthan)
 Nicht mit Naturkautschuklatex hergestellt.

Garantie

Wir gewährleisten, dass das Caresia Unterzugmaterial aus Schaumstoff während der empfohlenen sechsmonatigen Verwendungsdauer keine Material- oder Produktionsfehler aufweisen.

Entsorgung

Befolgen Sie die geltenden nationalen Vorschriften und Gesetze zur Entsorgung dieses Produktes. Verpackungen, die als recycelbar gekennzeichnet sind, sollten ordnungsgemäß recycelt und sonst über den Hausmüll entsorgt werden.

fr | Mode d'emploi

Merci d'avoir choisi Caresia®!

Caresia® Glove, Gauntlet, Wrist to Axilla et MCP to Axilla sont des matières de rembourrage en mousse prêtes à l'emploi pour le traitement des lymphoedèmes et des œdèmes de la main et/ou du bras. Caresia peut être utilisé le jour ou la nuit pour la phase intense d'un traitement ou en phase d'autogestion comme recommandé par votre professionnel de santé.

Veuillez consulter un professionnel de la santé qualifié avant la première utilisation.

Indications et groupes de patients

- Différents stades de lymphoedèmes
- Œdèmes

Usages prévus

- Contribue à assouplir les tissus indurés/fibreux (en association avec des bandages de compression/des vêtements de compression)
- Comble les zones concaves et/ou rembourre les protubérances osseuses (en association avec des bandages de compression/des vêtements de compression)
- Diffuse des points de pression (en association avec des bandages de compression/des vêtements de compression)

Contre-indications

- Insuffisance artérielle ou IPS <0,8
- Maladie artérielle périphérique modérée à sévère
- Insuffisance cardiaque congestive non traitée
- Infection non traitée (par ex. cellulite)
- Allergie et/ou hypersensibilité connue à l'un des composants du produit

Précautions

- Sensations altérées (neuropathie périphérique)
- Troubles cognitifs
- Toute plaie ouverte doit être recouverte avant application

Effets indésirables

Des irritations cutanées et/ou des allergies peuvent survenir dans de (très) rares cas.

Accident grave

En cas d'incident grave, veuillez contacter le fabricant et l'autorité sanitaire compétente.

Instructions d'enfilage

Glove/Gauntlet

- Enfilez le Glove/Gauntlet par-dessus la main en veillant à ce que vos doigts soient correctement placés dans les espaces prévus pour les doigts prévus et que votre pouce se trouve dans l'espace pour pouce séparé.
- Appliquez des bandages à allongement court par-dessus conformément aux instructions de votre professionnel de santé.

Wrist to Axilla/MCP to Axilla

- Pliez la partie supérieure de la matière de rembourrage vers l'extérieur de façon à ce qu'elle chevauche la partie inférieure.
- Enfilez la matière de rembourrage pliée par-dessus la main et l'avant-bras en veillant à ce que la couture extérieure soit en haut du bras.
 - Peut être appliquée directement sur la peau.
- Dépliez l'élément sur le haut de votre bras. Ajustez-le pour plus de confort.
- Appliquez des bandages à allongement court par-dessus conformément aux instructions de votre professionnel de santé.

Conseils d'entretien

L&R recommande de nettoyer et de sécher toutes les matière de rembourrage en mousse Caresia avant une première utilisation prolongée.

Lavage

- Lavage en machine avec une lessive douce en cycle « pressage permanent »
- Ne pas utiliser d'adoucissant, d'eau de javel ni d'autres additifs
- Ne pas nettoyer à sec

Séchage

- Séchage en tambour en cycle « pressage permanent »
- Ne pas repasser



Composition

Polyuréthane, nylon (polyamide), spandex (élasthanne)
 Non fabriqué à partir de latex de caoutchouc naturel.

Garantie

Nous garantissons des matière de rembourrage en mousse Caresia exempts de défauts de matériaux et de fabrication au cours de leurs six mois de durée de vie recommandée.

Élimination

Veuillez éliminer cet accessoire dans le respect des réglementations et des législations nationales en vigueur. Les emballages marqués comme recyclables doivent être correctement recyclés ou éliminés avec les déchets ménagers. Les emballages marqués comme recyclables doivent être correctement recyclés ou éliminés avec les déchets ménagers.



Symbol glossary provided at: www.Lohmann-Rauscher.com/symbolsglossary

EMERGO EUROPE
 Prinsessegracht 20 · 2514 AP The Hague · The Netherlands

L&R USA INC.
 3880 W Wheelhouse Road, Milwaukee, WI 53208 USA
www.Lohmann-Rauscher.com · 1-855-892-4140

4043024 1462/05-2021



es | **Instrucciones de uso**

Gracias por elegir Caresia®.

Las prendas de material acolchado Caresia® Glove, Gauntlet, Wrist to Axilla y MCP to Axilla son de espuma y de venta libre, para el tratamiento de linfedemas y edemas de la mano y/o del brazo. Caresia puede utilizarse por el día o por la noche para la fase intensiva del tratamiento o en la fase de autotratamiento, según lo que recomiende su profesional médico.

Consulte a un profesional médico capacitado antes del primer uso.

Indicaciones y grupos de pacientes

- Diversos estadios de linfedema
- Edema

Usos previstos

- Ayuda a suavizar tejidos fibróticos/ endurecidos (cuando se usa con vendajes de compresión/ prendas de compresión)
- Rellena concavidades y/o acolcha prominencias óseas (cuando se usa con prendas de compresión/ vendajes de compresión)
- Suaviza los puntos de presión (cuando se usa con prendas de compresión/vendajes de compresión)

Contraindicaciones

- Insuficiencia arterial o ABPI <0.8
- Enfermedad arterial periférica de moderada a severa
- Falla cardiaca congestiva no tratada
- Infección no tratada (p.ej., cellulitis)
- Alergia y/o hipersensibilidad conocida a alguno de los componentes del producto

L&R USA recomienda lavar y secar las prendas Caresia antes del primer uso prolongado.

Lavado

- Lavado en lavadora con detergente suave en ciclo de planchado permanente
- No use suavizante, blanqueador ni otros aditivos
- No lo lave en seco

Secado

- Séquelo en secadora en ciclo de planchado permanente
- No lo planche

👤🌟📷✉🚫

Efectos adversos
En (muy) raros casos pueden presentarse irritaciones cutáneas y/o alergias.

Incidente grave
En el caso de un incidente grave, contacte con el fabricante y las autoridades sanitarias responsables.

Garantía
Garantizamos que su prenda Caresia estará libre de defectos del material y de fabricación durante el periodo recomendado de vida útil de seis meses de la prenda.

Eliminación
Observe las regulaciones y leyes nacionales actuales para la eliminación de este dispositivo. Los envases marcados como reciclables deben reciclarse correctamente; el resto puede eliminarse con la basura doméstica.eliminarse con la basura doméstica.

Eliminación
Observe las regulaciones y leyes nacionales actuales para la eliminación de este dispositivo. Los envases marcados como reciclables deben reciclarse correctamente; el resto puede eliminarse con la basura doméstica.eliminarse con la basura doméstica.

Garantía
Wij garanderen dat uw Caresia-onderlaagmateriaal van schuim vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maand gebruiksduur.

Garantie
Wij garanderen dat uw Caresia-onderlaagmateriaal van schuim vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maand gebruiksduur.

Garantie
Wij garanderen dat uw Caresia-onderlaagmateriaal van schuim vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maand gebruiksduur.

Garantie
Wij garanderen dat uw Caresia-onderlaagmateriaal van schuim vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maand gebruiksduur.

Garantie
Wij garanderen dat uw Caresia-onderlaagmateriaal van schuim vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maand gebruiksduur.

it | **Istruzioni per l'uso**

Grazie di aver scelto Caresia®!

Gli articoli Caresia® Glove, Gauntlet, Wrist to Axilla e MCP to Axilla sono fodere con imbottitura per bendaggi, preconfezionate, per la gestione del linfedema e dell'edema della mano e/o del braccio. Caresia può essere utilizzato durante il giorno o la notte nella fase intensiva della terapia o nella fase di auto-cura, come prescritto dal medico.

Consultare un medico specializzato prima di utilizzare il sistema per la prima volta.

Indicazioni e gruppi di pazienti

- Vari stadi del linfedema
- Edema

Destinazioni d'uso

- Aiuta ad ammorbidire il tessuto indurito/fibrotico (se usato con bende di compressione/ indumenti di compressione)

- Riempie le concavità e/o protegge le prominenze ossee (se usato con bende di compressione/ indumenti di compressione)
- Diffonde i punti di pressione (se usato con bende di compressione/ indumenti di compressione)

- Per l'elemento MCP to Axilla fare attenzione che il pollice sia inserito nello spazio apposito.

- Distendere l'articolo sopra la parte superiore del braccio. Regolare in modo che si adatti bene e risulti comodo.

- Applicare bendaggi elastici corti sopra la fodera come indicato dal medico.

Istruzioni per la cura

L&R USA consiglia di lavare e asciugare tutti gli elementi Caresia prima del primo utilizzo prolungato.

Lavaggio

- Lavare in lavatrice con un detergente neutro con ciclo di lavaggio impostato sulla funzione finissaggio
- Non utilizzare ammorbidenti, candeggina o altri additivi
- Non lavare a secco

Asciugatura

- Asciugare con ciclo impostato sulla funzione finissaggio
- Non stirare

👤🌟📷✉🚫

Contenuto del materiale
Poliuretano, nylon (poliammide), spandex (elastan)

Non fabbricato con lattice di gomma naturale.

Garanzia
Il suo elemento Caresia è garantito essere privo di difetti di materiale e produzione durante il periodo raccomandato di utilizzo di sei mesi.

Garanzia
Il suo elemento Caresia è garantito essere privo di difetti di materiale e produzione durante il periodo raccomandato di utilizzo di sei mesi.

Smaltimento
Rispettare le normative e le leggi nazionali vigenti per lo smaltimento di questo dispositivo. La confezione consegnata come riciclabile deve essere riciclata correttamente; in caso contrario smaltire con i rifiuti domestici.

nl | **Gebruiksaanwijzing**

Fijn dat u voor Caresia® hebt gekozen!

Aanbrenginstructies

Glove/Gauntlet

- Schuif de Glove/Gauntlet over uw hand en zorg er daarbij voor dat de vingers in de daarvoor bestemde ruimtes zitten en uw duim in de aparte duimruimte.

Glove/Gauntlet

- Breng hier korte-rekbandages overheen aan zoals aangegeven door uw zorgverlener.

Wrist to Axilla/MCP to Axilla

- Diverse stadia van lymfoedeem
- Oedeem

Beoogd gebruik

- Helpt bij het verzachten van verhard of fibreus weefsel (in combinatie met compressiezachtels of andere compressieverbanden)

- Vult holtes op en/of bekleedt benige uitsteeksels (in combinatie met compressiezachtels of -kousen)
- Zorgt voor goede drukverdeling (in combinatie met compressiezachtels of -kousen)

- Bij de MCP to Axilla zorgt u ervoor dat uw duim zich in de duimruimte bevindt.

Vouw het element open over uw bovenarm. Pas het element aan voor een goede pasvorm en comfort.

Breng hier korte-rekbandages overheen aan zoals aangegeven door uw zorgverlener.

Onderhoudsinstructies

L&R raadt aan alle Caresia-onderlaagmateriaal te wassen en te drogen voordat ze voor het eerst langdurig gedragen gaan worden.

Wassen

- Machinewas met een mild wasmiddel onder voortdurende druk

- Gebruik geen bleekmiddel, wasverzachter of andere toevoegingen
- Niet chemisch reinigen

Drogen

- In de droger drogen onder voortdurende druk
- Niet strijken

👤🌟📷✉🚫

Contenuto del materiale
Poliuretano, nylon (polyamide), spandex (elastaan)

Niet gemaakt met natuurrubberlatex.

Materialen
Polyurethaan, nylon (polyamide), spandex (elastaan)
Niet gemaakt met natuurrubberlatex.

Garantie
Wij garanderen dat uw Caresia-onderlaagmateriaal van schuim vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maand gebruiksduur.

Weggooiën
Neem de geldende nationale voorschriften en wetten ten aanzien van het weggooiën van dit product in acht. Verpakkingen die geschikt zijn voor recycling, moeten worden gerecycled en anders bij huishoudelijk afval worden weggegooid.

إرشادات الاستخدام
Glove/Gauntlet
<p>منتجات Wrist to AxillaوGauntlet و Glove هي قطع من Caresia من MCP to Axilla هي قطع من القوم تُباع من دون وصفة طبية لتخفيف أعراض الوذمة اللمفية والاستسقاء في اليد و/أو الذراع.</p> <p>يرجى الرجوع إلى ممارس طبى قبل البدء في استخدام الرباط.</p> <p>دواعي الاستعمال ومجموعات المرضى</p> <ul style="list-style-type: none">المراحل المختلفة للوذمة اللمفية الوذمة <p>الغرض من الاستخدام:</p> <ul style="list-style-type: none">تساعد في تليين النسيج الصلب/الليني (عند استخدامها مع الأربطة/القطع الضاغطة) تعمل على ملء التجاويف و/أو تبطين التئوات العظمية (عند استخدامها مع الأربطة/القطع الضاغطة) تخفف وطأة الضغط في أماكن معينة (عند استخدامها مع الأربطة/القطع الضاغطة) <p>موانع الاستعمال</p> <ul style="list-style-type: none">القصور الشرياني أو مؤشر الضغط الانسدادي في الكاحل>0.8< مرض الشريان الطرفي المتوسط إلى الشديد فشل القلب الاحتقاني غير المُعالج العدوى غير المُعالجة) مثل التهاب النسيج الخلوي (وجود حساسية معروفة و/أو رد فعل تحسسي ضد أحد مكونات المنتج <p>الاحتياطات</p> <ul style="list-style-type: none">الشعور بالإعاقة (الاعتلال العصبي الطرفي) الاختلال المعرفي ينبغي تسميد الجروح المفتوحة قبل الاستخدام. <p>الأثار الجانبية</p> <p>في حالات نادرة) جدًا (قد تحدث حالات التهاب و/أو حساسية بالجلد.</p> <p>حادث خطير</p> <p>في حالة وقوع حادث خطير قم بالإتصال بالجهة المصنعة والهيئات الصحية المعنية.</p>

Wrist to Axilla/MCP to Axilla

- قم بطي الجزء العلوي من القطعة إلى الخارج، بحيث يتداخل مع الجزء السفلي.

- حرّك القطعة المطوية فوق يدك وذراعك مع التأكد من وجود الحواف الخارجية عند أعلى ذراعك.

- بالنسبة للقطعة MCP to Axilla، تأكد من وجود إصبع الإبهام في المساحة المخصصة له.

- أفرد القطعة على أعلى ذراعك. اضبطها حتى تكون ملائمة وتحقق لك الراحة.

- استخدم ضمادات مطاطية قصيرة أعلى القطعة حسب توجيهات اختصاصي العلاج.

إرشادات العناية

توصي شركة لوهمان أند روشر الولايات المتحدة بغسل وتخفيف جميع قطع Caresia قبل أول استخدام مطول

الغسيل

- تُغسل في الغسالة يُنظف خفيف في الدورة المقاومة للتجعد

- يجب عدم استخدام منعم الأقمشة أو المبيض أو أي إضافات أخرى
- ممنوع التنظيف الجاف

التجفيف

- توضع في ماكينة التجفيف في الدورة المقاومة للتجعد
- ممنوع الكي

المواد المحتواة

- بولي يوريثين ، نايلون (بولي أميد) ، سيانديكس (إيلاستين)

غير مصنوع من المطاط الطبيعي (اللاتكس)

الضمان

نضمن خلو قطعة Caresia من عيوب المواد والتصنيع خلال مدة استخدام القطعة الموصى بها والتي تبلغ ستة أشهر.

التخلص من المنتج
Polyurethaan, nylon (polyamide), spandex (elastaan)
Niet gemaakt met natuurrubberlatex.

Garantie
Wij garanderen dat uw Caresia-onderlaagmateriaal van schuim vrij is van materiaal- en fabricagefouten gedurende de aanbevolen zes maand gebruiksduur.

Weggooiën
Neem de geldende nationale voorschriften en wetten ten aanzien van het weggooiën van dit product in acht. Verpakkingen die geschikt zijn voor recycling, moeten worden gerecycled en anders bij huishoudelijk afval worden weggegooid.

Glove/Gauntlet	AE <p>L&R Middle East DMCC HDS Tower, Unit 3106, Cluster F Jumeirah Lakes Towers, P.O. Box 336 351 Dubai/UAE</p> <p>+971 4 442 4621 ReadyWrap@ae.Lrmed.com www.Lohmann-Rauscher.com</p>
AT	Lohmann & Rauscher GmbH Johann-Schorsch-Gasse 4 1140 Wien, Österreich
	+43 1 57670-400 info@at.Lrmed.com www.Lohmann-Rauscher.at
AU	Lohmann & Rauscher Pty Ltd. 321 Ferntree Gully Road Mount Waverley Victoria 3149 Australia
	1300 572 869 info@au.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.com.au

Wrist to Axilla/MCP to Axilla	CH <p>Lohmann & Rauscher AG Oberstrasse 222 CH-9014 St. Gallen Schweiz</p> <p>+41 71 2742570 info@ch.LRMed.com www.Lohmann-Rauscher.com</p>
	DE EU IMPORTER (MDR) <p>Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG Westerwaldstraße 4 D-56579 Rengsdorf Deutschland</p> <p>+49 (0) 2634 99-0 info@de.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.de</p>
	NL <p>Lohmann & Rauscher B.V Antennestraat 86 B 1322 AS Almere Nederland</p> <p>036 546 30 20 ReadyWrap@nl.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.com</p>
	NZ <p>Lohmann & Rauscher Limited 21 Queen Street Auckland 1010 New Zealand</p> <p>0800 572 869 info@au.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.com.au</p>
	US <p>L&R USA INC. 3880 W Wheelhouse Road Milwaukee, WI 53208 USA</p> <p>855-892-4140 inquiries@us.LRmed.com www.Lohmann-Rauscher.us</p>

1	
2	

3	
4	

1	
2	

3	
4	