



## Presseinformation

### L&R erweitert sein Bandagen- & Orthesen-Portfolio

## **Spitzenleistung auf Experten-Niveau: zwei neue Cellacare® Expert Produkte**

***Rengsdorf, 18. März 2022 – Ab sofort zählt das L&R Bandagen und Orthesen Sortiment der „Cellacare Expert“-Linie zwei neue Produkte: Bei einem Tennis- oder Golferellenbogen können Patienten zu Cellacare Epi Control Expert greifen. Im Fall eines Springerknies, Patellaspitzensyndroms oder Schmerzen im vorderen Knie schafft Cellacare Patella Control Expert Abhilfe. Beide Produkte ergänzen die Linie an Cellacare Control Expert-Produkten. Bereits im Herbst 2021 wurde die Cellacare Malleo Control Expert eingeführt, die u. a. bei Sprunggelenksdistorsionen eingesetzt werden kann. Alle drei Produkte vereinen hohe Funktionalität und Tragekomfort, eine einfache Handhabung und einen attraktiven Farbmix.***

Lohmann & Rauscher (L&R) ist nicht nur ein bekannter Anbieter von Lösungen für die Wundversorgung und Kompression, sondern entwickelt, produziert und vertreibt bereits seit mehr als 25 Jahren unter der Marke Cellacare auch Bandagen und Orthesen. Seit dem Jahr 2016 bietet L&R ein dreigeteiltes Konzept mit dem Ziel, für jeden Patienten bedarfsgerechte Lösungen bereitzustellen: Cellacare „Classic“ erfüllt alle therapeutischen Anforderungen bei akuten Krankheitsbildern zu einem gutem Preis-Leistungsverhältnis, „Comfort“ verbindet spürbaren Anwendungskomfort mit hochwertigen Materialien und „Expert“ steht für Spitzenleistung auf Experten-Niveau, also für besonders anspruchsvolle Patienten, vor allem im ambitionierten Sportbereich. Nach dem erfolgreichen Launch von Cellacare Tarsotec Expert, der abrüstbaren Sprunggelenksorthese zur Stabilisierung und zum Schutz des Sprunggelenks, stehen nun drei weitere „Expert“-Produkte zur Verfügung: Die Epicondylitis Spange *Cellacare Epi Control Expert* zur Entlastung der Muskelursprünge des ulnaren und/oder radialen Ellenbogens, die Patella-Spange *Cellacare Patella Control Expert* zur Kompression und Entlastung der Patellasehne und die stabilisierende Sprunggelenksorthese *Cellacare Malleo Control Expert*.



### **Funktionalität + Erfahrung + Attraktivität = Cellacare Expert Linie**

Axel Gundlach, Produktmanager von L&R: *„Wir freuen uns sehr, dass wir Profi- und Hobby-SportlerInnen nunmehr drei weitere attraktive Lösungen für Sportverletzungen oder bei Überbelastungen aus der Expert-Linie anbieten können. Alle Produkte der Expert-Linie verbindet eine hohe Funktionalität, eine einfache und sichere Handhabung sowie ein hoher Tragekomfort. Unsere lange Erfahrung im Bereich Bandagen und Orthesen, unsere hauseigene Produktentwicklung und die Herstellung dieser Produkte an unserem Standort in St. Genest / Frankreich komplettieren dieses Gesamtpaket. Für mich ist die Cellacare Expert-Linie ein Must-have für SportlerInnen, um jene Einschränkungen, die man sich nicht wünscht, zu verringern und zum Heilungserfolg beizutragen.“*

Zum Heilungserfolg trägt dabei auch immer häufiger das äußere Erscheinungsbild von Hilfsmitteln bei. Daher spiegelt die Farbgebung der Expert-Linie mit den Farben schwarz/anthrazit und orange genau das wider, was sich Hobby – und ProfisportlerInnen von sich bzw. ihren Körpern wünschen: Kraft, Energie, Stärke.

### **Sprunggelenksorthese mit innovativem Kordelverschluss**

Besonderes Augenmerk bei der Erweiterung der Expert-Linie liegt auf der Orthese zur Stabilisierung des Sprunggelenks: Wie bereits die Cellacare Tarsotec Expert, also die abrüstbare Orthese zur Stabilisierung und zum Schutz des Sprunggelenks, verfügt auch die Cellacare Malleo Control Expert über zwei anatomisch geformte Stabilisierungsschalen, die ungesunde Inversions-Eversions-Bewegungen durch die externe Stabilisierung der medialen und lateralen Schalen (U-Schalen-Effekt) einschränken. Der 8er-Gurt trägt zur Bewegungseinschränkung in Supination und Pronation bei. Der zirkuläre Gurt und das innovative Kordelverschluss-System „Quick adjust“ ermöglichen ein schnelles und einfaches Verschließen. Zusammen mit dem weichen Polstermaterial im Knöchelbereich, der „Soft Comfort Zone“ im Ristbereich und dem Einsatz moderner Stricktechnik bietet die Cellacare Malleo Control Expert einen guten Komfort in der Handhabung. Dank des schlanken Designs ist das Tragen in Sportschuhen ebenso wie in den meisten anderen Schuhtypen möglich. Die anatomische Form des Hilfsmittels, die weichen, komfortablen, latexfreien Materialien, die reduzierte visuelle Verschmutzbarkeit



Lohmann & Rauscher

und die ansprechende sportliche Produktoptik gewährleisten bei allen drei Produkten der Cellacare Control Expert-Reihe eine hohe Anwenderakzeptanz.

### **Lohmann & Rauscher (L&R)**

Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Entwickler, Hersteller und Anbieter von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität – vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem. 1998 aus den beiden Unternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über 170 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Problemlöser für seine Kunden.

Mit 5.400 Mitarbeitern, 51 Konzerngesellschaften und Beteiligungen sowie mehr als 130 ausgewählten Vertriebspartnern ist L&R in allen wichtigen Märkten der Welt vertreten und erreichte 2021 ein Umsatzvolumen von mehr als 758 Millionen Euro. L&R Standorte mit Headquarter-Funktion sind Rengsdorf (Deutschland) und Wien (Österreich).

Die unternehmerische Haltung von L&R spiegelt der Claim People.Health.Care. wider: der Mensch, seine Gesundheit und die Fürsorge für beide.

### **Weitere Informationen zu Lohmann & Rauscher (L&R) unter:**

[www.lohmann-rauscher.com](http://www.lohmann-rauscher.com)

**Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten**

### **Pressekontakt:**

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG

Public Relations

Maria Spenger

Johann-Schorsch-Gasse 4 | 1140 Wien

Tel.: +43 1 57670-389

Mobil: +43 676 83300-389

E-Mail: [Maria.Spenger@at.LRmed.com](mailto:Maria.Spenger@at.LRmed.com)

[www.lohmann-rauscher.com](http://www.lohmann-rauscher.com)

## Bildmaterial



**Bildunterschrift:** Cellacare Malleo Control Expert mit innovativem „Quick adjust“-Verschluss

**Bildquelle:** Lohmann & Rauscher GmbH & CoKG



**Bildunterschrift:** Cellacare Epi Control Expert im sportlichen Einsatz

**Bildquelle:** Lohmann & Rauscher GmbH & CoKG