


People. Health. Care.

Set System per sala operatoria La soluzione L&R.



Indice

Sicurezza in sala operatoria	4	Set parto I	31
		Set parto II	31
Raucodrape Sistema di copertura per s	ala operatoria	Telo per taglio cesareo	32
Informazioni generali	6-14	Telo neonato	32
Chirurgia generale		Set cesareo I	32
Set base Mini	16	Set per taglio cesareo	33
Set base	16	Set per taglio cesareo II	33
Set base I	16	Set ginecologia/cistoscopia	34
Set base II	17	Set cistoscopia	34
Set base Super	17	Telo ginecologia/cistoscopia	34
Set per piccoli interventi	18	Set litotomia	35
Set per interventi minori I	18	Set ginecologia I	36
Set per interventi minori II	18	Set per ginecologia/urologia	36
Set universale	19	Set ginecologia II	36
		Set T.U.R. I	37
Set universale I	19	Set T.U.R.	37
Set universale I Super	20	Set T.U.R. II	37
Set universale II	20	Ortonodia/traumatalogia	
Set base con telo fessurato	21	Ortopedia/traumatologia Set universale I con telo fessurato	39
Set universale I con telo fessurato	21		40
Set universale con telo fessurato	22	Set per ortopedia	
Set universale II con telo fessurato	22	Set anca I	40
Set variabile con telo fessurato	23	Set anca II	41
Set laparo I	24	Telo per anca	42
Set laparo II	24	Set artroscopia di anca	42
Set laparo III	24	Set estremità I	43
Set chirurgia del retto I	25	Set estremità II	43
Set addominale/perineale	25	Set per estremità	43
Set chirurgia del retto II	25	Set estremità III	42
Chirurgia pediatrica		Set estremità mano/piede	44
Set base pediatrico	27	Set chirurgia della mano	45
Telo con foro e film di incisione	27	Teli per estremità	46
		Telo per estremità, bilaterale	46
Ginecologia/urologia		Teli estremità mano/piede	47
Set isterectomia	29	Set artroscopia I	48
Set chirurgia del retto I	30	Set artroscopia II	48
Set addominale/perineale	30	Set per artroscopia	48
Set chirurgia del retto II	30	Set artroscopia III	49

49	Telo LAP/spinale	69
49	Teli fessurati per sala operatoria	70
50	Telo fessurato per SO	70
50	Telo fessurato	70
51	Copristrumenti	71
52	Accessori	72
52	Telo neonato	72
	Accessori	73
_	Film autoadesivo	74
54	Abbigliamento per sala operatoria	
54	Abbigliamento per sala operatoria	76-78
55	Camici chirurgici	79-83
55	Mascherine chirurgiche	84-85
56	Cappellini chirurgici	86-87
56	Guanti chirurgici in lattice di gomma naturale	88-89
57	Guanti chirurgici in poliisoprene sintetico	90
57	Guanti da esame in lattice di gomma naturale	91
58-59	Guanti da esame in nitrile	92-93
	Abbigliamento per sala operatoria	94
61	Strumenti monouso	
62	Forbice chirurgica	96
62	Pinza emostatica	96
62	Pinza	97
	Portaghi	97
		97
64	Contenitore per smaltimento	97
64	Setpack Set di medicazioni	
65		
66	-	99
67		100
67	•	101
68		102
68	·	103
68	Set di medicazioni per sala operatoria	104
00		
68 69	Kitpack sistema a più componenti per sala operatoria	
	49 50 50 51 52 52 52 54 54 55 56 56 57 57 58-59 61 62 62 62 62 62 63 64 64 65 66 67 67 68	Teli fessurati per sala operatoria Telo fessurato Telo neonato Accessori Telo neonato Accessori Film autoadesivo Abbigliamento per sala operatoria Abbigliamento per sala operatoria Camici chirurgici Mascherine chirurgiche Cappellini chirurgici Guanti chirurgici in pollisoprene sintetico Guanti da esame in lattice di gomma naturale Guanti da esame in nitrile Abbigliamento per sala operatoria Strumenti monouso Forbice chirurgica Pinza emostatica Pinza Portaghi Strumenti ausiliari Contenitore per smaltimento Setpack Set di medicazioni per sala operatoria Informazioni generali Laparatomiche RX Compresse in garza RX Tamponi assorbenti RX Tamponi scollatori RX

Sicurezza in sala operatoria

Con le nostre numerose soluzioni per sala operatoria vi offriamo un assortimento completo per sala operatoria dalle prestazioni elevate. Raucodrape coperture per sala operatoria, Sentinex abbigliamento per sala operatoria, Setpack set di medicazione per sala operatoria e Kitpack sistema a più componenti per sala operatoria sono realizzati su misura per i clienti: qualità e funzionalità sono fondamentali per i nostri prodotti al fine di offrire maggiore sicurezza ed efficienza in sala operatoria.

Protezione e sicurezza

La prevenzione dalle infezioni intra e post-operatorie in sala operatoria detiene la massima priorità. Per questo, l'impiego di materiali e prodotti in sala operatoria deve sempre essere all'altezza delle necessità pratiche. Deve essere garantita la massima protezione per i pazienti e per il personale, interrompendo tutte le possibili trasmissioni di germi. A tal fine, un supporto essenziale lo forniscono i prodotti per sala operatoria Lohmann & Rauscher.


Il sistema di copertura per sala operatoria sterile Raucodrape L&R rispetta pienamente e supera lo standard richiesto dalla normativa europea EN 13795 che determina i requisiti fondamentali per le coperture per sala operatoria e per i camici chirurgici. La resistenza al passaggio di liquidi e germi è uno dei principali requisiti minimi stabiliti da questa normativa. Raucodrape garantisce una barriera totale, assicurando così una corretta profilassi delle infezioni in sala operatoria. Unitamente all'abbigliamento per sala operatoria Sentinex, a Kitpack multicomponenti personalizzato per sala operatoria e a Setpack set di medicazioni per sala operatoria, Lohmann & Rauscher offre un assortimento completo per ogni tipo di intervento.

Convenienza e competenza

I nostri specialisti di prodotto dispongono di una notevole esperienza, acquisita in anni di lavoro e sono in grado di sviluppare l'analisi accurata delle procedure e dei processi di lavoro per offrire soluzioni individuali e convenienti.

Controllo e qualità

Per quanto concerne materiali e funzionalità, tutti i prodotti vengono realizzati di volta in volta in base a specifiche esigenze e sono soggetti a continui e severi controlli qualitativi. Attribuiamo un grande valore agli standard di sicurezza che in parte superano le normative di legge vigenti.





- Raucodrape® Film di incisione
- Raucodrape® Telo per SO
- 4 Sentina® Strumenti monouso

Raucodrape[®]

Sistema di copertura per sala operatoria



Raucodrape®

Sicurezza e comfort per il personale di sala operatoria e per i pazienti

Raucodrape®

- offre un'ampia scelta di set e prodotti singoli
- ottimizza i flussi di lavoro in SO, e riduce i costi di processo
- La speciale combinazione di strati in TnT assorbente in PP* e film in PE* impermeabile sono la garanzia che l'intero telo sia assorbente e impermeabile ai liquidi, creando così una barriera sicura contro liquidi e batteri.

L&R offre un'ampia selezione di diversi materiali e per l'assortimento di coperture per sala operatoria utilizza le seguenti diciture:

Raucodrape® PRO

- 2 strati (senza rinforzo)
- 2 strati Plus (con area rinforzata)
- 3 strati (senza rinforzo)
- 3 strati Plus (con area rinforzata)
- Singolo strato (film: trasparente od opaco)

Raucodrape® SMART

- 2 strati (senza rinforzo)
- 2 strati Plus (con area rinforzata)
- Singolo strato (film: trasparente od opaco)

Raucodrape® Teli di copertura

- 2 strati (senza rinforzo)
- Singolo strato (TnT idrorepellente)



* PE: polietilene, PP: polipropilene


Raucodrape® PRO Sistema di copertura per sala operatoria

PRO - massima protezione per interventi più lunghi e complessi

- vasta gamma di prodotti
- design di alta qualità, generoso, e comfort ottimale per gli utenti
- supera i requisiti della norma EN 13795


Raucodrape PRO Telo a 2 strati

- per interventi con moderata quantità di liquidi
- effetto barriera sicuro contro la penetrazione di liquidi e batteri
- completamente assorbente e impermeabile ai liquidi
- elevata resistenza agli strappi
- basso linting




Raucodrape PRO Telo a 2 strati Plus

- un plus per gli interventi con quantità molto elevate di liquidi
- effetto barriera sicuro contro la penetrazion di liquidi e batteri
- assorbenza e tasso di assorbimento molto elevati
- elevata resistenza agli strappi
- basso linting




Raucodrape PRO Telo a 3 strati

- Il telo per SO a 3 strati offre maggiore comfort al paziente grazie allo strato aggiuntivo in tessuto non tessuto
- per interventi con quantità di liquidi da moderate a elevate
- effetto barriera sicuro contro la penetrazione di liquidi e batteri
- assorbenza e tasso di assorbimento molto elevati
- elevata resistenza agli strappi
- basso linting



Raucodrape PRO Telo a 3 strati Plus

- Il telo per SO a 3 strati offre maggiore comfort al paziente grazie allo strato aggiuntivo in tessuto non tessuto
- un plus per gli interventi con quantità molto elevate di liquidi
- effetto barriera sicuro contro la penetrazione di liquidi e batteri
- assorbenza e tasso di assorbimento molto elevati
- elevata resistenza agli strappi
- basso linting




Raucodrape® SMART Sistema di teli per SO

SMART: protezione per interventi più brevi, meno complessi

- vasta gamma di prodotti mirati
- design funzionale, di facile utilizzo
- soddisfa i requisiti degli standard EN 13795 e AAMI


Raucodrape SMART Telo a 2 strati

- per interventi con piccole quantità di fluido
- sicuro effetto barriera contro la penetrazione di liquidi e batteri
- completamente assorbente e impermeabile ai liquidi
- elevata resistenza agli strappi
- basso linting



Raucodrape SMART Telo a 2 strati Plus

- per interventi con quantità di liquidi da moderate ad elevate
- sicuro effetto barriera contro la penetrazion di liquidi e batteri
- alto grado di assorbimento
- elevata resistenza agli strappi
- basso linting



Raucodrape®

Soluzioni efficaci fin nei minimi dettagli

Raucodrape® semplifica e accelera il dispiegamento

I teli di copertura per sala operatoria Raucodrape sono piegati in modo pratico. Ogni telo possiede un proprio metodo di piegatura in relazione al suo utilizzo che facilita una sicura applicazione, semplifica e accelera ulteriormente il dispiegamento. In tutti i teli con foro autoadesivo, la fessura è visibile già prima del suo dispiegamento per un più facile e sicuro utilizzo. In questo modo si facilita notevolmente una corretta applicazione sul paziente.


Pittogrammi di chiara comprensione

Per la sicurezza e la rapidità del dispiegamento vengono in aiuto pittogrammi chiari e di facile comprensione. Potrete subito individuare, per esempio, la direzione del dispiegamento, i primi passi da seguire, il posizionamento dei teli sul paziente, le fessure, i coprigamba integratie molto altro ancora.

Strisce adesive divise in tre parti

Tutti i teli fessurati hanno design ergonomico e una striscia adesiva a tre componenti per un'applicazione ancora più semplice. Molti teli adesivi hanno una striscia adesiva più lunga per i pazienti sovrappeso.

Tutte le strisce adesive sono dotate di una zona allungata di 2 cm per il posizionamento delle dita e perciò la presa risulta più sicura e veloce.



Raucodrape® Pittogrammi



Indica il posizionamento del telo (craniale/caudale)



Indica la direzione della fessura



Indica il foro decentrato



Indica la posizione della sacca di raccolta dei liquidi





Indica il posizionamento dei coprigamba integrati (in posizione litotomica)



Indica il centro del telo adesivo (visibile dopo il dispiegamento della prima piegatura)





Indica il posizionamento delle mani quando si applica il telo sottosacrale e il telo a turbante



Indica la direzione in cui dispiegare le protezioni per le gambe



Indica la direzione in cui dispiegare i monoteli



Indica l'applicazione perineale del telo fessurato bilaterale



Indica il Telo gambe



Indica il telo per anestesia standard




Indica il telo per anestesia con copertura braccia



Indica il telo per anestesia del set con teli fessurati



Indica il posizionamento del telo per chirurgia della mano



Indica il primo passaggio di dispiegamento quando si apre un set. Indica il posizionamento delle mani quando si applica il telo di copertura per tavolo portastrumenti

Raucodrape®

Particolare attenzione al confezionamento per una maggiore sicurezza e trasparenza

Una protezione affidabile e una provata maneggevolezza

Un sistema di confezionamento elaborato e modulare garantisce la necessaria sicurezza in tutte le fasi, dal trasporto, al magazzino d'ospedale fino all'utilizzo in sala operatoria. Il confezionamento è funzionale perché si avvale di indicazioni standardizzate e univoche del contenuto e del codice EAN 128 su tutti i livelli di confezionamento per semplificare la gestione della logistica e la manipolazione sicura dei prodotti.

Robusti imballaggi da trasporto e stoccaggio

Gli imballaggi, realizzati con materiali riciclabili, proteggono efficacemente da danneggiamenti.

Pratica scatola-dispenser

Tutti i singoli prodotti della gamma PRO sono imballati in una scatola pieghevole richiudibile con apertura dispenser. Assicurano conservazione efficiente e rapido accesso ai prodotti sterili confezionati singolarmente. I set Raucodrape sono confezionati in buste in PE.





Imballaggio facile da aprire in tutti i formati

Le coperture per SO Raucodrape sono confezionate in imballaggi pratici. Si aprono facilmente e con un solo gesto e offrono prelievo un sicuro e veloce dei prodotti sterili.

Gli aspetti importanti in breve

L'etichetta di tutti i prodotti è chiara e inequivocabile. Per una corretta visualizzazione delle descrizioni e del contenuto fino a tutte le informazioni riguardanti l'uso e la preparazione, vale sempre il seguente concetto: tutte le informazioni sono facilmente individuabili e di veloce comprensione.

Doppia etichetta di documentazione

Ogni busta peel-open è dotata di una doppia etichetta autoadesiva per una veloce e affidabile documentazione nel report chirurgico.

- 1 Indicazione della direzione di apertura
- 2 Nome del prodotto in diverse lingue
- 3 Raffigurazione del contenuto, misure del prodotto
- 6 Marcatura EN 13795
- 6 Codice articolo
- Etichette di documentazione autoadesive con codice a barre EAN 128 e codice a matrice dei dati
- 8 Simbolo "STERILE", incl. il metodo di sterilizzazione
- 9 Indicazione della classe di infiammabilità
- Dichiarazione "Made in"
- 11 Numero di lotto, data di fabbricazione, data di scadenza
- Pabbricante
- 3 Simboli relativi alla sicurezza
- 14 Marcatura CE

Raucodrape Set di copertura per sala operatoria Legenda dei colori Materiali e dettagli di prodotto

Nelle prossime pagine troverete la rappresentazione grafica di tutti i teli di copertura per sala operatoria. I vari materiali utilizzati sono contrassegnati da simboli e colori diversi che indicano i dettagli dei particolari dei singoli teli per sala operatoria.

In ogni caso, i disegni mostrano la vista del lato lontano dal paziente. Per una completa ed esauriente informazione, le strisce adesive sul lato rivolto verso il paziente sono evidenziate da linee rosse. In questo modo potrete sapere immediatamente quali materiali sono utilizzati e le loro particolarità.



Chirurgia generale




Raucodrape® Set base Chirurgia generale

Raucodrape® PRO Set base Mini

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190	- 33 300	10/20
4	teli adesivi, 2 strati	75 x <u>90</u>	33 300	10/20

Copertura a 4 teli per piccoli interventi chirurgici.




Raucodrape® SMART Set base

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
1	striscia adesiva	9 x 25	33 902	22
4	teli adesivi, 2 strati	75 x 75		

Copertura a 4 teli per piccoli interventi chirurgici.




Raucodrape® PRO Set base I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
2	teli adesivi, 2 strati	75 x <u>90</u>	00.004	
1	telo adesivo, 2 strati,	175 x <u>180</u>	33 301	13
	striscia adesiva (80 cm)			
1	telo adesivo, 2 strati,	150 x <u>240</u>		
	striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm)			


Copertura a 4 teli per interventi chirurgici interdisciplinari.



Raucodrape® PRO Set base II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	camice chirurgico SMMS Standard	130		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	camice chirurgico SMMS Special	150		
1	striscia adesiva	9 x 50	163 304	10
1	tasche portastrumenti a 1 scomparto	38 x 40	103 304	10
2	teli adesivi, 2 strati	75 x <u>90</u>		
1	telo adesivo, 2 strati,	175 x <u>180</u>		
	striscia adesiva (80 cm)			
1	telo adesivo, 2 strati,	150 x <u>240</u>		
	striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm)			




Raucodrape® PRO Set base Super

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
2	teli adesivi, 2 strati	90 x <u>110</u>	- 33 302	11
1	telo adesivo, 2 strati,	<u>190</u> x 225	- 00 002	11
	striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm)			
1	telo adesivo, 2 strati,	175 x <u>300</u>		
	striscia adesiva in tre pezzi (20 + 80 + 20 cm)			

Copertura a 4 teli con ampi teli laterali, lunghi teli per le gambe e ampio telo per anestesia per interventi chirurgici interdisciplinari.



Raucodrape® Set per piccoli interventi Chirurgia generale


Raucodrape® PRO


Set per piccoli interventi

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)	
1	copertura per tavolo	150 x 190			
2	salviette	30 x 40			
1	striscia adesiva	9 x 50	33 315	22	
1	telo con foro, 2 strati, autoadesivo,	225 x 240	_ 00 010		
	foro rotondo, centrato	12			

Monotelo di copertura per piccoli interventi chirurgici






Raucodrape® SMART

Set per interventi minori I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)	
1	copertura per tavolo	150 x 190			
1	striscia adesiva	9 x 25	34 915	34 915	18
1	telo con foro, 2 strati, autoadesivo,	170 x 240			
	foro rotondo, centrato	12			

Monotelo di copertura per piccoli interventi chirurgici.






Raucodrape® SMART

Set per interventi minori II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)	
1	copertura per tavolo	150 x 190			
1	striscia adesiva	9 x 25	34 916		
1	telo con foro, 2 strati, autoadesivo,	170 x 240		18	
	foro rotondo, decentrato	12			

Monotelo di copertura per piccoli interventi chirurgici.






Raucodrape® Set universale Chirurgia generale

Raucodrape® SMART Set universale

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
2	teli adesivi, 2 strati,	75 x <u>90</u>	33 801	13
	striscia adesiva (76 cm)		00 00 1	10
1	telo adesivo, 2 strati,	175 x <u>170</u>		
	striscia adesiva (80 cm)			
1	telo adesivo, 2 strati,	140 x <u>240</u>		
	striscia adesiva (80 cm)			

Copertura a 4 teli per interventi chirurgici interdisciplinari.




Raucodrape® PRO Set universale I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
2	teli adesivi, 2 strati Plus	75 x <u>90</u>	33 307	13
1	telo adesivo, 2 strati Plus,	175 x <u>180</u>		
	striscia adesiva (80 cm)			
1	telo adesivo, 2 strati Plus,	150 x <u>250</u>		
	striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm),			
	fissacavi integrato			

Copertura a 4 teli con area rinforzata nella zona di incisione per interventi chirurgici interdisciplinari.




180

Raucodrape® PRO Set universale I Super

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
2	teli adesivi, 2 strati Plus	90 x <u>110</u>		
1	telo adesivo, 2 strati Plus,	<u>190</u> x 225	33 309	10
	striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm)			
1	telo per anestesia, 2 strati Plus,	225 x <u>270</u>		
	fessura,	45 x 65		
	con copertura braccia,			
	fissacavi integrato			


Copertura a 4 teli con area rinforzata aggiuntiva nella zona di incisione, ampi teli laterali e telo lungo per le gambe, particolarmente adatta per interventi chirurgici interdisciplinari maggiori.



Raucodrape® PRO Set universale II

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
2	teli adesivi, 3 strati	75 x <u>90</u>	33 305	11
1	telo adesivo, 3 strati,	175 x <u>180</u>	•	
	striscia adesiva (80 cm)			
1	telo adesivo, 3 strati,	150 x <u>240</u>		
	striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm)			

Copertura a 4 teli per interventi chirurgici interdisciplinari.



Raucodrape® Set di teli fessurati Chirurgia generale


Raucodrape® PRO


Set base con telo fessurato

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo adesivo, 2 strati,	<u>190</u> x 225	33 303	15
	striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm)			
1	telo fessurato, 2 strati,	175 x <u>250</u>		
	fessura	10 x 65		

Copertura a 2 teli per interventi chirurgici nell'area del collo/della gola, ad es. sulla tiroide.








Raucodrape® PRO

Set universale I con telo fessurato

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo adesivo, 2 strati	75 x <u>90</u>	33 310	12
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	225 x 260		
	fessura	10 x 100		
1	telo adesivo, 2 strati, striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

Copertura a 2 teli per interventi chirurgici interdisciplinari, particolarmente indicato per interventi vascolari agli arti.




Raucodrape® SMART


Set universale con telo fessurato


sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
_1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50	33 810	12
1	telo fessurato, 2 strati,	<u>200</u> x 260		
	fessura	10 x 80		
1	telo adesivo, 2 strati,	140 x <u>240</u>		
	striscia adesiva (80 cm)			

Copertura a 2 teli per interventi chirurgici interdisciplinari, particolarmente indicato per interventi vascolari agli arti.








Raucodrape® PRO


Set universale II con telo fessurato

sterile


	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	225 x 300		
	fessura,	10 x 100	33 318	11
	striscia adesiva (70 cm)			
1	telo per anestesia, 2 strati Plus,	225 x <u>270</u>		
	fessura,	45 x <u>65</u>		
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			


Copertura a 2 teli per interventi chirurgici interdisciplinari, particolarmente adatta per interventi chirurgici nell'area del collo/della gola.











__ lato adesivo Tutte le indicazioni in cm

Raucodrape® Set di teli fessurati Chirurgia generale


Raucodrape® PRO

Set variabile con telo fessurato

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	<u>225</u> x 240	33 313	15
	fessura	20 x 20		
1	telo fessurato, 2 strati,	150 x <u>260</u>		
	fessura	20 x 65		

Copertura a 2 teli per interventi chirurgici interdisciplinari nella zona del collo, per esempio la tiroide, arteria carotide, colonna cervicale e impianto di pacemaker.




Raucodrape® Set LAP Chirurgia generale

Raucodrape® PRO Set laparo I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	Telo laparoscopia I, per posizione supina,	260/200 x 335	33 320	14
	foro addominale,	28 x 32		
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo di copertura con area rinforzata nella zona di incisione per interventi interdisciplinari mininvasivi e chirurgici in posizione supina.





Raucodrape® PRO Set laparo II

sterile


	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
_1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		12
1	Telo laparoscopia II,	260 x 310	33 321	
	coprigamba integrati,	125		
	foro addominale,	28 x 32		
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo di copertura con area rinforzata nella zona di incisione per interventi chirurgici e mininvasivi in posizione litotomica.











Raucodrape® PRO Set laparo III

sterile


	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	Telo laparoscopia III,	260 x 310		
	coprigamba integrati,	125		
	foro addominale,	35 x 37	33 322	11
	film adesivo elastico incl. foro,	28 x 32		
	tasche portastrumenti a 2 scomparti,			
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo per interventi chirurgici minivasivi e altri interventi chirurgici in posizionamento per litotomia.









Raucodrape® Set retto Chirurgia generale

Raucodrape® PRO

Set chirurgia del retto I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo per retto I,	260 x 310		
	coprigamba integrati,	125	33 325	11
	foro addominale,	28 x 32		
	foro perineale,	10 x 15		
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo di copertura con area rinforzata nella zona di incisione per interventi chirurgici e mininvasivi nella zona addomino-perineale/vaginale.





Set addominale/perineale


sterile


	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo addominale/perineale,	230/260 x 302	33 825	11
	coprigamba integrati,	125		
	foro addominale,	28 x 32		
	foro perineale,	10 x 15		
	copertura braccia			

Monotelo di copertura per interventi chirurgici e mininvasivi nella zona addomino-perineale/vaginale.










Raucodrape® PRO

Set chirurgia del retto II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40	-	
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		11
1	telo sottosacrale	75 x 100		
1	telo per retto II,	260 x 310		
	coprigamba integrati,	125	00.000	
	foro addominale,	35 x 37	33 326	
	film adesivo elastico incl. foro,	28 x 32		
	foro perineale,	10 x 15		
	tasche portastrumenti a 2 scomparti,			
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo di copertura per interventi chirurgici e mininvasivi nella zona addomino-perineale/vaginale.



Chirurgia pediatrica




Raucodrape® Set base pediatrico Chirurgia pediatrica

Raucodrape® PRO Set base pediatrico

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
2	teli adesivi, 2 strati	75 x <u>90</u>	33 330	14
1	telo adesivo, 2 strati,	175 x <u>180</u>		
	striscia adesiva (80 cm)			
1	telo adesivo, 2 strati,	150 x <u>240</u>		
	striscia adesiva (80 cm)			

Copertura a 4 teli per interventi chirurgici interdisciplinari in pediatria. Tutti i teli adesivi sono dotati di una striscia adesiva più stretta, larga 3 cm.



Raucodrape® Telo con foro e film di incisione Chirurgia pediatrica


Raucodrape® PRO

Telo con foro e film di incisione

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
telo con foro, 2 strati,	120 x 150		
foro, ovale, longitudinale, centrato, con film di incisione	7 x 10	33 055	22/44

Telo con foro per interventi chirurgici interdisciplinari.



Ginecologia/urologia




Raucodrape® Set per manipolo Ginecologia/urologia


Raucodrape® PRO Set isterectomia


sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	Telo per isterectomia,	260 x 310		
	coprigamba integrati,	125	33 360	12
	apertura addominale,	35 x 37		
	film adesivo elastico fenestrato,	24 x 29		
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo per interventi chirurgici mininvasivi e altri interventi chirurgici in posizione litotomica.









Raucodrape® Set retto Ginecologia/urologia


Raucodrape® PRO

Set chirurgia del retto I

sterile


	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo per retto I,	260 x 310		
	coprigamba integrati,	125	33 325	11
	apertura addominale,	28 x 32		
	foro perineale,	10 x 15		
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo di copertura con area rinforzata nella zona di incisione per interventi chirurgici e mininvasivi nella zona addomino-perineale/vaginale.










Raucodrape® SMART


Set addominale/perineale


sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo addominale/perineale,	230/260 x 302	33 825	11
	coprigamba integrati,	125		
	apertura addominale,	28 x 32		
	foro perineale,	10 x 15		
	copertura braccia			

Monotelo di copertura per interventi chirurgici e mininvasivi nella zona addomino-perineale/vaginale.








Raucodrape® PRO

Set chirurgia del retto II

etarila

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		11
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo sottosacrale	75 x 100		
1	telo per retto II,	260 x 310		
	coprigamba integrati,	125	33 326	
	apertura addominale,	35 x 37	33 320	
	film adesivo elastico fenestrato,	28 x 32		
	foro perineale,	10 x 15		
	tasche portastrumenti			
	a 2 scomparti,			
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo di copertura per interventi chirurgici e mininvasivi nella zona addomino-perineale/vaginale.




Raucodrape® Teli per taglio cesareo Ginecologia/urologia

Raucodrape® SMART Set parto I

sterile


	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	telo di copertura per SO	100 x 150		
10	Vliwasoft® compresse in TnT	10 x 10		
1	salvietta	30 x 20		
1	telo di copertura per SO	75 x 90	33 958	18
1	telo neonato	90 x 90		
1	telo sottosacrale, con sacca di raccolta dell'essudato	90 x 92		



Raucodrape® SMART Set parto II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	telo di copertura per SO	100 x 150		
10	Vliwasoft® compresse in TnT	10 x 10		
1	salvietta	30 x 20		
1	telo di copertura per SO	75 x 90	33 959	16
1	telo neonato	90 x 90		
1	telo sottosacrale, con sacca di raccolta dell'essudato e 1 sacca in TnT	90 x 92 85 x 92		



Raucodrape® Teli per taglio cesareo Ginecologia/urologia


Raucodrape® PRO

Telo per taglio cesareo

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Telo per taglio cesareo, per posizione supina	260/200 x 335		
apertura addominale,	27 x 33		
film adesivo elastico fenestrato, sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. rubinetto, copertura braccia,	14 x 20	33 359	8/16
fissacavi integrato			

Monotelo di copertura per cesareo in posizione supina con fissacavi integrato.



Raucodrape® Telo neonato

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Telo neonato, materiale in TnT assorbente	90 x 100	33 160	18/72

Telo neonato morbido e assorbente per avvolgere il neonato.




Raucodrape® PRO Set cesareo I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo neonato, materiale in TnT assorbente	90 x 100		
1	Telo per taglio cesareo I, per posizione supina,	260/200 x 335	33 361	11
	apertura addominale,	27 x 33		
	film adesivo elastico fenestrato,	14 x 20		
	sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. rubinetto,			
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Monotelo di copertura per cesareo in posizione supina con fissacavi integrato.



Raucodrape® SMART

Set per taglio cesareo

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20	-	12
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo neonato, materiale in TnT assorbente	90 x 90		
1	Telo per taglio cesareo, per posizione supina,	230/200 x 312	33 861	12
	apertura addominale,	27 x 33		
	film di incisione integrato			
	sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. rubinetto,			
	copertura braccia			

150 90 90

230


Monotelo di copertura per cesareo in posizione supina.

Raucodrape® PRO Set per taglio cesareo II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo neonato, materiale in TnT assorbente	90 x 100		
1	Telo per taglio cesareo II,	260 x 310	33 362	11
	coprigamba integrati,	125		
	apertura addominale,	27 x 33		
	film adesivo elastico incl. foro,	14 x 20		
	sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. rubinetto,			
	copertura braccia			

Monotelo di copertura a un telo per cesareo in posizione litotomica.



Raucodrape® Teli per ginecologia/cistoscopia Ginecologia/urologia


Raucodrape® PRO

Set ginecologia/cistoscopia

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (set)
1	copertura per tavolo	120 x 140	- - 33 363	
2	coprigamba	75 x 120		8/16
1	Telo ginecologia-cistoscopia	90 x 175		8/16
	con foro perineale centrale	9 x 15		

Copertura paziente a più componenti per interventi minori in posizione litotomica (ad es. conizzazione, cerchiaggio e cistoscopia).




Raucodrape® SMART


Set cistoscopia

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	120 x 140	- - 33 863	40
2	coprigamba	75 x 120		
1	telo per cistoscopia,	90 x 175		
	con foro perineale centrale	9 x 15		

Copertura paziente a più componenti per interventi minori in posizione litotomica (ad es. conizzazione, cerchiaggio e cistoscopia).





Raucodrape® PRO

Telo ginecologia/cistoscopia

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Telo ginecologia-cistoscopia	90 x 175	33 039	35/70
con foro perineale centrale	9 x 15	33 039	35/70

Monotelo di copertura per piccoli interventi in posizione litotomica




Raucodrape® Set per litotomia Ginecologia/urologia

Raucodrape® PRO Set litotomia

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo sottosacrale, 2 strati	75 x 100	33 366	21
1	telo per litotomia,	175/260 x 210		
	coprigamba integrati,	125		
	foro perineale	10 x 15		

Monotelo di copertura per interventi chirurgici interdisciplinari in posizione litotomica.




Raucodrape® Set per ginecologia/urologia Ginecologia/urologia

Raucodrape® PRO Set ginecologia I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia autoadesiva	2,5 x 20/24	- 33 364	14
1	telo adesivo, film in PE	50 x <u>50</u>		
1	telo per ginecologia I,	240/260 x 230		
	coprigamba integrati,	125		
	foro perineale	10 x 15		

Monotelo di copertura per grandi interventi chirurgici interdisciplinari in posizione litotomica.




Raucodrape® SMART

Set per ginecologia/urologia

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20		
1	strisce adesive	9 x 50		
1	telo adesivo, film in PE	50 x <u>50</u>	33 866	24
1	telo per ginecologia,	175/260 x 210		
	coprigamba integrati,	125		
	foro perineale	10 x 15		

Monotelo di copertura per interventi chirurgici interdisciplinari in posizione litotomica.




Raucodrape® PRO Set ginecologia II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	strisce adesive	9 x 50		
1	telo adesivo, film in PE	50 x <u>50</u>		
1	telo per ginecologia II,	240/260 x 230	33 365	14
	coprigamba integrati,	125		
	foro perineale,	10 x 15		
	area rinforzata attorno			
	al campo operatorio,			
	sacca di raccolta dei liquidi integrata			
	incl. filtro e rubinetto			

Monotelo di copertura per grandi interventi chirurgici interdisciplinari in posizione litotomica.




_ lato adesivo Tutte le indicazioni in cm

Raucodrape® Set T.U.R. Ginecologia/urologia

Raucodrape® PRO Set T.U.R. I

sterile

	Contenuto	Misura	Codice	UdV
		(cm)		(set)
_1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40	-	21
1	striscia autoadesiva	2,5 x 20/24		
1	telo TUR I,	225/260 x 210		
	coprigamba integrati,	125		
	foro perineale,	5	33 376	
	apertura sovrapubica,	8		
	sacca di raccolta			
	dei liquidi integrata incl. filtro e rubinetto			
	ditale privo di lattice			





Monotelo di copertura per interventi transuretrali.

Raucodrape® SMART Set T.U.R.

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20	-	
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo TUR,	175/260 x 210		
	coprigamba integrati,	125		
	foro perineale,	5	33 867	29
	apertura sovrapubica,	8		
	sacca di raccolta dei liquidi integrata			
	incl. filtro e rubinetto			
_	ditale privo di lattice			






Raucodrape® PRO Set T.U.R. II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	striscia autoadesiva	2,5 x 20/24		
1	telo TUR II,	175/260 x 245		
	coprigamba integrati,	125	33 368	18
	foro perineale,	7 x 10		
	apertura sovrapubica,	8		
	filtro integrato,			
	ditale privo di lattice			

Monotelo di copertura per interventi transuretrali.



Ortopedia/traumatologia



Raucodrape® Set universale con telo fessurato Ortopedia/traumatologia


Raucodrape® PRO

Set universale I con telo fessurato

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		12
1	telo adesivo, 2 strati	75 x <u>90</u>	33 310	
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	<u>225</u> x 260		
	fessura	10 x 100		
1	telo adesivo, 2 strati,	150 x <u>240</u>		
	striscia adesiva in tre pezzi (15 + 70 + 15 cm)			

Copertura a 2 teli per interventi chirurgici interdisciplinari.




Raucodrape® Set per ortopedia/anca Ortopedia/traumatologia

Raucodrape® SMART Set per ortopedia

					۰	
2	h	△	r		ı	_
Э.	U	$\overline{}$	ш	ı	ı	C

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20	-	
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	stockinette ortopedico	33 x 110		
2	striscia adesiva in PE	10 x 50	33 841	10
1	telo di copertura per SO, 2 strati	150 x 150		
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	<u>200</u> x 240		
	fessura	10 x 80		
1	telo adesivo, 2 strati,	175 x <u>260</u>		
	striscia adesiva (80 cm)			

Copertura con telo fessurato a più elementi e area rinforzata nella zona di incisione per interventi chirurgici all'anca e agli arti.




Raucodrape® PRO Set anca I

terile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo adesivo, 2 strati	75 x <u>90</u>		
1	telo di copertura per SO, 2 strati	150 x 180	33 387	9
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	<u>225</u> x 260		
	fessura	10 x 100		
1	telo per anestesia, 2 strati Plus,	225 x <u>270</u>		
	fessura,	45 x <u>65</u>		
	con copertura braccia,			
	fissacavi integrato			


Set di teli fessurati a più componenti e area rinforzata nella zona di incisione per interventi chirurgici interdisciplinari nella regione dell'anca e negli arti.



Raucodrape® PRO Set anca II sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40	-	
1	telo per tavolo portastrumenti rinforzato	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo adesivo, 2 strati	75 x <u>90</u>		
1	telo di copertura per SO, 2 strati	150 x 180	-	
1	stockinette ortopedico	33 x 110	33 388	8
2	striscia adesiva in PE	10 x 50		
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	<u>225</u> x 280		
	fessura	10 x 100		
1	telo per anestesia, 2 strati Plus,	225 x <u>270</u>		
	fessura,	45 x <u>65</u>		
	con copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Copertura con telo fessurato a più elementi e area rinforzata nella zona di incisione per interventi chirurgici all'anca e agli arti.




Raucodrape® Telo per anca Ortopedia/traumatologia

Raucodrape® PRO Telo per anca

non sterile, disponibile solo per set personalizzati

		1
Contenuto	Misura (cm)	Codice componente Set personalizzato
Telo per anca, 2 strati Plus,	285/400 x 400	
con film in PE su entrambi i lati,		
foro elastico,	18 x 22	
tasche portastrumenti a 1 scomparto su entrambi i lati,		2 064 607
copertura braccia,		
fissacavi integrato		

Monotelo per interventi sull'anca in posizionamento laterale.



Raucodrape® Set per artroscopia dell'anca Ortopedia/traumatologia


Raucodrape® PRO

Set artroscopia di anca


sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo Special	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo per artroscopia dell'anca, 2 strati,	288 x 360		
	foro,	30 x 30	33 357	13
	film adesivo elastico incl. foro, sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. filtro e rubinetto, due tasche portastrumenti	20 x 20		

Monotelo di copertura per interventi mininvasivi e chirurgici all'articolazione dell'anca.








Raucodrape® Set per estremità Ortopedia/traumatologia

Raucodrape® PRO Set estremità I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190	_	
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo adesivo, 2 strati	75 x <u>75</u>	-	
1	telo di copertura per SO, 2 strati	150 x 180	33 343	11
1	telo per estremità, 2 strati Plus,	225 x 320		
	foro elastico,	7		
	fissacavi integrato			

Copertura paziente a più componenti con telo per estremità e area rinforzata nella zona di incisione e polsino elastico per interventi mininvasivi e chirurgici agli arti.




Raucodrape® PRO Set estremità II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo di copertura per SO, 2 strati	150 x 180		
1	stockinette ortopedico	33 x 55	33 344	11
1	striscia adesiva in PE	10 x 50		
1	telo per estremità, 2 strati Plus,	225 x 320		
	foro elastico,	7		
	fissacavi integrato			

Copertura paziente a più componenti con telo per estremità e area rinforzata nella zona di incisione e polsino elastico per interventi mininvasivi e chirurgici agli arti.




Raucodrape® SMART Set per estremità

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 20		
1	telo di copertura per SO, 2 strati	150 x 150	_	
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145	_	
1	stockinette ortopedico	33 x 55	33 844	12
1	striscia adesiva in PE	10 x 50	_	
1	striscia adesiva	9 x 50	_	
1	telo per estremità, 2 strati Plus,	200 x 305		
	foro elastico	7		

Copertura paziente a più componenti con telo per estremità e area rinforzata nella zona di incisione e polsino elastico per interventi mininvasivi e chirurgici agli arti.




Raucodrape® Set per estremità Ortopedia/traumatologia

Raucodrape® PRO Set estremità III

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo per tavolo portastrumenti Special	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo di copertura per SO, 2 strati	150 x 180	33 345	10
1	telo per estremità, 2 strati Plus,	270/200 x 335		
	foro elastico,	7		
	copertura braccia,			
	fissacavi integrato			

Copertura paziente a più componenti incl. telo per estremità e area rinforzata nella zona di incisione e polsino elastico per interventi mininvasivi e chirurgici agli arti inferiori.




Raucodrape® PRO


Set estremità mano/piede

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145	00.047	17
1	telo per estremità mano/piede, 2 strati Plus,	225 x 300	33 347	17
	foro elastico,	3		
	fissacavi integrato			

Telo per estremità con area rinforzata nella zona di incisione, polsino elastico, decentrato per interventi chirurgici e mininvasivi alla mano e al piede.






Raucodrape® PRO

Set chirurgia della mano

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo per chirurgia della mano,	370/175 x 285	33 349	14
	foro elastico,	3		
	telo per anestesia extra largo,			
	fissatubi integrato			

Telo per estremità con telo di copertura della mano integrato e area rinforzata attorno al campo operatorio, polsino elastico per interventi minivasivi e chirurgici agli arti superiori.




Raucodrape® SMART Set chirurgia della mano

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
1	telo di copertura per SO, 2 strati	100 x 150		
1	telo per cirurgia della mano,	340/175 x 285	139 952	14
	foro elastico,	3		
	telo per anestesia extra largo			

Telo per estremità, polsino elastico per interventi minivasivi e chirurgici agli arti superiori.




Raucodrape® Teli per estremità Ortopedia/traumatologia

Raucodrape® PRO Teli per estremità

sterili

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)	
2 strati				
telo per estremità, 2 strati,	200 x 300	22.005	10/06	
foro elastico, rotondo, centrale	7	- 33 085	13/26	
telo per estremità, 2 strati,	225 x 320	00.000	10/04	
foro elastico, rotondo, centrale	7	- 33 083	12/24	
a 2 strati Plus con fissacavi integr	rato			
telo per estremità, 2 strati Plus,	225 x 320			
foro elastico, rotondo, centrale	7	33 084	11/22	
fissacavi integrato				

Teli per estremità con e senza rinforzo nella zona di incisione e polsino elastico per interventi chirurgici agli arti.




Raucodrape® PRO

Telo per estremità, bilaterale

non sterile, disponibile solo per set personalizzati

Contenuto	Misura (cm)	Componente n. Set personalizzati
Telo per estremità bilaterale, 2 strati Plus,	225 x 320	
foro elastico,	6	2002740
fissacavi integrato		

Telo per estremità bilaterale con area rinforzata nella zona di incisione e polsini elastici per interventi chirurgici agli arti.




Raucodrape® PRO

Teli estremità mano/piede

sterili

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)	
2 strati				
telo per estremità, 2 strati,	100 x 175	33 080	20/40	
foro elastico, rotondo, centrale	3	33 000	20/40	
telo per estremità, 2 strati,	150 x 180	33 081	18/36	
foro elastico, rotondo, centrale	3	33 00 1	10/30	
a 2 strati Plus con fissacavi inte	grato			
telo per estremità mano/piede, 2 strati Plus,	225 x 300			
foro elastico, decentrato,	3	33 082	10/20	
fissacavi integrato				

Teli per estremità con o senza area rinforzata, polsino elastico per interventi chirurgici alla mano e al piede.




Raucodrape® SMART

Teli estremità mano/piede

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (pezzi)
1	copertura per tavolo	120 x 140		
1	telo per estremità mano/piede, 2 strati,	200 x 300	33 780	19
	foro elastico, decentrato	3		

Telo per estremità con polsino elastico per interventi chirurgici alla mano ed al piede.




Raucodrape® Teli per artroscopia Ortopedia/traumatologia

Raucodrape® PRO Set artroscopia I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	telo di avvolgimento	80 x 100		
1	telo per tavolo portastrumenti Lite	80 x 145		
1	Stockinette, corto,	24 x 80		
1	striscia adesiva in PE	10 x 50	33 350	23
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo per estremità, 2 strati,	200 x 300	_	
	foro elastico	7		

Set a più componenti con un telo per estremità con polsino elastico per interventi chirurgici e mininvasivi agli arti.




Raucodrape® PRO Set artroscopia II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	telo di avvolgimento	80 x 100		
1	telo per tavolo portastrumenti Lite	80 x 145		
1	copritelecamera, piegatura a rovescio	13 x 250		
1	stockinette ortopedico	33 x 55	33 351	21
1	striscia adesiva in PE	10 x 50		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo per estremità, 2 strati,	200 x 300		
	foro elastico	7		

Set a più componenti con un telo per estremità con polsino elastico per interventi chirurgici e mininvasivi agli arti.




Raucodrape® SMART

Set per artroscopia

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	120 x 140		
4	salviette	30 x 20		
1	copritelecamera, piegatura a rovescio	13 x 250		
1	stockinette ortopedico	33 x 55		
1	striscia adesiva in PE	10 x 50	33 851	17
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo per estremità, 2 strati,	200 x 280		
	foro elastico,	7		

Set a più componenti con un telo per estremità con polsino elastico per interventi chirurgici e mininvasivi adli arti.



Raucodrape® PRO Set per artroscopia III

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	telo di avvolgimento	100 x 120	- - - 33 352	
2	camici chirurgici SMMS Standard	150		11
1	telo per tavolo portastrumenti Lite	80 x 145		
1	copritelecamera, piegatura a rovescio	13 x 250		
1	stockinette ortopedico	33 x 55		
1	striscia adesiva in PE	10 x 50		
1	striscia adesiva	9 x 50	_	
1	telo per estremità, 2 strati,	200 x 300		
	foro elastico	7		

Set a più componenti con Un telo per estremità con polsino elastico per interventi chirurgici e mininvasivi agli arti.


120 200 145 8 55 8 250

Raucodrape® PRO Set per artroscopia IV

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	telo di avvolgimento	80 x 100	- - - 33 353	15
1	camice chirurgico SMMS Standard	150		
1	telo per tavolo portastrumenti Lite	80 x 145		
1	copritelecamera, piegatura a rovescio	13 x 250		
1	stockinette ortopedico	33 x 55		
1	striscia adesiva in PE	10 x 50		
1	striscia adesiva	9 x 50	_	
1	telo per estremità, 2 strati,	200 x 300		
	foro elastico	7		

Set a più componenti con Un telo per estremità con polsino elastico per interventi chirurgici e mininvasivi agli arti.




Raucodrape® PRO

Set artroscopia di spalla I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	telo di avvolgimento	80 x 100	- - _ 33 354 -	20
1	telo per tavolo portastrumenti Lite	80 x 145		
1	stockinette ortopedico	33 x 55		
1	striscia adesiva in PE	10 x 50		
1	telo fessurato, 2 strati,	<u>225</u> x 260		
	fessura	10 x 100		

Set a più componenti per interventi chirurgici minivasivi e altri interventi chirurgici, particolarmente adatto per gli interventi chirurgici alla spalla.



Raucodrape® Teli per artroscopia Ortopedia/traumatologia


Raucodrape® PRO

Set artroscopia di ginocchio sterile

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo di copertura per SO, 2 strati	150 x 180		
1	stockinette ortopedico	33 x 55		
1	striscia adesiva in PE	10 x 50	33 348	10
1	telo artroscopia di ginocchio	225 x 320		
	fori elastici,	6 + 7		
	sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. rubinetto,			
	fissacavi integrato e striscia autoadesiva			

Copertura paziente a più componenti con telo per artroscopia del ginocchio con polsino elastico per interventi chirurgici e mininvasivi all'articolazione del ginocchio.



Raucodrape® PRO

Telo per artroscopia del ginocchio

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
telo artroscopia di ginocchio	225 x 320		
sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. rubinetto,		33 086	11/22
fissacavi integrato e striscia autoadesiva		33 000	

Telo per artroscopia del ginocchio con polsino elastico. Per interventi chirurgici e mininvasivi nella zona del ginocchio in posizione supina, con o senza ribaltamento del supporto per le gambe.




Raucodrape® PRO


Set artroscopia di spalla Beach Chair

terile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva in PE	10 x 50		14
1	Stockinette, corto,	24 x 80	33 355	
1	telo per artroscopia della spalla,	225 x 380	. 00 000	
	foro elastico, a forma di pera,	11,5 x 12,5		
	sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. rubinetto,			
	tre strisce autoadesive			

Copertura per il paziente a più elementi per interventi chirurgici e mininvasivi alla spalla in posizione Beach Chair.







Raucodrape® Telo verticale/Set di teli verticali Ortopedia/traumatologia


Raucodrape® PRO Set telo verticale

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo verticale, foglio in PE trasparente,	250 x <u>330</u>		4.0
	film di incisione integrato	80 x 30	33 389	10
	sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. filtro e rubinetto,			
	due tasche portastrumenti			
	2 strisce autoadesive per il fissaggio di tubi e cavi			








Raucodrape® PRO Telo verticale

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (pezzi)
Telo verticale, foglio in PE trasparente,	250 x <u>330</u>		
film di incisione integrato	80 x 30		
sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. filtro e rubinetto,		137 038	15
due tasche portastrumenti			
2 strisce autoadesive per il fissaggio di tubi e cavi			

Telo verticale realizzato con film trasparente per interventi chirurgici su tavolo per estensione.




Raucodrape® SMART Telo verticale

sterile


	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (pezzi)
1	telo di avvolgimento	90 x 100		
4	salviette	30 x 20		
1	telo verticale, foglio in PE trasparente,	230 x 320		
	film di incisione integrato, sacca di raccolta dei liquidi integrata incl. filtro e rubinetto, due fissacavi per tubi e cavi elettrici	30 x 40	33 738	20
1	tasca portastrumenti	<u>20</u> x 30		

Telo verticale realizzato con film trasparente per interventi chirurgici su tavolo per estensione.



_ lato adesivo Tutte le indicazioni in cm

Neurochirurgia, ORL, microchirurgia, oftalmologia




Raucodrape® Set per craniotomia Neurochirurgia, ORL, microchirurgia, oftalmologia

Raucodrape® PRO Set craniotomia

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
2	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
3	teli adesivi, foglio in PE	50 x <u>50</u>		
1	telo per craniotomia,	225 x 280		
	foro,	19 x 25	33 370	14
	film di incisione integrato,			
	sacca di raccolta dei liquidi integrata, canaline laterali incl. filtro e rubinetto, fissacavi integrato			

Copertura paziente a più componenti con telo craniotomia con area rinforzata nel campo operatorio con canaline laterali per interventi chirurgici al cranio.



Raucodrape® Telo LAP/spinale Neurochirurgia, ORL, microchirurgia, oftalmologia


Raucodrape® PRO

Telo laparo/colonna vertebrale

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Telo LAP/spinale, 3 strati,	225 x 320		
foro ovale, verticale, decentrato adesivo	11 x 22	33 051	8/16

Monotelo di copertura per interventi chirurgici all'addome e alla schiena.




Raucodrape® Set per la testa Neurochirurgia, ORL, microchirurgia, oftalmologia

Raucodrape® PRO Set testa I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo di copertura per SO, 2 strati	75 x 90	33 371	16
1	telo fessurato, 2 strati,	<u>150</u> x 250		
	fessura	10 x 80		
1	telo adesivo, 2 strati	75 x <u>90</u>		

Sistema di coperture a 2 teli per interventi chirurgici nella zona della testa e del collo.




Raucodrape® PRO Set testa II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		13
4	salviette	30 x 40		
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	striscia adesiva	9 x 50		
1	telo a turbante, 2 parti, 3 strati/2 strati	<u>130</u> x 100		
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	<u>225</u> x 300		
	fessura rettangolare,	14 x 80		
	fissacavi integrato			

Sistema di coperture a 2 teli per interventi chirurgici nella zona della testa e del collo.



Raucodrape® Telo fessurato/Set di teli fessurati

Neurochirurgia, ORL, microchirurgia, oftalmologia


Raucodrape® PRO


Set variabile con telo fessurato


sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40	_	15
1	telo di copertura per tavolo portastrumenti	80 x 145		
1	telo fessurato, 2 strati Plus,	<u>225</u> x 240	33 313	
	fessura	20 x 20	_	
1	telo fessurato, 2 strati,	150 x <u>260</u>		
	fessura	20 x 65		

Copertura a 2 teli per interventi chirurgici interdisciplinari nella zona del collo, per esempio la tiroide, arteria carotide, colonna cervicale e impianto di pacemaker.








Raucodrape® PRO

Telo fessurato per SO

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
2 strati			
telo fessurato, 2 strati,	150 x 250	33 073	14/00
fessura	10 x 80	33 073	14/28

Telo fessurato per interventi chirurgici, particolarmente indicato per interventi chirurgici nella zona del viso e del collo.



Raucodrape® Teli con foro Neurochirurgia, ORL, microchirurgia, oftalmologia

Raucodrape® PRO

Telo con foro per orecchio

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)	
Telo con foro per orecchio a 2 strati,	175 x 240	33 050		
foro, ovale, longitudinale, decentrato	5 x 7,5		11/22	

Monotelo di copertura, ad es. per interventi all'orecchio.




Raucodrape® PRO

Telo per microchirurgia

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
1 telo di avvolgimento	75 x 90	33 045	
telo per microchirurgia, a 2 strati, foro romboidale, decentrato	112 x 150 10 x 14		18/36

Monotelo di copertura con foro anatomico, non adesivo, per interventi chirurgici maxillo-facciali, ORL e di chirurgia dentale come per esempio estrazione dentale, implantologia, trattamento di cisti, resezione radicale, ma anche interventi di chirurgia minore ORL.




Raucodrape® Teli per occhi Neurochirurgia, ORL, microchirurgia, oftalmologia

Raucodrape® PRO Telo per oculistica

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
telo per occhi, 2 strati,	80 x 80	33 077	
foro centrale, centrato,	7 x 10		30/120
con film adesivo elastico perforato			30/120

Monotelo di copertura applicabile da ambo i lati per interventi di oftalmologia con iniezioni intravitreali.




Raucodrape® PRO Telo per oculistica

non sterile, disponibile solo per set personalizzati

Contenuto	Misura (cm)	Codice componente Set personalizzato
telo per occhi, 2 strati,	120 x 150	
foro ovale, decentrato,	7 x 10	2 075 963
sacche di raccolta dei liquidi integrate su entrambi i lati		2 070 000
telo per occhi, 2 strati,	50 x 50	
foro ovale, centrato,	7 x 10	2 063 052
film adesivo elastico perforato		

Monotelo di copertura applicabile da ambo i lati per interventi di oftalmologia, per esempio per la cataratta.




Codice 2 075 963

Raucodrape® SMART Telo per oculistica

non sterile, disponibile solo per set personalizzati

Contenuto	Misura (cm)	Codice componente Set personalizzato
telo per occhi, 2 strati,	115 x 134	
foro rotondo, centrato,	7,5	2 078 696
film adesivo elastico,		2 070 090
sacca di raccolta dei liquidi integrata		
telo per occhi, 2 strati,	60 x 57,5	
foro ovale, decentrato,	6 x 8	2 073 671
film adesivo elastico perforato		2013011
sacca di raccolta dei liquidi integrata		


Monotelo di copertura applicabile da ambo i lati per interventi di oftalmologia, per esempio per




Tutte le indicazioni in cm

Raucodrape® Telo per oculistica

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
telo per occhi, 3 strati,	150 x 150		
TnT idrorepellente			
foro centrale, centrato,	7 x 10		
film adesivo elastico di incisione, sull'intera lunghezza		160 056	16/32
sacca di raccolta dei liquidi integrata			







Raucodrape® Telo per oculistica non sterile, disponibile solo per set personalizzati

Contenuto	Misura (cm)	Codice componente Set personalizzato
telo per occhi, 3 strati,	150 x 160	
TnT idrorepellente		
foro ovale, centrato,	7 x 10	2 110 183
film adesivo elastico perforato		
sacca di raccolta dei liquidi integrata		
telo per occhi, 3 strati,	120 x 160	
TnT idrorepellente		
foro ovale, decentrato,	7 x 10	
film adesivo elastico perforato		2 110 182
sacche di raccolta dei liquidi integrate su entrambi i lati,		
barretta stringinaso		

Monotelo di copertura applicabile da ambo i lati per interventi di oftalmologia, per esempio per



Codice 2 110 183



Codice 2 110 182

Cardiochirurgia/angiografia




Raucodrape® Set cardiovascolare Cardiochirurgia/angiografia

Raucodrape® PRO Set cardiovascolare

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV (set)
1	copertura per tavolo	150 x 190		
4	salviette	30 x 40		
2	teli per tavolo portastrumenti	80 x 145		
2	strisce adesive	9 x 50		
2	copripiede trasparenti	40 x 27,5		
1	telo di copertura per SO	150 x 180		
1	telo fessurato bilaterale, 2 strati Plus,	175 x 260		
	fessura,	20 x 100		
	fissacavi integrato		00.000	
1	telo cardiovascolare, 2 strati Plus,	300/225 x 370	33 383	8
	foro,	38 x 40		
	film di incisione integrato,			
	tasche portastrumenti a 2 scomparti su entrambi i lati,			
	due tasche portastrumenti aggiuntive a 1 scomparto,			
	con cinque strisce			
	autoadesive per il fissaggio di tubi e cavi			

Copertura per il paziente in più parti per interventi di chirurgia cardiovascolare (per esempio bypass)




Raucodrape® Teli per angiografia Cardiochirurgia/angiografia

Raucodrape® PRO Telo per angiografia I

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
1	telo di avvolgimento	80 x 100		
1	salvietta	30 x 40		
1	striscia adesiva	9 x 25	33 381	11/22
1	telo per angiografia, 3 strati,	150 x 240		
	due fori, circolari, decentrati	12		

Monotelo di copertura per angiografia.




Raucodrape® PRO Telo per angiografia II

sterile

	Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
1	telo di avvolgimento	80 x 100		
1	salvietta	30 x 40		
1	striscia adesiva	9 x 25		
1	telo per angiografia, 3 strati, area rinforzata attorno al campo operatorio, film in PE su entrambi i lati,	227 x 330	33 382	8/16
	due fori, decentrati,	12 x 12		
	film adesivo elastico incl. foro	8		

Monotelo di copertura con area rinforzata intorno ai due fori decentrati, con grande film in PE laterale su ambedue i lati del telo, per la copertura di pazienti e di unità di servizio per interventi di angiografia.




Raucodrape® PRO Telo per angiografia III

non sterile, disponibile solo per set personalizzati

Contenuto	Misura (cm)	Codice componente Set personalizzato			
telo per angiografia, 2 strati Plus,	240 x 335				
film in PE su entrambi i lati,		0.014.004			
due fori femorali, decentrati	7 x 9	3 014 694			
due fori radiali, decentrati	5 x 7				

Monotelo con area rinforzata e due fori femorali e radiali.



Teli e accessori




Raucodrape® Teli di copertura Teli e accessori

Raucodrape® Teli di copertura

sterile, 2 strati

Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
38 x 45	33 001	220/880
45 x 75	33 002	120/480
75 x 90	33 003	65/260

Impermeabili ai liquidi e buona drappeggiabilità, per l'uso in regime ambulatoriale o in reparti ospedalieri. Materiale a 2 strati, foglio in polietilene resistente allo strappo e TNT bianco in polipropilene assorbente.



Raucodrape® PRO


Teli di copertura per SO

sterili, 2 strati

Misura (cm)	Codico	
75 x 90	33 005	40/160
90 x 110	33 190	25/100
100 x 150	33 008	27/54
150 x 180	33 009	13/26
150 x 240	33 004	13/26

Copertura impermeabile e buona drappeggiabilità, realizzata in film di polietilene resistente allo strappo e TnT in polipropilene assorbente. Per copertura di pazienti e tavoli portastrumenti in sala operatoria e in ambulatorio.






Raucodrape® SMART Teli di copertura per SO

sterili, 2 strati

Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
75 x 75	153 704	50
75 x 90	153 705	46
100 x 100	153 706	48
150 x 150	33 707	40

Copertura impermeabile e buona drappeggiabilità, realizzata in film di polietilene resistente allo strappo e TnT in polipropilene assorbente. Per copertura di pazienti e tavoli portastrumenti in sala operatoria e in ambulatorio.



Raucodrape[®] Teli di copertura tavolo per SO Teli e accessori


Raucodrape[®]

Teli di copertura tavolo per SO

sterili

Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)			
Telo di copertura per sala operatoria Standard					
120 x 140	33 090	26/52			
150 x 190	33 091	15/30			
Telo di copertura tavolo per SO Special					
150 x 190	33 092	11/22			
Telo di copertura tavolo per SO Special XL					
200 x 250	34 096	7/14			
Telo per tavolo portastrumenti Standard					
80 x 145	33 093	35/70			
Telo per tavolo portastrumenti Lite					
80 x 145	33 094	40/80			
Telo per tavolo portastrumenti Special					
80 x 145	33 095	25/50			

Telo di copertura tavolo per SO impermeabile ai liquidi ed estremamente resistente agli strappi, con strato assorbente in TnT adatto a tutti i tavoli complementari e portastrumenti.



Raucodrape® Teli adesivi per SO

Teli e accessori


Raucodrape® PRO

Teli con lato adesivo per SO

sterili

Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
2 strati		
50 x <u>50</u>	33 010	80/320
50 x <u>75</u>	33 011	60/240
75 x <u>75</u>	33 012	40/160
75 x <u>90</u>	33 013	38/152
90 x <u>110</u>	33 020	25/100
150 x <u>180</u>	33 025	20/40
175 x <u>180</u>	33 016	17/34
150 x <u>240</u>	33 018	15/30
175 x <u>300</u>	33 024	10/20
2 strati Plus		
150 x <u>180</u>	33 015	18/36
175 x <u>180</u>	33 017	15/30
150 x <u>250</u>	33 019	14/28
<u>190</u> x 225	33 021	11/22
175 x <u>300</u>	141 524	9/18
Telo sottosacrale 2 strat	i	
<u>90</u> x 150	33 022	19/76

Telo di copertura impermeabile, ben drappeggiabile, autoadesivo per l'applicazione semplice e sicura sul paziente e per la delimitazione ottimale del campo operatorio.




Raucodrape® SMART

Teli con lato adesivo per SO

sterili, a 2 strati

Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
75 x <u>90</u>	33 716	120
175 x <u>170</u>	33 718	30
140 x <u>240</u>	33 717	28

Telo di copertura impermeabile, ben drappeggiabile, autoadesivo per l'applicazione semplice e sicura sul paziente e per la delimitazione ottimale del campo operatorio.




Raucodrape® Teli con foro

Teli e accessori

Raucodrape® Teli con foro

sterili, foro non adesivo

Dimensioni/ posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
6 cm, rotondo, centrale	45 x 75	33 040	130/520
8 cm, rotondo, centrale	75 x 90	33 042	70/280




Telo di copertura impermeabile, ottima drappeggiabilità, foro in diverse misure.

Raucodrape®

Teli con foro per SO

sterili, con foro adesivo

Dimensioni/ posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)	
Telo epidurale, tras	sparente, foglio in l	PE con lato adesiv	0	
10 cm, rotondo, centrato	<u>75</u> x 100	33 148	55/220	
Telo per anestesia epidurale, a 2 strati, con lato adesivo				
10 cm, rotondo, decentrato	<u>60</u> x 75	33 047	68/272	



Telo di copertura impermeabile, ottima drappeggiabilità, foro in diverse misure.

Raucodrape® Teli con foro

Teli e accessori


Raucodrape® PRO

Teli con foro per sala operatoria

sterile, a 2 strati, con foro adesivo

Dimensioni/posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
variabile	50 x 75	33 058	50/200
variabile	75 x 90	33 059	30/120
6 cm, rotondo, centrale	50 x 60	33 041	70/280
8 cm, rotondo, centrale	75 x 90	33 043	40/160
7 × 10 cm, ovale, formato orizzontale, decentrato	120 x 150	33 044	25/50
12 cm, rotondo, decentrato	150 x 200	33 046	18/36

Telo di copertura impermeabile, ottima drappeggiabilità, con foro di diverse misure.




Raucodrape® SMART

Teli con foro per SO

sterile, a 2 strati, con foro adesivo

Dimensioni/posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
variabile	75 x 90	153 742	40
6 cm, rotondo, centrale	50 x 60	153 740	70
7 × 10 cm, ovale, formato orizzontale, decentrato	120 x 150	33 741	50

Telo di copertura impermeabile, ottima drappeggiabilità, con foro di diverse misure.



Raucodrape® PRO Telo epidurale

sterile, a 2 strati, con foro adesivo

Dimensioni/posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
10 x 15, rettangolare, verticale, decentrato	<u>55</u> x 90	33 049	45/180

Telo di copertura impermeabile, ottima drappeggiabilità, con foro di diverse misure.



Raucodrape® PRO

Telo per microchirurgia

sterile, 2 strati, telo di avvolgimento

Dimensioni/posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
10 x 14 cm, romboidale, decentrato	112 x 150	33 045	18/36

Monotelo di copertura con foro anatomico, non adesivo, per interventi chirurgici maxillo-facciali, ORL e di chirurgia dentale come per esempio estrazione dentale, implantologia, trattamento di cisti, resezione radicale, ma anche interventi di chirurgia minore ORL.



_ lato adesivo Tutte le indicazioni in cm

Raucodrape® PRO

Telo con foro per orecchio

sterile, a 2 strati, con foro adesivo

Dimensioni/posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
5 x 7,5 cm, ovale, verticale, decentrato	175 x 240	33 050	11/22

Monotelo di copertura, ad es. per interventi all'orecchio.



Raucodrape® PRO

Telo con foro e film di incisione chirurgico

sterile, 2 strati, con film di incisione autoadesivo

Dimensioni/posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
7 x 10 cm, ovale, verticale, centrale	120 x 150	33 055	22/44

Telo con foro per interventi chirurgici interdisciplinari.




Raucodrape® PRO Telo LAP/spinale

sterile, a 3 strati, con foro adesivo

Dimensioni/posizione foro	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
11 x 22 cm, ovale, longitudinale, decentrato, autoadesivo	225 x 320	33 051	8/16

Monotelo di copertura per interventi chirurgici all'addome e alla schiena.



Raucodrape® Teli fessurati Teli e accessori


Raucodrape® PRO

Teli fessurati per sala operatoria


sterili

Misura (cm)	Dimensioni fessura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)	
2 strati				
75 x <u>90</u>	7 x 30	33 062	35/140	
125 x <u>150</u>	10 x 45	33 064	28/56	
150 x <u>200</u>	10 x 65	33 067	14/28	
<u>150</u> x 250	10 x 80	33 073	14/28	
<u>225</u> x 260	10 x 100	33 069	13/26	
3 strati				
150 x <u>200</u>	10 x 65	33 068	10/20	
2 strati Plus				
<u>225</u> x 260	10 x 100	33 071	11/22	
2 strati Plus con fi	ssacavi integrato			
<u>225</u> x 280	10 x 100	33 060	10/20	
2 strati Plus su ambo i lati, con fissacavi integrato				
<u>175</u> x 260	20 x 100	33 072	13/26	

Telo di copertura impermeabile e ottima drappeggiabilità, con apertura a U e strisce adesive in tre parti per un'applicazione facile e sicura per il paziente; per interventi alle estremità così come spalla, collo e testa.







Codice 33 072




Codice 33 073

Raucodrape® SMART Telo fessurato per SO

sterili, a 2 strati

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
telo fessurato, 2 strati,	<u>200</u> x 260	00.700	10
fessura	10 x 80	33 760	18

Telo di copertura impermeabile e ottima drappeggiabilità, con apertura a U e strisce adesive in tre parti per un'applicazione facile e sicura per il paziente; per interventi alle estremità così come spalla, collo e testa.




Raucodrape® Telo fessurato

sterile, foglio in PE

Misura	Dimensioni fessura	Codice	Dispenser/UdV
(cm)	(cm)		(pezzi)
<u>150</u> x 210	14 x 75	33 066	40/80


Telo di copertura impermeabile e ottima drappeggiabilità, con apertura a U e strisce adesive in tre parti per un'applicazione facile e sicura per il paziente; per interventi alle estremità così come spalla, collo e testa.



Raucodrape® Copristrumenti Teli e accessori

Raucodrape® Copristrumenti

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Coprisgabello	Ø = 75	33 124	30/120
Cuffia di copertura rotonda	80 x 90	33 113	40/160
Cuffia di copertura rotonda	Ø = 90	33 120	20/80
Cuffia di copertura rotonda	Ø = 120	33 121	15/60
Cuffia di copertura rettangolare	80 x 145	33 112	25/100
Cuffia di copertura rettangolare	80 x 45	33 122	30/120
Set amplificatore di brillanza, in tre pezzi			
2 coperture per amplificatore di brillanza	65 x 75	33 155	20/40
1 copertura per braccio a C	30 x 195		
Set amplificatore di brillanza monopezzo	90 x 225	33 115	19/38
Copritelecamera con piegatura telescopica*	13 x 250	138 965	55/220
Copritelecamera, piegatura a rovescio*	13 x 250	138 966	70/280
Copritelecamera con anello	15 x 250	33 119	20/80
Copritelecamera	16 x 250	138 128	62/124
Copertura braccia, in 2 parti	35 x 73	33 123	46/184





Cuffia di copertura, rettangolare Codice 33 112

Raucodrape® Copristrumenti non sterili, disponibili solo per set individuali

Contenuto	Misura (cm)	Codice componente Set personalizzato
Copertura per sgabello, rettangolare	65 x 65	3 010 999

Per tutti gli sgabelli standard nella sala operatoria.

Raucodrape® Accessori

Teli e accessori

Raucodrape® Accessori

sterili

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
componenti aggiuntivi autoades	ione rapida	e affidabile	
Tamponi assorbenti, in 2 parti	35 x <u>50</u>	33 125	80/320
Tampone assorbente	50 x <u>75</u>	33 126	33/132
Striscia adesiva	9 x 50	33 116	250/750
Striscia autoadesiva	2,5 x 20/24	33 127	100/400
Fissacavi, autoadesivo,	9 x 11	100 147	000/000
con strisce di fissaggio	30	160 147	220/880
Tasca portastrumenti, 1 scomparto	38 x 40	33 109	110/440
Tasca per strumenti, 2 scomparti	38 x 40	33 110	110/440
Telo perineale	20 x 40	33 100	140/560
Sacca di raccolta dei liquidi universale	60 x 90	33 775	35/70
Tasca portastrumenti, 2 scomparti	45 x 25	33 156	120/480
a completamento dell'abbigliam	ento per SO e per	la protezio	ne del paziente
Copribraccio	50	33 103	45/180
Coprigamba, 2 pezzi	50 x 110	33 104	26/104
Coprigamba, 2 pezzi	75 x 120	33 105	30/60
Stockinette, corto,	24 x 80	33 128	17/68
compr. 1 striscia adesiva in PE	10 x 50	33 120	17/00
Stockinette, medio,	24 x 110	33 129	12/48
compr. 1 striscia adesiva in PE	10 x 50	33 129	12/40
Stockinette, grande,	32 x 120	33 130	16/32
con 2 strisce adesive in PE	10 x 50	33 130	10/32
Salviette, 2 pezzi	30 x 40	33 108	120/480
Telo sottosacrale I	75 x 100	138 101	30/120
Telo sottosacrale II, con sacca di raccolta dell'essudato	75 x 100	33 102	35/70














Raucodrape® Coprigamba, trasparenti

non sterili, disponibili unicamente per i set individuali

Contenuto	Misura (cm)	Codice componente Set personalizzato
Coprigamba, trasparenti	40 x 27,5	3 021 047




Raucodrape® Telo neonato

sterile

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Telo neonato, materiale in TnT assorbente	90 x 100	33 160	18/72

Telo neonati morbido e assorbente per avvolgere il neonato.




Raucodrape® PRO Accessori

steril

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Stockinette ortopedico,	33 x 55	33 106	65/130
incl.1 striscia adesiva in PE	10 x 50	33 100	05/130
Stockinette ortopedico,	33 x 110	00.107	00/70
con 2 strisce adesive in PE	10 x 50	33 107	38/76

A completamento dell'abbigliamento per SO e per la protezione del paziente.




Raucodrape® SMART Accessori

sterili

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Stockinette ortopedico,	33 x 55	153 770	104
incl. 1 striscia adesiva in PE	10 x 50	133 770	104
Stockinette ortopedico,	33 x 110	150 771	00
con 2 strisce adesive in PE	10 x 50	153 771	68

A completamento dell'abbigliamento per SO e per la protezione del paziente.



Raucodrape® Film autoadesivo



Campi di applicazione

consente di coprire l'area dell'incisione negli interventi chirurgici

Caratteristiche

- adesivo ben tollerato dalla cute
- elastico e adattabile
- impermeabile ai batteri
- permeabile al vapore
- trasparente e antiriflesso
- con zona di presa per un'applicazione pratica
- utilizzo di materie prime prive di lattice di gomma naturale

Composizione del prodotto

Film in poliuretano con adesivo poliacrilico


Raucodrape® Film autoadesivo

sterile, confezionato singolarmente

Area adesiva (cm)	Codice	UdV/TC (pezzi)
12 x 17	25 440	10/80
15 x 20	25 441	10/60
30 x 20	25 442	10/80
45 x 20	25 443	10/80
40 x 35	25 444	10/80
45 x 50	25 445	10/80
45 x 65	25 446	10/40
55 x 80	25 447	10/40
72 x 88	25 448	10/40

Abbigliamento per sala operatoria

Abbigliamento per sala operatoria, camici chirurgici, mascherine chirurgiche, cappellini e guanti chirurgici



Sentinex® abbigliamento per sala operatoria Si indossa una sola volta per trarne il massimo vantaggio.

Buoni motivi per scegliere l'abbigliamento per sala operatoria Sentinex®

- qualità costante dei materiali*
- igiene ogni giorno divise nuove
- comfort confortevole da indossare
- la casacca termoisolante warm up mantiene il personale al caldo in sala operatoria
- materiale traspirante, migliore scambio termico



* Entrambi i materiali dei camici chirurgici soddisfano i requisiti standard di prestazione previsti dalla norma EN 13795 per il settore meno critico.



Sentinex Soft Casacca si distingue per il suo taschino diviso in due parti.



La coulisse regolabile in vita assicura una vestibilità personalizzata.




Fascia elastica nell'area lombo-sacrale della casacca warm up



Collare di protezione dal freddo e da correnti d'aria, ad azione riscaldante.

In breve -

individualmente combinabili, con una vestibilità che si adatta perfettamente alle vostre esigenze



Misura

Donna	38 40	42	44 46	48 50	52 54	56
Taglia L&R	xs	s	М	L	М	XXL
Uomo	-	42 44	46 48	50	52 54	56 58

Sentinex® abbigliamento per sala operatoria

Sentinex® Abbigliamento per sala operatoria

Misura	Codice	UdV (pezzi)
Divisa, verde		
XS	39 501	50
S	39 514	45
M	39 515	40
L	39 516	35
XL	39 517	35
XXL	39 518	30
Divisa, blu		
XS	39 502	50
S	39 519	45
M	39 520	40
L	39 521	35
XL	39 522	35
XXL	39 523	30
Casacca, verde		
XS	39 503	105
S	39 524	100
M	39 525	90
L	39 526	80
XL	39 527	75
XXL	39 528	70
Casacca, blu		
XS	39 505	105
S	39 534	100
M	39 535	90
L	39 536	80
XL	39 537	75
XXL	39 538	70
Pantaloni, verde	00 000	
XS	39 504	80
S	39 529	75
M	39 530	70
L	39 531	65
XL	39 532	60
XXL	39 533	55
Pantaloni, blu	00 000	00
XS	39 506	80
S	39 540	75
	39 541	70
L	39 542	65
XL	39 543	60
XXL	39 544	55
Casacca Warm up, blu	03 044	00
	30.512	40
M	39 512	
Mini panaha tarmina blu	39 513	40
Mini poncho termico, blu		100
Misura universale	39 580	120

Sentinex® Soft Abbigliamento per sala operatoria

Misura	Codice	UdV (pezzi)
Divisa Soft, verde		
XS	39 507	25
S	39 545	25
M	39 546	22
L	39 547	20
XL	39 548	20
XXL	39 549	20
Divisa Soft, blu		
XS	39 508	25
S	39 550	25
M	39 551	22
L	39 552	20
XL	39 553	20
XXL	39 554	20
Casacca Soft, verde		
XS	39 509	60
S	39 555	55
M	39 556	50
L	39 557	50
XL	39 558	45
XXL	39 559	40
Casacca Soft, blu		
XS	39 576	60
S	39 565	55
M	39 566	50
L	39 567	50
XL	39 568	45
XXL	39 569	40
Pantaloni Soft, verde		<u> </u>
XS	39 575	50
S	39 560	45
M	39 561	40
L	39 562	40
XL	39 563	35
XXL	39 564	30
Pantaloni Soft, blu		
XS	39 577	50
S	39 570	45
	39 571	40
L	39 572	40
XL	39 573	35
XXL	39 574	30
Casacca Warm up Soft,		
M	39 510	30
L	39 511	30
XL	39 611	25
	00 011	20

Sentinex® PRO camici chirurgici



PRO: massima protezione per interventi più lunghi e complessi

- vasta gamma di prodotti
- design generoso, vestibilità elevata e comfort ottimale per gli utenti
- supera i requisiti EN 13795
- disegnato per
 - interventi chirurgici con quantità di liquidi da moderata a elevata
 - interventi chirurgici più lunghi.

Due materiali: Spunlace e polipropilene

Spunlace

- materiale simile al tessuto, sia alla vista che al tatto
- comfort eccezionale
- ben tollerato dalla cute e traspirante
- particolarmente idoneo anche per interventi chirurgici complessi



Polipropilene

- più leggero
- protegge in modo affidabile da batteri e liquidi ai sensi della norma EN 13795 e gli standard AAMI
- garantisce una buona circolazione d'aria, calore e vapore



Sentinex® PRO camici chirurgici

Quattro modelli: Basic, Standard, Special e Special Plus

Basic

Sentinex® PRO Camice chirurgico **Basic**

Camice con lacci per interventi minori e medicazioni, con 3 lacci sul dorso per una chiusura sicura.



Sentinex® PRO Camice chirurgico **Standard**

Camice chirurgico avvolgente con area posteriore sterile grazie alla sovrapposizione molto generosa. Particolarmente indicato per interventi con ridotta/modesta quantità di liquidi.



Sentinex® PRO Camice chirurgico **Special**

Camice chirurgico avvolgente, modello Standard con ulteriore area rinforzata impermeabile sulla parte anteriore e nelle maniche. Indicato per interventi chirurgici con quantità elevate di liquido.





Sentinex® PRO Camice chirurgico **Special Plus**

Camice chirurgico avvolgente basato sulla versione Special, con la caratteristica area rinforzata aggiuntiva più ampia per una protezione sicura nelle situazioni con carico laterale di liquidi.

Confezioni in due varianti: con involucro sterile e "direct"

Sentinex® PRO Camici chirurgici con involucro sterile

- ideali per la preparazione sterile
- con involucro sterile
- 2 salviette



- Camice chirurgico Sentinex
- Salvietta
- Involucro sterile
- Confezione sterile

Sentinex® PRO Camici chirurgici "direct"

- per il passaggio immediato nel campo sterile
- per un prelievo veloce
- senza involucro sterile né salviette



- Camice chirurgico Sentinex
- Confezione sterile

Sentinex® PRO Camici chirurgici Spunlace

Misura	Lunghezza (cm)	Codice	UdV (Pezzi)
Standard, con involucro sterile, incl. 2 sa	alviette		
S/M	120	19 300	44
L	130	19 301	40
XL	150	19 302	36
XL lunga	170	19 303	32
XXL	150	19 304	32
Special, con involucro sterile, incl. 2 salv	viette		
S/M	120	19 310	40
L	130	19 311	36
XL	150	19 312	32
XL lunga	170	19 313	28
XXL	150	19 314	28
Set Standard (sterile)			
3 pz XL	3 x 150	19 308	12
Set Standard (sterile)			
2 pz XL / 1 pz L	2 x 150 / 1 x 130	19 309	12
Camice chirurgico, urologico			
XL	150	142 708	44

Sentinex® PRO Camici chirurgici SMMS

Misura	Lunghezza (cm)	Codice	UdV (pezzi)
Standard, con involucro sterile, incl. 2 sal	viette		
S/M	120	19 340	52
L	130	19 341	48
XL	150	19 342	44
XL lungo	170	19 343	40
XXL	150	19 344	40
pecial, con involucro sterile, incl. 2 salvi	ette		
S/M	120	19 350	48
L	130	19 351	44
XL	150	19 352	40
XL lungo	170	19 353	36
XXL	150	19 354	36
tandard "direct" senza involucro sterile			
S/M	120	19 360	52
L	130	19 361	48
XL	150	19 362	44
pecial "direct" senza involucro sterile			
S/M	120	19 370	48
L	130	19 371	44
XL	150	19 372	40
pecial Plus "direct" senza involucro ster	ile		
XL	150	31 276	36
asic "direct" senza involucro sterile			
S/M	120	19 380	48
L	130	19 381	44
XL	150	19 382	40

Sentinex® SMART Camici chirurgici



SMART: protezione per interventi più brevi, meno complessi

- vasta gamma di prodotti mirati
- design funzionale, vestibilità elevata e comfort ottimale per gli utenti
- soddisfa i requisiti degli standard EN 13795 e AAMI
- progettato per
 - ◆ interventi chirurgici con quantità di liquidi da basse a medie
 - brevi interventi di chirurgia ambulatoriale

Scegliete tra la versione **Standard** o **Special** a seconda della durata dell'intervento e/o della quantità di liquido.



Sentinex SMART Camice chirurgico **Standard**

Camice chirurgico avvolgente con la parte posteriore sterile grazie alla sovrapposizione molto generosa. Particolarmente indicato per interventi con ridotta quantità di liquidi.

Materiale che offre sicurezza e un microclima confortevole

- protezione da batteri e liquidi secondo la norma EN 13795 e lo standard AAMI
- permeabile all'aria



Sentinex SMART Camice chirurgico **Special**

Camice chirurgico avvolgente basato sulla versione Standard con ulteriori rinforzi impermeabili ai liquidi sulla parte anteriore e sulla zona delle maniche. Il rinforzo offre un livello elevato di resistenza ai liquidi e alla penetrazione batterica. Molto adatto per interventi chirurgici con quantità di liquido da medio a elevato.



Polipropilene

Confezione con involucro sterile

Sentinex SMART Camici chirurgici con involucro sterile

- ideali per la preparazione sterile
- con involucro sterile
- 2 salviette



- A Sentinex SMART Camici chirurgici
- B Salvietta
- © Involucro sterile
- Confezione sterile

Sentinex® SMART Camici chirurgici

steril

Misura	Codice	UdV (pezzi)		
Standard, con involucro sterile, incl. 2 salviette		(BOLLI)		
M / L	33 651	52		
XL	33 652	48		
XXL	33 653	44		
Special, con involucro sterile, incl. 2 salviette				
M / L	33 661	48		
XL	33 662	44		
XXL	33 663	40		

Sentinex® Mascherine chirurgiche









Sentinex® Lite

- modello Basic confortevole
- combinazione ultraleggera di materiali con migliore permeabilità all'aria
- livello di prestazione tipo II secondo EN 14683

Sentinex® Classic

- modello top questo
- modello è caratterizzato da un comfort perfetto, grazie all'impiego di materiali di altissima qualità.
- livello di prestazione tipo Il secondo EN 14683



Sentinex® AntiFog

- la barretta stringinaso si estende maggiormente sui lati
- con strisce antiappannamento integrate
- livello di prestazione tipo Il secondo EN 14683



Sentinex® Ultra

- mascherina di colore bianco naturale
- dermoprotettiva
- con striscia antiappannamento
- livello di prestazione tipo Il secondo EN 14683



Sentinex® SafetyShield

- per offrire una maggiore protezione, uno strato esterno rinforzato impedisce la penetrazione dei liquidi corporei potenzialmente pericolosi
- la visiera antiappannamento protegge tutta l'area del viso
- livello di prestazione tipo IIR secondo EN 14683



Sentinex® Safety

- per offrire una maggiore protezione, uno strato esterno rinforzato impedisce la penetrazione dei liquidi corporei potenzialmente pericolosi
- livello di prestazione tipo IIR secondo EN 14683



Sentinex® SuperSoft

- ha uno strato interno flessibile e morbido
- delicata sulla pelle
- non contiene coloranti artificiali né colle, un'alternativa per la cute sensibile
- livello di prestazione tipo II secondo EN 14683



Sentinex® ExtraTouch

- la sezione ampia e i lacci orizzontali creano una camera di respirazione più ampia
- indicata anche per portatori di una barba corta
- livello di prestazione tipo II secondo EN 14683

Sentinex® Mascherine chirurgiche


Modello	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Sentinex Lite, blu	11 983	50/300
Sentinex Lite, verde	11 991	50/300
Sentinex Lite, verde, con elastico per orecchie	11 992	50/500
Sentinex Classic, verde	11 996	50/300
Sentinex SuperSoft	11 997	50/300
Sentinex ExtraTouch	11 998	50/300
Sentinex AntiFog	11 986	50/300
Sentinex Ultra	11 999	50/300
Sentinex SafetyShield	11 989	25/100
Sentinex Safety	32 987	50/300

Sentinex® Cappellini chirurgici









Sentinex® Soft

- cuffia traspirante a forma di berretto
- comodo da indossare, indicato per capelli corti e lunghi

Sentinex® Astro


- copricapo integrale a forma di casco, protezione completa e sicura
- bordi orlati
- testa e collo sono completamente coperti grazie alla chiusura con lacci

Sentinex® Astro Extra

- copricapo integrale a forma di casco per la protezione totale
- sicuro e confortevole
- morbida fascia tergisudore integrata che assorbe i liquidi

Sentinex® Fancy

- specifica per i capelli lunghi
- ampio volume grazie alla cucitura centrale
- la parte anteriore morbida è priva di elastico



Sentinex® Flex

- cappellino chirurgico
- per capelli corti
- confortevole e molto traspirante








Sentinex® Easy

- cuffia a forma di berretto per la prassi quotidiana
- copre i capelli in modo completo e affidabile
- adatto sia a pazienti che a visitatori





Sentinex® Nova

- cuffia versatile
- la fascia frontale facilmente rimboccabile sulla fronte può funzionare da fascia tergisudore

Sentinex® Trend

- molto confortevole
- adatta anche per i capelli lunghi
- fascia elastica sulla nuca



Sentinex® Cappellini chirurgici

Modello	Codice	Dispenser/UdV (pezzi)
Sentinex Soft, cuffia a forma di berretto, verde, traspirante	17 420	100/600
Sentinex Astro, copricapo integrale a forma di casco, verde	17 421	100/600
Sentinex Astro Extra, copricapo integrale per la protezione totale con fascia tergisudore, verde	17 422	100/600
Sentinex Fancy, cuffia per infermieri con cucitura centrale, verde	17 423	100/600
Sentinex Nova, cuffia per infermieri con lacci, verde	17 424	100/600
Sentinex Trend, cuffia per infermieri, lunga, verde	17 425	100/600
Sentinex Flex, cappellino chirurgico, verde	17 426	100/600
Sentinex Easy, cuffia a forma di berretto, verde	17 427	100/600
Sentinex Easy, cuffia a forma di berretto, blu	17 428	100/600
Sentinex Easy, cuffia a forma di berretto, bianco	17 429	100/600

Guanti chirurgici in lattice di gomma naturale



Caratteristiche

- capacità tattile ideale e maggiore sicurezza
- polverati con amido di mais puro per indossarli più facilmente
- delicati sulla cute grazie ai lavaggi multipli
- eccellente presa e comfort dovuta alla superficie esterna micro-ruvida

Composizione del prodotto

lattice naturale

Sempermed® Classic

sterile, confezionato a paia, in lattice naturale, con polvere, bianco naturale

Misura	Codice	UdV/TC
Iviisura	Codice	(paio)
6	31 280	70/420
6,5	31 281	70/420
7	31 282	70/420
7,5	31 283	70/420
8	31 284	70/420
8,5	31 285	70/420
9	31 286	70/420



Caratteristiche

- facili da indossare, rivestimento interno sintetico Quick Don™ brevettato
- assolutamente delicati sulla cute, lavati più volte, completamente senza polvere
- sicurezza ottimale, con sensibilità tattile ideale
- massimo comfort grazie alla perfetta vestibilità del modello anatomico
- ideali in combinazione con sottoguanti Sempermed Supreme Green

Composizione del prodotto

lattice naturale

Sempermed® Supreme

sterile, confezionato a paia, in lattice naturale, senza polvere, con rivestimento interno sintetico, bianco naturale

Misura	Codice	UdV/TC (paio)
6	16 651	50/300
6,5	16 652	50/300
7	16 653	50/300
7,5	16 654	50/300
8	16 655	50/300
8,5	16 656	50/300
9	16 657	50/300



Caratteristiche

- sottoguanti ottimizzati per la tecnica del doppio guanto
- struttura della superficie esterna più liscia, vestibilità ancora migliore
- spessore della parete più sottile, migliore sensibilità tattile
- elevata sicurezza facile rilevamento delle perforazioni
- facili da indossare, rivestimento interno sintetico Quick DonTM brevettato
- ottimali in combinazione con i guanti chirurgici Sempermed Supreme e Sempermed Supreme Plus (prodotti utilizzando le stesse forme di porcellana del guanto).
- assolutamente delicati sulla cute, lavati più volte, completamente senza polvere

Composizione del prodotto

lattice naturale

Sempermed® Supreme Green

sterile, confezionato a paia, in lattice naturale, senza polvere, con rivestimento interno sintetico, verdi

Misura	Codice	UdV/TC (paio)
6	33 721	50/300
6,5	33 722	50/300
7	33 723	50/300
7,5	33 724	50/300
8	33 725	50/300
8,5	33 726	50/300
9	33 727	50/300



Caratteristiche

- i guanti chirurgici Sempermed Derma PF, senza polvere, sono dotati di un rivestimento interno sintetico brevettato che li rende facili da indossare e togliere
- la presa migliorata combina la sicurezza con una buona sensibilità tattile ed una presa sicura degli strumenti

Sempermed® Derma PF

sterile, confezionato a paia, in lattice naturale, senza polvere, con rivestimento interno sintetico, bianco naturale

Misura	Codice	UdV/TC (paio)
6	39 471	50/300
6,5	39 472	50/300
7	39 473	50/300
7,5	39 474	50/300
8	39 475	50/300
8,5	39 476	50/300
9	39 477	50/300

Guanti chirurgici in poliisoprene sintetico



Caratteristiche

- ha le stesse proprietà fisiche del lattice naturale: elasticità e carico di rottura massimi, con tensione minima
- proteggono medico e paziente: senza polvere, privi di lattice naturale, adatti per chi soffre di allergie di tipo I
- sensibilità tattile come con il lattice naturale grazie al materiale in poliisoprene

- presa perfetta grazie alla struttura superficiale esterna microruvida
- massimo comfort grazie alla vestibilità perfetta e completamente anatomica con dita curve
- ideale in combinazione con sottoguanti Sempermed Syntegra Green (prodotti utilizzando le stesse forme di porcellana)

Composizione del prodotto

poliisoprene sintetico

Sempermed® Syntegra IR

sterile, confezionto a paia, in poliisoprene sintetico, senza polvere, senza lattice naturale, color crema

Misura	Codice	UdV/TC (paio)
6	139 621	50/300
6,5	139 622	50/300
7	139 623	50/300
7,5	139 624	50/300
8	139 625	50/300
8,5	139 626	50/300
9	139 627	50/300

Guanti da esame in lattice di gomma naturale



Campi di applicazione

- pratiche mediche e ambulatoriali a basso e alto rischio
- per pulizia professionale
- adatti per applicazioni di laboratorio, farmaceutiche e a contatto con gli alimenti
- eccellente sensibilità al tatto e presa sicura
- elevata resistenza agli strappi

Composizione del prodotto

lattice naturale

Caratteristiche

- con bordino arrotolato
- con rivestimento interno in materiale sintetico per indossarli con facilità e rapidamente e restano particolarmente delicati sulla cute.

Sempercare® Edition

non sterile, in scatola dispenser, in lattice di gomma naturale, senza polvere, colore bianco naturale

Misura	Codice	UdV/TC (pezzi)
XS	152 240	100/1000
S	152 241	100/1000
M	152 242	100/1000
L	152 243	100/1000
XL	152 244	90/900

Guanti da esame in nitrile



Campi di applicazione

- pratiche mediche e ambulatoriali a basso e alto rischio
- per pulizia professionale
- adatti per applicazioni di laboratorio, farmaceutiche e a contatto con gli alimenti

Caratteristiche

 eccellente sensibilità al tatto grazie allo spessore ottimizzato della parete

- protezione contro le infezioni: a prova di virus per utenti e pazienti secondo EN 455-1 e ASTM F 1671
- vestibilità molto confortevole grazie al materiale morbido
- adatti per chi soffre di allergie di tipo I, perché privi di lattice naturale

Composizione del prodotto

gomma nitrile-butadiene

Sempercare® Nitrile Skin²

non sterile, in scatola dispenser, gomma nitrile-butadiene, senza polvere, privi di lattice naturale, blu lavanda

Misura	Codice	UdV/TC (pezzi)
5-6 XS	32 615	200/2000
6-7 S	30 802	200/2000
7-8 M	30 803	200/2000
8-9 L	30 804	200/2000
9-10 XL	30 818	180/1800



Campi di applicazione

- pratiche mediche e ambulatoriali a basso e alto rischio
- per pulizia professionale
- adatti per applicazioni di laboratorio, farmaceutiche e a contatto con gli alimenti

Caratteristiche

 formulazione leggerissima combinata con carico di rottura
 ≥ 6 N (come da EN 455-2:2015)

- materiale morbido come il velluto: aderisce come una seconda pelle
- eccellente sensibilità tattile ed elevata vestibilità
- adatti per chi soffre di allergie di tipo I, perché privi di lattice naturale

Composizione del prodotto

gomma nitrile-butadiene

Sempercare® Velvet

non sterile, in scatola dispenser, gomma nitrile-butadiene, senza polvere, privi di lattice naturale, blu lavanda

Misura	Codice	UdV/TC (pezzi)
5-6 XS	106 401	200/2000
6-7 S	106 402	200/2000
7-8 M	106 403	200/2000
8-9 L	106 404	200/2000
9-10 XL	106 405	180/1800



Campi di applicazione

- pratiche mediche e ambulatoriali a basso e alto rischio
- per pulizia professionale
- adatti per applicazioni di laboratorio, farmaceutiche e a contatto con gli alimenti

Caratteristiche

- buona resistenza chimica*, grazie all'elevato spessore della parete
- carico di rottura di 9 N: protezione elevata per applicazioni critiche

- adatto per alcuni citostatici*
- protezione contro le infezioni: a prova di virus per utenti e pazienti secondo EN 455-1 e ASTM F 1671
- adatti per chi soffre di allergie di tipo I, perché privi di lattice naturale

Composizione del prodotto

gomma nitrile-butadiene

Sempercare® Nitrile

non sterile, in scatola dispenser, gomma nitrile-butadiene, senza polvere, privi di lattice naturale, blu

Misura	Codice	UdV/TC (pezzi)
6-7 S	45 020	100/1000
7-8 M	45 021	100/1000
8-9 L	45 022	100/1000
9-10 XL	47 183	90/900



Campi di applicazione

- pratiche mediche e ambulatoriali a basso e alto rischio
- per pulizia professionale
- adatti per applicazioni di laboratorio, farmaceutiche e a contatto con gli alimenti

Caratteristiche

 maggiore sicurezza grazie al polsino più lungo: 265 mm

- materiale nitrilico dermoprotettivo, privo di proteine del lattice che inducono allergie (adatti per chi soffre di allergie di tipo I)
- innovativa apertura in film per una rimozione molto più facile e basso rischio di caduta dei guanti

Composizione del prodotto

gomma nitrile-butadiene

Sempercare® Nitrile Shine+

non sterile, in scatola dispenser, gomma nitrile-butadiene, senza polvere, privi di lattice naturale, bianchi

Misura	Codice	UdV/TC (pezzi)
6-7 S	32 920	150/1500
7-8 M	32 921	150/1500
8-9 L	32 922	150/1500
9-10 XL	32 923	135/1350

Abbigliamento per sala operatoria



Campi di applicazione

proteggere i pazienti dalle particelle e dalla polvere sugli indumenti di visitatori e personale

Caratteristiche

- utilizzo di materie prime non realizzate con lattice di gomma naturale
- traspirante
- basso linting
- respinge i liquidi


Composizione del prodotto

■ Il camice per visitatori Sentina è realizzato in TnT.

Sentina® Camice per visitatori realizzato in TnT traspirante, verde, con polsini bianchi, cintura e striscia autoadesiva sul collo

Lunghezza (cm)	Codice UdV (pezzi)	
non sterile		
118	18 418	60
sterile		
118	18 419	30

Sentina® Strumenti monouso



Sentina® Strumenti monouso



Campi di applicazione

- pratiche mediche e ambulatoriali
- SO e chirurgia ambulatoriale
- studi clinici
- nella cura domiciliare

Caratteristiche

- offre sicurezza al paziente e all'utente
- garantisce qualità elevata
- consente un utilizzo di precisione
- permette un risparmio economico
- facili da distinguere rispetto agli strumenti riutilizzabili grazie al marchio di sicurezza L&R indelebile e biocompatibile e al simbolo del monouso
- superficie opaca per ridurre al minimo i riflessi
- chiusura a ribalta della scatola dispenser di cartone

Composizione del prodotto

 acciaio inossidabile, qualità secondo norme sull'acciaio AISI 4101, codifica cromatica biocompatibile (marchio di sicurezza L&R)

Sentina® Forbice chirurgica

sterile, confezionata singolarmente

Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV/TC (pezzi)
Sentina Forbice chirurgica punte acute, retta	13,0	33 805	25/100
Sentina Forbice chirurgica punte alterne, retta	14,5	33 806	25/100
Sentina Forbice chirurgica punte alterne, curva	14,5	33 807	25/100
Sentina Forbice chirurgica punte smusse, retta	14,5	33 808	25/100
Sentina Forbice per episiotomia Braun Stadler	14,5	33 809	25/100
Sentina Forbice Metzenbaum curva, sottile	14,5	33 823	25/100
Sentina Micro-forbice tipo a molla	11,0	33 824	25/100
Sentina Forbice per iridectomia, curva	11,5	33 829	25/100
Sentina Forbice per iridectomia, retta	11,5	33 830	25/100
Sentina Forbice Lister per bendaggi	15,0	33 850	25/100

Sentina® Pinza emostatica

sterile, confezionata singolarmente

Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV/TC (pezzi)
Sentina Pinza Micro-Mosquito anatomica, retta	12,5	33 903	25/100
Sentina Pinza Micro-Mosquito anatomica, curva	12,5	33 904	25/100
Sentina Pinza Micro-Mosquito chirurgica, retta	12,5	33 905	25/100
Sentina Pinza Kocher chirurgica, retta	14,0	33 906	25/100
Sentina Pinza Pean anatomica, retta	14,0	33 907	25/100
Sentina Pinza Maier per medicazione, con cremagliera	16,0	33 911	25/100
Sentina Pinza Halsted-Mosquito anatomica, curva	12,5	33 912	25/100
Sentina Pinza serratubi, liscia	15,0	33 913	25/100

Sentina® Pinza

sterile, confezionata singolarmente

Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV/TC (pezzi)
Sentina Pinza standard anatomica, retta	14,0	34 014	20/80
Sentina Pinza standard chirurgica, retta	14,0	34 016	20/80
Sentina Pinza Adson anatomica, retta	12,0	34 017	25/100
Sentina Pinza Adson chirurgica, retta	12,0	34 018	25/100
Sentina Pinza Micro-Adson chirurgica	12,0	34 029	25/100
Sentina Pinza per schegge, retta	9,0	34 039	20/80
Sentina Pinza DeBakey, retta	15,5	34 043	20/80

Sentina® Portaghi sterile, confezionata singolarmente

Contenuto	Misura (cm)	Codice	UdV/TC (pezzi)
Sentina Portaghi Mayo-Hegar	12	34 177	25/100
Sentina Portaghi Mayo-Hegar	14	34 178	25/100
Sentina Portaghi micro senza fermo	16	34 179	20/80

Sentina® Strumenti ausiliari sterili, confezionate singolarmente

Contenuto	Misura	Codice	UdV/TC (pezzi)
Sentina Combinazione di retrattori Senn-Miller	16,0 cm	34 202	20/80
Sentina Combinazione di scollaperiostio Williger	16,5 cm	34 205	25/100
Sentina Curetta Fox	14,5 cm	34 206	25/100
Sentina Cannula di irrigazione lunghezza 80 mm	80,0 mm	34 212	25/100



Campi di applicazione

- pratiche mediche e ambulatoriali
- in SO e chirurgia ambulatoriale
- studi clinici
- nella cura domiciliare

Caratteristiche

- per facilitare lo smaltimento degli strumenti monouso Sentina
- contenitore per lo smaltimento dal coperchio
- le cerniere sul coperchio consentono di aprire e chiudere il contenitore più volte, mentre l'anello giallo si ribalta per garantire una chiusura ermetica finale e sicura del contenitore
- Capacità di carico: 71

Composizione del prodotto

Polipropilene

Sentina® Contenitore per smaltimento

Contenuto	Codice	UdV/TC (pezzi)
Multi-Safe euroMatic 7000	34 888	1/37

Setpack® Set di medicazioni per sala operatoria



Combinazione flessibile di componenti standardizzati

I set standard pronti per l'uso contengono laparatomiche, compresse, tamponi assorbenti o tamponi scollatori, in quantità ottimizzate.



Sistema con etichetta di conteggio brevettato

- doppia sicurezza grazie all'etichetta di conteggio sull'involucro interno per dispositivi sterili e sulla busta con apertura peel
- semplifica il controllo numerico prima e dopo l'intervento
- evita la fase di conteggio delle etichette durante l'intervento chirurgico
- documentazione univoca grazie a schede di conteggio autoadesive



Involucro interno per dispositivi sterili

- per compresse e pezze laparotomiche
- pratico laccio per aprire facilmente l'imballaggio
- prelievo semplice e sicuro del prodotto



Scatola con scomparto scorrevole con griglia di conteggio

- maggiore sicurezza grazie al controllo ottimale del conteggio dei pezzi prima e dopo l'intervento chirurgico
- appositamente progettata per un pratico prelievo dei tamponi scollatori



Setpack Toptex Lite laparatomiche RX



Compresse di garza RX



SetPack Tamponi assorbenti RX



Setpack Tamponi scollatori RX

Setpack® Toptex® Lite Laparatomiche RX

Campi di applicazione

- specifiche per l'uso direttamente in sala operatoria
- per contenere organi e tessuti corporei
- per emostasi e assorbimento di fluidi corporei durante gli interventi chirurgici

Caratteristiche

- garza conforme ai requisiti della norma EN 14079
- prelavate
- morbide e assorbenti
- 20 fili
- confezionate con un involucro interno per dispositivi sterili, per il prelievo del prodotto e il conteggio rapido e sicuro
- disponibili separatamente, doppie etichette autoadesive di conteggio

Composizione del prodotto

100% cotone, chip di contrasto RX (polivinilcloruro e solfato di bario)



Modelli

- bianco, verde e blu
- a 4 e 6 strati

Setpack® Toptex® Lite Laparatomiche RX

steril

Contenuto	Misura (cm)	Codice	Dispenser/UdV (conf.)
ianca			
2 pezzi, a 4 strati	40 x 40	15 004	14/42
5 pezzi, a 4 strati	40 x 40	15 001	6/18
2 pezzi, a 6 strati	40 x 40	15 012	12/36
5 pezzi, a 6 strati	40 x 40	15 003	6/18
2 pezzi, a 4 strati	20 x 30	15 011	28/84
5 pezzi, a 4 strati	20 x 30	15 007	14/42
2 pezzi, a 4 strati	50 x 60	15 014	8/24
2 pezzi, a 4 strati	8 x 90	15 010	26/78
rerde			
2 pezzi, a 4 strati	40 x 40	15 006	14/42
5 pezzi, a 4 strati	40 x 40	15 002	6/18
2 pezzi, a 6 strati	40 x 40	15 008	12/36
5 pezzi, a 6 strati	40 x 40	15 000	6/18
2 pezzi, a 4 strati	20 x 30	15 017	28/84
5 pezzi, a 4 strati	20 x 30	15 005	14/42
2 pezzi, a 4 strati	50 x 60	15 013	8/24
2 pezzi, a 6 strati	50 x 60	15 018	6/18
2 pezzi, a 4 strati	8 x 90	15 009	26/78
olu			<u> </u>
2 pezzi, a 4 strati	40 x 40	15 016	14/42
5 pezzi, a 4 strati	40 x 40	15 015	6/18

Setpack[®] Compresse in garza RX

Campi di applicazione

- specifiche per l'uso direttamente in sala operatoria
- per tamponare e assorbire fluidi corporei durante interventi chirurgici

Caratteristiche

- in garza conforme ai requisiti della norma EN 14079
- morbide e assorbenti
- bordi ritagliato all'interno per evitare i fili laterali
- confezionate con un involucro interno per dispositivi sterili, per il prelievo del prodotto e il conteggio rapido e sicuro
- disponibili separatamente, doppie etichette autoadesive di conteggio



100% cotone; filo di contrasto RX (blu, polipropilene, filo in poliestere, solfato di bario)



Modelli

- a 12, 16 e 32 strati
- 17 e 20 fili

Setpack® Compresse in garza RX

steril

Misura (cm)	Codice	UdV/TC (Pack)
Confezione da 10 pezzi, 12 strati, 17 fili		
7,5 x 7,5	15 114	28/84
10,0 x 10,0	15 100	20/60
10,0 x 12,5	15 116	20/60
10,0 x 20,0	15 102	16/48
Confezione da 10 pezzi, 16 strati, 17 fili		
5,0 x 5,0	15 110	34/102
7,5 x 7,5	15 106	24/72
10,0 x 10,0	15 101	20/60
10,0 x 12,5	15 111	18/54
Confezione da 10 pezzi, 32 strati, 20 fili		
10,0 x 10,0	15 104	12/36
Confezione da 20 pezzi, 12 strati, 17 fili		
7,5 x 7,5	15 119	20/60
10,0 x 10,0	15 103	18/54
10,0 x 20,0	15 108	8/24
Confezione da 20 pezzi, 16 strati, 17 fili		
7,5 x 7,5	15 118	16/48
10,0 x 10,0	15 105	14/42

Setpack[®] Tamponi assorbenti RX

Campi di applicazione

- specifici per l'uso direttamente in sala operatoria
- per assorbire sangue e secreti durante gli interventi chirurgici

Caratteristiche

- in garza conforme ai requisiti della norma EN 14079
- morbidi, con elevata capacità di assorbimento
- con anello di sicurezza in silicone
- 20 fili
- confezione doppia sterile
- disponibili separatamente, doppie etichette autoadesive di conteggio



100% cotone; filo di contrasto RX (blu, polipropilene, filo in poliestere, solfato di bario). L'anello di sicurezza è realizzato in silicone.



Setpack® Tamponi assorbenti RX

sterile

Misura	Codice	Dispenser/UdV (conf.)
Confezioni da 5		
pugno 7 – 6 cm	22 800	16/48
Confezioni da 10		
noce 2 – 2 cm	22 801	72/144
prugna 3 – 3 cm	22 802	38/114
uovo 4 – 4 cm	22 803	26/78
extra grande 6 – 5 cm	22 804	18/54
Confezioni da 20		
prugna 3 – 3 cm	22 808	26/78
uovo 4 – 4 cm	22 809	16/48
extra grande 6 – 5 cm	22 810	6/18

Setpack® Tamponi scollatori RX

Campi di applicazione

- specifici per l'uso direttamente in sala operatoria
- per la preparazione di organi, vasi sanguigni e strati di tessuto negli interventi chirurgici

Caratteristiche

- in garza conforme ai requisiti della norma EN 14079
- resistenti e con elevata capacità di assorbimento
- 24 fil
- in scatola con scomparto scorrevole e griglia di conteggio per un controllo semplice del numero di pezzi e un prelievo sicuro
- disponibili separatamente, doppie etichette autoadesive di conteggio,



100% cotone; filo di contrasto RX (blu, polipropilene, filo in poliestere, solfato di bario)



Setpack® Tamponi scollatori RX

sterile

Misura	Codice	Dispenser/UdV (conf.)
Confezione da 10 pz		
S (2) – 12 mm	12 780	40/120
M (3) – 16 mm	12 781	40/120
L (4) – 25 mm	12 782	40/120
Confezione da 20 pz		
S (2) – 12 mm	12 783	40/120
M (3) – 16 mm	12 784	40/120
L (4) – 25 mm	12 785	40/120

Setpack® Set di medicazioni per sala operatoria

Preparazione personalizzata secondo le vostre indicazioni

Setpack Individuale offre soluzioni flessibili per tutti iconsueti tipi di intervento. In stretta collaborazione con i clienti, L&R analizza la situazione di partenza, definisce le prestazioni e compone Setpack Individuali specifici per le diverse esigenze.

Questo servizio è in ogni momento a disposizione dei clienti, anche quando mutano le condizioni generali. Con un sistema di confezionamento standardizzato, L&R produce Setpack professionali ed efficienti, tagliati su misura per le esigenze del cliente.

La combinazione di Setpack Standard e Setpack Individuale consente all'operatore un utilizzo economico dei materiali ed elimina il problema legato alla presenza di prodotti in eccesso.





Vantaggi

1. Personalizzabile

- realizzati secondo le indicazioni personali dei clienti
- analisi personalizzata delle necessità in stretta collaborazione con i reparti specializzati della struttura

2. Economico

- risparmio di tempo grazie alla standardizzazione dei flussi di lavoro
- impiego economico dei materiali
- eliminazione della fase di preparazione
- non richiede alcuna procedura interna di sterilizzazione convalidata

3. Sicuro

 molteplici controlli sul numero di pezzi durante la produzione di Setpack

Kitpack® Sistema a più componenti per sala operatoria



Kitpack® Sistema a più componenti per sala operatoria

Kitpack è un efficace sistema per sala operatoria composto da diversi singoli componenti pronti per l'uso. Oltre a teli per SO Raucodrape, camici chirurgici Sentinex e materiali di medicazione per SO di L&R, è possibile integrare su richiesta altri componenti di produttori affidabili.

Il Kitpack e tutti i suoi componenti sono compatti, sterili e pronti per l'uso.

I set personalizzati in base alle vostre esigenze, a seconda del tipo di intervento.

L'utilizzo di Kitpack consente di ridurre i tempi di lavoro e dei costi e offre al contempo completa sicurezza e flessibilità.









Il valore aggiunto: Kitpack®

- offre un ampio risparmio di tempo poiché prima dell'intervento si evita la preparazione dei singoli componenti.
- riduce il tempo dedicato alla logistica e alla gestione;
 anche l'acquisto si ottiene con una semplice ordinazione.
- garantisce maggiore sicurezza in sala operatoria, poiché la riduzione del rischio di contaminazione nell'apertura e trasferimento di prodotti sterili migliora la prevenzione della infezioni.
- semplifica la documentazione dei materiali utilizzati in sala operatoria, poiché una sola etichetta riposta tutte le informazioni sul set.
- aumenta la trasparenza dei costi, che possono essere assegnati più velocemente e semplicemente ai casi di trattamento rispetto all'impiego di singoli componenti.

Maggiore sicurezza e risparmio di tempo grazie alla codifica a colori del vostro Kitpack

Il Kitpack può essere fornito con una codifica a colori corrispondente a quella del cestello dello strumentario. È possibile scegliere tra 15 diversi colori e 3 posizioni in cui collocare i punti colorati (dimensione: 6 cm di diametro) sulla busta peel-open.





People.Health.Care.