

ReadyWrap® Misurazione del braccio.

Come misurare il braccio:

misurare il braccio in posizione sostenuta e rilassata con il gomito leggermente flesso. I punti di misurazione si riferiscono ai seguenti punti anatomici:

Punti della circonferenza:


- cA** massima larghezza del palmo della mano, appena sotto le articolazioni metacarpofalangee
- cC** circonferenza minima del polso
- cE** sull'articolazione del gomito, nella piega del gomito
- cG** parte superiore del braccio, appena sotto la piega ascellare

Lunghezze:

- ℓA-C** la distanza tra il punto **cA** (sulla circonferenza massima del palmo della mano, appena sotto le articolazioni metacarpofalangee) e il punto **cC** (sulla circonferenza minima del polso)
- ℓC-G** la distanza tra il punto **cC** (circonferenza minima del polso) e il punto **cG** (parte superiore del braccio, appena sotto la piega ascellare)

Note:

c = circonferenza, **ℓ** = lunghezza
Tutte le misurazioni della lunghezza devono seguire il contorno del corpo. Tutte le misure si intendono in centimetri.



ReadyWrap® : collaudato, con una nuova confezione.

Più sostenibile. Più pratico. Più compatto.





ReadyWrap® Arm (Braccio)

Emap: 17.06.01.00.1

	S		M		L		XL	
(ℓC-G) (3 Lunghezze)	Circonferenza all'ascella (cG) 22-29 cm Circonferenza del gomito (cE) 19-26 cm Circonferenza del polso (cC) 13,5-17 cm		Circonferenza all'ascella (cG) 26-36 cm Circonferenza del gomito (cE) 24-33 cm Circonferenza del polso (cC) 15,5-20 cm		Circonferenza all'ascella (cG) 31-43 cm Circonferenza del gomito (cE) 29-40 cm Circonferenza del polso (cC) 17,5-23 cm		Circonferenza all'ascella (cG) 36-50 cm Circonferenza del gomito (cE) 30-43 cm Circonferenza del polso (cC) 19,5-26 cm	
	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo
Corta								
■ Beige fino a 43 cm	104514	401479	104508	401485	104502	401491	104520	401497
■ Nero fino a 43 cm	104515	401480	104509	401486	104503	401492	104521	401498
Media								
■ Beige fino a 46 cm	104516	401481	104510	401487	104504	401493	104522	401499
■ Nero fino a 46 cm	104517	401482	104511	401488	104505	401494	104523	401500
Lunga								
■ Beige fino a 49 cm	104518	401483	104512	401489	104506	401495	104524	401501
■ Nero fino a 49 cm	104519	401484	104513	401490	104507	401496	104525	401502



ReadyWrap® Gauntlet (Guanto)


	S		M		L		XL	
	Lunghezza (ℓA-C) bis 12,5 cm Circonferenza del polso (cC) 13,5-17 cm Circonferenza del palmo (cA) 18-20 cm		Lunghezza (ℓA-C) bis 13,5 cm Circonferenza del polso (cC) 15,5-20 cm Circonferenza del palmo (cA) 20-22 cm		Lunghezza (ℓA-C) bis 14,5 cm Circonferenza del polso (cC) 17,5-23 cm Circonferenza del palmo (cA) 22-24 cm		Lunghezza (ℓA-C) bis 15,5 cm Circonferenza del polso (cC) 19,5-26 cm Circonferenza del palmo (cA) 24-26 cm	
	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo
■ Beige Destro	104498	401463	104496	401467	104494	401471	104500	401475
■ Nero Destro	104499	401464	104497	401468	104495	401472	104501	401476
■ Beige Sinistro	104490	401465	104488	401469	104486	401473	104492	401477
■ Nero Sinistro	104491	401466	104489	401470	104487	401474	104493	401478

ReadyWrap®

Modulo d'ordine braccio

Si prega di indicare quali articoli desidera ordinare.

Combinazione (Braccio)	Lunghezza/ Pagina	Colore	Dimensioni	REF	Quantità
Braccio	☐ fino a 43 cm	☐ Beige ☐ Nero			
	☐ fino a 46 cm				
	☐ fino a 49 cm				
Guanto	☐ Destro	☐ Beige ☐ Nero			
	☐ Sinistro				



Per eventuali domande, non esitate a rivolgervi al nostro servizio clienti: +41 71 274 25 70.

Consegna ☐ al destinatario dell'ordine ☐ direttamente alla/al paziente

Il vostro
numero cliente:

Ordinante:

Data
dell'ordine:

Visto:

Paziente:

☐ Signora ☐ Signor

Nome / Cognome

Indirizzo

CAP / Località

Si prega di inviare l'ordine via e-mail all'indirizzo info@ch.LRmed.com, per posta a: **Lohmann & Rauscher AG, Oberstrasse 222, 9014 San Gallo**, oppure direttamente nel nostro negozio online <https://store-ch.LRmed.com>