

ReadyWrap®

Misurazione della gamba.

Come misurare la gamba:

chiedere al paziente di stare in piedi, se possibile.
Contrassegnare e misurare la gamba come segue:

Punti della circonferenza:


- cG 2 cm sotto la piega glutea
- cE₁ 5 cm sopra il ginocchio
- cD 2-3 cm sotto la fossa poplitea
- cC circonferenza massima del polpaccio
- cB 2 cm sopra il malleolo
- cA₁ circonferenza massima del dorso del pie
- cA intorno alla base delle dita dei piedi

Lunghezze:

- ℓA-Y dal tallone alla base delle dita dei piedi
- ℓD-B la distanza fra il punto cB (2 cm sopra il malleolo) e il punto cD (2 cm sotto la fossa poplitea)
- ℓG-E₁ la distanza fra il punto cE₁ (5 cm sopra il ginocchio) e il punto cG (2 cm sotto la piega glutea)

Note:

c = circonferenza, ℓ = lunghezza
Tutte le misure di lunghezza devono essere longitudinali e seguire i contorni del corpo. Tutte le misure si intendono in centimetri.



ReadyWrap® : collaudato, con una nuova confezione.

Più sostenibile. Più pratico. Più compatto.





ReadyWrap® Thigh (Coscia)

Emap: 17.06.01.04.1

	S		M		L		XL		XXL	
(LC-G) (3 Lunghezza)	Circonferenza dell'inguine (cG) 48-63 cm sopra il ginocchio (cE') 38-48 cm		Circonferenza dell'inguine (cG) 58-73 cm sopra il ginocchio (cE') 45-58 cm		Circonferenza dell'inguine (cG) 68-83 cm sopra il ginocchio (cE') 52-68 cm		Circonferenza dell'inguine (cG) 78-93 cm sopra il ginocchio (cE') 59-78 cm		Circonferenza dell'inguine (cG) 88-103 cm sopra il ginocchio (cE') 66-88 cm	
	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo
■ Beige fino a 25 cm	104478	401435	104474	401439	104470	401443	104482	401447	104790	401451
■ Nero fino a 25 cm	104479	401436	104475	401440	104471	401444	104483	401448	104791	401452
■ Beige fino a 30 cm	104480	401437	104476	401441	104472	401445	104484	401449	104792	401453
■ Nero fino a 30 cm	104481	401438	104477	401442	104473	401446	104485	401450	104793	401454



ReadyWrap® Knee (Ginocchio)

Emap: 17.06.01.03.1

	S		M		L		XL		XXL	
(misura unica: 20 cm)	Circonferenza psopra il ginocchio (cE') 38-48 cm Sotto il ginocchio (cD) 28-38 cm		Circonferenza psopra il ginocchio (cE') 45-58 cm Sotto il ginocchio (cD) 33-43 cm		Circonferenza psopra il ginocchio (cE') 52-68 cm Sotto il ginocchio (cD) 38-48 cm		Circonferenza psopra il ginocchio (cE') 59-78 cm Sotto il ginocchio (cD) 43-58 cm		Circonferenza psopra il ginocchio (cE') 66-88 cm Sotto il ginocchio (cD) 53-68 cm	
	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo
■ Beige	104464	401422	104462	401424	104460	401426	104466	401431	104788	401433
■ Nero	104465	401423	104463	401425	104461	401427	104467	401432	104789	401434



ReadyWrap® Calf (Polpaccio)

Emap: 17.06.01.02.1

	S		M		L		XL		XXL	
(LD-B) (2 Lunghezza)	Circonferenza del polpaccio (cC) 28-38 cm Circonferenza della caviglia (cB) 18-23 cm		Circonferenza del polpaccio (cC) 33-43 cm Circonferenza della caviglia (cB) 20-28 cm		Circonferenza del polpaccio (cC) 38-48 cm Circonferenza della caviglia (cB) 25-33 cm		Circonferenza del polpaccio (cC) 43-58 cm Circonferenza della caviglia (cB) 30-38 cm		Circonferenza del polpaccio (cC) 53-68 cm Circonferenza della caviglia (cB) 35-43 cm	
	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo
■ Beige fino a 30 cm	104450	401402	104446	401406	104442	401410	104454	401414	104784	401418
■ Nero fino a 30 cm	104451	401403	104447	401407	104443	401411	104455	401415	104785	401419
■ Beige fino a 35 cm	104452	401404	104448	401408	104444	401412	104456	401416	104786	401420
■ Nero fino a 35 cm	104453	401405	104449	401409	104445	401413	104457	401417	104787	401421



ReadyWrap® Foot CT (Piede)

Emap: 17.06.01.01.1

	S		M		L		XL		XXL	
(LA-Y) (2 Lunghezza) (lato)	Circonferenza della caviglia (cB) 18-23 cm Circonferenza (cA) 18-20,4 cm Circonferenza (cA') 20-25 cm		Circonferenza della caviglia (cB) 20-28 cm Circonferenza (cA) 20,5-23,5 cm Circonferenza (cA') 24-29 cm		Circonferenza della caviglia (cB) 25-33 cm Circonferenza (cA) 23,6-26 cm Circonferenza (cA') 28-33 cm		Circonferenza della caviglia (cB) 30-38 cm Circonferenza (cA) 26,1-28,5 cm Circonferenza (cA') 32-37 cm		Circonferenza della caviglia (cB) 35-43 cm Circonferenza (cA) 28,6-31 cm Circonferenza (cA') 36-41 cm	
	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo
■ Beige Destro Standard 16-19 cm	141727	401363	141731	401367	141735	401371	141739	401375	141743	401379
■ Nero Destro Standard 16-19 cm	141729	401365	141733	401369	141737	401373	141741	401377	141745	401381
■ Beige Destro Lungo 19-22 cm	141747	401383	141751	401387	141755	401391	141759	401395	141763	401399
■ Nero Destro Lungo 19-22 cm	141749	401385	141753	401389	141757	401393	141761	401397	141765	401401
■ Beige Sinistro Standard 16-19 cm	141726	401362	141730	401366	141734	401370	141738	401374	141742	401378
■ Nero Sinistro Standard 16-19 cm	141728	401364	141732	401368	141736	401372	141740	401376	141744	401380
■ Beige Sinistro Lungo 19-22 cm	141746	401382	141750	401386	141754	401390	141758	401394	141762	401398
■ Nero Sinistro Lungo 19-22 cm	141748	401384	141752	401388	141756	401392	141760	401396	141764	401400



ReadyWrap® Toes (Dita Piede)

Emap: 17.06.01.01.1

	S		M		L		XL		XXL	
(cA) (lato)	Circonferenza (cA) 18,0-20,4 cm		Circonferenza (cA) 20,5-23,5 cm		Circonferenza (cA) 23,6-26,0 cm		Circonferenza (cA) 26,1-28,5 cm		Circonferenza (cA) 28,6-31,0 cm	
	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo	REF Attuale	REF Nuovo
■ Beige Destro	104416	401342	104414	401346	104412	401350	104418	401354	104420	401360
■ Nero Destro	104417	401343	104415	401347	104413	401351	104419	401355	104421	401361
■ Beige Sinistro	104406	401344	104404	401348	104402	401352	104408	401356	104410	401358
■ Nero Sinistro	104407	401345	104405	401349	104403	401353	104409	401357	104411	401359



ReadyWrap® Extender Strap (Strap supplementare) Taglia unica

Emap: 17.06.01.10.1

	REF Attuale	REF Nuovo
■ Beige	104740	401503
■ Nero	104741	401504

ReadyWrap® Liner (Sottocalza) al paio, disponibile solo in nero

	S - L	XL - XXL
	Circonferenza della caviglia (cB) 18-33 cm Circonferenza del polpaccio (cC) 28-48 cm Circonferenza dell'inguine* (cG) 48-83 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 30-43 cm Circonferenza del polpaccio (cC) 43-68 cm Circonferenza dell'inguine* (cG) 78-103 cm
	REF Attuale	REF Attuale
■ Nero Calza al ginocchio	149032	149033
■ Nero Calza alla coscia	149034	149035

ReadyWrap®

Modulo d'ordine gamba

Si prega di indicare quali articoli desidera ordinare.


Combinazione (Gamba sinistra)	Lunghezza/ lato	Colore	Dimensioni	REF	Quantità
Coscia	☐ fino a 25cm ☐ fino a 30cm	☐ Beige ☐ Nero			
Ginocchio		☐ Beige ☐ Nero			
Polpaccio	☐ fino a 30cm ☐ fino a 35cm	☐ Beige ☐ Nero			
Piede Sinistro	☐ Standard 16-19cm ☐ Lungo 19-22cm	☐ Beige ☐ Nero			
Dita Piede Sinistro		☐ Beige ☐ Nero			
Elemento supplementare		☐ Beige ☐ Nero			

Combinazione (Gamba destra)	Lunghezza/ lato	Colore	Dimensioni	REF	Quantità
Coscia	☐ fino a 25cm ☐ fino a 30cm	☐ Beige ☐ Nero			
Ginocchio		☐ Beige ☐ Nero			
Polpaccio	☐ fino a 30cm ☐ fino a 35cm	☐ Beige ☐ Nero			
Piede Destro	☐ Standard 16-19cm ☐ Lungo 19-22cm	☐ Beige ☐ Nero			
Dita Piede Destro		☐ Beige ☐ Nero			
Elemento supplementare		☐ Beige ☐ Nero			

Si prega di inviare l'ordine via e-mail all'indirizzo info@ch.LRmed.com, per posta a: **Lohmann & Rauscher AG, Oberstrasse 222, 9014 San Gallo**, oppure direttamente nel nostro negozio online <https://store-ch.LRmed.com>

Misure gamba sinistra

Misure gamba destra



Scrivete i risultati delle misurazioni nel campo accanto al punto di misurazione.

Consegna ☐ al destinatario dell'ordine ☐ direttamente alla/al paziente

Il vostro
numero cliente:

Ordinante:

Data
dell'ordine:

Visto:

Paziente:

☐ Signora ☐ Signor

Nome / Cognome

Indirizzo

CAP / Località

Timbro