



People.Health.Care.

OP-Set-Systeme

Ihre Lösung von L&R im OP.



OP-Abdecksystem

OP-Bekleidung

OP-Verbandsstoffsystem

OP-Mehrkomponentensystem

Inhaltsverzeichnis

Einführung OP-Set-Systeme	4	Entbindungsset I	32
Raucodrape OP-Abdecksystem		Entbindungsset II	32
Allgemeine Informationen	6-13	Sectiotuch	33
		Babytuch	33
Allgemeinchirurgie		Sectio-Set I	33
Set für Kleineingriffe	15	Sectio-Set	34
Set für Kleineingriffe I	15	Sectio-Set II	34
Set für Kleineingriffe II	15	Gynäkologie-Zystoskopie-Set	35
Basis-Set Mini	16	Zystoskopie-Set	35
Basis-Set	16	Gynäkologie-Zystoskopietuch	35
Basis-Set I	16	Lithotomie-Set	36
Basis-Set II	17	Gynäkologie-Set I	37
Basis-Set Super	17	Gynäkologie-Urologie-Set	37
Universal-Set	18	Gynäkologie-Set II	37
Universal-Set Super	18	TUR-Set I	38
Universal-Set I	19	TUR-Set	38
Universal-Set I Super	20	TUR-Set II	38
Universal-Set II	20		
Basis-Schlitztuch-Set	21	Orthopädie/Traumatologie	
Universal-Schlitztuch-Set I	21	Universal-Schlitztuch-Set I	40
Universal-Schlitztuch-Set	22	Orthopädie-Set	41
Universal-Schlitztuch-Set II	22	Hüft-Set I	41
Variables Schlitztuch-Set	23	Hüft-Set II	42
LAP-Set I	24	Hüft-Set III	43
LAP-Set II	24	Hüftarthroskopie-Set	43
LAP-Set III	24	Extremitäten-Set I	44
Rektum-Set I	25	Extremitäten-Set II	44
Abdominal-Perineal-Set	25	Extremitäten-Set	44
Rektum-Set II	26	Extremitäten-Set III	45
		Extremitäten-Set Hand/Fuß	45
Pädiatrie		Handchirurgie-Set	46
Pädiatrie-Basis-Set	28	Extremitätentücher	47
Lochtuch mit Inzisionsfolie	28	Extremitäten-Set bilateral	47
		Extremitätentuch bilateral	47
Gynäkologie/Urologie		Extremitätentücher Hand/Fuß	48
Pfannenstiel-Set	30	Extremitätentuch Hand/Fuß	48
Rektum-Set I	31	Arthroskopie-Set I	49
Abdominal-Perineal-Set	31	Arthroskopie-Set II	49
Rektum-Set II	31	Arthroskopie-Set	49

Arthroskopie-Set III	50	Ohr-Lochtuch	71
Arthroskopie-Set IV	50	Lochtuch mit Inzisionsfolie	71
Schulterarthroskopie-Set I	50	LAP-/Wirbelsäulentuch	71
Kniearthroskopie-Set	51	OP-Schlitztücher	72
Kniearthroskopietuch	51	OP-Schlitztuch	72
Schulterarthroskopie-Set Beach Chair	52	Schlitztuch	72
Vertikaltuch-Set	53	Geräteabdeckung	73
Vertikaltuch	53	Zubehör	74
		Füßlinge, transparent	74
		Babytuch	74
		Zubehör	75
		Inzisionsfolie	76
Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie			
Kranio-Set	55		
LAP-/Wirbelsäulentuch	55		
Kopf-Set I	56		
Kopf-Set II	56		
Variables Schlitztuch-Set	57		
Schlitztücher	57		
Ohr-Lochtuch	58		
MKG-Tuch	58		
Augentuch	59		
Kardiochirurgie/Angiographie			
Kardiovaskular-Set	63		
Hybrid-Set	63		
Angiographietuch I	64		
Angiographietuch II	64		
Angiographietuch III	64		
Abdecktücher und Zubehör			
Abdecktücher	66		
OP-Abdecktücher	66		
OP-Tischabdeckungen	67		
OP-Klebetücher	68		
Lochtücher	69		
OP-Lochtücher	69		
Interventionelles Punktionstuch	69		
OP-Lochtücher	70		
Epidural-Abdecktuch	70		
MKG-Tuch	70		
		OP-Bekleidung	
		Bereichskleidung	79-81
		OP-Mäntel	82-88
		OP-Masken	89-90
		OP-Hauben	91-92
		OP-Handschuhe aus Naturlatex	93-94
		OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren	95
		Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex	94
		Untersuchungshandschuhe aus Nitril	97-100
		Zwirnhandschuhe	101
		Besuchermäntel	101
		Setpack OP-Verbandstoffsysteem	
		Allgemein	104
		Bauchtücher RK	105
		Mullkompressen RK	106
		Tupfer RK	107
		Präpariertupfer RK	108
		Individual-Sets	109
		Kitpack OP-Mehrkomponentensystem	
		Allgemein	111-112
		Kitpack start	113-115
		Raucocel Zubehör	116
		Übersicht der L&R Anwendungsvideos	117-118
		L&R OPTILINE	120-121

Sicherheit im OP

Mit unseren umfangreichen OP-Lösungen bieten wir Ihnen ein OP-Komplett-Sortiment für hohe Ansprüche. Ob Raucodrape OP-Abdeckungen, Sentinex OP-Bekleidung, Setpack OP-Verbandstoffsets oder die individuell für Sie zusammengestellten Kitpack OP-Mehrkomponentensets: Qualität und Funktionalität stehen bei unseren Produkten im Mittelpunkt – so sorgen wir für mehr Sicherheit und Effizienz in Ihrem OP.

Schutz & Sicherheit

Die Verhütung intra- und postoperativer Infektionen im OP hat höchste Priorität. Für die im OP eingesetzten Produkte und Materialien bedeutet dies: sie müssen hohen Anforderungen gerecht werden. Patienten und Personal können nur sicher geschützt werden, wenn alle Übertragungswege für Keime weitmöglichst unterbrochen werden. Einen wesentlichen Beitrag dazu leisten OP-Produkte von Lohmann & Rauscher.

Das sterile Raucodrape OP-Abdecksystem von L&R erfüllt und übertrifft oftmals die Anforderungen der europäischen Normenreihe DIN EN 13795. Diese definiert die grundlegenden Anforderungen für OP-Abdeckungen und OP-Mäntel. Darin werden u. a. Mindestwerte für den Widerstand gegen Flüssigkeitspenetration und Keimdurchtritt vorgegeben. Raucodrape bietet eine vollständige Barriere und ist wichtiger Bestandteil einer wirksamen Infektionsprophylaxe im OP. Zusammen mit der OP-Bekleidung Sentinex, dem individuellen OP-Mehrkomponentensystem Kitpack sowie dem OP-Verbandstoffsystem Setpack bietet L&R ein komplettes Sortiment für jeden Eingriff.

Wirtschaftlichkeit & Kompetenz

Unsere Medizinprodukteberater, die als Praktiker über jahrelange Erfahrung verfügen, analysieren gemeinsam mit Ihnen Ihre Arbeitsabläufe und Prozesse und erarbeiten individuelle, wirtschaftliche Lösungen.

Kontrolle & Qualität

Alle Produkte werden hinsichtlich Material und Funktion genau auf die jeweiligen Anforderungen abgestimmt und unterliegen fortlaufenden strengen Qualitätskontrollen. Wir legen größten Wert auf Sicherheitsstandards, die zum Teil die gesetzlichen Anforderungen noch übertreffen.





- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------|
| 1 Sentinex® OP-Masken | 8 Setpack® OP-Verbandstoffe |
| 2 Sentinex® Bereichskleidung Kasack | 9 Kitpack® OP-Komponentensystem |
| 3 Sempercare® OP-Handschuhe | 10 Sentinex® Thermojacke |
| 4 Kitpack® OP-Komponentensystem | 11 Sentinex® OP-Mäntel |
| 5 Sentinex® Bereichskleidung Hose | 12 Raucodrape® Inzisionsfolie |
| 6 Sentinex® OP-Hauben | 13 Raucodrape® OP-Abdeckung |
| 7 Sempermed® Untersuchungshandschuhe | |

Raucodrape®

OP-Abdecksystem



Raucodrape®

Sicherheit und Komfort für das OP-Team und den Patienten

Raucodrape®

- bietet eine große Auswahl an Sets und Einzelprodukten
- optimiert die Abläufe im OP, senkt die Prozesskosten
- Bei der Herstellung der Raucodrape OP-Abdeckungen werden naturkautschuklatexhaltige Rohstoffe nicht eingesetzt.*
- Die spezielle Kombination der Schichten aus absorbierendem PP**-Vlies und dichter PE**-Folie ist vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig und dadurch eine sichere Barriere gegen Flüssigkeiten und Bakterien.

L&R bietet eine breite Auswahl an verschiedenen Materialien und verwendet für das Sortiment an OP-Abdeckungen die folgenden Bezeichnungen:

Raucodrape® PRO

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 2-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 3-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 3-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 1-lagig (Folie: transparent oder blickdicht)

Raucodrape® SMART

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 2-lagig Plus (mit Verstärkungszone)
- 1-lagig (Folie: transparent oder blickdicht)

Raucodrape® Abdecktücher

- 2-lagig (ohne Verstärkungszone)
- 1-lagig (flüssigkeitsabweisender Vliesstoff)



* Etwaige Kontaminationen durch Latexspuren aus der Produktion oder der Umgebung können nach derzeitigem Wissensstand jedoch nicht völlig ausgeschlossen werden.

** PE: Polyethylen, PP: Polypropylen


Raucodrape® PRO OP-Abdecksystem

PRO – maximaler Schutz für längere und komplexere Eingriffe

- breites Sortiment
- erstklassiges, großzügiges Design mit sehr hohem Anwenderkomfort
- Übertreffen die Anforderungen der DIN EN 13795
- der Großteil des Raucodrape PRO Sortiments erfüllt die Anforderungen des AAMI Standard Level 4


Raucodrape OP-Abdeckung 2-lagig

- für Eingriffe mit niedrigem bis mittlerem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



Raucodrape OP-Abdeckung 2-lagig Plus

- ein Plus für Eingriffe mit sehr hohem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- sehr gute Saugfähigkeit und Sauggeschwindigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



* PE: Polyethylen, PP: Polypropylen


Raucodrape® SMART OP-Abdecksystem

SMART – Schutz für kürzere und kleinere Eingriffe

- fokussiertes Sortiment
- funktionelles Design mit hoher Anwenderfreundlichkeit
- Erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795 und AAMI Standard


Raucodrape SMART OP-Abdeckung 2-lagig

- für Eingriffe mit niedrigem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- vollflächig saugfähig und flüssigkeitsundurchlässig
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



Raucodrape SMART OP-Abdeckung 2-lagig Plus

- für Eingriffe mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- sehr gute Saugfähigkeit und Sauggeschwindigkeit
- hohe Reißfestigkeit
- sehr partikelarm



Raucodrape®

Starke Lösungen bis ins Detail

Raucodrape® vereinfacht und beschleunigt die Entfaltung

Raucodrape OP-Abdeckungen sind anwenderfreundlich gefaltet. Jede Tuchart hat, abgestimmt auf das Einsatzgebiet, eine eigene Faltsystematik, die eine sichere Anwendung ermöglicht und die Entfaltung weiter vereinfacht und beschleunigt. Bei allen selbstklebenden Lochtüchern ist der OP-Ausschnitt bereits vor der Entfaltung sichtbar. Dies erleichtert die korrekte Applikation am Patienten wesentlich.

Eindeutige Piktogramme


Für Sicherheit und Schnelligkeit bei der Entfaltung sorgen auch die schnell verständlichen Piktogramme. Auf einen Blick zeigen sie z. B. die Entfaltungsrichtung, den ersten Entfaltungsschritt, die Positionierung von Tüchern am Patienten, Schlitzöffnungen, integrierte Beinlinge und vieles mehr.

Dreiteilige Klebestreifen

Alle Schlitztücher sind mit einem ergonomisch sinnvollen dreiteiligen Klebestreifen ausgestattet, der die Applikation noch einfacher macht.

Zahlreiche Klebetücher haben einen verlängerten Klebestreifen für adipöse Patienten.

Alle Klebestreifen sind mit einem 2 cm langen Fingerlift versehen und dadurch schnell und sicher zu greifen.



Raucodrape®


Piktogramme



Kennzeichnet die Tuchpositionierung (kopfwärts/fußwärts)



Kennzeichnet die Richtung der Schlitzöffnung



Kennzeichnet den dezentralen OP-Ausschnitt



Kennzeichnet die Position des Flüssigkeitsauffangbeutels



Kennzeichnet die Positionierung der integrierten Beinlinge (bei Steinschnittlagerung)




Kennzeichnet die Mitte des Klebetuchs (nach der ersten Entfaltung sichtbar)




Kennzeichnet die Positionierung der Hände beim Anlegen des Unterlegtuchs und Turbantuchs



Kennzeichnet die Entfaltungsrichtung der Beinschützer



Kennzeichnet die Entfaltungsrichtung bei Ein-Tuch-Abdeckungen



Kennzeichnet die perineale Abdeckung des bilateralen Schlitztuches




Kennzeichnet das Körper- und Beintuch




Kennzeichnet das Standard-Anästhesietuch




Kennzeichnet das Anästhesietuch mit Armstützenabdeckung



Kennzeichnet das Anästhesietuch des Schlitztuch-Set



Kennzeichnet die Positionierung des Handchirurgietuchs



Kennzeichnet den ersten Entfaltungsschritt bei Sets. Kennzeichnet die Positionierung der Hände beim Anlegen des Instrumententischbezuges

Raucodrape®

Ein durchdachtes Verpackungskonzept für mehr Transparenz und Sicherheit

Solider Schutz und zuverlässiges Handling

Ein durchdachtes modulares Verpackungssystem gewährleistet die erforderliche Sicherheit – während des Transportes, im Lager, bis hin zur Anwendung im OP. Die zweckmäßige Verpackung mit durchgängig einheitlicher und eindeutiger Inhaltskennung und EAN-Code 128 auf allen Verpackungsstufen vereinfacht die Logistiksteuerung und das sichere Handling der Produkte.

Robuste Transport- und Lagerkartonage

Die Transport- und Lagerkartonagen aus recycelbarem Material schützen zuverlässig vor Beschädigungen.

Praktische Spenderverpackung

Alle Einzelprodukte des PRO Sortimentes sind in einer wiederverschließbaren Faltschachtel mit Spenderöffnung verpackt. Sie ermöglicht eine effiziente Lagerhaltung und den schnellen Zugriff auf die einzeln steril verpackten Produkte. Raucodrape-Sets sind in einen PE-Beutel gepackt.



Peelfähige Verpackungen in allen Formaten


Raucodrape OP-Abdeckungen sind in anwenderfreundlichen Peelverpackungen verpackt. Sie sind mit einem Handgriff zu öffnen und erleichtern die sichere und schnelle Entnahme der Sterilprodukte.

Alles Wichtige auf einen Blick

Die Kennzeichnung aller Produkte ist klar und eindeutig. Für die visuelle und textliche Inhaltsdarstellung bis zur Bereitstellung aller weiteren erforderlichen Hinweise gilt immer: Alle Informationen sind gut lesbar und schnell verständlich.

Doppelte Dokumentationsetiketten

Jede Peelverpackung ist mit doppelten selbstklebenden Dokumentationsetiketten für eine schnelle und zuverlässige Dokumentation im OP-Bericht ausgestattet.



- 1 Hinweis zur Peelrichtung
- 2 Produktbezeichnung in diversen Sprachen
- 3 Produktabbildung, Produktabmessungen
- 4 Mengenangabe
- 5 Kennzeichnung DIN EN 13795/AAMI Level 4
- 6 Artikelnummer
- 7 selbstklebende Dokumentationsetiketten mit EAN-Code 128 und Data Matrix-Code
- 8 „STERIL“-Symbol inkl. Sterilisationsverfahren
- 9 Kennzeichnung Entflammbarkeitsklasse
- 10 „Made in“-Angabe
- 11 Chargennummer, Herstellungsdatum, Haltbarkeitsdatum
- 12 Hersteller
- 13 Sicherheitssymbole
- 14 CE-Kennzeichnung

Raucodrape OP-Abdecksystem Farblegende Materialien und Produktdetails

Auf den folgenden Seiten sind alle OP-Abdecktücher grafisch dargestellt. Unterschiedliche Farbflächen und Symbole kennzeichnen die verwendeten Materialien und weisen auf besondere Details des jeweiligen OP-Tuches hin.

Die Grafik zeigt jeweils den Blick auf die patientenabgewandte Seite. Zur Vervollständigung der Informationen sind die patientenzugewandt eingearbeiteten Klebestreifen als rote Linien eingezeichnet. So haben Sie schnell einen guten Überblick über verwendete Materialien und Besonderheiten.

	Raucodrape PRO 2-lagig Raucodrape PRO 3-lagig
	Raucodrape PRO 2-lagig Plus Raucodrape PRO 3-lagig Plus
	Raucodrape SMART, 2-lagig
	Raucodrape SMART, 2-lagig Plus
	Einschlagtuch
	Abdecktuch
	Inzisionsfolie
	elastische Klebefolie
	elastische Manschette
	PE-Folie, transparent
	PE-Folie, türkis
	Handtücher
	Vliesauflage Instrumententischbezug, Vliesauflage OP-Tischabdeckung
	Klebestreifen
	flüssigkeitsabweisender Vliesstoff
	flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff
	Siebeinsatz
	Klettverschluss
	Bügeldraht

Allgemeinchirurgie



Raucodrape® Set für Kleineingriffe


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Set für Kleineingriffe

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 315	22
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, zentral	225 x 240		
		12		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART

Set für Kleineingriffe I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	34 915	18
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, zentral	170 x 240		
		12		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART

Set für Kleineingriffe II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	34 916	18
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Lochtuch, 2-lagig, sk, OP-Ausschnitt rund, dezentral	170 x 240		
		12		

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Basis-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Basis-Set Mini

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 300	10/20
4	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		

Vier-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 902	22
1	Klebestreifen	9 x 25		
4	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (71 cm)	75 x 75		

Vier-Tuch-Abdeckung für kleine chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Basis-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 301	13
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



__ markiert die Seite mit Klebefläche

Alle Maßangaben in cm


Raucodrape® Basis-Sets

Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Basis-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	163 304	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	SMMS-OP-Mantel Standard	130		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	SMMS-OP-Mantel Special	150		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Saugertasche, 1 Kammer	38 x 40		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		




Raucodrape® PRO Basis-Set Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 302	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (106 cm)	90 x 110		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (20 + 80 + 20 cm)	175 x 300		

Vier-Tuch-Abdeckung mit breiten Seitentüchern, langem Beintuch und großem Anästhesietuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Universal-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® SMART Universal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 801	13
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (76 cm)	75 x <u>90</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>170</u>	33 801	13
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	140 x <u>240</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® SMART Universal-Set Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch*	100 x 100	157 909	12
1	Tischabdeckung	150 x 190		
2	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 25		
2	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (106 cm)	90 x <u>110</u>		
1	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (80 cm)	200 x <u>225</u>	157 909	12
1	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (80 cm)	180 x <u>260</u>		

*zum Einschlagen der Setkomponenten



Raucodrape® Universal-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Universal-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 307	13
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (86 cm)	75 x <u>90</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>180</u>	33 307	13
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm) mit integrierten Schlauchfixierungen	150 x <u>250</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung mit zusätzlicher Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Universal-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Universal-Set I Super

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 309	10
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig Plus, Klebestreifen (106 cm)	90 x <u>110</u>		
1	Klebetuch, 2-lagig Plus, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x <u>270</u> 45 x 65		

Vier-Tuch-Abdeckung mit zusätzlicher Verstärkungszone um das Operationsfeld, breiten Seitentüchern und langem Beintuch, besonders geeignet für große interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO Universal-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 305	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 3-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x <u>90</u>		
1	Klebetuch, 3-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x <u>180</u>		
1	Klebetuch, 3-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x <u>240</u>		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Raucodrape® Schlitztuch-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Basis-Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 303	15
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	190 x 225		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	175 x 250 10 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse.




Raucodrape® PRO Universal-Schlitztuch-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 310	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 260 10 x 100	33 310	12
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.



Raucodrape® Schlitztuch-Sets

Allgemeinchirurgie


Raucodrape® SMART

Universal-Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 810	12
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	200 x 260 10 x 80		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	140 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Universal-Schlitztuch-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 318	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, Klebestreifen (70 cm)	225 x 300 10 x 100		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 270 45 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Operationen im Halsbereich.



Raucodrape® Schlitztuch-Sets

Allgemeinchirurgie


Raucodrape® PRO

Variables Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 313	15
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 240 20 x 20		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 260 20 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse, Halsschlagader (Arteria carotis), Halswirbelsäule und Schrittmacher-Implantation.



Raucodrape® LAP-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO LAP-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 320	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch I, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260/200 x 335 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® PRO LAP-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 321	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® PRO LAP-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 322	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	LAP-Tuch III, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Rektum-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Rektum-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 325	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Rektumtuch I, mit integrierten Beinlingen,	260 x 310		
	mit abdominalem OP-Ausschnitt,	125		
	mit perinealem OP-Ausschnitt,	28 x 32		
	mit Armstützenabdeckung,	10 x 15		
	mit integrierten Schlauchfixierungen			

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® SMART

Abdominal-Perineal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 825	11
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Abdominal-Perineal-Tuch, mit integrierten Beinlingen,	230/260 x 302		
	mit abdominalem OP-Ausschnitt,	125		
	mit perinealem OP-Ausschnitt,	28 x 32		
	mit Armstützenabdeckung	10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.



Raucodrape® Rektum-Sets


Allgemeinchirurgie

Raucodrape® PRO Rektum-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 326	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Unterlegtuch	75 x 120		
1	Rektumtuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:





Raucodrape® Pädiatrie-Basis-Set


Pädiatrie

Raucodrape® PRO Pädiatrie-Basis-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 330	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 180		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	150 x 240		

Vier-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe an Kindern. Alle Klebetücher sind mit einem schmaleren 3 cm breiten Klebestreifen ausgestattet.



Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie

Pädiatrie


Raucodrape® PRO

Lochtuch mit Inzisionsfolie

steril, 2-lagig, mit Inzisionsfolie

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Lochtuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, längs, zentral, mit Inzisionsfolie	120 x 150	33 055	06706971	22/44
	7 x 10			

Lochtuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.



Gynäkologie/Urologie



Raucodrape® Pfannenstiel-Set


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Pfannenstiel-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 360	12
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Pfannenstieltuch, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310 125 35 x 37 24 x 29		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Rektum-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Rektum-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 325	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Rektumtuch I, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310		
		125		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® SMART Abdominal-Perineal-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 825	11
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Abdominal-Perineal-Tuch, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung	230/260 x 302		
		125		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.




Raucodrape® PRO Rektum-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 326	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Unterlegtuch	75 x 120		
1	Rektumtuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit 2-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	260 x 310		
		125		
		35 x 37		
		28 x 32		
		10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe im abdominal-perinealen/vaginalen Bereich.



Alle Maßangaben in cm


Raucodrape® Sectio-Abdeckungen

Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® SMART Entbindungs-Set I

steril


	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	100 x 150	33 958	18
10	Kompressen	10 x 10		
1	Handtuch	30 x 20		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Babytuch	90 x 90		
1	Unterlegtuch mit Auffangbeutel	90 x 92		



Raucodrape® SMART Entbindungs-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	100 x 150	33 959	16
10	Kompressen	10 x 10		
1	Handtuch	30 x 20		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Babytuch	90 x 90		
1	Unterlegtuch mit einem Flüssigkeitsauffangbeutel mit Volumen-Skala und einem Vlies-Auffangbeutel	90 x 92 85 x 92		



Raucodrape® Sectio-Abdeckungen


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Sectiotuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Sectiotuch, zur flachen Lagerung,	260/200 x 335	33 359	8/16
mit abdominalem OP-Ausschnitt,	27 x 33		
mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt,	14 x 20		
mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen,			
mit integrierten Schlauchfixierungen			
mit Armstützenabdeckung			

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® Babytuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100	33 160	18/72

Flüssigkeitsabsorbierendes, weiches Babytuch zur Übernahme des Säuglings.




Raucodrape® PRO Sectio-Set I

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 361	11
4 Handtücher	30 x 40		
1 Instrumententischbezug	80 x 145		
1 Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100		
1 Sectiotuch I, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	260/200 x 335 27 x 33 14 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.



Raucodrape® Sectio-Abdeckungen


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® SMART Sectio-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 861	12
4	Handtücher	30 x 20		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 90		
1	Sectiotuch, zur flachen Lagerung, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	230/200 x 312 27 x 33		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in flacher Rückenlagerung.




Raucodrape® PRO Sectio-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 362	11
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100		
1	Sectiotuch II, mit integrierten Beinlingen, mit abdominalem OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit Armstützenabdeckung	260 x 310 125 27 x 33 14 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für Sectio in Steinschnittlagerung.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Gynäkologie-Zystoskopie-Abdeckungen

Gynäkologie/Urologie


Raucodrape® PRO

Gynäkologie-Zystoskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 363	8/16
2	Beinschützer	75 x 120		
1	Gynäkologie-Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15		

Mehrteilige Patientenabdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung (z. B. Konisation, Cerclage, Zystoskopie).




Raucodrape® SMART Zystoskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 863	40
2	Beinschützer	75 x 120		
1	Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15		

Mehrteilige Patientenabdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung (z. B. Konisation, Cerclage, Zystoskopie).




Raucodrape® PRO

Gynäkologie-Zystoskopietuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Gynäkologie-Zystoskopietuch, mit perinealem OP-Ausschnitt, zentral	90 x 175 9 x 15	33 039	35/70

Ein-Tuch-Abdeckung für kleine Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Lithotomie-Set


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Lithotomie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 366	21
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Unterlegtuch, 2-lagig	75 x 120		
1	Lithotomietuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	175/260 x 210 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® Gynäkologie-Urologie-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO Gynäkologie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 364	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1	Klebetuch, PE-Folie, Klebestreifen (46 cm)	50 x 50		
1	Gynäkologietuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	240/260 x 230 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre große chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® SMART

Gynäkologie-Urologie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 866	24
4	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, PE-Folie, Klebestreifen (46 cm)	50 x 50		
1	Gynäkologietuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt	175/260 x 210 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.




Raucodrape® PRO Gynäkologie-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 365	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, PE-Folie, Klebestreifen (46 cm)	50 x 50		
1	Gynäkologietuch II, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen	240/260 x 230 125 10 x 15		

Ein-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre große chirurgische Eingriffe in Steinschnittlagerung.



Raucodrape® TUR-Sets


Gynäkologie/Urologie

Raucodrape® PRO TUR-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 376	21
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1	TUR-Tuch I, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit latexfreiem Fingerling	225/260 x 210 125 5 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:




Raucodrape® SMART TUR-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 867	29
4	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	TUR-Tuch, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit latexfreiem Fingerling	175/260 x 210 125 5 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.




Raucodrape® PRO TUR-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 368	18
2	Handtücher	30 x 40		
1	Klettverschluss	2,5 x 20/24		
1	TUR-Tuch II, mit integrierten Beinlingen, mit perinealem OP-Ausschnitt, mit suprapubischer Öffnung, mit integriertem Sieb, mit latexfreiem Fingerling	175/260 x 245 125 7 x 10 8		

Ein-Tuch-Abdeckung für alle transurethralen Eingriffe.



Alle Maßangaben in cm



Raucodrape® Universal-Schlitztuch-Set

Orthopädie/Traumatologie


Raucodrape® PRO

Universal-Schlitztuch-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 310	12
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 260 10 x 100		
1	Klebetuch, 2-lagig, dreiteiliger Klebestreifen (15 + 70 + 15 cm)	150 x 240		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Gefäßeingriffe an den Extremitäten.



Raucodrape® Orthopädie-/Hüft-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® SMART Orthopädie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 841	10
4	Handtücher	30 x 20		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 110		
2	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 150		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	200 x 240 10 x 80		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (80 cm)	175 x 260		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.




Raucodrape® PRO Hüft-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 387	9
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierter Schlauchfixierung	225 x 260 10 x 100		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 270 45 x 65		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.



Raucodrape® Orthopädie-/Hüft-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüft-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 388	8
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x <u>90</u>		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 110		
2	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierter Schlauchfixierung	<u>225</u> x 280 10 x 100		
1	Anästhesietuch, 2-lagig Plus, Schlitz, mit Armstützenabdeckung mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x <u>270</u> 45 x <u>65</u>		

Mehrteilige Schlitztuchabdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für chirurgische Eingriffe an Hüfte und Extremitäten.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Hüfttuch


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüft-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung Spezial	150 x 190	162 389	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
1	Hüfttuch, 2-lagig Plus, mit beidseitiger PE-Folie, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit beidseitigen 1-Kammer-Saugertaschen, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	285/400 x 400 18 x 22		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um das Operationsfeld für Hüfteingriffe in Seitenlage.



Raucodrape® Hüftarthroskopie-Set


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Hüftarthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung Spezial	150 x 190	33 357	13
4	Handtücher	30 x 40		
1	Hüftarthroskopietuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen	288 x 360 30 x 30 20 x 20		

Ein-Tuch-Abdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe am Hüftgelenk.



Raucodrape® Extremitäten-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 343	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (71 cm)	75 x 75		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Extremitäten-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 344	11
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® SMART Extremitäten-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 844	12
4	Handtücher	30 x 20		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 150		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 305		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.



Alle Maßangaben in cm

__ markiert die Seite mit Klebefläche

Raucodrape® Extremitäten-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitäten-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 345	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Extremitätentuch, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit Armstützenabdeckung, mit integrierten Schlauchfixierungen	270/200 x 335 7		

Mehrteilige Komplettabdeckung inkl. Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der unteren Extremität.




Raucodrape® PRO

Extremitäten-Set Hand/Fuß

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 347	17
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 3		

Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, elastischer und dezentraler Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.



Raucodrape® Extremitäten-Sets


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Handchirurgie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 349	14
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Handchirurgietuch, 2-lagig plus mit elastischem OP-Ausschnitt, mit extrabreiter Anästhesieabdeckung, mit integrierter Schlauchfixierung	370/175 x 285 3		

Extremitätentuch mit integrierter Handtischabdeckung und Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der oberen Extremität.




Raucodrape® SMART Handchirurgie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	139 952	14
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	100 x 150		
1	Handchirurgietuch, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit extrabreiter Anästhesieabdeckung	340/175 x 285 3		

Extremitätentuch mit integrierter Handtischabdeckung und elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der oberen Extremität.



Raucodrape® Extremitätentücher


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Extremitätentücher

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig				
Extremitätentuch, 2-lagig,	200 x 300	33 085	06680527	13/26
elastischer OP-Aus- schnitt, rund, zentral	7			
Extremitätentuch, 2-lagig,	225 x 320	33 083	06680504	12/24
elastischer OP-Aus- schnitt, rund, zentral	7			
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
Extremitätentuch, 2-lagig Plus,	225 x 320	33 084	06680510	11/22
elastischer OP-Aus- schnitt, rund, zentral mit integrierten Schlauchfixierungen	7			

Extremitätentücher mit und ohne Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Extremitäten-Set bilateral

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	150 x 190	33 449	14
1 OP-Abdecktuch	100 x 150		
1 Extremitätentuch, bilateral, 2-lagig Plus mit zwei elastischen OP-Ausschnitten, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320		
	ø 6		




Raucodrape® PRO

Extremitätentuch bilateral

unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Extremitätentuch bilateral, 2-lagig Plus, mit elastischem OP-Ausschnitt, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 320	2002740
	6	

Bilaterales Extremitätentuch mit Verstärkungszone um das Operationsfeld und elastischen Manschetten für chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.



*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Extremitätentücher

Orthopädie/Traumatologie


Raucodrape® PRO

Extremitätentücher Hand/Fuß

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig				
Extremitätentuch, 2-lagig,	100 x 175	33 080	06680467	20/40
elastischer OP-Aus-schnitt, rund, zentral	3			
Extremitätentuch, 2-lagig,	150 x 180	33 081	06680473	18/36
elastischer OP-Aus-schnitt, rund, zentral	3			
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig Plus,	225 x 300	33 082	06680496	10/20
elastischer OP-Aus-schnitt, dezentral, mit integrierten Schlauchfixierungen	3			

Extremitätentücher mit und ohne Verstärkungszone und elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.




Raucodrape® SMART

Extremitätentuch Hand/Fuß

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1 Tischabdeckung	120 x 140	33 780	19
1 Extremitätentuch Hand/Fuß, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt, dezentral	200 x 300		
	3		

Extremitätentuch mit elastischer Manschette für chirurgische Eingriffe an Hand und Fuß.



Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 350	23
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Stockinette, kurz	24 x 80		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 351	21
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® SMART Arthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	120 x 140	33 851	17
4	Handtücher	20 x 30		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, elastischer OP-Ausschnitt	200 x 280 7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.



Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set III

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	100 x 120	33 352	11
2	SMMS-OP-Mäntel Standard	150		
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300		
		7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO Arthroskopie-Set IV

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 353	15
1	SMMS-OP-Mantel Standard	150		
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Extremitätentuch, 2-lagig, mit elastischem OP-Ausschnitt	200 x 300		
		7		

Mehrteiliges Set inkl. Extremitätentuch mit elastischer Manschette für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an den Extremitäten.




Raucodrape® PRO

Schulterarthroskopie-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 354	20
1	Instrumententischbezug Lite	80 x 145		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	225 x 260 10 x 100		

Mehrteiliges Set für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe, besonders geeignet für Operationen an der Schulter.



__ markiert die Seite mit Klebefläche

Alle Maßangaben in cm

Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Kniearthroskopie-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 348	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	150 x 180		
1	Orthopädische Stockinette	33 x 55		
1	Folienklebestreifen	10 x 50	33 348	10
1	Kniearthroskopietuch, mit elastischen OP-Ausschnitten, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen und Klettverschluss	225 x 320 6 + 7		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Kniearthroskopietuch mit elastischer Manschette für minimal-invasive und chirurgische Eingriffe am Kniegelenk.




Raucodrape® PRO Kniearthroskopietuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Kniearthroskopietuch, mit elastischen OP-Ausschnitten, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen und Klettverschluss	225 x 320 6 + 7	33 086	11/22

Kniearthroskopietuch mit elastischer Manschette. Für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe am Kniegelenk in Rückenlage mit oder ohne Abklappen des unteren Segments der Beinplatte.



Raucodrape® Arthroskopie-Abdeckungen

Orthopädie/Traumatologie


Raucodrape® PRO

Schulterarthroskopie-Set Beach Chair

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 355	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Folienklebestreifen	10 x 50		
1	Stockinette, kurz	24 x 80		
1	Schulterarthroskopietuch, mit elastischem, birnenförmigem OP-Ausschnitt, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Ablaufstutzen, mit drei Klettverschlüssen	225 x 380 11,5 x 12,5		

Mehrteilige Patientenabdeckung für minimalinvasive und chirurgische Eingriffe an der Schulter in Beach Chair-Lagerung.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Vertikaltuch/Vertikaltuch-Set


Orthopädie/Traumatologie

Raucodrape® PRO Vertikaltuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 389	10
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen, mit zwei Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	250 x 330 80 x 30		

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.




Raucodrape® PRO Vertikaltuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Saugertaschen, mit zwei Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	250 x 330 80 x 30	137 038	15

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.




Raucodrape® SMART Vertikaltuch

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	90 x 100	33 738	20
4	Handtücher	20 x 30		
1	Vertikaltuch, transparente PE-Folie, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit zwei Schlauchhaltern zur Schlauch- und Kabelfixierung	230 x 320 30 x 40		
1	Instrumententasche	20 x 30		

Vertikaltuch aus transparenter Folie für chirurgische Eingriffe am Extensionstisch.



Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie



Raucodrape® Kranio-Set


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Kranio-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 370	14
2	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
3	Klebetücher, PE-Folie, Klebestreifen (46 cm)	50 x 50		
1	Kraniotomietuch, OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel mit seitlichen Ablaufrinnen inkl. Sieb und Ablaufstutzen, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 280 19 x 25		

Mehrteilige Patientenabdeckung inkl. Kraniotomietuch mit Verstärkungszone über dem Operationsfeld mit seitlichen Ablaufrinnen für chirurgische Eingriffe am Schädel.



Raucodrape® LAP-/Wirbelsäulentuch

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie


Raucodrape® PRO

LAP-/Wirbelsäulentuch

steril, 3-lagig

	Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
LAP-/Wirbelsäulentuch, 3-lagig,		225 x 320	33 051	06162525	8/16
OP-Ausschnitt oval, längs, dezentral, sk		11 x 22			

Ein-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Abdomen und Rücken.



Raucodrape® Kopf-Sets


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Kopf-Set I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 371	16
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	OP-Abdecktuch, 2-lagig	75 x 90		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 250 10 x 80		
1	Klebetuch, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Kopf und im Halsbereich.




Raucodrape® PRO Kopf-Set II


steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	139 937	13
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Klebestreifen	9 x 50		
1	Turbantuch, 2-teilig, flüssigkeitsabweisender Vliesstoff/2-lagig	130 x 100		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz rechteckig, mit integrierten Schlauchfixierungen	225 x 300 14 x 80		

Zwei-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Kopf und im Halsbereich.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® Schlitztuch-Set/Schlitztuch

Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie


Raucodrape® PRO

Variables Schlitztuch-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 313	15
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug	80 x 145		
1	Schlitztuch, 2-lagig Plus, Schlitz	225 x 240 20 x 20		
1	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 260 20 x 65		

Zwei-Tuch-Abdeckung für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe im Halsbereich, z. B. an der Schilddrüse, Halsschlagader (Arteria carotis), Halswirbelsäule und Schrittmacher-Implantation.




Raucodrape® PRO Schlitztücher

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig					
	Schlitztuch, 2-lagig, Schlitz	150 x 250 10 x 80	33 073	00020592	14/28

Schlitztuch für chirurgische Eingriffe, besonders geeignet im Gesicht und Halsbereich.



Raucodrape® Lochtücher


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Ohr-Lochtuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Ohr-Lochtuch, 2-lagig,	175 x 240	33 050	06162519	11/22
OP-Ausschnitt oval, längs, dezentral	5 x 7,5			

Ein-Tuch-Abdeckung, z.B. für Eingriffe am Ohr.




Raucodrape® PRO MKG-Tuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stk.)
1 Einschlagtuch	75 x 90	33 045	18 / 36
1 MKG-Tuch 2-lagig, OP-Ausschnitt rautenförmig, dezentral	112 x 150 10 x 14		

Ein-Tuch-Abdeckung mit anatomischem, nicht-klebendem OP-Ausschnitt für chirurgische Eingriffe in der Mund-Kiefer-Gesichts-, HNO- und Dentalchirurgie wie z. B. Zahnextraktionen, Zahnimplantologie, Zystenbehandlung, Wurzelspitzenresektion, wie auch für Kleingriffe im HNO-Bereich.



Raucodrape® Augentücher


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® PRO Augentuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt mittig, zentral,	80 x 80	33 077	07601458	30/120
mit perforierter elastischer Klebefolie	7 x 10			

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe und bei intravitrealen Injektionen.




Raucodrape® PRO Augentuch


unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, dezentral, mit beidseitig integrierten Flüssigkeitsauffangbeuteln	120 x 150	2075963
	7 x 10	
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, zentral, mit perforierter elastischer Klebefolie	50 x 50	2063052
	7 x 10	

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr. 2075963




Komponentennr. 2063052

Raucodrape® SMART Augentuch


unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt rund, zentral, mit elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	115 x 134	2078696
	7,5	
Augentuch, 2-lagig, OP-Ausschnitt oval, dezentral, mit perforierter elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel	60 x 57,5	2073671
	6 x 8	

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr. 2078696



Komponentennr. 2073671

*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Raucodrape® Augentücher


Neurochirurgie, HNO, MKG, Ophthalmologie

Raucodrape® Augentuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Augentuch, 3-lagig	150 x 150	160 056	16/32
OP-Ausschnitt mittig, zentral,	7 x 10		
mit durchgehender elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel			

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.




Raucodrape® Augentuch


unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Augentuch, 3-lagig	150 x 160	2110183
OP-Ausschnitt oval, dezentral,	7 x 10	
mit perforierter elastischer Klebefolie, mit integriertem Flüssigkeitsauffangbeutel		
Augentuch, 3-lagig	120 x 160	2110182
OP-Ausschnitt oval, dezentral,	7 x 10	
mit perforierter elastischer Klebefolie, mit beidseitig integrierten Flüssigkeitsauffangbeuteln,		
mit Nasenbügel		

Ein-Tuch-Abdeckung, beidseitig einsetzbar für ophthalmologische Eingriffe, z. B. Katarakt-Operationen.



Komponentennr. 2110183



Komponentennr. 2110182

*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Alle Maßangaben in cm

Notizen

Raucodrape® OP-Abdecksystem

Kardiochirurgie/Angiographie



Raucodrape® Kardiovaskular-Set


Kardiochirurgie/Angiographie

Raucodrape® PRO Kardiovaskular-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	33 383	8
4	Handtücher	30 x 40		
2	Instrumententischbezüge	80 x 145		
2	Klebestreifen	9 x 50		
2	Füßlinge, transparent	37,5 x 24		
1	OP-Abdecktuch	150 x 180		
1	Schlitttuch beidseitig, 2-lagig Plus, Schlitz, mit integrierter Schlauchfixierung	175 x 260 20 x 100		
1	Kardiovaskulartuch, 2-lagig Plus, OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, mit beidseitigen 2-Kammer-Saugertaschen, mit zwei zusätzlichen 1-Kammer-Saugertaschen, mit fünf Klettverschlüssen zur Schlauch- und Kabelfixierung	300/225 x 370 38 x 40		

Mehrteilige Patientenabdeckung für Eingriffe in der Herzchirurgie (z. B. Bypass).




Raucodrape® PRO Hybrid-Set

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Tischabdeckung	150 x 190	145 384	8
4	Handtücher	30 x 40		
1	Instrumententischbezug Spezial	80 x 145		
2	Klebestreifen	9 x 50		
2	Klebetücher, 2-lagig, Klebestreifen (86 cm)	75 x 90		
1	Hybridtuch, 2-lagig Plus, mit beidseitig transparenter Folie, einem thorakalem OP-Ausschnitt, mit integrierter Inzisionsfolie, zwei femorale OP-Ausschnitte, mit integrierter Inzisionsfolie, mit beidseitigen 2-Kammer-Saugertaschen, mit zwei Klebestreifen, mit Armstützenabdeckung	235/330 x 450 60 x 40 15 x 27 7 x 5		

Ein-Tuch-Abdeckung für Hybrid-Eingriffe wie TAVI.



Raucodrape® Angiographietücher


Kardiochirurgie/Angiographie

Raucodrape® PRO Angiographietuch I

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 381	11/22
1	Handtuch	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Angiographietuch, 3-lagig, mit zwei OP-Ausschnitten, rund, dezentral	150 x 240		
		12		

Ein-Tuch-Abdeckung für Eingriffe in der Angiographie.




Raucodrape® PRO Angiographietuch II

steril

	Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
1	Einschlagtuch	80 x 100	33 382	8/16
1	Handtuch	30 x 40		
1	Klebestreifen	9 x 25		
1	Angiographietuch, 3-lagig, mit Verstärkungszone um das Operationsfeld, mit beidseitiger PE-Folie, mit zwei OP-Ausschnitten, dezentral, mit elastischer Klebefolie inkl. OP-Ausschnitt	227 x 330		
		12 x 12		
		8		

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone um zwei dezentrale OP-Ausschnitte, mit großer beidseitiger Folienbahn zur Abdeckung von Patienten und Bedienungseinheiten für Eingriffe in der Angiographie.




Raucodrape® PRO Angiographietuch III

unsteril*

	Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individual-sets
	Angiographietuch, 2-lagig Plus, mit beidseitiger PE-Folie, zwei femorale OP-Ausschnitte, dezentral	240 x 335	3014694
	zwei radiale OP-Ausschnitte, dezentral	7 x 9	
	zwei radiale OP-Ausschnitte, dezentral	5 x 7	

Ein-Tuch-Abdeckung mit Verstärkungszone und zwei radikalen und femoralen OP-Ausschnitten



*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Alle Maßangaben in cm

Abdecktücher und Zubehör



Raucodrape® Abdecktücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
38 x 45	33 001	06161945	220/880
45 x 75	33 002	06161951	120/480
75 x 90	33 003	06161980	65/260

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung zum Einsatz in der Ambulanz und auf Station. 2-lagiges Material aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies.




Raucodrape® PRO OP-Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
75 x 90	33 005	06162005	40/160
90 x 110	33 190	10825339	25/100
100 x 150	33 008	06162057	27/54
150 x 180	33 009	06162063	13/26
150 x 240	33 004	06706988	13/26

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies. Zur Abdeckung von Patient und Inventar im OP und in der Ambulanz.




Raucodrape® SMART OP-Abdecktücher

steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
75 x 75	153 704	50
75 x 90	153 705	46
100 x 100	153 706	48
150 x 150	33 707	40

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung aus reißfester Polyethylenfolie und saugfähigem Polypropylenvlies. Zur Abdeckung von Patient und Inventar im OP und in der Ambulanz.



Raucodrape® OP-Tischabdeckungen


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® OP-Tischabdeckungen

steril

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
OP-Tischabdeckung Standard			
120 x 140	33 090	06680533	26/52
150 x 190	33 091	06680556	15/30
OP-Tischabdeckung Spezial			
150 x 190	33 092	06680562	11/22
OP-Tischabdeckung Spezial XL			
200 x 250	34 096		7/14
Instrumententischbezug Standard			
80 x 145	33 093	06680579	35/70
Instrumententischbezug Lite			
80 x 145	33 094	06680585	40/80
Instrumententischbezug Spezial			
80 x 145	33 095	06680591	25/50

Flüssigkeitsundurchlässige und extrem reißfeste OP-Tischabdeckung mit einer saugfähigen Vliesauflage für alle Beistell- und Instrumententische.



Für dieses Produkt bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Raucodrape® OP-Klebetücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Klebetücher


steril

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig			
50 x <u>50</u>	33 010	06162100	80/320
50 x <u>75</u>	33 011	06162123	60/240
75 x <u>75</u>	33 012	06162146	40/160
75 x <u>90</u>	33 013	06162152	38/152
90 x <u>110</u>	33 020	06162175	25/100
150 x 180	33 025	06162181	20/40
175 x <u>180</u>	33 016	06162270	17/34
150 x <u>240</u>	33 018	06162293	15/30
175 x <u>300</u>	33 024	07643304	10/20
2-lagig Plus			
150 x <u>180</u>	33 015	06162258	18/36
175 x <u>180</u>	33 017	06162287	15/30
150 x <u>250</u>	33 019	06162301	14/28
<u>190</u> x 225	33 021	06162318	11/22
175 x <u>300</u>	141 524	17173466	9/18
Rutschentuch, 2-lagig			
<u>90</u> x 150	33 022	06162347	19/76


Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, selbstklebende Abdeckung zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten und Abgrenzung des Operationsfeldes.




REF 33 024



REF 141 524



REF 33 021




REF 33 020

Raucodrape® SMART OP-Klebetücher


steril, 2-lagig

Größe (cm)	REF	VE (Stück)
75 x 90	33 716	120
175 x <u>170</u>	33 718	30
140 x <u>240</u>	33 717	28


Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, selbstklebende Abdeckung zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten und Abgrenzung des Operationsfeldes.



REF 33 718



REF 33 717



REF 33 716

Raucodrape® Lochtücher



Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Lochtücher

steril

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
6 cm, rund, zentral	45 x 75	33 040	06162382	130/520
8 cm, rund, zentral	75 x 90	33 042	06162407	70/280

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.





Raucodrape® OP-Lochtücher

steril

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Epidural-Abdecktuch, transparent, sk				
10 cm, rund, zentral	75 x 100	33 148	09888435	55/220
Epidural-Abdecktuch, 2-lagig, sk				
10 cm, rund, dezentral	60 x 75	33 047	06162494	68/272

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® Interventionelles Punktionstuch

unsteril*, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF
10 cm, rund, dezentral	100 x 150	2050288
mit PE-Folie, Schlitz (44 cm perforiert)	50 x 60	

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® Lochtücher Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Lochtücher

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
variabel	50 x 75	33 058	06162353	50/200
variabel	75 x 90	33 059	06162376	30/120
6 cm, rund, zentral	50 x 60	33 041	06162399	70/280
8 cm, rund, zentral	75 x 90	33 043	06162413	40/160
7 x 10 cm, oval, quer, dezentral	120 x 150	33 044	06162436	25/50
12 cm, rund, dezentral	150 x 200	33 046	06162488	18/36

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® SMART OP-Lochtücher

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
variabel	75 x 90	153 742	40
6 cm, rund, zentral	50 x 60	153 740	70
7 x 10 cm, oval, quer, dezentral	120 x 150	33 741	50

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® PRO Epidural-Abdecktuch

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
10 x 15 cm, rechteckig, längs, dezentral	55 x 90	33 049	06162502	45/180

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige, teilweise selbstklebende Abdeckung mit OP-Ausschnitt in verschiedenen Größen.




Raucodrape® PRO MKG-Tuch

steril, 2-lagig, mit Einschlagtuch

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
10 x 14 cm, rautenförmig, dezentral	112 x 150	33 045	18/36

Ein-Tuch-Abdeckung mit anatomischem, nicht-klebendem OP-Ausschnitt für chirurgische Eingriffe in der Mund-Kiefer-Gesichts-, HNO- und Dentalchirurgie wie z.B. Zahnextraktionen, Zahnimplantologie, Zystenbehandlung, Wurzelspitzenresektion, wie auch für Kleingriffe im HNO-Bereich.



Raucodrape® Lochtücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Ohr-Lochtuch

steril, 2-lagig, sk

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5 x 7,5 cm, oval, längs, dezentral	175 x 240	33 050	06162519	11/22

Ein-Tuch-Abdeckung, z.B. für Eingriffe am Ohr.




Raucodrape® Lochtuch mit Inzisionsfolie

steril, 2-lagig, mit Inzisionsfolie

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
7 x 10 cm, oval, längs, zentral	120 x 150	33 055	06706971	22/44

Lochtuch für interdisziplinäre chirurgische Eingriffe.




Raucodrape® PRO LAP-/Wirbelsäulentuch

steril, 3-lagig

Größe / Position OP-Ausschnitt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
11 x 22 cm, oval, längs, dezentral, sk	225 x 320	33 051	06162525	8/16

Ein-Tuch-Abdeckung für chirurgische Eingriffe am Abdomen und Rücken.



Raucodrape® Schlitttücher


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO OP-Schlitttücher

steril

Größe (cm)	Schlitzgröße (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
2-lagig				
75 x 90	7 x 30	33 062	06680361	35/140
125 x 150	10 x 45	33 064	06680378	28/56
150 x 200	10 x 65	33 067	06680409	14/28
150 x 250	10 x 80	33 073	00020592	14/28
225 x 260	10 x 100	33 069	06680421	13/26
3-lagig				
150 x 200	10 x 65	33 068	06680415	10/20
2-lagig Plus				
225 x 260	10 x 100	33 071	06680438	11/22
225 x 260	20 x 100	159 472		11/22
2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
225 x 280	10 x 100	33 060	06680450	10/20
beidseitig, 2-lagig Plus, mit integrierten Schlauchfixierungen				
175 x 260	20 x 100	33 072	06680444	13/26

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.




Raucodrape® SMART OP-Schlitttuch

steril, 2-lagig

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Schlitttuch, 2-lagig,	200 x 260	33 760	18
Schlitz	10 x 80		

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.




Raucodrape® Schlitttuch

steril, PE-Folie

Größe (cm)	Schlitzgröße (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
150 x 210	14 x 75	33 066	06680390	40/80

Flüssigkeitsundurchlässige, gut drapierfähige Abdeckung mit U-förmigem Ausschnitt und dreiteiligem Klebestreifen zur einfachen und sicheren Applikation am Patienten; für Eingriffe an den Extremitäten sowie im Schulter-, Hals- und Kopfbereich.



Raucodrape® Geräteabdeckungen


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Geräteabdeckung

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Hockerbezug	Ø = 75	33 124		30/120
Abdeckhaube, rund	80 x 90	33 113		40/160
Abdeckhaube, rund	Ø = 90	33 120		20/80
Abdeckhaube, rund	Ø = 120	33 121		15/60
Abdeckhaube, rechteckig	80 x 145	33 112		25/100
Abdeckhaube, rechteckig	80 x 45	33 122		30/120
Bildwandler-Set, dreiteilig				
2 Bildwandlerbezüge	65 x 75	33 155		20/40
1 C-Bogen Abdeckung	30 x 195			
Bildwandler-Set, einteilig	90 x 225	33 115		19/38
Kamerabezug, teleskop-gefaltet	13 x 250	138 965	15636212	55/220
Kamerabezug, revers-gefaltet	13 x 250	138 966	15636198	70/280
Kamerabezug mit Ring	15 x 250	33 119		20/80
Kamerabezug	16 x 250	138 128		62/124
Armlehnenbezüge, 2 Stück	35 x 73	33 123		46/184
Hockerbezug, unsteril*	65 x 65	3010999		–

Für gängige Bildwandler-Geräte, Kameras und sonstiges Inventar im OP.



Für diese Produkte bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Anlegen Raucodrape
Kamerabezug teleskop



Anlegen Raucodrape
Kamerabezug revers


Raucodrape® Zubehör

Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
selbstklebende Ergänzungsteile zur schnellen und sicheren Applikation			
Absorptionspads, 2 Stück	35 x 50	33 125	80/320
Absorptionspad	50 x 75	33 126	33/132
Klebestreifen	9 x 50	160 116	200/800
Klettverschluss	2,5 x 20/24	33 127	100/400
Schlauchfixierung, selbstklebend, mit Fixierbändern	9 x 11	160 147	220/880
Saugertasche, 1 Kammer	38 x 40	33 109	110/440
Saugertasche, 2 Kammern	38 x 40	33 110	110/440
Perinealtuch	20 x 40	33 100	140/560
Flüssigkeitsauffangbeutel Universal	60 x 90	33 775	35/70
Instrumententasche, 2 Kammern	45 x 25	33 156	120/480
zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten			
Armschützer	50	33 103	45/180
Beinschützer, 2 Stück	50 x 110	33 104	26/104
Beinschützer, 2 Stück	75 x 120	33 105	30/60
Stockinette, kurz, inkl. 1 Folienklebestreifen	24 x 80	33 128	17/68
Stockinette, mittel, inkl. 1 Folienklebestreifen	24 x 110	33 129	12/48
Stockinette, groß, inkl. 2 Folienklebestreifen	32 x 120	33 130	16/32
Handtücher, 2 Stück	30 x 40	33 108	120/480
Unterlegtuch I	75 x 120	138 101	30/120
Unterlegtuch II mit Auffangbeutel	75 x 100	33 102	35/70



Raucodrape® Füßlinge, transparent

unsteril*

Inhalt	Größe (cm)	Komponentennr. Individualsets
Füßlinge, transparent, 2 Stück	27,5 x 40	3021047




Raucodrape® Babytuch

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Babytuch, flüssigkeitsabsorbierender Vliesstoff	90 x 100	33 160	18/72

Flüssigkeitsabsorbierendes, weiches Babytuch zur Übernahme des Säuglings.



REF 33 160

Alle Maßangaben in cm

*Dieses Produkt ist ausschließlich im Kitpack erhältlich.

Raucodrape® Zubehör


Abdecktücher und Zubehör

Raucodrape® PRO Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Orthopädische Stockinette, inkl. 1 Folienklebestreifen	33 x 55 10 x 50	33 106	65/130
Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 x 110 10 x 50		
		33 107	38/76

Zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten.




Raucodrape® SMART Zubehör

steril

Inhalt	Größe (cm)	REF	VE (Stück)
Orthopädische Stockinette, inkl. 1 Folienklebestreifen	33 x 55 10 x 50	153 770	104
Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 x 110 10 x 50		
		153 771	68

Zur Ergänzung der OP-Bekleidung und für die Abdeckung am Patienten.



Raucodrape® Inzisionsfolie



Anwendungsbereich

dient zur Abdeckung des Inzisionsbereiches bei chirurgischen Eingriffen.

Eigenschaften

- hautfreundlicher Kleber
- elastisch und anschmiegsam
- bakteriendicht
- wasserdampfdurchlässig
- transparent sowie blendfrei
- mit rotem Anfassrand zur anwenderfreundlichen Applikation
- Einsatz von naturkautschuklatexfreien Rohstoffen

Produktzusammensetzung

Polyurethanfolie mit Polyacrylatkleber beschichtet

Raucodrape® Inzisionsfolie

steril, einzeln eingeschiegelt

Klebefläche (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
12 x 17	146 440	18134267	10/80
15 x 20	146 441	18134273	10/80
30 x 20	146 442	18134296	10/80
45 x 20	146 443	18134304	10/80
40 x 35	146 444	18134310	10/80
45 x 50	146 445	18134327	10/80
45 x 65	146 446	18134333	10/40
55 x 80	146 447	18134356	10/40
72 x 88	146 448	18134362	10/40

Notizen

OP-Bekleidung

Bereichskleidung, OP-Mäntel, OP-Masken, OP-Hauben und Handschuhe




Sentinex® Bereichskleidung – einmal tragen, vielfach profitieren.

Gute Gründe sprechen für die Sentinex® Bereichskleidung

- Stets gleichbleibende Materialqualität*
- Hygiene – täglich frische Kleidung
- Komfort – angenehmes Tragegefühl
- isolierende Thermojacke hält das Personal im OP warm
- atmungsaktives Material – verbesserter Wärmeaustausch



* Beide Materialien erfüllen die Standard-Performance-Anforderungen gemäß DIN EN 13795 an Operationsmäntel, weniger kritischer Bereich.



Sentinex Soft punktet mit einer 2-geteilten Brusttasche



Ein flexibler Tunnelzugbund sorgt für individuelle Passform




Gummizug im unteren Rückenbereich der Thermojacke




Wärmender Halskragen als Kälteschutz gegen Klimatechnik im OP

Auf einen Blick – individuell kombinierbar und passgenau auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten.



Sentinel



Sentinel Soft



Bereichskleidung
Set



Kasack
mit praktischen
Taschen



Hose mit
Tunnelzugbund für
bequemen Sitz



Thermojacke mit
Gummizug im
unteren Rückenbereich



Thermo Mini-Poncho
hält Brust, Schulter und
Nacken warm

Konfektionsgrößen

Damen	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Internationale/L&R Maße	XS	S		M		L		XL		XXL	
Herren	–	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Sentinex® Bereichskleidung

Sentinex® Bereichskleidung

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Bereichskleidung Set, grün			
XS	39 501	09732704	50
S	39 514	09286340	45
M	39 515	09286357	40
L	39 516	09286363	35
XL	39 517	09286386	35
XXL	39 518	09286392	30
Bereichskleidung Set, blau			
XS	39 502	09732710	50
S	39 519	09286400	45
M	39 520	09285866	40
L	39 521	09285872	35
XL	39 522	09286162	35
XXL	39 523	09286179	30
Bereichskleidung Kasack, grün			
XS	39 503	09732727	105
S	39 524	09286185	100
M	39 525	09286251	90
L	39 526	09286268	80
XL	39 527	09286274	75
XXL	39 528	09286280	70
Bereichskleidung Kasack, blau			
XS	39 505	09732762	105
S	39 534	09285642	100
M	39 535	09285659	90
L	39 536	09285665	80
XL	39 537	09285671	75
XXL	39 538	09285688	70
Bereichskleidung Hose, grün			
XS	39 504	09732733	80
S	39 529	09286297	75
M	39 530	09285524	70
L	39 531	09285582	65
XL	39 532	09285599	60
XXL	39 533	09285636	55
Bereichskleidung Hose, blau			
XS	39 506	09732779	80
S	39 540	09285694	75
M	39 541	09286417	70
L	39 542	09286423	65
XL	39 543	09286452	60
XXL	39 544	09286446	55
Thermojacke, blau			
M	39 512	09286328	40
L	39 513	09286334	40
Thermo Mini-Poncho, blau			
Einheitsgröße	39 580		120

Sentinex® Bereichskleidung Soft

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Bereichskleidung Set Soft, grün			
XS	39 507	09737498	25
S	39 545	09737506	25
M	39 546	09737512	22
L	39 547	09737529	20
XL	39 548	09737535	20
XXL	39 549	09737541	20
Bereichskleidung Set Soft, blau			
XS	39 508	09737558	25
S	39 550	09737564	25
M	39 551	09737570	22
L	39 552	09737587	20
XL	39 553	09737593	20
XXL	39 554	09737601	20
Bereichskleidung Kasack Soft, grün			
XS	39 509	09737618	60
S	39 555	09737624	55
M	39 556	09737630	50
L	39 557	09737647	50
XL	39 558	09737653	45
XXL	39 559	09737676	40
Bereichskleidung Kasack Soft, blau			
XS	39 576	09737765	60
S	39 565	09737771	55
M	39 566	09737788	50
L	39 567	09737794	50
XL	39 568	09737819	45
XXL	39 569	09737825	40
Bereichskleidung Hose Soft, grün			
XS	39 575	09737707	50
S	39 560	09737736	45
M	39 561	09737452	40
L	39 562	09737469	40
XL	39 563	09737475	35
XXL	39 564	09737481	30
Bereichskleidung Hose Soft, blau			
XS	39 577	09737386	50
S	39 570	09737392	45
M	39 571	09737400	40
L	39 572	09737417	40
XL	39 573	09737423	35
XXL	39 574	09737446	30
Thermojacke Soft, blau			
M	39 510	09286305	30
L	39 511	09286311	30
XL	39 611	11486520	25

Sentinex® Solo **NEU**

Der erste selbstanziehbare OP-Mantel.



Bereit für den Umstieg
vom Duett zum Solo?
Dann besuchen Sie
gerne unsere Website.



OP-Bekleidung nimmt eine tragende Rolle in den Arbeitsabläufen jeder OP-Abteilung ein. Als zuverlässiger Partner für Sentinex OP-Bekleidung pflegt L&R seit Jahrzehnten einen engen Kontakt zu unseren Anwendern und versuchen stets, innovative Lösungen für individuelle Herausforderungen zu finden.

So hat L&R auch das Bedürfnis nach einem OP-Mantel erkannt, der alleine angezogen und korrekt geschlossen werden kann.

Der Sentinex Solo bietet neben den Eigenschaften eines Sentinex OP-Mantels in gewohnter L&R Qualität

einen entscheidenden Vorteil hinsichtlich Sicherheit und Zeitersparnis:

Man kann ihn ohne die Unterstützung einer zweiten Person korrekt steril anziehen.

- zuverlässige Infektionsprävention durch alleine korrekt verschließbaren, sterilen OP-Wickelmantel
- OP-Effizienzsteigerung durch Zeitersparnis bei der sterilen Vorbereitung
- effektiver Personaleinsatz durch Entlastung des Personals


Sentinex® Solo OP-Mäntel SMMS

steril

Größe	Länge (cm)	REF	VE (Stück)
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag			
L	130	143 061	48
XL	150	143 062	40
Special „direct“ ohne Sterileinschlag			
L	130	163 061	44
XL	150	163 062	40


Sentinex® Solo

Wählen Sie zwischen zwei Ausführungen – **Standard und Special** – sowie zwei Größen – 130 und 150 cm. Unsere bewährte SMMS-Qualität bietet Ihnen den gewohnten Schutz und Komfort.



Sentinex Solo OP-Mantel
Standard SMMS

Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.



Sentinex Solo OP-Mantel
Special SMMS

Sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall.



Der **Sentinex® Solo** braucht einen Haken.



Wir bieten:

Vertikal justierbarer Haken, der an einer Normschiene fixiert werden kann.



Mobile Variante
mit Saugnapf

Haken

	REF
Fixierte Variante (Medizinprodukt)	
Normschiene	400 061
Normschienenklaue mit Haken	400 062
Normschiene inkl. Normschienenklaue mit Haken	400 063
Mobile Variante (kein Medizinprodukt)	
Saugnapf mit Haken	400 064

Sentinex® PRO OP-Mäntel



Für dieses Produkt
bieten wir ein
Anwendungsvideo
an, einfach den
QR-Code scannen:



PRO – maximaler Schutz für längere und komplexere Eingriffe

- breites Sortiment
- großzügiges Design mit sehr hohem Anwender- und Tragekomfort
- übertreffen die Anforderungen der DIN EN 13795
- geeignet für
 - ◆ Eingriffe wie z.B. OPs mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsaufkommen
 - ◆ längere chirurgische Eingriffe

Zwei Materialien: Spunlace und Polypropylen

Spunlace

- Material mit textiler Anmutung und optimalem Tragekomfort
- hervorragender Tragekomfort
- hautfreundlich und atmungsaktiv
- auch für physisch anspruchsvollere Eingriffe sehr gut geeignet



Polypropylen

- leichter
- schützt zuverlässig vor Bakterien und Flüssigkeiten gemäß EN 13795 und AAMI Standard
- gewährleistet Zirkulation von Luft, Wärme und Wasserdampf



Sentinex® PRO OP-Mäntel

Vier Ausführungen: Basic, Standard, Special und Special Plus

Basic



Sentinex® PRO OP-Mantel Basic

Bindemantel für kleine Eingriffe und Versorgungen, mit 3 Bindebändern im Rücken zum sicheren Verschließen.

Standard



Sentinex® PRO OP-Mantel Standard

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.

Special



Sentinex® PRO OP-Mantel Special

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeitsundurchlässig verstärkt. Sehr gut geeignet für Operationen mit hohem Flüssigkeitsanfall.

Special Plus



Sentinex® PRO OP-Mantel Special Plus

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Special, zusätzlich mit einer breiteren Verstärkungszone für einen sicheren Schutz bei lateraler Flüssigkeitsbelastung.

Zwei Verpackungsvarianten: mit Sterileinschlag und „direct“

Sentinex® PRO OP-Mäntel mit Sterileinschlag

- sehr gut geeignet zum sterilen Anrichten
- mit Sterileinschlag
- 2 Handtücher



- A Sentinex OP-Mantel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

Sentinex® PRO OP-Mäntel „direct“

- zur sofortigen sterilen Übergabe
- für die schnelle Entnahme
- ohne Sterileinschlag und Handtücher



- A Sentinex OP-Mantel
- B Sterilverpackung

Sentinex® PRO OP-Mäntel Spunlace

steril

Größe	Länge (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 300	03162281	44
L	130	19 301	03162298	40
XL	150	19 302	03162306	36
XL long	170	19 303	03162312	32
XXL	150	19 304	03162542	32
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 310	03162559	40
L	130	19 311	03162565	36
XL	150	19 312	03162571	32
XL long	170	19 313	03163180	28
XXL	150	19 314	03163197	28
Set Standard (steril), 3x XL				
3 x XL	3 x 150	19 308	03167309	12
Set Standard (steril), 2x XL, 1x L				
2 x XL / 1 x L	2 x 150 / 1 x 130	19 309	03167350	12
Urologie-Mantel mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
XL	150	142 708		40

Sentinex® PRO OP-Mäntel SMMS

steril

Größe	Länge (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 340	03163501	52
L	130	19 341	03163518	48
XL	150	19 342	03163524	44
XL long	170	19 343	03163530	40
XXL	150	19 344	03163547	40
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher				
S / M	120	19 350	03163576	48
L	130	19 351	03163582	44
XL	150	19 352	03163599	40
XL long	170	19 353	03164245	36
XXL	150	19 354	03164251	36
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 360	03164268	52
L	130	19 361	03165210	48
XL	150	19 362	03165233	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 370	03165931	48
L	130	19 371	03166238	44
XL	150	19 372	03166244	40
Special Plus „direct“ ohne Sterileinschlag				
XL	150	31 276		36
Set (steril), 3x Standard XL				
3 x XL	3 x 150	139490	15820766	14
Set (steril) 2x Special XL, 1x Standard XL				
3 x XL	3 x 150	139491	15820772	14
Basic „direct“ ohne Sterileinschlag				
S / M	120	19 380	03166273	48
L	130	19 381	03166356	44
XL	150	19 382	03166468	40


Sentinex® SMART OP-Mäntel



SMART – Schutz für kürzere und kleinere Eingriffe

- fokussiertes Sortiment
- funktionelles Design mit hohem Anwender- und Tragekomfort
- erfüllen die Anforderungen der DIN EN 13795 und AAMI Standard
- geeignet für
 - ◆ Eingriffe wie z.B. OPs mit niedrigerem bis mittlerem Flüssigkeitsaufkommen
 - ◆ kurze chirurgische Eingriffe wie z.B. ambulante OPs

Wählen Sie je nach OP-Dauer bzw. Flüssigkeitsanfall zwischen der **Standard-** und **Special-Ausführung**.




Sentinex SMART OP-Mantel Standard

OP-Wickelmantel mit sterilem Rückenbereich durch besonders breite Überlappung. Bestens geeignet für Eingriffe mit geringem Flüssigkeitsanfall.

Das Material für Sicherheit und angenehmes Mikroklima

- Schutz vor Bakterien und Flüssigkeiten gemäß DIN EN 13795 und AAMI Standard
- luftdurchlässig



Sentinex SMART OP-Mantel Special

OP-Wickelmantel auf Basis der Version Standard, zusätzlich im Front- und Ärmelbereich flüssigkeits- und durchlässig verstärkt. Die Verstärkungszone bietet einen hohen Widerstand gegen Durchfeuchtung und Keimpenetration. Sehr gut geeignet für Operationen mit mittlerem bis hohem Flüssigkeitsanfall.



Polypropylen

Zwei Verpackungsvarianten: mit Sterileinschlag und „direct“

Sentinex SMART OP-Mäntel mit Sterileinschlag

- sehr gut geeignet zum sterilen Anrichten
- mit Sterileinschlag
- 2 Handtücher



- A Sentinex SMART OP-Mäntel
- B Handtücher
- C Sterileinschlag
- D Sterilverpackung

Sentinex SMART OP-Mäntel „direct“

- zur sofortigen sterilen Übergabe
- für die schnelle Entnahme
- ohne Sterileinschlag und Handtücher



- A Sentinex SMART OP-Mäntel
- B Sterilverpackung

Sentinex® SMART OP-Mäntel

steril

Größe	REF	VE (Stück)
Standard mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher		
M / L	33 651	52
XL	33 652	48
XXL	33 653	44
Special mit Sterileinschlag, inkl. zwei Handtücher		
M / L	33 661	48
XL	33 662	44
XXL	33 663	40
Standard „direct“ ohne Sterileinschlag		
M / L	109 151	52
XL	109 152	48
XXL	109 153	44
Special „direct“ ohne Sterileinschlag		
M / L	109 161	48
XL	109 162	44
XXL	109 163	40

Sentinex® OP-Masken



Sentinex® Lite EL

- komfortables Basismodell
- extra leichte Materialkombination für bessere Luftdurchlässigkeit
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683
- mit Ohrenschlaufen

Sentinex® Classic

- das Premiummodell
- bietet durch Einsatz hochwertiger Materialien einen sehr guten Tragekomfort
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683
- in Blau und Grün verfügbar

Sentinex® Classic AntiFog

- das Premiummodell
- weit nach außen geführter Nasenbügel
- mit Antibeschlagstreifen
- bietet durch Einsatz hochwertiger Materialien einen sehr guten Tragekomfort
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683



Sentinex® Sensitive/Sentinex® Sensitive AntiFog

- Naturweiße Maske aus ungebleichtem Material
- Hautfreundlich
- Mit schmiegsamer, weicher Innenlage
- Farbstoff- und bindemittelfrei, eine Alternative für empfindliche Haut
- Mit und ohne Antibeschlagstreifen verfügbar
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683

Sentinex® Safety

- verstärkte Außenlage verhindert das Durchdringen von potentiell gefährlichen Körperflüssigkeiten zum erweiterten Schutz
- Leistungsstufe Typ IIR gemäß DIN EN 14683

Sentinex® SafetyShield

- verstärkte Außenlage verhindert das Durchdringen von potentiell gefährlichen Körperflüssigkeiten zum erweiterten Schutz
- Schutz des gesamten Gesichtsbereiches durch beschlagfreies Visier
- Leistungsstufe Typ IIR gemäß DIN EN 14683

Sentinex® OP-Masken



Sentinex® ExtraPlus

- durch breiteren Schnitt und horizontal geführte Bänder größere Atemkammer
- auch für Träger von kurzen Bärten geeignet
- Leistungsstufe Typ II gemäß DIN EN 14683

Sentinex® OP-Masken

Modell	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentinex Classic EL, grün	162 000	18788537	50/500
Sentinex Classic, grün	162 002	18788543	50/300
Sentinex Classic, blau	162 003	18788566	50/500
Sentinex Classic AntiFog, grün	162 004	18788595	50/300
Sentinex Sensitive	162 005	18788589	50/300
Sentinex Sensitive AntiFog	162 006	18788572	50/300
Sentinex Safety	162 008	18788603	50/300
Sentinex SafetyShield	162 009	18788626	25/100
Sentinex ExtraPlus	162 010	18788632	50/300

Sentinex® OP-Hauben



Sentinex® Soft

- atmungsaktive Haube in Baretthform
- sitzt bequem und ist mit langem oder kurzem Haar zu tragen




Sentinex® Astro

- sichere Vollschutzhaube in Helmform
- mit gesäumten Rändern
- Kopf- und Halspartie sind durch Bindeverschluss komplett abgedeckt



Sentinex® Astro Extra

- die Vollschutzhaube in Helmform
- sicher und komfortabel
- das eingearbeitete, weiche Schweißband saugt Flüssigkeit auf



Sentinex® Fancy

- speziell für langes Haar
- bietet durch die Mittelnaht viel Volumen
- weicher Stirnbereich ohne Gummiband



Sentinex® Flex

- Chirurgenhaube
- für kürzeres Haar
- bequem und besonders atmungsaktiv



Sentinex® Easy

- Baretthaube für den Klinikalltag
- deckt die Haare komplett und zuverlässig ab
- auch für Patienten und Besucher geeignet




Sentinex® OP-Hauben



Sentinex® Nova

- variabel tragbare Haube
- der Rand im Stirnbereich lässt sich bequem umschlagen und als Schweißband verwenden



Sentinex® Trend

- sehr guter Sitz
- auch für langes Haar geeignet
- der Gummizug im Nackenbereich



Astrohaube



Baretthaube



Chirurghaube



Schwesterhaube



Mit Schweißband



Für Personal



Für Patienten



Für langes Haar/"Soft"
für alle Frisurtypen



Für kurzes Haar

Sentinex® OP-Hauben

Modell	REF	PZN (D)	VE (Stück)
Sentinex Soft, Baretthaube, grün, atmungsaktiv	17 420	04216197	100/600
Sentinex Astro, Astrohaube, grün	17 421	04216205	100/600
Sentinex Astro Extra, Astrohaube mit Schweißband, grün	17 422	04216234	100/600
Sentinex Fancy, Schwesternhaube mit Mittelnaht, grün	17 423	04216240	100/600
Sentinex Nova, Schwesternhaube mit Bändern, grün	17 424	04216257	100/600
Sentinex Trend, Schwesternhaube, lang, grün	17 425	04216286	100/600
Sentinex Flex, Chirurghaube, grün	17 426	04216352	100/600
Sentinex Easy, grün, Baretthaube, grün	17 427	04216398	100/600
Sentinex Easy, blau, Baretthaube, blau	17 428	04216406	100/600
Sentinex Easy, weiß, Baretthaube, weiß	17 429	04216518	100/600

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei
- Optimale Sicherheit – bei idealem Tastgefühl
- Höchster Tragekomfort durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern

- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh sempermed® supreme green

Produktzusammensetzung

- Naturlatex



sempermed® supreme

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)
5,5	16 650	04200724	50/300
6	16 651	04200747	50/300
6,5	16 652	04200776	50/300
7	16 653	04200782	50/300
7,5	16 654	04200871	50/300
8	16 655	04200894	50/300
8,5	16 656	04200902	50/300
9	16 657	04200919	50/300



Eigenschaften

- Ausgezeichneter Griff für perfekte Instrumentenführung – höchste Griffigkeit innerhalb des Sempermed Sortiments
- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei
- Optimale Sicherheit – bei idealem Tastgefühl

- Höchster Tragekomfort durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern
- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh sempermed® supreme green

Produktzusammensetzung

- Naturlatex



sempermed® supreme plus

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)
5,5	34 650	11123697	50/300
6	34 651	11123711	50/300
6,5	34 652	11123728	50/300
7	34 653	11123734	50/300
7,5	34 654	11123740	50/300
8	34 655	11123757	50/300
8,5	34 656	11123763	50/300
9	34 657	11123786	50/300

OP-Handschuhe aus Naturlatex



Eigenschaften

- Optimierter Unterziehhandschuh für doppelte Behandschuhung
- Glattere Oberflächenstruktur – noch bessere Anziehbarkeit
- Dünnere Wandstärke – mehr Tastgefühl
- Hohe Sicherheit – leichtes Erkennen von Perforationen
- Optimal in Kombination mit den Operationshandschuhen sempermed® supreme und sempermed® supreme plus (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

- Einfach anzuziehen – patentierte synthetische Quick Don™ Innenbeschichtung
- Absolut hautfreundlich – mehrfach gewaschen, völlig puderfrei

Produktzusammensetzung


- Naturlatex



sempermed® supreme green

steril, paarweise eingesiegelt, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, grün

Größe	REF	VE (Paar)
6	33 721	50/300
6,5	33 722	50/300
7	33 723	50/300
7,5	33 724	50/300
8	33 725	50/300
8,5	33 726	50/300
9	33 727	50/300



Eigenschaften

- einfach anzuziehen durch synthetische Innenbeschichtung
- besitzen einen extralangen Schaft speziell für gynäkologische Eingriffe

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Gynäkologiehandschuhe

steril, paarweise eingesiegelt, weiß, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung

Größe	REF	VE (Paar)
6,5 S	19 560	25/100
7,5 M	19 561	25/100
8,5 L	19 562	25/100

OP-Handschuhe aus synthetischem Polyisopren



Eigenschaften

- Glänzt mit denselben physikalischen Eigenschaften wie Naturlatex: höchste Elastizität und Reißkraft, bei geringer Spannung
- Schont Arzt und Patient – puderfrei, Naturlatex-frei, frei von allergenen Proteinen, geeignet für Typ-I-Allergiker
- Tastgefühl wie bei Naturlatex aufgrund des Polyisoprenmaterials
- Perfekter Grip durch mikrorauhe Oberflächentextur

- Höchster Komfort – durch perfekte, vollanatomische Passform mit gekrümmten Fingern
- Optimal in Kombination mit dem Unterziehhandschuh sempermed® syntegra green (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

Produktzusammensetzung

- synthetisches Polyisopren



sempermed® syntegra IR

steril, paarweise eingesiegelt, synthetisches Polyisopren, puderfrei, Naturlatex-frei, creme

Größe	REF	PZN (D)	VE (Paar)
5,5	139 620	15865697	50/300
6	139 621	15865705	50/300
6,5	139 622	15865711	50/300
7	139 623	15865728	50/300
7,5	139 624	15865734	50/300
8	139 625	15865740	50/300
8,5	139 626	15865757	50/300
9	139 627	15865763	50/300



Eigenschaften

- Unterziehhandschuh für erhöhten Infektionsschutz durch doppelte Behandschuhung
- Leichtes Erkennen von Perforationen des Außenhandschuhs – nässebedingte Verfärbungen durch grüne Farbe des Indikatorhandschuhs sichtbar
- Schont Arzt und Patient – puderfrei, Naturlatex-frei, frei von allergenen Proteinen, geeignet für Typ-I-Allergiker

- Tastgefühl wie bei Naturlatex aufgrund des Polyisoprenmaterials
- Glattere Oberflächenstruktur – optimierte doppelte Anziehbarkeit
- Höchster Komfort – durch perfekte, vollanatomische Passform
- Optimaler Unterziehhandschuh für den sempermed® syntegra IR (durch Verwendung der gleichen Handschuhformen)

Produktzusammensetzung

- synthetisches Polyisopren



sempermed® syntegra green

steril, paarweise eingesiegelt, synthetisches Polyisopren, puderfrei, Naturlatex-frei, grün

Größe	REF	VE (Paar)
5,5	139 630	50/300
6,5	139 631	50/300
7	139 632	50/300
7,5	139 633	50/300
8	139 634	50/300
8,5	139 635	50/300
9	139 636	50/300

Untersuchungshandschuhe aus Naturlatex



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- v.a. nicht invasive Untersuchungen und Erstversorgungen bei gefordertem sterilen Umfeld
- für Zahnärzte und Veterinär, Labor und Pharma

Eigenschaften

- spezielle synthetische Innenbeschichtung für einfaches Anziehen
- Texturierung des kompletten Handschuhs für einen sicheren Griff
- Reißkraft von 7 N

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

sempercare® edition IC

Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß, steril

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
paarweise im Folienbeutel eingesiegelt			
6-7 S	153 202	16261197	40/240
7-8 M	153 203	16261205	40/240
8-9 L	153 204	16261234	40/240



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Hoher Tragekomfort und gutes Tastempfinden

- Sicherer Griff dank texturierter Fingerspitze
- Mit synthetischer Innenbeschichtung für einfaches und schnelles Anziehen

Produktzusammensetzung

- Naturlatex

Sentina® Ambidextrous Latex

unsteril, im Spenderkarton, Naturlatex, puderfrei, mit synthetischer Innenbeschichtung, naturweiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	141 390	16806774	100/1000
6-7 S	141 391	00816919	100/1000
7-8 M	141 392	00816925	100/1000
8-9 L	141 393	00816931	100/1000
9-10 XL	141 394	16806811	90/900

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Zusätzliche Sicherheit durch längere Stulpe: 265 mm
- Hautfreundliches Nitril-Material,

frei von allergieauslösenden Latexproteinen (für Typ-I Allergiker geeignet)

- Innovative Folienöffnung für deutlich leichtere Entnehmbarkeit und geringes Herausfallen der Handschuhe

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempercare® nitrile shine+

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, weiß

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	39 884		150/1500
6-7 S	32 920	10758726	150/1500
7-8 M	32 921	10758732	150/1500
8-9 L	32 922	10758749	150/1500
9-10 XL	32 923	10758761	135/1350



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Federleichte Rezeptur gepaart mit Reißkräften ≥ 6 N (wie EN 455-2:2015)

- Samtweiches Material – schmiegt sich an wie eine zweite Haut
- Exzellentes Tastgefühl und hoher Tragekomfort
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempermed® velvet

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, lavendelblau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	402 270	19971284	200/2000
6-7 S	402 271	19971290	200/2000
7-8 M	402 272	19971309	200/2000
8-9 L	402 273	19971321	200/2000
9-10 XL	402 274	19971338	180/1800

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- für die professionelle Reinigung
- für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Hautfreundliche, reine Rezeptur: ohne Chlor, ohne Naturkautschuklatex-Proteine, ohne Vulkanisationsbeschleuniger hergestellt

- Spart Wasser, Energie und CO₂-Emissionen während der Fertigung
- Einfaches Anziehen dank spezieller Innenbeschichtung

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempermed® green X-free

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, Naturlatex-frei, puderfrei, grün

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	402 280	19961481	200/2000
6-7 S	402 281	19961498	200/2000
7-8 M	402 282	19961506	200/2000
8-9 L	402 283	19961512	200/2000
9-10 XL	402 284	19961529	180/1800



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Exzellentes Tastgefühl – durch optimierte Wanddicke
- Schutz vor Infektionen –

virendicht für Anwender gemäß EN 455-1 und ASTM 1671

- Hoher Tragekomfort dank weichem Material
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempermed® velvet XP

EXKLUSIV FÜR DEN NIEDERGELASSENEN BEREICH

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, lavendelblau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
5-6 XS	402 260	19971203	200/2000
6-7 S	402 261	19971226	200/2000
7-8 M	402 262	19971232	200/2000
8-9 L	402 263	19971249	200/2000
9-10 XL	402 264	19971255	180/1800

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Gute Chemikalienbeständigkeit* – durch hohe Wandstärke
- Reißkraft von 9 N – hoher Schutz für kritische Einsätze

- Geeignet für bestimmte Zytostatika*
- Schutz vor Infektionen – virendicht für Anwender und Patienten gemäß EN 455-1 und ASTM F 1671
- Für Typ-I-Allergiker geeignet, da Naturlatex-frei

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk

sempermed® safe

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, puderfrei, Naturlatex-frei, blau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
6-7 S	402 250	19971166	100/1000
7-8 M	402 251	19971172	100/1000
8-9 L	402 252	19971189	100/1000
9-10 XL	402 253	19971195	90/900



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Für die professionelle Reinigung
- Für Labor, Pharma und den Kontakt mit Lebensmitteln geeignet

Eigenschaften

- Hoher Tragekomfort und ausgezeichnetes Tastgefühl
- Sicherer Griff dank texturierter Fingerspitze

- Naturkautschuklatexfrei (geeignet für Typ-I-Allergiker)

Produktzusammensetzung

- Nitril-Butadien-Kautschuk



Sentina® Azure Nitrile

EXKLUSIV FÜR DEN AMBULANTEN BEREICH

unsteril, im Spenderkarton, Nitril-Butadien-Kautschuk, Naturlatex-frei, puderfrei, blau

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
XS	155 360	17841488	100/1000
S	155 361	17841494	100/1000
M	155 362	17841502	100/1000
L	155 363	17841519	100/1000
XL	155 364	17841525	100/1000

Untersuchungshandschuhe aus Nitril



Anwendungsbereiche

- Einsatz im Krankenhaus und im niedergelassenen Bereich
- Wirtschaftliches Produkt, das sich besonders für Anwendungen mit kurzen Tragzeiten und minimaler Handschuhbelastung eignet

Eigenschaften

- Für den Patienten angenehme, glatte Oberfläche

- Naturkautschuklatexfrei (geeignet für Typ-I-Allergiker)
- Beschleunigerfrei (geeignet für Typ-IV-Allergiker)

Produktzusammensetzung

- Polyvinylchlorid (PVC)



Sentina® Vinyl

EXKLUSIV FÜR DEN AMBULANTEN BEREICH

unsteril, im Spenderkarton, Polyvinylchlorid, Naturlatex-frei, puderfrei, beschleunigerfrei, transparent

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
S	142 561	17841548	100/1000
M	142 562	17841554	100/1000
L	142 563	17841560	100/1000
XL	142 564	17841577	100/1000

Zwirnhandschuhe

Handschuhe aus Baumwolle



Eigenschaften

- Zwirnhandschuh aus 100% Baumwolle zur Abdeckung der Hände. Zum Beispiel zum Tragen unter Gummi- und Latex-Handschuhen oder zum Umgang mit empfindlichen Gegenständen.
- eignen sich ideal zur Verwendung in der Krankenpflege und Dermatologie

Produktzusammensetzung

- Baumwolle

Zwirnhandschuhe

unsteril, aus Baumwolle

Größe	REF	PZN (D)	VE (Stück)
7,5	17 574	01013803	20/1200
8	17 575	01013826	20/1200
8,5	17 576	01013832	20/1200
9	17 577	01013849	20/1000
9,5	17 578	01013861	20/1000
10	17 579	01013878	20/1000

OP-Bekleidung



Anwendungsbereiche

- zum Schutz des Patienten vor Partikeln und Staub aus der Kleidung von Besuchern und Personal

Eigenschaften

- Einsatz von naturkautschuklatex-freien Rohstoffen
- atmungsaktiv
- partikelarm
- flüssigkeitsabweisend

Produktzusammensetzung

- Der Sentina Besuchermantel besteht aus Vliesstoff

Sentina® Besuchermäntel

aus atmungsaktivem Vliesstoff, grün, mit weißen Armbündchen sowie einem Gürtelband und einem Klettverschluss im Nacken

Länge (cm)	REF	PZN (D)	VE (Stück)
unsteril			
118	18 418	07016180	60
steril			
118	18 419	07016211	30

Notizen

Setpack® OP-Verbandstoffsysteem



Setpack® OP-Verbandstoffsysteem

Flexible Kombination aus standardisierten Bausteinen

Die gebrauchsfertigen Standard-Sets enthalten Bauchtücher, Kompressen, Tupfer oder Präpariertupfer in praxisgerecht gestaffelten Mengen.



Zählkartensystem

- doppelte Sicherheit durch Zählkarte auf der Sterilgut-Innenumhüllung und im Peelbeutel
- erleichtert die Zählkontrolle vor und nach dem Eingriff
- keine Übergabe der Zählkarte während der Operation
- eindeutige Dokumentation durch selbstklebende Zählkarten

Sterilgut-Innenumhüllung

- für Kompressen und Bauchtücher
- anwenderfreundliche Lasche zum einfachen Öffnen der Verpackung
- schnelle und sichere Produktentnahme

Tupfer-Schiebeschachtel mit Zählraster

- mehr Sicherheit durch vereinfachte Stückzahlkontrolle vor und nach der Operation
- speziell entwickelt zur handlichen Entnahme der Präpariertupfer



Setpack Toptex lite
Bauchtücher RK



Setpack
Mullkompressen RK



Setpack
Tupfer RK



Setpack
Präpariertupfer RK

Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Fassen und Zurückhalten von Organen und Körpergeweben
- zur Blutstillung und zum Aufsaugen von Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- vorgewaschen
- weich und saugfähig
- 20-fädig
- verpackt in Sterilgut-Innenumhüllung zur schnellen und sicheren Produktentnahme und Zählkontrolle
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten



Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastchip (Polyvinylchlorid und Bariumsulfat)

Ausführungen

- weiß, grün und blau
- 4- und 6-lagig

Setpack® Toptex® lite Bauchtücher RK

steril

Inhalt		Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)
weiß					
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	165 004	18796985	20/60
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	165 001	18796962	10/30
2	Stück, 6-lagig	40 x 40	165 012		12/36
5	Stück, 6-lagig	40 x 40	165 003	09214062	6/18
2	Stück, 4-lagig	20 x 30	165 011	19362473	30/90
5	Stück, 4-lagig	20 x 30	165 007	18797140	18/54
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	165 014		12/36
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	165 019		8/24
2	Stück, 4-lagig	8 x 90	165 010	09214197	26/104
grün					
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	165 006	18797016	20/60
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	165 002	18796979	10/30
2	Stück, 6-lagig	40 x 40	165 008	18797157	12/36
5	Stück, 6-lagig	40 x 40	165 000	09214079	6/18
2	Stück, 4-lagig	20 x 30	165 017		30/90
5	Stück, 4-lagig	20 x 30	165 005	18796991	18/54
2	Stück, 4-lagig	50 x 60	165 013		12/36
2	Stück, 6-lagig	50 x 60	165 018		8/24
2	Stück, 4-lagig	8 x 90	165 009	18797163	26/104
blau					
2	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 016	09214317	14/42
5	Stück, 4-lagig	40 x 40	15 015	09214346	6/18

Setpack® Mullkompressen RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Tupfen und Aufsaugen von Körperflüssigkeiten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- weich und saugfähig
- alle Schnittkanten innenliegend, daher keine Randfäden
- verpackt in Sterilgut-Innenumhüllung zur schnellen und sicheren Produktentnahme und Zählkontrolle
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten



Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergerarn, Bariumsulfat)

Ausführungen

- 12-, 16- und 32-fach
- 17- und 20-fädig

Setpack® Mullkompressen RK

steril

Größe (cm)	REF	PZN (D)	VE (Packung)
Packungen à 10 Stück, 12-fach, 17-fädig			
7,5 x 7,5	165 114		22/132
10,0 x 10,0	165 100	09213921	20/120
10,0 x 12,5	165 116		20/120
10,0 x 20,0	165 102	09213996	16/48
Packungen à 10 Stück, 16-fach, 17-fädig			
5,0 x 5,0	165 110		40/240
7,5 x 7,5	165 106		20/120
10,0 x 10,0	165 101	19212489	18/108
10,0 x 12,5	165 111		18/108
Packungen à 10 Stück, 32-fach, 20-fädig			
10,0 x 10,0	165 104		14/42
Packungen à 20 Stück, 12-fach, 17-fädig			
7,5 x 7,5	165 119		14/84
10,0 x 10,0	165 103	19212472	10/60
10,0 x 12,5	165 109		10/60
10,0 x 20,0	165 108		8/24
Packungen à 20 Stück, 16-fach, 17-fädig			
5,0 x 5,0	165 117		27/162
7,5 x 7,5	165 118		16/48
10,0 x 10,0	165 105	09213967	14/42
10,0 x 12,5	165 112		8/48

Setpack® Tupfer RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zur Blut- und Sekretaufnahme bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- weich und hochsaugfähig
- mit Sicherheitsring aus Silikon
- 20-fädig
- doppelte Sterilgutverpackung
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyesterger, Bariumsulfat), der Sicherheitsring besteht aus Silikon.



Setpack® Tupfer RK

steril

Größe	REF	PZN (D)	VE (Packung)
Packungen à 5 Stück			
faustgroß 7	22 800	09214056	16/48
Packungen à 10 Stück			
walnussgroß 2	22 801	09214004	72/144
pflaumengroß 3	22 802	09214010	38/114
eigroß 4	22 803	09214027	26/78
extragroß 6	22 804	09214033	18/54
Packungen à 15 Stück			
pflaumengroß 3	22 805		30/90
eigroß 4	22 806		20/60
extragroß 6	22 807		12/36
Packungen à 20 Stück			
pflaumengroß 3	22 808		26/78
eigroß 4	22 809		16/48
extragroß 6	22 810		6/18

Setpack® Präpariertupfer RK

Anwendungsbereich

- für den direkten Einsatz im OP-Bereich bestimmt
- zum Präparieren von Organen, Blutgefäßen und Gewebeschichten bei operativen Eingriffen

Eigenschaften

- aus Verbandmull nach DIN EN 14079
- fest und hochsaugfähig
- 24-fädig
- in Tupfer-Schiebeschachtel mit Zählraster zur einfacheren Stückzahlkontrolle und handlichen Entnahme
- getrennt angebrachte, doppelte, selbstklebende Zählkarten

Produktzusammensetzung

100% Baumwolle, Röntgenkontrastfaden (blau, Polypropylen, Polyestergergarn, Bariumsulfat)



Setpack® Präpariertupfer RK

steril

Größe	REF	PZN (D)	VE (Packung)
Packungen à 10 Stück			
klein 2	12 780	01337003	40/120
mittel 3	12 781	01381033	40/120
groß 4	12 782	01403846	40/120
Packungen à 20 Stück			
klein 2	12 783	01465149	40/120
mittel 3	12 784	01483549	40/120
groß 4	12 785	01561002	40/120

Setpack® OP-Verbandstoffsystem

Individuelle Zusammenstellung nach Ihren Vorgaben

Setpack Individual bietet flexible Lösungen für alle regelmäßig durchgeführten Operationen. Im engen Dialog mit den Kunden analysiert L&R die Ausgangssituation, definiert das Anforderungsprofil und stellt das Setpack individuell und anwendungsgerecht zusammen.

Dieser Service steht den Kunden jederzeit zur Verfügung, selbst wenn sich die Rahmenbedingungen verändern. Mit einem standardisierten Verpackungssystem übernimmt L&R die professionelle und sachgerechte Produktion kundenspezifischer Setpacks.

Die Kombination zwischen Setpack Standard und Setpack Individual ermöglicht dem Anwender einen ökonomischen Materialeinsatz und vermeidet überschüssige Restmengen.



Vorteile

1. Individualität

- individuell nach Kundenvorgaben zusammengestellt
- individuelle Bedarfsanalyse in enger Abstimmung mit den Fachabteilungen des Hauses

2. Wirtschaftlichkeit

- Zeitersparnis durch Standardisierung der Prozessabläufe
- ökonomischer Materialeinsatz
- Wegfall der Eigenaufbereitung
- kein eigener validierter Sterilisationsprozess erforderlich

3. Sicherheit

- mehrfache Stückzahlkontrolle in der Setpack Produktion

Kitpack® OP-Mehrkomponentensystem



Kitpack® OP-Mehrkomponentensystem

Kitpack ist ein effizientes OP-System aus verschiedenen gebrauchsfertigen OP-Komponenten. Neben Raucodrape OP-Abdeckungen, Sentinex OP-Mänteln und OP-Verbandstoffen, können weitere Komponenten von renommierten Herstellern auf Wunsch integriert werden.

Das Kitpack ist mit allen enthaltenen Komponenten kompakt verpackt, steril und sofort einsatzbereit.

Die Zusammenstellung erfolgt individuell nach Ihren Anforderungen, abgestimmt auf den jeweiligen operativen Eingriff.

Mit dem Einsatz der vorgefertigten Kitpacks reduzieren Sie Rüstzeiten und Prozesskosten – bei voller Sicherheit und der notwendigen Flexibilität.



Raucodrape® OP-Abdeckungen

- besonders reißfest und saugfähig
- sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeits- und Bakterienpenetration
- gute Drapierfähigkeit




Sentinex® OP-Mäntel

- zuverlässiger Schutz vor Bakterien und Flüssigkeiten
- sehr guter Tragekomfort
- hautfreundlich und atmungsaktiv



OP-Verbandstoffe

- mit Röntgenkontrastfaden bzw. -chip ausgestattet
- sehr saugfähig
- mit doppelter, selbstklebender Zählkarte



weitere OP-Einmalkomponenten

- z. B. Schläuche, Nahtmaterialien, Skalpelle, Handschuhe und Spritzen
- qualitativ hochwertige Produkte
- renommierte Hersteller

Für diese Produkte bieten wir ein Anwendungsvideo an, einfach den QR-Code scannen:



Kitpack-Effizienz und Sicherheit im OP



Kitpack – der Prozess erklärt in 2 Minuten



Kitpack Produktionsabläufe



Kitpack Produktionsstandort

Kitpack® OP-Mehrkomponentensystem



Mehrwert: Kitpack®

- bringt umfangreiche Zeitersparnis, da vor der OP die Zusammenstellung der Einzelkomponenten entfällt.
- reduziert den Logistik- und Verwaltungsaufwand, da der einfachere Bestellprozess den Einkauf entlastet.
- sorgt für mehr Sicherheit im OP, da die Reduktion des Kontaminationsrisikos beim Öffnen und der Übergabe steriler Produkte die Infektionsprophylaxe verbessert.
- erleichtert die Dokumentation der im OP verwendeten Materialien, da nur 1 Etikett alle Set-relevanten Informationen trägt.
- steigert die Kostentransparenz, da sich die Kosten pro Behandlungsfall schneller und einfacher zuordnen lassen als bei einzelnen Komponenten.

Mehr Sicherheit und Zeitersparnis durch die Farbmarkierung für Ihr Kitpack

Analog zu Ihren Instrumentensieben lässt sich Ihr Kitpack mit einer entsprechenden Farbmarkierung ausstatten. Es stehen 15 unterschiedliche Farben und 3 Platzierungsmöglichkeiten auf dem Peelklappenbeutel für die 6 cm großen Farbpunkte zur Wahl.



Kitpack® start



Anwendungsbereich

- Speziell für den Einsatz im OP-Bereich bestimmt

Eigenschaften

- sofort lieferbar
- keine Vertragslaufzeiten
- steril und sofort einsetzbar
- Zeitersparnis bei OP-Vor- und Nachbereitung
- nur ein Bestellvorgang im Einkauf
- reduziert die Lagerhaltung
- flexibel in der Testphase
- wirtschaftlich zusammengestellt

Produktzusammensetzung

Kitpack start enthält die Grundausstattung mit den wichtigsten, gebrauchsfertigen Einwegkomponenten des jeweiligen Fachgebietes.

Ausführungen

- Allgemeinchirurgie-Set
- Hüft-TEP-Set
- Extremitäten-Set
- Gefäß-Schlitztuch-Set
- Sectio-Set

Allgemeinchirurgie-Set

Inhalt		Größe	REF	VE
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 145	6
4	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1	Einmalskalpell Figur 21 ¹			
1	Schale blau ¹	250 ml		
5	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 4 eigroß		
10	Gazin Präpariertupfer RK ¹	klein Gr. 2		
10	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
2	Raucodrape Klebetücher 2-lagig Plus	75 cm x <u>90</u> cm		
1	Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	175 cm x <u>180</u> cm		
1	Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	150 cm x <u>250</u> cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Hüft-TEP-Set

	Inhalt	Größe	REF	VE
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 146	4
4	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	OP-Saugset Typ Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1	Raucodrape Saugertasche 1 Kammer	38 cm x 40 cm		
2	Einmalskalpelle Figur 21 ¹			
1	Schale blau ¹	250 ml		
10	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
30	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
2	Toptex lite Bauchtücher RK grün, 6-lagig ¹	40 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
2	Sentinex OP-Mäntel SMMS Special	150 cm		
1	Raucodrape OP-Klebetuch 2-lagig	75 cm x 90 cm		
1	Raucodrape Orthopädische Stockinette, inkl. 2 Folienklebestreifen	33 cm x 110 cm 10 cm x 50 cm		
1	Raucodrape OP-Abdecktuch 2-lagig	150 cm x 180 cm		
2	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape Schlitztuch 2-lagig Plus, Schlitz	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1	Raucodrape Anästhesietuch 2-lagig Plus	225 cm x 270 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Extremitäten-Set

	Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1	Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 147	5
2	Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1	Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1	Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1	Raucodrape Kamerabezug revers gefaltet ¹	13 cm x 250 cm		
1	Schale blau ¹	250 ml		
3	Curapor Wundverbände ¹	5 cm x 7 cm		
5	Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
1	Einmalskalpell Figur 11 ¹			
10	Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1	Lenkelast Universalbinde ¹	12 cm x 5 m		
1	Raucodrape OP-Abdecktuch 2-lagig	150 cm x 180 cm		
1	Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1	Raucodrape Stockinette kurz	24 cm x 80 cm		
1	Raucodrape Extremitätentuch 2-lagig Plus	225 cm x 320 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Gefäß-Schlitztuch-Set

Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1 Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 148	5
4 Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Schale blau ¹	250 ml		
1 Curapor Wundverband ¹	10 cm x 8 cm		
5 Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10 Gazin Präpariertupfer RK ¹	Gr. 3 mittel		
1 Einmalskalpell Figur 10 ¹			
2 Einmalskalpelle Figur 15 ¹			
30 Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
1 Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1 Raucodrape Schlitztuch 2-lagig Plus, Schlitz	225 cm x 260 cm 10 cm x 100 cm		
1 Raucodrape Klebetuch 2-lagig Plus	150 cm x 250 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Sectio-Set

Inhalt	Größe	REF	VE (Pck.)
1 Raucodrape OP-Tischabdeckung	150 cm x 190 cm	28 149	4
4 Raucodrape Handtücher	30 cm x 40 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Raucodrape Instrumententischbezug Standard	80 cm x 145 cm		
1 OP-Saugset Typ Yankauer CH 25 ¹	Ø 6 mm		
1 Einmalskalpell Figur 22 ¹			
1 Schale blau ¹	250 ml		
20 Gazin Tupfer RK ¹	Gr. 6 extragroß		
10 Gazin Mullkompressen RK 16-fach ¹	10 cm x 10 cm		
5 Toptex lite Bauchtücher RK grün, 4-lagig ¹	40 cm x 40 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Standard	150 cm		
1 Sentinex OP-Mantel SMMS Special	150 cm		
1 Raucodrape Klebestreifen elastisch	9 cm x 50 cm		
1 Raucodrape Babytuch	90 cm x 100 cm		
1 Raucodrape Sectiotuch 2 mit integrierten Beinlingen	260 cm x 310 cm		

¹ Komponenten in Faltschachtel

Raucocel®

Zubehör

Raucocel® Stirnband

Anwendungsbereich

- wird verwendet, um das Abtropfen von Schweiß von der Stirn zu verhindern
- angefeuchtet angelegt, erzielt es durch konstante Verdunstung einen angenehmen Kühleffekt
- durch die hohe Saugfähigkeit erübrigt sich häufiges Schweißabwischen

Eigenschaften

- hoch saugfähig
- reißfest
- fusselarm

Produktzusammensetzung

- Band für die Stirn: Polyvinylalkohol
- Elastisches Band für die Fixierung: Polyester, Polyurethan

Raucocel® Stirnband

unsteril

REF	PZN (D)	VE (Stk.)
147 957	08405765	10 / 240

Mehrzweckklemme mit Klettverschluss

zur Halterung und Fixierung von Schläuchen und Kabeln, mit Klettverschluss,
unsteril


REF	VE (Stk.)	VH
33 272	10 / 1700	PB

Übersicht der L&R-Anwendungsvideos

Anwendungsvideos Sentinex & Raucodrape



OP-Mantel steril
anziehen




Anlegen Raucodrape
Hüft-Set II (REF 33388)



Anlegen Raucodrape
Kamerabezug revers



Anlegen Raucodrape
Kamerabezug teleskop



Anlegen Raucodrape
Hüfttuch Seitenlage
(REF 162 389)



Anwendung Raucodrape
Instrumententischbezug



Anlegen Raucodrape
Schulterarthroskopie-Set
Beach Chair
(REF 33 355)



Anlegen Raucodrape
Universal-Set I
(REF 33307)



Anlegen Raucodrape
Sectio-Set II (REF 33362)



Anlegen Raucodrape
Rektum-Set II
(REF 33326)



Anlegen Raucodrape
Kopf-Set II (REF 139937)



Anlegen Raucodrape
TUR-Set I (REF 33376)

Übersicht der L&R-Anwendungsvideos

Anwendungsvideos Kitpack



Kitpack-Effizienz und
Sicherheit im OP



Kitpack – der Prozess
erklärt in 2 Minuten



Kitpack Produktions-
abläufe



Kitpack Produktions-
standort



Prevent & Protect
Platform for Infection Control

Unsere neue
Plattform für den
Infektionsschutz

www.prevent-and-protect.de

Notizen

L&R OPTILINE®

Unsere individuelle Lösung zur Optimierung Ihrer Prozesse & Produkte.

Wer im Wachstumsmarkt Gesundheit auch in Zukunft erfolgreich sein will, muss sich bereits heute gut aufstellen. Steigender Qualitätswettbewerb, Kosten- und Zeitdruck, Fachkräftemangel sowie Ambulantisierung – die täglichen Herausforderungen im Klinikalltag sind zahlreich und vielfältig.

Wir unterstützen Sie dabei, Ihre Prozesse zu vereinheitlichen, anspruchsvolle Patient:innenversorgung mit notwendiger Wirtschaftlichkeit zu vereinen, die Ziele der Verwaltung mit denen der Anwender:innen zu verknüpfen sowie Ihre ambulanten Einheiten zu optimieren, damit Sie mehr Zeit für die Versorgung Ihrer Patient:innen haben.

Bei unserer Arbeit konzentrieren wir uns auf drei Hauptthemen:

+ Effizienz

Sie generieren Einsparpotentiale durch optimierte Prozesse und Produkte.

+ Partnerschaft

Sie genießen die Vorteile einer strategischen Partnerschaft auf Augenhöhe.

+ Expertise

Sie profitieren von persönlicher Betreuung durch erfahrene Spezialist:innen.

Rundum gut versorgt mit L&R OPTILINE® – unsere Bausteine und Leistungen für Sie auf einen Blick:




Das Angebot variiert je Markt und Land. Je nach Art und Umfang können einzelne Leistungen berechnet werden. Bitte vereinbaren Sie für ein individuelles Angebot einen Beratungstermin.

* Weitere Informationen zur Nachhaltigkeit finden Sie unter folgendem Link:
<https://www.lohmann-rauscher.com/de-de/produkte/klinikbereich/lr-optiline/>



Ihre Mehrwerte:



Lernen Sie L&R OPTILINE® kennen

Vereinbaren Sie ein individuelles Beratungsgespräch und wir finden gemeinsam heraus, wie Sie von der erstklassigen Qualität unserer Services und Produkte profitieren können.

→ info@de.LRmed.com

→ www.Lohmann-Rauscher.com





People.Health.Care.

Wenn Sie Fragen oder Anregungen zu unseren Produkten haben, ist unser Kundenservice von Montag bis Freitag gerne für Sie da:

Auftragsbearbeitung Apotheke, Fachhandel, Sanitätshaus und andere Geschäftspartner:

Service-Nr.: 08 00/9 98 87 75

Service-Fax: 08 00/9 99 68 59

Auftragsbearbeitung Facharzt:

Service-Nr.: 08 00/9 98 86 66

Service-Fax: 08 00/9 98 87 66

Auftragsbearbeitung Klinik:

Service-Nr.: 08 00/9 50 70 07

Service-Fax: 08 00/9 99 67 41

Der L&R Newsletter
Schnell und aktuell informiert.

- Produkte und Innovationen
- wissenschaftliche Publikationen
- L&R-Veranstaltungen

Hier klicken, anmelden
und immer informiert sein:
[Lohmann-Rauscher.com/de-de/service/lr-newsletter](https://www.Lohmann-Rauscher.com/de-de/service/lr-newsletter)

Für mehr Informationen besuchen Sie:

www.Lohmann-Rauscher.com

