

Cellona® Polster Schnittmuster für Filztechniken

Der Aussparungs-Materialrest wird als retrokapitale Unterstützung verwendet und proximal der Aussparung so aufgebracht, dass die Kanten übereinander liegen.

Diese Schablone ist eine Anwendungshilfe. Für eine einwandfreie Umsetzung empfehlen wir in jedem Fall die Teilnahme an einem **lizenzierten Filzkurs Pro3F® – Fi mobil** unter Leitung eines speziell ausgebildeten Pro3F®-Filzmasters.

Durchmesser der Aussparung individuell, ca. 3 mm vom Wundrand.

Zielpunkt der Kante der Aussparung und der retrokapitalen Unterstützung: nah aber schadlos zum Wundrand: ca. 3 mm.

MTK I

Schuhgröße **37**

Schablone gilt für rechten Fuß.
Für linken Fuß bitte Blatt wenden.

 **3x**

Cellona® Polster


Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
5 mm stark, im Folienbeutel			
19 x 38	50 810	021 914 12	10/60

Pro 3F® – Die Schablonen

Quelle: CID GmbH Köln
Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Cellona® Polster

Schnittmuster für Filztechniken




Die rot gestrichelten Kanten bitte
beim Schneiden anschrägen.

MTK I

Schuhgröße **37**

Schablone gilt für rechten Fuß.
Für linken Fuß bitte Blatt wenden.



Cellona® Polster

Größe (cm)	REF	PZN	VE (Stk.)
5 mm stark, im Folienbeutel			
19 x 38	50 810	021 914 12	10/60

Pro 3F® – Die Schablonen

Quelle: CID GmbH Köln
Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog