

## Cellona® Polster Schnittmuster für Filztechniken

Der Aussparungs-Materialrest wird als retrokapitale Unterstützung verwendet und proximal der Aussparung so aufgebracht, dass die Kanten übereinander liegen.

Diese Schablone ist eine Anwendungshilfe. Für eine einwandfreie Umsetzung empfehlen wir in jedem Fall die Teilnahme an einem **lizensierten Filzkurs Pro3F® – Fi mobil** unter Leitung eines speziell ausgebildeten Pro3F®-Filzmasters.

Durchmesser der Aussparung individuell, ca. 3 mm vom Wundrand.

Zielpunkt der Kante der Aussparung und der retrokapitalen Unterstützung: nah aber schadlos zum Wundrand: ca. 3 mm.

**MTK I**

**Schuhgröße 40**

Schablone gilt für rechten Fuß.  
Für linken Fuß bitte Blatt wenden.

 **3x**

### Cellona® Polster


| Größe (cm)                  | REF    | PZN        | VE (Stk.) |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|
| 5 mm stark, im Folienbeutel |        |            |           |
| 19 x 38                     | 50 810 | 021 914 12 | 10/60     |

## Pro 3F® – Die Schablonen

Quelle: CID GmbH Köln  
Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

## Cellona® Polster


### Schnittmuster für Filztechniken



**MTK I**

Schuhgröße **40**

Schablone gilt für rechten Fuß.  
Für linken Fuß bitte Blatt wenden.



### Cellona® Polster

| Größe (cm)                  | REF    | PZN        | VE (Stk.) |
|-----------------------------|--------|------------|-----------|
| 5 mm stark, im Folienbeutel |        |            |           |
| 19 x 38                     | 50 810 | 021 914 12 | 10/60     |

## Pro 3F® – Die Schablonen

Quelle: CID GmbH Köln  
Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)