



People.Health.Care.™

## Velpeau® Walker Classic **NOUVEAU**

Orthèse pour l'immobilisation de la cheville et du pied.

CLASSIC



Velpeau Walker Classic est une orthèse pour l'immobilisation de la cheville et du pied. La rigidité dynamique élevée offre une immobilisation particulièrement bonne dans le plan sagittal et surtout dans le plan transversal.<sup>1</sup>

- agréable à porter avec son poids léger et sa circulation d'air<sup>2</sup>
- ajustement rapide et facile<sup>3</sup>
- marche facile – sensation d'équilibre en position debout<sup>4</sup>
- peut être porté sur le pied droit ou gauche<sup>5</sup>





People.Health.Care.™



### Principe fonctionnel éprouvé

- cellules d'air fournissent une immobilisation supplémentaire de la cheville<sup>6</sup>
- cellules d'air peuvent être gonflées indépendamment pour fournir un ajustement personnalisé<sup>7</sup>
- la forme de la semelle est conçue pour fournir une démarche naturelle et stable, tout en maintenant la cheville immobilisée<sup>8</sup>

### Manipulation simple<sup>11</sup>

- pompes à grand volume pour un gonflage plus rapide des cellules d'air<sup>9</sup>
- options d'ajustement et de réajustement personnalisées<sup>10</sup>
- utilisation simple<sup>11</sup>

### Confort<sup>12</sup>

- coque à profil bas pour réduire la différence de hauteur avec le membre opposé<sup>13</sup>
- confort du patient amélioré lorsque le poids est transféré sur le pied/la cheville lésé(e)<sup>12</sup>
- l'armature ouverte offre une bonne ventilation<sup>14</sup>

## Velpeau® Walker Classic

Orthèse pour l'immobilisation de la cheville et du pied.

Taille	Pointure	REF	EAN
<b>Version longue</b>			
S	35 – 38	191 011	5056420609366
M	38 – 41	191 012	5056420609373
L	42 – 44	191 013	5056420609380
XL	44 – 49	191 014	5056420609397
<b>Version courte</b>			
XS	< 35	191 015	5056420609403
S	35 – 38	191 016	5056420609410
M	38 – 41	191 017	5056420609427
L	42 – 44	191 018	5056420609434
XL	44 – 49	191 019	5056420609441

DM Classe I – Code LPP : 7121818 – 64.40€



### Indications

- états du pied et de la cheville pour lesquels une restriction de mouvement est bénéfique
- fractures du pied stables
- entorse du tendon ou du ligament
- phase postopératoire et de réadaptation
- lésions des tissus mous des extrémités inférieures

### Couleur noir/vert

Velpeau® Walker Classic est un dispositif médical de classe I. Les indications sont mentionnées ci-contre. Fabriqué par Promedics Orthopaedic Limited. Distribué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co KG. Lire attentivement la notice d'utilisation (notamment pour les contre-indications). Pris en charge par l'assurance maladie. Code LPP : 7121818

Sources :

- |                 |                  |                  |
|-----------------|------------------|------------------|
| 1. DFC-2023-095 | 6. DFC-2023-087  | 11. DFC-2023-096 |
| 2. DFC-2023-083 | 7. DFC-2023-088  | 12. DFC-2023-094 |
| 3. DFC-2023-084 | 8. DFC-2023-092  | 13. DFC-2023-090 |
| 4. DFC-2023-086 | 9. DFC-2023-089  | 14. DFC-2023-091 |
| 5. DFC-2023-085 | 10. DFC-2023-093 |                  |

