

CATALOGUE

Orthèses - Compression VeinoCare®



INSUFFISANCE VEINEUSE

**GALOPER POUR SON DÉJ
SANS SACRIFIER
SON STYLE ?**

**C'EST ÇA AUSSI,
ÊTRE UN SPORTIF !**

**VELPEAU® VEINO CARE®
Homme
CHAUSSETTES DE COMPRESSION**

Bleu sagesse
Violet tactique
Orange vitalité
Turquoise liberté

2 nouveaux coloris :
Vert nature
Beige aventure

VERT NATURE
En couleur
du grand air

A CHACUN SA COULEUR !

Velpeau® - Dispositifs médicaux CE. Consulter les notices d'utilisation spécifiques à chaque produit pour plus d'informations.
Velpeau® VeinoCare® Homme - Complet de compression à effet de massage facilitant la circulation veineuse. Indiqué en cas de troubles de circulation veineuse dus à la sénescence, après une immobilisation prolongée, lésions, pathologie vasculaire, varices, varicosités, ulcères de jambe, varicelle de jambe, varicelle de pied, etc.
2 modèles. Plus de confort par l'ajout de zones renforcées dans les zones à plus forte charge de pression artérielle.
Pour plus d'informations, contactez Velpeau® sur le site internet ou par téléphone au 02 38 20 20 20.
Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS - RCS Copernic 3 380 236 091 - 24 Bd. Chabry - 88200 Remiremont - AP 2022/04-055



**Velpeau®
EXPERT**

**LIGATION® PRO
EXPERT
ORTHÈSE DE GENOU**

Renforcements latéraux articulés pour garantir la stabilité du genou

Utilisation simple (grâce à une conception ouverte)

Agredable à porter

Matériaux respirants

La LIGATION® PRO EXPERT est un traitement des douleurs chroniques et aiguës de la zone du genou. Elle agit sur la circulation sanguine et aide à réduire le gonflement et la douleur. Elle est conçue pour être utilisée pendant les périodes de repos et de récupération, ainsi que pendant les périodes d'activité physique. Elle est adaptée à tous les types de genoux et peut être utilisée par les personnes souffrant de douleurs liées à la sénescence, à une immobilisation prolongée, à une lésion, à une pathologie vasculaire, à des varices, à des varicosités, à des ulcères de jambe, à des varicelles de jambe, à des varicelles de pied, etc.
Velpeau® - Dispositifs médicaux CE. Consulter les notices d'utilisation spécifiques à chaque produit pour plus d'informations.
Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS - RCS Copernic 3 380 236 091 - 24 Bd. Chabry - 88200 Remiremont - AP 2022/04-055



**Velpeau®
EXPERT**

Bandage pied-équinodyle

Orthèse de genou

Bandage poitrine

Orthèse de cheville

Fournisseur officiel de la FFvolley

Atome OMBREMANOU - Théo LOUAT - Théo CLEVENOT
Joueurs de l'équipe de France de Volley-Ball médaillée d'or à Tokyo

Velpeau® - Dispositifs médicaux CE. Lire attentivement les notices d'utilisation spécifiques à chaque produit pour plus d'informations.
Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS - RCS Copernic 3 380 236 091 - 24 Bd. Chabry - 88200 Remiremont - AP 2022/04-055



INSUFFISANCE VEINEUSE

**ÊTRE À L'HEURE
POUR LA VISIO DE 9H
SANS SACRIFIER
SON STYLE ?**

**C'EST ÇA AUSSI,
ÊTRE UNE SPORTIVE !**

**ROSE
BARBE À PAPA**

**VELPEAU® VEINO CARE®
Microfibre
CHAUSSETTES DE COMPRESSION**

Rose barbe à papa
Vert pistache
Lilas fruits des bois
Orange passion
Bleu menthe glacée

Disponibles dans d'autres coloris en bas et collants

Velpeau®
Supporter des sportifs du quotidien

Velpeau® - Dispositifs médicaux CE. Consulter les notices d'utilisation spécifiques à chaque produit pour plus d'informations.
Velpeau® VeinoCare® Microfibre - Complet de compression à effet de massage facilitant la circulation veineuse. Indiqué en cas de troubles de circulation veineuse dus à la sénescence, après une immobilisation prolongée, lésions, pathologie vasculaire, varices, varicosités, ulcères de jambe, varicelle de jambe, varicelle de pied, etc.
2 modèles. Plus de confort par l'ajout de zones renforcées dans les zones à plus forte charge de pression artérielle.
Pour plus d'informations, contactez Velpeau® sur le site internet ou par téléphone au 02 38 20 20 20.
Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS - RCS Copernic 3 380 236 091 - 24 Bd. Chabry - 88200 Remiremont - AP 2022/04-055

Que l'on soit sportif de haut niveau ou sportif du quotidien, chaque geste, chaque activité même anodine, peut être la cause d'un traumatisme, allant de la simple gêne jusqu'à la blessure.

Insuffisance veineuse, entorses, dorsalgies, lésions cutanées... Ces troubles peuvent **impacter le niveau d'activité de vos patients** ainsi que leur qualité de vie.

C'est pourquoi depuis 160 ans Velpeau® est engagé **à vos côtés, au service de la mobilité des patients**, et plus que jamais en 2023 :

- **Événements professionnels** (congrès des pharmaciens, Congrès National de Médecine et de Traumatologie du sport...),
- **Formations** (webinaire, formation en officine...),
- **Partenariat avec les prescripteurs** (médecins généralistes et spécialistes, médecins du sport, rhumatologues...),
- **Animations promotionnelles** en pharmacie,
- **Innovation produits** (nouveautés orthopédie & compression),
- **Partenariats** sportifs, dont la Fédération Française de Volley pour la deuxième année.
- **Espace pro sur le site Velpeau.fr**

COMPLÉTEZ VOTRE CATALOGUE
AU FIL DE L'ANNÉE
AVEC NOS NOUVEAUTÉS

NOS ENGAGEMENTS

QUALITÉ

Travail constant avec les organismes certificateurs : **le TÜV SUD, ASQUAL, GOTS par Ecocert Greenlife**. Orthèses **validées par des médecins spécialistes** en orthopédie ainsi que par des **évaluateurs cliniques** (indications et utilisations prévues).

RESPONSABLE

Démarche de responsabilité sociétale dans les domaines économique, social, environnemental, éthique et culturel. **Certifié ISO 14001**, le groupe L&R est engagé dans un principe d'amélioration continue en réduisant son impact environnemental.

UN RAYONNEMENT INTERNATIONAL

Le groupe Lohmann & Rauscher **INVESTIT DANS UN NOUVEAU CENTRE DE COMPÉTENCES** À SAINT-GENEST-LERPT (42) : L&R Medical Products France.

L&R - PIONNIER DANS L'ORTHOPÉDIE investit dans un VÉRITABLE « HUB » FRANÇAIS où savoir-faire du textile compressif et expérience de la R&D seront réunis pour affirmer plus fortement encore leur rôle D'ACTEUR DANS LA COMPRESSION MÉDICALE.

Celui-ci a en effet, réalisé différentes acquisitions ces dernières années dans le but de regrouper connaissances et savoir-faire dans le domaine de la compression médicale (collant, bas, chaussettes).


Depuis 1929, ce site est historiquement un centre de compétences pour **le développement et la production d'orthèses**. Il a été sélectionné selon différents critères :

- Il bénéficie d'un savoir-faire approfondi pour le développement et la production de produits médicaux en maîtrisant **les techniques de tissage, de tricotage rectiligne et circulaire**, ainsi que celles d'assemblage, par couture traditionnelle ou robotisée, et à haute fréquence.
- L'équipe de R&D déjà sur place est à la fois **expérimentée, compétente et engagée** dans un secteur du textile très développé. Les écoles, universités et entreprises spécialisées présentes permettent aussi d'attirer des professionnels bénéficiant d'une réelle expertise.
- Forte et durable, la chaîne d'approvisionnement dans ce berceau du textile offre à la R&D **un environnement économique favorable**.

Un investissement est prévu dans des machines hautement technologiques à tricoter rectilignes et circulaires.

ZOOM SUR L'INNOVATION & LA HAUTE TECHNOLOGIE

Tissage Jacquard, tricotage 3D intégral, découpe numérique, assemblage par haute fréquence, transfert thermique, moulage de silicone...





FOURNISSEUR OFFICIEL

ANIMATIONS, JEUX-CONCOURS
ET HABILLAGES DE VITRINE
TOUT AU LONG DE L'ANNÉE



14 AVRIL

3^{ème} JOURNÉE
FRANCOPHONE
DES FÉDÉRATIONS
DE LA SFTS

PARIS

11-13 MAI

JOURNÉES NATIONALES
RHUMATOLOGIE GRENOBLE



Espace pro : www.velpeau.fr

JANVIER

FÉVRIER

MARS

AVRIL

MAI

JUIN ...

JUILLET

AOÛT

Campagne de formation des titulaires et équipes

Module de formation
DOS

Module de formation
GENOUX

JANVIER

INNOVATION ORTHÈSE
LANCEMENT
Genou

MODULE DE FORMATION
Genou

CAMPAGNE MARKETING DIRECT
Prescripteurs et rhumatologues

NOUVEAU

JUIN

CONGRÈS DES PHARMACIENS
MONTPELLIER



JUIN

Velpeau®
SUPPORTER
de la VNL et des équipes
de France de Volley-ball.

INNOVATION ORTHÈSE
LANCEMENT
Épaule

NOUVEAU

CAMPAGNE RÉSEAUX SOCIAUX
Plan de communication
 YouTube & LinkedIn



20/22 SEPTEMBRE
CONGRÈS DE MÉDECINE GÉNÉRALE & DE TRAUMATOLOGIE
 TOULON

10 AU 12 DÉCEMBRE
36^{ème} CONGRÈS FRANÇAIS DE LA RHUMATOLOGIE



SEPTEMBRE OCTOBRE NOVEMBRE **DECEMBRE**

types officinales

Module de formation
POIGNETS

INNOVATION ORTHÈSE
 LANCEMENT
Dos/poignets/chevilles



VELPEAU®
VOUS ACCOMPAGNE TOUT AU LONG DE 2023 :

- Aide au conseil officinal
- PLV
- Formations
- Vidéos, tutoriels, webséries
- Espace pro sur www.velpeau.fr

+ De 12 DU orthèse dispensés en France qui, chaque année, concourent à former + de 250 pharmaciens

*vente

AU SERVICE DE VOTRE AGENCE

FORMATION et aides à la délivrance.

En présentiel avec nos délégués expert et conseillers techniques ou digital, des outils pour accompagner le conseil au comptoir à retrouver en téléchargement sur velpeau.fr.

PLV (Promotion sur le lieu de vente)

Des dispositifs adaptés pour assurer la visibilité de votre assortiment, du linéaire jusqu'à la vitrine..

GESTION de votre stock

Une gamme large et optimisée. Une solution pour chaque patient.

et + de 220 groupements partenaires

Vidéos d'animation
 - Orthèse
 - Bas de compression
 - Cotopads
 - Pansements

Poster décisionnel

Éventail de présentation

Velpeau.fr
 vidéos de mise en place
 et formation des équipes

Espace Pro
 Velpeau.fr
 accès en replay
 à des webinaires
 de formation

Présentoir
 de comptoir

Présentoir de
 comptoir expert

Support pour
 orthèse de genou

Support de
 ceinture

Créez votre espace Orthopédie aux couleurs de la Fédération Française de Volley

Buste femme enceinte



Flamme



Vitrophane

Mannequin





Bandage anti-épicondylite



Orthèse de cheville



Orthèse de genou



Bandage patellaire



Velpeau® **EXPERT**

Fournisseur officiel de la FFvolley 
Jénia GREBENNIKOV - Yacine LOUATI - Trévor CLEVENOT
Joueurs de l'équipe de France de Volley-Ball,
médaillés d'or à Tokyo

Un service client remarqué sur Faks !

Une forte réactivité de nos équipes dans l'enregistrement et le traitement de vos réclamations, le temps de réponse et le temps de traitement moyen.

Notre note moyenne est de 4.49/5 ★★★★★



Un service client dédié et à votre écoute !

Un accompagnement de proximité pour vous aider dans la prise en charge de vos patients et le développement de votre officine :

1 **Vous conseiller** et vous apporter les solutions adaptées à vos besoins.

2 **Vous délivrer** une information claire et transparente sur nos produits, nos services ainsi que nos conditions commerciales.


3 **Vous garantir** écoute, conseil, réactivité et professionnalisme au quotidien.




Horaires : nos assistants commerciaux sont à votre disposition du lundi au vendredi de **8 h 30 à 12 h 30** et de **13 h 30 à 17 h 45**.

Pour passer vos commandes :

- par téléphone : **0329262579**
- par fax : **0329262578**
-
- par e-mail : **commandes@fr.LRmed.com**



- Les commandes passées avant 12 h 00 sont expédiées le jour même (dans la limite des stocks disponibles).
- Possibilité de livraison le samedi matin si votre commune est livrable (prestation non garantie).
- Franco de port pour toute commande ≥ 260 € HT. Si votre commande passée par fax ou pharma ML n'atteint pas ce montant, nous vous recontactons afin de vous laisser la possibilité de compléter votre commande.




- Pour toute demande d'échange ou de reprise, contactez votre service client qui vous indiquera la démarche à suivre.

ORTHÈSES



PRISE DE MESURE



VELPEAU® VOUS COACHE !

- p. 12 Formez vos équipes
- p. 12 Animez votre officine
- p. 13 Évolution des ventes

- p. 14 Bien délivrer une ceinture de soutien lombaire
- p. 16 Bien délivrer une orthèse de main
- p. 18 Bien délivrer une orthèse de cheville

TRONC / RACHIS

Cou

- p. 21 Cervix 1
- p. 21 Cervix 2

Dos

- p. 23 Materna Classic
- p. 23 Materna Comfort
- p. 24 Dorsafit® Comfort 
- p. 25 Dorsamix® Comfort
- p. 26 Dorsamix® Classic 
- p. 26 Vertélibre® Comfort
- p. 27 Dotop® Comfort
- p. 28 Thorax Classic
- p. 28 Abdominal Classic
- p. 28 Bandage herniaire Classic

MEMBRES SUPÉRIEURS

Épaule/coude

- p. 32 Epbloc Classic
- p. 33 EpEasy Classic
- p. 33 Eplmmo Classic
- p. 34 Gilet orthopédique
- p. 34 Clavicula Classic
- p. 35 Epi Comfort
- p. 35 Epi Expert

Poignet/main/pouce

- p. 38 Manus Comfort
- p. 39 Manu Control Comfort 
- p. 39 Manu Control Classic
- p. 40 Rhizo Classic
- p. 40 Rhiza Pro Comfort
- p. 41 Rhizocast Classic

MEMBRES INFÉRIEURS

Genoux

- p. 43 Patella Control Expert
- p. 43 Genouillère anatomique Classic
- p. 44 Genu Comfort
- p. 45 Laxitéral® Comfort
- p. 45 Ligaction® Comfort 
- p. 46 LigaX classic
- p. 47 Ligaction® City Comfort
- p. 49 Ligaction® Pro Expert
- p. 50 Xpro Classic
- p. 51 Genucast Classic

Cheville

- p. 54 Chevillère anatomique Classic
- p. 54 Ligaction® Classic
- p. 55 Malléo Comfort
- p. 56 Freecast® Adjust Classic
- p. 56 Freecast® Comfort
- p. 57 Ankle Control Expert
- p. 57 Airstep® Walker Classic

Compression VeinoCare®

- p. 62 Velpeau® VeinoCare® Homme (collection humeurs)
- p. 63 Velpeau® VeinoCare® Microfibre (collection cupcake)
- p. 64 Velpeau® VeinoCare® Microfibre
- p. 65 Velpeau® VeinoCare® Ultra
- p. 66 Velpeau® VeinoCare® Coton
- p. 66 Velpeau® VeinoCare® City 3

FORMEZ VOS ÉQUIPES

avec les modules de formation Velpeau® Orthopédie.

INTÉRÊT

Un meilleur accompagnement PATIENT :

- Augmenter la **satisfaction**
- Augmenter la **fidélisation**

La formation, un atout :

- Simplifier le quotidien
- Augmenter le chiffre d'affaire

OUTILS



ANIMEZ VOTRE AGENCE

avec les outils et PLV Velpeau® Orthopédie.

MANNEQUINS ET ARTICULATIONS

Leur rôle :

Mise en avant de l'orthopédie

A placer :

- Univers orthopédie
- Vitrine

PACK EXPERT

Son rôle :

Promouvoir la gamme Expert de Velpeau®, fournisseur officiel de la

FFvolley 



Évolution des ventes (en unité ou en C.A)

Famille d'orthèse	Année précédente	Objectif	RDV N°1	RDV N°2	RDV N°3	RDV N°4
			le ... / ... /	le ... / ... /	le ... / ... /	le ... / ... /
Colliers, Bandages abdominaux, thoraciques						
Ceintures de soutien lombaire						
Épaule, coude, clavicule						
Main						
Genouillères de compression						
Orthèses / atelles de genou						
Chevillères de compression						
Orthèses stabilisatrices de cheville, bottes						
Total						
		Tendance				

BIEN DÉLIVRER UNE CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

1 ESSAYAGE¹

ACCUEIL DU PATIENT AU COMPTOIR

Validité de l'ordonnance



CHOIX DU MODELE conformément :

- > à la prescription (en nom de marque, en nom de marque précédé de "type", en nom générique)
- > à la morphologie du patient, à son utilisation et à sa pathologie



PRISE DE MESURE

Tour de taille ou de hanche, sans serrer le mètre ruban, le patient ne doit pas rentrer le ventre



ESSAYAGE

- > Taille adaptée ?
- > Zone douloureuse située à deux étages vertébraux en dessous du bord supérieur de la ceinture ?
- > Absence d'appui des baleines sur la zone douloureuse ?
 - Adaptation des baleines à la morphologie
- > Essayage en position assise afin de vérifier :
 - L'absence de gêne sous la poitrine, sous les côtes flottantes et/ou de gêne respiratoire
 - L'absence de compression inconfortable de la vessie ou de l'abdomen
 - Que les baleines ne rentrent pas dans les fesses
- > Sensation de soulagement pour le patient ?




MISE EN PLACE

- > Placer le bord inférieur de la ceinture à la naissance du sillon inter-fessier
- > Positionner les baleines symétriquement de part et d'autre du rachis



CONSEILS AU PATIENT

LE VÉRITABLE ENNEMI DU DOS, C'EST LE REPOS²



*Peur de se faire mal.



“Pour prévenir le mal de dos, la plupart des activités physiques sont bénéfiques si on les pratique dans de bonnes conditions (matériel & exercices adaptés, échauffement...). Le médecin traitant peut également aider le patient dans son choix d'activité.”²

1. Article Profession Pharma – supplément n°139 Octobre 2018 - Guide pour la dispensation des ceintures de soutien lombaire de série – SCHENCKERY Juliette – Rédactrice en Chef, Docteur en Pharmacie. 2. Assurance Maladie – Livret : Je souffre de lombalgie : de quoi s'agit-il et que faire? Octobre 2017. Disponible sur : ameli.fr - Consulté le 17/03/2022.

2 DÉLIVRANCE^{1,3}

CHOIX DE LA TAILLE

Patient - de 1m60 > 21cm

Patient + de 1m60 avec posture quotidienne :

assise > 21cm

debout > 26 ou 28cm

MORPHOLOGIE

ACTIVITÉ

Classique	Position assise prolongée		Velpeau® Dorsafit® Comfort 21 ou 26 cm 4 baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire ⁴
	Position debout prolongée		Velpeau® Dotop® Comfort 28 cm Stabilise ⁵ , soulage ⁶ avec un confort de port ⁷
	Activité variée		Velpeau® Dorsamix® Comfort 26 cm 4 baleines dorsales amovibles et 2 sangles élastiques additionnelles contribuent à la stabilisation du rachis lombaire en fonction de la pathologie et des activités du patient ⁸
	Adaptable à la zone douloureuse		Velpeau® Vértélibre® Comfort 26 cm Les sangles élastiques peuvent être pivotées de 180° en cas de besoin ⁹
	Travail de force		Velpeau® Dorsamix® Classic 21 ou 26 cm Facile à ajuster ¹⁰ : l'ouverture et la fermeture sont facilitées par les passes-mains Velpeau® lock
Grande taille (Tour de taille > 135cm)			Velpeau® Vértélibre® Comfort 26 cm Les sangles élastiques peuvent être pivotées de 180° en cas de besoin ⁹
Femme enceinte			Velpeau® Materna Classic 21 cm ou Comfort 26 cm
Faiblesse physique			Velpeau® Dotop® Comfort 28 cm Stabilise ⁵ , soulage ⁶ avec un confort de port ⁷

VOICI QUELQUES EXERCICES QUE LE PATIENT PEUT FAIRE À LA MAISON²

EXERCICE DE RELAXATION

Étendu, le dos bien plaqué au sol, les jambes fléchies reposant sur l'assise d'une chaise, les mains croisées derrière la tête.



EXERCICE D'ETIREMENT ET DE RENFORCEMENT MUSCULAIRE

Allongé sur le dos, jambes fléchies, pieds à plats sur le sol, bras croisés derrière la tête. Ramener les genoux vers les épaules en soufflant. Le dos reste collé au sol, les mains ne poussent pas la tête. Alternier 6 secondes d'exercices puis 6 secondes de repos.



EXERCICE D'ÉTIREMENT

À 4 pattes, creusez le dos en relevant la tête sur une inspiration. Ensuite, arrondissez le dos en soufflant et regardant vos genoux.



EXERCICE D'ASSOULPISSEMENT

Agenouillé, assis sur les talons, le dos enroulé, le front contre le sol et encadré par les coudes et les avant-bras reposant au sol.



3. DFC-2021-168. 4. Notice d'utilisation de la Velpeau® Dorsafit®. 5. DFC-2020-059. 6. DFC-2020-060. 7. DFC-2020-061. 8. DFC-2020-065. 9. Notice d'utilisation de la Velpeau® Vértélibre®. 10. Notice d'utilisation de la Velpeau® Dorsamix®.

BIEN DÉLIVRER UNE ORTHÈSE DE MAIN

PATHOLOGIES TRAUMATIQUES

Douleur d'apparition brutale et de courte durée¹

Entorse du poignet

Entorse du poignet-pouce
Fracture du scaphoïde

Entorse MP* du pouce
Arthrose du pouce

Orthèse statique d'immobilisation pour poignet, poignet-pouce et pouce (orthèse longue)

Objectif : Retrouver une articulation fonctionnelle, stable et mobile

Manu Control CLASSIC



Manu Control Classic évolue en 2023
Plus d'informations à venir

Rhizocast CLASSIC



Rhizo CLASSIC



Manu Control COMFORT



* Articulation Métacarpo-Phalangienne

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS

présentant un TMS** ou en reprise d'activité²

Améliorez votre mobilité articulaire par des mouvements **d'étirements statiques** et de **relaxation**.

Les mouvements sont à faire quotidiennement (l'exercice dure 2 à 3 min).

**Troubles musculo-squelettiques.



1. DFC-2020-106. 2. Isel M, Merle M. Orthèses de la main et du poignet - Protocoles de rééducation. 2012. Edition : Elsevier Masson. Chapitre 13 - Rééducation musculaire. Page 201.
3. Dr Laroche Françoise, Lambert Anne. Arthrose des doigts et du poignet - Arthrose débutante, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409102 - Septembre 2014. Edition

PATHOLOGIES CHRONIQUES

Douleur et invalidité permanentes²

Tendinite du poignet /
Syndrome du canal carpien
Arthrose du poignet

Orthèse statique
de maintien du poignet

Manus COMFORT



Manu Control COMFORT



Manu Control CLASSIC



Tendinite de De Quervain
(Poignet-Pouce)

Orthèse fonctionnelle
pour immobilisation de la MP*
du pouce

Rhizocast CLASSIC



Rhizarthrose (Pouce)
Rhizarthrose
(stade précoce & avancé)

Orthèse fonctionnelle courte
pour immobilisation
de la colonne du pouce

Rhiza Pro COMFORT



Rhizo CLASSIC



i Manu Control Classic évolue en 2023
Plus d'informations à venir

*Articulation Métacarpo-Phalangienne

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS

ayant une **arthrose débutante** des doigts et du poignet³

1 - AUTOMASSAGES



2 - ÉTIREMENT DES POUCES



3 - ÉTIREMENT DES DOIGTS



4 - ÉTIREMENT DOIGTS ET POIGNET



ayant une **arthrose installée** des doigts et du poignet⁴

1 - AUTOMASSAGES



2 - OUVERTURE DU POUCE



3 - RENFORCEMENT DES DOIGTS




4 - FLEXION DORSALE DE LA MAIN



scientifiques L&C. Consulté le 04/09/2020 sur arthrolink.com. 4. Dr Laroche Françoise, Lambert Anne. Arthrose des doigts et du poignet - Arthrose installée, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409103 - Septembre 2014. Edition scientifiques L&C. Consulté le 04/09/2020 sur arthrolink.

BIEN DÉLIVRER UNE ORTHÈSE DE CHEVILLE

Choisir l'orthèse en fonction de la pathologie¹ :



CONDUITE À TENIR DEVANT UNE ENTORSE SIMPLE DE LA CHEVILLE^{2,3}

Protocole GREC : Glace, Repos, Elévation, Compression

GLAÇAGE

précoce, 4 fois par jour.



REPOS

relatif, appui autorisé en fonction de la douleur, cannes anglaises lors des déplacements.



1. Notices d'utilisation. 2. <https://urgences-serveur.fr/entorse-de-cheville,10.html>, consulté le 02/02/2021. 3. SFMU, Actualisation de la Conférence de consensus l'entorse de cheville au service d'urgence 5^{ème} Conférence de consensus Roanne le 28 avril 1995, 2004, https://www.sfmou.org/upload/consensus/actualisation_entorse.pdf, consulté le 17/03/2021 -

TRAUMATIQUE

Entorse de Grade I

Entorse de Grade II

Entorse de Grade III

Fracture

0 À 3 SEMAINES

Ligation®



Freecast® Adjust



Freecast



Ankle Control



Airstep® Walker



Airstep® Walker



GUÉRISON I

3 À 6 SEMAINES

Ligation®



Freecast® Adjust



Freecast



Ankle Control



REINFORCEMENT II

6 À 12 SEMAINES

Ankle Control



Ankle Control



Ankle Control



Ankle Control



REPRISE / PRÉVENTION III

ELÉVATION

du membre lésé lors de position assise ou couchée.



COMPRESSION

par bandages élastiques ou attelle avec compartiments gonflables.



Orthèses **COU**





Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



Cervix 1 CLASSIC - p. 21

Cervix 2 CLASSIC - p. 21



Syndromes douloureux

Syndromes douloureux

Torticolis

**Distorsion de la
colonne cervicale**

CLASSIC Cervix® 1



Velpeau® Cervix 1 Classic est un collier cervical prêt à l'emploi de forme anatomique pour soutien léger. Il stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la chaleur.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis, affections dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme), dysfonction récidivante des facettes articulaires, discectomie (uniquement temporairement après une intervention chirurgicale), spondylarthrite.



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



DM Classe I

Code LPP : 7121630

9,25€

LPP

Taille	1			2			3		
Hauteur en cm	7,5	9	11	7,5	9	11	7,5	9	11
Tour de cou	28-34 cm	28-34 cm	28-34 cm	34-42 cm	34-42 cm	34-42 cm	42-50 cm	42-50 cm	42-50 cm
Coloris ■	4056649516453	4056649516477	4056649516491	4056649516514	4056649516538	4056649516552	4056649516576	4056649516590	4056649516613
Réf.	34060	34061	34062	34063	34064	34065	34066	34067	34068

CLASSIC Cervix® 2

Velpeau® Cervix 2 Classic est un collier cervical prêt à l'emploi de forme anatomique avec renfort et chanfrein sous le menton pour soutien moyen. Il stabilise la colonne cervicale et aide à réduire la tension musculaire au niveau du cou en conservant la chaleur.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Syndromes douloureux de la colonne cervicale, torticolis, affections dégénératives de la colonne cervicale sans déficience neurologique, entorse de la colonne cervicale (temporairement après un traumatisme), dysfonction récidivante des facettes articulaires, discectomie (uniquement temporairement après une intervention chirurgicale), spondylarthrite.



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



DM Classe I

Code LPP : 7121646

13,10€

LPP

Taille	1			2			3		
Hauteur en cm	7,5	9	11	7,5	9	11	7,5	9	11
Tour de cou	28-34 cm	28-34 cm	28-34 cm	34-42 cm	34-42 cm	34-42 cm	42-50 cm	42-50 cm	42-50 cm
Coloris ■	4056649516637	4056649516651	4056649516675	4056649516699	4056649516712	4056649516736	4056649516750	4056649516774	4056649516798
Réf.	34070	34071	34072	34073	34074	34075	34076	34077	34078


Orthèses DOS



Retrouvez nos vidéos sur **Velpeau.fr**



Visionnez notre webinaire sur les maux du dos : **rendez-vous dans l'espace PRO Velpeau.fr** ou sur YouTube





Materna Classic - p. 23

Materna Comfort - p. 23

Dorsafit® Comfort

21/26 - p. 24

Dorsamix® Comfort - p. 25



Lombalgie (femme enceinte)

**Syndrome douloureux
Lombalgie chronique**



**Syndrome douloureux
Lombalgie chronique**

Dorsamix® Classic

21/26 - p. 26

Vertélibre® Comfort - p. 26

Dotop® Comfort - p. 27



Lombalgie aiguë

**Lombalgie aiguë
Lombalgie chronique**

**Lombalgie aiguë
Discopathie**

L'organisation du rachis repose sur une triple finalité : Stabilité et mobilité, assurées par le disque intervertébral et les structures ligamentaires antérieures et postérieures, et protection du système nerveux dans le canal rachidien. La moelle s'arrête au niveau du L2.

Le disque intervertébral est formé d'une partie centrale très hydratée (80 %) de type cartilagineux et d'une structure périphérique de type ligamentaire. A l'étape lombaire, la charge est importante (60 % du poids du corps) au niveau L4-L5 en position debout. Elle augmente en position assise et en flexion antérieure.*

* L'observatoire du mouvement 2007.

CLASSIC

Materna



Velpeau® Materna Classic est une orthèse dorsale pour femme enceinte. Elle stabilise le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent d'ajuster l'action stabilisatrice de l'orthèse.¹


1 : Notice d'utilisation.

Indications : Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région sacroïliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse.

HAUTEUR
21
cm



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



DM Classe I

Code LPP : 201E00.021

47,19€

LPP

Taille unique	Réf.	Tour de hanche (cm)	1
Coloris ■	109680	80-125	4056649550198

COMFORT

Materna



Velpeau® Materna Comfort est une orthèse dorsale pour femme enceinte. Elle stabilise le rachis lombaire et soutient la musculature abdominale et dorsale, dans le but de soulager le dos et de soutenir le ventre. Les baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire. Les sangles de contention élastiques permettent d'ajuster l'action stabilisatrice de l'orthèse.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Douleurs non spécifiques au niveau de la colonne vertébrale et de la région sacroïliaque dues à une mauvaise posture ou à une sollicitation inappropriée pendant la grossesse.

HAUTEUR
26
cm



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,86€

LPP

Tour de hanche (cm)	80-95	95-110	110-125	125-140
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649576037	4056649576051	4056649576075	4056649576099
Réf.	129980	129981	129982	129983

COMFORT

Dorsafit®


Velpeau® Dorsafit Comfort est une ceinture de soutien lombaire avec un effet stabilisant. Quatre baleines intégrées contribuent à la stabilisation du rachis lombaire.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DF-2017-040. 3 : DF-2017-042. 4 : DF-2017-044. 5 : DF-2017-045. 6 : DF-2017-046.

Indications : Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.



2 HAUTEURS
21 et 26 cm



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

Forme anatomique²

Facile à appliquer (passe main ergonomique)³

Confortable à porter⁴

Matériaux respirants⁵

Mince et légère⁶



DM Classe I

Codes LPP : 201E00.021 et 201E00.022

Hauteur 21 cm

47,19€


LPP

Hauteur 26 cm

55,86€

LPP

Tour de taille (cm)	65-80	80-95	95-110	110-125
Taille	1	2	3	4
Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021				
Coloris ■	4056649583011	4056649583028	4056649583035	4056649583042
Réf.	190000	190001	190002	190003
Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022				
Coloris ■	4056649431091	4056649431114	4056649519218	4056649431138
Réf.	108660	108661	108662	108663



Matériaux légers et ajourés pour favoriser la respirabilité.^{2,3}

Facile à utiliser grâce à l'ergonomie des fermetures auto-agrippantes et des poignées.⁵



Quatre baleines amovibles et deux sangles élastiques additionnelles contribuent à la stabilisation du rachis lombaire en fonction de la pathologie et des activités du patient.⁶

Des marquages sur les baleines dorsales constituent une aide à la pose et indiquent la direction correcte de réinsertion.⁴

COMFORT

Dorsamix®

Velpeau® Dorsamix Comfort est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines amovibles assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Deux sangles élastiques additionnelles, à attacher à la partie frontale de l'orthèse via la fermeture auto-agrippante, complètent l'effet stabilisant et facilitent l'ajustement individuel de l'orthèse.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-074. 3 : DFC-2019-081. 4 : DFC-2019-080. 5 : DFC-2019-078. 6 : DFC-2020-065.

Indications : Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum. Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant la région lombaire en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.

HAUTEUR
26
cm




DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,⁸⁶€

LPP



Tour de taille (cm)	65-85	85-105	105-125
Taille	1	2	3
Coloris ■	4056649781189	4056649781196	4056649781202
Réf.	190016	190017	190018

Facile à ajuster¹ : L'ouverture et la fermeture sont facilitées par les passe-mains Velpeau® lock.



CLASSIC

Dorsamix®

Velpeau® Dorsamix Classic est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Six baleines rigides (2 abdominales et 4 dorsales) assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Les deux baleines latérales sont amovibles. Deux sangles de contention élastiques complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse. L'ouverture et la fermeture sont facilitées par les passe-mains Velpeau® lock.¹

¹ : Notice d'utilisation.

Indications : Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

2 HAUTEURS
21 et 26 cm

DM Classe I

Codes LPP : 201E00.021 et 201E00.022

Hauteur 21 cm

47,19€


LPP

Hauteur 26 cm

55,86€

LPP

Tour de taille (cm)	65-75	75-90	90-105	105-120	120-135
Taille	1	2	3	4	5
Hauteur 21 cm – Code LPP 201E00.021					
Coloris ■	4056649515777	4056649515791	4056649515814	4056649515838	4056649515852
Réf.	32661	32662	32663	32664	32665
Hauteur 26 cm – Code LPP 201E00.022					
Coloris ■	4056649515951	4056649516019	4056649516033	4056649516057	4056649516071
Réf.	32955	32956	32957	32958	32959



MODÈLE BREVETÉ



COMFORT

Vertélibre®

Velpeau® Vertélibre Comfort est une orthèse dorsale pour la stabilisation de la région lombaire. Quatre baleines rigides assurent la stabilité et la rigidité de l'orthèse. Deux sangles supplémentaires de contention élastiques qui doivent être attachées sur la face avant de l'orthèse par la fermeture auto-agrippante complètent la stabilisation et assurent un ajustement flexible de l'orthèse. Les sangles élastiques peuvent être pivotées de 180 degrés, en cas de besoin.¹

¹ : Notice d'utilisation.

Indications : Syndrome douloureux non spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire et causé par une sollicitation inappropriée ou à une surcharge des muscles et des ligaments dans la région du rachis lombaire et du sacrum.

Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, en cas :

- d'ostéochondrose affectant la région lombaire,
- de spondylarthrite affectant la région lombaire.

180°
Rotation
(2 positions)

DM Classe I


Code LPP : 201E00.022

55,86€

LPP

Tour de taille (cm)	60-75	75-95	95-115	115-135	> 135
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649515579	4056649515593	4056649515616	4056649515630	4056649515654
Réf.	30971	30972	30973	30974	30975

HAUTEUR
26 cm



Effet stabilisant ajustable.²



Soulagement des articulations.³

Confort de port.⁴



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

COMFORT

Dotop®

Stabilise², soulage³ avec un confort de port⁴

Velpeau® Dotop Comfort est une orthèse dorsale avec effet de stabilisation et de soulagement. Quatre baleines en métal intégrées adaptables et un système de sangles additionnelles à 3 points contribuent à soutenir et à soulager le rachis lombaire.¹


1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-059. 3 : DFC-2020-060. 4 : DFC-2020-061. 5 : DFC-2020-057. 6 : DFC-2020-064.

Indications Dotop® : Syndrome douloureux non spécifique aigu ou chronique du rachis lombaire, causé par une charge inadéquate (stress biomécanique anormal) ou par un stress (lié à la charge) des muscles et ligaments du rachis lombaire et du sacrum. Syndrome douloureux spécifique, aigu ou chronique, affectant le rachis lombaire en cas d'ostéochondrose dans la région du rachis lombaire, de protrusions/prolapsus des disques intervertébraux dans la région du rachis lombaire, de spondylarthrose dans la région du rachis lombaire, de spondylolyse avec ou sans spondylolisthésis (stade I). Traitement de suivi d'opération des disques intervertébraux.

Système de laçage dans le dos pour un bon ajustement.⁵



Zone élastique au niveau du pli de l'aîne pour un bon confort de port.⁶



HAUTEUR
28
cm

DM Classe I

Code LPP : 201E00.022

55,⁸⁶€

LPP

Tour de taille (cm)	65-80	75-95	90-110	105-125	120-145
Taille	1	2	3	4	5
Coloris	4063591108339	4063591108353	4063591108377	4063591108476	4063591108490
Réf.	190295	190296	190297	190298	190299



HAUTEUR
16
cm



HAUTEUR
24
cm


CLASSIC

Thorax

Velpeau® Thorax Classic est une orthèse pour la stabilisation de la région thoracique.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Après opération du thorax, fractures des côtes, traitement conservateur de contusions du thorax.



DM Classe I

Non remboursé

Tour de taille (cm)	65-100	95-125	75-110	105-145
Taille	1 F (Femmes)	2 F (Femmes)	1 M (Hommes)	2 M (Hommes)
Coloris □	8436003478171	8436003478188	8436003478195	8436003478201
Réf.	140591	140592	140593	140594


CLASSIC

Abdominal

Velpeau® Abdominal Classic est une orthèse pour la stabilisation de la région abdominale.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Support pré ou postopératoire d'une hernie inguinale réductible unilatérale ou bilatérale non compliquée.



DM Classe I

Code LPP : 201E00.032

71,⁹⁰€

LPP

Tour de taille (cm)	< 120	120-150	> 150
Taille	1	2	3
Coloris □	4063591222240	4063591222301	4063591222325
Réf.	140891	140892	140893




HAUTEUR
25
cm

CLASSIC

Bandage herniaire

Indications : Support pré ou postopératoire d'une hernie inguinale réductible unilatérale ou bilatérale non compliquée.



DM Classe I

Code LPP : 201A00.23

33,⁷²€

LPP

Tour de taille (cm)	76-89	89-104	104-117
Taille	1	2	3
Coloris □	4056649518419	4056649518433	4056649518457
Réf.	82358	82359	82360



Rappel postural

Le port d'une ceinture lombaire augmente de façon inconsciente la sensibilité proprioceptive

Immobilisation rachidienne

Limitation articulaire sur les amplitudes extrêmes de :

- Extension
- Inclinaison latérale
- Rotation du buste
- Flexion (limitation moins certaine)

MODE D'ACTION CEINTURES LOMBAIRES

Correction de l'hyperlordose lombaire

Correction effective à l'aide des sangles de rappel, avec une meilleure correction si ces sangles de rappel sont accrochées au niveau pubien

Effet de caisson abdominal

Les CSL soutiennent et renforcent la ceinture abdominale en modifiant la posture par :

- L'augmentation de la pression intra-abdominale
- La diminution de la pression exercée sur les disques intervertébraux

Les lombalgies sont fréquentes :

84%

des personnes ont eu ou auront une lombalgie*

Orthèses ÉPAULE / COUDE



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr



EpBloc Classic - p. 32



Immobilisation

EpEasy Classic - p. 33



Immobilisation

EpImmo Classic - p. 33



Immobilisation
Immobilisation

Gilet orthopédique Comfort - p. 34



Contention

Clavicula Classic - p. 34



Immobilisation

Epi Comfort - p. 35



Tendinopathie

Epi Expert - p. 35



Epicondylite



ZOOM SUR...

L'épicondylite latérale (Tennis elbow) et L'épicondylite médiale (Golf elbow)

Au quotidien, **éviter les mouvements de préhension** forcée (mouvement avec un tournevis). Selon la prescription du médecin, une attelle de poignet peut être utile pour limiter les mouvements douloureux.

Dans le cadre sportif (tennis, golf), **adapter le matériel** à la morphologie et à la pratique. Un bracelet épicondylien avec son effet de contention peut être utilisé pendant l'exercice, en cas de douleur. Les conseils d'un professionnel, pour corriger le geste sportif, limitera le risque de récurrence.

Selon la situation, de la kinésithérapie pourra être prescrite par le médecin traitant.

Source : DF-2020-037




CLASSIC
EpBloc

Velpeau® EpBloc Classic est une orthèse pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule et du bras dans une position déterminée. L'orthèse peut être portée sur le bras droit ou gauche.¹


1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2022-060 3 : DFC-2022-061.

Indications : Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau de l'épaule et du haut du bras. Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, instabilité aiguë de l'épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l'épaule et du haut du bras, lésions du coude. Paralyse des extrémités supérieures.



Retrouvez nos vidéos sur **Velpeau.fr**

Mise en place côté droit (Découvrez la mise en place côté gauche en vidéo sur Youtube) :



TAILLE
0

DM Classe I
Code LPP : 6121650

15,24€ **LPP**

Tour de poitrine (cm)	65-80	75-95	90-110	105-125	120-140
Taille	0	1	2	3	4
Coloris ■	4056649576105	4056649576112	4056649576129	4056649576136	4056649576143
Réf.	109580	109581	109582	109583	109584

CLASSIC

EpEasy Classic

NOUVEAU

Velpeau® EpEasy Classic est une orthèse pour l'immobilisation de l'articulation de l'épaule et du bras.

L'orthèse peut être portée sur le bras droit ou gauche.

1 : Notice d'utilisation.

Indications : affection douloureuse des muscles et des tendons de l'épaule. Instabilité légère aiguë de l'épaule. Traitement aigu de la luxation de l'épaule. Distorsion ou contusion de l'épaule. Lésion aiguë de la coiffe des rotateurs. Pour le traitement post-opératoire de suivi après les chirurgies de la coiffe des rotateurs ou de l'épaule suite à une luxation. Lésion aiguë de l'articulation acromio-claviculaire. Soutien de l'avant-bras lors du port d'un plâtre.

DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,24€

LPP

Tour de poitrine (cm)	60-80	80-100	100-120
Taille	1	2	3
Coloris ■	5056420608567	5056420608574	5056420608581
Réf.	160100	160101	160102



CLASSIC

EpImmo Classic

NOUVEAU

Orthèse pour l'immobilisation des articulations de l'épaule et du bras dans une position. L'orthèse peut être portée sur le bras droit ou gauche.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Traitement conservateur, immobilisation post-traumatique et/ou pré/postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de : luxation de l'épaule, distorsion de l'épaule, contusion de l'épaule/du haut du bras, lésions aiguës des muscles et/ou des tendons de l'épaule et du haut du bras, fracture de l'omoplate, fracture de la tête humérale proximale, séparation de l'articulation AC, paralysie des extrémités supérieures.


DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,24€

LPP

Tour de poitrine (cm)	70-100	100-130	> 130
Taille	1	2	3
Coloris ■	4063591688688	4063591688701	4063591688725
Réf.	161531	161532	161533



MODÈLE BREVETÉ



Formation

Cou

Dos

Épaule / coude

Poignet / main / pouce

Genou

Cheville

Compression VeinoCare®

COMFORT

Gilet orthopédique

Orthèse pour l'immobilisation des articulations de l'épaule et du bras dans une position déterminée.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Lésions douloureuses aiguës des muscles et/ou des tendons au niveau de l'épaule et du haut du bras. Immobilisation post-traumatique et/ou postopératoire de l'épaule et du haut du bras en cas de : subluxation, luxation, élongation ou contusion, instabilité aiguë de l'épaule, lésion des muscles et/ou des tendons, intervention chirurgicale au niveau des tendons et des ligaments dans la région de l'épaule et du haut du bras, lésions du coude. Paralyse des extrémités supérieures.

MODÈLE
BREVETÉ




TAILLE
0

DM Classe I

Code LPP : 6121650

15,24€ LPP

Tour de poitrine (cm)	60-75	70-90	90-120	> 120
Taille	0	1	2	3
Coloris ■	4021447945361	4056649514633	4056649514657	4056649514619
Réf.	18417	18228	18229	18199




CLASSIC

Clavicula

Velpeau® Clavicula Classic est un bandage pour l'immobilisation de la ceinture scapulaire selon le principe du bandage en huit classique. Bandage pour réduire la mobilité de la clavicule et mettre les épaules en extension.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Traitement conservatoire des fractures de la clavicule. Soins postopératoires et post-traumatiques.



DM Classe I

Non remboursé

Tour de buste sous la poitrine (cm)	50-75	> 75
Taille	1	2
Coloris ■	4056649685760	4056649685869
Réf.	137480	137481



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr

COMFORT

Epi

Velpeau® Epi Comfort est un bandage assurant une compression sur l'articulation du coude et sur les unités tendino-musculaires proches de l'articulation. La sangle amovible accentue l'effet de compression en cas de besoin et peut être ajustée si nécessaire.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Traitement des douleurs aiguës ou chroniques en cas de défaillances fonctionnelles suite à une charge mal placée ou à une surcharge des muscles extenseurs et fléchisseurs de l'avant-bras avec irritations du tendon (tendinose) :


- Epicondylite radiale (tennis elbow).
- Epitrochléite médiale (tendinite du golfeur).



DM Classe I

Non remboursé

Tour d'avant-bras (cm)	18-20	20-22	22-24	24-27	27-30	30-33
Taille	0	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649516330	4056649516354	4056649516378	4056649516392	4056649516415	4056649516439
Réf.	34033	34034	34035	34036	34037	34038



EXPERT

Epi

Velpeau® Epi Expert est une orthèse pour le coude. Le bracelet avec pelote en silicone intégrée exerce une pression à l'origine des tendons des muscles au niveau de l'épicondyle ulnaire ou radial et soulage ainsi cette zone. La pression exercée par le bandage peut être ajustée lors du serrage.³

1 : DFC-2021-189. 2 : DFC-2021-193. 3: notice. d'utilisation


Indications :

- Épicondylite/Épicondylopathie huméro-radiale (tennis elbow)
- Épicondylite/Épicondylopathie huméro-ulnaire (golf elbow)



Fermeture facile et réglable^{1,2}

Insert en silicone de forme anatomique



DM Classe I

Non remboursé

Circonférence 5 cm en-dessous du coude (cm)	22-34
Taille	1
Coloris ■	4063591419473
Réf.	190577



Jénia Grebennikov - Libéro.
Joueur de l'équipe de France de Volley-Ball,
médaillés d'or à Tokyo.

Orthèses

POIGNET / MAIN / POUCE



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr



Manus Comfort - p. 38

Manu Control Comfort - p. 39

Manu Control Classic - p. 39



**Tendinopathie
Arthrose**



**Tendinopathie
Arthrose**

**Entorses
Canal Carpien**

Rhizo Classic - p. 40

Rhiza Pro Comfort - p. 40

Rhizocast Classic - p. 41



**Rhizarthrose
Entorses**

Rhizarthrose

**Entorses
Tendinopathie**

L'articulation du poignet :

L'articulation du poignet est une articulation complexe indissociable sur le plan fonction des autres articulations du membre supérieur, épaule, coude, avant-bras et de la main.

Le poignet est très exposé aux traumatismes, au surmenage articulaire sportif ou professionnel, aux différentes pathologies rhumatismales, arthrose, arthrite inflammatoire et métabolique, tendinopathies diverses.*

* L'observatoire du mouvement 2007.

La prise de mesure

La prise de mesure est une étape importante pour choisir la taille d'orthèse adéquate selon sa morphologie. Mesurez la circonférence du poignet puis reportez-vous au tableau de mesure pour voir les correspondances de taille.



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

La mise en place¹


Nos orthèses de poignet-main-pouce sont toutes munies de fermetures auto-agrippantes, d'une baleine amovible en aluminium ou de plaque thermoformable.

Ouvrez l'ensemble du produit de façon à obtenir une ouverture maximale. Pour éviter que les fermetures auto-agrippantes glissent et sortent des boucles, faites passer toute la fermeture auto-agrippante de la sangle supérieure par la boucle supérieure.

Glissez le poignet concerné dans l'orthèse en plaçant le pouce dans l'orifice réservé à cet effet et assurez-vous que l'orthèse et les sangles sont bien positionnées et corrigez la pression exercée sur le poignet en tirant plus ou moins fort.

Pour une immobilisation adaptée, pensez à bien ajuster les baleines ou plaques thermoformables pour éviter les points d'appuis et zones d'inconfort.

1 Voici quelques conseils pour vos patients ayant une arthrose DÉBUTANTE des doigts et du poignet.²



1 AUTOMASSAGES



2 ÉTIREMENT DES POUCES




3 ÉTIREMENT DES DOIGTS



4 ÉTIREMENT DOIGTS ET POIGNETS

2 Voici quelques conseils pour vos patients ayant une arthrose INSTALLÉE des doigts et du poignet.³




1 AUTOMASSAGES



2 OUVERTURE DU POUCE



3 RENFORCEMENT DES DOIGTS



4 FLEXION DORSALE DE LA MAIN

1. Notices d'utilisations : Manus Comfort, Manu Control Comfort, Manu Control Classic, Rhizo Classic, Rhiza pro Comfort, Rhizocast Classic.

2. Dr Laroche Françoise, Lambert Anne, Arthrose des doigts et du poignet – Arthrose débutante, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409102 – Septembre 2014. Edition scientifiques L&C. Consulté le 04/09/2020 sur arthrolink.com

3. Dr Laroche Françoise, Lambert Anne, Arthrose des doigts et du poignet – Arthrose installée, mouvements d'entretien articulaire. AFLAR. 8409103 – Septembre 2014. Edition scientifiques L&C. Consulté le 04/09/2020 sur arthrolink.com

COMFORT

Manus

Velpeau® Manus Comfort comprime grâce à la combinaison du tricot, de l'insert en silicone en demi-lune et de la sangle de stabilisation au niveau du poignet et réduit ainsi la tendance au gonflement. Le poignet est stabilisé grâce à la baleine anatomique amovible et la sangle de stabilisation. Si la baleine est enlevée, la fonction principale de l'orthèse de poignet sera de comprimer et stabiliser grâce à la sangle de stabilisation.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DF-2018-049. 3 : DFC-2020-066.

Indications : Traitement post-traumatique des entorses modérées à graves. Arthrose activée ou arthrite du poignet. Tendinite au niveau de la main. Tendovaginite (tendinite du poignet). Traitement ultérieur suite à des fractures du poignet, des opérations ou la pose d'un plâtre. Algoneurodystrophie de stade I (SRDC). En cas d'instabilité et de surcharge fonctionnelle au niveau du poignet.



Baleine anatomique amovible.¹



Confortable grâce aux microfibres.²



Compression supplémentaire grâce à la sangle circulaire.³



Benjamin Toniutti - Passeur.
Capitaine de l'équipe de France de Volley-Ball,
médaillés d'or à Tokyo.



DM Classe I
Code LPP : 7121824

41,64€ LPP

Tour de poignet (cm)	13-14,5	14,5-16,5	16,5-19	19-23
Taille	0	1	2	3
Droite ■	4056649516958	4056649516972	4056649516996	4056649517016
Réf.	34484	34485	34486	34487
Gauche ■	4056649517030	4056649517054	4056649517078	4056649517092
Réf.	34518	34519	34520	34521

COMFORT

Manu Control

Velpeau® Manu Control Comfort est une orthèse pour le poignet. La combinaison de deux baleines latérales intégrées, d'une baleine palmaire amovible et de trois sangles de stabilisation assure l'immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-073. 3 : DFC-2020-077. 4 : DFC-2020-074.

Indications : Traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses). Arthrose activée ou arthrite du poignet. Inflammation tendineuse de la main (tendinite). Traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre. Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I. Inflammation de la gaine tendineuse (tendovaginite).



Retrouvez nos vidéos sur **Velpeau.fr**



Mise en place et ajustement facilités.²

56,⁶⁴€ LPP

DM Classe I

Code LPP : 7121669

Tour de poignet (cm)	13-16.5	15.5-19.5	18.5-22.5	21.5-26
Taille	1	2	3	4
Droite ■	4063591106311	4063591106335	4063591106359	4063591153643
Réf.	190292	190293	190294	190428
Gauche ■	4063591106014	4063591106038	4063591106052	4063591153667
Réf.	190289	190290	190291	190429



CLASSIC

Manu Control

i Manu Control Classic évolue en 2023
Plus d'informations à venir

Velpeau® Manu Control Classic est une orthèse pour le poignet. La combinaison de deux baleines latérales intégrées, d'une baleine palmaire amovible et de trois sangles de stabilisation assure l'immobilisation du poignet. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L'orthèse peut être portée sur le poignet droit ou gauche.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2022-109. 3 : DFC-2019-104. 4 : DFC-2022-110.

Indications : Traitement post-traumatique après des distorsions modérées à graves (entorses). Arthrose activée ou arthrite du poignet. Inflammation tendineuse de la main (tendinite). Inflammation de la gaine tendineuse (tendovaginite). Syndrome douloureux régional complexe (SDRC) de stade I. Traitement de suivi des fractures du poignet après chirurgie ou plâtre. Syndrome initial du canal carpien. Instabilité et surcharge fonctionnelle du poignet.



Retrouvez nos vidéos sur **Velpeau.fr**



Design réversible innovant.³

Évidement du pouce doux et confortable.²

Ambidextre.¹

56,⁶⁴€ LPP

DM Classe I

Code LPP : 7121669

Tour de poignet (cm)	13,5-17,5	16,5-20,5	19,5-25
Taille	1	2	3
Coloris ■	4063591415444	4063591415451	4063591415468
Réf.	108880	108881	108882



CLASSIC

Rhizo

Velpeau® Rhizo Classic est une orthèse de pouce. Une baleine anatomiquement préformée et deux sangles de stabilisation immobilisent l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce en réduisant la mobilité. La baleine peut être adaptée individuellement par un spécialiste en cas de besoin. L'orthèse peut être portée sur le pouce droit ou gauche.¹

¹ : Notice d'utilisation.

Indications : Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Immobilisation en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur). Immobilisation en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce. Immobilisation en cas d'altérations dégénératives dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).



DM Classe I

Code LPP : 7122114

43,32€

LPP

Tour de poignet (cm)	12,5-17,5	16,5-21,5
Taille	1	2
Coloris ■	4056649777144	4056649777274
Réf.	190040	190041



COMFORT

Rhiza Pro

Velpeau® Rhiza Pro est une orthèse de pouce. Tricot 3D, intérieur coton. Légère et peu encombrante. Plaque thermoformable. Pince pouce / index conservée. Ambidextre.¹

¹ : Notice d'utilisation.

Indications : Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur), en cas d'instabilité chronique des articulations du pouce, en cas d'altération dégénérative dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo-trapézoïdienne, rhizarthrose).



Plaque thermoformable



DM Classe I

Code LPP : 7122083

53,18€

LPP

Tour de poignet (cm)	14-17	17-21	21-25
Taille	1	2	3
Coloris ■	4056649514671	4056649514695	4056649519966
Réf.	18894	18898	18909



Rhizocast

Velpeau® Rhizocast Classic est une orthèse pour le poignet et le pouce. La combinaison d'une baleine palmaire, d'une baleine latérale, et de deux baleines pour le pouce, ainsi que de quatre sangles de stabilisation entraîne une immobilisation du poignet, de l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce. Les baleines peuvent être adaptées individuellement par un spécialiste en cas de besoin.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Immobilisation en cas d'états post-traumatiques et postopératoires au niveau du poignet et dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce, ainsi qu'en cas de lésion ligamentaire ulnaire (pouce du skieur). Immobilisation en cas d'altérations dégénératives au niveau du poignet et dans l'articulation métacarpo-phalangienne du pouce (arthrose scapho-trapézo- trapézoïdienne, rhizarthrose). Immobilisation en cas d'inflammations de l'appareil tendineux de la main (tendovaginite). Immobilisation en cas de syndrome du canal carpien initial (SCC).

DM Classe I

Code LPP : 7122083

53,18€

LPP

Tour de poignet (cm)	13,5-17,5	16,5-20,5	19,5-25
Taille	1	2	3
Droite ■	4056649777311	4056649777434	4056649777656
Réf.	190050	190052	190054
Gauche ■	4056649777359	4056649777496	4056649777748
Réf.	190051	190053	190055



VOICI QUELQUES CONSEILS POUR VOS PATIENTS PRÉSENTANT UN TMS** OU EN REPRISE D'ACTIVITÉ¹

Améliorez votre mobilité articulaire par des mouvements d'**étirements statiques** et de **relaxation**. Les mouvements sont à faire quotidiennement (l'exercice dure 2 à 3 minutes).



**TMS : Troubles Musculo-Squelettiques

1 : Isel M, Merle M. Orthèses de la main et du poignet – Protocoles de rééducation. 2012. Edition : Elsevier Masson. Chapitre 13 – Rééducation musculaire. Page 201.

Orthèses GENOU



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



**Patella Control
Expert - p. 43**

**Anatomique
Classic - p. 43**



Tendinopathie rotulienne

Syndromes douloureux

**Genu Comfort
- p. 44**

**Laxitéral® Comfort
- p. 45**

**Ligaction® Comfort
- p. 45**

**LigaX
Classic - p. 46**



Pathologies rotuliennes

Pathologies rotuliennes

Pathologies ligamentaires



Pathologies rotuliennes

**Ligaction® City
Comfort - p. 47**

**Ligaction® Pro
Expert - p. 49**

**Xpro Classic
- p. 50**

**Genucast Classic
0° / 20° / Modular
- p. 51**



Pathologies rotuliennes

Pathologies ligamentaires

Pathologies ligamentaires

Immobilisation

Pathologies ligamentaires

Immobilisation réglable

L'articulation du genou :

Articulation intermédiaire du membre inférieur, rôle statique et dynamique important, elle est formée de deux ensembles fémoro-tibial et fémoro-patellaire.

Le système ligamentaire est complexe et fragile avec des structures périphériques internes, externes et axiales. Les ménisques fixés au tibia ont un rôle à la fois de stabilisation et d'amortissement et de répartition des charges.*

* L'observatoire du mouvement 2007.

Patella Control

Velpeau® Patella Control Expert est un bandage pour le tendon patellaire. Une pelote en silicone intégrée (rembourrage) fournit une pression sur le tendon patellaire (ligamentum patellae) et soulage ainsi le tendon et les insertions tendineuses. La pression exercée par le bandage peut être ajustée lors du serrage.¹

1- Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-179. 3 : DFC-2021-184. 4 : DFC-2021-185.

Indications :

- Tendinite ou tendinopathie du ligament rotulien (synonyme : genou du sauteur ou tendinopathie patellaire)
- Chondropathie patellaire
- Arthrose fémoropatellaire
- Douleurs à l'avant du genou

Insert en silicone de forme anatomique

Fermeture facile et réglable³

Confort au porté⁴

DM Classe I

Non remboursé

Circonférence 3 cm au-dessus de la rotule (cm)	27,5 - 42
Taille	1
Coloris ■	4063591421018
Réf.	190578



CLASSIC

Genouillère anatomique

Orthèse pour la compression et la stabilisation du genou.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications : Traitement de douleurs chroniques ou aiguës et/ou des irritations articulaires du genou :

- Entorses légères du genou.
- Début de gonarthrose ou d'arthrite avec et sans épanchement articulaire.

DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2

19,30€ LPP*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649514718	4056649514732	4056649514756	4056649514770	4056649515333
Réf.	19377	19378	19379	19383	25807



* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



Nicolas Le Goff - Central.
Joueur de l'équipe de France de Volley-Ball, médaillés d'or à Tokyo.




COMFORT
Genu

Orthèse pour le soutien et la stabilisation de l'articulation du genou. Velpeau® Genu Comfort est une genouillère avec insert et baleines latérales pour la compression et la stabilisation de l'articulation du genou.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-067. 3 : DFC-2020-068.

Indications : Traitement de douleurs chroniques et aiguës et des irritations articulaires ainsi que les déficits fonctionnels consécutifs à une blessure ou à une intervention chirurgicale et suite à une mise en charge inadaptée ou à une surcharge de l'articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des muscles et des ligaments :

- Entorses du genou légères ou modérées.
- Début de gonarthrose ou arthrose avec et sans épanchement articulaire.
- Instabilité ligamentaire médiale ou latérale légère.
- Syndrome rotulien combiné avec une thérapie fonctionnelle.
- Pathologies du ménisque latéral ou médial légères et pour le traitement postopératoire après chirurgie du ménisque.
- Instabilité rotulienne.



TAILLE
0

DM Classe I
Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

24,⁴⁶€ LPP*

Tour de genou (cm)	25-29	29-33	33-37	37-41	41-45	45-49	49-53
Taille	0	1	2	3	4	5	6
Coloris ■	4056649516811	4056649516835	4056649516859	4056649516873	4056649516897	4056649516910	4056649516934
Réf.	34290	34291	34292	34293	34294	34295	34296

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT


Laxitéral®

Velpeau® Laxitéral® Comfort est une genouillère pour la compression et la stabilisation du genou.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-057.

Indications : Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.



Baleines latérales flexibles.²



DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

24,⁴⁶€

LPP*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649514534	4056649514558	4056649514572	4056649514596	4056649515432
Réf.	17851	17852	17853	17854	25815

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT


Ligation®

Velpeau® Ligation® Comfort est une genouillère pour la compression et la stabilisation du genou.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-058.

Indications : Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.



Baleines articulées double axe.²



MODÈLE BREVETÉ

DM Classe I

Codes LPP : 201D02.5, 201D04.2, 201D04.3, 201D04.4

24,⁴⁶€

LPP*

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48	49-53
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4056649517351	4056649517375	4056649517399	4056649517412	4056649515395
Réf.	82031	82032	82033	82034	25813
Coloris ■	4056649514015	4056649514039	4056649514053	4056649514077	4056649515371
Réf.	17445	17446	17447	17448	25809

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

LigaX

Velpeau® LigaX Classic est une orthèse pour le genou.

Les baleines latérales et les sangles réglables sur la cuisse et le mollet contribuent à la stabilité.

La combinaison d'une sangle ajustable en forme de X et d'un insert de forme ronde conduit à une correction / soulagement de la rotule¹.

1 : DFC-2022-015. 2 : DFC-2021-206. 3 : DFC-2021-209. 4 : Notice d'utilisation.

Indications :

- Atteinte dégénérative considérable de la trajectoire de glissement de la rotule
- Arthrite fémoro-patellaire
- Syndrome de douleur fémoro-patellaire
- Luxation rotulienne habituelle
- Entorses ou contusions modérées du genou



DM Classe I

Code LPP : 7121764

102,²⁹€

LPP

Tour de genou (cm)	29-33	32-39	37-43	41-48	46-53
Taille	0	1	2	3	4
Coloris ■	4063591419299	4063591419312	4063591419336	4063591419350	4063591419374
Réf.	190580	190581	190582	190583	190584



COMFORT

Ligation® City

Velpeau® Ligation® City Comfort est une genouillère ouverte pour la compression et la stabilisation du genou.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-048. 3 : DFC-2021-049. 4 : DFC-2021-050.

Indications : Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

MODÈLE BREVETÉ



Symétrique (Utilisation droite ou gauche).²

Système de fermeture ajustable.³

Elasticité double sens.⁴

Creux poplité dégagé.¹

Strapping amovible.¹

2 baleines amovibles (pour un soutien évolutif), articulées et souples.³



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

DM Classe I

Code LPP : 7121764

102,²⁹€

LPP

Tour de genou (cm)	29-33	34-38	39-43	44-48
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649515876	4056649515890	4056649515913	4056649515937
Réf.	32930	32931	32933	32934






Velpeau®

EXPERT



LIGATION® PRO EXPERT

ORTHÈSE DE GENOU

- Renforcements latéraux articulés pour garantir la stabilité du genou¹
- Utilisation simple (grâce à une conception ouverte)²
- Agréable à porter³
- Matériaux respirants³

1. DFC-2022-097. 2. DFC-2022-092. 3. DFC-2022-093.

Dispositif médical de classe I indiqué dans le traitement des douleurs chroniques et aiguës et/ou de l'irritation de l'articulation du genou ainsi que des déficits fonctionnels consécutifs à une blessure ou à une intervention chirurgicale et suite à une mise en charge inadaptée ou à une surcharge de l'articulation du genou, de la capsule articulaire, des tendons, des muscles et/ou des ligaments : entorses ou contusions modérées du genou, instabilité ligamentaire chronique ou aiguë modérée, hypermobilité ou instabilité patellaire modérée, pathologies méniscales médiales ou latérales modérées (traumatiques aiguës ou dégénératives), traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

Fabriqué par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG. Lire attentivement la notice d'utilisation (notamment pour les contre-indications). Pris en charge par l'Assurance Maladie. Code LPP : 7121764.


Velpeau®: Dispositifs médicaux CE. Consultez les étiquetages pour plus d'informations.

Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS - ZA de Choisy - 88200 Remiremont SIREN RCS Epinal B 380 436 091. AR-202211-026.



Velpeau®

EXPERT

Fournisseur officiel de la **FFvolley** 

EXPERT

Ligaction® Pro

NOUVEAU

La première genouillère Velpeau® ouverte, aujourd'hui redesignée

Velpeau® Ligaction® Pro Expert est une genouillère ouverte pour la compression et la stabilisation du genou.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2022-094. 3 : DFC-2022-095. 4 : DFC-2022-096. 5 : DFC-2022-098. 6 : DFC-2022-099. 7 : DFC-2022-104. 8 : DFC-2022-105.

Indications : Traitement de la douleur aiguë et chronique et/ou des irritations de l'articulation du genou, ainsi que des déficits fonctionnels après une blessure ou une chirurgie et à la suite d'une charge incorrecte ou d'une surcharge de l'articulation du genou, capsule, tendons, muscles et/ou ligaments :

- Entorses ou contusions modérées du genou.
- Instabilité ligamentaire aiguë ou chronique modérée.
- Hypermobilité ou instabilité rotulienne modérée.
- Pathologies méniscales médianes ou latérales modérées (traumatisme aigu ou dégénératif).
- Traitement postopératoire après une chirurgie du ménisque.

Reprise d'activité/
Reprise de sport³



Bandes de maintien amovibles.⁹

Serrage réglable et ajustable à la physiologie et à l'activité du patient.⁵

Elasticité toute direction.⁷

Insert de forme anatomique pour maintenir la rotule.⁶

Baleines articulées double axe amovibles.²

Bilatérale.⁴

MODÈLE BREVETÉ



Retrouvez nos vidéos sur **Velpeau.fr**

Jénia Grebennikov - Libéro.
Joueur de l'équipe de France de Volley-Ball, médaillés d'or à Tokyo.

DM Classe I

Code LPP : 7121764

102,²⁹€

LPP

Tour de genou (cm)	29-38	34-42	39-45	43-48	47-52
Tour de cuisse (cm)	36-47	41-50	44-53	50-56	56-65
Taille	1	2	3	4	5
Coloris ■	4063591665900	4063591665887	4063591665863	4063591665849	4063591665825
Réf.	190860	190861	190862	190862	190864



Formation

Cou

Dos

Épaule / coude

Poignet / main / pouce

Genou

Chevilles

Compression VeinoCare®

CLASSIC Xpro

Velpeau® Xpro Classic est une orthèse ouverte d'immobilisation ou de limitation de la flexion / extension du genou avec fermeture et réglage par quatre sangles semi-circulaires.¹

Les articulations monocentriques comportent un secteur de mobilité articulaire réglable.¹

Flexion et extension réglables tous les 10° :¹

- de 0° à 120° en flexion
- de -10° à 60° en extension

¹ : Notice d'utilisation.

Indications : Traitement post-traumatique des lésions du genou (lésion ligamentaire, méniscale et ostéocondrale). Traitement postopératoire après une chirurgie du genou (chirurgie ligamentaire, méniscale et ostéocondrale).



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr





DM Classe I

Code LPP : 7121764

102,²⁹€ LPP

	29-38	34-42	39-45	43-48
Tour de genou (cm)	29-38	34-42	39-45	43-48
Tour de cuisse (cm)	36-47	41-50	44-53	50-56
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649517658	4056649517672	4056649517696	4056649517719
Réf.	82067	82068	82069	82070



Genucast

Orthèse de genou en position à 0°. Velpeau® Genucast 0° Classic est une orthèse d'immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.¹

Orthèse de genou en position à 20°. Velpeau® Genucast 20° Classic est une orthèse d'immobilisation du genou. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.¹

Orthèse à 3 panneaux pour le genou. Velpeau® Genucast Modular Classic est une orthèse d'immobilisation du genou en trois parties. Elle est composée d'une partie principale et deux parties latérales. La conception du produit en trois parties permet un ajustement personnalisé à la circonférence de la jambe. Des baleines en aluminium conformables contribuent à immobiliser l'articulation du genou.¹

¹ : Notice d'utilisation.



Indications : Immobilisation temporaire de l'articulation du genou après des blessures/ opérations.



Genucast 20°

Genucast 0°

Genucast Modular



DM Classe I

Code LPP : 7121770

57,²³€ LPP

Tour de mollet (cm)	24-28	28-32	32-40	40-48
Tour de cuisse (cm)	30-38	38-46	46-54	54-68
Taille	1	2	3	4

Genucast 0°

Coloris ■	4056649686309	4056649686323	4056649686347	4056649686361
Réf.	137515	137516	137517	137518

Genucast 20°

Coloris ■	4056649686385	4056649686408	4056649686422	4056649686446
Réf.	137520	137521	137522	137523

Taille du patient (cm)	< 160	160-180	> 180
Hauteur (cm)	45	55	65
Taille	1	2	3

Genucast Modular

Coloris ■	4056649686460	4056649686484	4056649686507
Réf.	137525	137526	137527

Orthèses CHEVILLES



Retrouvez
nos vidéos sur
Velpeau.fr



Anatomique Classic - p. 54

Ligation® Classic - p. 54




Syndrome douloureux

Entorse grade 1

Malléo Comfort - p. 55

Freecast Adjust Classic - p. 56

Freecast Comfort - p. 56



Tendinopathie / Œdème

Entorse grade 2

Entorse grade 2


Ankle Control Expert - p. 57

Airstep Walker Classic - p. 57

L'articulation de la cheville :

L'articulation talo-crurale est une structure articulaire complexe et fragile. Elle permet d'orienter le pied dans le plan sagittal (flexion dorsale et plantaire).

Les structures ligamentaires externes et internes très exposées sont renforcées par de puissants tendons.*



**Entorse Grade 1-2
Prévention secondaire**

Entorse grade 3

* L'observatoire du mouvement, 2007.



PRISE DE MESURE

- Prenez les mesures du tour de la cheville au-dessus de la malléole à l'aide d'un mètre souple.
- Suivez le guide des tailles pour savoir à quelles mesures correspond chaque taille. Si la mesure prise est entre deux tailles, optez pour la taille la plus petite pour ajuster la chevillère correctement et garantir son efficacité.

MISE EN PLACE¹

- Mettez vous en position assise et posez votre pied pour que l'articulation de la cheville forme un angle de 90°.
- Enfilez la chevillère pour que la couture soit centrée sur le dessus du pied ou placez l'orthèse rigide autour du pied en ajustant les coques pour placer la malléole dans les creux prévus à cet effet.
- Ajustez les sangles auto-agrippantes en réalisant un croisement en 8 ou tirez sur les systèmes de fermeture, tout en vous assurant que la cheville est bien positionnée et immobilisée.
- Corrigez la pression exercée sur la cheville en tirant plus ou moins fort sur les sangles ou les systèmes de fermeture.
- Assurez vous que les sangles ne présentent pas de plis pour le confort de port.



Entorse de cheville

2 millions de cas par an.²
6 000 consultations/ jour pour une entorse de la cheville.²

Orthèses vs plâtres

80 à 85% des entorses pourraient être traitées par immobilisation grâce à une orthèse stabilisatrice.³

Urgence hospitalière

7 à 10% des urgences hospitalières concernent une entorse de cheville.²

Soins aux patients

Le nombre de diagnostics en cabinet de ville est estimé à 950 000/an en France.³

Arthrose

L'arthrose concerne 3% des moins de 45 ans, 65% des plus de 65 ans et 80% des plus de 80 ans.⁴

Prévention et récupération

15 à 60% des athlètes qui ont subi une entorse de la cheville développent une instabilité fonctionnelle.⁵

1. Notices d'utilisation : Chevillère anatomique, Ligaction, Freecast Comfort, Freecast Adjust, Airstep Walker consulté le 01/02/2021. 2. Haute Autorité de Santé. A2T. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2018. consulté le 01/02/2021. 3. Haute Autorité de Santé. ORTHESES STABILISATRICES DE CHEVILLE. Saint-Denis La Plaine: HAS; 2002. consulté le 01/02/2021. 4. <https://www.inserm.fr/information-en-sante/dossiers-information/arthrose> consulté le 01/02/2021. 5. BARDOT-BRARD, Nicolas, (2014). Instabilité fonctionnelle de cheville et programme d'auto-rééducation. Rennes : Institut de Formation en Masso Kinésithérapie de Rennes, pp. 5-6 consulté le 01/02/2021.



CLASSIC

Cheville anatomique

Orthèse élastique en largeur et extensible en hauteur² pour la compression et la stabilisation de la cheville, Structure tricotée 3D³. Talon fermé.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-016. 3 : DFC-2021-017.

Indications :

- Douleurs aiguës et chroniques de l'articulation de la cheville.
- Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite.
- Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra-articulaire.

DM Classe I

Code LPP : 201D02.6

16,19€ LPP*



Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649513933	4056649513957	4056649513971	4056649513995
Réf.	17432	17433	17434	17435

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

CLASSIC

Ligation®

Velpeau® Ligation® Classic est une orthèse pour la compression et la stabilisation de la cheville, avec une structure tricotée 3D² et sangles additionnelles élastiques³. Talon fermé.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-014. 3 : DFC-2021-086.

Indications :

- Douleurs aiguës et chroniques de la cheville.
- Lésions ligamentaires de l'articulation tibio-tarsienne, stade 1.
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Hypermobilité locale modérée.
- Arthrose naissante, arthrose activée, arthrite.
- Tuméfaction péri-malléolaire, épanchement articulaire, inflammation intra articulaire.



DM Classe I

Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

18,77€ LPP*



Tour de cheville (cm)	18-21	22-25	26-29	30-33
Taille	1	2	3	4
Coloris ■	4056649514794	4056649514817	4056649514831	4056649514855
Réf.	19387	19388	19389	19394

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.

COMFORT


Malléo

Velpeau® Malleo Comfort est un bandage tricoté présentant une action compressive, permettant potentiellement d'améliorer la proprioception. Les pelotes en silicone situées des deux côtés produisent un effet massant*. Le bandage peut être porté sur la cheville droite ou gauche.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-198. 3 : DFC-2021-199. 4 : DFC-2021-202. 5 : DFC-2021-201.

Indications :



- Douleurs aiguës et chroniques dans l'articulation de la cheville
- Blessures ligamentaires au haut de la cheville (grade 1)
- Instabilité ligamentaire chronique modérée
- Hypermobilité locale modérée
- Arthrose légère, arthrose activée, arthrite
- Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, irritation intra-articulaire



Confortable sur le devant du pied grâce au tricot à double couche⁵

Orthèse de classe 3³
Compression réduite aux extrémités⁴

Tricot tridimensionnel à la forme anatomique²



TAILLE
0

Jénia Grebennikov - Libéro. Joueur de l'équipe de France de Volley-Ball, médaillés d'or à Tokyo.

DM Classe I

Codes LPP : 201D02.6, 201D04.4

18,77€ LPP*

Tour de cheville (cm)	17-19	19-21	21-23	23-26	26-29	29-32
Taille	0	1	2	3	4	5
Coloris <input type="checkbox"/>	4063591372389	4063591372402	4063591372426	4063591372440	4063591372464	4063591372488
Réf.	190546	190547	190548	190549	190550	190551



* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire

Formation

Cou

Dos

Épaule / coude

Poignet / main / pouce

Genou

Cheville

Compression VeinoCare®

CLASSIC

Freecast® Adjust

Velpeau® Freecast® Adjust Classic est une orthèse pour la stabilisation de la cheville.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-051

Indications :

- Blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Arthrose activée, arthrite.
- Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra-articulaire.



Prévient des faux-mouvements en supination et en pronation.²

Coques de forme anatomique.



Taille unique pour la cheville droite et gauche.



Zone malléolaire souple.

DM Classe I

Code LPP : 7121801

27,44€ LPP*

Pointure	35-45
Taille	Standard
Coloris ■	4056649516316
Réf.	34007

* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.



Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

COMFORT

Freecast®

Velpeau® Freecast® Comfort est une orthèse pour la stabilisation de la cheville. Les deux coques dures de forme anatomique munies de rembourrages intérieurs sont reliées l'une à l'autre par talonnette. L'orthèse est fixée à la jambe à l'aide de trois sangles réglables.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-045. 3 : DFC-2019-046. 4 : DFC-2019-050. 5 : DFC-2019-049.

Indications :


- Blessure ligamentaire de l'articulation supérieure de la cheville (degré 1-2).
- Instabilité ligamentaire chronique.
- Arthrose activée, arthrite.
- Gonflement péri-malléolaire, épanchement articulaire, état d'irritation intra-articulaire.

DM Classe I

Code LPP : 7121801

27,44€ LPP*

Taille du patient (cm)	< 160	> 160
Taille	1	2
	droite	
Coloris ■	4056649874607	4056649874645
Réf.	190004	190006
	gauche	
Coloris ■	4056649874621	4056649874669
Réf.	190005	190007



Coques conçues d'ailettes souples pour un bon ajustement.³



Trois sangles pour une fixation adaptée.⁴

Coussin de rembourrage doux et confortable.²

* Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

EXPERT

Ankle Control

Velpeau® Ankle Control Expert est une orthèse stabilisatrice de cheville. L'association d'un support tricoté, de deux coques rigides et d'une sangle au milieu du pied stabilise les articulations de la cheville. Velpeau® Ankle Control Expert peut être réglé avec le système Quick Adjust*. Le dispositif se porte à la cheville droite ou gauche.⁷

1 : DFC-2021-061. 2 : DFC-2021-076. 3 : DFC-2021-063. 4 : DFC-2021-066. 5 : DFC-2021-067. 6 : DFC-2021-087. 7 : Notice d'utilisation.

Indications : Blessures du ligament latéral et médial (post-traumatique, postopératoire), entorse de grade I et II, instabilité ligamentaire chronique, hypermobilité localisée ou générale, arthrite rhumatoïde/Ostéoarthrose activée, prévention des blessures récurrentes de la cheville en cas de faiblesse.



DM Classe I

Code LPP : 7121801

27,44€ LPP**

Circonférence talon - cou-de-pied	28-34	33-38
Taille	1	2
Coloris ■	4063591190761	4063591190792
Réf.	190435	190436

* réglage/ajustement rapide.

** Prise en charge en cas d'entorses externes récentes de la cheville, graves ou de gravité moyenne.

Fermeture auto-agrippante facile à ouvrir.⁵

Peut-être enfilée et retirée facilement grâce à sa grande ouverture.⁵

Bilatérale.¹

Système de blocage grâce au "Quick Adjust"^{3,4}

Système de strap en 8 pour apporter une bonne stabilité.²

Coques rigides qui réduisent les mouvements et pronation.³

Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr



CLASSIC

Airstep® Walker

Airstep® Walker Classic est une botte de marche en deux parties avec des coussins d'air gonflables. Elle se compose d'un complexe textile respirant, une coque en plastique rigide, une protection antérieure en plastique et un système de réglage circulaire par auto agrippant. Le volume des coussins d'air peut être augmenté en pressant les pompes ou diminué en appuyant sur les valves de décompression. Le gonflage des coussins d'air a pour but d'apporter un maintien / une compression / une immobilisation supplémentaire de la cheville. La forme de la semelle est conçue pour aider à la marche tout en gardant la cheville immobilisée. Protection d'orteils réglable.¹

1 : Notice d'utilisation.

Indications :

- Traitement d'entorses de cheville (grades 2 et 3).
- Fractures stables, stabilisation en postopératoire.
- Traumatisme et rééducation.

DM Classe I

Code LPP : 7121818

64,40€ LPP*

Pointure	35-38	39-43	44-46
Taille	S	M	L
Coloris ■	4056649519157	4056649519171	4056649519195
Réf.	106240	106241	106243

* Prise en charge en cas de pathologies ligamentaires, syndromes inflammatoires, protection postopératoire.



Chaussettes, bas et collants
de compression

VEINOCARE®



Augmenter vos ventes !


- Dépliant aide à la délivrance et présentoir
- Présentoir de jambes
- Poster prise de mesure
- Vidéo
- Nuancier matières et couleurs




Prise de mesures

Nos conseils pour une compression efficace.


Velpeau® VeinoCare® Microfibre, Coton, Ultra



Tailleage cm	Cheville B	Mollet C
Taille 1 - S	18-21	31-34
Taille 2 - M	21-24	34-37
Taille 3 - L	24-27	37-40
Taille 4 - XL	27-30	40-48
Taille 5 - XXL	30-33	43-51
Hauteur cm	Normal	Long
	AD ≤ 39	AD >39




Tailleage cm	Cheville B	Mollet C	Cuisse G
Taille 1 - S	18-21	31-34	48-57
Taille 2 - M	21-24	34-37	52-62
Taille 3 - L	24-27	37-40	56-67
Taille 4 - XL	27-30	40-48	56-69
Taille 5 - XXL	30-33	43-51	62-75
Hauteur cm	Normal	Long	
	AG ≤ 75	AG >75	



Tailleage cm	Cheville B	Mollet C	Cuisse G
Taille 1 - S	18-21	31-34	48-57
Taille 2 - M	21-24	34-37	52-62
Taille 3 - L	24-27	37-40	56-67
Hauteur cm	Normal	Long	
	AG ≤ 75	AG >75	


Velpeau® VeinoCare® Homme

Homme



Tailleage cm	Cheville B	Mollet C
Taille 1 - S	20-22	32-35
Taille 2 - M	22-24	35-38
Taille 3 - L	24-26	38-41
Taille 4 - XL	26-28	41-44
Taille 5 - XXL	28-30	44-47
Hauteur cm	Unique	


Velpeau® VeinoCare® City 3



Tailleage cm	Cheville B	Mollet C
Taille 1 - S	18-21	31-34
Taille 2 - M	21-24	34-37
Taille 3 - L	24-27	37-40
Taille 4 - XL	27-30	40-43
Hauteur cm	Unique	

Préférez la prise de mesure le matin.

Attention aux variations morphologiques (grossesse, prise ou perte de poids ...); pensez à réitérer la prise de mesure.



EFFICACITÉ²



DURABILITÉ²



CONFORT²

Talon en Y : soutient le positionnement correct du produit sur le pied.⁴

Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.¹

La plupart des matériaux et colorants utilisés pour la teinture ont reçu le certificat OEKO-TEX.

Tricotage spécifique sur le cou-de-pied pour faciliter le processus de glissement.³

Velpeau® VeinoCare® GAMMES ULTRA, HOMME, FEMME, MICROFIBRE ET COTON
















Classe de compression 2

15,1 à 20 mmHg / 20,1 à 27,0 hPa Indications : insuffisance veineuse modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, varices de plus de 3 mm, varices de grossesse (à l'exception de la gamme Velpeau® VeinoCare® Homme), voyages durant plus de 2 heures, en cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station debout.

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) < 0,6, microangiopathie diabétique avancée (pour une pression > 30 mmHg), phlébite bleue, thrombose septique, allergie connue et/ou hypersensibilité à l'un des composants, maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou ouverte). Ne pas appliquer le produit directement sur une peau lésée. Celle-ci doit être recouverte au préalable par un pansement adapté.

UNE SURVEILLANCE MÉDICALE RÉGULIÈRE DES BÉNÉFICES PAR RAPPORT AUX RISQUES DOIT ÊTRE RÉALISÉE EN CAS DE :

- AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9.
- Dermatose suintante ou eczémateuse.
- Neuropathie périphérique avancée.
- Intolérance aux fibres utilisées.

Classes de compression	Gammes	Couleurs	Produits	Hauteur	Pages	
Classe 2 15,1 à 20 mmHg / 20,1 à 27,0 hPa			 De taille 1-S à taille 5-XXL	 De taille 1-S à taille 5-XXL	 De taille 1-S à taille 3-L	Normal Long 59
	Microfibre		 De taille 1-S à Taille 5-XXL	-		Normal Long 57
			 De Taille 1-S à taille 5-XXL	 De taille 1-S à taille 5-XXL		Normal Long 60
	Ultra					
			 De taille 1-S à Taille 5-XXL	-		Unique 58
Homme						
		 De taille 1-S à Taille 5-XXL			Normal Long 59	
Coton			 De taille 1-S à taille 5-XXL			

Velpeau® VeinoCare® City 3

Classe de compression 3 - 20,1 à 36,0 mmHg / 27,1 à 48,0 hPa

Indications : insuffisance veineuse modérée, suite de sclérothérapie ou chirurgie des varices, en cas de douleur et troubles fonctionnels liés à la station debout, varices de plus de 3 mm, varices pendant la grossesse, oedème chronique, pigmentation de l'eczéma veineux, ulcère cicatrisé.

Contre-indications : Artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec un index de pression systolique (IPS) <0,6, microangiopathie diabétique avancée (pour une pression >30 mmHg), phlébite bleue, thrombose septique, maladies de peau et/ou blessures au niveau de la zone d'application (peau lésée, non intacte ou ouverte), allergie connue et/ou hypersensibilité à l'un des composants.

Une surveillance médicale régulière des bénéfices par rapport aux risques doit être réalisée en cas de :

- AOMI avec un IPS >0,6 et <0,9.
- Dermatose suintante ou eczémateuse.
- Neuropathie périphérique avancée.
- Intolérance aux fibres utilisées.

Classe 3 20,1 à 36 mmHg / 27,1 à 48,0 hPa			 De taille 1-S à Taille 4-XL	-	Unique	61
	City 3					

Tous les styles Velpeau® VeinoCare®, c'est ça aussi être un sportif !

OBSERVANCE, VOTRE CONSEIL EST CLÉ,

Le pourcentage de patients observants progresse de 54% à 73%*
quand les choix de textiles et de coloris sont présentés lors de la dispensation.¹


Styles	Gammes	Couleurs	Produits	Hauteur	Pages
Confort	 Coton		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Normal Long	61
Discretion	 Ultra		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Normal Long	60
Basic	 Microfibre		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Normal Long	59
Elégance	 Homme		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Unique	60
Fashion	 Microfibre collection cupcake		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Unique	57
Stylé	 Homme collection humeurs		 De taille 1-S à taille 5-XXL	Normal Long	58
City	 City 3		 De taille 1-S à taille 4-XL	Unique	61

* p<0,0001

1 : Étude en pharmacie d'officine des déterminants de l'observance d'une compression élastique sur prescription médicale et de la satisfaction des personnes à son égard. Gillet J.L., Allaert. F.A. Phlebologie 2013, 66,1. p.14-21.

Velpeau® VeinoCare® Homme Classe de compression 2

70 % polyamide, 30 % élastomère



Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*

	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
	Bleu roi		Bleu turquoise		Violet		Rouge	
Taille 1 - S	190552	4063591397641	190557	4063591398112	190572	4063591398686	190567	4063591398419
Taille 2 - M	190553	4063591397672	190558	4063591398143	190573	4063591398716	190568	4063591398440
Taille 3 - L	190554	4063591397702	190559	4063591398174	190574	4063591398747	190569	4063591398471
Taille 4 - XL	190555	4063591397733	190560	4063591398204	190575	4063591398778	190570	4063591398501
Taille 5 - XXL	190556	4063591397764	190561	4063591398235	190576	4063591398867	190571	4063591398570

	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
	Beige aventure		Vert naturel		Orange	
Taille 1 - S	190594	4063591601489	190599	4063591601656	190562	4063591398266
Taille 2 - M	190595	4063591601519	190600	4063591601694	190563	4063591398297
Taille 3 - L	190596	4063591601533	190601	4063591601724	190564	4063591398327
Taille 4 - XL	190597	4063591601571	190602	4063591601755	190565	4063591398358
Taille 5 - XXL	190598	4063591601601	190603	4063591601786	190566	4063591398389



Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*

	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
	Gris		Noir		Marine	
Taille 1 - S	190373	4063591118352	190383	4063591118994	190378	4063591118536
Taille 2 - M	190374	4063591118413	190384	4063591119014	190379	4063591118550
Taille 3 - L	190375	4063591118437	190385	4063591119038	190380	4063591118574
Taille 4 - XL	190376	4063591118499	190386	4063591119052	190381	4063591118635
Taille 5 - XXL	190377	4063591118512	190387	4063591119076	190382	4063591118857



Les joueurs de l'équipe de France de Volley portent la collection VeinoCare® Homme !

Jean Patry (Pointu),
Antoine Brizard (passeur),
Kévin Tillie (réceptionneur attaquant),
Earvin Ngapeth (réceptionneur attaquant),
Barthélémy Chinenyeze (Central).
Joueurs de l'équipe de France de Volley-Ball,
médaillés d'or à Tokyo.



Velpeau® VeinoCare® Microfibre Classe de compression 2

72 % polyamide, 28 % élastomère



Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,⁴⁰€

LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Bleu Menthe Givrée		Lilas Fruits des Bois		Orange Passion	
Taille 1 - S	Normal	190604	4063591601816	190614	4063591602110	190624	4063591602417
	Long	190605	4063591601847	190615	4063591602141	190625	4063591602448
Taille 2 - M	Normal	190606	4063591601878	190616	4063591602172	190626	4063591602479
	Long	190607	4063591601908	190617	4063591602202	190627	4063591602509
Taille 3 - L	Normal	190608	4063591601939	190618	4063591602233	190628	4063591602530
	Long	190609	4063591601960	190619	4063591602264	190629	4063591602561
Taille 4 - XL	Normal	190610	4063591601991	190620	4063591602295	190630	4063591602592
	Long	190611	4063591602028	190621	4063591602325	190631	4063591602622
Taille 5 - XXL	Normal	190612	4063591602059	190622	4063591602356	190632	4063591602653
	Long	190613	4063591602080	190623	4063591602387	190633	4063591602684

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Rose Barbe à Papa		Vert Pistache	
Taille 1 - S	Normal	190834	4063591602714	190644	4063591603650
	Long	190835	4063591602745	190645	4063591603681
Taille 2 - M	Normal	190836	4063591602776	190646	4063591603711
	Long	190837	4063591602806	190647	4063591603742
Taille 3 - L	Normal	190838	4063591602837	190648	4063591603773
	Long	190839	4063591602868	190649	4063591603803
Taille 4 - XL	Normal	190840	4063591603490	190650	4063591603834
	Long	190841	4063591603568	190651	4063591603865
Taille 5 - XXL	Normal	190842	4063591603599	190652	4063591603971
	Long	190843	4063591603629	190653	4063591604008



Les joueuses de l'équipe de France de Volley portent la collection cupcake !



Lucille Gicquel (pointue),
Isaline Sager-Wader (Centrale),
Amandine Gardino (Libéro),
Amélie Rotar (pointue), Eva Elouga (centrale).
Joueuses de l'équipe de France de Volley-Ball.



Formation

Cou

Dos

Épaule / coude

Poignet / main / pouce

Genou

Cheville

Compression VeinoCare®

Velpeau® VeinoCare® Microfibre Classe de compression 2

72 % polyamide, 28 % élastomère



Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€

LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190141	4056649905790	190197	4056649907794
	Long	190142	4056649905851	190198	4056649907817
Taille 2 - M	Normal	190143	4056649905875	190199	4056649907831
	Long	190144	4056649905899	190204	4056649907855
Taille 3 - L	Normal	190145	4056649905912	190205	4056649907879
	Long	190146	4056649905974	190206	4056649907893
Taille 4 - XL	Normal	190392	4063591120119	190388	4063591119410
	Long	190393	4063591120133	190389	4063591119465
Taille 5 - XXL	Normal	190394	4063591120195	190390	4063591119489
	Long	190395	4063591120218	190391	4063591120058



Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€

LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190147	4056649905998	190207	4056649907916
	Long	190148	4056649906018	190208	4056649907930
Taille 2 - M	Normal	190149	4056649906032	190209	4056649907954
	Long	190150	4056649906056	190210	4056649907978
Taille 3 - L	Normal	190151	4056649906070	190211	4056649907992
	Long	190152	4056649906094	190212	4056649908012
Taille 4 - XL	Normal	190400	4063591120317	190396	4063591120232
	Long	190401	4063591120379	190397	4063591120256
Taille 5 - XXL	Normal	190402	4063591120393	190398	4063591120270
	Long	190403	4063591120416	190399	4063591120294



Collant Code LPP : 201D04.1, 201D01.8

42,03€

LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190153	4056649906117	190213	4056649908036
	Long	190154	4056649906131	190214	4056649908050
Taille 2 - M	Normal	190155	4056649906155	190215	4056649908074
	Long	190156	4056649906179	190216	4056649908098
Taille 3 - L	Normal	190157	4056649906193	190217	4056649908111
	Long	190158	4056649906216	190218	4056649908135



Velpeau® VeinoCare® Ultra

Classe de compression 2

61 % polyamide, 39 % élastomère



Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€

LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Naturel		Fumé		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190311	4063591109831	190304	4063591109633	190317	4063591110073
	Long	190312	4063591109893	190305	4063591109657	190318	4063591110172
Taille 2 - M	Normal	190313	4063591109954	190306	4063591109671	190319	4063591111711
	Long	190314	4063591110011	190307	4063591109695	190320	4063591111773
Taille 3 - L	Normal	190315	4063591110035	190308	4063591109794	190321	4063591111834
	Long	190316	4063591110059	190309	4063591109817	190322	4063591111858
Taille 4 - XL	Normal	190331	4063591115559	190335	4063591115917	190339	4063591115993
	Long	190332	4063591115733	190336	4063591115931	190340	4063591116013
Taille 5 - XXL	Normal	190333	4063591115870	190337	4063591115955	190341	4063591116037
	Long	190334	4063591115894	190338	4063591115979	190342	4063591116174



Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€

LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Naturel		Fumé		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190353	4063591117836	190343	4063591117430	190363	4063591118031
	Long	190354	4063591117850	190344	4063591117454	190364	4063591118055
Taille 2 - M	Normal	190355	4063591117874	190345	4063591117478	190365	4063591118079
	Long	190356	4063591117898	190346	4063591117492	190366	4063591118093
Taille 3 - L	Normal	190357	4063591117911	190347	4063591117515	190367	4063591118116
	Long	190358	4063591117935	190348	4063591117539	190368	4063591118130
Taille 4 - XL	Normal	190359	4063591117959	190349	4063591117553	190369	4063591118154
	Long	190360	4063591117973	190350	4063591117577	190370	4063591118291
Taille 5 - XXL	Normal	190361	4063591117997	190351	4063591117591	190371	4063591118314
	Long	190362	4063591118017	190352	4063591117652	190372	4063591118338



* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

Nos conseils d'enfilage

Lors de l'enfilage, ne pas tirer sur le bas et prenez garde aux ongles cassés, bijoux ...

Ne pas reprendre les bas afin de ne pas altérer leur efficacité



1. Introduisez une main à l'intérieur du bas et pincez le talon
2. Retournez le produit jusqu'à hauteur du talon
3. Introduisez le pied dans le bas jusqu'à ce que le talon soit parfaitement mis en place
4. Faites glisser le bas soigneusement sur votre cheville et votre jambe
5. Massez votre jambe pour répartir uniformément le bas
6. Le produit est en place

Nos conseils entretien



Lavage en machine
à 30° en cycle délicat¹
Lavable jusqu'à 90 fois¹



Ne pas mettre au sèche-linge
ou sur une source de chaleur¹



Ne pas repasser
ni nettoyer à sec¹

Velpeau® VeinoCare® Coton

Classe de compression 2

52 % polyamide, 28 % coton, 20 % élastane



Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Marine		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190183	4056649907435	190171	4056649907077
	Long	190184	4056649907459	190172	4056649907138
Taille 2 - M	Normal	190185	4056649907473	190173	4056649907152
	Long	190186	4056649907497	190174	4056649907176
Taille 3 - L	Normal	190187	4056649907510	190175	4056649907190
	Long	190188	4056649907572	190176	4056649907213
Taille 4 - XL	Normal	190416	4063591122373	190412	4063591122175
	Long	190417	4063591122557	190413	4063591122199
Taille 5 - XXL	Normal	190418	4063591122694	190414	4063591122212
	Long	190419	4063591122717	190415	4063591122236



Bas Code LPP : 201D01.8

29,78€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Chair		Noir	
Taille 1 - S	Normal	190189	4056649907596	190177	4056649907237
	Long	190192	4056649907657	190178	4056649907299
Taille 2 - M	Normal	190193	4056649907671	190179	4056649907312
	Long	190194	4056649907695	190180	4056649907336
Taille 3 - L	Normal	190195	4056649907718	190181	4056649907350
	Long	190196	4056649907732	190182	4056649907374
Taille 4 - XL	Normal	190408	4063591121871	190404	4063591121796
	Long	190409	4063591121895	190405	4063591121819
Taille 5 - XXL	Normal	190410	4063591121918	190406	4063591121833
	Long	190411	4063591121932	190407	4063591121857



* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

Velpeau® VeinoCare® City 3

Classe de compression 3

80 % polyamide, 20 % élastomère



Chaussettes Code LPP : 201D01.2

22,40€ LPP*

		RÉF.	EAN	RÉF.	EAN	RÉF.	EAN
Taille		Noir		Gris		Chair	
Taille 1 - S		190159	4056649906711	190163	4056649906797	190167	4056649906872
Taille 2 - M		190160	4056649906735	190164	4056649906810	190168	4056649906896
Taille 3 - L		190161	4056649906759	190165	4056649906834	190169	4056649906919
Taille 4 - XL		190162	4056649906773	190166	4056649906858	190170	4056649906933



* Pris en charge dans le cadre de jambes lourdes, de stases veineuses avec ou sans oedèmes, de lymphoedème et l'éléphantiasis.

Retournez votre catalogue et découvrez en page 30
nos bandes de compression Rosidal®.





CATALOGUE **PHARMACIE**

- Traitement des plaies
- Compression médicales
- Gamme blanche et Hygiène

2023

BIENVENUE CHEZ LOHMANN ET RAUSCHER !



Le bien-être de nos collaborateurs, clients, utilisateurs et patients est au cœur de nos activités.

People.



Avec expertise et soin, nous sommes aux côtés de nos clients, collaborateurs, utilisateurs et patients.



Care.

Health.

Notre champ de compétences. La santé définit notre vision et nos valeurs.

N° de client :

Coordonnées de votre délégué



Un seul numéro :
03 29 26 25 79



■ **Traitement des plaies**

p. 4 à 27
p. 22 à 23
p. 24 à 27

Traitement des plaies
Sets de soins
Pansements Velpeau®

■ **Compression médicale**

p. 28 à 35
p. 30
p. 31
p. 32
p. 34 à 35

Compression médicale
Bandes sèches
à allongement court
Kit de compression
à allongement court
Bandes sèches
à allongement long
Bandes cohésives
et adhésives

■ **Gamme blanche et Hygiène**


p. 36 à 49
p. 38 à 39
p. 40
p. 41
p. 42 à 43
p. 45 à 47
p. 48 à 49

Gamme blanche et Hygiène
Maintien et fixation
Compresse
Ophtalmologie
Coton
Immobilisation
Gants Sempercare®

TRAITEMENT DES PLAIES

Nos pansements
vous accompagnent
au quotidien dans
la prise en charge
des plaies.

Stades de cicatrisation	Niveau d'exsudat	Indications	Désignation	Dimensions / Référence / Conditionnement	Équivalences**
		Pansement : gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie. Brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie.	 Suprasorb® G	Dim. (cm) Code EAN l/te (pcs) Pansement gel 5 x 6,5 405664937694 5 10 x 10 405664937717 5	Hydrotac Transparent - Hartmann Infrasite Conformable - S&N
		Ulcères, escarres, plaies du pied diabétique, sites de prélèvement de greffons.	 Suprasorb® A Pro	Dim. (cm) Code EAN l/te (pcs) 10 x 10 4063591829091 10 10 x 20 4063591829407 10	Algosteril - Brothier • Urposorb - Urgo Meligisorb Plus - Mölnlycke Askina de B.BRAUN • Algiste M - S&N Biatan alginat de Coloplast
		Plaies aiguës et chroniques moyennement à fortement exsudatives. Plaies chirurgicales, ulcères de la jambe, ulcères du pied diabétique, escarres et les plaies chirurgicales déhiscentes.	 Vliwasorb® sensitive Avec couche de contact siliconée	Dim. (cm) Comp. (cm) Code EAN l/te (pcs) 12,5 x 12,5 10 x 10 6940610104955 10 10 x 20 7,5 x 17 6940610104962 10 15 x 25 12 x 22 6940610104979 10 20 x 20 17 x 17 6940610104986 10 20 x 30 17 x 27 6940610104993 10	Resposorb Siliconé - Hartmann Absosorb Siliconé - Marque verte Convamax Adhésif - Convatec Duramax - Smith&Nephew
		Ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré.	 Vliwasorb® Pro	Dim. (cm) Comp. (cm) Code EAN l/te (pcs) 10 x 10 6 x 6 4056649071945 10 12,5 x 12,5 8,5 x 8,5 4056649071976 10 12,5 x 22,5 8,5 x 18,5 4056649072003 10 17,5 x 17,5 12,5 x 12,5 4056649072096 10 20 x 25 15 x 20 4056649072157 10 22 x 22 18 x 18 4056649072034 10 25 x 30 19 x 25 4056649072126 10 22 x 32 18 x 28 4056649072065 10	Resposorb Super - Hartmann Mextra Superabsorbent - Mölnlycke Cutimed Sorbion - BSN Absosorb - Marque verte Convamax - Convatec Kerramax Care - KCI medical Drymax Extra Easy - Inresa Pansement Superabsorbant - Biogaran
		Ulcères de jambe, escarres, plaies du pied diabétique, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré.	 Vliwasorb® adhésif	Dim. (cm) Comp. (cm) Code EAN l/te (pcs) 12 x 12 6 x 6 4056649375719 10 15 x 15 8,5 x 8,5 4056649375733 10 15 x 25 8,5 x 18,5 4056649375757 10	Resposorb Siliconé - Hartmann Resposorb Siliconé Border - Hartmann
		Ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, escarres, sutures/agrafes chirurgicales, chirurgies mini-invasives, plaies déhiscentes, dermabrasions, déchirures cutanées, sites de prélèvement de greffes.	 Suprasorb® P sensitive border Avec couche de contact siliconée	Dim. (cm) Comp. (cm) Code EAN actuel*** Code EAN à venir l/te (pcs) 7,5 x 8,5 4,5 x 5 4056649055368 6940610114091 10 10 x 10 6,2 x 6,2 4056649055182 6940610114039 10 10 x 30 5 x 24 --- 6940610114787 10 12,5 x 12,5 8,5 x 8,5 4056649055205 6940610114060 10 15 x 15 10,5 x 10,5 4056649055360 6940610114121 10 20 x 20 15 x 15 4056649055434 6940610114152 10	Mepilex Border Flex Carré - Mölnlycke Alleyn Gentle Border - S&N Aqualac Foam - Convatec Biatan Silicone - Coloplast Absofoam - Marque verte Aqualac Foam Pro - Convatec
		Plaies aiguës et chroniques moyennement à fortement exsudatives pour les endroits du corps difficiles à panser.†	 Suprasorb® P sensitive multisite border Avec couche de contact siliconée	Dim. (cm) Comp. (cm) Code EAN actuel*** Code EAN à venir l/te (pcs) 7,5 x 9,5 3,5 x 5,5 4063591409108 6940610114095 10 12 x 15 7 x 10 4056649917810 6940610114033 10 18 x 20 11,5 x 15,5 4063591409129 6940610114725 10	Mepilex Border Flex Oval - Mölnlycke Alleyn Gentle Border Multisite - S&N Aqualac Silicone Multisite - Coloplast Absofoam Border Ovale - Marque Verte
		Plaies aiguës et chroniques moyennement à fortement exsudatives pour la région sacrée.	 Suprasorb® P sensitive sacrum Avec couche de contact siliconée	Dim. (cm) Comp. (cm) Code EAN actuel*** Code EAN à venir l/te (pcs) 17 x 17,5 12 x 12,5 4056649917731 6940610114572 10 23 x 23 16,5 x 17 4056649029512 6940610114964 10	Mepilex Border Protect Sacrum - Mölnlycke Alleyn Life Sacrum - S&N Aqualac Foam Sacrum - Convatec Biatan Silicone Sacrum - Coloplast Absofoam Border Sacrum - Marque Verte
		Plaies aiguës et chroniques moyennement à fortement exsudatives pour la région talonnière.	 Suprasorb® P sensitive heel Avec couche de contact siliconée	Dim. (cm) Comp. (cm) Code EAN actuel*** Code EAN à venir l/te (pcs) 23,5 x 25 17,5 x 19 4056649917755 6940610114602 10	Mepilex Border Protect Talon - Mölnlycke Alleyn Life Talon - S&N Aqualac Foam Talon - Convatec Biatan Silicone Talon - Coloplast Absofoam Border Talon - Marque Verte
		Ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, escarres, sutures/agrafes chirurgicales, chirurgies mini-invasives, plaies déhiscentes, dermabrasions, déchirures cutanées, sites de prélèvement de greffes.	 Suprasorb® P sensitive non border Avec couche de contact siliconée	Dim. (cm) Code EAN actuel*** Code EAN à venir l/te (pcs) 10 x 10 4056649979328 6940610114428 10 10 x 20 4056649979340 6940610114459 10 15 x 20 4056649979388 6940610114451 10 20 x 20 4056649979425 6940610114451 10	Mepilex XT - Mölnlycke Alleyn Gentle - S&N Aqualac Foam non adhésif - Convatec Biatan non adhésif - Coloplast Urgotul Absorb - Urgo
		Escarres, ulcères du pied	 Suprasorb® P	Dim. (cm) Comp. (cm) Code EAN actuel*** Code EAN à venir l/te (pcs) 2,5 x 2,5 4056649326155 6940610114183 10	Mepilex Border Flex E.M - Mölnlycke Alleyn Gentle Border E.M - S&N



Demandez
notre poster
d'équivalence.

Traitement des plaies : quelques point clés

Plaie aiguës ou plaies chroniques ?

Une plaie chronique est une plaie dont la durée de cicatrisation excède 4 à 6 semaines, en fonction de son étiologie. Plusieurs causes peuvent être à l'origine de ces plaies chroniques mais bien souvent il s'agit d'ulcères de jambe, d'escarres, de plaies du diabétique et de moignons d'amputation.

La plaie aiguë est une plaie dont le délai de cicatrisation est inférieur à 4 à 6 semaines. Les causes de plaies aiguës sont diverses mais on y retrouve principalement les brûlures, les gelures, les morsures, les greffes et les prises de greffe, les dermabrasions profondes, les plaies à cicatrisation dirigée postchirurgicale et les sinus pilonidaux opérés.

Source : HAS , Les pansements : Indications et utilisations recommandées. Avril 2011.

Plaie au comptoir : Quand orienter vers une consultation médicale ?

Lorsqu'un patient arrive au comptoir avec une plaie il est recommandé de l'orienter vers un médecin dans les cas suivants :

- Saignement incontrôlable
- Plaie saignant par pulsation
- Plaie profonde (plus de 6 mm de profondeur) qui pourrait exposer à un risque d'endommagement d'un tendon ou d'un nerf
- Plaie large ou localisée dans une zone sujette aux mouvements qui nécessite des points de suture
- Plaie à l'œil, au visage ou au cou
- Plaie de patient diabétique ou immunodéprimé
- Présence de débris dans la plaie
- Morsure
- Vaccination antitétanique non à jour.




Source : Le moniteur des pharmaciens, cahier 2 , n° 3389 du 30 octobre 2021, Plaies et pansements.

**Avant toute chose
il est nécessaire
de prendre en charge
l'étiologie de la plaie
car la mise en place
d'un traitement local
avec un pansement
ne suffit pas
à la cicatrisation.**

Quel pansement selon la phase de cicatrisation d'une plaie chronique ?

Aide à la prescription du pansement primaire pour plaie chronique



		Prescription du pansement par le médecin ou par l'infirmier(e) <small>dans le cadre d'une série d'actes, le médecin traitant est informé préalablement</small>	Prescription de soins infirmiers par le médecin
TRAITEMENT AVEC DISTINCTION DES PHASES DE CICATRISATION	DÉTERSION 	<ul style="list-style-type: none"> Plaie sèche : pansement de type hydrogel Plaie humide : pansement de type alginate Plaie très exsudative : pansement de type hydrocellulaire superabsorbant <p>► Préciser l'étendue la surface et le cas échéant la profondeur de la plaie à renouveler tous les 2 à 3 jours jusqu'à la phase de bourgeonnement</p>	Soin à renouveler tous les 2 à 3 jours jusqu'à la phase de bourgeonnement
	BOURGEONNEMENT 	<ul style="list-style-type: none"> Pansement de type hydrocellulaire à absorption importante ou interfaces ou vaseliné Plaie faiblement exsudative : pansement de type hydrocellulaire à absorption moyenne Plaie très exsudative : pansement de type hydrocellulaire superabsorbant <p>► Préciser l'étendue la surface et le cas échéant la profondeur de la plaie à renouveler tous les 2 à 7 jours jusqu'à la phase d'épidermisation</p>	Soin à renouveler tous les 2 à 7 jours jusqu'à la phase d'épidermisation
	ÉPIDERMISATION 	Pansement de type hydrocolloïde ou interfaces ou hydrocellulaire à absorption importante Plaie faiblement exsudative : pansement de type hydrocellulaire à absorption moyenne ► Préciser l'étendue, la surface et le cas échéant la profondeur de la plaie à renouveler tous les 2 à 5 jours jusqu'à la cicatrisation	Soin à renouveler tous les 2 à 5 jours jusqu'à la cicatrisation
TRAITEMENT SANS DISTINCTION DE PHASES DE CICATRISATION		Pansement de type hydrocolloïde Plaie très exsudative : pansement en fibre de carboxyméthylcellulose (CMC) ► Préciser l'étendue, la surface et le cas échéant la profondeur de la plaie à renouveler tous les 2 à 5 jours jusqu'à la cicatrisation	Soin à renouveler tous les 2 à 5 jours jusqu'à la cicatrisation

Cas particulier	Pansement recommandé
Peau périlésionnelle fragile (maladie bulleuse, dermite, notamment)	Interfaces
Plaie hémorragique (quelle que soit l'étiologie)	Alginates
Plaie malodorante (quelle que soit l'étiologie)	Pansement au charbon activé




Principales propriétés des pansements :

Alginate : capacité d'absorption et propriétés hémostatiques - **Hydrocellulaire** : capacité d'absorption, formes adaptées au remplissage des cavités - **Hydrocolloïde** : adhésifs sur peau saine, utilisable quelle que soit la phase - **Hydrogel** : absorbant hydratant - **Interface** : faible adhérence au retrait - **Vaseliné** : faible adhérence au retrait - **Hydrofibre** : capacité d'absorption très importante - **Pansement au charbon** : absorbant des odeurs et bactéries.

La santé progresse **avec vous**





Debrisoft® Pad Compresse de déterision

Indications : déterision des plaies aiguës ou chroniques superficielles et ainsi que pour le tissu cutané environnant :

- ulcère diabétique
- ulcère artériel ou veineux
- ulcère de décubitus
- plaies postopératoires, en seconde intention
- plaies traumatiques ou chirurgicales (notamment les égratignures, incisions, lacérations)
- brûlures et ébouillantage (3e degré après débridement chirurgical)
- oedèmes lymphatiques

Convient aux peaux sèches, fragiles, hyperkératosiques, séborrhéiques ou grasses, saines ou endommagées.

Caractéristiques¹ : Debrisoft® Pad est un élément composé de fibres de polyester et d'une couche de support en polyacrylate, ainsi que d'une languette de préhension en polyester, polyamide et élasthane.

Debrisoft® Pad permet un débridement rapide, efficace et quasiment sans douleur. Il peut être utilisé pendant le débridement pour l'absorption d'exsudats, de débris et de kératose et préserve les tissus sains.

Debrisoft® Pad procure également de bons résultats, y compris pour les plaies avec une couche de kératose ou de nécrose importante si ces plaies ont subi au préalable un traitement autolytique.

1 : Notice d'utilisation.

DM Classe Is

Non remboursé




Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	34321	4056649070351	1 boîte de 5
13 x 20	34323	4056649070436	1 boîte de 5



Vliwasorb® Pro

un partenaire au quotidien dans la maîtrise de l'exsudat

Le confort de votre patient n'attend pas !⁷



Bords larges plus doux et plus conformable : réduit les marques de pression sous compression¹

Couche externe en non tissé : Protection des vêtements et des draps du patient²

Noyau superabsorbant en billes de polyacrylate: Protège contre la macération⁶

Absorbe plus de 20 fois son poids³.
Pouvoir de rétention élevé⁴.

Couche de répartition : assure une distribution homogène et rapide des exsudats⁵

Couche de contact en polyéthylène : limite l'adhérence à la plaie⁶



* : en comparaison avec Vliwasorb®, 1 : DFC-2020-005. 2 : DFC-2019-114. 3 : DFC-2020-001. 4 : DFC-2019-112. 5 : DFC-2019-068. 6 : Notice d'utilisation. 7 : DFC-2019-111.

Retrouvez la vidéo de comparaison sur youtube : <https://www.youtube.com/watch?v=1YL1B1zUzTA>



Vliwasorb® Pro Super-absorbant non adhésif



Désignation : Pansement super-absorbant, une solution pour le traitement des plaies en phase d'exsudation.

Indications : Prise en charge des plaies modérément à très fortement exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).

Caractéristiques¹ : Bonne capacité d'absorption et de rétention². Limite l'adhésion à la plaie grâce à son interface en polyéthylène, prévient le phénomène de macération favorisant le confort du patient. Ses bords larges et son design ergonomique favorisent une application aisée sur les zones difficiles à panser.

Combinaison : Peut-être utilisé comme pansement secondaire en combinaison avec Suprasorb A pour soigner les plaies profondes.¹

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2019-112.

DM Classe IIb

Codes LPP : 6323589, 6323566, 6323550, 6323508, 6323520, 6323537, 6323520, 6323508

LPP*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	6 x 6	34460	4056649071945	1 boîte de 10
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	34461	4056649071976	1 boîte de 10
12,5 x 22,5	8,5 x 18,5	34462	4056649072003	1 boîte de 10
22 x 22	18 x 18	34463	4056649072034	1 boîte de 10
22 x 32	18 x 28	34464	4056649072065	1 boîte de 10
17,5 x 17,5	12,5 x 12,5	34465	4056649072096	1 boîte de 10
25 x 30	19 x 25	34466	4056649072126	1 boîte de 10
20 x 25	15 x 20	34467	4056649072157	1 boîte de 10

* Prise en charge dans le cadre du traitement des plaies aiguës ou chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterction et de bourgeonnement.



Vliwasorb® Super-absorbant adhésif



Désignation : Combine l'efficacité du pansement super-absorbant avec les atouts d'une membrane adhésive pour une application aisée.

Indications : Prise en charge des plaies très exsudatives (comme par exemple : ulcères de jambe, escarres, plaies post-opératoires en cours de cicatrisation secondaire, plaies de laparotomie, brûlures superficielles du second degré).

Caractéristiques¹ : Bonne capacité d'absorption et de rétention. Prévient l'adhésion aux tissus néoformés grâce à son interface en polyéthylène. Limite le relargage d'exsudat, prévient le phénomène de macération².

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2016-015.


DM Classe IIb

Codes LPP : 6323448, 6323431, 6323419

LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
12 x 12	31991	4056649397519	1 boîte de 10
15 x 15	31992	4056649397533	1 boîte de 10
15 x 25	32993	4056649397557	1 boîte de 10

* Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterction et de bourgeonnement.



Doux pour la peau¹, efficace sur l'exsudat⁶



Vliwasorb[®] sensitive Super-absorbant siliconé

Indications : Prise en charge des plaies modérément à fortement exsudatives, comprenant les ulcères de la jambe, les escarres, les ulcères du pied diabétique et les plaies chirurgicales déhiscentes.

Combinaison : Pansement doux pour la peau¹. Une bonne capacité d'absorption et de rétention^{2,3}. Il absorbe rapidement et transfère l'exsudat vers le noyau absorbant⁴. Il offre une utilisation, une application simple et une fixation facile en raison de l'adhérence initiale de la couche de silicone Optisil⁵.

1 : DFC-2021-108. 2 : DFC-2021-112. 3 : DFC-2021-111. 4 : DFC-2021-115. 5 : DFC-2021-120. 6 : Notice d'utilisation.

DM Classe IIb

Codes LPP : 6323566, 6312835, 6323537, 6312829, 6323520


LPP*

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
12,5 x 12,5	10 x 10	141828	6940610104955	1 boîte de 10
10 x 20	7,5 x 17	141829	6940610104962	1 boîte de 10
15 x 25	12 x 22	141830	6940610104979	1 boîte de 10
20 x 20	17 x 17	141831	6940610104986	1 boîte de 10
20 x 30	17 x 27	141832	6940610104993	1 boîte de 10

*Prise en charge assurée dans le cadre du traitement des plaies aiguës ou chroniques très exsudatives, en traitement séquentiel pour les phases de déterction et de bourgeonnement.



Composition⁶ :



Couche externe pour une protection des vêtements

Noyau super-absorbant

Couche de tissu-mèche

Couche de contact avec la plaie en silicone Optisil



Utilisation simple grâce à la couche de silicone Optisil⁵

Suprasorb® P sensitive

Pansements hydrocellulaires siliconés

Versions border : border, sacrum, heel, multisite border.

Versions border lite : border lite, multisite border lite.

Indications border : Prise en charge des plaies moyennement à fortement exsudatives.

Indications border lite : Prise en charge des plaies faiblement à moyennement exsudatives.

Indications non border : Prise en charge des plaies moyennement exsudatives.

Indiqués pour les plaies superficielles ou profondes** telles que : ulcères de jambe, ulcères du pied diabétique, escarres, sutures/agrafes chirurgicales, chirurgies mini-invasives, plaies déhiscentes, dermabrasions, déchirures cutanées, sites de prélèvement de greffes.

Propriétés : La construction triple couche (version non-border) permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement humide optimal pour les plaies favorisant une cicatrisation plus rapide et contribuent à réduire le risque de macération. La construction quadruple couche (versions border lite), ou la construction quintuple couche (versions border) permet une gestion dynamique des fluides afin de fournir un environnement humide nécessaire pour une cicatrisation rapide et une réduction du risque de macération. La

couche douce en silicone peut être soulevée puis repositionnée sans perte d'adhérence. De plus, cette couche peut aider à minimiser la douleur chez les patients ainsi que les traumatismes au niveau des plaies et de la peau environnante lors du changement de pansement. La couche de mousse polyuréthane fournit une absorption supérieure et permet d'éloigner les exsudats.

Composition versions border, border lite : Une couche de contact avec la plaie en silicone, une couche de mousse polyuréthane, une couche avec rembourrage super-absorbant (versions border), un film imperméable à l'eau et perméable à la vapeur d'eau¹.

Composition versions non-border : Une couche de contact avec la plaie en silicone, d'une mousse de polyuréthane absorbante et d'un film externe protecteur.

1 : Notice d'utilisation.

Border = avec bord auto-fixant. Border lite = extra mince avec bord auto-fixant.


Non border = sans bord auto-fixant. Heel = talon.

* Traitement des plaies aiguës, sans distinction de phase et traitement des plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. ** En association avec un pansement primaire. *** Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement.

Nouveau règlement MDR* : codes EAN en cours de modifications

DM classe IIb Codes LPP : 6319783, 6319808, 6319790, 6319777, 6319760 , 6319725 **LPP***


Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN en cours de modifications	Nouveau EAN	Conditionnement
Border (avec bord auto-fixant)					
8,5 x 7,5	5 x 4,5	109068	4056649355366	6940610114091	1 boîte de 10
10 x 10	6,2 x 6,2	109061	4056649355182	6940610114039	1 boîte de 10
12,5 x 12,5	8,5 x 8,5	109062	4056649355205	6940610114060	1 boîte de 10
15 x 15	10,5 x 10,5	109069	4056649355380	6940610114121	1 boîte de 10
NOUVEAU 10 x 30	5 x 24	146241	-	6940610114787	1 boîte de 10
20 x 20	15 x 15	109070	4056649355434	6940610114152	1 boîte de 10



Codes LPP : 6319814, 6312812, 6319850, 6312806

LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN en cours de modifications	Nouveau EAN	Conditionnement
Non border (sans bord auto-fixant)				
10 x 10	139592	4056649979326	6940610114428	1 boîte de 10
10 x 20	139593	4056649979340	6940610114459	1 boîte de 10
15 x 20	139596	4056649979388	6940610114510	1 boîte de 10
20 x 20	139597	4056649979425	6940610114541	1 boîte de 10



Codes LPP : 6319754, 6319748, 6319725, 6319731, 6319719, 6319702, 6319978

LPP***

Dimensions (cm)	Compresse (cm)	RÉF.	EAN en cours de modifications	Nouveau EAN	Conditionnement
Border lite (extra mince avec bord auto-fixant)					
5 x 5	2,5 x 2,5	109080	4056649356165	6940610114183	1 boîte de 10
10 x 5	6 x 2,5	109081	4056649356189	6940610114213	1 boîte de 10
8,5 x 7,5	5 x 4,5	109086	4056649356288	6940610114275	1 boîte de 10
10 x 10	6,2 x 6,2	109083	4056649356226	6940610114244	1 boîte de 10
15 x 9	10,5 x 5	109087	4056649356301	6940610114305	1 boîte de 10
20 x 10	15 x 5	109088	4056649356325	6940610114336	1 boîte de 10





DM classe IIb Codes LPP : 1373393, 1351368, 1305606

LPP*

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	EAN en cours de modifications	Nouveau EAN	Conditionnement
Sacrum					
17 x 17,5	12 x 12,5	139365	4056649917731	6940610114572	1 boîte de 10
23 x 23	16,5 x 17	139566	4056649929512	6940610114664	1 boîte de 10
Heel (talon)					
23,5 x 25	17,5 x 19	139366	4056649917755	6940610114602	1 boîte de 10

Plaie superficielle Plaie profonde Degré d'exsudation

sacrum heel

DM classe IIb Code LPP : 6319725

LPP***

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	EAN en cours de modifications	Nouveau EAN	Conditionnement
multisite border lite					
7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	142080	4063591409160	6940610114756	1 boîte de 10

Plaie superficielle Plaie profonde Degré d'exsudation

multisite border lite



DM classe IIb Codes LPP: 6319783, 6319790, 6319978

LPP*

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	EAN en cours de modifications	Nouveau EAN	Conditionnement
Multisite border					
7,5 x 9,5	3,5 x 5,5	142078	4063591409108	6940610114695	1 boîte de 10
12 x 15	7 x 10	139367	4056649917816	6940610114633	1 boîte de 10
16 x 20	11,5 x 15,5	142079	4063591409139	6940610114725	1 boîte de 10

Plaie superficielle Plaie profonde Degré d'exsudation

multisite border



*Traitement des plaies aiguës, sans distinction de phase et traitement des plaies chroniques dès la phase de bourgeonnement en traitement séquentiel, localisées dans des endroits difficiles à panser tels que le sacrum, le talon, le coude et le genou. ***Prise en charge pour les plaies aiguës et chroniques faiblement exsudatives dès la phase de bourgeonnement.



Voile de protection en polyuréthane



Suprasorb® P Hydrocellulaire

Désignation : Pansement hydrocellulaire avec une haute conformabilité⁴, souple et doux.¹

Indications : Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës superficielles modérément exsudatives (par exemple : ulcères, escarres, etc.).

Caractéristiques¹ : Mousse de polyuréthane à pores fins et une interface micro-perforée au contact de la plaie. Suprasorb P favorise la cicatrisation grâce au maintien du milieu humide², gère efficacement l'exsudat³ et favorise le confort patient grâce à un retrait facilité⁴. Maintien du milieu humide qui préserve les tissus néo-formés lors du retrait⁴.

1 : DFC-2016-019. 2 : DFC-2016-051. 3 : DFC-2016-020. 4 : Notice d'utilisation.

DM Classe IIb

Codes LPP : adhésif : 6319949, 6319808, 6319777, 6319978 ; sacrum adhésif : 1345907 ; non adhésif : 6319837, 6319820, 6319814, 6319872, 6319850

LPP*

Dimensions (cm)	Comresse (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
adhésif				
7,5 x 7,5	4 x 4	82014	4056649398059	1 boîte de 10
10 x 10	6 x 6	82035	4056649398073	1 boîte de 10
15 x 15	10 x 10	20425	4056649396840	1 boîte de 10
15 x 20	15 x 10	20426	4056649396864	1 boîte de 10
sacrum, adhésif				
18 x 20,5	14,3 x 12	20535	4056649397007	1 boîte de 10
non adhésif				
5 x 5		82039	4056649398097	1 boîte de 10
7,5 x 7,5		82044	4056649398110	1 boîte de 10
10 x 10		82045	4056649398134	1 boîte de 10
15 x 15		20421	4056649396802	1 boîte de 10
15 x 20		20422	4056649396826	1 boîte de 10

* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les phases de détersion et de bourgeonnement.



Suprasorb® G Hydrogel

Désignation : Pansement hydrogel non adhésif.

Indications : Gestion de la douleur nociceptive liée à la plaie. Brûlures superficielles du second degré, dommages liés à la radiothérapie.

Caractéristiques¹ : Le pansement gel offre un milieu humide à la surface de la plaie. Le pansement n'adhérera pas au tissu sous-jacent lors de son retrait si on ne le laisse pas sécher.

1 : Notice d'utilisation.



DM Classe IIb

Codes LPP : 6320119, 6320102

LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
Pansement hydrogel				
5 x 6,5	34630	4056649397694	1 boîte de 5	LPP
10 x 10	34631	4056649397717	1 boîte de 5	LPP
20 x 20	33632	4056649031802	1 boîte de 3	Non remboursé

* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de détersion.



Suprasorb® A Pro NOUVEAU

Compresse d'alginate de calcium

Indications : Prise en charge des plaies chroniques ou aiguës fortement exsudatives, superficielles ou profondes (ulcères, escarres, sites de prélèvement de greffons).

Caractéristiques : Les compresses d'alginate de calcium renforcé Suprasorb A Pro sont des pansements doux et souples présentant une forte teneur en acide mannuronique. Les fibres d'alginate de calcium interagissent avec l'exsudat ou le sang, formant un gel qui crée un milieu humide. La capacité d'absorption de l'exsudat élevée favorise la cicatrisation. Le Suprasorb A pro est composé d'un mélange homogène de 20 % de fibres de cellulose et de 80 % de fibres d'alginate de calcium¹.

Combinaison : avec un pansement secondaire adapté¹.

¹ : Notice d'utilisation.



Suprasorb® A Pro : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320243 , 6320250

LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
Compresse				
10 x 10	143086	4063591629391	1 boîte de 10	LPP
10 x 20	143087	4063591629407	1 boîte de 10	LPP

* Prise en charge assurée en traitement séquentiel pour les plaies chroniques en phase de déterision, ainsi que pour les plaies très exsudatives.



Respecter l'environnement de la plaie.



Suprasorb® H Hydrocolloïde

Indication Standard, Border et Sacrum^{1,2} : Plaies chroniques ou aiguës superficielles faiblement à moyennement exsudatives telles que les ulcères de pression, de jambe et diabétiques, brûlures superficielles du 1er et 2e degré, sites donneurs et récepteurs de greffe, plaies post-opératoires et écorchures.

Indication Fin : Brûlures superficielles du 1er et 2e degré, sites donneurs et récepteurs de greffe, ulcères diabétiques, plaies post-opératoires et écorchures.

Caractéristiques¹ : Formation de gel lors de l'absorption des exsudats, qui favorise le maintien de la plaie en milieu humide. Pansement perméable à la vapeur d'eau et permet la douche³.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-014. 3 : DFC-2020-024.

Standard/sacrum/border** : DM Classe IIb

Codes LPP : 6320295, 6320361, 6320326, 6320272, 6382770



LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Standard			
10 x 10	140128	4063591042299	1 boîte de 10
15 x 15	140129	4063591042336	1 boîte de 10
20 x 20	140130	4063591042374	1 boîte de 10
Sacrum			
14 x 16	140127	4063591042251	1 boîte de 10
Border			
14 x 14	140126	4063591042213	1 boîte de 10

Fin : DM Classe IIa

Codes LPP : 6320289, 6320303, 6320295, 6320295, 6320361, 6320326



LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Fin			
5 x 5	140125	4063591042176	1 boîte de 10
5 x 10	140124	4063591042091	1 boîte de 10
5 x 20	140121	4063591041490	1 boîte de 10
10 x 10	140123	4063591041773	1 boîte de 10
15 x 15	140122	4063591041575	1 boîte de 10
20 x 20	140120	4063591041254	1 boîte de 10

* Prise en charge assurée pour les plaies chroniques en cas de traitement séquentiel.

** Border : à bord auto-fixant

Pour plus d'informations consultez :
www.Lohmann-Rauscher.com



Lomatuell® H Pansement gras

Indications : Prise en charge des sites donneurs de greffes, ulcères de jambe, escarres, brûlures, coupures et abrasions.

Caractéristiques : Produit stérile composé d'une trame 100 % coton imprégnée de vaseline¹.

1 : Notice d'utilisation.

DM Classe IIb

Code LPP : 6320473

LPP*

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	
10 x 10	18295	4056649396789	1 boîte de 10	LPP
5 x 5	23314	4021447233147	1 boîte de 10	Non remboursé
20 x 10	23316	4021447233161	1 boîte de 10	Non remboursé

* Prise en charge assurée en phase de bourgeonnement.

Suprasorb® F Film polyuréthane Une fixation adaptée

Indications Non Stérile : Prophylaxie de soutien des zones cutanées à risque d'escarres, à la fixation dans le traitement des plaies et au premiers soins pour les plaies mineures et superficielles.

Indications Stérile : Plaies superficielles peu exsudatives, fixation de cathéters.

Caractéristiques : Film transparent en polyuréthane avec une couche adhésive en polyacrylate. Imperméable aux bactéries et à l'eau², perméable à la vapeur d'eau¹. Système de pose pratique pour une application facilitée³.

Version non stérile en rouleau à découper.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2020-025. 3 : DFC-2020-133. 4 : DF-2016-024.

Non stérile : DM Classe I

Codes LPP : 6320208, 6320214, 6320214

LPP*

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
en rouleau, non stérile			
1 m x 10 cm	82084	4056649398332	1
10 m x 10 cm	82063	4056649398257	1
10 m x 15 cm	82064	4056649398271	1

Stérile : DM Classe IIa

Codes LPP : 6320154, 6320148, 6320183, 6320131, 6320177

LPP*

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
stérile, scellé en emballage individuel			
5 cm x 7 cm	82799	4056649398592	1 boîte de 10
10 cm x 12 cm	82800	4056649398615	1 boîte de 10
10 cm x 25 cm	82061	4056649398219	1 boîte de 10
15 cm x 20 cm	82801	4056649398639	1 boîte de 10
20 cm x 30 cm	82062	4056649398233	1 boîte de 10

* Pour la version stérile, prise en charge en cas de maintien d'autres pansements utilisés pour les soins des plaies chroniques, en tant que pansement, pour les plaies chroniques et aiguës dans la phase d'épithélialisation de plaies peu ou pas exsudatives, protection de sites de cathéters intraveineux. Pour la version Non stérile, prise en charge pour le recouvrement de pansements nécessitant une imperméabilité.




Vliwaktiv® Vliwaktiv® Ag

Indications : Traitement des plaies malodorantes. Vliwaktiv Ag est indiqué pour le traitement des plaies malodorantes présentant une colonisation critique ou à risque d'infection élevé¹.

Caractéristiques : Vliwaktiv : compresse absorbante qui neutralise les mauvaises odeurs², agit comme un anti-bactérien³. Vliwaktiv Ag : diminue la multiplication des germes dans la plaie et prévient l'infection¹.

1 : Notice Vliwaktiv Ag. 2 : DFC-2020-015. 3 : DFC-2020-016.



Mèche



Comresse absorbante



Vliwaktiv® : DM classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 x 10	20254	4021447037509	20
10 x 20	20255	4021447037530	20

Vliwaktiv® Ag : DM classe IIb

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Mèche au charbon actif et à l'argent			
6,5 x 10	20700	4021447309163	10
10 x 10	20701	4021447309224	10
10 x 15	20702	4021447309286	10
Comresse absorbante au charbon actif et à l'argent			
10 x 10	20705	4021447309347	10
10 x 20	20706	4021447309408	10
20 x 20	20707	4021447309460	10



Vliwazell® Pansement américain stérile

Nouvelle indication : Indiqué pour absorber sur les plaies superficielles présentant des niveaux d'exsudat modérés à élevés.

Caractéristiques : Stérile. Enveloppe en non-tissé. Pansement absorbant¹.
1 : DFC-2022-030.

DM Classe Is

Codes LPP : 6323394, 6323388, 6323371

LPP

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Stérile, scellé en emballage individuel			
10 x 10	98088	4056649513483	8 boîtes de 10
15 x 20	98089	4056649513506	6 boîtes de 10
20 x 25	98090	4056649513520	4 boîtes de 10



Metalline® trachéo

Indications : Compresse pour trachéotomie.

Caractéristiques : Compresse en non-tissé absorbant, associée à un voile dont les fibres sont finement aluminées sur la face en contact avec la plaie. Cette surface lisse et brillante est non-adhérente à la plaie¹.

1 : DFC-2016-055.

DM Classe Is

Non remboursé

Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Stérile, scellée en emballage individuel			
8 x 9	23094	4021447230948	50 compresses

Curapor®

Désignation : Pansement adhésif chirurgical stérile.

Indications : Traitement des plaies post-opératoires, des plaies aiguës ou superficielles, 1^{ers} soins (coupures, entailles...). Plaies légèrement à modérément exsudatives.

Caractéristiques : Support blanc non-tissé en polyester, masse adhésive en polyacrylate, perméable à la vapeur d'eau¹, laisse la peau respirer². Compresse centrale. 2 films applicateurs/protecteur en silicone. La compresse du pansement est appliquée sur la peau lésée (plaies superficielles, plaies suturées). La partie adhésive est posée sur la peau saine. Produit fini non fabriqué à partir de matériaux contenant du latex d'origine naturelle³.

1 : DFC-2016-075. 2 : DFC-2016-076. 3 : DFC-2016-077.



DM Classe Is

Codes LPP : 6323365, 6323359, 6323342, 6323336

LPP*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 7 cm	32960	4021447842608	1 boîte de 10
8 x 10 cm	32961	4021447842639	1 boîte de 10
10 x 15 cm	32962	4021447842660	1 boîte de 10
10 x 20 cm	32963	4021447842691	1 boîte de 10

* Prise en charge assurée en tant que pansements dans les soins des plaies aiguës suturées et des incisions chirurgicales.

Curapor® transparent

Indications : Protection des plaies post-opératoires et petites blessures.

Caractéristiques : Recommandé pour la douche¹. Support transparent en polyuréthane avec compresse centrale non adhésive et absorbante et masse adhésive en polyacrylate¹.

1 : DFC-2022-020.



DM Classe Is

Codes LPP : 6323320, 632313

LPP*

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 7 cm	82081	4056649398295	1 boîte de 5
8 x 10 cm	82082	4056649398318	1 boîte de 5

* Prise en charge assurée pour la protection des plaies aiguës suturées légèrement hémorragiques et/ou exsudatives.

Opraclean® Gaze iodoformée

Indications : Pour le mècheage et le drainage antiseptiques des plaies après débridement chirurgical, d'abcès, fistules, ulcères ainsi que des cavités corporelles.

Caractéristiques¹ : Gaze en coton, absorbante et imprégnée de iodoforme¹.

1 : Notice d'utilisation.



DM Classe III

Non remboursé

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Opraclean Mèche de gaze iodoformée 23g/100 cm²			
5 x 1	13580	4021447135809	1
5 x 2	13581	4021447135816	1
5 x 5	13582	4021447135823	1
Opraclean Gaze absorbante iodoformée 57g/100cm²			
5 x 6	13584	4021447135847	1
5 x 8	13585	4021447135854	1



Curaplast® sensitive Pansement pour injection

Indications : Pour le soin de petites plaies, en particulier après des ponctions/injections

Caractéristiques : **Boîte de 250 :** Prédécoupés sans emballage individuel. En rouleau et protégés dans leur boîte distributrice. Pansement extensible, doux, conformable¹. Facile et rapide à poser², confortable une fois posé¹. Il s'ajuste aux contours du corps et est adapté pour les parties du corps en mouvement³.

1 DFC-2020-099. 2 DFC-2020-100. 3 DFC-2020-101.

Boîte de 500 : Sans emballage individuel. En vrac et protégés dans leur boîte. Respectueux de la peau⁴. Doux⁴ et conformable⁵. Légèrement extensible¹. Plaisant à porter⁶. Bonne adhérence⁷. Risque d'adhésion à la plaie limité². Rapide⁸, facile à poser et à retirer⁹

1 : DFC-2021-093. 2 : DFC-2021-096. 3 : DFC-2021-102. 4 : DFC-2021-091. 5 : DFC-2021-092. 6 : DFC-2021-101, 7 : DFC-2021-095. 8 : DFC-2021-105. 9 : DFC-2021-104.

DM Classe I

Non remboursé

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Prédécoupés en rouleau de 5 m sous boîte distributrice.			
2 x 4 cm	30625	4021447306254	1 boîte de 250
Pansement unitaire.			
2 x 4 cm	142284	4063591448336	1 boîte de 500

*Les propriétés indiquées sont basées sur des tests in vitro

Curafix® H

Désignation : Sparadrap non-tissé extensible, découpable.

Indications : Pour la fixation de pansements, canules et drains.

DM Classe I

Codes LPP : 6324152, 6324130, 6324130, 6324130



Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
10 m x 5 cm	190200	4056649889328	1
10 m x 10 cm	190201	4056649889335	1
10 m x 15 cm	190202	4056649889342	1
10 m x 20 cm	190203	4056649889359	1

* Indiqués pour de la fixation sur zone de mouvement.

LPP*

Sets de soins

Un set permet de faire
3 soins (post-op) ou
5 soins (standard et déterSION).

Réalisation de
pansements étanches
permettant la douche. 

Adapté à
la douche

Velpeau® set Post-opératoire

Set de pansement pour plaies suturées non infectées

Indications : Nettoyage et recouvrement des plaies post-opératoires suturées et non infectées. Ablation des fils sur plaies suturées. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.
Source : Étiquetage.



Codes LPP : 6323939, 6323922, 6323916

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau set Post-op Petites plaies	190823	4063591768601	1 carton de 6
Velpeau set Post-op Moyennes plaies	190824	4063591768632	1 carton de 6
Velpeau set Post-op Grandes plaies	190825	4063591768663	1 carton de 6

Velpeau® set Post-opératoire	190036 Velpeau® set Post-op petites plaies	190037 Velpeau® set Post-op moy. plaies	190038 Velpeau® set Post-op grandes plaies
3 Blisters Stériles composés chacun de :	< 5cm	5 à 10cm	> 10cm
Champ de soin 38 cm x 45 cm	1	1	1
Pincés anatomiques	2	2	2
Compresse non-tissées 7,5 cm x 7,5 cm	5		
Compresse non-tissées 10 cm x 10 cm		5	10
Hors blister			
Pansements adhésifs avec compresse stériles 8 cm x 10 cm	3		
Films adhésifs transparents stériles 10 cm x 15 cm	3		
Pansements adhésifs avec compresse stériles 10 cm x 15 cm		3	
Films adhésifs transparents stériles 15 cm x 20 cm		3	
Pansements adhésifs avec compresse stériles 10 cm x 25 cm			3
Films adhésifs transparents stériles 15 cm x 30 cm			3
Sacs collecteurs de déchets	3	3	3
Coupe-fils stérile	1	1	1
Notice	1	1	1

Velpeau® set DéterSION

Set de pansement pour plaies chroniques avec curette

Indications : Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine nécessitant une déterSION mécanique. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

Caractéristiques : Set de pansement avec curette pour la déterSION et/ou le nettoyage des plaies avec présence de tissus nécrotiques et/ou fibrineux (se conformer à la prescription médicale).

Source : Notice.

Codes LPP : 6323951, 6323945

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
Velpeau set Standard	190826	4063591768694	1 carton de 6
Velpeau set DéterSION	190827	4063591768724	1 carton de 6



Velpeau® set Standard

Set de pansement pour plaies chroniques avec paire de ciseaux

Indications : Nettoyage et réfection de pansement pour plaies chroniques avec peau péri-lésionnelle saine. Réalisation de pansements étanches permettant la douche.

Caractéristiques : Set de pansement avec paire de ciseaux pour ajuster au besoin la dimension du pansement primaire (non fourni).

Source : Notice.



Velpeau® sets Standard et DéterSION

Sets de pansement pour plaies chroniques

108870
Velpeau®
set Standard
avec paire
de ciseaux

108871
Velpeau®
set DéterSION
avec curette

5 Blisters Stériles composés chacun de :	108870	108871
Champ de soin 38 cm x 45 cm	1	1
Pincés anatomiques	2	2
Compresse non-tissées 10 cm x 10 cm	10	
Compresse gaze coton hydrophile 10 cm x 10 cm		10
Hors blister		
Films adhésifs transparents stériles 10 cm x 15 cm	5	5
Sacs collecteurs de déchets	5	5
Paire de ciseaux stérile	1	
Curette avec grattoir stérile		1
Notice	1	1



STOP AU GÂCHIS !
Velpeau s'engage pour l'environnement
1 seule paire de ciseaux dans notre set !

Le saviez-vous ?

Pour un patient soigné pour une plaie chronique ne nécessitant pas de déterSION mécanique, la durée moyenne des soins est de 210 jours*.

En supposant que le pansement soit réfectionné tous les 3 jours, le patient utiliserait 14 sets de pansements pour plaies chroniques « Standard » contenant le nécessaire pour faire 5 soins.

➔ Avec L&R, si la plaie ne nécessite pas d'ajuster la dimension du pansement primaire, **c'est l'économie de 56 paires de ciseaux****

* 1-Rapport au ministre chargé de la sécurité sociale et au Parlement sur l'évolution des charges et des produits de l'Assurance maladie au titre de 2014 (loi du 13 août 2004) – juillet 2013. **En comparaison à d'autres produits contenant 5 paires de ciseaux.

**C'EST ÇA AUSSI,
ÊTRE UN SPORTIF !**

**MIEUX QUE LE BOBSLEIGH,
LA PLANCHE À BOBOS !**



Pansements  **Velpeau**[®]
pour le recouvrement et l'absorption
des fluides des plaies superficielles.

Gamme plus claire, délivrance facilitée :



Transparent




Doux et extensible^{4,5}



Résistant à l'eau^{6,7}



Grande résistance^{2,3}



Dimensions des compresses précisées au dos de chaque boîte.

Augmentez vos ventes !



Réglable linéaire



Vidéo disponible pour les écrans



Présentoir métal

En rayon :
4 boîtes de front
Référence : 9509097
Dimensions :
l 40 x L 310 x H 190 mm



Présentoir de comptoir

Contenance :
12 boîtes
Référence : 9509096
Dimensions :
l 155 x L 172 x H 235 mm

Contenance :
36 boîtes
Référence : 3009649
Dimensions :
l 180 x L 250 x H 460 mm

Velpeau® Aqua

Caractéristiques : Film de polyuréthane transparent compresse absorbante.

- Adapté pour le bain, la douche, la piscine...^{1,2}
- Pansements films bain, douche discrets¹

1 : DFC-2021-038. 2 : DFC-2021-039.



Résistants à l'eau et faciles à poser^{1,2}



DM Classe I

Non remboursé

Désignation	Composition	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Pansements film bain, douche	Assortiment		30970	4056649513711	Boite de 12



Velpeau® Sensitive

Caractéristiques : Support extensible non-tissé^{3,4} 100% polyester, avec compresse absorbante.

- Adapté aux égratignures, coupures... superficielles^{1,2}
- Pré-découpés pratiques¹ ou bandes à découper au besoin²
- Extensibles^{3,4}
- Confortables^{1,2}

1 : DFC-2021-043. 2 : DFC-2021-040. 3 : DFC-2021-045. 4 : DFC-2021-042.



Extensibles et doux^{3,4}



DM Classe I

Non remboursé

Désignation	Composition	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Multi-extensible pré-découpés	Assortiment		31214	4056649513834	Boite de 30
Multi-extensible à découper	Bande à découper		31212	4056649513797	1



1. DFC-2021-107. 2. DFC-2021-041. 3. DFC-2021-044. 4. DFC-2021-042. 5. DFC-2021-045. 6. DFC-2021-038. 7. DFC-2021-039. 8. DFC-2021-046. 9. DFC-2021-106. 10. DFC-2022-091. 11. DFC-2022-090.

Velpeau® Elastic

Caractéristiques : Support textile 65 % coton, 35 % polyamide, avec compresse absorbante.

- Adapté aux égratignures, coupures... superficielles^{1,2,3}
- Pré-découpés pratiques⁴ ou bandes à découper au besoin^{2,5}
- Confortable^{1, 2, 3}

1 : DFC-2021-043. 2 : DFC-2021-040. 3 : DFC-2021-037. 4 : DFC-2021-044. 5 : DFC-2021-041.

Grande résistance^{3,4,5}
Disponible au format spécial pour doigts, orteils et articulations³



DM Classe I

Non remboursé

Désignation	Composition	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Haute Résistance pré-découpés	Assortiment		31213	4056649513810	Boîte de 30
Haute Résistance à découper	Bande à découper		31210	4056649513759	1
Haute Résistance à découper	Bande à découper		31211	4056649513773	1
Pansement spécial pour doigts	Assortiment		31229	4056649513872	Boîte de 20

Velpeau® Kids Monsters

Caractéristiques : Support polyuréthane avec compresse absorbante.

- Facile à poser et à retirer¹
- Résistant à l'eau²
- Testé dermatologiquement et respectueux³

1. DFC-2022-089 2. DFC-2022-091 3. DFC-2022-090

Respectueux de la peau³



DM Classe I

Non remboursé

Désignation	Composition	Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
Pansements Monster	Assortiment		190049	8017990117498	Boîte de 20

COMPRESSION MÉDICALE



Découvrez nos vidéos explicatives des techniques de pose




Retrouvez nos **tutoriels de formation** sur la compression sur www.Lohmann-Rauscher.com

Élaborés par le Dr. Jean-Patrick Benigni, médecin consultant et Directeur d'enseignement du D.U. de Compression Médicale à la Faculté de Médecine Paris Sorbonne.

NOS AIDES À LA PRESCRIPTION ET À L'UTILISATION :

Cas cliniques

Élaborés en collaboration avec :
 - le Dr. Sylvie Meaume, Dermatologue, Gériatre APHP, Hôpital Rothschild, Paris 12,
 - le Dr. Jean-Patrick Benigni, médecin consultant et Directeur d'enseignement du D.U. de Compression Médicale à la Faculté de Médecine Paris Sorbonne et Florence Balet, infirmière spécialiste plaies et cicatrisation.



Recommandations HAS

Posters de pose de bandes de compression

Rosidal® K

Une nouvelle donne dans la compression veineuse.



Désignation : Bande de compression à **allongement court**.

Indications : Après sclérothérapie ou chirurgie des varices, œdèmes, ulcère veineux de jambe, thrombose veineuse, lymphœdème (membre inférieur ou supérieur). Efficacité cliniquement prouvée pour la prise en charge de l'ulcère veineux et de l'insuffisance veineuse chronique.^{1,4}

Pas d'étalonnage nécessaire : la bande se pose à tension complète pour obtenir la pression recommandée.

Caractéristiques⁵ : Bande de compression à allongement court. Composition : en coton. Peut rester en place jour et nuit² (sauf contre-indication médicale). Lavable jusqu'à 50 fois à 95 °C.³

Coloris : Chair.

1 : Randomized controlled trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems and standard care without compression patients with venous leg ulcers, Wong, I.K, et al. 2012.
 2 : DF-2016-012. 3 : DF-2016-032. 4 : Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et al., 2011. 5 : Notice d'utilisation.

DM Classe I

Codes LPP : 1346574, 1314746, 1359714, 1312598, 1352741, 1328518, 1387030

LPP*

Dimensions (longueur étirée)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
5 m x 4 cm	108820	4063591323879	1	125
5 m x 6 cm	108821	4063591323886	1	108
5 m x 8 cm	108822	4063591323893	1	108
5 m x 10 cm	108823	4063591323909	1	90
5 m x 12 cm	108824	4063591323916	1	54
10 m x 10 cm	108825	4056649334729	1	60
10 m x 12 cm	108826	4056649334736	1	40

* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.



La première bande de compression à allongement court remboursée en France.



Retrouvez la technique de pose sur youtube et

www.Lohmann-Rauscher.fr

Retournez votre catalogue et découvrez en page 62 notre gamme de chaussettes, bas et collants de compression Velpeau® VeinoCare®.



Efficacité thérapeutique : cliniquement prouvée pour la prise en charge de l'ulcère veineux.^{1,2}

Pose simple à tension complète pour obtenir la pression recommandée.

Confort et observance du patient. Peut rester en place jour et nuit* (le bandage génère une pression de travail élevée et une pression au repos faible³), il est donc possible d'adapter le changement du bandage aux cas spécifiques : le bandage Rosidal[®] sys peut être maintenu en place plusieurs jours ou changé quotidiennement, selon la prescription médicale et l'état de la plaie.⁴

La bande à allongement court à l'intérieur du kit, Rosidal[®] K, apporte une bonne tolérance cutanée, grâce à sa composition en coton.⁵

*sauf contre-indication



Simplicité de prescription et d'utilisation. Le kit possède tous les composants nécessaires à un traitement complet : gain de temps pour la prescription et l'utilisation.

Économique^{2,4}
Solution pour réduire le coût en cas de soins sur une période prolongée.

Réutilisable.
Les bandes Rosidal[®] K et Rosidal[®] Soft sont réutilisables et lavables.⁴

Rosidal[®] sys

Le kit de compression tout-en-un pour un traitement complet et efficace.

Le premier kit réutilisable et remboursé

Désignation : Kit de compression à allongement court.

Indications : Pour le traitement compressif de l'ulcère variqueux.

1 : Multicentre, randomised controlled trial of four-layer bandaging versus shortstretch bandaging in the treatment of venous leg ulcers, Partsch et al., 2011. 2 : Randomized control trial comparing treatment outcome of two compression bandaging systems and standard care without compression in patients with venous leg ulcers, Wong et al., 2012. 3 : DF-2016-012. 4 : Notice d'utilisation. 5 : DFC-2021-001.

Code LPP : 1338557

LPP*

RÉF.	EAN	Conditionnement
190008	4056649683674	4

Retrouvez la technique de pose sur youtube et www.Lohmann-Rauscher.fr



* Prise en charge dans le cadre d'un traitement de l'ulcère d'origine veineuse ou à composante veineuse prédominante (stade C6 de l'insuffisance veineuse chronique) avec un indice de pression systolique supérieur à 0,8.

1x tg



Taille 7

Etape 1 :
protection avec la pose de tg[®] jersey tubulaire

4x Rosidal soft



10cm

Etape 2 :
capitonage avec la pose de Rosidal[®] soft

2x Rosidal K



8cm

5m

Etape 3 :
compression avec la pose de Rosidal[®] K

2x Rosidal K



10cm

5m

1x Mollimat haft



8cm

20m

Fixation

1x Porofix




2,5cm

5m



Utilisation des repères de pose avec Velpeau® veine plus sans latex

Tension de la bande



Pour que la pression soit régulière et appropriée, le triangle isocèle devient équilatéral lors de la pose.

Recouvrement



A chaque tour, recouvrir complètement le triangle afin d'obtenir un recouvrement de 2/3 ou recouvrir de 50 % en utilisant la ligne bleue comme repère. Pour mieux distinguer la force de compression : une ligne bleue pour la légère et deux lignes bleues pour la forte.

Retrouvez nos vidéos sur Velpeau.fr

Velpeau® veine plus

Désignation : Bande de compression à allongement long sans latex étalonnée (force 2 ou force 3 selon la LPP).

Indications : Pour la compression, la rétention, le soutien, le soulagement et l'immobilisation.

Caractéristiques : Les repères de pose permettent une application facilitée du bandage grâce à la gestion de la tension de la bande et au guide pour le recouvrement.¹ Velpeau veine plus permet au patient de se chauffer tout en portant sa compression (avec une chaussure adaptée).²

Composition : Viscose, polyester, polyamide, élasthanne.

Coloris : Chair.

1 : DF-2016-001. 2 : DF-2016-002.

DM Classe I

Codes LPP : 6324318, 6324293, 6324270, 6324301, 6324287, 6324264, 6324258, 6324235, 6324212, 6324198, 6324229, 6324206, 6324181, 6324175

Velpeau veine plus sans latex légère Force 2

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 8 cm	32980	4021447856780	1	40
3,5 m x 8 cm	32982	4021447856827	1	12
4 m x 8 cm	32984	4021447856865	1	12
3 m x 10 cm	32981	4021447856803	1	36
3,5 m x 10 cm	32983	4021447856841	1	24
4 m x 10 cm	32985	4021447856889	1	24
5 m x 10 cm	32986	4021447856902	1	24

Velpeau veine plus sans latex forte Force 3

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 8 cm	33250	4021447856926	1	40
3,5 m x 8 cm	33252	4021447856964	1	12
4 m x 8 cm	33254	4021447857008	1	12
3 m x 10 cm	33251	4021447856940	1	36
3,5 m x 10 cm	33253	4021447856988	1	24
4 m x 10 cm	33255	4021447857022	1	24
5 m x 10 cm	33256	4021447857046	1	24

La compression médicale dans les affections veineuses chroniques

D'après les recommandations de la HAS¹

Indications de la compression médicale

Situation clinique	Dispositifs	Modalités
Varices 3 mm (stade C2)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 15 à 20 ou 20 à 36 mmHg 	Traitement au long cours
Après sclérothérapie ou chirurgie des varices	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas indiqués pour les varices ■ ou bandes sèches à allongement court 	4 à 6 semaines
Œdème chronique (stade C3)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg ■ ou bandes sèches à allongement court ou long 	Traitement au long cours, avec réévaluation régulière du rapport bénéfiques / risques
Pigmentation, eczéma veineux (stade C4a)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg ■ ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites 	
Lipodermatosclérose, hypodermite veineuse, atrophie blanche (stade C4b)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites ■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 mmHg (au stade chronique) 	
Ulcère cicatrisé (stade C5)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) de 20 à 36 ou > 36 mmHg ■ ou bandes sèches à allongement court 	
Ulcère ouvert (stade C6)	<ul style="list-style-type: none"> ■ bandages multitypes en première intention ■ ou bandes sèches inélastiques ou à allongement court ■ ou bandes enduites ■ ou bas (chaussettes, bas-cuisse, collants) > 36 mmHg 	

La pression à retenir est la plus forte supportée par le patient.

Les contre-indications absolues de la compression médicale sont¹ : L'artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) avec indice de pression systolique (IPS) < 0.6 ; la microangiopathie diabétique évoluée (par une compression > 30 mmHg) ; la *phlegmatia cerulea dolens* (phlébite bleue douloureuse avec compression artérielle) ; la thrombose septique.

Une réévaluation régulière du rapport bénéfice/risque s'impose en cas de¹ : AOMI avec IPS entre 0.6 et 0.9 ; neuropathie périphérique évoluée ; dermatose suintante ou eczématisée ; intolérance aux fibres utilisées.

1 : La compression médicale dans les affections veineuses chroniques. HAS, 2010.

Les règles d'or d'un bandage compressif

Quelques conseils pour choisir la taille de la bande adéquate :

Choix de la largeur : inférieure à la distance entre la base des orteils et le pli de la cheville.

Choix de la longueur (pour Velpeau veine plus)

Recouvrement jusqu'au genou	Taille du patient	Longueur
	< 1,65 m	3 m
Entre 1,65 m et 1,75 m	3,5 m	
> 1,75 m	4 m	
Recouvrement jusqu'à la cuisse	5 m	

Le bandage s'arrête 2 doigts sous le pli du genou

Les recouvrements doivent être réguliers

Le pied doit être à 90°, les saillies osseuses (crête tibiale, malléoles) doivent être protégées avec de la ouate Cellona® par exemple

Le talon doit être couvert intégralement

Toujours débiter le bandage par 2 tours de bande à la base des orteils





Velpeau® press

Désignation : Bande de compression cohésive à allongement long.

Indications : Maladies veineuses chroniques (œdèmes veineux, dermatoliposclérose et atrophie blanche, ulcère variqueux, varices), maladies veineuses thrombo-emboliques (thrombose veineuse superficielle et profonde, syndrome post-thrombotique), œdèmes (survenant pendant la grossesse, post-traumatiques, post-opératoires, d'origine médicamenteuse).

Caractéristiques¹ : Bande de compression cohésive à allongement long en non-tissé. Colle sur elle-même, mais ne colle pas à la peau. Sécable à la main et repositionnable.

Composition : Polypropylène, élasthanne. Produit non fabriqué à partir de matières premières contenant du latex¹.

Coloris : Blanc ou chair.

¹ : Etiquetage.

DM Classe I

Codes LPP : 6324330, 6324324

LPP

Dimensions	RÉF. (blanc)	EAN (blanc)	RÉF. (chair)	EAN (chair)	Conditionnement	Quantité par carton
3 m x 7 cm	190448	4004221010660	190449	4004221010684	1	10
3,5 m x 10 cm	190450	4004221010707	190451	4004221010721	1	10

Porotape®

Indications : Immobilisation partielle avec soutien des articulations, des muscles et des ligaments.

Peut également être utilisé en prévention, pour éviter une sollicitation excessive des articulations.

Caractéristiques : Sparadrap non élastique. Déchirure facilitée grâce aux bords dentelés, ne s'effiloche pas.¹

Coloris : Blanc.

¹ : DFC-2022-028.



DM Classe I

Code LPP : 6323968

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
10 m x 3,8 cm	26816	4056649458937	1	96

Pour plus d'informations consultez : www.Lohmann-Rauscher.com





Bande de compression adhésive élastique.

Allongement longitudinal > 50 %.

Perméable à l'air et à la vapeur d'eau.¹

Velpeau® strapp

Bande de compression adhésive élastique.

Indications : Traumatologie générale et médecine du sport. Prévention et traitement des systèmes musculotendineux et ligamentaires des articulations.

Phlébologie : traitement de l'insuffisance veineuse et de ses diverses complications.

Maintien de pansement : fixation de pansements sur toutes les parties du corps.

Caractéristiques : Allongement longitudinal > 50%. Perméable à l'air et à la vapeur d'eau¹.

Coloris : blanc.

1 : Étiquetage.

DM Classe I

Codes LPP : 6324117, 6324100, 6324092, 6324086

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
2,5 m x 3 cm	190438	8428012300345	1	24
2,5 m x 6 cm	190439	8428012300352	1	18
2,5 m x 8 cm	190440	8428012300369	1	12
2,5 m x 10 cm	190441	8428012300376	1	9
2,5 m x 15 cm	190443	8428012300383	1	6

Conditionnement Clubs de sport, collectivités...

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement	
2,5 m x 3 cm	190444	8428012300543	60	Non remboursé
2,5 m x 6 cm	190445	8428012300550	30	Non remboursé
2,5 m x 8 cm	190446	8428012300567	30	Non remboursé
2,5 m x 10 cm	190447	8428012300574	30	Non remboursé



GAMME BLANCHE ET HYGIÈNE

LR

PLUS TRIOMPHALE
QU'À L'ARRIVÉE DU MARATHON,
LE DÉMAQUILLAGE
DE FIN DE JOURNÉE !

C'EST ÇA AUSSI,
ÊTRE UNE SPORTIVE !

DÉMAQUILLAGE AU NATUREL

CotoBio par Velpeau®
RECTANGLES DE COTON
100% BIOLOGIQUE*

- Hygiène, respect de la peau et de l'environnement
- Sans utilisation d'OGM/Colorant Chlore
- Sachet fabriqué à partir de matières premières recyclées

ECO CERT Numéro Licence 182068
Laboratoires Lohmann & Rauscher S.A.S.

GLOBAL ORGANIC TEXTILE STANDARD
GOTS - EN 17067

Textile Biologique
certificat délivré
par Ecocert Greenlife
F32600

Velpeau®
Supporter des sportifs du quotidien

* 100% des fibres sont issues de l'agriculture biologique.
CotoBio par Velpeau® est un produit d'hygiène.
Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS - ZA de Choisy - 88200 Remiremont
SIREN RCS Epinal B SIREN 380 236 091, AR-202203-013



Vidéo disponible pour les écrans
https://www.youtube.com/watch?v=nq_J2Fd-XkY



Présentoir
 et fiches conseils



Dimensions :
 136 x L 14 x H 27 cm

Présentoir de sol



Dimensions :
 1280 x L 550 x H 1100 mm

Maintien et fixation



tg® fix

Désignation : Filet tubulaire. Polyamide/élastodiène (= latex). Longueur étirée : 4 m.

Indications : Fixation de pansement.

Caractéristiques : Larges mailles et élasticité bi-sens¹, permettant une fixation aisée sur toutes les parties du corps.² Contient du latex.

Coloris : Blanc.

1 : DFC-2021-084. 2 : DFC-2020-147.

DM Classe I

Code LPP : 6323997

LPP

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
4 m en rouleau			
A doigt	82816	4056649398653	1
B petite extrémité (plusieurs doigts/main/pied)	82825	4056649398677	1
C grande extrémité (petite tête/bras/jambe)	82826	4056649398691	1
D grande tête, petit tronc	82829	4056649398738	1
E grand tronc, hanches, aisselles	82830	4056649398714	1



Velpeau® pore

Indications : Pour la protection et la fixation de pansement.

Caractéristiques¹ : Sparadrap adhésif non stérile, microporeux, non-élastique, perméable à l'air, avec une bonne adhérence, bonne tenue, bien toléré par la peau². Composé d'un ruban adhésif et d'un dévidoir.

1 : DF-2021-004. 2 : Etiquetage.

DM Classe I

Codes LPP : 6320504, 6320496

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 m x 2,5 cm	34003	6941558093004	1
9,1 m x 2,5 cm	34004	6941558093011	1



Velpeau® crêpe sous cello

Désignation : Bande de crêpe en coton. Grammage : 100 g/m². 100 % coton blanchi. Disponible sous boîte (consulter le tarif).

Indications : Pour la rétention, soutien léger et soulagement.

Caractéristiques : Lavable à la main ou en machine à 40 °C (cycle délicat).¹

Coloris : Blanc avec des lisières bleues.

1 : Etiquetage.

DM Classe I

Codes LPP : 6324554, 6324548, 6324531, 6324519, 6324488

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
4 m x 5 cm	81473	4021447899855	1
4 m x 7 cm	81476	4021447899879	1
4 m x 10 cm	81477	4021447899893	1
4 m x 15 cm	81478	4021447900469	1
5 m x 20 cm	81479	4021447899930	1



Disponible sous boîte (consulter le tarif).

Velpeau® nyl sous cello

Désignation : Bande extensible. Polyamide/polyester.

Indications : Fixation élastique de pansements, compression légère.

Caractéristiques : Allongement 100 %¹.

Coloris : Blanc.

1 : DF-2016-056.

DM Classe I

Codes LPP : 6324413, 6324407, 6324399, 6324382, 6324376, 6324360, 6324353

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
3 m x 5 cm	81395	4056649223245	20
3 m x 7 cm	81396	4056649223252	20
3 m x 10 cm	81397	4056649223269	20
4 m x 5 cm	81400	4056649223276	20
4 m x 7 cm	81402	4056649223283	20
4 m x 10 cm	81403	4056649223290	20
4 m x 15 cm	81405	4056649223306	20

Mollelast® haft

Désignation : Bande de fixation cohésive. Viscose/polyamide, avec enduction de latex. Élastique en longueur et extensible en largeur.¹ Cohésive (colle sur elle-même mais ne colle pas à la peau).¹ Perméable à l'air.²

Indications : Pour la rétention et l'immobilisation.

Coloris : Blanc.

1 : Etiquetage. 2 : DFC-2021-125.

DM Classe I

Codes LPP : 6318571, 6324465, 6324459, 6324436, 6324420

LPP

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
4 m x 4 cm	109510	4056649459750	1
4 m x 6 cm	82691	4056649459552	1
4 m x 8 cm	82693	4056649459569	1
4 m x 10 cm	82697	4056649459576	1
4 m x 12 cm	82700	4056649459583	1



Compresse



Gazin® compresses de gaze tissées

Désignation : Compresse de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 8 plis, sachet de 2.

Indications : Soins des plaies et réalisation de pansements.

DM Classe Is

Codes LPP : 6323900, 6323891, 6323885, 6323879, 6323862, 6323856

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Stérile	7,5 x 7,5	98200	4056649519881	Boîte de 10 sachets de 2	40
	7,5 x 7,5	98201	4056649519904	Boîte de 25 sachets de 2	16
	7,5 x 7,5	98202	4021447154695	Boîte de 50 sachets de 2	8
	10 x 10	98203	4056649519928	Boîte de 10 sachets de 2	40
	10 x 10	98204	4056649519942	Boîte de 25 sachets de 2	16
	10 x 10	98205	4021447155043	Boîte de 50 sachets de 2	8

Désignation : Compresse de gaze 100 % coton hydrophile, 17 fils, 16 plis, sachet de 1.

Indications : Soins des plaies et réalisation de pansements.

DM Classe IIa

Non remboursé

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Stérile	5 x 5	80641	4056649519287	Boîte de 10 sachets de 1	40

Vliwasoft® compresses en non-tissé

Désignation : Compresse non tissée stérile, 4 plis, 30 g/m², sachet de 2.

Viscose/polyester.

Indications : Nettoyage et soins des plaies.

DM Classe Is

Codes LPP : Vliwasoft Compresse en non-tissé 30g S/2 :

6323827, 6323810, 6323804, 6323796, 6323780, 6323773

LPP



	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Stérile	7,5 x 7,5	80949	4056649511830	Boîte de 10 sachets de 2	40
	7,5 x 7,5	80960	4056649511892	Boîte de 25 sachets de 2	16
	7,5 x 7,5	80966	4056649511939	Boîte de 50 sachets de 2	8
	10 x 10	80950	4056649511854	Boîte de 10 sachets de 2	40
	10 x 10	80958	4056649511878	Boîte de 25 sachets de 2	16
	10 x 10	80965	4056649511915	Boîte de 50 sachets de 2	8

Désignation : Compresse non tissée non stérile, 4 plis, 40 g/m².

Indications : Soins des plaies superficielles.

DM Classe I

Vliwasoft Compresse en non-tissé 40 g : 6323840, 6323833

LPP

	Dimensions (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Non Stérile	7,5 x 7,5	34534	4056649397656	Sachet de 100	6
	10 x 10	34535	4056649397670	Sachet de 100	6



Rondelle oculaire

Indications : Soins ophtalmologiques (nettoyage, protection, absorption).

Caractéristiques : Nappe de coton hydrophile maintenue entre deux voiles en gaze hydrophile de coton 17 fils. Bords soudés.

DM Classe Is

Code LPP : 6319694

LPP

Désignation	RÉF.	EAN	Conditionnement	Quantité par carton
Rondelle oculaire – dimensions 7 x 5,3 cm (forme ovale/Boîte de 10)	98086	4056649512196	1	20

Pro-ophta® S

Indications : Protection de l'oeil, des sécheresses oculaires et après chirurgies de l'oeil.

Caractéristiques : Pansement adhésif anatomique avec coquille transparente. 2 tailles disponibles : adulte et enfant.



DM Classe I

Non remboursé

Taille	Dimensions (cm)	Ø (cm)	Zone bombée (cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Enfant	10 x 7,2	4,6	0,6	34227	4021447022147	1 boîte de 5
Adulte	11,4 x 7,8	5,1	0,8	34229	4021447022178	1 boîte de 5

Coton

Coton hydrophile



Désignation : Nappe 100 % coton hydrophile, pliage accordéon.

Indications : Nettoyage local de la peau, sans plaie ouverte.

Coloris : Blanc.

DM Classe I

Code LPP : 6324123

Poids (g)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Sachet avec cordonnet			
100	34091	4056649512646	1/24 LPP

Boules de coton

Désignation : Boules 100 % coton.

Indications : Nettoyage de la peau, application de crème ou pommade, absorption des fluides corporels sans plaie ouverte.

Coloris : Blanc.



DM Classe I

Non remboursé

RÉF.	EAN	Conditionnement
31218	4056649511786	20 sachets de 500
31219	4056649511793	16 sachets de 700

Mouchoirs

Désignation : Mouchoirs 100 % cellulose.

Indications : Hygiène.

Coloris : Blanc.



Non remboursé

RÉF.	EAN	Désignation	Conditionnement
190859	4000883101821	30 étuis	10 paquets de 30 étuis
82385	4000883090484	Boîte distributrice	40



Cotopads® par Velpeau®

Désignation : Carrés et rectangles de coton. 100 % coton.

Indications : Pour soins infirmiers et hygiène corporelle : nettoyage de la peau, absorption des fluides corporels en cas de plaies superficielles ou sur sites d'injection.

Coloris : Blanc.

DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 5 cm	90000	4056649512806	24 sachets de 500 carrés
8 x 10 cm	90001	4056649512820	16 sachets de 200 rectangles



CotoBio® par Velpeau®

Désignation : Rectangles de coton biologique.*

Propriétés : La toilette de bébé et le démaquillage au naturel. Hygiène, respect de la peau et de l'environnement. Traçabilité des matières premières garantie. Sachet fabriqué à partir de matières recyclées.

Sans utilisation d'OGM / Colorant / Chlore.

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
8 x 10 cm	190190	4056649792758	16 sachets de 180 rectangles

* 100 % des fibres sont issues de l'agriculture biologique.



Numero de licence 182098
Laboratoire Lohmann & Fauschler S.A.S



Textile Biologique
certificat obtenu par Ecocert Greenlife - F30000

Cotodisques® par Velpeau®

Désignation : Disques de coton 100 % coton.

Indications : Soins du visage, démaquillage et nettoyage de la peau.

Coloris : Blanc.

Non remboursé

RÉF.	EAN	Conditionnement
34822	4056649521358	24 sachets de 80 disques





**PLUS SYNCHRO QU'EN F1,
LE STAND COUCHE !**

**C'EST ÇA AUSSI,
ÊTRE UN SPORTIF !**

CHANGE DE BÉBÉ ET DÉMAQUILLAGE



CotoBio par Velpeau®
RECTANGLES DE COTON
100% BIOLOGIQUE*

- Hygiène, respect de la peau et de l'environnement
- Sans utilisation d'OGM/Colorant Chlore
- Sachet fabriqué à partir de matières premières recyclées



Numéro Licence 182068
Laboratoires
Lohmann & Rauscher S.A.S.



Textile Biologique
certificat délivré
par Ecocert Greenlife
F32600

* 100% des fibres sont issues de l'agriculture biologique.

CotoBio par Velpeau® est un produit d'hygiène.

Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS - ZA de Choisy - 88200 Remiremont
SIREN RCS Epinal B SIREN 380 236 091. AR-202202-009



Supporter des sportifs du quotidien

Immobilisation



Cellacast® Xtra

Indications : Immobilisation des parties du corps après fractures, opérations, corrections orthopédiques et pour le traitement des maladies osseuses et articulaires.

Caractéristiques² : Résine synthétique constituée d'une trame en fibre de verre enduite d'une résine de polyuréthane. Extensible en largeur pour une application et un façonnage facilités. Légère. Grande stabilité. Perméable à l'air. Transparente aux rayons X.

Utilisation¹ : Température de trempage : entre 20 et 24°C.

Temps de prise¹ : 2,5 à 5 minutes. Temps de séchage : 30 minutes.

1 : Notice d'utilisation. 2 : DFC-2021-054.

DM Classe I

Codes LPP : 6124045, 6124039, 6124022, 6124016, 6124000

LPP

Dimensions (cm x m)	RÉF.	EAN	Conditionnement
Emballé individuellement sous sachet			
2,5 x 1,8	190323	4063591112220	Sachet de 10
5 x 3,6	190324	4063591112244	Sachet de 10
7,5 x 3,6	190325	4063591112312	Sachet de 10
10 x 3,6	190326	4063591112336	Sachet de 10
12,5 x 3,6	190327	4063591112435	Sachet de 10

Cellona® bande plâtrée



Indications : Immobilisation des membres blessés ou fracturés.

Caractéristiques : Plâtre raffiné fixé sur une gaze 17 fils, présenté sous forme de bande plâtrée prête à l'emploi. Temps de prise : 3 à 4 minutes.¹

Coloris : Blanc.

¹ : DFC-2022-081.

DM Classe I

Codes LPP : 6124074, 6124068, 6124051

LPP

Dimensions (cm x m)	RÉF.	EAN	Conditionnement
scellé en emballage individuel			
10 x 2	82386	4056649459484	10
15 x 2	82387	4056649459491	10
20 x 2	82388	4056649459507	10
scellé par 5 unités			
6 x 2	25000	4056649585930	10
			Non remboursé

Cellona® ouate orthopédique

Indications : Capitonage intérieur des plâtres naturels et synthétiques et des bandages de compression.

Caractéristiques : Sécable à la main.

Coloris : Blanc.



DM Classe I

Non remboursé

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
2,75 x 5	92840	4021447024196	96
2,75 x 7,5	92841	4021447024202	72
2,75 x 10	92842	4021447024219	48
2,75 x 15	92843	4021447024226	36
2,75 x 20	92844	4021447024233	24

Jersey côte coton

Indications : Grâce à son élasticité, le jersey coton est utilisé pour le capitonnage intérieur des plâtres naturels et synthétiques.

Caractéristiques : Tricot tubulaire à mailles fines. 100 % coton non blanchi. Doux pour la peau¹, le jersey côtelé est élastique en longueur et transversalement.

Coloris : Blanc.

¹ : DFC-2022-111.



DM Classe I

Codes LPP : 6123985, 6123979

LPP

Dimensions (m x cm)	RÉF.	EAN	Conditionnement
5 x 5	81781	4021447974330	1
5 x 7	81782	4021447974354	1
5 x 10	81783	4021447974378	1
5 x 15	81785	4021447974705	1
5 x 20	81786	4021447974729	1
			Non remboursé
			Non remboursé



tg® bandage tubulaire

Indications : Pour la fixation de pansements.
Pour la protection de la peau sous plâtres et résines synthétiques.

Coloris : Blanc.

DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
rouleau de 20 m			
Taille 1 (1,4 cm) doigt, orteil	24000	4021447240008	1
Taille 2 (2,3 cm) doigt, orteil	24001	4021447240015	1
Taille 3 (3,0 cm) plusieurs doigts, bras d'enfant	24002	4021447240022	1
Taille 5 (5,5 cm) bras, mollet, jambe d'enfant	24003	4021447240039	1
Taille 6 (6,5 cm) bras, jambe (moyenne)	24004	4021447240046	1
Taille 7 (7,0 cm) bras (grand), jambe, tête d'enfant	24005	4021447240053	1
Taille 9 (8,5 cm) cuisse (grande), tête, aisselle	24006	4021447240060	1



Cellona® Shoecast

Indications : Aide à la marche permettant un déplacement physiologiquement correct en cas d'appareillage plâtré ou de résine.

Caractéristiques : Semelle de marche. Large surface de contact avec le sol permettant une stabilité latérale et transversale. Semelle très résistante à l'abrasion. Mousse intérieure absorbant les chocs. Haut rebord au niveau du talon et fixation par des bandes auto-adhérentes permettant un soutien adapté. Protège également de l'humidité et de la saleté.²

Coloris : Noir.

1 : DFC-2022-085. 2 : DFC-2022-084.

DM Classe I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
pour enfant			
Taille 0, gauche, (pointure 32-35)	50858	4021447508580	1
Taille 0, droite	50859	4021447508597	1
pour adulte			
Taille 1, gauche, (pointure 36-38)	50860	4021447508603	1
Taille 1, droite	50861	4021447508610	1
Taille 2, gauche, (pointure 39-42)	50862	4021447508627	1
Taille 2, droite	50863	4021447508634	1
Taille 3, gauche, (pointure 43-46)	50864	4021447508641	1
Taille 3, droite	50865	4021447508658	1
Taille 4, gauche, (pointure > 46)	50869	4021447508696	1
Taille 4, droite	50870	4021447508702	1

Découvrez nos masques !

Plus d'informations auprès de votre délégué ou de votre service client.



Gant vinyle Sempercure® Vinyl Non poudré, non stérile

Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

Caractéristiques¹ : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles, avec une surface lisse, longueur médiane 240 mm. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel et sans accélérateur.

Coloris : Transparent.

¹ : DF-2016-141.



DM Classe I - EPI Cat. I

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	34766	9001570518606	Boîte de 100
6/7 S	45010	9001570506771	Boîte de 100
7/8 M	45011	9001570506788	Boîte de 100
8/9 L	45012	9001570506795	Boîte de 100
9/10 XL	48468	9001570506801	Boîte de 90

Gant latex Sempercure® Edition Non poudré, non stérile

Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

Caractéristiques¹ : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles. Longueur médiane de 240 mm. L'extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension. Produits fabriqués à partir de latex de caoutchouc naturel.

Coloris : Blanc écru.

1 : DFC-2022-073.



DM Classe I - EPI Cat. III

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	152240	9001570519757	Boîte de 100
6/7 S	152241	9001570519764	Boîte de 100
7/8 M	152242	9001570519771	Boîte de 100
8/9 L	152243	9001570519788	Boîte de 100
9/10 XL	152244	9001570519795	Boîte de 90

Gant nitrile Sempercure® Velvet Non poudré, non stérile

Indications : Utilisation lors des procédures de soins médicaux.

Caractéristiques¹ : Gants ambidextres, non poudrés, non stériles. Longueur médiane de 240 mm. L'extrémité texturée des doigts permet une bonne préhension. Produits non fabriqués à partir de matières premières contenant du latex naturel.

Coloris : Bleu lavande.

1 : DFC-2022-078.



DM Classe I - EPI Cat. III

Non remboursé

Taille	RÉF.	EAN	Conditionnement
5/6 XS	106401	9001570532701	Boîte de 200
6/7 S	106402	9001570532732	Boîte de 200
7/8 M	106403	9001570532749	Boîte de 200
8/9 L	106404	9001570532817	Boîte de 200
9/10 XL	106405	9001570532824	Boîte de 180

tg® gants Non stériles

Indications : Gants en coton pour mains sensibles.

Caractéristiques¹ : Forme anatomique, polyvalents, stérilisables, 100% coton.

Coloris : Écru.

1 : Étiquetage.



DM Classe I

Non remboursé

Dimensions	RÉF.	EAN	Conditionnement
enfant	24749	4021447247496	1 paire
Produits d'hygiène			
6-7	24750	4021447247502	1 paire
7,5-8,5	24751	4063591461175	1 paire
9-10	24752	4063591461205	1 paire

INCONTINENCE

Traitement des plaies

Compression médicale

Gamme blanche et Hygiène

Incontinence





iD est l'une des marques phares du groupe Ontex, un fabricant de soins de santé de pointe essentiellement axé sur l'innovation, la technologie et les programmes de recherche.

		PETITS INCONFORTS	FAIBLESSE DE VESSIE			INCONTINENCE		
		absorption légère	absorption modérée			absorption sévère		
PROTECTIONS ANATOMIQUES	iD <i>you man</i> 1			level 2	level 3	level 4		
	iD <i>light</i> 1	Ultra Mini	Mini	Mini Plus	Normal	Extra	Maxi	Super
	iD <i>form</i> 1, 2, 3					Normal	Plus	Extra, Super, Maxi
CULOTTES	iD <i>entire</i> 1				Normal M, L	Plus M, L	Super M, L	
	iD <i>pants</i> 1					Plus XS, S, M, L, XL	Super M, L, XL	Maxi M, L, XL
CHANGES COMPLETS	iD <i>SLIP</i> 1, 2, 3						Super XS, S, M, L, XL	Maxi XL, Maxi Prière M, L
PROTECTION SUPPLÉMENTAIRE Taillles M, L et XL		1. Personne active 2. Personne à mobilité réduite 3. Personne alitée						

- p. 52 - 53** Protections anatomiques
- p. 54 - 55** Culottes absorbantes
- p. 56** Changes complets
- p. 57** Alèses
- p. 57** Slips de maintien

Femmes ♀

Petits inconforts • Faiblesse de vessie



Technique de pose :



iD Light Advanced

Les protections **iD Light Advanced** ont été conçues pour protéger les femmes des **petits inconforts et des fuites urinaires passagères**, légères à modérées. Semblables à des protections hygiéniques, elles sont plus absorbantes tout en garantissant **discrétion et confort au quotidien**.

Avantages du produit :

- 30 % plus fin que précédemment, mais offrant toujours la même protection avancée.
- Conçue en prenant en compte la forme de sous-vêtements féminins. Elle épouse vos mouvements et vous pouvez oublier que vous portez une protection.
- Notre nouveau système patenté de protection des odeurs bloque, neutralise et masque les odeurs et vous offre une sensation de fraîcheur jusqu'à 10 heures d'affilée.
- Une rétention maximale de liquide en une courte période de temps, offrant ainsi une sensation exacerbée de sécheresse.
- Une double barrière anti-fuite, spécialement conçue pour vous offrir une double protection contre toute fuite, et vous permettant ainsi de mener une vie active.
- Un système de mouvement intégré qui donne à la protection une flexibilité sans précédent, lui permettant de s'adapter aux mouvements les plus extrêmes.

DM Classe I

Absorption		Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Ultra Mini	1 goutte	28	12	5414874001974	109330	5111010281
Mini	2 gouttes	20	12	5414874001998	190532	5121020201
Mini Plus	3 gouttes	16	18	5414874002018	190531	5171025161
Normal	4 gouttes	12	12	5414874002032	109333	5171030121
Extra	5 gouttes	10	12	5114874002056	109334	5171040101
Maxi	6 gouttes	10	12	5114874002070	109335	5171055101
Super	7 gouttes	10	12	5414874008508	190656	5171070100

Hommes ♂

Faiblesse de vessie



iD for Men Level 2 et Level 3

Les **protections iD For Men** sont dédiées aux hommes souffrant d'incontinence légère à modérée. Leur technologie permet **une adaptation à l'anatomie masculine**. La bande adhésive et les côtés élastifiés assurent un **bon maintien au quotidien**, alliant **sécurité et confort**. iD for Men Level 2 est emballé individuellement.

Avantages du produit :

- Toutes les protections iD sont approuvées par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs.
- La rétention rapide des liquides offre une garde au sec renforcée.
- Un système de contrôle des odeurs dans le tampon absorbant contribue à neutraliser les odeurs désagréables.
- Sa forme anatomique et sa finesse le rendent indétectable.

DM Classe I

Absorption		Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Level 2	2 gouttes	10	16	5414874005675	32789	5221040100
Level 3	3 gouttes	14	12	5414874007914	108901	5231050140



Technique de pose en position debout :










Technique de pose en position couchée :



iD Form

Les **protections anatomiques iD Form** sont idéales pour les personnes mobiles ou dépendantes souffrant d'incontinence modérée à sévère. Son voile doux et ses nombreux niveaux d'absorption allient **confort et sécurité** en restant **au sec toute la journée**. Un double indicateur d'humidité **facilite le change au bon moment**.

Avantages du produit :

-  La protection est 100% respirable.
-  Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».
-  Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion.
-  Approuvé par les dermatologues.
-  Le témoin d'humidité vous indique quand le produit doit être changé.
-  Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimales.
-  Système d'odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniaque et donc, d'odeurs embarrassantes.

DM Classe I



Absorption		Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Normal	▲▲▲▲▲	28	4	5114874002193	32467	5310155280
Plus	▲▲▲▲▲	21	8	5414874002230	190533	5310260210
Extra	▲▲▲▲▲	21	8	5414874002254	190534	5310265210
Super	▲▲▲▲▲	21	6	5414874002315	32470	5310275210
Maxi	▲▲▲▲▲	21	4	5414874002353	32471	5310380210



Rectangular Insert

Pour les personnes indépendantes souffrant d'incontinence légère à modérée. Cette couche droite peut être utilisée avec **ses propres sous-vêtements ou avec le iD Care Net Pants - slips de maintien**. Cette protection droite est spécialement conçue pour augmenter la capacité d'absorption de votre protection principale une fois combinée à vos changes complets ou vos slips absorbants. **Ce produit est idéal pour la nuit** et répond à vos besoins de protection accrue le jour dans les cas sévères d'incontinence (urinaire, fécale) par exemple. Cet insert se compose de **noyau super absorbant** qui disperse rapidement les liquides au fond du matelas. La protection fait **60 cm de long sur 15 cm de large et possède une capacité d'absorption de 1050 ml**. Ce modèle d'insert possède une surface interne douce en non tissé au toucher coton qui apporte un maximum de confort. Ces produits ont par ailleurs subi un contrôle dermatologique et ne causent ni rougeur ni irritation.

Avantages du produit :

-  Les couches droites sont approuvés par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs.
 -  Les couches droites sont respirables
- Une enveloppe extérieure au toucher textile offre un maximum de confort et de discrétion

DM Classe I

Absorption		Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Maxi plus traversable	▲▲▲▲▲	28	4	5414874011027	190660	59156000280

Femmes ♀





Faiblesse de vessie • Incontinence



iD Intime

Les **culottes absorbantes jetables iD Intime** sont une gamme consacrée aux **femmes actives** souffrant de fuites urinaires modérées. Très féminines et discrètes et conçues comme de **véritables sous-vêtements**, iD Intime se porte et s'enlève de la même manière. Ces culottes allient une **absorption renforcée et une discrétion totale** pour continuer à profiter pleinement du quotidien.

Avantages du produit :

-  Contrôle les odeurs.
-  Absorbe 8 x son propre poids.
-  Coupe parfaite - s'adapte parfaitement.
-  Barrière anti-fuites.

DM Classe I

Absorption		Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Normal	5 drops	M	80-110 cm	12	8	5414874009567	190042	5551255120
Normal	5 drops	L	100-135 cm	10	8	5414874009628	190043	5551355100
Plus	6 drops	M	80-110 cm	12	8	5414874009581	190044	5551265120
Plus	6 drops	L	100-135 cm	10	8	5414874009642	190045	5551365100
Super	7 drops	M	80-110 cm	12	8	5414874009604	190046	5551275120
Super	7 drops	L	100-135 cm	10	8	5414874009666	190047	5551375100

Hommes ♂








Petits inconvénients • Faiblesse de vessie



iD for Men Level 4

iD for men level 4 est une **culotte absorbante** spécialement conçue pour s'adapter à l'anatomie masculine. La technologie Power Dry offre une absorption maximale pour vous aider à vous sentir en confiance et au sec tout au long de la journée. Pour une sensation de confort optimale, cette protection a une ceinture douce et extensible. iD For Men Level 4 est fabriqué à base d'un matériau respirant et possède une fonction de contrôle des odeurs qui vous permet de vous sentir frais. La gamme complète iD for men a été approuvée par des dermatologues.

Avantages du produit :

-  Approuvé par les dermatologues. Toutes les protections iD sont approuvées par des dermatologues par le biais de tests réguliers afin de garantir l'intégrité de la peau des utilisateurs.
-  La technologie «Power Dry» offre une absorption maximale pour vous aider à vous sentir en confiance et au sec tout le temps.
-  La rétention rapide des liquides offre une garde au sec renforcée.
-  Un système de contrôle des odeurs dans le tampon absorbant contribue à neutraliser les odeurs désagréables.
-  Super discret : sa forme anatomique et sa finesse le rende indétectable.
-  Les zones élastifiées de nos protections assurent une adaptation anatomique au corps pour un maximum de confort et de discrétion.
-  Une enveloppe extérieure au toucher textile offre un maximum de confort et de discrétion.








DM Classe I

Absorption		Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Level 4	5 drops	M	80-110 cm	12	8	5414874011386	190657	5521260120
Level 4	5 drops	L	100-135 cm	10	8	5414874011362	190658	5521360100

iD Pants












Les **culottes jetables iD Pants** sont dédiées aux personnes actives rencontrant des épisodes d'incontinence moyenne à sévère. Conçues comme de **véritables sous-vêtements**, elles s'enfilent et s'enlèvent de la même manière. Cette culotte **douce et 100% respirable** protège votre peau tout au long de la journée, grâce à son voile intérieur enrichi en ingrédients naturels. **Faciles d'utilisation, confortables et discrètes**, les culottes iD Pants permettent de profiter pleinement de la vie. **Approuvé par les dermatologues.**

Avantages du produit :

-  Système d'odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniaque et donc, d'odeurs embarrassantes.
-  Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multi-couches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».
-  La protection est 100% respirable.
-  Le Top Sheet est respectueux de la peau pour la zone sensible. Ce voile est composé d'ingrédients naturels pour le confort de votre peau.
-  Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion.
-  La forme du produit, combinée aux élastiques, assure une adaptation anatomique pour un confort et une discrétion optimales.
-  Approuvé par les dermatologues.



DM Classe I

Absorption		Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Plus		XS	50-70 cm	14	4	5414874004135	31807	5531065141
Plus		S	60-90 cm	14	8	5414874002797	31808	5531165140
Plus		M	80-120 cm	14	8	5414874002858	31810	5531265140
Plus		L	100-145 cm	14	6	5414874002933	31811	5531365140D
Plus		XL	130-170 cm	14	4	5414874002971	31812	5531465140
Super		M	80-120 cm	12	6	5414874010280	190535	5531275120
Super		L	100-145 cm	12	6	5414874010327	190536	5531375120D
Super		XL	130-170 cm	12	4	5414874010303	190537	5531475120
Maxi		M	80-120 cm	10	8	5414874010341	190538	5531280100
Maxi		L	100-145 cm	10	8	5414874010365	190539	5531380100
Maxi		XL	130-170 cm	10	8	5414874011348	190659	5531480100

Hommes / Femmes



Incontinence



iD Slip

Les protections **iD Slip** sont des **changes complets** qui apportent une solution efficace lors d'incontinence modérée à forte. Les attaches adhésives de la couche permettent de repositionner le produit pour un confort optimal et une **sécurité garantie**. Ses barrières anti-fuites et son double indicateur d'humidité assurent un **maintien au sec** et un change au bon moment. Leur sensation coton procurent un sentiment de douceur. **Approuvé par les dermatologues.**

Avantages du produit :

- Système d'odour control présent dans le tampon absorbant qui empêche la formation d'ammoniaque et donc, d'odeurs embarrassantes.
- La protection est 100% respirable.
- Le voile d'acquisition permet l'absorption rapide de l'urine vers un tampon multicouches contenant du SAP (Super Absorbant). Le SAP est conçu pour absorber et retenir l'urine à l'intérieur du tampon, garantissant l'effet «garde au sec».
- Barrières anti-fuites intégrées constituées de matière hydrophobe qui aide à empêcher les fuites sur le côté, assurant ainsi sécurité et discrétion.
- Le témoin d'humidité vous indique quand le produit doit être changé.
- Un voile externe doux «toucher coton» assure un confort et une discrétion optimales.
- Approuvé par les dermatologues.

DM Classe I

Absorption	Taille	Tour de taille	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF. L&R	RÉF. Ontex
Super	XS	40-70 cm	14	12	5141874003251	190540	5630075140
Super	S	50-90 cm	14	4	5414874003299	190541	5630175140
Super	M	80-125 cm	28	3	5414874003411	190948	5630275280-03
Super	L	115-155 cm	28	3	5414874003534	190949	5630375280-02
Super	XL	120-170 cm	14	4	5414874003596	190544	5630475140
Maxi	XL	120-170 cm	15	3	5414874007099	190029	56303100150
Maxi Prime	M	80-125 cm	15	3	5414874008386	190027	56302100150
Maxi Prime	L	115-156 cm	15	3	5414874009409	190028	5630480150

Technique de pose position debout :



Technique de pose position couchée :



CHANGES COMPLETS

Hommes / Femmes 



Produit complémentaire

iD Protect / Expert Protect

Les alèses **iD Protect et Expert Protect**, jetables, offrent une protection complémentaire aux produits d'incontinence. Elles permettent de garder la literie et les fauteuils au sec. Elles sont composées d'un coussin de fluff et d'un gaufrage qui permettent une diffusion idéale et une absorption rapide des liquides. Son voile non tissé **procure une douceur au toucher.**

Avantages du produit :

Ses nombreuses tailles assurent une parfaite adaptabilité sur tous vos supports.

-  Tous nos produits sont sans latex.
-  Testée dermatologiquement.



DM Classe I

Absorption	Dimensions alèses cm	Surface absorbante cm	Quantité par sachet	Quant. sachet par carton	EAN	RÉF L&R	RÉF. Ontex
Expert Protect Plus	40 x 60	34 x 53,5	30	9	5414874003954	31817	5800460300
Protect Plus	60 x 90	53,5 x 83	30	4	5414874009871	190033	5801960300
Protect Super	60 x 60	53,5 x 53,5	30	4	5414874009857	190034	5801672300
Protect Super	60 x 90	53,5 x 83	30	4	5414874009918	190048	5801975300
Expert Protect Super	90 x 180	53,5 x 83 + côtés bordables	20	4	5414874004098	31824	5800075200




Hommes / Femmes 

Produit complémentaire

iD Care Net

Les slips de maintien **iD Care Net Pants** ont été conçus pour être utilisés avec les protections iD Form pour un ajustement sûr. Les slips de maintien **iD Care Net Pants** permettent le maintien contre le corps de la protection d'incontinence utilisée. Il s'adapte à la morphologie des personnes et assure une bonne performance de la protection. De par ses **fibres douces et ses doubles élastiques en lycra**, iD Care Net Pants offre une protection renforcée contre les fuites et réduit le risque d'irritations cutanées. De plus, il offre une **grande liberté de mouvements.**

Avantages du produit :

-  Sans latex.
- Doux et confortables.
- Très extensibles.
-  lavables à 60°.
-  Taille et instruction lavage indiquée à l'intérieur du slip de maintien.
- Sans coutures (hors entrejambe).



DM Classe I

Taille	Tour de taille	EAN	RÉF L&R	RÉF. Ontex	
M	60-100 cm	5	5414874002612	32473	5410200050
L	80-120 cm	5	5414874002636	32474	5410300050
XL	100-160 cm	5	5414874002650	32475	5410400050

Informations



PEFC™

10-31-1912 / Promouvoir la gestion durable de la forêt / pefc-france.org



Pour limiter l'impact environnemental de ce catalogue, nous avons choisi de réduire le grammage de la couverture et de remplacer le pelliculage par un vernis.

Dans le cadre du nouveau Règlement (UE) 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux, les informations concernant les dispositifs médicaux sont susceptibles d'être modifiées.

Dans le cadre du Décret n° 2019-571 du 11 juin 2019 relatif à l'identification individuelle des produits et prestations inscrits par description générique sur la liste prévue à l'article L.165-1 du code de la sécurité sociale, nos codes LPP sont susceptibles d'être modifiés au cours de l'année.

Mentions légales

Dispositifs médicaux (classes et indications mentionnées sous chaque article), sauf mouchoirs, cotobio, cotodisques, tg° gants non stérile. Consulter les notices (ou les étiquetages) spécifiques à chacun pour plus d'informations (notamment pour les contre-indications, le cas échéant).

Fabriqués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Évaluation de conformité approuvée par le TÜV (CE0123), excepté pour les dispositifs médicaux de classe I. Exceptions faites pour les produits suivants :

- Velpeau® Clavicula Classic, Velpeau® Genucast 0° / 20°/ Modular Classic, Airstep® Walker, Velpeau® Abdominal Classic, Velpeau® EpEasy Classic fabriqués par Promedics Orthopaedics Ltd.
- Suprasorb® P sensitive border, border lite, multisite border, multisite border lite, heel, sacrum, non border, Vliwasorb® sensitive, fabriqués par Huizhou Foryou Medical Devices Co., Ltd. Évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- Velpeau® kids monsters fabriqués par Eurosirel S.p.A.
- Suprasorb® G (pansement), fabriqué par Lohmann & Rauscher Medical UK Ltd. Évaluation de conformité réalisée par BSI (CE2797).
- Velpeau® Set Post-opérateur, Velpeau® Set Standard, Velpeau® Set Détertion, Rosidal® sys : assemblages de dispositifs médicaux. Assembleur : Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.
- Velpeau® Press fabriqué par KOB GmbH.
- Velpeau® Strapp fabriqué par FARMABAN s.a.
- Velpeau® Thorax Classic fabriqué par Intex.s.a.
- Curafix® H fabriqué par Zhende Medical Co.Ltd.
- Cellacast® Xtra, fabriqué par T&L Co., Ltd.
- Suprasorb® H fabriqué par T&L Co. Ltd., évaluation de conformité réalisée par le TÜV (CE0123).
- Suprasorb® A+Ag Pro, fabriqué par Specialty Fibres and Materials Ltd évaluation de la conformité par Kiwa Belgelendirme Hizmetleri A.Ş. (CE1984)
- Suprasorb® A Pro, fabriqué par Specialty Fibres and Materials Ltd évaluation de la conformité par BSI Group The Netherlands B.V. (CE 2797).
- Velpeau® pore fabriqué par ALLMED Medical products Co., Ltd.
- Gants d'examen Sempercure®, fabriqués par Semperit Investments Asia Pte Ltd.

Les gants d'examen Sempercure® sont également des équipements de protection individuelle (EPI).

Dispositifs médicaux distribués par Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG.

Les produits portant la mention « LPP » sont pris en charge par les organismes d'assurance maladie.

Genouillère anatomique Classic, genouillère Laxitéral® Comfort, genouillère Ligaction® Comfort, genouillère articulaire Comfort, Genu Comfort, Chevillère anatomique Classic, Chevillère Laxitéral®, Malléo Comfort, chevillère Ligaction® Classic, chevillère articulaire Comfort sont certifiées ASQUAL selon le référentiel technique Chevillères, genouillères et cuissards à base textile de compression médicale des membres.

Velpeau® Press, Velpeau® Veine plus légère et Velpeau® Veine plus forte sont certifiées ASQUAL selon le référentiel sur les bandes élastiques de contention.

Velpeau® VeinoCare® Coton, Microfibre, Ultra, Homme, et City 3 sont des dispositifs médicaux de classe I certifiées ASQUAL selon le référentiel chaussettes, bas, collants, manchons et bonnets couvre-moignons élasto-compressifs de compression médicale des membres.

Consulter www.asqual.com



Laboratoires Lohmann & Rauscher SAS

ZA de Choisy · 88200 Remiremont – France

Tél. : 03 29 62 36 06 · Fax : 03 29 62 36 07

E-mail : LRmed@fr.LRmed.com

SIREN : 380 236 091 RCS Epinal B 380 236 091

Certifié ISO 9001 : 2015, EN ISO 13485 : 2016 et ISO 14001 : 2015