

## Cellona® podloga

### Kroj za rezanje za tehnike podlaganja filca

Udubljenje individualno prilagođeno mjestu rane.

3 mm razmaka između ruba rane i udubljenja.

Materijal udubljenja upotrebljava se kao potpora.

## Glava metatarzalne kosti II

Veličine cipela **43**

**2x**

Kao baza za glavu metatarzalne kosti IV

## Cellona® podloga

Veličina (cm)	REF	Veličina pakiranja (kom.)
debljine 5 mm, u plastičnoj vrećici		
19 x 38	50 810	10/60

### Izvor:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • [www.cid-direct.de/blog](http://www.cid-direct.de/blog)

Šablona je za desno stopalo.  
Za lijevo stopalo okrenite list.