



Cellona® podloga

Kroj za rezanje za tehnike podlaganja filca

Udubljenje individualno prilagođeno mjestu rane.

3 mm razmaka između ruba rane i udubljenja.

Materijal udubljenja upotrebljava se kao potpora.

Glava metatarzalne kosti II

Veličine cipela **47**

 **2x**

Kao baza za glavu metatarzalne kosti IV

Cellona® podloga

Veličina (cm)	REF	Veličina pakiranja (kom.)
debljine 5 mm, u plastičnoj vrećici		
19 x 38	50 810	10/60

Izvor:

CID GmbH Köln • Merheimer Str. 217 • 50733 Köln • www.cid-direct.de/blog

Šablona je za desno stopalo.
Za lijevo stopalo okrenite list.