



People.Health.Care.

Suprasorb® Liquacel Pro

Hydroaktiver Faserverband – fördert das feuchte Wundklima.



Stabile Struktur
sichere Entfernung in einem Stück

Lock-in Technologie
bindet Bakterien und Zelltrümmer

Hohe vertikale Absorption
schützt den Wundrand

Suprasorb® Liquacel Pro

Mit Lock-in Technologie für infizierte und infektgefährdete Wunden.*



Exsudationsgrad:

Mittel bis stark exsudierende Wunden

Wundtiefe:

Oberflächliche Wunden

Tiefe Wunden

Indikationen:

Postoperative Wunden

Abschürfungen/Schnittwunden

Verbrennungen 2. Grades

Akute Wunden

Chronische Wunden

Dekubitus

Diabetische Ulzera

Beinulzera

Onkologische Wunden

Bei infizierten Wunden kann Suprasorb Liquacel Pro in Verbindung mit anderen Wundbehandlungsprotokollen verwendet werden, je nach Einschätzung des Arztes.

Suprasorb® Liquacel Pro:

- als Komresse und Tamponade erhältlich
- kann je nach Exsudationsgrad mit einem geeigneten **Sekundärverband**, z. B. Suprasorb P sensitive, fixiert werden
- auch unter **Kompression** einsetzbar
- ist im trockenen Zustand **zuschneidbar**

* Hinweis: Wenn klinische Anzeichen einer Infektion festgestellt werden, muss die für die Behandlung zuständige medizinische Fachkraft über das weitere Vorgehen entscheiden.

** Natrium-Carboxymethylzellulose.

Suprasorb® Liquacel Pro


Verstärkter hydroaktiver Wundverband.

Produkteigenschaften:



Lock-in Technologie

- bindet Bakterien und Zelltrümmer
- reduziert die **mikrobielle Belastung**
- effizientes **Exsudatmanagement**



Stabile Struktur

- sichere Entfernung **in einem Stück**
- **keine Schrumpfung** nach Gelbildung
- Aufrechterhaltung der **Wundbettabdeckung**




Hohe vertikale Absorption

- minimiert das **Mazerationsrisiko**
- verhindert eine **laterale Ausbreitung**
- schützt den **Wundrand**

Suprasorb® Liquacel Pro

Wirkweise:

- bei Kontakt mit Wundexsudat bildet sich ein **formstabil**es Gel, das ein feuchtes Wundklima aufrechterhält und das autolytische Debridement unterstützt
- die gelbildenden Zellulose-Fasern passen sich dem Wundbett an, schützen das empfindliche Wundgewebe und ermöglichen einen **atraumatischen Verbandwechsel**
- Wundexsudat, Zelltrümmer und **Bakterien werden im Verband gebunden** und mit dem Verbandwechsel in einem Stück entfernt



Suprasorb® Liquacel Pro

Verstärkter hydroaktiver Wundverband mit Lock-in Technologie, der Bakterien und Wunddebris einschließt – die perfekte Ergänzung der von Ärzten empfohlenen und von L&R unterstützten 3-Schritte-Behandlung.



**Lock-in
Technologie**



Stabile Struktur



**Hohe vertikale
Absorption**

**Schritt 1 –
Wundbett-
vorbereitung**

**Schritt 2 –
Auswahl der
Wundauflage**

**Schritt 3 –
Therapie
der Grund-
erkrankung**



Suprasorb® Liquacel Pro

Größe (cm)	REF	L&R Nr.	PZN (DE)	PZN (AT)	VE (Stk.)
5 x 5	FM001050	149 710	187 726 25	577 558 5	10/260
10 x 10	FM001019	149 711	187 726 60	577 559 1	10/130
15 x 15	FM001039	149 712	187 726 77	577 561 6	5/75
2 x 45	FM001046	149 713	187 726 83	577 562 2	5/120

Quelle:

1) Menzel, Matthias, Fraunhofer-Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen IMWS.

**aus
natürlicher
Zellulose**