



People.Health.Care.

Suprasorb® P Heel **NEU**

Leicht anzulegen dank anatomischer Form.
Weich, flexibel und anschmiegsam.



Ermöglicht atraumatische
Verbandwechsel



Minimiert das
Mazerationsrisiko



Hohe Anschmiegsamkeit
auch an schwierigen Stellen

Suprasorb® P Heel **NEU**

Bietet Komfort und einen Polsterschutz für mehr Patientenkomfort.



Dreilagiges Material:

Ihr Nutzen:

Wasserdichte Folienschicht

atmungsaktiv und
wasserdampfdurchlässig

Saugfähiger PU-Schaum

effizientes
Exsudatmanagement

**Perforierte nicht klebende
Wundkontaktschicht**

ermöglicht atraumatische
Verbandwechsel

Indikationen:

- akute und chronische Wunden wie z. B.: venöse Unterschenkelgeschwüre, Dekubitus, diabetische Fussulcera, Hautentnahme- und -empfängerstellen, Abschürfungen und postoperative Wunden
- für oberflächliche Wunden und in Kombination mit einem geeigneten Wundfüller für tiefe Wunden
- für mittel bis stark exsudierende Wunden



Suprasorb® P Heel non-adhesive

Grösse (cm)	REF	PZN (DE)	PZN (AT)	Pharmacode	VE (Stk.)
10 x 13	180040	175 785 36	555 963 4	782 283 9	5/120

