

Suprasorb® Liquacel Ag

Medicazione antimicrobica in fibra idroattiva –
efficace contro il biofilm⁴ e una vasta gamma di patogeni.^{*,2}



-  nanoparticelle d'argento
-  struttura stabile
-  elevato assorbimento verticale

Suprasorb® Liquacel Ag

Misura (cm)	Codice	Pharmacode	UdV (pz.)
5 x 5	142 503	782 182 7	10
4 x 10	148 145	–	10
10 x 10	142 504	782 182 8	10
15 x 15	142 505	782 182 9	5
20 x 30	148 146	–	5
2 x 45	142 506	782 183 0	5

Bibliografia:

- | | | |
|---------------|---------------|---------------|
| 1) VENAGTR-25 | 4) VENAGTR-63 | 7) VENAGTR-45 |
| 2) VENAGTR-46 | 5) VENAGTR-6 | 8) VENAGTR-18 |
| 3) VENAGTR-69 | 6) VENAGTR-11 | 9) VENAGTR-6 |

Suprasorb® Liquacel Ag

Distrugge il biofilm⁴ e
riduce la crescita batterica.¹



EFFICACE
CONTRO IL
BIOFILM

Suprasorb® Liquacel Ag

Le nanoparticelle d'argento fanno la differenza – efficaci contro il biofilm.

fibre di cellulosa rinforzanti danno stabilità alla struttura

La nostra tecnologia di nanoparticelle d'argento:

- + le fibre di cellulosa di Suprasorb Liquacel Ag contengono nanoparticelle d'argento superficiali e interne
- + l'effetto antimicrobico è duraturo e costante nel tempo⁷
- + la citotossicità viene ridotta grazie al continuo rilascio di particelle d'argento^{7,8}

fibre di cellulosa gelificanti si adattano a qualsiasi tipo di ferita



Grado di essudazione:



Ferite con essudazione da moderata ad abbondante

Profondità della ferita:




Ferite superficiali



Ferite profonde

Indicazioni:



Ferite croniche

Ferite acute

Suprasorb® Liquacel Ag:

- disponibile come medicazione e come tampone
- a seconda del grado di essudazione, può essere utilizzato con **una medicazione secondaria adatta**, ad es. Suprasorb P sensitive
- può essere utilizzato anche sotto **bendaggi compressivi**
- **può essere ritagliato** per adattarsi a qualsiasi ferita




Suprasorb® Liquacel Ag

Medicazione in fibra idroattiva.

Caratteristiche del prodotto:



nanoparticelle d'argento



struttura stabile



elevato assorbimento verticale

Vantaggi:

- distrugge il **biofilm**⁴
- bassa citotossicità⁸
- efficace contro una vasta gamma di patogeni, come **MRSA**^{*,2}
- favorisce la **rimozione in un unico pezzo**³
- **non si restringe** dopo la formazione del gel⁹
- sicurezza del paziente
- protegge i margini **della ferita**^{5,6}
- supporta lo **sbrigliamento autolitico**
- favorisce la gestione **efficace dell'essudato**⁹

Suprasorb® Liquacel Ag con l'1,1 % di nanoparticelle d'argento

Meccanismo d'azione:

- quando entra in contatto con l'essudato della ferita si forma un gel, che mantiene la ferita umida e supporta lo sbrigliamento autolitico
- le nanoparticelle d'argento rilasciano ioni d'argento all'interno della medicazione, attivando così la loro azione antimicrobica, anche contro MRSA^{*,2}
- batteri, essudato e detriti cellulari vengono intrappolati nella medicazione e rimossi al cambio di medicazione

* Sulla base di dati in vitro.

