



People.Health.Care.

# **VENOSAN® Calze compressive** Catologo completo.





# Indice

---


|                                    |    |                                                                         |
|------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Calze e collant terapeutici</b> | 04 | Come prendere correttamente le misure<br>Informazioni sulle linee guida |
|                                    | 06 | Panoramica dei prodotti, colori e modelli                               |
|                                    | 08 | Panoramica dei prodotti: calze compressive                              |
|                                    | 10 | <b>VENOSAN 3000 COTTON</b><br>NATURAL LOOK                              |
|                                    | 12 | <b>VENOSAN 4000</b><br>CLIMATE EFFECT                                   |
|                                    | 17 | <b>VENOSAN 5000</b><br>THE MAGIC OF SILVER                              |
|                                    | 22 | <b>VENOSAN 7000</b><br>NATURAL TOUCH                                    |
| <b>Bracciali elastocompressivi</b> | 26 | Come prendere correttamente le misure                                   |
|                                    | 27 | <b>VENOSAN 4000</b><br>CLIMATE EFFECT                                   |
|                                    | 28 | <b>VENOSAN 7000</b><br>NATURAL TOUCH                                    |
| <b>Calze preventive</b>            | 30 | Panoramica dei prodotti: calze riposanti                                |
|                                    | 32 | <b>VENOSAN LEGLINE 20/30</b><br>ELEGANTI                                |
|                                    | 36 | <b>VENOSAN SILK SUPPORT</b><br>VIAGGIO & TEMPO LIBERO                   |
|                                    | 38 | <b>VENOSAN COTTON SUPPORT</b><br>VIAGGIO & TEMPO LIBERO                 |
| <b>Calze antiembolia</b>           | 40 | <b>VENOSAN AES</b>                                                      |
| <b>Calze da viaggio</b>            | 42 | <b>VENOSAN JET LEGS</b><br>VIAGGIARE CON CALZE COMODE                   |

# Come prendere correttamente le misure

## Calze compressive medicali

**Quando?** Nei pazienti le cui gambe hanno tendenza a gonfiarsi, prendere le misure al mattino.

**Come?** In piedi, con un metro a nastro.



### Tabelle misure

#### Lunghezza

| Misura | Modello                  | Lunghezza (cm) |
|--------|--------------------------|----------------|
| lD     | AD/ADH con bordo, corta  | 35-40          |
|        | AD/ADH con bordo, lunga  | 37-42          |
| lG     | AGH corta                | 63-72          |
|        | AGH lunga                | 68-78          |
| lK     | AGG/AT/ATU Materna corta | 67-74          |
|        | AGG/AT/ATU Materna lunga | 74-85          |

#### Circonferenza

| Misura | S (cm) | M (cm) | L (cm) | XL (cm) |
|--------|--------|--------|--------|---------|
| cB     | 20-23  | 23-26  | 26-29  | 29-31   |
| cC     | 29-39  | 33-42  | 36-45  | 39-47   |
| cD     | 28-38  | 32-41  | 35-44  | 38-46   |
| cG     | 48-63  | 54-67  | 58-72  | 63-74   |

## Indossabilità

### Misure

È importante che le calze forniscano la pressione prescritta dal medico con il corretto gradiente di pressione. La pressione esercitata sulla gamba è determinata da due fattori:

- la legge fisica di Laplace, che afferma che la pressione diminuisce quando la circonferenza aumenta alla stessa tensione e viceversa
- maggiore è il grado di allungamento (estensione longitudinale), maggiore è la tensione e viceversa

In una certa misura, un effetto compensa l'altro; vale a dire, circonferenza maggiore = perdita di pressione dovuta alla circonferenza, ma aumento di pressione dovuto al maggiore allungamento del materiale.

### Lunghezza

I nostri prodotti VENOSAN hanno un'elasticità morbida, elevata in senso longitudinale, e si adattano facilmente alla lunghezza della gamba senza scivolare. Inoltre le nostre misure comparative dimostrano che la pressione cambia solo del 3-5% con +/- 3 cm di lunghezza.

## Dove devo misurare?




### Per gambaletti AD

#### Misure


- la lunghezza della gamba dal bordo inferiore del tallone fino a sotto il ginocchio  $\ell D$
- circonferenza della caviglia  $cB$
- circonferenza del polpaccio  $cC$
- circonferenza sotto il ginocchio  $cD$



AGH



AGG



AT



ATU  
Materna

**AGH calze alla caviglia con bordo,  
AGG monocollant con cintura,  
AT collant,  
ATU Materna collant per gravidanza**

#### Misure


- la lunghezza della gamba  $\ell G$  per AG e AGH;  
la lunghezza completa della gamba  $\ell K$  per AGG, AT e ATU Materna
- circonferenza della caviglia  $cB$
- circonferenza del polpaccio  $cC$
- circonferenza sotto il ginocchio  $cD$
- circonferenza della coscia  $cG$

Quindi controllare la tabella delle misure per

- trovare la misura appropriata per la circonferenza della caviglia misurata  $cB$  (Small, Medium, Large o X-Large)
- e per le altre circonferenze  $cC$ ,  $cD$  e  $cG$

# Panoramica dei prodotti

## Calze e collant terapeutici




| Modelli:                            |       |                                    |  |     |    |               |                        |     |    |             |     |
|-------------------------------------|-------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|----|---------------|------------------------|-----|----|-------------|-----|
| Linea                               | CCL   | Compressione della caviglia (mmHg) | AD                                                                                 | ADH | AG | AGH con bordo | AGH con bordo in pizzo | AGG | AT | ATU Materna | ATH |
| VENOSAN 3000 COTTON<br>NATURAL LOOK | CCL 2 | 23-32                              | ●                                                                                  | ●   | ○  | ●             | ○                      | ○   | ○  |             | ○   |
|                                     | CCL 3 | 34-46                              | ●                                                                                  | ○   | ○  | ○             | ○                      | ○   | ○  |             | ○   |
| VENOSAN 4000<br>CLIMATE EFFECT      | CCL 1 | 18-21                              | ●                                                                                  | ●   | ○  | ●             | ●                      | ○   | ●  | ●           |     |
|                                     | CCL 2 | 23-32                              | ●                                                                                  | ●   | ○  | ●             | ●                      | ●   | ●  | ●           |     |
| VENOSAN 5000<br>THE MAGIC OF SILVER | CCL 1 | 18-21                              | ●                                                                                  | ●   | ○  | ●             | ●                      | ●   | ●  | ○           |     |
|                                     | CCL 2 | 23-32                              | ●                                                                                  | ●   | ○  | ●             | ●                      | ●   | ●  | ○           |     |
|                                     | CCL 3 | 34-46                              | ●                                                                                  | ○   | ○  | ○             | ○                      | ○   | ○  | ○           |     |
| VENOSAN 7000<br>NATURAL TOUCH       | CCL 1 | 18-21                              | ⊙                                                                                  |     |    |               |                        |     |    |             |     |
|                                     | CCL 2 | 23-32                              | ●                                                                                  | ●   | ○  | ●             | ○                      | ●   | ○  |             | ○   |
|                                     | CCL 3 | 34-46                              | ●                                                                                  | ●   | ○  | ●             | ○                      | ○   | ○  |             | ○   |

- ⊙ disponibile nelle misure standard
- disponibile in misure standard e personalizzate
- disponibile solo in misure personalizzate

# Colori e modelli

## Calze e collant terapeutici

### Colori:

| Linea                                  | Colori        | I colori effettivi del prodotto possono differire leggermente da quelli di questo catalogo a causa del processo di stampa. |
|----------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| VENOSAN<br>3000 COTTON<br>NATURAL LOOK | Beige         |                                           |
| VENOSAN<br>4000<br>CLIMATE EFFECT      | Mexico        |                                           |
|                                        | Marokko       |                                          |
|                                        | Sand (sabbia) |                                         |
|                                        | Nero          |                                         |
| VENOSAN<br>5000<br>THE MAGIC OF SILVER | Mexico        |                                         |
|                                        | Marokko       |                                         |
|                                        | Sand (sabbia) |                                         |
|                                        | Nero          |                                         |
| VENOSAN<br>7000<br>NATURAL TOUCH       | Beige         |                                         |
|                                        | Nero          |                                         |


### Legenda:



**AD**  
Gambaletto




**ADH**  
Gambaletto con  
bordo puntinato




**AG**  
Calza alla coscia




**AGH con  
bordo**  
Calza alla coscia  
con bordo  
puntinato




**AGH con  
bordo in pizzo**  
Calza alla coscia  
con bordo in pizzo




**AGG**  
Monocollant  
con cintura



**AT**  
Collant



**ATH**  
Collant  
per uomo



**ATU Materna**  
Collant  
per gravidanza

# Panoramica dei prodotti

## Calze e collant terapeutici

### VENOSAN® 3000 COTTON

#### NATURAL LOOK

- Resistenti
- 100% cotone sulla pelle
- Traspiranti
- Robuste
- Facili da indossare

#### Indicazioni

- IVC (insufficienza venosa cronica) 2-3
- Lipedema stadio 2-3
- Postoperatorio
- SPT (sindrome post-trombotica)
- Linfedema lieve



CCL 2 CCL 3

#### Composizione

CCL 2 49% cotone  
27% nylon poliammide  
24% elasthan  
CCL 3 40% cotone  
27% nylon  
33% elasthan

### VENOSAN® 4000

#### CLIMATE EFFECT

- Temperatura ed umidità ottimali
- Semitrasparenti
- Confortevoli
- Estremamente elastiche

#### Indicazioni

- IVC (insufficienza venosa cronica) 1
- Vene varicose indotte dalla gravidanza
- Disturbi lievi
- Postoperatorio (chirurgia minore)



CCL 1 CCL 2

#### Composizione

71% TACTEL® poliammide  
29% elasthan

## VENOSAN® 5000

### THE MAGIC OF SILVER

- Neutralizzano i cattivi odori
- Effetto antistatico
- Compensazione termica
- Azione antibatterica

#### Indicazioni

- IVC (insufficienza venosa cronica) 1-2
- Postoperatorio
- Lievi disturbi della pelle
- Lipedema stadio 1



#### Composizione

40% TACTEL® poliammide  
30% elastan  
20% cotone  
10% Silver X-Static®

## VENOSAN® 7000

### NATURAL TOUCH

- Elevata rigidità (stiffness)
- Robuste
- Dermoprotettive
- Compensazione termica

#### Indicazioni

- IVC (insufficienza venosa cronica) 2-3
- Lipedema stadio 2-3
- Postoperatorio
- Dopo trombosi acuta, e successivamente alla terapia farmacologica
- SPT (sindrome post-trombotica)
- Linfedema lieve
- Carico ortostatico pronunciato



#### Composizione

62% TACTEL® poliammide  
26% elastan  
8% cotone  
4% SeaCell® (fibre derivate da alghe marine)

# NATURAL LOOK

## VENOSAN® 3000 COTTON

Cotone – naturale e morbido

### ■ Naturali

Il cotone naturale sulla pelle aumenta il comfort ed è ideale per chi è allergico alle fibre sintetiche. 100% cotone sulla pelle.

### ■ Robuste

Le VENOSAN 3000 COTTON conquistano chi le indossa grazie alla loro durata e alle caratteristiche di resistenza all'usura, che le rendono ideali per la terapia compressiva a lungo termine.

### ■ Facili da indossare

Il tessuto a maglia di cotone elastico rende le calze compressive facili da indossare.

### Composizione

CCL 2: 49% cotone, 27% nylon poliammide, 24% elasthan

CCL 3: 40% cotone, 27% nylon poliammide, 33% elasthan



## Assortimento standard

### VENOSAN® 3000 COTTON

Classe di compressione 2: compressione della caviglia 23–32 mmHg

CCL  
2

| Modello | Colore | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |        |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Beige  | lunga     | aperta          | –               | SB 32001        | SB 32002 | SB 32003 | SB 32004 |
|         |        | lunga     | chiusa          | –               | SB 32011        | SB 32012 | SB 32013 | SB 32014 |
|         |        | corta     | aperta          | –               | SB 32021        | SB 32022 | SB 32023 | SB 32024 |
|         |        | corta     | chiusa          | –               | SB 32031        | SB 32032 | SB 32033 | SB 32034 |
| ADH     | Beige  | lunga     | aperta          | puntinato       | SB 32041        | SB 32042 | SB 32043 | SB 32044 |
|         |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SB 32051        | SB 32052 | SB 32053 | SB 32054 |
|         |        | corta     | aperta          | puntinato       | SB 32061        | SB 32062 | SB 32063 | SB 32064 |
|         |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SB 32071        | SB 32072 | SB 32073 | SB 32074 |
| AGH     | Beige  | lunga     | aperta          | puntinato       | SB 32601        | SB 32602 | SB 32603 | SB 32604 |
|         |        | corta     | aperta          | puntinato       | SB 32621        | SB 32622 | SB 32623 | SB 32624 |

### VENOSAN® 3000 COTTON

Classe di compressione 3: compressione della caviglia 34–46 mmHg

CCL  
3

| Modello | Colore | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |        |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Beige  | lunga     | aperta          | –               | SB 33001        | SB 33002 | SB 33003 | SB 33004 |
|         |        | corta     | aperta          | –               | SB 33021        | SB 33022 | SB 33023 | SB 33024 |

## Calze su misura

### VENOSAN® 3000 COTTON

Misure personalizzate

CCL  
2

CCL  
3

| Modello | Colore | Punta del piede | Bordo superiore   |   |   |
|---------|--------|-----------------|-------------------|---|---|
| AD      | Beige  | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| ADH     |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AG      |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AGH     |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AGG     |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AT      |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| ATH     |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |

● = disponibile

004

# CLIMATE EFFECT VENOSAN® 4000

**Microfibra – raffinata ed elegante**

■ **Temperatura ed umidità ottimali**

Con la sua raffinata costruzione a sandwich, VENOSAN 4000 è la prima calza compressiva che possiede il marchio TACTEL® Climate Effect. Questo la rende più comoda da indossare.

■ **Estremamente elastica**

La nuova tecnologia consente di avere un rapporto forza/allungamento più basso. È molto facile da indossare.

■ **Confortevole**

I materiali di qualità premium garantiscono un elevato comfort.

**Composizione**

71% TACTEL® poliammide, 29% elasthan



# Assortimento standard

## VENOSAN® 4000

Classe di compressione 1: compressione della caviglia 18–21 mmHg



| Modello | Colore        | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |               |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Mexico        | lunga     | aperta          | –               | SG 41001        | SG 41002 | SG 41003 | SG 41004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SG 41011        | SG 41012 | SG 41013 | SG 41014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SG 41021        | SG 41022 | SG 41023 | SG 41024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SG 41031        | SG 41032 | SG 41033 | SG 41034 |
|         | Marokko       | lunga     | aperta          | –               | SM 41001        | SM 41002 | SM 41003 | SM 41004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SM 41011        | SM 41012 | SM 41013 | SM 41014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SM 41021        | SM 41022 | SM 41023 | SM 41024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SM 41031        | SM 41032 | SM 41033 | SM 41034 |
|         | Sand (sabbia) | lunga     | aperta          | –               | SD 41001        | SD 41002 | SD 41003 | SD 41004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SD 41011        | SD 41012 | SD 41013 | SD 41014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SD 41021        | SD 41022 | SD 41023 | SD 41024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SD 41031        | SD 41032 | SD 41033 | SD 41034 |
|         | Nero          | lunga     | aperta          | –               | SN 41001        | SN 41002 | SN 41003 | SN 41004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SN 41011        | SN 41012 | SN 41013 | SN 41014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SN 41021        | SN 41022 | SN 41023 | SN 41024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SN 41031        | SN 41032 | SN 41033 | SN 41034 |
| ADH     | Mexico        | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 41041        | SG 41042 | SG 41043 | SG 41044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 41051        | SG 41052 | SG 41053 | SG 41054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SG 41061        | SG 41062 | SG 41063 | SG 41064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 41071        | SG 41072 | SG 41073 | SG 41074 |
|         | Marokko       | lunga     | aperta          | puntinato       | SM 41041        | SM 41042 | SM 41043 | SM 41044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SM 41051        | SM 41052 | SM 41053 | SM 41054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SM 41061        | SM 41062 | SM 41063 | SM 41064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SM 41071        | SM 41072 | SM 41073 | SM 41074 |
|         | Nero          | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 41041        | SN 41042 | SN 41043 | SN 41044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 41051        | SN 41052 | SN 41053 | SN 41054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SN 41061        | SN 41062 | SN 41063 | SN 41064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 41071        | SN 41072 | SN 41073 | SN 41074 |
| AGH     | Mexico        | lunga     | chiusa          | pizzo           | SG 41601        | SG 41602 | SG 41603 | SG 41604 |
|         |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 41611        | SG 41612 | SG 41613 | SG 41614 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 41621        | SG 41622 | SG 41623 | SG 41624 |
|         |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SG 41631        | SG 41632 | SG 41633 | SG 41634 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SG 41641        | SG 41642 | SG 41643 | SG 41644 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 41651        | SG 41652 | SG 41653 | SG 41654 |
|         | Marokko       | lunga     | chiusa          | pizzo           | SM 41601        | SM 41602 | SM 41603 | SM 41604 |
|         |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SM 41611        | SM 41612 | SM 41613 | SM 41614 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SM 41621        | SM 41622 | SM 41623 | SM 41624 |
|         |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SM 41631        | SM 41632 | SM 41633 | SM 41634 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SM 41641        | SM 41642 | SM 41643 | SM 41644 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SM 41651        | SM 41652 | SM 41653 | SM 41654 |
|         | Sand (sabbia) | lunga     | chiusa          | pizzo           | SD 41601        | SD 41602 | SD 41603 | SD 41604 |
|         |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SD 41611        | SD 41612 | SD 41613 | SD 41614 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SD 41621        | SD 41622 | SD 41623 | SD 41624 |
|         |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SD 41631        | SD 41632 | SD 41633 | SD 41634 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SD 41641        | SD 41642 | SD 41643 | SD 41644 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SD 41651        | SD 41652 | SD 41653 | SD 41654 |

# Assortimento standard

## VENOSAN® 4000

Classe di compressione 1: compressione della caviglia 18–21 mmHg

CCL  
1

| Modello     | Colore        | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|-------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|             |               |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AGH         | Nero          | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 41611        | SN 41612 | SN 41613 | SN 41004 |
|             |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 41621        | SN 41622 | SN 41623 | SN 41624 |
|             |               | lunga     | chiusa          | pizzo           | SN 41601        | SN 41602 | SN 41603 | SN 41604 |
|             |               | corta     | aperta          | puntinato       | SN 41641        | SN 41642 | SN 41643 | SN 41644 |
|             |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 41651        | SN 41652 | SN 41653 | SN 41654 |
|             |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SN 41631        | SN 41632 | SN 41633 | SN 41634 |
| AT          | Mexico        | lunga     | chiusa          | –               | SG 41221        | SG 41222 | SG 41223 | SG 41224 |
|             |               | corta     | chiusa          | –               | SG 41231        | SG 41232 | SG 41233 | SG 41234 |
|             | Marokko       | lunga     | chiusa          | –               | SM 41221        | SM 41222 | SM 41223 | SM 41224 |
|             |               | corta     | chiusa          | –               | SM 41231        | SM 41232 | SM 41233 | SM 41234 |
|             | Sand (sabbia) | lunga     | chiusa          | –               | SD 41221        | SD 41222 | SD 41223 | SD 41224 |
|             |               | corta     | chiusa          | –               | SD 41231        | SD 41232 | SD 41233 | SD 41234 |
|             | Nero          | lunga     | chiusa          | –               | SN 41221        | SN 41222 | SN 41223 | SN 41224 |
|             |               | corta     | chiusa          | –               | SN 41231        | SN 41232 | SN 41233 | SN 41234 |
| ATU Materna | Mexico        | lunga     | chiusa          | –               | SG 41301        | SG 41302 | SG 41303 | SG 41304 |
|             | Nero          | corta     | chiusa          | –               | SN 41301        | SN 41302 | SN 41303 | SN 41304 |

## VENOSAN® 4000

Classe di compressione 2: compressione della caviglia 23–32 mmHg

CCL  
2

| Modello | Colore        | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |               |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Mexico        | lunga     | aperta          | –               | SG 42001        | SG 42002 | SG 42003 | SG 42004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SG 42011        | SG 42012 | SG 42013 | SG 42014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SG 42021        | SG 42022 | SG 42023 | SG 42024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SG 42031        | SG 42032 | SG 42033 | SG 42034 |
|         | Marokko       | lunga     | aperta          | –               | SM 42001        | SM 42002 | SM 42003 | SM 42004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SM 42011        | SM 42012 | SM 42013 | SM 42014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SM 42021        | SM 42022 | SM 42023 | SM 42024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SM 42031        | SM 42032 | SM 42033 | SM 42034 |
|         | Sand (sabbia) | lunga     | aperta          | –               | SD 42001        | SD 42002 | SD 42003 | SD 42004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SD 42011        | SD 42012 | SD 42013 | SD 42014 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SD 42021        | SD 42022 | SD 42023 | SD 42024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SD 42031        | SD 42032 | SD 42033 | SD 42034 |
|         | Nero          | lunga     | chiusa          | –               | SN 42001        | SN 42002 | SN 42003 | SN 42004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SN 42011        | SN 42012 | SN 42013 | SN 42014 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SN 42021        | SN 42022 | SN 42023 | SN 42024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SN 42031        | SN 42032 | SN 42033 | SN 42034 |
| ADH     | Mexico        | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 42041        | SG 42042 | SG 42043 | SG 42044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 42051        | SG 42052 | SG 42053 | SG 42054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SG 42061        | SG 42062 | SG 42063 | SG 42064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 42071        | SG 42072 | SG 42073 | SG 42074 |

# VENOSAN® 4000

Classe di compressione 2: compressione della caviglia 23–32 mmHg



| Modello        | Colore        | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|                |               |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| ADH            | Marokko       | lunga     | aperta          | puntinato       | SM 42041        | SM 42042 | SM 42043 | SM 42044 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SM 42051        | SM 42052 | SM 42053 | SM 42054 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SM 42061        | SM 42062 | SM 42063 | SM 42064 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SM 42071        | SM 42072 | SM 42073 | SM 42074 |
|                | Nero          | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 42041        | SN 42042 | SN 42043 | SN 42044 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 42051        | SN 42052 | SN 42053 | SN 42054 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SN 42061        | SN 42062 | SN 42063 | SN 42064 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 42071        | SN 42072 | SN 42073 | SN 42074 |
| AGH            | Mexico        | lunga     | chiusa          | pizzo           | SG 42601        | SG 42602 | SG 42603 | SG 42604 |
|                |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 42611        | SG 42612 | SG 42613 | SG 42614 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 42621        | SG 42622 | SG 42623 | SG 42624 |
|                |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SG 42631        | SG 42632 | SG 42633 | SG 42634 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SG 42641        | SG 42642 | SG 42643 | SG 42644 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 42651        | SG 42652 | SG 42653 | SG 42654 |
|                | Marokko       | lunga     | chiusa          | pizzo           | SM 42601        | SM 42602 | SM 42603 | SM 42604 |
|                |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SM 42611        | SM 42612 | SM 42613 | SM 42614 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SM 42621        | SM 42622 | SM 42623 | SM 42624 |
|                |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SM 42631        | SM 42632 | SM 42633 | SM 42634 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SM 42641        | SM 42642 | SM 42643 | SM 42644 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SM 42651        | SM 42652 | SM 42653 | SM 42654 |
|                | Sand (sabbia) | lunga     | chiusa          | pizzo           | SD 42601        | SD 42602 | SD 42603 | SD 42604 |
|                |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SD 42611        | SD 42612 | SD 42613 | SD 42614 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SD 42621        | SD 42622 | SD 42623 | SD 42624 |
|                |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SD 42631        | SD 42632 | SD 42633 | SD 42634 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SD 42641        | SD 42642 | SD 42643 | SD 42644 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SD 42651        | SD 42652 | SD 42653 | SD 42654 |
|                | Nero          | lunga     | chiusa          | pizzo           | SN 42601        | SN 42602 | SN 42603 | SN 42604 |
|                |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 42611        | SN 42612 | SN 42613 | SN 42614 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 42621        | SN 42622 | SN 42623 | SN 42624 |
|                |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SN 42631        | SN 42632 | SN 42633 | SN 42634 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SN 42641        | SN 42642 | SN 42643 | SN 42644 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 42651        | SN 42652 | SN 42653 | SN 42654 |
| AGG (sinistro) | Mexico        | lunga     | aperta          | –               | SG 42151        | SG 42152 | SG 42153 | SG 42154 |
| AGG (destro)   |               | lunga     | aperta          | –               | SG 42171        | SG 42172 | SG 42173 | SG 42174 |
| AT             | Mexico        | lunga     | chiusa          | –               | SG 42221        | SG 42222 | SG 42223 | SG 42224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SG 42231        | SG 42232 | SG 42233 | SG 42234 |
|                | Marokko       | lunga     | chiusa          | –               | SM 42221        | SM 42222 | SM 42223 | SM 42224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SM 42231        | SM 42232 | SM 42233 | SM 42234 |
|                | Sand (sabbia) | lunga     | chiusa          | –               | SD 42221        | SD 42222 | SD 42223 | SD 42224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SD 42231        | SD 42232 | SD 42233 | SD 42234 |
|                | Nero          | lunga     | chiusa          | –               | SN 42221        | SN 42222 | SN 42223 | SN 42224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SN 42231        | SN 42232 | SN 42233 | SN 42234 |
| ATU Materna    | Mexico        | lunga     | chiusa          | –               | SG 42301        | SG 42302 | SG 42303 | SG 42304 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SG 42311        | SG 42312 | SG 42313 | SG 42314 |
|                | Nero          | lunga     | chiusa          | –               | SN 42301        | SN 42302 | SN 42303 | SN 42304 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SN 42311        | SN 42312 | SN 42313 | SN 42314 |

# Calze su misura

## VENOSAN® 4000

Misure personalizzate

CCL  
1

CCL  
2

| Modello     | Colore                       | Punta del piede | Bordo superiore   |   |   |
|-------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---|---|
| AD          | CCL 1<br>Mexico, Nero        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| ADH         |                              | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AG          |                              | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AGH         | CCL 2<br>Mexico,<br>Marokko, | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AGG*        |                              | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AT          |                              | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| ATU Materna | Sand (sabbia),<br>Nero       | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |

\* Disponibile solo in Mexico e Nero

● = disponibile

# THE MAGIC OF SILVER

## VENOSAN® 5000

Fibre d'argento e cotone – azione antibatterica

■ **Antibatteriche e bioattive**

Le fibre d'argento favoriscono l'igiene dei piedi e delle gambe, prevenendo i cattivi odori e inibendo le infezioni.

■ **Effetto termoregolatore**

La calza a maglia fine ha un'azione termoregolatrice e trasporta l'umidità dall'interno verso l'esterno. Questo assicura una sensazione di temperatura ideale e un comfort ottimale.

■ **Antistatiche**

Le fibre d'argento scaricano l'elettricità statica associata all'abbigliamento aumentando il benessere.

**Composizione**

40% TACTEL® poliammide, 30% elastan, 20% cotone, 10% Silver X-Static®



# Assortimento standard

## VENOSAN® 5000

Classe di compressione 1: compressione della caviglia 18–21 mmHg

CCL  
1

| Modello | Colore        | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |               |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Mexico        | lunga     | aperta          | –               | SG 45001        | SG 45002 | SG 45003 | SG 45004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SG 45011        | SG 45012 | SG 45013 | SG 45014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SG 45021        | SG 45022 | SG 45023 | SG 45024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SG 45031        | SG 45032 | SG 45033 | SG 45034 |
|         | Marokko       | lunga     | aperta          | –               | SM 45001        | SM 45002 | SM 45003 | SM 45004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SM 45011        | SM 45012 | SM 45013 | SM 45014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SM 45021        | SM 45022 | SM 45023 | SM 45024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SM 45031        | SM 45032 | SM 45033 | SM 45034 |
|         | Sand (sabbia) | lunga     | aperta          | –               | SD 45001        | SD 45002 | SD 45003 | SD 45004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SD 45011        | SD 45012 | SD 45013 | SD 45014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SD 45021        | SD 45022 | SD 45023 | SD 45024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SD 45031        | SD 45032 | SD 45033 | SD 45034 |
|         | Nero          | lunga     | aperta          | –               | SN 45001        | SN 45002 | SN 45003 | SN 45004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SN 45011        | SN 45012 | SN 45013 | SN 45014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SN 45021        | SN 45022 | SN 45023 | SN 45024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SN 45031        | SN 45032 | SN 45033 | SN 45034 |
| ADH     | Mexico        | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 45041        | SG 45042 | SG 45043 | SG 45044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 45051        | SG 45052 | SG 45053 | SG 45054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SG 45061        | SG 45062 | SG 45063 | SG 45064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 45071        | SG 45072 | SG 45073 | SG 45074 |
|         | Marokko       | lunga     | aperta          | puntinato       | SM 45041        | SM 45042 | SM 45043 | SM 45044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SM 45051        | SM 45052 | SM 45053 | SM 45054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SM 45061        | SM 45062 | SM 45063 | SM 45064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SM 45071        | SM 45072 | SM 45073 | SM 45074 |
|         | Nero          | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 45041        | SN 45042 | SN 45043 | SN 45044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 45051        | SN 45052 | SN 45053 | SN 45054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SN 45061        | SN 45062 | SN 45063 | SN 45064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 45071        | SN 45072 | SN 45073 | SN 45074 |
| AGH     | Mexico        | lunga     | chiusa          | pizzo           | SG 45601        | SG 45602 | SG 45603 | SG 45604 |
|         |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 45611        | SG 45612 | SG 45613 | SG 45614 |
|         |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SG 45631        | SG 45632 | SG 45633 | SG 45634 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SG 45641        | SG 45642 | SG 45643 | SG 45644 |
|         | Marokko       | lunga     | chiusa          | pizzo           | SM 45601        | SM 45602 | SM 45603 | SM 45604 |
|         |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SM 45611        | SM 45612 | SM 45613 | SM 45614 |
|         |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SM 45631        | SM 45632 | SM 45633 | SM 45634 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SM 45641        | SM 45642 | SM 45643 | SM 45644 |
|         | Sand (sabbia) | lunga     | chiusa          | pizzo           | SD 45601        | SD 45602 | SD 45603 | SD 45604 |
|         |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SD 45611        | SD 45612 | SD 45613 | SD 45614 |
|         |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SD 45631        | SD 45632 | SD 45633 | SD 45634 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SD 45641        | SD 45642 | SD 45643 | SD 45644 |
|         | Nero          | lunga     | chiusa          | pizzo           | SN 45601        | SN 45602 | SN 45603 | SN 45604 |
|         |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 45611        | SN 45612 | SN 45613 | SN 45614 |
|         |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SN 45631        | SN 45632 | SN 45633 | SN 45634 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SN 45641        | SN 45642 | SN 45643 | SN 45644 |

# Assortimento standard

## VENOSAN® 5000

Classe di compressione 1: compressione della caviglia 18–21 mmHg

CCL  
1

| Modello        | Colore        | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|                |               |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AGG (sinistro) | Mexico        | lunga     | aperta          | –               | SG 45151        | SG 45152 | SG 45153 | SG 45154 |
| AGG (destra)   |               | lunga     | aperta          | –               | SG 45171        | SG 45172 | SG 45173 | SG 45174 |
| AT             | Mexico        | lunga     | chiusa          | –               | SG 45221        | SG 45222 | SG 45223 | SG 45224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SG 45231        | SG 45232 | SG 45233 | SG 45234 |
|                | Marokko       | lunga     | chiusa          | –               | SM 45221        | SM 45222 | SM 45223 | SM 45224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SM 45231        | SM 45232 | SM 45233 | SM 45234 |
|                | Sand (sabbia) | lunga     | chiusa          | –               | SD 45221        | SD 45222 | SD 45223 | SD 45224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SD 45231        | SD 45232 | SD 45233 | SD 45234 |
|                | Nero          | lunga     | chiusa          | –               | SN 45221        | SN 45222 | SN 45223 | SN 45224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SN 45231        | SN 45232 | SN 45233 | SN 45234 |

## VENOSAN® 5000

Classe di compressione 2: compressione della caviglia 23–32 mmHg

CCL  
2

| Modello | Colore        | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |               |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Mexico        | lunga     | aperta          | –               | SG 46001        | SG 46002 | SG 46003 | SG 46004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SG 46011        | SG 46012 | SG 46013 | SG 46014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SG 46021        | SG 46022 | SG 46023 | SG 46024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SG 46031        | SG 46032 | SG 46033 | SG 46034 |
|         | Marokko       | lunga     | aperta          | –               | SM 46001        | SM 46002 | SM 46003 | SM 46004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SM 46011        | SM 46012 | SM 46013 | SM 46014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SM 46021        | SM 46022 | SM 46023 | SM 46024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SM 46031        | SM 46032 | SM 46033 | SM 46034 |
|         | Sand (sabbia) | lunga     | aperta          | –               | SD 46001        | SD 46002 | SD 46003 | SD 46004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SD 46011        | SD 46012 | SD 46013 | SD 46014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SD 46021        | SD 46022 | SD 46023 | SD 46024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SD 46031        | SD 46032 | SD 46033 | SD 46034 |
|         | Nero          | lunga     | aperta          | –               | SN 42001        | SN 42002 | SN 42003 | SN 42004 |
|         |               | lunga     | chiusa          | –               | SN 46011        | SN 46012 | SN 46013 | SN 46014 |
|         |               | corta     | aperta          | –               | SN 46021        | SN 46022 | SN 46023 | SN 46024 |
|         |               | corta     | chiusa          | –               | SN 46031        | SN 46032 | SN 46033 | SN 46034 |
| ADH     | Mexico        | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 46041        | SG 46042 | SG 46043 | SG 46044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 46051        | SG 46052 | SG 46053 | SG 46054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SG 46061        | SG 46062 | SG 46063 | SG 46064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 46071        | SG 46072 | SG 46073 | SG 46074 |
|         | Marokko       | lunga     | aperta          | puntinato       | SM 46041        | SM 46042 | SM 46043 | SM 46044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SM 46051        | SM 46052 | SM 46053 | SM 46054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SM 46061        | SM 46062 | SM 46063 | SM 46064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SM 46071        | SM 46072 | SM 46073 | SM 46074 |
|         | Nero          | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 46041        | SN 46042 | SN 46043 | SN 46044 |
|         |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 46051        | SN 46052 | SN 46053 | SN 46054 |
|         |               | corta     | aperta          | puntinato       | SN 46061        | SN 46062 | SN 46063 | SN 46064 |
|         |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 46071        | SN 46072 | SN 46073 | SN 46074 |

# Assortimento standard

## VENOSAN® 5000

Classe di compressione 2: compressione della caviglia 23–32 mmHg

CCL  
2

| Modello        | Colore        | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|----------------|---------------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|                |               |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AGH            | Mexico        | lunga     | chiusa          | pizzo           | SG 46601        | SG 46602 | SG 46603 | SG 46604 |
|                |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 46611        | SG 46612 | SG 46613 | SG 46614 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 46621        | SG 46622 | SG 46623 | SG 46624 |
|                |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SG 46631        | SG 46632 | SG 46633 | SG 46634 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SG 46641        | SG 46642 | SG 46643 | SG 46644 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 46651        | SG 46652 | SG 46653 | SG 46654 |
|                | Marokko       | lunga     | chiusa          | pizzo           | SM 46601        | SM 46602 | SM 46603 | SM 46604 |
|                |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SM 46611        | SM 46612 | SM 46613 | SM 46614 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SM 46621        | SM 46622 | SM 46623 | SM 46624 |
|                |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SM 46631        | SM 46632 | SM 46633 | SM 46634 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SM 46641        | SM 46642 | SM 46643 | SM 46644 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SM 46651        | SM 46652 | SM 46653 | SM 46654 |
|                | Sand (sabbia) | lunga     | chiusa          | pizzo           | SD 46601        | SD 46602 | SD 46603 | SD 46604 |
|                |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SD 46611        | SD 46612 | SD 46613 | SD 46614 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SD 46621        | SD 46622 | SD 46623 | SD 46624 |
|                |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SD 46631        | SD 46632 | SD 46633 | SD 46634 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SD 46641        | SD 46642 | SD 46643 | SD 46644 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SD 46651        | SD 46652 | SD 46653 | SD 46654 |
|                | Nero          | lunga     | chiusa          | pizzo           | SN 46601        | SN 46602 | SN 46603 | SN 46604 |
|                |               | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 46611        | SN 46612 | SN 46613 | SN 46614 |
|                |               | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 46621        | SN 46622 | SN 46623 | SN 46624 |
|                |               | corta     | chiusa          | pizzo           | SN 46631        | SN 46632 | SN 46633 | SN 46634 |
|                |               | corta     | aperta          | puntinato       | SN 46641        | SN 46642 | SN 46643 | SN 46644 |
|                |               | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 46651        | SN 46652 | SN 46653 | SN 46654 |
| AGG (sinistro) | Mexico        | lunga     | aperta          | –               | SG 46151        | SG 46152 | SG 46153 | SG 46154 |
| AGG (destra)   |               | lunga     | aperta          | –               | SG 46171        | SG 46172 | SG 46173 | SG 46174 |
| AT             | Mexico        | lunga     | chiusa          | –               | SG 46221        | SG 46222 | SG 46223 | SG 46224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SG 46231        | SG 46232 | SG 46233 | SG 46234 |
|                | Marokko       | lunga     | chiusa          | –               | SM 46221        | SM 46222 | SM 46223 | SM 46224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SM 46231        | SM 46232 | SM 46233 | SM 46234 |
|                | Sand (sabbia) | lunga     | chiusa          | –               | SD 46221        | SD 46222 | SD 46223 | SD 46224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SD 46231        | SD 46232 | SD 46233 | SD 46234 |
|                | Nero          | lunga     | chiusa          | –               | SN 46221        | SN 46222 | SN 46223 | SN 46224 |
|                |               | corta     | chiusa          | –               | SN 46231        | SN 46232 | SN 46233 | SN 46234 |

# Assortimento standard

## VENOSAN® 5000

Classe di compressione 3: compressione della caviglia 34–46 mmHg

CCL  
3

| Modello | Colore  | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|---------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |         |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Mexico  | lunga     | aperta          | –               | SG 47001        | SG 47002 | SG 47003 | SG 47004 |
|         |         | lunga     | chiusa          | –               | SG 47011        | SG 47012 | SG 47013 | SG 47014 |
|         | Marokko | lunga     | aperta          | –               | SM 47001        | SM 47002 | SM 47003 | SM 47004 |
|         |         | lunga     | chiusa          | –               | SM 47011        | SM 47012 | SM 47013 | SM 47014 |
|         | Nero    | lunga     | aperta          | –               | SN 47001        | SN 47002 | SN 47003 | SN 47004 |
|         |         | lunga     | chiusa          | –               | SN 47011        | SN 47012 | SN 47013 | SN 47014 |

## Calze su misura

### VENOSAN® 5000

Misure personalizzate

CCL  
1

CCL  
2

| Modello     | Colore                                                 | Punta del piede | Bordo superiore   |   |   |
|-------------|--------------------------------------------------------|-----------------|-------------------|---|---|
| AD          | CCL 1<br>Mexico,<br>Nero                               | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| ADH         |                                                        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AG          |                                                        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AGH         | CCL 2<br>Mexico,<br>Marokko,<br>Sand (sabbia),<br>Nero | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AGG*        |                                                        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AT          |                                                        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| ATU Materna |                                                        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |

\* Disponibile solo in Mexico e Nero

● = disponibile

CCL  
3

| Modello     | Colore | Punta del piede | Bordo superiore   |   |
|-------------|--------|-----------------|-------------------|---|
| AD          | Mexico | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● |
| ADH         |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● |
| AG          |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● |
| AGH         |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● |
| AGG         |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● |
| AT          |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● |
| ATU Materna |        | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● |

● = disponibile

# NATURAL TOUCH

## VENOSAN® 7000

Fibre naturali robuste – elevata rigidità

### ■ Elevata rigidità

Grazie alla sua elevata rigidità, all'aumento della pressione correlato a quello della circonferenza dovuto al movimento muscolare, VENOSAN 7000 esercita anche una pronunciata azione massaggiante sulla gamba.

### ■ Dermoprotettive

La composizione garantisce sia un'elevata resistenza che un comfort ottimale.

### Composizione

62% TACTEL® poliammide, 26% elastan, 8% cotone, 4% SeaCell® (fibre derivate da alghe marine)



# Assortimento standard

## VENOSAN® 7000

Classe di compressione 1: compressione della caviglia 18–21 mmHg

CCL  
1

| Modello | Colore | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |        |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Beige  | lunga     | aperta          | –               | SG 71001        | SG 71002 | SG 71003 | SG 71004 |
|         |        | lunga     | chiusa          | –               | SG 71011        | SG 71012 | SG 71013 | SG 71014 |
|         |        | corta     | aperta          | –               | SG 71021        | SG 71022 | SG 71023 | SG 71024 |
|         |        | corta     | chiusa          | –               | SG 71031        | SG 71032 | SG 71033 | SG 71034 |

## VENOSAN® 7000

Classe di compressione 2: compressione della caviglia 23–32 mmHg

CCL  
2

| Modello        | Colore | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|----------------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|                |        |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD             | Beige  | lunga     | aperta          | –               | SG 72001        | SG 72002 | SG 72003 | SG 72004 |
|                |        | lunga     | chiusa          | –               | SG 72011        | SG 72012 | SG 72013 | SG 72014 |
|                |        | corta     | aperta          | –               | SG 72021        | SG 72022 | SG 72023 | SG 72024 |
|                |        | corta     | chiusa          | –               | SG 72031        | SG 72032 | SG 72033 | SG 72034 |
|                | Nero   | lunga     | aperta          | –               | SN 72001        | SN 72002 | SN 72003 | SN 72004 |
|                |        | lunga     | chiusa          | –               | SN 72011        | SN 72012 | SN 72013 | SN 72014 |
|                |        | corta     | aperta          | –               | SN 72021        | SN 72022 | SN 72023 | SN 72024 |
|                |        | corta     | chiusa          | –               | SN 72031        | SN 72032 | SN 72033 | SN 72034 |
| ADH            | Beige  | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 72041        | SG 72042 | SG 72043 | SG 72044 |
|                |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 72051        | SG 72052 | SG 72053 | SG 72054 |
|                |        | corta     | aperta          | puntinato       | SG 72061        | SG 72062 | SG 72063 | SG 72064 |
|                |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 72071        | SG 72072 | SG 72073 | SG 72074 |
|                | Nero   | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 72041        | SN 72042 | SN 72043 | SN 72044 |
|                |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 72051        | SN 72052 | SN 72053 | SN 72054 |
|                |        | corta     | aperta          | puntinato       | SN 72061        | SN 72062 | SN 72063 | SN 72064 |
|                |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 72071        | SN 72072 | SN 72073 | SN 72074 |
| AGH            | Beige  | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 72601        | SG 72602 | SG 72603 | SG 72604 |
|                |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 72611        | SG 72612 | SG 72613 | SG 72614 |
|                |        | corta     | aperta          | puntinato       | SG 72621        | SG 72622 | SG 72623 | SG 72624 |
|                |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 72631        | SG 72632 | SG 72633 | SG 72634 |
|                | Nero   | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 72601        | SN 72602 | SN 72603 | SN 72604 |
|                |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 72611        | SN 72612 | SN 72613 | SN 72614 |
|                |        | corta     | aperta          | puntinato       | SN 72621        | SN 72622 | SN 72623 | SN 72624 |
|                |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 72631        | SN 72632 | SN 72633 | SN 72634 |
| AGG (sinistro) | Beige  | lunga     | aperta          | –               | SG 72151        | SG 72152 | SG 72153 | SG 72154 |
|                |        | corta     | aperta          | –               | SG 72161        | SG 72162 | SG 72163 | SG 72164 |
| AGG (destra)   |        | lunga     | aperta          | –               | SG 72171        | SG 72172 | SG 72173 | SG 72174 |
|                |        | corta     | aperta          | –               | SG 72181        | SG 72182 | SG 72183 | SG 72184 |

# Assortimento standard

## VENOSAN® 7000

Classe di compressione 3: compressione della caviglia 34–46 mmHg



| Modello | Colore | Lunghezza | Punta del piede | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|--------|-----------|-----------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |        |           |                 |                 | S               | M        | L        | XL       |
| AD      | Beige  | lunga     | aperta          | –               | SG 73001        | SG 73002 | SG 73003 | SG 73004 |
|         |        | lunga     | chiusa          | –               | SG 73011        | SG 73012 | SG 73013 | SG 73014 |
|         |        | corta     | aperta          | –               | SG 73021        | SG 73022 | SG 73023 | SG 73024 |
|         |        | corta     | chiusa          | –               | SG 73031        | SG 73032 | SG 73033 | SG 73034 |
|         | Nero   | lunga     | aperta          | –               | SN 73001        | SN 73002 | SN 73003 | SN 73004 |
|         |        | lunga     | chiusa          | –               | SN 73011        | SN 73012 | SN 73013 | SN 73014 |
|         |        | corta     | aperta          | –               | SN 73021        | SN 73022 | SN 73023 | SN 73024 |
|         |        | corta     | chiusa          | –               | SN 73031        | SN 73032 | SN 73033 | SN 73034 |
| ADH     | Beige  | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 73041        | SG 73042 | SG 73043 | SG 73044 |
|         |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 73051        | SG 73052 | SG 73053 | SG 73054 |
|         |        | corta     | aperta          | puntinato       | SG 73061        | SG 73062 | SG 73063 | SG 73064 |
|         |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 73071        | SG 73072 | SG 73073 | SG 73074 |
|         | Nero   | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 73041        | SN 73042 | SN 73043 | SN 73044 |
|         |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 73051        | SN 73052 | SN 73053 | SN 73054 |
|         |        | corta     | aperta          | puntinato       | SN 73061        | SN 73062 | SN 73063 | SN 73064 |
|         |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 73071        | SN 73072 | SN 73073 | SN 73074 |
| AGH     | Beige  | lunga     | aperta          | puntinato       | SG 73601        | SG 73602 | SG 73603 | SG 73604 |
|         |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SG 73611        | SG 73612 | SG 73613 | SG 73614 |
|         |        | corta     | aperta          | puntinato       | SG 73621        | SG 73622 | SG 73623 | SG 73624 |
|         |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SG 73631        | SG 73632 | SG 73633 | SG 73634 |
|         | Nero   | lunga     | aperta          | puntinato       | SN 73601        | SN 73602 | SN 73603 | SN 73604 |
|         |        | lunga     | chiusa          | puntinato       | SN 73611        | SN 73612 | SN 73613 | SN 73614 |
|         |        | corta     | aperta          | puntinato       | SN 73621        | SN 73622 | SN 73623 | SN 73624 |
|         |        | corta     | chiusa          | puntinato       | SN 73631        | SN 73632 | SN 73633 | SN 73634 |

# Calze su misura

## VENOSAN® 7000

Misure personalizzate

CCL  
2

CCL  
3

| Modello | Colore         | Punta del piede | Bordo superiore   |   |   |
|---------|----------------|-----------------|-------------------|---|---|
| AD      | Beige,<br>Nero | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| ADH     |                | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AG      |                | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AGH     |                | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AGG     |                | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| AT      |                | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |
| ATH     |                | aperta / chiusa | puntinato / pizzo | ● | ● |

● = disponibile

# Come prendere correttamente le misure

## Bracciali elastocompressivi


### Quando?

Nei pazienti le cui braccia hanno tendenza a gonfiarsi, prendere le misure al mattino.

### Come?

Con un metro a nastro.

#### Punti di misurazione / circonferenze



#### Tabella delle misure dei bracciali

| Circonferenza del polso (cm) |       |       |       |       |
|------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                              | S     | M     | L     | XL    |
| cC                           | 14-17 | 17-20 | 20-23 | 23-26 |

| Circonferenza dell'avambraccio (cm) |       |       |       |       |
|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                     | S     | M     | L     | XL    |
| cD                                  | 22-26 | 26-30 | 30-34 | 34-38 |


| Circonferenza del braccio (cm) |       |       |       |       |
|--------------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                                | S     | M     | L     | XL    |
| cF                             | 24-30 | 30-36 | 36-42 | 42-48 |

| Lunghezza (cm)               |  | corto | lungo |
|------------------------------|--|-------|-------|
| Dal polso (C) al braccio (G) |  | 35-45 | 40-50 |

Misura della lunghezza con il braccio disteso.


#### Modelli, serie e misure:




**CG**  
senza fissaggio  
sulla mano



**CG-H**  
senza fissaggio  
sulla mano con  
bordo superiore  
puntinato



**ZG**  
con fissaggio  
sulla mano



**ZG-H**  
con fissaggio  
sulla mano e  
bordo superiore  
puntinato



**CH**  
senza fissaggio  
sulla mano con  
cintura di fissaggio  
sul torace



**ZH**  
con fissaggio  
sulla mano e  
cintura di fissaggio  
sul torace

# CLIMATE EFFECT VENOSAN® 4000

**Microfibra – raffinata ed elegante**

■ **Temperatura ed umidità ottimali**

Con la sua raffinata costruzione a sandwich, VENOSAN 4000 è il primo bracciale compressivo che presenta il marchio TACTEL® Climate Effect. Questo lo rende più comodo da indossare.

■ **Estremamente elastico**

La nuova tecnologia consente di avere un rapporto forza/allungamento più basso. È molto facile da indossare.

■ **Confortevole**

I materiali di qualità premium garantiscono un elevato comfort.

**Composizione**

71% TACTEL® poliammide, 29% elastan



## VENOSAN® 4000

Classe di compressione 2: compressione del polso 23–32 mmHg



| Modello | Colore | Fissaggio sulla mano | Codice/Misura |          |          |          | Misure personalizzate |
|---------|--------|----------------------|---------------|----------|----------|----------|-----------------------|
|         |        |                      | S             | M        | L        | XL       |                       |
| CG      | Mexico | senza                | SG 42501      | SG 42502 | SG 42503 | SG 42504 | •                     |
| CG      | Nero   | senza                | SN 42501      | SN 42502 | SN 42503 | SN 42504 | •                     |

• = disponibile

# NATURAL TOUCH VENOSAN® 7000

**Fibre naturali robuste – elevata rigidità, con sottobracciale**

■ **Elevata rigidità**

Grazie alla sua elevata rigidità, all'aumento della pressione correlato a quello della circonferenza dovuto al movimento muscolare, VENOSAN 7000 esercita anche una pronunciata azione massaggiante sulla gamba.


■ **Dermoprotettivo**

La composizione garantisce sia un'elevata resistenza che un comfort ottimale.

**Composizione**

Bracciale: 62% TACTEL® poliammide, 26% elastan, 8% cotone,  
4% SeaCell® (fibre da alghe marine)

Sottobracciale: 90% poliammide, 10% elastan



## Assortimento standard

### VENOSAN® 7000

Classe di compressione 2: compressione del polso 23–32 mmHg



| Modello | Colore | Lunghezza | Fissaggio sulla mano | Bordo superiore | Codice / Misura |          |          |          |
|---------|--------|-----------|----------------------|-----------------|-----------------|----------|----------|----------|
|         |        |           |                      |                 | S               | M        | L        | XL       |
| CG      | Beige  | lunga     | senza                |                 | SG 72501        | SG 72502 | SG 72503 | SG 72504 |
|         |        | corta     | senza                |                 | SG 72511        | SG 72512 | SG 72513 | SG 72514 |
| CG      | Nero   | lunga     | senza                |                 | SN 72501        | SN 72502 | SN 72503 | SN 72504 |
|         |        | corta     | senza                |                 | SN 72511        | SN 72512 | SN 72513 | SN 72514 |
| CG-H    | Beige  | lunga     | senza                | puntinato       | SG 72521        | SG 72522 | SG 72523 | SG 72524 |
|         |        | corta     | senza                | puntinato       | SG 72531        | SG 72532 | SG 72533 | SG 72534 |
| CG-H    | Nero   | lunga     | senza                | puntinato       | SN 72521        | SN 72522 | SN 72523 | SN 72524 |
|         |        | corta     | senza                | puntinato       | SN 72531        | SN 72532 | SN 72533 | SN 72534 |
| ZG      | Beige  | lunga     | con                  |                 | SG 72541        | SG 72542 | SG 72543 | SG 72544 |
|         |        | corta     | con                  |                 | SG 72551        | SG 72552 | SG 72553 | SG 72554 |
| ZG      | Nero   | lunga     | con                  |                 | SN 72541        | SN 72542 | SN 72543 | SN 72544 |
|         |        | corta     | con                  |                 | SN 72551        | SN 72552 | SN 72553 | SN 72554 |
| ZG-H    | Beige  | lunga     | con                  | puntinato       | SG 72561        | SG 72562 | SG 72563 | SG 72564 |
|         |        | corta     | con                  | puntinato       | SG 72571        | SG 72572 | SG 72573 | SG 72574 |
| ZG-H    | Nero   | lunga     | con                  | puntinato       | SN 72561        | SN 72562 | SN 72563 | SN 72564 |
|         |        | corta     | con                  | puntinato       | SN 72571        | SN 72572 | SN 72573 | SN 72574 |
| ZH      | Beige  | lunga     | con                  |                 | SG 72581        | SG 72582 | SG 72583 | SG 72584 |
|         |        | corta     | con                  |                 | SG 72591        | SG 72592 | SG 72593 | SG 72594 |

## Bracciali su misura

### VENOSAN® 7000

Misure personalizzate



| Modello | Colore       | Fissaggio sulla mano | Bordo superiore   | 7002 CCL 2 |
|---------|--------------|----------------------|-------------------|------------|
| CG      | Beige e nero | senza                | puntinato / pizzo | ●          |
| CG-H    | Beige e nero | senza                | puntinato / pizzo | ●          |
| CH      | Beige e nero | senza                | puntinato / pizzo | ●          |
| ZG      | Beige e nero | con                  | puntinato / pizzo | ●          |
| ZG-H    | Beige e nero | con                  | puntinato / pizzo | ●          |
| ZH      | Beige e nero | con                  | puntinato / pizzo | ●          |

● = disponibile

**Classe di compressione 2:**  
compressione del polso  
23–32 mmHg

# Panoramica dei prodotti

## Calze preventive

### VENOSAN® LEGLINE 20 ELEGANTI

- Per gambe leggere tutto il giorno
- Mantengono la forma, assicurano la massima libertà di movimento
- Velate
- Massimo comfort

#### Uso

- Prevenzione di vene varicose e gambe pesanti
- Per chi sta a lungo seduto o in piedi sul posto di lavoro
- Lunghi viaggi in aereo, treno o auto



20 mmHg  
140 den


**Composizione**  
78% poliammide  
22% LYCRA® elasthan

### VENOSAN® LEGLINE 30 ELEGANTI

- Per gambe leggere tutto il giorno
- Mantengono la forma, assicurano la massima libertà di movimento
- Velate
- Massimo comfort

#### Uso

- Prevenzione di vene varicose e gambe pesanti
- Per chi sta a lungo seduto o in piedi sul posto di lavoro
- Lunghi viaggi in aereo, treno o auto



30 mmHg  
280 den

**Composizione**  
AD / AGH:  
70% poliammide  
30% LYCRA® elasthan  
AT:  
78% poliammide  
22% LYCRA® elasthan

### VENOSAN® SILK SUPPORT VIAGGIO & TEMPO LIBERO

- Per gambe leggere tutto il giorno, anche in viaggio
- Favoriscono la circolazione del sangue
- Efficace profilassi della trombosi
- Fibre di seta morbide e lisce sulla pelle

- Effetto termoregolatore

#### Uso

- Per chi sta a lungo seduto o in piedi sul posto di lavoro
- Lunghi viaggi in aereo, treno o auto
- Per cute sensibile e secca



15-20  
mmHg

**Composizione**  
65% poliammide  
20% elasthan  
15% seta

### VENOSAN® COTTON SUPPORT VIAGGIO & TEMPO LIBERO

- Per gambe leggere tutto il giorno, anche in viaggio
- Favoriscono la circolazione del sangue
- Efficace profilassi della trombosi
- 100% cotone sulla pelle
- Adatte sotto i jeans e l'abbigliamento formale

#### Uso

- Per chi sta a lungo seduto o in piedi sul posto di lavoro
- Lunghi viaggi in aereo, treno o auto



15-20  
mmHg

**Composizione**  
65% poliammide  
20% cotone  
15% elasthan

## Calze antiembolia

### VENOSAN® AES

- Perfetta vestibilità grazie alla forma anatomica
- Codice cromatico per una semplice e sicura identificazione della misura
- Finestra di ispezione sulla punta del piede per motivi di sicurezza

#### Uso

- Per prevenire la trombosi e l'embolia, prima, durante e dopo gli interventi chirurgici
- Immobilità generale, confinamento a letto
- Prima, durante e dopo il parto



#### Composizione

AD/AGG:  
91% nylon  
9% LYCRA® elasthan  
AGH:  
89% nylon  
11% LYCRA® elasthan

## Calze da viaggio

### JET LEGS® by VENOSAN® VIAGGIARE CON CALZE COMODE

- Compressione graduale (15–20 mmHg)
- Favoriscono la circolazione del sangue
- Efficace profilassi della trombosi

#### Uso

- Compagne di viaggio in aereo, treno e auto
- Lunghi viaggi



#### Composizione

86% nylon poliammide  
14% LYCRA® elasthan

# Legline 20

## Calze preventive 140 den

20 mmHg  
140 den

TALLONE E PUNTA  
RINFORZATI

### Calze preventive



AD  
Gambaletti



AGH  
Calze alla coscia  
con pizzo



AT\*  
Collant  
\*Comfort top



ATU Materna\*  
Collant per gravidanza  
\*Comfort top



Compressione gradualmente decrescente


| AD             | AGH, AT, ATU Materna |
|----------------|----------------------|
| 60%   12 mmHg  | cF                   |
| 80%   16 mmHg  | cD                   |
|                | cC                   |
| 100%   20 mmHg | cB                   |

Circonferenza (cm)

| XS    | S     | M     | L     | XL    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-60 |
| 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
| 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
| 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 |



SWISS  
COMFORT



#### Compressione efficace

Prevengono le gambe gonfie



#### Eleganza quotidiana

Velate



#### Massimo comfort


Per un comfort ottimale,  
non scivolano



Bordo superiore  
con pizzo




Esterno



Interno

## Misure



## Assortimento

| Tipo        | Colori* | XS        | S         | M         | L         | XL        |
|-------------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AD          | Nudo    | VL 303 NU | VL 304 NU | VL 305 NU | VL 306 NU | –         |
|             | Sahara  | VL 303 SA | VL 304 SA | VL 305 SA | VL 306 SA | –         |
|             | Nero    | VL 303 BL | VL 304 BL | VL 305 BL | VL 306 BL | –         |
| AGH         | Nudo    | VL 323 NU | VL 324 NU | VL 325 NU | VL 326 NU | –         |
|             | Sahara  | VL 323 SA | VL 324 SA | VL 325 SA | VL 326 SA | –         |
|             | Nero    | VL 323 BL | VL 324 BL | VL 325 BL | VL 326 BL | –         |
| AT          | Nudo    | VL 333 NU | VL 334 NU | VL 335 NU | VL 336 NU | VL 337 NU |
|             | Sahara  | VL 333 SA | VL 334 SA | VL 335 SA | VL 336 SA | VL 337 SA |
|             | Nero    | VL 333 BL | VL 334 BL | VL 335 BL | VL 336 BL | VL 337 BL |
| ATU Materna | Sahara  | VL 343 SA | VL 344 SA | VL 345 SA | VL 346 SA | VL 347 SA |
|             | Nero    | VL 343 BL | VL 344 BL | VL 345 BL | VL 346 BL | VL 347 BL |

### \*Colori



Nudo



Sahara



Nero

I colori effettivi del prodotto possono differire leggermente da quelli di questo catalogo a causa del processo di stampa.

### Composizione

78% poliammide, 22% LYCRA® elasthan



# Legline 30

## Calze preventive 280 den

30 mmHg  
280 den

### Calze preventive



AD  
Gambaletti



AGH  
Calze alla coscia  
con pizzo




AT\*  
Collant  
\* Comfort top

Compressione gradualmente decrescente


| AD             | AGH, AT        |
|----------------|----------------|
| 60%   18 mmHg  | cF             |
| 80%   24 mmHg  | 80%   24 mmHg  |
|                | cD             |
|                | cC             |
| 100%   30 mmHg | 100%   30 mmHg |
|                | cB             |

Circonferenza (cm)

| XS    | S     | M     | L     | XL    |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 42-44 | 45-47 | 48-50 | 51-53 | 54-60 |
| 29-31 | 32-34 | 35-37 | 38-40 | 41-43 |
| 31-33 | 34-36 | 37-39 | 40-42 | 43-45 |
| 20-21 | 22-23 | 24-25 | 26-27 | 28-29 |



**Compressione efficace**  
Prevengono le gambe gonfie



**Eleganza quotidiana**  
Vellate




**Massimo comfort**  
Per un comfort ottimale,  
non scivolano



Bordo superiore  
con pizzo




Esterno



Interno

## Misure



## Assortimento

| Tipo | Colori* | XS        | S         | M         | L         | XL        |
|------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| AD   | Nudo    | VL 403 NU | VL 404 NU | VL 405 NU | VL 406 NU | –         |
|      | Sahara  | VL 403 SA | VL 404 SA | VL 405 SA | VL 406 SA | –         |
|      | Nero    | VL 403 BL | VL 404 BL | VL 405 BL | VL 406 BL | –         |
| AGH  | Nudo    | VL 423 NU | VL 424 NU | VL 425 NU | VL 426 NU | –         |
|      | Sahara  | VL 423 SA | VL 424 SA | VL 425 SA | VL 426 SA | –         |
|      | Nero    | VL 423 BL | VL 424 BL | VL 425 BL | VL 426 BL | –         |
| AT   | Nudo    | VL 433 NU | VL 434 NU | VL 435 NU | VL 436 NU | VL 437 NU |
|      | Sahara  | VL 433 SA | VL 434 SA | VL 435 SA | VL 436 SA | VL 437 SA |
|      | Nero    | VL 433 BL | VL 434 BL | VL 435 BL | VL 436 BL | VL 437 BL |

### \*Colori



Nudo

Sahara

Nero

I colori effettivi del prodotto possono differire leggermente da quelli di questo catalogo a causa del processo di stampa.

### Composizione

AD/AGH: 70% poliammide, 30% LYCRA® elasthan

AT: 78% poliammide, 22% LYCRA® elasthan



15-20  
mmHg

# Silk Support


## Calze preventive · Viaggio & tempo libero

### Calze preventive




Per gambe leggere nei lunghi viaggi

Compressione gradualmente decrescente



Misure

|     | S     | M     | L     |
|-----|-------|-------|-------|
| EUR | 36-39 | 39-42 | 42-45 |



#### Compressione efficace

Prevengono le gambe gonfie

#### Bordo morbido

Non stringono

#### Sensazione di seta

Per un comfort ottimale, non scivolano

## Assortimento

| Colori*             | S        | M        | L        |
|---------------------|----------|----------|----------|
| Bianco              | SG 58800 | SG 58801 | SG 58802 |
| Nero                | SG 58820 | SG 58821 | SG 58822 |
| Jeans               | SG 58870 | SG 58871 | SG 58872 |
| Marine              | SG 58810 | SG 58811 | SG 58812 |
| Silver              | SG 58880 | SG 58881 | SG 58882 |
| Beige               | SG 58840 | SG 58841 | SG 58842 |
| Apricot (albicocca) | SG 58900 | SG 58901 | SG 58902 |
| Sisko (viola)       | SG 58910 | SG 58911 | SG 58912 |


### \*Colori



Bianco



Nero



Jeans



Marine



Silver



Beige



Apricot  
(albicocca)



Sisko (viola)

I colori effettivi del prodotto possono differire leggermente da quelli di questo catalogo a causa del processo di stampa.

COLORI RESISTENTI

### Composizione

65% poliammide, 20% elasthan, 15% seta



15-20  
mmHg

# Cotton Support


## Calze preventive · Viaggio & tempo libero

### Calze preventive




Per gambe leggere nei lunghi viaggi

Compressione gradualmente decrescente



Misure

|     | S     | M     | L     | XL    |
|-----|-------|-------|-------|-------|
| EUR | 36-39 | 39-42 | 42-45 | 45-48 |



**Compressione efficace**  
Prevengono le gambe gonfie


**Bordo morbido**  
Non stringono

**Forma anatomica**  
Per un comfort ottimale, non scivolano

## Assortimento

| Colori*        | S        | M        | L        | XL       |
|----------------|----------|----------|----------|----------|
| Bianco         | SG 59800 | SG 59801 | SG 59802 | SG 59803 |
| Navy           | SG 59810 | SG 59811 | SG 59812 | SG 59813 |
| Nero           | SG 59820 | SG 59821 | SG 59822 | SG 59823 |
| Beige          | SG 59840 | SG 59841 | SG 59842 | SG 59843 |
| Antracite      | SG 59850 | SG 59851 | SG 59852 | SG 59853 |
| Oliva          | SG 59860 | SG 59861 | SG 59862 | SG 59863 |
| Jeans          | SG 59870 | SG 59871 | SG 59872 | SG 59873 |
| Silver         | SG 59880 | SG 59881 | SG 59882 | SG 59883 |
| Wood (marrone) | SG 59890 | SG 59891 | SG 59892 | SG 59893 |

### \*Colori



COLORI RESISTENTI

I colori effettivi del prodotto possono differire leggermente da quelli di questo catalogo a causa del processo di stampa.

### Composizione

65% poliammide, 20% cotone, 15% elasthan



## VENOSAN® AES

### Facili da indossare e traspiranti


- **Perfetta vestibilità** grazie alla forma anatomica e alla scelta completa di misure
- **Codice colore** per una semplice e sicura identificazione della misura
- **Finestra di ispezione sulla punta del piede per motivi di sicurezza**

### Composizione

AD / AGG: 91% nylon poliammide, 9% LYCRA® elastan

AGH: 89% nylon poliammide, 11% LYCRA® elastan

Bianco



I colori effettivi del prodotto possono differire leggermente da quelli di questo catalogo a causa del processo di stampa.



# Assortimento standard

## VENOSAN® AES

Compressione alla caviglia: 16–18 mmHg

| Modello | Circonferenza della caviglia | Circonferenza del polpaccio | Circonferenza della coscia | Lunghezza | Misura       | Codice colore misura<br>(foro d'ispezione) | Codice colore lunghezza<br>(bordo superiore) | Codice   |
|---------|------------------------------|-----------------------------|----------------------------|-----------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|----------|
| AD      | 18–20 cm                     | < 32 cm                     |                            | < 41 cm   | S regolare   | giallo                                     | naturale                                     | SG 57000 |
|         |                              |                             |                            | > 41 cm   | S lunga      | giallo                                     | blu                                          | SG 57001 |
|         | 20–22 cm                     | 32–37 cm                    |                            | < 43 cm   | M regolare   | naturale                                   | naturale                                     | SG 57002 |
|         |                              |                             |                            | > 43 cm   | M lunga      | naturale                                   | blu                                          | SG 57003 |
|         | 23–25 cm                     | 37–42 cm                    |                            | < 45 cm   | L regolare   | blu                                        | naturale                                     | SG 57004 |
|         |                              |                             |                            | > 45 cm   | L lunga      | blu                                        | blu                                          | SG 57005 |
|         | 25–27 cm                     | 42–47 cm                    |                            | < 45 cm   | XL regolare  | verde                                      | naturale                                     | SG 57006 |
|         |                              |                             |                            | > 45 cm   | XL lunga     | verde                                      | blu                                          | SG 57007 |
|         | 28–30 cm                     | 47–52 cm                    |                            | < 45 cm   | XXL regolare | viola                                      | naturale                                     | SG 57008 |
|         |                              |                             |                            | > 45 cm   | XXL lunga    | viola                                      | blu                                          | SG 57009 |
| AGH     | 18–20 cm                     | < 32 cm                     | 45–64 cm                   | < 74 cm   | S corta      | giallo                                     | giallo                                       | SG 57020 |
|         |                              |                             |                            | 74–79 cm  | S regolare   | giallo                                     | naturale                                     | SG 57021 |
|         |                              |                             |                            | > 79 cm   | S lunga      | giallo                                     | blu                                          | SG 57022 |
|         | 20–22 cm                     | 32–37 cm                    | 53–71 cm                   | < 74 cm   | M corta      | naturale                                   | giallo                                       | SG 57023 |
|         |                              |                             |                            | 74–79 cm  | M regolare   | naturale                                   | naturale                                     | SG 57024 |
|         |                              |                             |                            | > 79 cm   | M lunga      | naturale                                   | blu                                          | SG 57025 |
|         | 23–25 cm                     | 37–42 cm                    | 61–80 cm                   | < 74 cm   | L corta      | blu                                        | giallo                                       | SG 57026 |
|         |                              |                             |                            | 74–79 cm  | L regolare   | blu                                        | naturale                                     | SG 57027 |
|         |                              |                             |                            | > 79 cm   | L lunga      | blu                                        | blu                                          | SG 57028 |
| AGG     | 25–27 cm                     | 42–47 cm                    | 70–84 cm                   | < 79 cm   | XL regolare  | verde                                      | naturale                                     | SG 57029 |
|         |                              |                             |                            | > 79 cm   | XL lunga     | verde                                      | blu                                          | SG 57030 |
|         | 18–20 cm                     | < 32 cm                     | 45–64 cm                   | < 74 cm   | S corta      | giallo                                     | giallo                                       | SG 57050 |
|         |                              |                             |                            | 74–79 cm  | S regolare   | giallo                                     | naturale                                     | SG 57051 |
|         |                              |                             |                            | > 79 cm   | S lunga      | giallo                                     | blu                                          | SG 57052 |
|         | 20–22 cm                     | 32–37 cm                    | 53–71 cm                   | < 74 cm   | M corta      | naturale                                   | giallo                                       | SG 57053 |
|         |                              |                             |                            | 74–79 cm  | M regolare   | naturale                                   | naturale                                     | SG 57054 |
|         |                              |                             |                            | > 79 cm   | M lunga      | naturale                                   | blu                                          | SG 57055 |
|         | 23–25 cm                     | 37–42 cm                    | 61–80 cm                   | < 74 cm   | L corta      | blu                                        | giallo                                       | SG 57056 |
|         |                              |                             |                            | 74–79 cm  | L regolare   | blu                                        | naturale                                     | SG 57057 |
|         |                              |                             |                            | > 79 cm   | L lunga      | blu                                        | blu                                          | SG 57058 |
|         | 25–27 cm                     | 42–47 cm                    | 70–84 cm                   | < 79 cm   | XL regolare  | verde                                      | naturale                                     | SG 57059 |
|         |                              |                             |                            | > 79 cm   | XL lunga     | verde                                      | blu                                          | SG 57060 |

# JET LEGS®

by VENOSAN®

## Viaggiare con calze comode

JET LEGS by VENOSAN sono compagni di viaggio ideali. La loro compressione gradualmente decrescente fornisce un'efficace prevenzione della trombosi.

### ■ Assortimento semplice

1 colore – 2 misure

### ■ Sopra la media

Buon rapporto costi/benefici

## Composizione

86% nylon poliammide, 14% LYCRA® elastan



## JET LEGS® by VENOSAN®

Compressione della caviglia 15–20 mmHg

| Modello | Colore | Punta del piede | Codice / Misura  |               |
|---------|--------|-----------------|------------------|---------------|
|         |        |                 | Standard (36–40) | Large (41–45) |
| AD      | Nero   | chiusa          | SG 59610         | SG 59611      |





People.Health.Care.



Lohmann & Rauscher GmbH & Co. KG · Westerwaldstraße 4 · D-56579 Rengsdorf  
Lohmann & Rauscher GmbH · Johann-Schorsch-Gasse 4 · A-1141 Vienna  
Lohmann & Rauscher s.r.l. · Via E. Fermi 4 · IT-35030 Sarmeola di Rubano (PD)

VENOSAN® è un marchio registrato di  
SWISSLASTIC AG San Gallo, Svizzera – an  Company

9508402 1119 it