

ReadyWrap®

Misurazione del braccio.

Come misurare il braccio:

misurare il braccio in posizione sostenuta e rilassata con il gomito leggermente flesso.

I punti di misurazione si riferiscono ai seguenti punti di repere anatomici:


Punti della circonferenza:

- cA** massima larghezza del palmo della mano, appena sotto le articolazioni metacarpofalangee
- cC** circonferenza minima del polso
- cE** sull'articolazione del gomito, nella piega del gomito
- cG** parte superiore del braccio, appena sotto la piega ascellare

Lunghezze:

- IA-C** la distanza tra il punto **cA** (sulla circonferenza massima del palmo della mano, appena sotto le articolazioni metacarpofalangee) e il punto **cC** (sulla circonferenza minima del polso)
- IC-G** la distanza tra il punto **cC** (circonferenza minima del polso) e il punto **cG** (parte superiore del braccio, appena sotto la piega ascellare)

Note: **c** = circonferenza, **I** = lunghezza
Tutte le misurazioni della lunghezza devono seguire il contorno del corpo.
Tutte le misure si intendono in centimetri.



Scrivere i risultati della misurazione nella casella adiacente al punto di misurazione

Servizio clienti

Lohmann & Rauscher vi offre una soluzione semplice per la compressione in auto-cura. Se avete domande, avete bisogno di ulteriori informazioni o desiderate effettuare un ordine, contattate il nostro servizio clienti, dal lunedì al venerdì:

Lohmann & Rauscher s.r.l.

Via E.P. Masini 2 · 35131 PADOVA
info@it.LRmed.com · 049 744 66 35

Per ulteriori informazioni visitate
www.Lohmann-Rauscher.com

Informazioni per l'ordine:

Ordina facilmente tramite il negozio online

www.sanamed.it

o nei migliori negozi di Ortopedia



Mettere il segno di spunta, se applicabile, per precisare la scelta dell'articolo:

	S	M	L	XL
ReadyWrap® Braccio				
(IC-G) (3 lunghezze)	Circonferenza all'ascella (cG) 22-29 cm Circonferenza del gomito (cE) 19-26 cm Circonferenza del polso (cC) 13,5-17 cm	Circonferenza all'ascella (cG) 26-36 cm Circonferenza del gomito (cE) 24-33 cm Circonferenza del polso (cC) 15,5-20 cm	Circonferenza all'ascella (cG) 31-43 cm Circonferenza del gomito (cE) 29-40 cm Circonferenza del polso (cC) 17,5-23 cm	Circonferenza all'ascella (cG) 36-50 cm Circonferenza del gomito (cE) 30-43 cm Circonferenza del polso (cC) 17,5-23 cm
Corta ■ Beige fino a 43 cm ■ Nero fino a 43 cm	☐ 104514 ☐ 104515	☐ 104508 ☐ 104509	☐ 104502 ☐ 104503	☐ 104520 ☐ 104521
Media ■ Beige fino a 46 cm ■ Nero fino a 46 cm	☐ 104516 ☐ 104517	☐ 104510 ☐ 104511	☐ 104504 ☐ 104505	☐ 104522 ☐ 104523
Lunga ■ Beige fino a 49,5 cm ■ Nero fino a 49,5 cm	☐ 104518 ☐ 104519	☐ 104512 ☐ 104513	☐ 104506 ☐ 104507	☐ 104524 ☐ 104525
ReadyWrap® Guanto				
	Lunghezza (IA-C) fino a 12,5 cm Circonferenza del polso (cC) 13,5-17 cm Circonferenza del palmo (cA) 18-20 cm	Lunghezza (IA-C) fino a 13,5 cm Circonferenza del polso (cC) 15,5-20 cm Circonferenza del palmo (cA) 20-22 cm	Lunghezza (IA-C) fino a 14,5 cm Circonferenza del polso (cC) 17,5-23 cm Circonferenza del palmo (cA) 22-24 cm	Lunghezza (IA-C) fino a 15,5 cm Circonferenza del polso (cC) 19,5-26 cm Circonferenza del palmo (cA) 24-26 cm
Destro ■ Beige Destro ■ Nero	☐ 104498 ☐ 104499	☐ 104496 ☐ 104497	☐ 104494 ☐ 104495	☐ 104500 ☐ 104501
Sinistro ■ Beige Sinistro ■ Nero	☐ 104490 ☐ 104491	☐ 104488 ☐ 104489	☐ 104486 ☐ 104487	☐ 104492 ☐ 104493

Contrassegnare (segno di spunta o X) dove applicabile per indicare la scelta dell'elemento, quindi inserire la misura, la quantità e il codice.

Elemento	Lunghezza/lato	Colore	Misura	Quantità	Codice
Braccio	☐ 43 cm	☐ Beige ☐ Nero			
	☐ 46 cm				
	☐ 49 cm				
Guanto	☐ Destro ☐ Sinistro	☐ Beige ☐ Nero			