


ReadyWrap®

Tabella misurazione della gamba e Modulo d'ordine



ReadyWrap®



- 1 le fasce anatomiche si adattano all'arto fornendo sostegno e comfort per la gamba
- 2 grazie alla innovativa cucitura centrale sulla parte posteriore*, si riduce la deformazione nella zona del polpaccio e la fasciatura mantiene la sua forma
- 3 le chiusure in VELCRO® con codice colore facilitano l'applicazione*

* Ehmann S (2016) Multinational, pilot audit of a VELCRO adjustable compression wrap system for venous and lymphatic conditions, JWC, 25 (9); p513-p520.

Misure da prendere per i bendaggi ReadyWrap nell'arto inferiore:

Coscia:

cG, cE¹, IG-E¹

Ginocchio:

cE¹, cD

Polpaccio:

cC, cB, ID-B

Piede:

cB, cA, cA¹, IA-Y

Dita dei piedi:

cA

Servizio clienti

Lohmann & Rauscher vi offre una soluzione semplice per la compressione in auto-cura. Se avete domande, avete bisogno di ulteriori informazioni o desiderate effettuare un ordine, contattate il nostro servizio clienti, dal lunedì al venerdì:

Lohmann & Rauscher s.r.l.

Via E.P. Masini 2 · 35131 PADOVA
info@it.LRmed.com · 049 744 66 35

Per ulteriori informazioni visitate

www.Lohmann-Rauscher.com

Informazioni per l'ordine:

Ordina facilmente tramite i negozi online

www.sanamed.it

www.emiliozzi.it


o nei migliori negozi di Ortopedia

ReadyWrap®

Misurazione della gamba.

Come misurare la gamba:

chiedere al paziente di stare in piedi, se possibile. Contrassegnare e misurare la gamba come segue:



Scrivere i risultati della misurazione nella casella adiacente al punto di misurazione

Punti della circonferenza:

- cG 2 cm sotto la piega glutea
- cE' 5 cm sopra il ginocchio
- cD 2-3 cm sotto la fossa poplitea
- cC circonferenza massima del polpaccio
- cB 2 cm sopra il malleolo
- cA' circonferenza massima del dorso del piede
- cA intorno alla base delle dita dei piedi

Lunghezze:

- IA-Y dal tallone alla base delle dita dei piedi
- ID-B la distanza fra il punto cB (2 cm sopra il malleolo) e il punto cD (2 cm sotto la fossa poplitea)
- IG-E' la distanza fra il punto cE' (5 cm sopra il ginocchio) e il punto cG (2 cm sotto la piega glutea)

Note:

c = circonferenza, l = lunghezza
Tutte le misure di lunghezza devono essere perpendicolari e seguire i contorni del corpo.

Tutte le misure si intendono in centimetri.

Informazioni per l'ordine:

Ordina facilmente tramite i negozi online www.sanamed.it

www.emiliozzi.it

nei migliori negozi di Ortopedia

Mettere il segno di spunta, se applicabile, per precisare la scelta dell’articolo:

S	M	L	XL	XXL	
ReadyWrap® Coscia					
(IG-E1) (2 lunghezze)	Circonferenza alla coscia* (cG) 48-63 cm sopra il ginocchio (cE') 38-48 cm	Circonferenza alla coscia* (cG) 58-73 cm sopra il ginocchio (cE') 45-58 cm	Circonferenza alla coscia* (cG) 68-83 cm sopra il ginocchio (cE') 52-68 cm	Circonferenza alla coscia* (cG) 78-93 cm sopra il ginocchio (cE') 59-78 cm	Circonferenza alla coscia* (cG) 88-103 cm sopra il ginocchio (cE') 66-88 cm
■ Beige fino a 25 cm ■ Nero fino a 25 cm ■ Beige fino a 30 cm ■ Nero fino a 30 cm	☐ 104478 ☐ 104479 ☐ 104480 ☐ 104481	☐ 104474 ☐ 104475 ☐ 104476 ☐ 104477	☐ 104470 ☐ 104471 ☐ 104472 ☐ 104473	☐ 104482 ☐ 104483 ☐ 104484 ☐ 104485	☐ 104790 ☐ 104791 ☐ 104792 ☐ 104793

ReadyWrap® Ginocchio						
(misura unica: 20 cm)	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 38-48 cm sotto il ginocchio (cD) 28-38 cm	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 45-58 cm sotto il ginocchio (cD) 33-43 cm	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 52-68 cm sotto il ginocchio (cD) 38-48 cm	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 59-78 cm sotto il ginocchio (cD) 43-58 cm	Circonferenza sopra il ginocchio (cE') 66-88 cm sotto il ginocchio (cD) 53-68 cm	
	■ Beige ■ Nero ☐ 104464 ☐ 104465	☐ 104462 ☐ 104463	☐ 104460 ☐ 104461	☐ 104466 ☐ 104467	☐ 104788 ☐ 104789	

ReadyWrap® Polpaccio					
(ID-B) (2 lunghezze)	Circonferenza del polpaccio (cC) 28-38 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 33-43 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 38-48 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 43-58 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 53-68 cm
	Circonferenza della caviglia (cB) 18-23 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 20-28 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 25-33 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 30-38 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 35-43 cm
■ Beige fino a 30 cm ■ Nero fino a 30 cm ■ Beige fino a 35 cm ■ Nero fino a 35 cm	☐ 104450 ☐ 104451 ☐ 104452 ☐ 104453	☐ 104446 ☐ 104447 ☐ 104448 ☐ 104449	☐ 104442 ☐ 104443 ☐ 104444 ☐ 104445	☐ 104454 ☐ 104455 ☐ 104456 ☐ 104457	☐ 104784 ☐ 104785 ☐ 104786 ☐ 104787

(IA-Y) (2 lunghezze) (Lato)	Circonferenza della caviglia (cB) 18-23 cm Circonferenza (cA) 18-20,4 cm Circonferenza (cA') 20-25 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 20-28 cm Circonferenza (cA) 20,5-23,5 cm Circonferenza (cA') 24-29 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 25-33 cm Circonferenza (cA) 23,6-26 cm Circonferenza (cA') 28-33 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 30-38 cm Circonferenza (cA) 26,1-28,5 cm Circonferenza (cA') 32-37 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 35-43 cm Circonferenza (cA) 28,6-31 cm Circonferenza (cA') 36-41 cm
Destro ■ Beige Reg 16-19cm Destro ■ Nero Reg 16-19cm Sinistro ■ Beige Reg 16-19cm Sinistro ■ Nero Reg 16-19cm Destro ■ Beige Lungo 19-22cm Destro ■ Nero Lungo 19-22cm Sinistro ■ Beige Lungo 19-22cm Sinistro ■ Nero Lungo 19-22cm	☐ 141727 ☐ 141729 ☐ 141726 ☐ 141728 ☐ 141747 ☐ 141749 ☐ 141746 ☐ 141748	☐ 141731 ☐ 141733 ☐ 141730 ☐ 141732 ☐ 141751 ☐ 141753 ☐ 141750 ☐ 141752	☐ 141735 ☐ 141737 ☐ 141734 ☐ 141736 ☐ 141755 ☐ 141757 ☐ 141754 ☐ 141756	☐ 141739 ☐ 141741 ☐ 141738 ☐ 141740 ☐ 141759 ☐ 141761 ☐ 141758 ☐ 141760	☐ 141743 ☐ 141745 ☐ 141742 ☐ 141744 ☐ 141763 ☐ 141765 ☐ 141762 ☐ 141764

ReadyWrap® Dita dei piedi						
(cA) (Lato)	Circonferenza (cA) 18,0-20,4 cm	Circonferenza (cA) 20,5-23,5 cm	Circonferenza (cA) 23,6-26,0 cm	Circonferenza (cA) 26,1-28,5 cm	Circonferenza (cA) 28,6-31,0 cm	
Destro  Beige	☐ 104416	☐ 104414	☐ 104412	☐ 104418	☐ 104420	
Destro  Nero	☐ 104417	☐ 104415	☐ 104413	☐ 104419	☐ 104421	
Sinistro  Beige	☐ 104406	☐ 104404	☐ 104402	☐ 104408	☐ 104410	
Sinistro  Nero	☐ 104407	☐ 104405	☐ 104403	☐ 104409	☐ 104411	

ReadyWrap® Strap supplementare Taglia unica	
■ Beige ■ Nero	☐ 104740 ☐ 104741

ReadyWrap® Sottocalza in paia, disponibile solo in nero		
	S - L	XL - XXL
	Circonferenza della caviglia (cB) 18-33 cm	Circonferenza della caviglia (cB) 30-43 cm
	Circonferenza del polpaccio (cC) 28-48 cm	Circonferenza del polpaccio (cC) 43-68 cm
	Circonferenza dell'inguine** (cG) 48-83 cm	Circonferenza dell'inguine** (cG) 78-103 cm
Calza al ginocchio ■ Nero	☐ 149032	☐ 149033
Calza alla coscia ■ Nero	☐ 149034	☐ 149035

Contrassegnare (segno di spunta o X) dove applicabile per indicare la scelta dell'elemento, quindi inserire la misura, la quantità e il codice.

Articolo (Gamba destra)	Lunghezza/ Lato	Colore	Taglia	Quantità	Codice
Coscia	☐ 25 cm ☐ 30 cm	☐ Beige ☐ Nero			
Ginocchio		☐ Beige ☐ Nero			
Polpaccio	☐ 30 cm ☐ 35 cm	☐ Beige ☐ Nero			
Piede CT		☐ Beige ☐ Nero			
Dita del piede		☐ Beige ☐ Nero			
Strap supplementare		☐ Beige ☐ Nero			
Sottocalza	☐ Calza al ginocchio ☐ Calza alla coscia	☐ Nero			

Articolo (Gamba sinistra)	Lunghezza/ Lato	Colore	Taglia	Quantità	Codice
Coscia	☐ 25 cm ☐ 30 cm	☐ Beige ☐ Nero			
Ginocchio		☐ Beige ☐ Nero			
Polpaccio	☐ 30 cm ☐ 35 cm	☐ Beige ☐ Nero			
Piede CT		☐ Beige ☐ Nero			
Dita del piede		☐ Beige ☐ Nero			
Strap supplementare		☐ Beige ☐ Nero			
Sottocalza	☐ Calza al ginocchio ☐ Calza alla coscia	☐ Nero			