



People.Health.Care.

Cellacare® Dorsal Classic **NIEUW**

Orthese voor het stabiliseren van de lage rug.

CLASSIC



Cellacare Dorsal Classic is een orthese voor het stabiliseren van de lage rug.

- stabiliserende werking door geïntegreerde staven
- uitneembare pelotte
- universele pasvorm





Betrouwbaar werkingsprincipe

- twee geïntegreerde staven stabiliseren de lage rug door ondersteuning van de buik- en rugmusculatuur
- uitneembare, drukversterkende pelotte



Aan het lichaam aangepaste pasvorm

- universele pasvorm voor dames en heren
- door klittenbandsluiting individueel in te stellen


Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Cellacare® Dorsal Classic

Orthese voor het stabiliseren van de lage rug

Tailleomvang



Maat	Tailleomvang (cm)	REF	ZI	VE (stuks)
1	65-85	10 9011	16572777	1/11
2	85-110	10 9012	16572785	1/11
3	110-140	10 9013	16572793	1/11



Indicaties

- acuut of chronisch aspecifiek pijnsyndroom van de lage rug door verkeerde of overbelasting van spieren en banden in het gebied van de lage rug en het heiligbeen
- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug bij
 - ◆ osteochondrose in het gebied van de lage rug
 - ◆ spondylartrose in het gebied van de lage rug (facetsyndroom)

Kleur

zwart/groen