



People.Health.Care.

Cellacare® Dorsal F/M Comfort **NIEUW**

Orthese voor het stabiliseren van de lage rug.

COMFORT



Cellacare Dorsal Comfort houdt rekening met de anatomische verschillen tussen vrouwen en mannen. Een geïntegreerde X-vormige plaat en vier staven dragen samen met een uitneembare rugpelotte bij aan de stabiliteit en stevigheid van de orthese.

- gebreide orthese die eruitziet als een bandage
- anatomisch gevormd
- ergonomisch afgeronde WaveTec-pelotte





People.Health.Care.



Cellacare Dorsal F




Betrouwbaar werkingsprincipe

- uitneembare, drukversterkende pelotte
- de WaveTec-pelotte past zich dankzij het elastische materiaal aan de vorm van het lichaam aan
- de noppenstructuur van de pelotte zorgt voor drukverdeling



Eenvoudig in het gebruik

- handlussen vereenvoudigen het aanleggen van de orthese
- het sluitsysteem is eenvoudig te gebruiken
- door klittenbandsluiting individueel in te stellen




Cellacare Dorsal M



Aangenaam draaggevoel

- zacht en comfortabel tricot
- de geïntegreerde X-vormige plaat voorkomt opkrullen tijdens het dragen
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtigheidsmanagement

Tailleomvang



Cellacare® Dorsal Comfort

Orthese voor het stabiliseren van de lage rug

Maat	Tailleomvang (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
Cellacare Dorsal F Comfort (gedetailleerde uitvoering voor vrouwen)				
1	70 – 90	136 930	16 768 388	1 / 32
2	90 – 110	136 931	16 768 396	1 / 32
3	110 – 130	136 932	16 768 418	1 / 32
4	130 – 150	136 933	16 768 426	1 / 32
5	150 – 170	136 934	16 768 434	1 / 32
Cellacare Dorsal M Comfort (rechte uitvoering voor mannen)				
1	70 – 90	136 935	16 768 442	1 / 32
2	90 – 110	136 936	16 768 450	1 / 32
3	110 – 130	136 937	16 768 469	1 / 32
4	130 – 150	136 938	16 768 477	1 / 32
5	150 – 170	136 939	16 768 485	1 / 32



Indicaties

- acuut of chronisch aspecifiek pijnsyndroom van de lage rug door verkeerde of overbelasting van spieren en banden in het gebied van de lage rug en het heiligbeen
- acuut of chronisch specifiek pijnsyndroom van de lage rug bij
 - ◆ osteochondrose in het gebied van de lage rug
 - ◆ spondylartrose in het gebied van de lage rug

Kleur

taupe, wit

Cellacare Dorsal F/M Comfort vervangt vanaf januari 2019 het voorgaande product Cellacare Lumbasilk F/M.