

Cellacare® Epi Classic **NIEUW**

Bandage voor het ellebooggewricht.

CLASSIC



Cellacare Epi Classic is een tricotbandage voor compressie en ontlasting van het ellebooggewricht, en de spieren en pezen rondom het gewricht.

- tricotbandage met compressiewerking
- intermitterend massage-effect
- zowel rechts als links te dragen





Betrouwbaar werkingsprincipe

- compressietricot verbetert de proprioceptie
- twee pelotten hebben een intermitterend massage-effect



Aan het lichaam aangepaste pasvorm


- door de symmetrische opbouw kan de bandage zowel om de rechter- als om de linkerelleboog worden gedragen
- anatomisch gevormd

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Cellacare® Epi Classic

Bandage voor het ellebooggewricht



Maat	Armomvang (cm)	REF	ZI	VE (stuks)
1	19 - 21	10 8001	16572726	1/48
2	21 - 23	10 8002	16572734	1/48
3	23 - 26	10 8003	16572742	1/48
4	26 - 29	10 8004	16572750	1/48
5	29 - 32	10 8005	16572769	1/48



Indicaties

Behandeling van acute of chronische pijnklachten met functiebeperkingen als gevolg van een verkeerde of overbelasting van de strek- en buigspieren van de onderarm met geïrriteerde pezen (tendinopathie):

- epicondylitis humeri radialis ('tenniselleboog')
- epicondylitis humeri ulnaris ('golferselleboog')

Kleur

zwart/groen