

Cellacare® Genu Classic **NIEUW**

Bandage voor het kniegewricht.

CLASSIC



Cellacare Genu Classic is een tricotbandage voor compressie en ondersteuning van het kniegewricht.

- tricotbandage met compressiewerking
- intermitterend massage-effect
- zowel rechts als links te dragen





Betrouwbaar werkingsprincipe

- compressietricot (compressieklasse 2) verbetert de proprioceptie
- geïntegreerde verende staven aan de zijkant

Massage-effect


- geïntegreerde ringvormige pelotte zorgt voor een intermitterend massage-effect bij bewegingen en werkt drukverdelend

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Cellacare® Genu Classic

Bandage voor het kniegewricht



Maat	Omvang ① (cm) (12 cm vanaf het midden van de knie naar onderen)	Omvang ② (cm) (14 cm vanaf het midden van de knie naar boven)	REF	ZI	VE (stuk(s))
1	28 - 32	38 - 42	10 6001	16572521	1/40
2	32 - 36	42 - 46	10 6002	16572548	1/40
3	36 - 40	46 - 50	10 6003	16572556	1/40
4	40 - 44	50 - 54	10 6004	16572564	1/40
5	44 - 48	54 - 58	10 6005	16572572	1/40



Indicaties

Behandeling van acute of chronische pijn- en gewrichtsklachten, evenals functiestoornissen na een letsel of operatie, en als gevolg van verkeerde of overbelasting van het kniegewricht, het kapsel, de pezen, spieren en/of banden bij:

- beginnende gonartrose of artritis met en zonder gewrichtsoedeem
- lichte mediale of laterale bandinstabiliteit
- patellofemorale pijnsyndroom in combinatie met functionele therapie
- lichte mediale of laterale meniscuspathologie (acuut-traumatisch, degeneratief) en als postoperatieve behandeling na meniscusoperaties

Kleur

zwart/groen