



People.Health.Care.

## Cellacare® Genu Comfort

Actieve bandage voor het kniegewricht.

COMFORT



OOK  
VERKRIJGBAAR IN

**grote  
maten**

Cellacare Genu Comfort is een kant-en-klare actieve bandage voor het kniegewricht met een siliconen pelotte en staven aan de zijkant voor compressie en stabilisatie van het kniegewricht. De geïntegreerde ringvormige pelotte zorgt voor een intermitterend massage-effect bij bewegingen en werkt drukverdelend.

- gepatenteerde softcomfortzone in de knieholte
- drukversterkende pelotte van elastisch materiaal
- kniebandage met compressiewerking die de proprioceptie kan verbeteren





People.Health.Care.

OOK  
VERKRIJGBAAR IN  
**grote  
maten**

### VERVOLLEDIGING VAN HET GAMMA



- Aan het lichaam aangepaste pasvorm**
- driedimensionaal anatomisch gevormd tricot
  - goede pasvorm door anatomische vorm




- Aangenaam gevoel op de huid**
- huidvriendelijk door het microvezelmateriaal
  - transpiratievocht wordt naar buiten geleid



- Comfortabele pasvorm**
- gepatenteerde softcomfortzone in de knieholte
  - bijzonder elastisch om afglijden te voorkomen

## Cellacare® Genu Comfort

Actieve bandage voor het kniegewricht



Maat	Omvang ① (cm) 12 cm vanaf het midden van de knie naar onderen	Omvang ② (cm) 14 cm vanaf het midden van de knie naar boven	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	23 – 27	33 – 37	34 180	16 375 742	1 / 48
2	27 – 31	37 – 41	34 181	16 375 750	1 / 48
3	31 – 35	41 – 45	34 182	16 375 769	1 / 48
4	35 – 39	45 – 49	34 183	16 375 777	1 / 48
4+	35 – 39	49 – 53	138 180	16 791 630	1 / 48
5	39 – 43	49 – 53	34 184	16 375 785	1 / 48
5+	39 – 43	53 – 57	138 181	16 791 649	1 / 48
6	43 – 47	53 – 57	34 185	16 375 793	1 / 48
6+	43 – 47	57 – 61	138 182	16 791 657	1 / 48
7	47 – 51	57 – 61	34 186	16 375 807	1 / 48
7+	47 – 51	61 – 65	138 183	16 791 665	1 / 48
8	51 – 55	61 – 65	34 187	16 375 815	1 / 48
8+	51 – 55	65 – 69	138 184	16 791 673	1 / 48



### Indicaties

Behandeling van acute of chronische pijn- en gewrichtsklachten, evenals functiestoornissen na een letsel of operatie, en als gevolg van verkeerde of overbelasting van het kniegewricht, het kapsel, de pezen, spieren en/of banden bij:

- beginnende gonartrose of artritis met en zonder gewrichtsoedeem
- lichte mediale of laterale bandinstabiliteit
- patellofemorale pijnsyndroom in combinatie met functionele therapie
- lichte mediale of laterale meniscuspathologie (acuut-traumatisch, degeneratief) en als postoperatieve behandeling na meniscusoperaties

### Kleur

taupe/ wit