



People.Health.Care.

Cellacare® Genucast 0° Classic

NIEUW

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht.


CLASSIC



Cellacare Genucast 0° Classic is een orthese voor het immobiliseren van de knie in gestrekte positie. Individueel volgens de anatomie van de patiënt vervormbare aluminiumstaven dragen bij tot immobilisatie van het kniegewricht.


- 0° extensie
- zelfklevende banden voorkomen dat de orthese afzakt
- kan zowel aan de rechter- als aan de linkerknie worden gedragen





Betrouwbaar werkingsprincipe

- zelfklevende banden met siliconencoating voorkomen dat de orthese afzakt
- goede fixatie van de orthese dankzij tegenovergesteld lopende klittenbanden
- de aan de zij- en achterkant geplaatste aluminiumstaven zijn uitneembaar en kunnen individueel worden aangepast



Praktisch in het gebruik

- wordt open geleverd om eenvoudig en snel te worden gebruikt
- kleine klittenbanden voor eenvoudige aanpassing
- uitgevoerd in een zwarte kleurstelling om zichtbaar vuil te verminderen




Goed draagcomfort

- huidvriendelijke materialen
- zachte polstering draagt bij aan het verminderen van drukplekken
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtmanagement

Cellacare® Genucast 0° Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht



Maat	Onderbeenomvang (cm)	Bovenbeenomvang (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	24 – 28	30 – 38	137 500	16 780 620	1/22
2	28 – 32	38 – 46	137 501	16 780 639	1/18
3	32 – 40	46 – 54	137 502	16 780 647	1/18
4	40 – 48	54 – 68	137 503	16 780 655	1/12

Indicaties

- tijdelijke immobilisatie van het kniegewricht na letsels/operaties

Kleur

zwart, groen

