



People.Health.Care.

# Cellacare® Genucast Modular Classic **NIEUW**

Orthese voor het immobiliseren  
van het kniegewricht.

CLASSIC



Cellacare Genucast Modular Classic is een driedelige orthese voor het immobiliseren van de knie in een iets gebogen positie. Door de uit drie delen bestaande constructie van het product kan de orthese individueel aan de beenomvang worden aangepast.

- 20° gebogen
- modulaire constructie
- kan zowel aan de rechter- als aan de linkerknie worden gedragen






People.Health.Care.



#### Betrouwbaar werkingsprincipe

- zelfklevende banden met siliconencoating voorkomen dat de orthese afzakt
- goede fixatie van de orthese dankzij tegenovergesteld verlopende klittenbanden
- de aan de zij- en achterkant geplaatste aluminiumstaven zijn uitneembaar en kunnen individueel worden aangepast



#### Praktisch in het gebruik

- wordt open geleverd om eenvoudig en snel te worden gebruikt
- kleine klittenbanden voor eenvoudige aanpassing
- uitgevoerd in een zwarte kleurstelling om zichtbaar vuil te verminderen



#### Goed draagcomfort

- huidvriendelijke materialen
- zachte polstering draagt bij aan het verminderen van drukplekken
- ademend materiaal voor passend temperatuur- en vochtmanagement

Lichaamslengte



## Cellacare® Genucast Modular Classic

Orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht

Maat	Lichaamslengte (cm)	Hoogte (cm)	REF	Z-Index	VE (stuks)
1	< 160	45	137 510	16 780 728	1/15
2	160 – 180	55	137 511	16 780 736	1/15
3	> 180	65	137 512	16 780 744	1/12

#### Indicaties

- tijdelijke immobilisatie van het kniegewricht na letsels/operaties

#### Kleur

zwart, groen

