



People.Health.Care.

Cellacare® Gilchrist Sling Classic **NIEUW**

Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht.

CLASSIC



Cellacare Gilchrist Sling Classic is een orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht en de arm in een gedefinieerde positie, ontworpen om druk op het schoudergewricht te verminderen. Het sluitsysteem staat garant voor goede ondersteuning en fixatie.

- aanbrengen en verwijderen van het product door de patiënt zelf mogelijk
- zowel rechts als links draagbaar
- ook verkrijgbaar in een extra grote maat





Functioneel ontwerp voor eenvoudig hanteren

- twee klittenbandsluitingen voor snel en eenvoudig aanbrengen
- instelbare sluitingen voor aanpassing tijdens het dragen
- het productontwerp maakt aanbrengen en verwijderen van het product door de patiënt zelf mogelijk



Gemak

- het sluitsysteem staat garant voor goede ondersteuning en fixatie
- open productontwerp zodat het ook over kleding kan worden gedragen
- zwarte kleur om te voorkomen dat vuil zichtbaar is




Comfort

- lichtgewicht orthese
- sling gemaakt van bekleed materiaal voor goede draageigenschappen
- ademend materiaal voor goed temperatuur- en vochtmanagement

Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht

Omvang net onder de borst



Maat	Omvang net onder de borst (cm)	REF	ZI	VE (stuks)
1	65 – 80	140 111	16660196	1/22
2	75 – 95	140 112	16660226	1/22
3	90 – 110	140 113	16660463	1/22
4	105 – 125	140 114	16660471	1/22
5	120 – 140	140 115	16660498	1/22



Indicaties

- pijnlijke spier-/peesandoeningen van de schouder
- acute lichte instabiliteit van de schouder
- acute behandeling van een schouderluxatie
- distorsie of contusie van de schouder
- acuut letsel van de rotator cuff
- voor postoperatieve behandeling na chirurgie aan de rotator cuff
- acuut letsel van het acromioclaviculaire gewricht

Kleur

zwart, groen