



People.Health.Care.

# Cellacare® Manu Control Comfort **NIEUW**

Orthese voor het immobiliseren van de pols.

COMFORT



Cellacare Manu Control Comfort is een orthese voor het immobiliseren van de pols, die bestaat uit twee geïntegreerde dorsale spalken, één uitneembare spalk aan de palmaire kant en drie stabilisatiebanden.

- 3D-vormige tricot steun
- comfortabel door het microvezelmateriaal
- ademend materiaal



People.Health.Care.



#### Bewezen werkingsprincipe

- het polsgewricht wordt door de anatomisch gevormde spalk gestabiliseerd in een functioneel neutrale positie
- de palmaire spalk kan worden verwijderd
- individueel instelbaar met behulp van drie banden



#### Eenvoudig te gebruiken

- middelste band is elastisch voor instelbaar drukniveau
- vrije beweging van duim en vingers



#### Hoog draagcomfort

- zacht aan de binnenkant voor goed draagcomfort
- naadloze randen
- licht en dun materiaal

Polsomtrek



## Cellacare® Manu Control Comfort

Orthese voor het immobiliseren van de pols.

Maat	Polsomtrek (cm)	REF	Z-Index	VE (stukks)
<b>Versie voor de rechterhand</b>				
1	13,0 – 16,5	140 141		1 / 32
2	15,5 – 19,5	140 142		1 / 32
3	18,5 – 22,5	140 143		1 / 32
4	21,5 – 26,0	140 547		1 / 32
<b>Versie voor de linkerhand</b>				
1	13,0 – 16,5	140 144		1 / 32
2	15,5 – 19,5	140 145		1 / 32
3	18,5 – 22,5	140 146		1 / 32
4	21,5 – 26,0	140 548		1 / 32



#### Indicaties

- posttraumatisch na matige distorsies (verstuikingen)
- actieve artrose of artritis van de pols
- peesontstekingen in de pols (tendinitis)
- peesschedeontstekingen (tendovaginitis)
- nabehandeling van polsfracturen na operatie of gipsverband
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) in fase I
- beginstadium van carpaletunnelsyndroom
- instabiliteit en functionele overbelasting van de pols

#### Kleur

taupe, wit