



People.Health.Care.

Cellacare® Manus Classic **NIEUW**

Bandage voor het polsgewricht.

CLASSIC



Cellacare Manus Classic is een tricotbandage voor compressie en ondersteuning van het polsgewricht.

- tricotbandage met compressiewerking
- vermindering van mogelijke zwelling
- dynamische stabilisatie





Combinatiewerking

- compressie van de pols door een combinatie van tricot, een siliconen pelotte en een stabilisatieband
- stabilisatie door anatomisch gevormde spalk



Individueel aanpasbaar

- de geïntegreerde spalk kan indien nodig thermoplastisch worden aangepast

Kostenbesparing

- basisproduct voor de belangrijkste eisen
- kostenefficiënt door volledige medische werkzaamheid

Cellacare® Manus Classic

Bandage voor het polsgewricht

Polsomtrek



Maat	Polsomvang (cm)	REF	ZI	VE (stuks)
1 rechts	14,0 - 15,0	10 9001	16572661	1/48
2 rechts	15,0 - 17,0	10 9002	16572688	1/48
3 rechts	17,0 - 19,5	10 9003	16572696	1/48
4 rechts	19,5 - 22,5	10 9004	16572718	1/48
1 links	14,0 - 15,0	10 9005	16572629	1/48
2 links	15,0 - 17,0	10 9006	16572637	1/48
3 links	17,0 - 19,5	10 9007	16572645	1/48
4 links	19,5 - 22,5	10 9008	16572653	1/48



Indicaties

- actieve artrose of artritis van de pols
- posttraumatisch na matige tot ernstige distorsies (verstuikingen)
- peesontstekingen rondom de pols, peesschedeontstekingen (tendovaginitis)
- instabiliteit en functionele overbelasting rondom de pols
- nabehandeling van polsfracturen na operatie of gipsverband
- complex regionaal pijnsyndroom (CRPS) in stadium I

Kleur

zwart/groen