

Compleet en goed verzorgd:
full service in de gips- en castkamer.





Met L&R alles van één leverancier: het complete assortiment voor de moderne gips- en castkamer.

Al 90 jaar combineert L&R professionele gipsproducten met zowel kwaliteit als functionaliteit. De hoogwaardige en betrouwbare gips- en castproducten kunnen flexibel worden ingezet voor een complete professionele behandeling. Hierbij staan niet alleen gebruiksvriendelijkheid, maar ook comfort voor de patiënt en economisch gebruik centraal. En vandaag de dag staan de internationaal vertrouwde merken Cellona en Cellacast voor een veelomvattend, compleet programma van de hand van experts.

Met het uitgebreide en volledige assortiment van L&R voor gips- en castverbanden kan aan elke individuele behoefte worden voldaan. De op elkaar afgestemde producten kunnen efficiënt worden ingezet en doordat er slechts één professionele aanspreekpartner voor oplossingen en accessoires is, is een goede communicatie mogelijk.

Zo krijgen onze partners in minimale tijd en met lage kosten alles via één kanaal: van gipszwachtels en -longuetten, en castzwachtels en -longuetten tot aanvullende producten voor huidbescherming en polstering, en immobilisatieaccessoires. Op basis van de internationaal erkende merken Cellona en Cellacast biedt L&R voor bekende gips- en castindicaties het juiste verband – met een hoge gebruiksvriendelijkheid en daarmee samenhangend comfort voor de patiënt.

Compleet en goed verzorgd: full service in de gips- en castkamer.

Cellona®	4	Tapes, pleister- en zinklijmzachtels	26
Cellona®-gipszachtels	4	Porotape®	26
Cellona® Xtra gipszachtels	4	Porelast®	26
Cellona®-gipslonguetten	4	Varicex® S	27
Cellona® Xtra longuette	4		
Cellona® brede longuetten	4		
		Accessoires	28
Cellacast®	6	Cellona® Shoe	28
Cellacast® Xtra / Cellacast® Xtra-longuetten	6	Cellona®-gipshakken	28
Cellacast® Active	8	Cellona® Shoecast	28
Cellacast® Soft	10	Cellona®-crème	30
Cellacast®-longuetten	12		
		Mobilisatie	32
Huidbescherming	14	Cellacare® Cervical Classic	34
tg®-buisverband	14	Cellacare® Cervical Plus Classic	34
tg® soft	14	Cellacare® Gilchrist Classic	34
Tricotkousen/Tricotkousverbanden	16	Cellacare® Gilchrist Sling Classic	34
tg®-handschoenen	16	Cellacare® Rhizo Classic	34
		Cellacare® Rhizocast Classic	34
		Cellacare® Clavicula Classic	35
		Cellacare® Manu Control Classic	35
		Cellacare® Genucast 0°/20° Classic	35
		Cellacare® Genucast Modular Classic	35
		Cellacare® Malleo Akut Classic	35
Polstering	18		
Cellona® synthetische watten	18		
Cellona® Polster/Cellona®-randpolster	18		
Haftan®	20		
Crêpepapierverband	20		
Fixatiezachtels	22		
Mollelast®	22		
Mollelast® haft/Mollelast® haft latexvrij	22		
Haftelast® latexvrij	24		
Lenkelast®	24		

Cellona®

flexibele zwachtels en longuetten.

Cellona®-gipszwachtels

Cellona® Xtra gipszwachtels

Stabiliteit en comfort in één: de dompelklare Cellona-gipszwachtels worden gebruikt voor het immobiliseren van zowel fracturen als letsels. Ook na operaties en orthopedische correcties ter behandeling van gewrichts- en botaandoeningen ondersteunen ze het genezingsproces.

Eigenschappen

- veelzijdige toepassing
- dompelklaar
- snel en gelijkmatig te bevochtigen
- fijncremig
- goed modelleerbaar

alleen Cellona Xtra:

- uithardingstijd ca. 2,5 minuten



Cellona®-gipslonguetten

Cellona® Xtra longuette

Cellona® brede longuetten

Praktisch en flexibel: Cellona-gipslonguetten zijn bedoeld voor het maken van fixatieverbanden bij lichaamsdelen na letsels en fracturen. Bovendien zijn ze ook geschikt voor het aanleggen van spalkverbanden en ter versteviging van circulaire gipsverbanden. De Cellona brede longuette wordt gebruikt bij verbanden voor grote oppervlakken.

Eigenschappen

- dompelklare, viervoudig over elkaar gelegde banen
- verkorte aanlegduur dankzij longuette-techniek
- ter versteviging van circulaire verbanden
- fijncremig

alleen Cellona Xtra:

- uithardingstijd ca. 2,5 minuten



Cellona®-gipszwachtels

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
5 – individueel verpakt				
6 x 2	20 110	156 949 41		60
8 x 2	20 111	156 971 69		60
10 x 2	20 112	156 971 26		40
12 x 2	20 113	156 971 34		40
15 x 2	20 114	156 971 42		40
20 x 2	20 115	156 971 50		40
5 – individueel verpakt				
6 x 2	25 000		102 271 4	40
8 x 2	25 001			40
10 x 2	25 002		416 753 2	40
12 x 2	25 003			40
15 x 2	25 004		416 754 0	40
20 x 2	25 005		416 755 7	30
5 – individueel verpakt				
6 x 2	25 400	149 269 46		60
8 x 2	25 401	149 269 70		60
10 x 2	25 402	149 269 89		40
12 x 2	25 403	149 269 97		40
15 x 2	25 404	149 270 04		40
20 x 2	25 405	149 270 12		40
5 – individueel verpakt				
8 x 3	25 011	163 452 07	208 889 6	40
10 x 3	25 012	156 415 03	174 147 9	40
12 x 3	25 013	156 971 77	209 150 2	30
15 x 3	25 014	156 971 85	209 151 0	20
20 x 3	25 015	156 971 93	209 152 8	20
5 – individueel verpakt				
8 x 3	25 411	149 270 39		40
10 x 3	25 412	149 270 47		40
12 x 3	25 413	149 270 55		40
15 x 3	25 414	149 270 63		40
20 x 3	25 415	149 270 71		30
5 – individueel verpakt				
8 x 4	25 021	156 972 58		40
10 x 4	25 022	156 972 07		40
12 x 4	25 023	156 972 15		30
15 x 4	25 024	156 972 23		20
20 x 4	25 025	156 972 31		20
5 – individueel verpakt				
8 x 4	25 421	149 270 98		40
10 x 4	25 422	149 271 01		40
12 x 4	25 423	149 271 28		30
15 x 4	25 424	149 271 36		20
20 x 4	25 425	149 271 44		20
individueel verpakt in aluminiumfolie				
5 x 1	24 999			10/200
2,75 m, individueel verpakt				
5,0	91 380	149 360 38	175 454 8	12/96
7,5	91 381	149 270 20	017 546 3	12/72
10,0	91 382	149 265 63	017 547 1	12/48
12,0	91 383	149 265 71	175 453 0	12/48
15,0	91 384	149 265 98	017 549 7	12/48
20,0	91 385	149 266 01	175 452 2	12/36

Cellona® Xtra gipszwachtels individueel verpakt

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	VE (stuks)
5 x 2,7	91 180	039 878 4	1/60
7,5 x 2,7	91 181	039 879 2	1/60
10 x 2,7	91 182	039 880 0	1/60
15 x 2,7	91 184	039 881 8	1/36
20 x 2,7	91 185	039 882 6	1/36
6 x 3	25 050		1/60
8 x 3	25 051		1/60
10 x 3	25 052		1/60
12 x 3	25 053	039 877 6	1/48
15 x 3	25 054		1/36
20 x 3	25 055		1/30

Cellona®-gipslonguetten in foliezak en dispenserdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
10 x 20	25 500	128 295 28	039 873 5	1
12 x 20	25 501	128 295 36	039 874 3	1
15 x 20	25 502	128 295 44	039 875 0	1
20 x 20	25 503	128 295 52	039 876 8	1

Cellona® Xtra longuette viervoudig over elkaar gelegd in foliezak en dispenserdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	CNK	VE (stuks)
10 x 20	25 056	039 883 4	1
12 x 20	25 057		1
15 x 20	25 058	039 884 2	1
20 x 20	25 059	039 885 9	1

Cellona® brede longuetten individueel gerold, in foliezak

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
40 x 5	20 301	156 970 96		1/10
60 x 5	20 302	121 911 24		1/10
80 x 5	20 303	156 971 18		1/10

Cellacast® Xtra

Voor een betrouwbare stabilisatie.

Dun, licht en stabiel: als modern synthetisch steunverband zorgt Cellacast Xtra voor een veilige stabilisatie. Het bestaat uit een rigide glasvezeldrager en wordt gebruikt voor het immobiliseren na fracturen en operaties, en voor orthopedische correcties. Bovendien is het geschikt voor het behandelen van gewrichts- en botaandoeningen, en als longuette ter versterking van circulaire verbanden.

Eigenschappen

- zeer licht en toch zeer stabiel
- bijzonder stabiel door glasvezel bevattend steunlaagmateriaal
- kan goed in model worden gebracht
- kan bijzonder eenvoudig worden afgerold
- luchtdoorlatend
- radiolucent



Cellacast® Xtra

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
crème				
2,5 x 1,8	139 850	139 562 99	374 740 9	10/40
5,0 x 3,6	139 851	139 563 02	374 741 7	10/40
7,5 x 3,6	139 852	139 563 10	374 742 5	10/40
10,0 x 3,6	139 853	139 563 29	374 743 3	10/40
12,5 x 3,6	139 854	139 563 37	374 744 1	10/40
blauw				
5,0 x 3,6	139 855	149 254 27	374 745 8	10/40
7,5 x 3,6	139 856	149 255 08	374 746 6	10/40
10,0 x 3,6	139 857	149 255 16	374 747 4	10/40
12,5 x 3,6	139 858	149 255 24	374 748 2	10/40
rood				
5,0 x 3,6	139 863	168 729 59	394 697 7	10/40
7,5 x 3,6	139 864	168 729 67	394 698 5	10/40
10,0 x 3,6	139 865	168 729 75	394 699 3	10/40
zwart				
5,0 x 3,6	139 859	168 729 83	394 700 9	10/40
7,5 x 3,6	139 860	168 729 91	394 701 7	10/40
10,0 x 3,6	139 861	168 730 09	394 702 5	10/40
lila				
5,0 x 3,6	139 867	168 730 17	394 703 3	10/40
7,5 x 3,6	139 868	168 730 25	394 704 1	10/40
10,0 x 3,6	139 869	168 730 33	394 705 8	10/40

Cellacast® Xtra-longuetten

Afmetingen (cm)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
5,0 x 20	139 730	154 716 32	374 735 9	1/15
7,5 x 38	139 731	149 238 15	374 736 7	1/10
10,0 x 38	139 732	149 238 23	374 737 5	1/10
10,0 x 96	139 733	149 238 31	374 738 3	1/5
12,5 x 76	139 734	149 238 58	374 739 1	1/5



Cellacast® Active

Het polyesteralternatief.

Cellacast Active combineert mobiliteit en immobilisatie in één steunverband. Het is vooral geschikt voor gerichte fixatie na fracturen en operaties, maar ook bij bandlets en mobilisatie. Cellacast Active wordt doelgericht gebruikt voor het immobiliseren bij gecontroleerde beweging.

Eigenschappen

- hoge flexibiliteit en mobiliteit
- snelle behandeling met lichte, glasvezelvrije cast
- bijzonder goed aanpassingsvermogen door polyesterweefsel
- kan bijzonder eenvoudig worden afgerold
- zachte randen
- radiolucent



Cellacast® Active

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index- nummer	CNK	VE (stuks)
crème				
2,5 x 1,8	139 876	156 941 78	374 758 1	10/40
5,0 x 3,6	139 877	150 180 24	374 759 9	10/40
7,5 x 3,6	139 878	150 180 40	374 760 7	10/40
10,0 x 3,6	139 879	150 180 32	374 761 5	10/40
12,5 x 3,6	139 880	150 180 59	374 762 3	10/40
blauw				
5,0 x 3,6	139 881	156 941 94	374 763 1	10/40
7,5 x 3,6	139 882	156 942 24	374 764 9	10/40
10,0 x 3,6	139 883	156 942 59	374 765 6	10/40
12,5 x 3,6	139 884	156 942 83	374 766 4	10/40
rood				
5,0 x 3,6	139 885	168 730 41	209 162 7	10/40
7,5 x 3,6	139 886	168 730 68	209 163 5	10/40
10,0 x 3,6	139 887	168 730 76	209 164 3	10/40
zwart				
5,0 x 3,6	139 888	168 730 84	394 715 7	10/40
7,5 x 3,6	139 889	168 730 92	394 716 5	10/40
10,0 x 3,6	139 890	168 731 06	394 717 3	10/40
lila				
5,0 x 3,6	139 891	168 731 14	394 718 1	10/40
7,5 x 3,6	139 892	168 731 22	394 719 9	10/40
10,0 x 3,6	139 893	168 731 30	394 720 7	10/40



Cellacast® Soft

Voor semirigide castverbanden.

Vooraf wanneer het bij letsels mogelijk is functionele immobilisatie te gebruiken, is een semirigide steunverband aan te bevelen. Cellacast Soft bestaat uit een glasvezel-drager en wordt gebruikt voor het behandelen van gewichts- en botaandoeningen en letsels. Cellacast Soft kan met een schaar worden geopend en is om die reden bijzonder geschikt voor het aanleggen van verbanden bij kinderen. Slim gecombineerd: de stabiliteit van Cellacast Soft kan deels met de rigide Cellacast Xtra-longuette worden vergroot. De longuette immobiliseert daar waar iedere beweging moet worden verhinderd, terwijl gecontroleerde bewegingen in het semirigide gebied mogelijk blijven.


Eigenschappen

- flexibel, ook bij gebruik van meerdere lagen
- zachte randen en snijkanten
- kan ook in uitgeharde toestand op maat worden geknipt
- luchtdoorlatend
- radiolucent
- stabiliteit kan gedeeltelijk worden verhoogd door combinatie met Cellacast Xtra-longuette



Cellacast® Soft

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index- nummer	CNK	VE (stuks)
crème				
2,5 x 1,8	139 680	153 982 50	374 770 6	10/40
5,0 x 3,6	139 681	156 956 03	374 771 4	10/40
7,5 x 3,6	139 682	156 956 46	374 772 2	10/40
10,0 x 3,6	139 683	156 952 20	374 773 0	10/40
12,5 x 3,6	139 684	156 955 14	374 774 8	10/40
blauw				
5,0 x 3,6	139 685	156 943 80	374 775 5	10/40
7,5 x 3,6	139 686	156 944 02	374 776 3	10/40
10,0 x 3,6	139 687	156 943 64	374 777 1	10/40
12,5 x 3,6	139 688	156 943 72	374 778 9	10/40
rood				
5,0 x 3,6	139 689	156 943 99	374 779 7	10/40
7,5 x 3,6	139 690	156 944 10	374 780 5	10/40
10,0 x 3,6	139 862	169 083 33	395 494 8	10/40
zwart				
5,0 x 3,6	139 870	169 085 70	394 706 6	10/40
7,5 x 3,6	139 871	168 933 28	394 707 4	10/40
10,0 x 3,6	139 872	168 933 36	394 708 2	10/40
lila				
5,0 x 3,6	139 873	169 085 54	394 709 0	10/40
7,5 x 3,6	139 874	169 085 70	394 710 8	10/40
10,0 x 3,6	139 875	169 085 89	394 711 6	10/40



Cellacast®-longuetten

Gepolsterde kant-en-klaarspalk.

Beschermd en gesteund – en dat met dubbel comfort: de Cellacast-longuette is de tijdbesparende oplossing voor patiënt en gebruiker. De tweezijdige polstering beschermt de patiënt tegen contact met hars. De dispenserpackaging vereenvoudigt het uitnemen van het product. Eenvoudig te hanteren en draagt dus bij aan efficiënt werken in ziekenhuis en praktijk.

Eigenschappen

- zacht polstermateriaal
- glasvezelkern met zeven afzonderlijke lagen
- afzonderlijk verpakte, op maat gesneden stukken voor de standaardverzorging
- tweezijdig gepolsterd synthetisch steunverband
- korte glasvezelfranjes



Cellacast®-longuetten

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Indexnummer	CNK	VE (stuks)
5,0 x 4,6	139 960	169 459 99	394 721 5	1/4
7,5 x 4,6	139 961	169 459 21	394 722 3	1/2
10,0 x 4,6	139 962	169 459 48	394 723 1	1/2
12,5 x 4,6	139 963	169 459 56	394 724 9	1/2
15,0 x 4,6	139 964	169 459 80	394 725 6	1/2

Cellacast®-longuetten kant-en-klare coupures

Afmetingen (cm)	REF	Z-Indexnummer	CNK	VE (stuks)
5,0 x 30,0	139 965	169 459 64	394 726 4	1/10/40
7,5 x 30,0	139 966	159 273 34	394 727 2	1/10/40
10,0 x 38,0	139 967	159 273 42	394 728 0	1/10/40
10,0 x 76,0	139 968	161 422 41	394 729 8	1/5/20
12,5 x 76,0	139 969	159 273 50	394 730 6	1/5/20



De foliezak houdt het product langer fris en de schaalverdeling vereenvoudigt het afmeten.



Buis- en kant-en-klaarverbanden

Rondom naadloze huidbescherming.

tg[®]-buisverbanden

Het multifunctionele tg-buisverband is net zo veelzijdig als de gebruiksmogelijkheden. Het wordt niet alleen aanbevolen als onderlaag voor gips- en castverbanden, maar ook voor het fixeren van wondbedekkingen en polstermateriaal.

Eigenschappen

- naadloos gebreid
- goed op de huid te verdragen
- van fijne garens
- rekbaar in breedterichting
- met weinig plooiën aan te leggen
- wit



tg[®] soft

Het tg soft-polsterbuisverband biedt goede en snelle polstering voor grote en kleine steunverbanden, en is speciaal geschikt voor gebruik bij gerichte immobilisatie. Het zachte en elastische badstofbuisverband plakt aan de cast en maakt het eenvoudig en individueel aanbrengen van castverband mogelijk.

Eigenschappen

- zacht en zeer rekbaar
- eenvoudig op maat te knippen
- plooiarm aanleggen en huidvriendelijk
- past zich aan de lichaamsvorm aan
- plakt aan de cast
- waterdampdoorlatend
- polstering en huidbescherming in één
- geschikt voor polstering onder compressieverbanden



tg®-buisverbanden

gerold in dispenserdoos

Maten	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
rol à 5 m				
Maat 1 (1,4 cm) voor vingers, tenen	24 020	158 639 80	168 535 3	1/80
Maat 2 (2,3 cm) voor vingers, tenen	24 021	159 497 45	257 475 4	1/50
Maat 3 (3,0 cm) voor meerdere vingers, kinderarm	24 022	-	-	1/40
Maat 5 (5,5 cm) voor arm, onderbeen, kinderbeen	24 023	140 460 40	257 476 2	1/40
Maat 6 (6,5 cm) voor arm, been (middelgroot)	24 024	140 460 59	-	1/40
Maat 7 (7,0 cm) voor arm (groot), been, kinderhoofd	24 025	140 460 75	257 477 0	1/40
rol à 20 m				
Maat 1 (1,4 cm) voor vingers, tenen	24 000	139 483 42	168 532 0	1/20
Maat 2 (2,3 cm) voor vingers, tenen	24 001	139 483 50	168 533 8	1/20
Maat 3 (3,0 cm) voor meerdere vingers, kinderarm	24 002	140 458 50	168 534 6	1/10
Maat 5 (5,5 cm) voor arm, onderbeen, kinderbeen	24 003	140 459 07	168 528 8	1/10
Maat 6 (6,5 cm) voor arm, been (middelgroot)	24 004	149 284 69	168 529 6	1/10
Maat 7 (7,0 cm) voor arm (groot), been, kinderhoofd	24 005	140 460 83	168 530 4	1/18
Maat 9 (8,5 cm) voor bovenbeen (groot), hoofd, okselholte	24 006	140 459 58	168 531 2	1/12
Maat 12 (12 cm) voor bovenbeen (extra groot), hoofd (groot), kinderromp	24 007	156 160 37	417 747 3	1/12
rol à 10 m				
Maat K1 (16 cm) voor romp (klein) < M	24 030	140 460 24	417 748 1	1/10
Maat K2 (21 cm) voor romp (groot) > L	24 031	140 460 32	266 162 7	1/10

tg® soft

rol à 10 m, in dispenserdoos

Maten	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
S voor onderarm, kinderarm, kinderbeen	13 200	150 184 07	266 757 4	1/8
M voor onderbeen, arm	13 201	150 184 15	266 551 1	1/6
L voor been	13 202	150 184 23	266 553 7	1/4

Buistricot synth.

100% PES (polyester) wit

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
5 x 25	81 866	162 765 23	299 343 4	1/15
7 x 25	81 867	162 765 31	299 345 9	1/10
10 x 25	81 868	162 765 58	299 346 7	1/8
15 x 25	81 870	162 765 66	299 347 5	1/5
20 x 25	81 871	162 765 74	299 344 2	1/3

Buis- en kant-en-klaarverbanden

Rondom naadloze huidbescherming.

Tricotkousen

Tricotkousverbanden

Het tricotbuisverband en de tricotkousverband zitten als een tweede huid als onderlaag voor gips- en castverbanden.

Eigenschappen

- soepel
- huidvriendelijk
- naadloos gebreid
- elastisch tricot, vooral in de breedterichting
- kleur: ongebleekt wit



tg[®]-handschoen

De tg-handschoen wordt gebruikt voor fixatie van wondbedekkingen, als huidbescherming onder gips- en synthetische castverbanden, en als afdekking bij huidziekten. Dankzij het gebruik van ongebleekt katoen wordt de handschoen goed op de huid verdragen.

Eigenschappen

- eenvoudige en tijdbesparende hantering
- huidvriendelijk
- zacht en soepel
- goede pasvorm



Tricotkousen

rol à 25 m, afzonderlijk in foliezak

Breedte (cm)	REF	Z-Indexnummer	CNK	VE (stuks)
6	14 820	162 127 11	293 912 2	1/10
8	14 821	162 127 38	293 913 0	1/10
10	14 822	162 127 46	193 914 8	1/5
12	14 823	162 127 54	293 915 5	1/5
15	14 824	162 127 62	293 916 3	1/6
20	14 825	162 127 70	293 917 1	1/3
25	14 826	162 127 59	293 918 9	1/3
30	14 827	159 497 37	293 911 4	1/3

Tricotkousverbanden

4 m, individueel verpakt

Breedte (cm)	REF	Z-Indexnummer	CNK	VE (stuks)
4	14 799	149 209 72		1/110
6	14 800	135 923 19		180
8	14 801	135 923 27		1/48
10	14 802	135 923 43		1/40
12	14 803	135 923 78		1/32
15	14 804	135 923 86		1/24
20	14 805	149 278 37		1/20
25	14 806	149 278 45		1/18

tg®-handschoenen

per paar, in foliezak

Maten	REF	Z-Indexnummer	CNK	VE (paar)
voor kinderen	24 749	123 081 37	209 121 3	1/100
voor volwassenen Maat 6-7 (klein)	24 750	122 095 46	084 507 3	1/50
voor volwassenen Maat 7½-8½ (middelgroot)	24 751	122 095 54	084 508 1	1/50
voor volwassenen Maat 9-10 (groot)	24 752	122 095 62	084 509 9	1/50

Beschermend polstermateriaal

Zacht en flexibel.

Cellona® synthetische watten

Zacht, maar sterk polstermateriaal: Cellona synthetische watten is elastisch-pluizig als onderpolstering van gips- en castverbanden, maar ook bij compressieverbanden. Bovendien dient het als polstering bij flebologische en lymfologische aandoeningen, in de traumatologie en in de sportgeneeskunde. Het fijne vezelmateriaal is ook geschikt voor nauwe doorgangen zoals bij de duim.

Eigenschappen

- elastisch-pluizige vliesstof
- voldoende stevige verbinding voor circulaire applicatie
- de vezels zijn in de lengterichting scheurbaar onder lichte rek
- luchtdoorlatend
- neemt nauwelijks vocht op



Cellona®-polster

Cellona®-randpolster

Cellona-polster wordt gebruikt als slipvaste applicatie bij deels gepolsterde gips- en castverbanden en bescherming tegen drukplekken. Cellona-randpolster kan in het randgebied van gips- en castverbanden op alle drukgevoelige plekken als slipvaste applicatie worden gebruikt.

Eigenschappen Cellona-polster

- zacht, flexibel polstermateriaal
- luchtdoorlatend
- in stroken aangebrachte lijm
- huidvriendelijk



Eigenschappen Cellona-randpolster

- zacht, flexibel polstermateriaal
- over het hele oppervlak aangebrachte lijm
- huidvriendelijk

Cellona® synthetische watten

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
6 stuks in vouwdoos				
6 x 3	10 686	148 897 14		6/60
10 x 3	10 687	148 924 80		4/40
los in de doos				
4 x 3	10 690	13997599		108
6 x 3	10 692	13997602		72
10 x 3	10 694	13997610		48
15 x 3	10 695	13997629		36
20 x 3	10 696	13997637		24
5 x 2,7	92 840	14924005		96
7,5 x 2,7	92 841	14924013		72
10 x 2,7	92 842	15615480		48
15 x 2,7	92 843	15908135		36
20 x 2,7	92 844	16347684		24
5 x 2,7	34 585		347 122 4	96
7,5 x 2,7	34 586		347 123 2	72
10 x 2,7	34 588		347 124 0	48
15 x 2,7	34 589		347 125 7	36
20 x 2,7	34 590		374 238 4	24
steriel				
6 x 3	12 770	160 128 95		8/64
10 x 3	12 771	156 972 66		8/64
15 x 3	12 772	156 972 74		5/40
20 x 3	12 773	156 972 82		4/32
los in de doos				
5 x 2,7	31 836			12
7,5 x 2,7	31 837			12
10 x 2,7	31 838			12
15 x 2,7	31 839			12
5 x 2,7	34 591			6
7,5 x 2,7	34 592			6
10 x 2,7	34 593			6
15 x 2,7	34 594			6
20 x 2,7	34 595			6

Cellona®-polster

Maten	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
5 mm dik, in foliezak				
19 x 38 cm	50 810	125 571 61	031 259 5	10/60
2 mm dik, gerold				
58 cm x 1 m	50 811	125 571 88	146 141 7	1/10
28 cm x 10 m	50 813	156 159 60	417 740 8	1/11

Cellona®-randpolster

2 mm dik, gerold, in dispenserdoos

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
8 x 5	50 812	135 907 58	117 022 4	1/24

Beschermend polstermateriaal

Zacht en flexibel.

Haftan®

Haftan is geschikt voor gelijkmatige en ploovrije fixatie van polstermateriaal onder steunverbanden – vooral in combinatie met synthetisch materiaal. Het fijne oppervlak met open poriën van Haftan laat verbandwikkelingen goed aan elkaar hechten en verhindert zo het verschuiven op de huid.

Eigenschappen

- dun
- open poriën, soepel
- zet niet dik aan
- hecht op zichzelf
- wit



Crêpepapierverband

Het crêpepapierverband is een fijn gecrêpt en in de lengte rekbaar papierverband. Het dient enerzijds ter bescherming van de huid bij ongepolsterd gipsverband en anderzijds ter fixatie van polstermateriaal.

Eigenschappen

- fijn gecrêpt
- licht rekbaar in lengterichting
- ploovrij aan te leggen



Haftan®

0,8 mm dik

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index- nummer	CNK	VE (stuks)
7 x 27,5	22 315	135 922 46	208 793 0	6/60
10 x 27,5	22 316	135 922 54	208 794 8	6/60

Crêpepapierverband

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index- nummer	CNK	VE (stuks)
4 x 4	14 250	149 267 92		20/200
6 x 4	14 251	149 268 06		20/200
8 x 4	14 252	149 268 14		20/200
10 x 4	14 253	149 268 22		20/200
12 x 4	14 254	149 268 30		20/200

Fixatiezwachtel

Veilig gefixeerd, goed verzorgd.

Mollelast®

Gripvast en elastisch: Mollelast is geschikt voor het fixeren van verbanden en gips- en castspalken.

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 100%)
- luchtdoorlatend en gripvast
- met weinig plooiën aan te leggen
- fixeert betrouwbaar ook op conische lichaamsdelen en rond gewrichten
- met zelfkanten
- wit



Mollelast® haft

Mollelast® haft latexvrij

De cohesieve biëlastische fixatiezwachtel met bijzonder rekgedrag kleeft aan zichzelf, niet aan huid of haar.

Eigenschappen

- rekbaar in de lengte en in de breedte
- cohesief
- luchtdoorlatend
- zet nauwelijks dik aan
- met zelfkanten



Mollelast®

4 m (gerekte lengte)

Breedte (cm)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
individueel verpakt				
4	14 410	125 567 85	084 606 3	20/520
6	14 411	125 568 07	084 607 1	20/360
8	14 412	123 044 33	084 608 9	20/500
10	14 413	123 044 68	084 609 7	20/360
12	14 414	158 576 38	084 610 5	20/320
los in de doos				
4	19 410	125 567 93	116 243 7	20/520
6	19 411	123 044 92	116 244 5	20/360
8	19 412	123 045 06	116 245 2	20/500
10	19 413	123 045 14	116 246 0	20/360
12	19 414	125 568 15	116 247 8	20/320
steriel, individueel verpakt				
6	20 290	159 390 57	417 742 4	20/180
8	20 291		417 743 2	20/180
10	20 292		417 744 0	20/200
12	20 293	159 390 65	417 745 7	20/200

Mollelast® haft

wit

Breedte (cm)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
4 m (uitgerekte lengte), individueel in vouwdoos				
4	30 063	140 090 99	128 805 9	1/120
6	30 064	140 091 02	128 806 7	1/100
8	30 065	140 091 10	128 807 5	1/120
10	30 066	140 091 29	128 808 3	1/120
12	30 067	140 091 37	417 746 5	1/100
20 m (uitgerekte lengte), individueel in vouwdoos				
4	30 068	149 277 80	266 165 0	1/18
6	30 069	140 091 45	128 810 9	1/18
8	30 070	140 091 53	128 811 7	1/18
10	30 071	140 091 61	128 812 5	1/18
12	30 072	140 091 88	128 813 3	1/18
rood, individueel in vouwdoos				
6	30 073	142 293 82	168 525 4	1/18
8	30 074	142 293 90	168 523 9	1/18
10	30 075	142 294 04	168 524 7	1/18
blauw, individueel in vouwdoos				
6	30 076	142 293 58	168 522 1	1/18
8	30 077	142 293 66	168 520 5	1/18
10	30 078	142 293 74	168 521 3	1/18

Mollelast® haft latexvrij

wit

Breedte (cm)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
4 m (uitgerekte lengte), individueel verpakt				
4	89 590	157 376 91	283 173 3	1/120
6	89 591	157 377 05	283 176 6	1/100
8	89 592	157 377 13	283 178 2	1/120
10	89 593	157 377 21	283 181 6	1/120
12	89 594	157 377 48	293 723 3	1/100
20 m (uitgerekte lengte), individueel verpakt				
4	89 595	157 377 56	283 182 4	1/18
6	89 596	157 377 64	283 183 2	1/18
8	89 597	157 377 72	283 184 0	1/18
10	89 598	157 377 80	283 185 7	1/18
12	89 599	157 377 99	283 187 3	1/18

Fixatiezwachtels

Veilig gefixeerd, goed verzorgd.

Haftelast® latexvrij

Haftelast latexvrij is de universele fixatiezwachtel voor polikliniek en praktijk: de zelfhechtende zwachtel scoort met verbeterde eigenschappen voor het ondersteunen en ontlasten van gewrichten, en is geschikt voor de veilige en duurzame fixatie van bijvoorbeeld gips- en castspalken – exact afgestemd op uw behoeften.

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting
- cohesief
- luchtdoorlatend
- gemakkelijk af te rollen
- zacht materiaal, goede modelleerbaarheid



Lenkelast®

Lenkelast is een gripvaste en duurzaam elastische universele zwachtel. Deze is onder andere geschikt voor spalkverbanden, en voor ondersteunen en ontlasten.

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting (ca. 130%)
- gripvast, fijn
- duurzaam elastisch
- met weinig plooien aan te leggen
- met zelfkanten



Haftelast® latexvrij

Breedte (cm)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
4 m (uitgerekte lengte), individueel verpakt				
4	30 820	160 132 04	283 194 9	1/120
6	30 821	160 132 12	283 195 6	1/100
8	30 822	160 132 20	283 192 3	1/120
10	30 823	160 132 39	283 196 4	1/120
12	30 824	160 132 47	303 626 6	1/100
20 m (uitgerekte lengte), individueel in vouwdoos				
6	30 825	160 132 55	303 625 8	1/18
8	30 826	160 132 63	303 627 4	1/18
10	30 827	160 132 71	303 628 2	1/18
12	30 828	160 450 92	303 629 0	1/18
20 m (uitgerekte lengte), individueel in vouwdoos				
blauw				
6	30 829	160 132 98	283 197 2	1/18
8	30 830	160 133 01	283 201 2	1/18
rood				
6	30 831	160 133 28	283 200 4	1/18
8	30 832	160 133 36	283 199 8	1/18
geel				
6	30 833	160 133 44	283 198 0	1/18
8	30 834	160 133 52	283 193 1	1/18
20 m (uitgerekte lengte), los in de doos				
blauw				
6	30 835	160 133 60	316 529 7	6/24
8	30 836	160 133 79	316 530 5	6/24
rood				
6	30 837	160 133 87	316 528 9	6/24
8	30 838	160 133 95	316 526 3	6/24
geel				
6	30 839	160 134 09	316 527 1	6/24
8	30 840	160 134 17	316 525 5	6/24

Lenkelast®

5 m (uitgerekte lengte)

Breedte (cm)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
individueel verpakt				
6	39 430	161 618 15	084 476 1	1/250
8	39 431	161 618 23	084 477 9	1/200
10	39 432	161 618 31	084 478 7	1/240
12	39 433	161 618 58	417 741 6	1/200
15	39 434	161 618 66	084 480 3	1/160
los in de doos				
6	39 436	161 618 82		10/250
8	39 437	161 618 90		10/200
10	39 438	161 619 04		10/240
12	39 440	161 619 12		10/200
15	39 441	161 619 20		10/160
20	39 442	161 619 39		10/100
steriel, individueel verpakt				
6	39 453			10/90
8	39 454			10/90
10	39 455			10/100
12	39 456			10/100
15	32 594			10/100
20	32 595			10/100

Tapes, pleister- en zinklijmzwachtels

Multifunctionele ontlasting.

Porotape®

Porotape is enerzijds geschikt voor partiële immobilisatie met steun- en ontlastingsfunctie bij gewrichten, pezen, spieren en ligamenten. Anderzijds dient het als profylactisch verband ter vermindering van overbelasting en blessures. Porotape wordt direct op de huid gebruikt of in combinatie met pleisterzwachtels of Haftan.

Eigenschappen

- niet-elastisch
- trekvast
- overdwars en in de lengte scheurbaar
- waterafstotend
- goed hechtende lijm
- goed afrolbaar
- kartelrand vergemakkelijkt afscheuren en verhindert rafels



Porelast®

Pleisterzwachtels zijn geschikt als duurzame compressieverbanden en als functionele verbanden in de sportgeneeskunde. Bovendien steunen en ontlasten ze.

Eigenschappen

- elastisch in lengterichting
- met zelfkanten
- lucht- en waterdampdoorlatend
- röntgenstralendoorlatend
- crèmekleurig



Varicex® S

Varicex is een met zinklijm geïmpregneerde zwachtel. De zwachtel is gebruiksklaar en tijdbesparend in de toepassing van halfstijve permanente verbanden, bijvoorbeeld in de nazorg bij fracturen.

Eigenschappen

- zwachtels gecoat met zinklijm
- gebruiksklaar en tijdbesparend
- nauwelijks zichtbaar onder kleding
- met zelfkanten
- wit



Porotape®

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
2,5 x 10	30 081	148 405 10	218 528 8	6/120
3,8 x 10	30 084	148 405 29	135 922 97	1/96
3,8 x 10	30 082	135 922 97	218 526 2	12/96
5,0 x 10	30 083	148 405 37	218 527 0	6/72

Porelast®

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
individueel in vouwdoos				
6 x 2,5	30 210	149 239 04	018 120 6	1/50
8 x 2,5	30 211	149 239 12	018 121 4	1/50
10 x 2,5	30 212	149 239 20	018 122 2	1/50
los in de doos				
6 x 2,5	30 213			10/50
10 x 2,5	30 215			10/50

Varicex® S

Afmetingen (cm x m)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
afzonderlijk, in zak van aluminiumfolie				
10 x 5	20 630	148 671 76		1/10/80
10 x 7	20 631	156 160 29		1/10/60
10 x 10	20 632	140 681 68		1/10/30
afzonderlijk, in zak van aluminiumfolie, los in de doos				
10 x 5	20 635			20
10 x 7	20 636			20
10 x 10	20 637			20
8 x 7	23 634	-	-	20

Accessoires

Een plus die verbindt.

Cellona® Shoe

De Cellona Shoe wordt bijvoorbeeld gedragen over gips- en castverband, wondverband, en flebologisch en lymfologisch verband. De verbandschoen vormt een steun en biedt zo verlichting voor de patiënt bij het lopen. Daardoor vergroot deze de mobiliteit.

Eigenschappen

- als lage schoen of sandaal te gebruiken
- bescherming tegen kou en nattigheid
- individueel aan de voet aan te passen dankzij klittenband
- rechts en links te dragen



Cellona®-gipshakken

De Cellona-gipshak is een loopprofiel en dient voor schokdemping tijdens het lopen met een gips- of castverband. De hak beschermt het verband tegen vuil en vocht en wordt gebruikt voor onmiddellijke of latere applicatie bij stijve verbanden.

Eigenschappen

- licht
- schokdempend



Cellona® Shoecast

De Cellona Shoecast zorgt voor fysiologisch correct bewegen in gips- en castverband. Bovendien dient de loopzool als bescherming van het verband tegen vuil en vocht.

Eigenschappen

- beschermt tegen vuil en vocht van onder
- anatomisch gevormd voetbed
- een hoog omsluitende hielkap
- kruislings traploos verstelbare klittenbandsluiting
- betrouwbare ondersteuning



Cellona® Shoe

individueel in foliezak

Maat (Schoenmaten)	REF	Z-Index- nummer	CNK	VE (stuks)
voor kinderen				
P (Schoenmaat 25–30)	16 471	149 335 00	224 279 0	1/12
XS (Schoenmaat 31–34)	16 472	149 335 19	224 280 8	1/12
voor volwassenen				
S (Schoenmaat 35–38)	16 473	149 335 27	224 281 6	1/12
M (Schoenmaat 39–41)	16 474	149 335 35	224 282 4	1/12
L (Schoenmaat 42–43)	16 475	149 335 43	224 283 2	1/12
XL (Schoenmaat 44–47)	16 476	149 335 51	224 284 0	1/12
XXL (Schoenmaat 48–51)	90 347	158 639 72	295 439 4	1/12

Cellona®-gipshakken

Maten	REF	Z-Index- nummer	CNK	VE (stuks)
klein	50 820	156 950 26	220 399 0	1/20
middelgroot	50 821	156 950 34	220 398 2	1/20
groot	50 822	156 950 18	220 400 6	1/10

Cellona® Shoecast

individueel in foliezak

Maten	REF	Z-Index- nummer	CNK	VE (stuks)
voor kinderen				
Maat 0, links (Schoenmaat 32–35)	50 858	149 266 44	024 821 1	1/8
Maat 0, rechts	50 859	149 266 60	024 822 9	1/8
voor volwassenen				
Maat 1, links (Schoenmaat 36–38)	50 860	149 266 79	024 825 2	1/10
Maat 1, rechts	50 861	149 266 87	049 187 8	1/10
Maat 2, links (Schoenmaat 39–42)	50 862	149 266 95	024 826 0	1/10
Maat 2, rechts	50 863	149 267 09	024 827 8	1/10
Maat 3, links (Schoenmaat 43–46)	50 864	149 267 17	024 828 6	1/8
Maat 3, rechts	50 865	149 267 25	024 829 4	1/8
Maat 4, links (Schoenmaat >46)	50 869	149 267 33	157 727 9	1/6
Maat 4, rechts	50 870	149 267 41	157 728 7	1/6

Vervangingsband met klittenbandsluiting

afzonderlijk, in foliezak

Maten	REF	Z-Index- nummer	CNK	VE (stuks)
40 cm (voor maat 0)	50 868	148 405 45	146 164 9	10/80
90 cm (voor maat 1 en 2)	50 873	148 405 53	146 165 6	10/100
100 cm (voor maat 3 en 4)	50 874	148 405 61	146 166 4	10/100

Accessoires

Een plus die verbindt.

Cellona®-crème

Cellona-crème is een beschermende en verzorgende crème die onder meer geschikt is voor personeel in praktijk en ziekenhuis. Een overbelaste huid door voortdurend contact met waterige oplossingen, zoals tensiden en zeepsop, wordt zo passend verzorgd. De crème dient bovendien ter bescherming bij omgang met gips of niet in water oplosbare stoffen, zoals bijvoorbeeld oliën en lakken.

Eigenschappen

- olie-in-wateremulsie
- pH-neutraal
- vetherstellend
- trekt snel in
- werkt regulerend op het vochtgehalte en de elasticiteit van de huid
- stimuleert de regeneratie
- beschermt tegen water, vloeistoffen, vuil, chemicaliën en reinigingsmiddelen

Cellona®-crème

Inhoud (ml)	REF	Z-Index-nummer	CNK	VE (stuks)
in aluminium tube				
100	50 814	149 620 98	017 518 2	1/12
100	50 816	125 131 64		12



Cellona Creme

Hautschutzcreme
Crème de Protection
pour la peau
Skin Cream
Crema protectora
para la piel

100 ml
3.38 FL. OZ.

1 Stk.
per

www.Lohmann.de

Cellacare® Classic

Bandages en ortheses
voor eerste hulp.



Bij eerste hulp draait het om tijd en plaats. In de hectiek van elke dag in de kliniek en de praktijk moet er snel worden gehandeld, vooral in acute situaties. Om die reden moeten de benodigde hulpmiddelen snel bij de hand zijn. Directe beschikbaarheid op het point-of-care en adequaat voorraadbeheer zijn hiervoor een vereiste.

Centraal staat echter de patiënt. Patiënten hebben snel hulp en tijdig ingrijpen nodig waarmee pijn minder wordt, een verslechtering van de gezondheidstoestand voorkomen wordt, en zowel zekerheid als mobiliteit op de weg naar genezing geboden wordt. Dat alles neemt angst weg en schept vertrouwen.

Cellacare biedt een groot assortiment voor een snelle behandeling op een economische basis.

Het Classic-assortiment richt zich op de behoeften van de eerste hulp. De stabiliserende ortheses combineren vertrouwde werkingsprincipes met eenvoudig gebruik en goed comfort voor de patiënt.

Overzichtelijk matensysteem

- zo weinig mogelijk maten voor vereenvoudigd voorraadbeheer
- zo veel maten als nodig is voor een juiste pasvorm en een verstrekkende verzorgingsbreedte

Prestatiegerichte kwaliteit

- zuivere functie in een pure vorm
- gemaakt van modern materiaal
- voor economische prijzen

Praktisch in het gebruik

- bijzonder eenvoudig in het gebruik
- goede toegang voor wondverzorging en lichaamshygiëne
- aangenaam draaggevoel

Meer info over het thema 'Eerste hulp' vindt u in onze assortimentsbrochure of op www.Lohmann-Rauscher.com



Cellacare® Classic

Bandages en ortheses voor eerste hulp.

HALSWERVELKOLOM



Cellacare® Cervical Classic Cervical Plus Classic

Cellacare Cervical Classic en Cervical Plus Classic stabiliseren de halswervelkolom en helpen spanning in de nekspieren door warm houden te verminderen.

SCHOUDER



Cellacare® Gilchrist Classic

Cellacare Gilchrist Classic is een orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht en de arm in een bepaalde positie.



Cellacare® Gilchrist Sling Classic

Cellacare Gilchrist Sling Classic is een orthese voor het immobiliseren van het schoudergewricht en de arm in een bepaalde positie ter ontlasting.

DUIM EN POLS



Cellacare® Rhizo Classic

Cellacare Rhizo Classic is een orthese voor de duim. Een stabilisatie-element omvat de duim lateraal en immobiliseert zo het zadel- en basisgewricht van de duim.



Cellacare® Rhizocast Classic

Cellacare Rhizocast Classic is een orthese voor de pols en de duim voor het immobiliseren in twee bewegingsrichtingen. Het maakt een immobilisatie van het zadel- en basisgewricht van de duim mogelijk.



Cellacare® Clavicula Classic

Cellacare Clavicula Classic is een bandage voor het conservatief behandelen van claviculafracturen door bewegingsbeperking en extensie.



Cellacare® Manu Control Classic

Cellacare Manu Control Classic is een orthese voor de pols. Door de combinatie van twee aan de zijkant geïntegreerde spalken, een uitneembare spalk aan de palmaire kant, en drie stabilisatiebanden wordt de pols geïmmobiliseerd.

KNIEGEWRICHT



Cellacare® Genucast 0° / 20° Classic

Cellacare Genucast 0° / 20° Classic is een orthese voor het immobiliseren van de knie in gestrekte positie of met een lichte buiging.



Cellacare® Genucast Modular Classic

Cellacare Genucast Modular Classic is een driedelige orthese voor het immobiliseren van het kniegewricht in een iets gebogen positie.

ENKELGEWRICHT



Cellacare® Malleo Akut Classic

Cellacare Malleo Akut Classic stabiliseert het enkelgewricht op één niveau volgens het principe van de klassieke U-spalk.



People.Health.Care.