



People.Health.Care.

Vliwazell® Pro **NIEUW**


Het absorberende kompres dat alles heeft.



Vliwazell® Pro **NIEUW**

Binnenin kijken loont de moeite.

Vliwazell Pro biedt sterke voordelen voor u en uw patiënten bij de verzorging van sterk exsuderende wonden.



Glad, zacht **omhullend vlies**

- maakt atraumatische verbandwisselingen mogelijk*

Verdeelvlies van celstof

- snelle opname en gelijkmatige verdeling van exsudaat vermindert het risico op maceratie van de wond en de omliggende huid*
- langere intervallen tussen verbandwisselingen*


Sterk absorberende **kern van cellulosevlokken met superabsorber****

- bestaat uit een cellulose- en een Airlaid-laag, die een zeer hoog absorptievermogen mogelijk maken
- de Airlaid-laag houdt de vloeistof vast, zodat Vliwazell Pro ook bij verticaal gebruik zijn vorm behoudt

Blauwe **kledingbeschermende laag**

- het onderscheid tussen beide lagen is duidelijk: wit is de wondcontactlaag (wordt op de wond geplaatst) en blauw de 'kledingbeschermende' laag
- de kledingbeschermende laag verhindert dat er exsudaat weglekt

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens. Data on file.

**  Vliwazell Pro kan door de superabsorberlaag niet op maat worden geknipt.

Vliwazell[®] Pro **NIEUW**

Biedt zekerheid bij de volgende indicaties.


Sterk exsuderende wonden – de grote uitdaging bij wondmanagement.

Mate van exsudatie



Matig tot zeer sterk exsuderende wonden

Wonddiepte



Oppervlakkige wonden



Diepe wonden*

Wondtype




Acute wonden

Oppervlakkige tweedegraads brandwonden, postoperatief secundair genezende wonden, posttraumatische wonden, split-skinafnameplekken



Chronische wonden


Ulcus cruris, decubitus en diabetische ulcers, oncologische wonden en lymfatische wonden



Beenulcers



Decubituswonden



Diabetische voetulcers

* Vliwazell Pro kan ook als secundair verband in combinatie met een geschikte wondvulling (Suprasorb Liquacel, Suprasorb A, Suprasorb A + Ag) worden gebruikt voor het behandelen van diepe wonden.

Vliwazell® Pro **NIEUW**

Voordelen die u zekerheid bieden.



Zeer goede absorberende prestaties

Voordeel:

Langere rustfases voor de wond dankzij langere intervallen tussen verbandwisselingen.*



Stabiel vormbehoud

Voordeel:

Patiënten genieten van een verhoogd draagcomfort.



Eenvoudige toepassing

Voordeel:

Vliwazell Pro laat zich makkelijk modelleren en fixeren.



Vliwazell Pro scoort op drie vlakken!

Vliwazell® Pro **NIEUW**

Uw veilige oplossing voor sterk exsuderende wonden.



Veiligheid door hoog absorptie- en retentievermogen

- effectief exsudaatmanagement
- vermindert het risico op maceratie van de wond en de omliggende huid
- maakt langere intervallen tussen verbandwisselingen mogelijk

Veiligheid voor de patiënt

- de praktische beschermlaag beschermt kleding en beddengoed tegen doorlekken

Veiligheid in de toepassing


- het onderscheid tussen beide lagen is duidelijk: wit is de wondcontactlaag (wordt op de wond geplaatst) en blauw de 'kledingbeschermende' laag

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens. Data on file.

Vliwazell® Pro **NIEUW**

Indrukwekkend sterk van binnen.

Vliwazell® Pro **NIEUW**
Bindt grote hoeveelheden exsudaat.



Uw voordeel:

Zeer hoog absorptievermogen

Weinig risico op maceratie*

Lange intervallen tussen verbandwisselingen**

Eenvoudige toepasbaarheid

Aangenaam draagcomfort

Vliwazell® Pro **NIEUW**
Biedt veiligheid en verhoogd patiëntcomfort door vormbehoud na exsudaatabsorptie.

Vliwazell Pro blijft door de samengedrukte superabsorberlaag bij verticale toepassing stabiel en in vorm!



Vliwazell Pro
bij verticale toepassing



Uw voordeel:

Beschermt kleding en beddengoed tegen doorlekken

Veiligheid voor patiënten

Veiligheid in de toepassing




Verhoogd patiëntcomfort


* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens, interne tests met NaCl-oplossing, Data on file.

** De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens. Data on file.

Vliwazell® Pro NIEUW

Het krachtige, absorberende kompres met superabsorberende eigenschappen – de ideale aanvulling op het 3-stappen-behandeladvies van L&R.

-  Zeer goede absorberende prestaties
-  Stabiel vormbehoud
-  Eenvoudige toepassing



96,7%

van de gebruikers beveelt Vliwazell® Pro NIEUW aan.*

* De genoemde eigenschappen hebben betrekking op tot nu toe bekende in-vitrogegevens en resultaten van een acceptatietest bij professionele gebruikers. Data on file.

Bestelgegevens

Vliwazell® Pro NIEUW

steriel, individueel verpakt

Maat (cm)	REF	ZI	VE (stuks)
10 x 10	109 460	16892410	10/240
10 x 20	109 461	16892429	10/120
15 x 20	109 462	16892437	10/80
20 x 25	109 463	16892461	10/100
20 x 40	109 464	16892518	10/100

