

ActiFast® **NIEUW**

Buisvormige fixatiezwachtel met elasticiteit in 2 richtingen



De elasticiteit in 2 richtingen zorgt voor betere aanpassing aan het lichaam en voorkomt onnodig materiaalverlies.

Deze zwachtel is extreem veelzijdig en is te gebruiken als onderverband om problemen met overgevoeligheid voor contact te verlichten, in behandelingen met vochtig verband, voor bevestiging, om af te dekken of om verband en crèmes op hun plaats te houden.

Voornaamste voordelen:

- gemakkelijk aan te brengen en op lengte en in vorm te knippen
- verkrijgbaar in 6 formaten, vanaf ledematen van zuigelingen tot extra groot voor de romp van een volwassene
- met de hand wasbaar

Indicaties:

- het ActiFast-assortiment kan veilig worden gebruikt wanneer compressie gecontra-indiceerd is
- de elasticiteit in 2 richtingen zorgt voor een betere aanpassing aan het lichaam en voorkomt onnodig materiaalverlies

ActiFast® NIEUW

Buisvormige fixatiezwachtel met elasticiteit in 2 richtingen

Afmetingen voor ActiFast

| Afmeting | Benodigde kleur |
|-----------|---|
| 8–15 cm | Rood (geschikt voor kleine ledematen) |
| 10–25 cm | Groen (geschikt voor kleine/middelgrote ledematen) |
| 20–45 cm | Blauw (geschikt voor grote ledematen) |
| 35–65 cm | Geel (geschikt voor extra grote ledematen, hoofden of rompen van kinderen) |
| 50–120 cm | Beige (geschikt voor rompen van volwassenen) |

ActiFast®

| Kleurcode | Afmetingen (cm x m) | REF | Z-indexnummer | VE (stuks) |
|---|---------------------|-------|---------------|------------|
| ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met rode lijn | | | | |
| | 3,5 x 1 | 88573 | 16608712 | 30/240 |
| | 3,5 x 10 | 88574 | 16613023 | 1/35 |
| ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met groene lijn | | | | |
| | 5 x 1 | 88575 | 16613031 | 80/640 |
| | 5 x 3 | 88576 | 16635280 | 24/192 |
| | 5 x 10 | 88578 | 16613058 | 1/28 |
| ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met blauwe lijn | | | | |
| | 7,5 x 1 | 88579 | 16613066 | 80/480 |
| | 7,5 x 3 | 88580 | 16635299 | 24/144 |
| | 7,5 x 10 | 88582 | 16613074 | 1/20 |
| ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met gele lijn | | | | |
| | 10,75 x 1 | 88583 | 16613082 | 36/288 |
| | 10,75 x 3 | 88584 | 16635302 | 12/96 |
| | 10,75 x 10 | 88586 | 16613090 | 1/14 |
| ActiFast buisvormige fixatiezwachtel met beige lijn | | | | |
| | 17,5 x 1 | 88587 | 16613104 | 36/144 |
| | 17,5 x 10 | 88588 | 16613112 | 1/7 |