



People.Health.Care.

Advieskaart

VENOSAN® Prestige

Productkenmerken

- beenkousen: compressieklasse 2&3, zowel in confectie als maatwerk
- armkousen: klasse 1 & 2 alleen in confectie
- rondbrei
- ruime confectie maattabel
- onderste en bovenste extremiteiten
- soepele, relatief stevige kous
- lage tot middelmatige stiffness
- latexvrij
- relatief stevig en weinig lengterek voor rondbrei
- hoog aan- en uittrekgemak

Toepassingsgebieden

Compressieklasse 1 en 2

- armkous klasse 1&2 alleen in confectie, preventief gebruik
- beenkousen klasse 2 in maatwerk en confectie
- allround kous met een een hoog draagcomfort
- voor laag complexe aandoeningen met rondbrei indicatie bij weinig tot geen oedeemvorming
- bij overgevoeligheid voor latex of een latex allergie
- inzetbaar bij mobiele en immobiele cliënt

Compressieklasse 3

- semi-complexe aandoeningen met rondbrei indicatie met weinig tot matige oedeemvorming
- bij overgevoeligheid voor latex of een latex allergie
- inzetbaar bij mobiele en immobiele cliënt



VENOSAN®

Compression Stockings



People.Health.Care.

Advieskaart

VENOSAN® Prestige Katoen

Productkenmerken

- compressieklasse 2
- rondbrei
- maatwerk en confectie
- ruime confectie maattabel
- hoog draagcomfort
- zacht en aangenaam voor de huid door het contact met de katoen aan de binnenzijde van de kous
- lage stiffness
- latexvrij
- 28% katoen
- relatief stevig en weinig lengterek voor rondbrei

Toepassingsgebieden

Compressieklasse 2

- stevige allround kous voor een actieve levensstijl
- indien toevoeging van katoen gewenst is
- voor laag complexe aandoeningen met een rondbrei indicatie bij weinig tot geen oedeem
- bij overgevoeligheid voor latex of een latex allergie
- inzetbaar bij mobiele en immobiele cliënt



VENOSAN®

Compression Stockings