



Ďalšie informácie o spoločnosti
Lohmann & Rauscher
nájdete on-line pomocou QR kódu.

Katalóg produktov



2017/2018

- Liečba rán
- Fixácia | vystuženie a odľahčenie | kompresná liečba
- Bandáže a ortézy
- Sadrovacia miestnosť
- Systemy operačných súprav | Operačný odev
- Dermatológia
- Oftalmológia
- Krk – nos – uši
- Hygiena a starostlivosť

L&R – správny partner po vašom boku.

Kompetencia –
Spoľahlivosť –
Inovácia



**Oblasť produktov
Lohmann & Rauscher**

- Liečba rán
- Fixácia | vystuženie a odľahčenie | kompresná liečba
- Bandáže a ortézy
- Sadrovacia miestnosť
- Systémy operačných súprav | Operačný odev
- Dermatológia
- Oftalmológia
- Krk – nos – uši
- Hygiena a starostlivosť

V spoločnosti L&R je hlavným cieľom jednoznačne človek: ako zákazník, obchodný partner, spolupracovník a pacient. Náš vzájomný dialóg je pre nás dôležitý, preto sa snažíme výrazne prispievať k lepšej a bezpečnejšej starostlivosti o pacientov. Robíme to pomocou overených a inovatívnych produktov.

Spoločnosť L&R (Lohmann & Rauscher) je medzinárodný popredný výrobca a predajca zdravotníckych a hygienických produktov orientovaných na budúcnosť – od klasického obväzového materiálu až po moderné terapeutické a ošetrovateľské systémy.

Spoločnosť L&R má za sebou už viac ako 160 rokov skúseností. Táto dlhá história sa odzrkadľuje v našich úspešných konceptoch, službách a produktoch – v ich vynikajúcej kvalite, vysokej funkčnosti a liečebnej účinnosti. Náš úspech spočíva aj v tom, že včas rozpoznávame zmeny a trendy na trhoch zdravotníckych potrieb a proaktívne ich integrujeme do našej obchodnej činnosti. Spoločnosť L&R spája inovačnú silu, know-how vo vývoji a výrobe, vynikajú-

ce zabezpečenie kvality, vyzretú technológiu a úspornosť. Tento katalóg vám prináša prehľad produktov na rok 2017/18.

Ako váš spoľahlivý partner a výrobca riešení sme radi, že vás môžeme pri vašej práci podporiť našimi výrobkami a službami.

„Váš spoľahlivý partner
a riešiteľ problémov v
oblastiach medicíny,
starostlivosti a hygieny.“

Kľúčové slovo, Produkt	Liečba rán	Fixácia vystuženie a odľahčenie kompresná liečba	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Systémy operačných súprav Operačný odev	Dermatológia	Oftalmológia	Krk – nos – uši	Hygiena a starostlivosť
A									
Abdominálne rúšky	35				138				
Abdominálno-perineálna súprava					132				
Actico silk		73							
Actico TPS		74							
anatomicky tvarovaná cervikálna fixácia			76						
Angiografické rúško I, II					122				
Antimikrobiálne kalciumalginátové krytie	16								
Antimikrobiálne krytie na rany HydroBalance	18								
B									
Bandáž na prasknuté rebrá			77						
Bedrová súprava I, II					112				
Brušné rúšky Setpack					139				
Buničitá vata									178
C									
Cellacare Cervical			76						
Cellacare Materna			78						
Cellacare Thorax F/M			77						
Cellacast Active				84					
Cellacast Longuette				83					
Cellacast Xtra				82					
Cellona Longuette				81					
Cellona Podpätko pod chodiacu sadru				95					
Cellona Shoe				93					
Cellona Shoecast				94					
Chirurgické krytie na rany	42-43, 45, 49								
Curagard	44								
Curaplast, Curaplast sensitiv	50-53								
Curapor, Curapor H	45-46								
Curatest, Curatest F						164			
debridement	12-13								
D									
Debrisoft, Debrisoft Lolly	12-13								
Disposima									189
Dotyková gélotvorná sieť	40								
Drevené lopatky									176
E									
Elastické fixačné ovínadlo		57-58							
Epikutánná testovacia náplasť						164			
Epistaxické tamponády								174	
F									
Fixačná náplasť				92					
Fóliová zástera									182
fóliové krytie na rany	23								
G									
gáza	30-32								
Gazin	30-34								
Gázové kompresy RK									
Gázové ovínadlo Geka		56							

	Liečba rán	Fixácia vystuženie a odľahčenie kompresná liečba	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Systémy operačných súprav Operačný odev	Dermatológia	Oftalmológia	Krk – nos – uši	Hygiena a starostlivosť
Kľúčové slovo, Produkt									
Gélové krytie	24								
Geriatrická vložka									179
Gynekológia/urológia					108-111				
Gynekologická súprava I, II					110-111				
Gynekologicko-cystoskopická súprava					110				
Gynekologicko-cystoskopické rúško					110				
Gynekologicko-urológická súprava					133				
H									
Haftan		65		90					
hydrokoloidné krytie	22								
I									
Ideálne ovínadlo s krátkym ťahom		64							
Inčízna fólia					129				
Injekčná náplasť	51								
Inko Slip									180
K									
Kalciumalginátové krytie	15								
Kardiochirurgia/angiografia					122				
Kardiovaskulárna súprava					122				
Kitpack					144-146				
Klinový tampón							170		
Koževlné bielastické fixačné ovínadlo		59-60							
Kolagénové krytie rán	19								
Kombinovaný dávkovač									176
Komórková náplasť	54								
Kompresa	14-18, 25-31, 37	71-72					169		
Kompresné hotové krytie		73							
Kompresný systém s krátkym ťahom		69							
Komplex I/II		71-72							
Kraniálna súprava					119				
Krém Cellona				96					
Krycie operačné rúška s nástrihom					126				
Krycie rúška					123				
Krycie rúško na tvár s otvorom					120				
Krycie rúšky a príslušenstvo					123-128				
Krytie na prst	52								
Krytie na rany HydroBalance	17								
Krytie operačného stola					123				
Krytie prístrojov					127				
Krytie s hydroaktívnym vláknom	14								
L									
Lemogil									176
Lenkelast, Lenkelast color		63							
Lenkideal		64							
Lepiace operačné rúška					135				
Lepivá náplasť	47-48			92					
Litotomická súprava					110				
Lomatuell H, Lomatuell Pro	39-40								

Kľúčové slovo, Produkt	Liečba rán	Fixácia vystuženie a odľahčenie kompresná liečba	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Systém operáčnych súprav Operačný odev	Dermatológia	Oftalmológia	Krk – nos – uši	Hygiena a starostlivosť
M									
Mastný tyl	39								
Metalline	36-38								
Mobilizujúci vystužujúci obvaz				84					
Mollelast, Mollelast haft, Mollelast color		57, 59-60							
N									
Náplasť na fixáciu kanýl	42-44								
Návlek na matrac									178
Návlek na obuv									178
Neelastické fixačné ovínadlo		56							
Neurochirurgia					119-121				
O									
Oblečenie do operačnej sály					147-149				
Obväzová gáza	32								
Obväzová utierka Metalline	38								
ochranná podložka									181
Ochranné plachty a napínacie plachty									188
Ochranné plášte									182
Očná drenážna súprava							171		
Očná kompresa							169		
Očné krycie rúško					121				
Očné krytie							167-168		
Očné tyčinky							172		
Očný lancetový tampón							170		
Očný vankúšik							169		
oftalmológia					119-121				
Oklúzna náplasť							166		
Okrajové polstrovanie Cellona				88					
Operačné čiapky					156-158				
Operačné krycie rúška					135				
Operačné lepiace rúška					124				
Operačné masky					153-155				
Operačné pančuchy					162				
Operačné plášte					150-152				
Operačné ponožky					162				
Operačné rukavice					159-161				
Operačné rúška s nástrihom					126				
Operačné rúška s nástrihom					136				
Operačné rúška s otvorom					125-126				
Operačné rúška s otvorom					136				
Operačný odev					119-159				
ORL					119-121				
Ortéza na chrbticu pre tehotnú ženu			78						
Ortopédia/traumatológia					111-118				
Ortopedická súprava					133				
otvorený systém na inkontinenciu									178-181
Ovinadlá s krátkym ťahom		68							
ovínadlo s dlhým ťahom		67							
Ovinadlo z krepového papiera				90					

Kľúčové slovo, Produkt	Liečba rán	Fixácia vystuženie a odľahčenie kompresná liečba	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Systémy operačných súprav Operačný odev	Dermatológia	Oftalmológia	Krk – nos – uši	Hygiena a starostlivosť
P									
Pančuchy na prevenciu trombózy		74							
Pediatría					107				
Penové ovínadlo		70							
Perfekta		67							
Plachta Metalline	38								
Plachta na prenášanie									181
Podbradník									178
Podložka pre chorých									181
Podložky pod chorých									189
Polstrovací tubulárny obvaz				85					
Polstrovaná dlaha hotová na použitie				83					
Polyuretánové pe nové krytie	20								
Porofix	48, 54			92					
Porotape		65		91					
Preparačný tampón RK	33-34								
Príkryvka na krytie operačného stola					135				
Príslušenstvo					128, 136				
Prúžky	52								
R									
Raucocel								174	
Raucolast		58							
Rektálna súprava I, II					106, 108				
Ricoplast									184
Rolka na vyšetrovací stôl									176
Rosidal K		68							
Rosidal soft		70							
Rosidal sys		69							
Rúško LAP/na chrbticu					119				
Rúško na dieťa					109				
Rúško na končatiny					114, 134				
Rúško na končatiny ruka/noha					115				
Rúško na sekcii					109				
Rúško pre artroskopiu kolena					117				
Rúško s nástrihom					120				
Rúško s otvorom pre ucho					120				
Rúško s otvorom s incíznou fóliou					107				
Rýchloobvaz na rany	50								
S									
Sadrové ovínadlo Cellona				80					
Sempercare									183-185
Sempermed					159				
Sentina Fix vložky pôrodnické									177
Sentina Jednorazová umývacia rukavica									177
Sentina plachta z buničiny RECY									177
Sentina podložka na odber krvi									177
Sentina Slip									177
Setpack					137-143				
Sieťový obvaz		61							
Silikónové penové krytie	21								

Kľúčové slovo, Produkt	Liečba rán	Fixácia vystuženie a ocliahčenie kompresná liečba	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Systémy operačných súprav Operačný odev	Dermatológia	Oftalmológia	Krk – nos – uši	Hygiena a starostlivosť
Silkafix	47			92					
Široká longeta Cellona				81					
Solvaline N	36								
Stabilizačný vystužujúci obvaz				82					
Strips Prúžky	53								
Suprasorb A	15								
Suprasorb A + Ag	16								
Suprasorb C	19								
Suprasorb F	23								
Suprasorb F	44								
Suprasorb G	24								
Suprasorb H	22								
Suprasorb Liquacel	14								
Suprasorb P	20								
Suprasorb P silicone	21								
Suprasorb X	17								
Suprasorb X + PHMB	18								
Súprava LAP I, II, III					105				
Súprava na artroskopiu					134				
Súprava na artroskopiu I, II, III					115				
Súprava na artroskopiu IV					116				
Súprava na artroskopiu ramena Beach Chair					117				
Súprava na artroskopiu ramena I					116				
Súprava na cytoskopiu					132				
Súprava na hlavu I, II					119				
Súprava na končatiny					134				
Súprava na končatiny					146				
Súprava na končatiny I, II					113				
Súprava na končatiny III					114				
Súprava na končatiny ruka/noha					114				
Súprava na sekcii					132				
Súprava na sekcii I, II					109				
Súprava na totálnu endoprotézu bedrového kĺbu					146				
Súprava na zákroky malého rozsahu					100				
Súprava Pfannenstiel					108				
Súprava pre artroskopiu kolena					117				
Súprava pre chirurgiu ruky					114				
Súprava s vertikálnym rúškom					118				
Súprava TUR					133				
Súprava TUR I, II					111				
Syntetická vata Cellona				89					
Systém komponentov do operačnej sály Kitpack					144-146				
Systém operačného krytia Raucodrape					99-136				
Systém operačného obvazového materiálu Setpack					137-143				

T									
Tampón							170, 172		
Tampón Gazin	33-34								
Tampón na tyčinke Raucotupf									176
Tampón z obvazovej gázy	33-34								
Tamponáda	14-18, 27, 41								
Tamponádové ovínadlá	32								

Kľúčové slovo, Produkt	Liečba rán	Fixácia vystuženie a ociahčenie kompresná liečba	Bandáže a ortézy	Sadrovacia miestnosť	Systémy operačných súprav Operačný odev	Dermatológia	Oftalmológia	Krk – nos – uši	Hygiena a starostlivosť
Tampóny RK									
tg fix		61							
tg grip		62							
tg soft				85					
Transparentné krytie na rany	46								
trikotové tubulárne ovínadlo				87					
Trikotový tubus				87					
Tubulárny obvaz tg				86					

U

Univerzálna súprava					131				
Univerzálna súprava I					102				
Univerzálna súprava I Super					103				
Univerzálna súprava II					103				
Univerzálna súprava rúšok s nástrihom					131				
Univerzálna súprava rúšok s nástrihom I					112				
Univerzálna súprava rúšok s nástrihom I, II					104				
Univerzálne ovínadlo so stredným ťahom		63							
ústna a čelistno-tvárová chirurgia					119-121				
Ústne a čelistno-tvárové rúško					120				
Utierka Metalline	38								

V

Vankúšik Cellona				88					
Variabilná súprava rúšok s nástrihom					104, 120				
Varicex F		66							
Vazelínový prúžok na tamponádu	41								
Veľkoplošná fixačná náplast	49								
Vertikálne rúško					118, 135				
Vital Ošetrovací program									190
Vliwaktiv	26								
Vliwaktiv Ag	27								
Vliwasoft	29								
Vliwasorb, Vliwasorb adhesive	25								
Vliwazell	28								
vodotesné	53								
Všeobecná chirurgia					100-106				
Výšetrovací náprstok									187
Výšetrovacie rukavice, Vinyl									186
Výšetrovacie rukavice latexové									183-184
Výšetrovacie rukavice latexové Nitrile									185-186
Výstužný tubulárny obvaz		62							

Z

Základná pediatická súprava					107				
Základná súprava					100				
Základná súprava mini					100				
Základná súprava rúšok s nástrihom					101				
Základná súprava Super					100				
Zelletten									176
Zinkoglejové ovínadlo		66							

Liečba rán



Debrisoft® pre debridement



- A** zrezané špičky aktívne uvoľňujú zvyšky a exsudát z rany
- B** vláknové krytie zachytáva uvoľnené nánosy a keratózy a zadržiava ich

Oblasti použitia

- Debridement povrchových rán, ako aj pokožky v okolí rany, napr.
 - ◆ diabetickom vrede
 - ◆ arteriálnych a venózných vredoch
 - ◆ dekubitoch
 - ◆ pri pooperačných sekundárne sa hojajúcich ranách
- k odstráneniu exsudátu, zvyškov a kožných keratóz počas debridementu

Vlastnosti

- skosené hroty vlákna účinne uvoľňujú zvyšky z rany a chránia neporušené tkanivo
- zhluk vlákien zachytáva aj šupiny a keratózy z okolia rany
- rýchlo viditeľné výsledky pri jednoduchom a bezpečnom aplikovaní
- mäkké vlákno zabezpečuje takmer bezbolestné aplikovanie a zvyšuje mieru akceptácie u pacientov

Zloženie produktu

Kompozícia pozostáva z polyesteru, nebielená, povrchová vrstva z polyakrylu (bez kolofónia a jeho derivátov).

Upozornenia

- výrobok je určený na debridement, nezostáva na rane.
- V prípade potreby je možné ho použiť pri každej výmene krytia.
- Mal by sa používať dovtedy, kým rana nie je úplne vyčistená a kým rana neprejde z čistiace fázy do granulóznej fázy.
- Strana produktu s mäkkými vláknami sa musí pred aplikovaním dôkladne namočiť, napr. v destilovanej vode alebo roztoku NaCl, v súlade s vnútroštátnymi smernicami

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb, Vliwasorb, Vliwaktiv Ag, Vliwazell, Solvaline N

Tipy

- Aj pri silne keratóznom a nekrotickom povrchu rany vedie k veľmi dobrým výsledkom, ak je predtým vykonaný autolytický debridement.
- Mäkká strana s vláknami sa môže navlhčiť akýmkoľvek dostupným roztokom na vyplachovanie rán.

Debrisoft® pre debridement

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
10 x 10	31 222	A88 252	5/50

Debrisoft® Lolly pre debridement



A S použitím jemného tlaku vyčistíte ranu a/alebo ťažko dostupné miesto mäkkou monofilamentnou hlavovou časťou navlhčeného Debrisoft Lolly.

B vláknové krytie zachytáva uvoľnené nánosy a keratózy a zadržiava ich

Oblasti použitia

- Debridement rán, od hlbokých – vrátane chirurgicky invazívnych – až po povrchové, ako sú:
 - ◆ diabetické vredy,
 - ◆ cievne a žilové vredy,
 - ◆ dekubitálne vredy,
 - ◆ pooperačné a sekundárne sa hojacie rany,
 - ◆ traumatické poranenia, popáleniny a obareniny.
- Debrisoft Lolly: Na debridement ťažko dostupných miest na tele a rán

Vlastnosti

- skosené hroty vlákna účinne uvoľňujú zvyšky z rany a chránia neporušené tkanivo
- zhluk vlákien naberá aj šupiny a keratózy z okolia rany
- rýchlo viditeľné výsledky pri jednoduchom a bezpečnom aplikovaní
- mäkké vlákno zabezpečuje takmer bezbolestné aplikovanie a zvyšuje mieru akceptácie u pacientov

Zloženie produktu

Hlavičku Debrisoft Lolly tvoria monofilamentné polyesterové vlákna a je obšitá modrým röntgenkontrastným vláknom z polypropylénu (obsahuje síran bárnatý a polyester). Vnútoraná strana hlavičky je potiahnutá polyakrylátom. Hlavička je prišitá k polypropylénovej rukoväti.

Upozornenia

- výrobok je určený na debridement, nezostáva na rane
- v prípade potreby je možné ho použiť pri každej výmene krytia
- mal by sa používať dovtedy, kým rana nebude úplne vyčistená a kým rana neprejde z čistiacej fázy do fázy granulácie.

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb, Vliwasorb, Vliwaktiv Ag, Vliwazell, Solvaline N

Tipy

- mäkká strana s vláknami sa môže navlhčiť akýmkoľvek dostupným roztokom na vyplachovanie rán

Debrisoft® Lolly

sterilné, jednotlivito zabalené

REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
33 224	A95 729	5/50

Suprasorb® Liquacel

Krytie s hydroaktívnym vláknom*



- A** znížené riziko macerácie vďaka vertikálnej absorpcii exsudátu a jeho prenosu na sekundárne krytie
- B** pri kontakte s exsudátom z rany vytvára kohézny gél
- C** zadržiava exsudát, odumreté zvyšky buniek (debris) a baktérie v géli

Oblasti použitia

- Sekundárne hojace sa rany, ak exsudujú a sú povrchové až hlboké
- chronické rany, napr.:
 - ◆ ulcus cruris
 - ◆ dekubitus
 - ◆ diabetické vrede
- akútne rany, napr.:
 - ◆ tržné, rezné rany a odreniny
 - ◆ popáleniny druhého stupňa
- rany po úrazoch a rany, ktoré majú tendenciu krváčať, napr.:
 - ◆ po chirurgickom alebo mechanickom debridemente
- rany po chirurgickom zákroku, napr.:
 - ◆ miesta odberu kožného štepu

Vlastnosti

- má podporujúci účinok aj pri ochrane pred maceráciou okraja rany a pokožky v okolí rany
- účinne ošetruje exsudát, čím podporuje vlhké hojenie rán a proces hojenia
- jednoduché použitie vo vlhkom stave, pretože sa dá odstrániť ako jeden celok

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a sekundárneho krytia, najneskôr však po 7 dňoch.
- V suchom stave sa dá Suprasorb Liquacel jednoducho prstrihnúť podľa veľkosti rany. Krytie by malo okraje rany presahovať približne o 1 cm.
- Na hlboké rany zľahka aplikujte do 85 % tamponádu a krytie nechajte presiahnuť okraje rany približne o 2,5 cm.

Kontraindikácie

- popáleniny 3. stupňa
- známa precitlivosť na produkt alebo jeho zložky.

Varianty

- kompresa
- tamponáda

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb P, Suprasorb P silicone, Suprasorb H**, Suprasorb F***, Vliwasorb, Vliwazell, Kompresná liečba, Fixačné ovínadlá

Suprasorb® Liquacel Krytie s hydroaktívnym vláknom

sterilné, jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Kompresa			
5 x 5	33 435	A93 203	10/100
10 x 10	33 436	A93 204	10/100
15 x 15	33 437	A93 205	5/50
Tamponáda			
2 x 45	33 438	A93 206	5/50


* Vyššie uvedené vlastnosti sa vzťahujú na dostupné údaje in vitro.

** Sekundárne krytie pri mierne až stredne silno exsudujúcich ranách.

*** Sekundárne krytie pri mierne exsudujúcich ranách.

Suprasorb® A

Kalciumalginátové krytie



- A** nadbytočný exsudát z rany absorbuje krytie
- B** tvorba gélu prostredníctvom iónovej výmeny

Oblasti použitia

- silno exsudujúce rany
- povrchové alebo hlboké rany
- v exsudačnej alebo granulačnej fáze napr.:
 - ◆ pri dekubitálnych vredoch
 - ◆ pri arteriálnych vredoch,
 - ◆ pri venózných vredoch na predkolení,
 - ◆ pri diabetických vredoch,
 - ◆ miesta odberu kožného štetpu

Vlastnosti

- vysoký komfort vďaka veľmi mäkkej štruktúre a možnosti jednoduchej tamponády
- podporuje hojenie rán vďaka schopnosti vysokej absorpcie exsudátu
- dobrá priľnavosť k akejkoľvek spodine rany (rýchla tvorba gélu)
- naviazanie baktérií a bunkového detritu v géli

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a sekundárneho krytia, najneskôr však po 5 – 7 dňoch.
- Upozornenie pri infekciách: okluzívne sekundárne sa používa iba na základe rozhodnutia lekára, v závislosti od celkovej situácie.

Varianty

- kompresia
- tamponáda

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb P, Suprasorb P silicónne, Suprasorb H, Suprasorb F, Amorfný gél Suprasorb G, Vliwasorb, Vliwazell, Kompresná liečba, Fixačné ovínadlá


Suprasorb® A Kalciumalginátové krytie

sterilné, jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Kompresia			
5 x 5	20 440	A39 591	10/100
10 x 10	20 441	A39 592	10/100
10 x 20	20 442	A39 593	10/100
Tamponáda			
30 cm, 2 g	20 445	A39 594	5/50

Suprasorb® A + Ag

Antimikrobiálne kalciumalginátové krytie



- A** krytie absorbuje nadbytočný exsudát z rany
- B** tvorba gélu prostredníctvom iónovej výmeny
- C** usmrtenie baktérií prostredníctvom uvoľnených iónov striebra

Oblasti použitia

- silno exsudujúce rany
- povrchové alebo hlboké rany
- infekciou ohrozené rany
- infikované rany
- v exsudačnej alebo granulačnej fáze, napr.:
 - ◆ vredy rôzneho pôvodu
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
 - ◆ miesta odberu kožného štetpu
 - ◆ pooperačné rany
 - ◆ mykotické lézie

Vlastnosti

- rýchla a širokospektrálna antimikrobiálna účinnosť, aj proti MRSA a VRE
- podporuje hojenie rán vďaka schopnosti vysokej absorpcie exsudátu
- dobrá príľnavosť k akémukoľvek lôžku rany (tvorba gélu iónovou výmenou)
- zníženie mikrobiálnej záťaže spodiny rany a naviazanie mikróbov v géli

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stavu infekcie, stupňa exsudácie a sekundárneho krytia, najneskôr však po 5 – 7 dňoch.

Upozornenie pri infekciách:

- okluzívne krytie sa používa iba na základe rozhodnutia lekára, závisí to od celkovej situácie.
- Výmena krytia by sa mala vykonávať denne.

Varianty

- kompresa
- tamponáda

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb P, Suprasorb P silicónne, Vliwasorb, Vliwazell, Kompresná liečba, Fixačné ovinačlá


Suprasorb® A + Ag Antimikrobiálne kalciumalginátové krytie

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Kompresa			
5 x 5	20 570	A75 661	10/100
10 x 10	20 571	A75 662	10/50
10 x 20	20 572	A75 663	5/20
Tamponáda			
30 cm, 2 g	20 573	A75 664	5/20

Suprasorb® X

Krytie na rany HydroBalance



- A** nadbytočný exsudát z rany absorbuje krytie
- B** vlhkosť z rany sa odovzdáva v oblasti mierne exsudujúcej rany

Oblasti použitia

- mierne až stredne exsudujúce rany
- povrchové alebo hlboké rany
- neinfikované rany
- vo všetkých fázach hojenia rany, napr.:
 - ◆ vredy rôzneho pôvodu
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
 - ◆ miesta odberu a priloženia kožných štepov
 - ◆ pooperačné rany, napr. kožné štepy
 - ◆ odreniny, lacerácie

Vlastnosti

- zmiernenie bolesti bez pridania liečiv
- veľmi dobré hojenie rán prostredníctvom jedinečného hydrobalančného účinku (reguluje vlhkosť)
- vysoký komfort vďaka veľmi mäkkej a príľnavej štruktúre
- vysoká úspornosť vďaka predĺženiu intervalov výmeny krytia

Upozornenia

- nezávislé od žiarenia
- Interval výmeny krytia:
- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a sekundárneho krytia, najneskôr však po 5 – 7 dňoch.

Varianty

- kompresia
- tamponáda

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb C, Suprasorb P, Suprasorb F, Solvaline N, Lomatuell H, Kompresná liečba, Fixačné ovínadlá


Suprasorb® X krytie na rany HydroBalance

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Kompresia			
5 x 5	20 534	A75 071	5/90
9 x 9	20 531	A75 072	5/80
14 x 20	20 532	A75 073	5/65
Tamponáda			
2 x 21	20 533	A75 074	5/130

Suprasorb® X + PHMB

Antimikrobiálne krytie na rany HydroBalance



- A** nadbytočný exsudát z rany absorbuje krytie
- B** vlhkosť z rany sa odovzdáva v oblasti mierne exsudujúcej rany
- C** usmrtenie mikroorganizmov pomocou uvoľneného polyhexametylén-biguanidu (PHMB)

Oblasti použitia

Účel použitia

- Suprasorb X + PHMB sa používa na hojenie rán alebo redukciu plochy rán ohrozených infekciou alebo infikovaných rán:
 - ◆ mierne až stredne exsudujúce rany
 - ◆ povrchové alebo hlboké rany
- #### Indikácie
- arteriálne a venózne vredy
 - diabetické vredy
 - dekubity
 - povrchové popáleniny 2. stupňa
 - pooperačné chirurgické rany
 - kožné štepy
 - miesta odberu kožného štepu
 - odreniny, lacerácie

Vlastnosti

- v závislosti od stavu rany sa môže vlhkosť preniesť do rany alebo sa absorbuje nadbytočný exsudát
- vytvorenie vlhkého prostredia rany
- atraumatická výmena krytia
- jednoduché prispôsobenie danému tvaru a hĺbke rany
- mimoriadne vhodné na miesta na tele, ktoré sa ťažko ošetrujú
- vlhké prostredie rany s chladivým efektom vnímajú pacienti ako príjemné a tlmiace bolesť
- pôsobí antimikrobiálne proti širokému spektru choroboplodných zárodkov*

Upozornenia

- Používajte vhodné sekundárne krytie.
- Pri výskyte nasledovných príznakov sa obráťte na lekára alebo ošetrovateľa:
 - ◆ zmena farby a/alebo zápachu rany
 - ◆ stagnujúce hojenie rany
 - ◆ klinické príznaky infekcie
- Pri známej neznášanlivosti alebo alergii na jednu alebo viaceré zložky obsahu sa produkt nesmie používať.
- Pri ošetrovaní infikovaných rán nepoužívajte krytie na rany ako jediné opatrenie v rámci liečby, ale podľa zváženého ošetrojúceho lekára ho treba skombinovať s medikamentóznou liečbou v súlade s miestnymi klinickými protokolmi.

Varianty

- kompresa
- tamponáda

Tipy

- **W.A.R. Stupnica na hodnotenie rán ohrozených infekciou**


Suprasorb® X + PHMB antimikrobiálne krytie na rany HydroBalance

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Kompresa			
5 x 5	20 540	A75 075	5/90
9 x 9	20 541	A75 076	5/80
14 x 20	20 542	A75 077	5/65
Tamponáda			
2 x 21	20 543	A75 078	5/130

Suprasorb® C

Kolagénové krytie rán



- A** rýchla absorpcia exsudátu a vytvorenie gélu: faktory zabraňujúce hojeniu rany sa viažu v krytí na rany
- B** pridaný kolagén aktivuje hojenie rany a chráni rastové faktory

Oblasti použitia

Určený účel

- Suprasorb C je indikovaný hlavne pri stagnujúcich stavoch rany, ktoré nereagujú na tradičné krytie.

Indikácie

- diabetické vrede
- tlakové vrede
- venózne alebo zmiešané vaskulárne vrede

/LI1>hojenie chirurgických rán so sekundárnym zámerom

Vlastnosti

- Urýchľuje hojenie rany.
- Porézna štruktúra s vysoko výraznou kapilárnou aktivitou, vďaka ktorej dokáže absorbovať tekutinu.
- Fyzikálna vlastnosť s kontinuálnou absorpciou exsudátu vedie k nasávaní odumretých buniek (ako napr. z nekrotického tkaniva a fibrínovej vrstvy), ako aj proteáz a cytokínov indukujúcich zápal. Tým sa podporuje a urýchľuje tvorba granulózneho tkaniva.
- Stimuluje sa prísun fibroblastov a syntéza kolagénu.
- V granulačnej fáze a na začiatku epitelizačnej fázy podporuje neustály prísun vysokokvalitného kolagénu do rany novú tvorbu vlastných kolagénových fibrilov a vlákien.
- Obnova spodiny rany podporuje potrebné množenie a migráciu epidermálnych buniek. Toto napomáha hojeniu rany.

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Výmeny krytia a opätovná aplikácia Suprasorb C závisia od okolností. V prípade potreby je možné Suprasorb C jednoducho odmočiť a odstrániť fyziologickým roztokom. Pokiaľ lekár nerozhodne inak, Suprasorb C sa nastrihá podľa potrebnej veľkosti a tvaru. V prípade veľmi silno exsudujúcich rán sa krytie vymieňa denne alebo niekoľkokrát za deň.


Suprasorb® C kolagénové krytie rán

sterilné, jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
4 x 6 x 0,8	20 481	A90 727	5/225
6 x 8 x 0,8	20 482	A90 728	5/180
8 x 12 x 0,8	20 483	A90 729	5/90

Suprasorb® P

Polyuretánové penové krytie



Oblasti použitia

- stredne silno exsudujúce rany
- povrchové rany
- neinfikované rany
- vo všetkých fázach hojenia rany, napr.:
 - ◆ vredy rôzneho pôvodu
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
 - ◆ miesta odberu kožného štetpu
 - ◆ pooperačné rany

Vlastnosti

- veľmi dobré hojenie rán vďaka spoľahlivému manažmentu exsudátu
- vysoký komfort pri nosení vďaka mäkkej a príľnavej štruktúre
- jednoduché hodnotenie exsudátu z rany
- polyuretánová membrána odpuzdzuje baktérie a tekutinu*

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany a stupňa exsudácie, najneskôr však po 5 – 7 dňoch. Hneď, ako sfarbenie dosiahne okraj rany, krytie je potrebné vymeniť.
- Suprasorb P je možné použiť ako sekundárne krytie pri ranách ohrozených infekciou v rámci bežnej antimikrobiálnej liečby.
- V suchom stave sa dá Suprasorb P ľahko pristrihnúť podľa veľkosti rany. Krytie by malo okraje rany presiahnuť približne o 2 cm.

Varianty

- samolepiaci
- nelepiavý
- špeciálny tvar – sakrálny

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb Liquacel, Suprasorb A, Suprasorb A + Ag, Suprasorb X, Suprasorb X + PHMB, Suprasorb C, Lomatuell Pro, Kompresná liečba, Fixačné ovínadlá

Suprasorb® P polyuretánové penové krytie

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
samolepiaca			
7,5 x 7,5	20 416	A60 686	10/100
10 x 10	20 417	A60 687	10/100
15 x 15	20 418	A60 688	5/50
15 x 20	20 419	A60 689	5/50
nelepiaci			
5 x 5	20 405	A68 840	10/100
7,5 x 7,5	20 406	A68 841	10/100
10 x 10	20 407	A68 842	10/100
15 x 15	20 408	A68 843	5/50
15 x 20	20 409	A68 844	5/50
sakrálne, samolepiaci			
18 x 20,5	20 415	A88 087	5/50

Suprasorb® P silicone

Silikónové penové krytie



- A** rovnomerné rozmiestnenie exsudátu z rany
- B** so silikónovou príľnavou vrstvou šetrnou k pokožke
- C** odolný voči baktériám a vodotesný
- D** prepúšťajúci vodné pary

Oblasti použitia

- mierne až stredne silno exsudujúce rany
- povrchové až hlboké* rany
- vo všetkých fázach hojenia rany, napr.:
 - ◆ pri vredoch rôzneho pôvodu
 - ◆ dekubitus,
 - ◆ diabetické vrede,
 - ◆ popáleniny 1. a 2. stupňa,
- aby sa zabránilo poškodeniu/natrhnutiu pokožky.

Vlastnosti

- dá sa jednoducho aplikovať a takmer bezbolestne odstrániť
- chráni spodinu rany a citlivú okolité pokožku
- spoľahlivo ošetruje exsudát a podporuje vlhké prostredie pre hojenie rán

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a sekundárneho krytia, najneskôr však po 7 dňoch.
- Suprasorb P silicone je možné použiť ako sekundárne krytie pri ranách ohrozených infekciou v rámci bežnej antimikrobiálnej liečby.
- V suchom stave sa dá Suprasorb P silicone ľahko pristríchnúť podľa veľkosti rany. Krytie by malo okraje rany presiahnuť približne o 2 cm.

Varianty

- border (s lepiacim okrajom)
- non-border (bez lepiaceho okraju)

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb Liquacel, Suprasorb A, Suprasorb A + Ag, Suprasorb C, Kompresná liečba, Fixačné ovínadlá

Suprasorb® P silicone Silikónové penové krytie


sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
border (s lepiacim okrajom)			
7,5 x 7,5	32 445	A93 236	10/100
10 x 10	32 446	A93 237	10/100
15 x 15	32 447	A93 238	5/50
15 x 20	32 448	A93 239	5/50
non-border (bez lepiaceho okraju)			
5 x 5	32 440	A93 231	10/100
7,5 x 7,5	32 441	A93 232	10/100
10 x 10	32 442	A93 233	10/100
15 x 15	32 443	A93 234	5/50
15 x 20	32 444	A93 235	5/50

* pri hlbokých ranách kombinovať s vhodnou výplňou rany

Suprasorb® H

hydrokoloidné krytie



- A** pri absorpcii exsudátu napučí hydrokoloid a vytvorí gél, ktorý naviaže exsudát a zvyšky tkaniva
- B** odpudzuje baktérie a tekutinu
- C** 3. odparuje sa nadbytočná vodná para

Oblasti použitia

- stredne silno exsudujúce rany (Suprasorb H štandardný, sakrálny, okrajový)
- mierne exsudujúce rany (Suprasorb H tenký)
- povrchové rany
- neinfikované rany
- vo všetkých fázach hojenia rany, napr.:
 - ◆ vrede rôzneho pôvodu
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
 - ◆ miesta odberu kožného štetpu
 - ◆ pooperačné rany

Vlastnosti

- veľmi dobré hojenie rán pomocou dobrého ošetrovania exsudátu
- vysoký komfort vďaka jednoduchej aplikácii
- obzvlášť tenké a flexibilné
- odpudzuje baktérie a tekutinu
- Sprchovanie je prípustné

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a možného primárneho krytia, najneskôr však po 5 – 7 dňoch. Pri vytvorení výraznej bubliny nad povrchom rany je potrebné krytie vymeniť.

Varianty

- štandardné
- tenké
- sakrálné
- okrajové

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb Liquacel, Suprasorb A, Suprasorb C, Amorfný gél Suprasorb G, Kompresná liečba

Tipy

- Špeciálne na ošetrovanie syndrómu diabetickej nohy existuje tenké krytie Suprasorb H vo veľkosti 5 x 5 cm.


Suprasorb® H hydrokoloidné krytie

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
štandardné			
10 x 10	20 403	A39 595	10/660
15 x 15	20 401	A39 596	5/50
20 x 20	20 402	A39 597	5/50
tenké			
5 x 5	20 424	A38 727	10/1650
5 x 10	20 410	A39 598	10/480
5 x 20	20 411	A39 599	10/250
10 x 10	20 412	A39 600	10/720
15 x 15	20 413	A39 601	5/50
20 x 20	20 414	A39 602	5/50
sakrálné			
14 x 16	20 430	A39 603	5/200
okrajové			
14 x 14	20 420	A39 604	5/200

Suprasorb® F

fóliové krytie na rany



- A** transparentná polyuretánová fólia
- B** odolná voči baktériám a vodotesná
- C** odparuje sa nadbytočná vodná para

Oblasti použitia

- mierne exsudujúce rany
- povrchové rany
- neinfikované rany
- rany v epitelizačnej fáze, napr.:
 - ◆ vredy rôzneho pôvodu
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
 - ◆ miesta odberu kožného štetpu
 - ◆ pooperačné rany
 - ◆ odreniny

Vlastnosti

- jednoduchá aplikácia
- vysoký komfort pri nosení vďaka bezpečnému a flexibilnému umiestneniu
- veľmi dobrá kontrola rany
- účinná ochrana pred vonkajšími vplyvmi ako choroboplodné zárodky
- veľmi dobré hojenie rán prostredníctvom vysokej prietoknosti
- sprchovanie je prípustné
- utierateľné, aj dezinfekčnými prostriedkami s obsahom alkoholu, jódu a oktenidínu

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Určí ho ošetrojúci lekár podľa stavu rany, stupňa exsudácie a možného primárneho krytia, najneskôr však po 5 – 7 dňoch.
- je možné použiť ako sekundárne krytie pri ranách ohrozených infekciou v rámci bežnej antimikrobiálnej liečby

Varianty

- sterilné, nastrihané fóliové krytie na ranu
- nesterilné fóliové krytie vo forme rolky

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb Liquacel, Suprasorb A, Suprasorb X, Suprasorb X + PHMB, Suprasorb C, Kompresa Suprasorb G, Lomatuell H, Lomatuell Pro, Kompresná liečba

Suprasorb® F fóliové krytie na rany

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5 x 7	20 460	A39 608	10/380
5 x 7	20 461	A39 609	100/1000
10 x 12	20 462	A39 610	10/100
10 x 12	20 463	A39 611	50/200
10 x 25	20 464	A39 612	10/140
15 x 20	20 465	A39 613	10/400
20 x 30	20 466	A39 614	10/180


Suprasorb® F fóliové krytie na rany

zrolované, nesterilné

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
10 x 1 m	20 467		1/16
10 x 10 m	20 468	A73 753	1/16
15 x 10 m	20 469	A73 754	1/10

Suprasorb® G

Gélové krytie



- A** šetrné rozpustenie suchých nekróz vďaka hydrogélovej vrstve
- B** polyuretánová fólia, ktorá odpudzuje baktérie a tekutinu (gélová kompresa)

Oblasti použitia

- nekrotické a slabo exsudujúce rany
- povrchové (kompresa), príp. hlboké (amorfný gél) rany
- neinfikované rany
- vo všetkých fázach hojenia rany, napr.:
 - ◆ vrede rôzneho pôvodu
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
 - ◆ pooperačné rany

Vlastnosti

- uvoľňuje nekrózy a zároveň chráni tkanivo
- poskytuje vlhkosť
- pohodlné použitie pomocou aplikáčnej striekačky (amorfný gél)
- veľmi dobrá kontrola rany cez priehľadnú fóliu (gélová kompresa)

Upozornenia

Gélová kompresa Suprasorb G

- je možné použiť až za okraj rany,
- podľa potreby ju možno zostrihnúť podľa rozmeru plochy rany.

Interval výmeny krytia:

- Gélová kompresa Suprasorb G
 - ◆ pri vyčerpaní zásobníka vlhkosti (objaví sa mierne zakalenie), najneskôr po 5 – 7 dňoch
- Amorfný gél Suprasorb G
 - ◆ v závislosti od sekundárneho krytia, najneskôr po 3 dňoch

Varianty

- gélová kompresa
- amorfný gél

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb C, Suprasorb H, Suprasorb F, Kompresná liečba, Fixačné ovínadlo

Suprasorb® G amorfný gél

sterilný

Veľkosť (g, striekačka)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6	20 478	A39 618	10/500
20	20 479	A65 580	10/240


Suprasorb® G gélová kompresa

sterilná, jednotlivo zabalená

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5 x 7,5	20 470	A39 615	5/25
10 x 10	20 471	A39 616	5/25
20 x 20	20 472	A39 617	3/15

Vliwasorb®, Vliwasorb® adhesive

Supersavá absorpčná kompresia s vysokou kapacitou absorpcie a naviazania



Vliwasorb adhesive

- A** elastická lepiaca membrána zaručuje rozťahnutie superabsorbentu
- B** odpudzuje tekutiny*
- C** chráni pred vonkajšími choroboplodnými zárodkami
- D** bezpečne viaže choroboplodné zárodky v superabsorbente

Oblasti použitia

- silno exsudujúce rany
- povrchové rany v exsudačnej fáze, napr.:
 - ◆ vredy rôzneho pôvodu
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
- pooperačné sekundárne hojace sa rany
- laparotomické rany
- fistuly

Vlastnosti

- veľmi vysoká kapacita absorpcie a naviazania exsudátu z rany
- absorpčné jadro so superabsorbentom, ktorý dokáže absorbovať až 20-násobok vlastnej hmotnosti
- úspora nákladov a času vďaka menej častej výmene krytia
- chráni pred maceráciou okraja rany a vlhkým prostredím rany podporuje hojenie rán
- presvedčivé vlastnosti pri nosení: tenké, flexibilné, polstručuje
- minimalizuje riziko zlepenia s ranou
- Vliwasorb: s vrstvou na ochranu bielizne
- Vliwasorb adhesive: polyuretánová membrána odpudzujúca baktérie a tekutinu

Zloženie produktu

Absorpčný vankúšik: polyetylén, polypropylén, celulóza, polyakrylát sodný (superabsorbent). Podkladová vrstva: polyuretánová membrána, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov).

Upozornenia

- krytie nestrihajte

Varianty

- nelepiavý
- samolepiaci

Odporúčané kombinácie

- veľmi dobre použiteľné pod kompresné krytie
- ako sekundárne krytie pri silno exsudujúcich ranách v kombinácii s krytím pri vlhkej liečbe rán

Vliwasorb®

sterilné, jednotlivo zabalené

Veľkosť	vankúšik na ranu (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
10 x 10	6 x 6	24 501	A81 167	10/360
10 x 20	8,5 x 8,5	24 502	A81 168	10/340
20 x 20	8,5 x 18,5	24 503	A81 169	10/300

Vliwasorb® adhesive

samolepiace, sterilné, jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm)	vankúšik na ranu (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
12 x 12	18 x 18	30 991	A90 323	10/260
15 x 15	18 x 28	30 992	A90 324	10/330

* DIN EN 13726-3

Vliwaktiv®

Absorpčná kompresa s aktívnym uhlím



Vliwaktiv® Absorpčná kompresa s aktívnym uhlím

Oblasti použitia

- na stredne silno až silno exsudujúce rany s tvorbou nepríjemného zápachu, napr. ulcery, dekubity, análne fistuly
- ako sekundárne krytie v kombinácii s krytím pri vlhkom liečení rán

Vlastnosti

- pohlcuje zápach a baktérie
- šetrné k pokožke a priedušné
- ochrana bielizne zabraňuje preniknutiu exsudátu z rany

Zloženie produktu

vlákna aktívneho uhlia, viskóza, polyamid, celulóza, polypropylén, tavné lepidlo (syntetický polymér so živinicou a s voskom).

Upozornenia

- nestrihajte, pretože častice aktívneho uhlia by sa mohli dostať do rany

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb A, Suprasorb A + Ag, Suprasorb C, Vliwaktiv Ag

Vliwaktiv® Absorpčná kompresa s aktívnym uhlím

absorpčná kompresa s aktívnym uhlím, sterilná, jednotlivo zabalená

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
10 x 10	20 254	A60 691	20/400
10 x 20	20 255	A60 692	20/200

Vliwaktiv® Ag

absorpčná kompresia s aktívnym uhlím a tamponáda so striebrom



Vliwaktiv® Ag absorpčná kompresia s aktívnym

Oblasti použitia

- na kriticky kolonizované alebo infikované, nepríjemne zapáchajúce rany
- na rany so zvýšeným rizikom infekcie
- Absorpčná kompresia:
 - ◆ pre silno exsudujúce, povrchové rany
- Tamponáda:
 - ◆ na tamponádu hlbokých rán
 - ◆ ako krytie na rany pri povrchových ranách

Vlastnosti

- pohlcuje zápachy z rany a exsudát
- vďaka obsahu striebra (Ag) pôsobí antibakteriálne v krytí na rany, aj pri viacnásobne odolných choroboplodných zárodkoch (MRSA, VRE)
- viaže endotoxíny
- doplnková vrstva na ochranu bielizne zabraňuje preniknutiu exsudátu z rany

Zloženie produktu

vlákna aktívneho uhlia impregnované striebrom, polyester/polyetylén, doplnkovo v absorpčnej komprese: polypropylén, buničina, tavné lepidlo (syntetický polymér so živicom a voskom).

Upozornenia

- nestrihajte, pretože častice aktívneho uhlia by sa mohli dostať do rany

Varianty

- absorpčná kompresia s netkanou textíliou na ochranu bielizne
- tamponáda

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb A, Kompresná liečba

Vliwaktiv® Ag

sterilné, jednotlivé zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
tamponáda s aktívnym uhlím so striebrom Vliwaktiv Ag			
6,5 x 10	20 700	A73 750	10/300
10 x 10	20 701	A73 751	10/300
10 x 15	20 702	A73 752	10/340
Absorpčná kompresia s aktívnym uhlím so striebrom Vliwaktiv Ag			
10 x 10	20 705	A73 747	10/150
10 x 20	20 706	A73 748	10/110
20 x 20	20 707	A73 749	10/130

Vliwazell®

Vysoko absorpčná univerzálna kompresa



Vliwazell®

Oblasti použitia

- na stredne silno až silno exsudujúce rany
- ako sekundárne krytie pri silno exsudujúcich ranách v kombinácii s krytím pri vlhkom liečení rán

Vlastnosti

- znižuje riziko zlepenia rany
- vysoko absorpčná univerzálna kompresa
- integrovaná distribučná vrstva na rovnomerné rozdelenie exsudátu rany
- pôsobí tmiaco a chráni oblasť rany
- netkaná textília na ochranu bielizne chráni pred preniknutím exsudátu z rany

Zloženie produktu

polypropylén, celulóza.

Upozornenia

- nesterilné verzie možno sterilizovať vodnou parou, etylénoxidom

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb A, Suprasorb A + Ag, Suprasorb C, Vliwaktiv Ag

Vliwazell®

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
sterilné, jednotlivo zabalené, obsah škatule: 30 Kompries			
10 x 10	30 450	A41 180	60/360
10 x 20	30 451	A41 181	30/300
15 x 20	30 452		30/180
20 x 20	30 454	A41 182	30/120
nesterilné, 25 kusov v skladacích škatuliach			
10 x 10	30 430	A41 176	25/900
10 x 20	30 431		25/900
15 x 20	30 432		25/450
15 x 25	30 433		25/200
20 x 20	30 434	A41 178	25/200
20 x 25	30 435		25/150
20 x 40	30 436	A41 179	25/200

Vliwasoft®

Mäkká kompres z netkanej textílie



Vliwasoft® kompres

Oblasti použitia

- na ošetrovanie miernych až stredne silno exsudujúcich rán
- krytie na rany
- na čistenie rán
- ako nosné médium na masti
- na vypodloženie medzi prstami na rukách a na nohách

Nastrihnutá kompres

- na liečbu rán, obzvlášť na krytie drenáží, kanýľ, extenzií kanýľ atď.

Vlastnosti

- z jemne pórovitej, nestrapkajúcej sa netkanej textílie
- šetrné čistenie rán
- dobré absorpčné vlastnosti

Zloženie produktu

viskóza, polyester

Varianty

- Vliwasoft® kompres z netkanej textílie
- Vliwasoft® Nastrihnutá kompres

Vliwasoft® kompres z netkanej textílie

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
sterilné, 4-vrstvové, obsah balenia: 75 x 2 kompresy, zabalené po dvoch			
5 x 5	12 076	A57 038	150/3000
7,5 x 7,5	12 082	A57 039	150/3000
10 x 10	12 065	A57 040	150/3000
10 x 20	12 071	A57 041	150/1500
sterilné, 6-vrstvové, obsah balenia: 50 x 2 kompresy, zabalené po dvoch			
5 x 5	12 079	A21 477	100/2000
7,5 x 7,5	12 085	A21 478	100/2000
10 x 10	12 068	A21 479	100/2000
10 x 20	12 073	A21 480	100/1000
nesterilné, 4-vrstvové, 100 kusov v papierovom vrecku			
5 x 5	12 075	A21 473	100/5000
7,5 x 7,5	12 081	A21 474	100/2500
10 x 10	12 064	A21 475	100/2000
10 x 20	12 070	A21 476	100/1000
nesterilné, 6-vrstvové, 100 kusov v papierovom vrecku			
5 x 5	12 078	A57 034	100/5000
7,5 x 7,5	12 084	A57 035	100/2000
10 x 10	12 067	A57 036	100/2000
10 x 20	12 072	A57 037	100/1000

Vliwasoft® Kompres Vliwasoft® s nástrihom v tvare Y

sterilné, zabalené po dvoch, obsah balenia: 50 x 2 kompresy

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
7,5 x 7,5	12 099	A21 481	100/2000
10 x 10	12 098	A21 482	100/2000

Gazin®

Gázové kompresy



Gázové kompresy Gazin®

Oblasti použitia

- na čistenie rán
- krytie na rany
- na absorpciu telesných tekutín

Vlastnosti

- z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079
- 17- a 20-vláknové
- všetky orezané hrany sa nachádzajú vo vnútri, takže netrčia žiadne okrajové vlákna
- dobrá absorpčná schopnosť

Zloženie produktu

100 % bavlna, röntgenkontrastná textília: modrá, polypropylén, polyesterová niť, síran bárnatý.

Varianty

- s röntgenkontrastným vláknom
- bez röntgenkontrastného vlákna

Odporúčané kombinácie

- Curafix, Curafix H, Lepivá náplast Porofix, Lepivá náplast Silkafix

Gázové kompresy Gazin®

sterilné, bez röntgenkontrastného vlákna

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
balenia po 2 kompresách, 8-vrstvové			
5 x 5	13 620	A57 028	100/1800
7,5 x 7,5	13 621	A57 029	100/1800
9 x 7,5	13 615	A57 030	50/1000
10 x 10	13 622	A57 031	100/2000
Kompresy s nástrihom v tvare Y, balenie po 2 kompresách			
7,5 x 7,5	13 521	A57 032	100/1800
10 x 10	13 522	A57 033	100/2000

Gázové kompresy Gazin®

nesterilné, možno sterilizovať vodnou parou (134 °C), v papierovom vrecku

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
bez röntgenkontrastného vlákna, 17-vláknové, 8-vrstvové			
5 x 5	13 492	A57 022	100/1000
7,5 x 7,5	13 493	A57 023	100/1000
10 x 10	13 494	A57 024	100/1000
bez röntgenkontrastného vlákna, 17-vláknové, 12-vrstvové			
5 x 5	18 501	A57 025	100/1000
7,5 x 7,5	18 504	A57 026	100/1000
10 x 10	18 507	A57 027	100/1000
12,5 x 10	18 509		100/1000
20 x 10	18 510		100/1000
bez röntgenkontrastného vlákna, 17-vláknové, 16-vrstvové			
5 x 5	18 502		100/1000
7,5 x 7,5	18 505		100/1000
10 x 10	18 508		100/1000
12,5 x 10	10 956		100/800
bez röntgenkontrastného vlákna, 20-vláknové, 32-vrstvové			
10 x 10	10 942		50/500
s röntgenkontrastným vláknom, 17-vláknové, 12-vrstvové			
10 x 10	18 514	A87 792	100/1000
20 x 10	18 517		100/1000
s röntgenkontrastným vláknom, 17-vláknové, 16-vrstvové			
10 x 10	18 515		100/1000

Obväzová gáza Gazin®

Oblasti použitia

- na čistenie rán
- krytie na rany
- na absorpciu telesných tekutín
- ako nosné médium na masti atď.

Vlastnosti

- z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- 20-vláknové
- dobrá absorpčná schopnosť

Zloženie produktu

100 % bavlna

Tamponádové ovínadlá Gazin®

Oblasti použitia

- na chirurgicky invazívne, krátkodobá liečba rany pri operačných zákrokoch
- na tamponádu dutín rán a fistúl

Vlastnosti

- z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- dobrá absorpčná schopnosť

Zloženie produktu

100 % bavlna

Tamponádové ovínadlá Gazin®

sterilné, rolované, v plastovom dávkovači, 1-vrstvové

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
1 x 5	13 470	A57 106	1/216
2 x 5	13 471		1/120
5 x 5	13 473	A57 108	1/60

Gáza zložky

nesterilné, 17-vláknové

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (m)
80	17 040	A57 019	100/300
90	17 041	A57 019	100/300
100	17 000	A21 469	100/300

Tampón Gazin®

Tampón z obvazovej gázy, Preparačný tampón RK



Gázové kompresy Gazin®

Tampón Gazin® z obvazovej gázy

Oblasti použitia

- na odsatie krvi a sekrétu pri operačných zákrokoch
- na čistenie rán
- na dezinfekciu pokožky

Vlastnosti

- z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079
- s bezpečnostným krúžkom zo silikónu
- 20-vláknový
- vysoko absorpčný

Zloženie produktu

100 % bavlna;
röntgenkontrastné vlákno: modré, polypropylén, polyesterová niť, síran bárnatý. Bezpečnostný krúžok je vyrobený zo silikónu.

Varianty

- s röntgenkontrastným vláknom
- bez röntgenkontrastného vlákna

Preparačný tampón Gazin® RK

Oblasti použitia

- na preparáciu vrstiev tkanív a anatomických štruktúr

Vlastnosti

- z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079
- 24-vláknový
- pevný a vysoko absorpčný

Zloženie produktu

100 % bavlna;
röntgenkontrastné vlákno: modré, polypropylén, polyesterová niť, síran bárnatý. Bezpečnostný krúžok je vyrobený zo silikónu.

Tampón Gazin®

Tampón z obvazovej gázy, Preparačný tampón RK

Tampón Gazin® z obvazovej gázy

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
nesterilný, bez röntgenkontrastného vlákna, 20-vláknový, vo fóliovom vrecku			
veľ.2 s gumičkou	15 175	A21 483	1000/5000
veľkosť slivky-č.3	15 176	A21 484	1000/5000
veľkosť vajca -č.4	15 177	A21 485	500/2500
veľké-č.5	15 178	A54 266	100/2000
extra veľké -č.6 s krúžkom	15 179	A54 267	500/2000
veľkosť páste -č.7	15 180	A21 486	250/1000
nesterilný, s röntgenkontrastným vláknom, 20-vláknový, vo fóliovom vrecku			
veľkosť vlašského orecha-č.2	15 183	A54 269	1000/5000
veľkosť slivky-č.3	15 184	A54 270	1000/5000
veľkosť vajca-č.4	15 185	A54 271	500/2500
extra veľké -č.6	15 186	A57 100	500/2000
veľkosť páste - č..7	15 223	A57 101	250/1000
sterilný, bez röntgenkontrastného vlákna, 20-vláknový, v papieri/fólii			
veľkosť slivky-č.3 a 2+2	14 961		100 (25 x 4)/1000 (250 x 4)
veľkosť slivky-č.3 a 2+3	14 962	A74 208	125 (25 x 5)/1250 (250 x 5)
veľkosť vajca-č.4 a 2+3	14 968	A74 209	100 (20 x 5)/1000 (200 x 5)
extra veľké -č.6 a 2+3	14 969	A74 210	100 (20 x 5)/1000 (200 x 5)
sterilný, bez röntgenkontrastného vlákna, 20-vláknový, v papieri/fólii			
veľkosť slivky, à 3	15 501		90 (30 x 3)/720 (240 x 3)
veľkosť slivky, à 10	15 500		300 (30 x 10)/1500 (150 x 10)
veľkosť slivky, à 20	15 499		400 (20 x 20)/2000 (100 x 20)
veľkosť vajca, à 10	15 498		300 (30 x 10)/1500 (150 x 10)

Preparačný tampón Gazin® RK

nesterilný, s röntgenkontrastným prúžkom, vo fóliovom vrecku

Veľkosť (ca. cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Veľ. 2, malé, 6 x 6	15 155	A54 276	3000/45000
Veľ. 3, stredné, 8 x 8	15 156	A54 277	2000/30000
Veľ. 4, veľké, 12 x 12	15 157	A54 278	1000/15000

Abdominálne rúšky



Oblasti použitia

- po vykonanej sterilizácii určené na použitie v operačnej sále
- na uchopenie a odtiahnutie orgánov a telesných tkanív
- na zastavenie krvácania a na absorpciu telesných tekutín pri operatívnych zákrokoch

Vlastnosti

- nesterilná
- z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079
- predpraná
- mäkká a absorpčná
- biela farba
- 4-vrstvová

Zloženie produktu

Abdominálne rúšky sa skladajú zo 100 % bavlny. Integrovaný röntgenkontrastný čip sa skladá zo zpolyvinylchloridu a síranu bárnateho.

Varianty

- 17- a 20-väzbová

Abdominálne rúšky s RK

nesterilné, 4-vrstvové, väzba 17

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
23 x 33	13 509	A20 994	100/300
45 x 45	13 512	A20 995	100/300
55 x 65	13 516		100/300

Abdominálne rúšky Toptex® lite RK

nesterilné, 4-vrstvové, väzba 20

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
20 x 30	10 922		80/480
40 x 40	10 923	A20 995	90/180

Solvaline® N

Kompresa na ranu, nelepí sa na ranu



Solvaline® Kompresa na ranu

Oblasti použitia

- na mierne až stredne silno exsudujúce rany
- na sekundárne hojace sa, povrchové rany v pooperačnej oblasti
- na prvé ošetrenie, napr. rezných rán a odrenín
- na popáleniny 2. stupňa
- doplnkovo vhodný aj na vypodloženie pri týchto typoch rán

Vlastnosti

- vysoko absorpčná bavlnená vata
- obojstranne perforovaná polyesterová fólia na rýchlu absorpciu exsudátu z rany
- nízky sklon k zlepeniu sa s ranou: urýchľuje proces hojenia a umožňuje atraumatickú výmenu krytia
- obojstranne použiteľné spodnou alebo vrchnou stranou fóliového krytia
- dá sa nastrihať podľa potreby

Zloženie produktu

Cca 10 % polyester, cca 90 % bavlna

Odporúčané kombinácie

- Suprasorb X, Suprasorb X + PHMB, Kompresná liečba

Solvaline® N

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
sterilné, jednotlivo zabalené			
5 x 5	23 230	A82 834	100/7200
10 x 10	23 231	A82 833	100/2400
10 x 20	23 232	A82 835	50/100
20 x 30	23 233	A82 836	25/300
nesterilný			
5 x 5	23 220		200/20000
10 x 10	23 221		150/3600
10 x 20	23 222		50/1200
20 x 30	23 223		25/300

Metalline®

Viacvrstvá špeciálna kompresa



Metalline® Kompresy



A Metalline® Drenážna kompresa
B Metalline® Tracheálna kompresa

Oblasti použitia

Kompresy Metalline

- na krytie všetkých typov rán, obzvlášť odporúčané na:
 - ◆ odreniny
 - ◆ popáleniny
 - ◆ poleptaniny
 - ◆ operačné rany
 - ◆ v rámci prvotného ošetrovania

Drenážna kompresa Metalline

- na obloženie drenáží a infúzných hadičiek na ošetrovanie rán pri
 - ◆ malokalibrových drenážach
 - ◆ infúzných katéetroch
 - ◆ extenziách pomocou drôtu, resp. klincov

Tracheálna kompresa Metalline

- na ošetrovanie rán a na obloženie tracheálnych kanýl pri tracheostómii a veľkokalibrových drenážach

Vlastnosti

Všetky kompresy

- znížené riziko zlepenia s ranou
- takmer bezbolestná výmena krytia
- šetrné čistenie rán
- priepustné pre vzduch a vodné pary
- príľnavé a mäkké
- dobrá drenáž

Drenážna kompresa Metalline

- kruhový priemer 4,5 – 11 mm, variabilný pre Charriére 9-30

Tracheálna kompresa Metalline

- kruhový priemer 12 – 19 mm, variabilný pre Charriére 31-50

Zloženie produktu

viskóza (spevnená akrylátovým spojivom), vrchná vrstva kompresy je potiahnutá hliníkom.

Kompresa Metalline®

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
sterilné, jednotlivo zabalené			
8 x 10	23 083	A53 610	10/560
10 x 12	23 084	A53 611	10/300
sterilné, jednotlivo zabalené, pre operačné sály, ambulancie a prax, v dávkovacej škatuli			
8 x 10	23 081	A53 612	50/600
10 x 12	23 082	A53 613	50/300
10 x 20	23 087	A53 614	50/300
nesterilné, rolované, vo fóliovom vrecku			
5 m x 10 cm	23 080	A53 608	1/20

Kompresa Metalline® drén

sterilné, jednotlivo zabalené, v dávkovacej škatuli

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6 x 7	23 093	A53 615	50/600

Kompresa Metalline® tracheo

sterilné, jednotlivo zabalené, v dávkovacej škatuli

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
8 x 9	23 094	A53 616	50/600

Metalline®

Balíčky obvázov a utierky



Obvázová utierka Metalline®

Oblasti použitia

Balíček obvázov Metalline

- na veľkoplošné rany pri prvej pomoci, núdzovom ošetrení

Utierka Metalline

- na podloženie a krytie veľkoplošných rán (pred použitím sterilizovať)

Plachta Metalline

- na podloženie pri otvorenom ošetrení veľkoplošných popálenín, poleptanín a odrenín

Obvázová utierka Metalline

- na ošetrenie veľkoplošných poranení, popálenín, poleptanín a odrenín, pri prvej pomoci a pri núdzovom ošetrení

Vlastnosti

- aluminizovaná netkaná textília
- znížené riziko zlepenia s ranou
- takmer bezbolestná výmena krytia
- šetrná k rane a absorpčná
- priepustná pre vzduch a vodné pary
- príľnavá a mäkká

Upozornenia

Obvázová utierka Metalline

- na upevnenie utierky sú pripevnené 4 gumičky

Varianty

Balíček obvázov Metalline

Kombinácia obsahuje

- kompresia Metalline (35 x 45 cm)
- gázové ovínadlo (6 cm x 3 m, viskóza, niť na šitie z bavlny)

Balíček obvázov Metalline®

sterilné, vo fóliovom vrecku, obsahuje:

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
1 kompresu, 35 cm x 45 cm 1 gázové ovínadlo, 6 cm x 3 m			

Plachta Metalline®

sterilná, vo fóliovom vrecku

Veľkosť (m x cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
2,5 x 73	23 050	A53 620	1/20

Utierka Metalline®

nesterilné, rolované, v škatuli

Veľkosť (m x cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
10 x 73	23 070	A53 609	1/10

Obvázová utierka Metalline®

sterilná, vo fóliovom vrecku

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
60 x 80	23 010	A53 618	1/100

Lomatuell® H

Mastný tyl



Lomatuell® H

Oblasti použitia

- miesta odberu kožného štetu
- ulcus cruris
- dekubitus
- popáleniny
- rezné rany
- odreniny

Vlastnosti

- podporuje odvádzanie exsudátu
- znížené riziko zlepenia s ranou
- impregnovaný hydrofóbnym podkladom (odpuďzujúcim vodu)
- podporuje prirodzený priebeh hojenia
- zabezpečuje odpočinok rany

Zloženie produktu

Bavlna (pletený tyl s veľkými okami) a biela vazelína, prikryté pergamenovým papierom.

Odporúčané kombinácie

- Debridement pomocou Debrisoftu, Gazin, Vliwasoft, Vliwasorb, Vliwazell, Vliwaktiv, Vliwaktiv Ag Kompresná liečba, Solvaline N, Suprasorb P, Curafix H, Suprasorb F

Lomatuell® H

sterilné, jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5 x 5	23 314	A39 864	10/360
10 x 10	23 315	A39 865	10/120
10 x 20	23 316	A39 866	10/120
10 x 30	23 317	A39 867	10/80
10 x 10	23 318	A39 868	50/450

Lomatuell® Pro

Dotyková gélotvorná sieť



Lomatuell® Pro

Oblasti použitia

- suché až exsudujúce, povrchové rany
- chronické rany, napr.:
 - ◆ vredy ulcus cruris
 - ◆ dekubity
 - ◆ diabetické vredy na nohe
- akútne rany, napr.:
 - ◆ tržné, rezné rany a odreniny
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
- chirurgické rany po chirurgických zákrokoch, napr.:
 - ◆ sekundárne sa hojace operačné rany
 - ◆ miesta odberu a príjmu kožného štetu

Vlastnosti

- podporuje úspešnosť terapie vďaka vlhkému ošetrovaniu rany
- jednoduché a bezpečné použitie vďaka obojstrannej aplikácii a možnosti zostrihnutia
- atraumatická a takmer bezbolestná výmena krytia vďaka vytvoreniu kontaktnej vrstvy s ranou
- znižuje riziko zlepenia s ranou a okrajom rany
- flexibilný a prílnavý materiál umožňuje bezpečný kontakt so spodinou rany
- otvorená štruktúra sieťky pre dobrý odvod exsudátu

Zloženie produktu

Mriežkovaný tyl z polyesterových vlákien impregnovaný nanášanou masou, zložený z polymérovej matrice (elasticky formovateľná fixačná masa), vazelíny a hydrokoloidu

Upozornenia

Interval výmeny krytia:

- Odporúčaný interval výmeny krytia je spravidla 2 – 4 dni. V závislosti od druhu a stupňa hojenia rany je možné krytie ponechať na rane dlhšie (do max. 7 dní) alebo kratšie – po konzultácii so zodpovedným zdravotníkom.

Odporúčané kombinácie

- Gazin, Vliwasoft, Vliwasorb, Vliwasorb Adhesive, Vliwazell, Vliwaktiv, Vliwaktiv Ag, Solvaline N, Suprasorb P, Suprasorb F, Curafix H, Kompresná terapia

Lomatuell® Pro

sterilné, jednotlivo zatavené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5 x 5	33 616	A95 725	8/288
5 x 5	33 625	A95 725	120/480
10 x 10	33 617	A95 726	8/96
10 x 10	33 621	A95 726	120/480
10 x 10	33 620	A95 726	50/450
10 x 20	33 618	A95 727	8/96
10 x 30	33 619	A95 728	8/64

Vazelínový prúžok na tamponádu



vazelínový prúžok na tamponádu

Oblasti použitia

- na liečbu rán po chirurgických zákrokoch, ako aj na tamponádu a zastavenie krvácania v oblasti ORL, ako aj v čelústnej chirurgii

Vlastnosti

- minimalizuje riziko zlepenia s ranou
- dá sa šetrne odstrániť

Zloženie produktu

Tamponádové ovinadlo z bavlny impregnované bielou vazelínou.

Vazelínový prúžok na tamponádu

nesterilné

Veľkosť (cm x m)	REF	BJ (ks.)
jednotlivo v hliníkovom vrecku		
2 x 1	13 514	10/300
jednotlivo v plastovej nádobe		
2 x 10	13 515	1/96

Curafix® i.v. control/Curafix® i.v.

Náplast' na fixáciu kanýl



Curafix® i.v. control



Curafix® i.v.

Curafix® i.v. control

Transparentné krytie na fixáciu kanýl

Oblasti použitia

- na rýchlu a bezpečnú fixáciu periférnych permanentných kanýl

Vlastnosti

- netkaná textilía a fóliový laminát s priehľadným okienkom na kontrolu miesta punkcie
- jednoduchá aplikácia
- spoľahlivá ochrana pred infekciou pomocou presného tesnenia
- zaoblené rohy
- odolné voči baktériám, umývateľné
- odolné voči dezinfekčným prostriedkom
- priepustné pre vodné pary
- dobré upevnenie na pokožke
- s doplnkovým sterilným vankúšikom s výplňou

Zloženie produktu

Netkaná textilía: biela, 100 % polyester, fólia: polyuretán, neдрáždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov).

Odporúčané kombinácie

- Lepivá náplast' Silkafix, Lepivá náplast' Porofix

Curafix® i.v.

Náplast' z netkanej textilíe na fixáciu kanýl

Oblasti použitia

- na rýchlu a bezpečnú fixáciu periférnych permanentných kanýl

Vlastnosti

- so stredovým nástrihom a perforáciou
- zaoblené rohy
- jednoduchá aplikácia
- priepustné pre vodné pary
- dobré upevnenie na pokožke
- s doplnkovým sterilným vankúšikom s výplňou
- nezávislé od žiarenia

Zloženie produktu

Netkaná textilía: biela, 100 % polyester, neдрáždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na ranu: viskóza/polypropylén/polyetylén, polyetylénová fólia.

Odporúčané kombinácie

- Lepivá náplast' Silkafix, Lepivá náplast' Porofix

Curafix® i.v. control Transparentné krytie na fixáciu kanýl

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
9 x 6	30 200	50/400

Curafix® i.v. Náplast' z netkanej textilíe na fixáciu kanýl

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
9 x 6	30 050	A38 839	50/400

Curafix® i.v. classic, Curafix® i.v.

Náplast na fixáciu kanýl



Curafix® i.v. classic Náplast na fixáciu kanýl

Curafix® i.v. classic

Tkaninová náplast na fixáciu kanýl

Oblasti použitia

- na fixáciu rôznych typov infúzných kanýl a ich prírodných hadičiek

Vlastnosti

- nerozťahnutelné
- vysoká priepustnosť vzduchu
- so stredovým otvorom/zárezom na jednoduchú a rýchlu fixáciu

Zloženie produktu

Nosná tkanina: telová farba, viskóza, neдрáždivé lepidlo zo syntetického kaučuku.

Odporúčané kombinácie

- Lepivá náplast Silkafix, Lepivá náplast Porofix, Suprasorb F

Curafix® i.v.

Súprava náplastí na fixáciu kanýl

Oblasti použitia

- na fixáciu rôznych typov infúzných kanýl a ich prírodných hadičiek

Vlastnosti

- nerozťahnutelné
- vysoká priepustnosť vzduchu

Zloženie produktu

Nosná tkanina: telová farba, viskóza, neдрáždivé lepidlo zo syntetického kaučuku.

Odporúčané kombinácie

- Lepivá náplast Silkafix, Lepivá náplast Porofix, Suprasorb F

Curafix® i.v. classic Tkaninová náplast na fixáciu kanýl

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
2,5 x 12,5	30 102	20/2000

Curafix® i.v. Súprava náplastí na fixáciu kanýl

sterilné, zabalené v súprave


Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (bal.)
2 prúžky	2,5 x 10	30 112	50/300
1 prúžok	1,3 x 10		

Curagard®, Suprasorb® F

Náplasť na fixáciu kanýl



Curagard®



Suprasorb® F

Curagard®

Oblasti použitia

- na fixáciu periférnych a centrálnych katétrov

Vlastnosti

- transparentná priedušná membrána s penovým rámom a elastickým fixačným prúžkom
- bariéra proti baktériám a kvapalinám

Zloženie produktu

Rám a fixačný prúžok: polyetylénová pena. Membrána: polyuretánová fólia, polyakrylátové lepidlo.

Odporúčané kombinácie

- Lepivá náplasť Silkafix, Lepivá náplasť Porofix

Suprasorb® F

Oblasti použitia

- mierne exsudujúce rany
- povrchové rany
- neinfikované rany
- rany v epitelizačnej fáze, napr.:
 - ◆ vredy rôzneho pôvodu
 - ◆ popáleniny 2. stupňa
 - ◆ miesta odberu kožného štepu
 - ◆ pooperačné rany
 - ◆ odreniny

Vlastnosti

- jednoduchá aplikácia
- vysoký komfort pri nosení vďaka bezpečnému a flexibilnému umiestneniu
- veľmi dobrá kontrola rany
- účinná ochrana pred vonkajšími vplyvmi ako choroboplodné zárodky
- veľmi dobré hojenie rán prostredníctvom vysokej priedušnosti
- sprchovanie je prípustné
- utierateľné, aj dezinfekčnými prostriedkami s obsahom alkoholu, jódu a oktenidínu

Curagard®

sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Curagard SP, tvar omega, pre dospelých			
7,5 x 6,5	30 117	A87 795	100/500
Curagard JR, tvar omega, pre deti			
4 x 6,5	30 116	A30 743	100/500
Curagard AP, pravouhlá			
7 x 6	30 115	A30 744	100/500
Curagard TPN, pravouhlá			
13 x 10	30 118	A30 745	25/150

Suprasorb® F Fóliové krytie na rany

fóliové krytie na rany, sterilné, jednotlivito zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5 x 7	20 460	A39 608	10/380
5 x 7	20 461	A39 609	100/1000

Curapor®

Chirurgické krytie na rany, sterilné



Curapor® Chirurgické krytie na rany, sterilné

Oblasti použitia

- na prvotné sterilné ošetrenie
- na výmenu krytia pri ranách každého druhu na operačnej sále, v ambulancii a v praxi

Vlastnosti

- pripravené na použitie
- mäkké, elastické, priepustné pre vzduch a vodné pary
- vysoká absorpčná schopnosť
- dobrý tlmiaci účinok
- dobré upevnenie na pokožke
- bezbolestné odstránenie bez zvyškov
- znížené riziko zlepenia s ranou
- nezávislé od žiarenia

Zloženie produktu

Nosná netkaná textília: biela, 100 % polyester, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na ranu: absorpčná vrstva z viskózy/polyesteru, polyesterová/polyetylénová vrstva, ktorá prichádza do kontaktu s ranou.

Curapor® Chirurgické krytie na rany, sterilné

jednotlivo sterilne zabalené

Veľkosť (cm)	vankúšik na ranu (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
7 x 5*	4 x 2,5	32 902	A38 777	5/100
10 x 8*	6 x 4	32 903	A38 778	5/100
7 x 5*	4 x 2,5	32 912	A38 777	100/600
10 x 8*	6 x 4	32 913	A38 778	50/300
10 x 15	5 x 11	32 914	A38 779	50/300
10 x 20	5 x 16	32 915	A39 780	50/300
10 x 25	5 x 20	32 916	A38 781	50/250
10 x 30	5 x 25	32 917	A38 782	50/250
10 x 34	5 x 29	32 918	A38 782	50/200

Curapor®

Transparentné krytie na rany, sterilné



Curapor® Transparentné krytie na rany, sterilné

Oblasti použitia


- na sterilné ošetrenie pooperačných rán, poranení pri nehode, ako aj malých rezných rán a odrení v minimálne invazívnej chirurgii
- na minimálne invazívne chirurgické zákroky
- na ochranu pred sekundárnymi infekciami
- ako krytie pri sprchovaní a plávaní

Zloženie produktu

Nosná fólia: 100 % polyuretán, ne-dráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na ranu: Absorpčná vrstva z viskózy/polyesteru, polyesterová/polyetylénová vrstva, ktorá prichádza do kontaktu s ranou.

Vlastnosti

- pripravené na použitie
- transparentné a vodotesné
- priedušné
- nepriepustné pre baktérie
- odolné voči bežným dezinfekčným prostriedkom
- drží pevne a presne drží tvar
- bezbolestné odstránenie bez zvyškov
- malé riziko zlepenia s ranou
- vhodné aj na citlivú pokožku



Sterilné transparentné krytie na rany Curapor sa aplikuje jednoducho.

- A** jednoducho odlúpnite krycí papier a odlepte ho...
- B** ... produkt otočte...
- C** ... jemne pritlačte na vyčistenú pokožku...
- D** ... odstráňte podpornú fóliu – hotovo!

Curapor® Transparentné krytie na rany, sterilné

jednotlivo, sterilne zabalené

Veľkosť (cm)	vankúšik na ranu (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
7 x 5	4 x 2,5	13 099	A70 948	5/120
10 x 8	6 x 4	13 100	A70 949	5/170
7 x 5	4 x 2,5	13 101	A70 950	50/500
10 x 8	6 x 4	13 102	A70 951	25/200
10 x 15	5 x 11	13 103	A70 952	25/225
10 x 20	5 x 16	13 104	A70 953	25/225
10 x 25	5 x 20	13 105	A70 954	25/225

Silkafix®

Lepivá náplast'



Silkafix® Lepivá náplast'

Oblasti použitia

- na fixáciu kompres, obväzov, venózných katétrov, kanýl, drenáží alebo sond

Vlastnosti

- dá sa priečne a pozdĺžne roztrhnúť
- neroztiahnuteľné
- nedráždivé
- dobre držiace lepidlo, ktoré sa dá z pokožky odstrániť takmer bez zvyškov,
- odolné voči vode a nečistotám

Zloženie produktu

umelý saténový taft, biela farba, 100 % acetát: nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov).

Odporúčané kombinácie

- Očné kompresy Pro-ophta, Očný vankúšik Pro-ophta, Vliwasorb, Suprasorb P nelepivý, Kompresa Metalline drén, Kompresa Metalline tracheo

Silkafix®

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5 m rolka na plastovej cievke			
1,25	34 324	A38 831	18/450
2,5	34 325	A38 832	12/336
5,0	34 326	A38 833	6/150
9,2 m rolka na kartónovej výplni			
1,25	34 327	A38 834	24/480
2,5	34 328	A38 835	12/240
5,0	34 329	A38 836	6/120

Porofix®

Lepivá náplast'



Porofix® Lepivá náplast'

Oblasti použitia

- na fixáciu kompres, obväzov, venózných katétrov, kanýľ, drenáží alebo sond

Vlastnosti

- neroztiahnuteľné
- nedráždi pokožku
- drží rýchlo a spoľahlivo
- vodotesné

Zloženie produktu

viskózna tkanina, telovej farby, lepidlo zo syntetického kaučuku (bez obsahu kolofónia a jeho derivátov).

Odporúčané kombinácie

- Očné kompresy Pro-ophta, Očný vankúšik Pro-ophta, Vliwasorb, Suprasorb P nelepivý, Kompresa Metalline drén, Kompresa Metalline tracheo

Porofix® Lepivá náplast'

5 m rolka na plastovej cievke

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
1,25	34 310	A38 828	18/450
2,5	34 311	A38 829	12/336
5	34 312	A38 830	6/150

Curafix® H

Veľkoplošná fixačná náplast'



Curafix® H

Oblasti použitia

- na celoplošnú fixáciu krytia rany a miestach na tele, na ktoré sa ťažko umiestňujú obvazy, napr. na kĺboch alebo na krku
- na fixáciu drenáží, katétrov atď.

Vlastnosti

- ohybné
- priepustné pre vzduch a vodné pary
- nezávislé od žiarenia

Zloženie produktu

Netkaná textília: biela, 100 % polyester, neдрáždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov).

Odporúčané kombinácie

- Vliwasorb, Solvaline N, Suprasorb P nelepivý, Vliwaktiv, Vliwaktiv Ag

Curafix® H

jednotlivo v skladacích škatuliach

	Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
2 m rolka				
	15	30 340	A38 849	1/72
10 m rolka				
	5	30 341	A38 850	1/36
	10	30 342	A38 851	1/45
	15	30 343	A38 852	1/30
	20	30 344	A38 853	1/24
	30	30 345	A38 854	1/15

Curaplast® sensitive

Rýchloobväz na rany



Curaplast® sensitive Rýchloobväz na rany

Oblasti použitia

- na ošetrovanie malých zranení na klinike, v ambulancii, v domácnosti alebo v praxi

Vlastnosti

- na citlivú pokožku
- mäkký a priľnavý
- mierne priečne elastický
- dobre sa prispôsobuje tvarom tela
- vankúšik na ranu bezpečne fixuje na pokožke
- znížené riziko zlepenia v oblasti rany vďaka sieťovej fólii
- takmer bezbolestná výmena krytia
- vankúšik na ranu po celej ploche
- dá sa nastrohať podľa potreby

Zloženie produktu

Nosná netkaná textília: telová farba, 100 % polyester, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na ranu: viskóza, polypropylén/polyetylén, sieťová fólia z polyetylénu.

Curaplast® sensitive Rýchloobväz na rany

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (bal.)
5 m rolka v dávkovacej škatuli			
4 x 5	30 616	A38 759	1/36
6 x 5	30 617	A38 760	1/40
8 x 5	30 618	A38 761	1/24

Curaplast® sensitive

Injekčná náplast'



Oblasti použitia

- po punkciách, injekciách atď

Vlastnosti

- na citlivú pokožku
- mäkký a príľnavý
- mierne priečne elastický
- prispôsobuje sa tvarom tela
- vankúšik na ranu bezpečne fixuje na pokožke
- nízke riziko zlepenia v oblasti rany vďaka sieťovej fólii
- takmer bezbolestná výmena krytia
- náplast' na cievke (v dávkovacej škatuli)
- jednoduchá a rýchla manipulácia prostredníctvom perforácie medzi jednotlivými časťami náplasti

Zloženie produktu

Nosná netkaná textília: telová farba, 100 % polyester, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na ranu: viskóza, polypropylén/polyetylén, sieťová fólia z polyetylénu.

Curaplast® sensitive Injekčná náplast'

Rolka s 250 kusmi

Veľkosť (cm)	vankúšik na ranu (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (bal.)
2 x 4	1,5 x 2,0	30 625	A38 767	1/16

Curaplast® sensitive

Prúžky, Krytie na prst



Curaplast® sensitive Strips

Curaplast® sensitive Strips

Oblasti použitia

- na ošetrovanie malých poranení v každodennom živote

Vlastnosti

- na citlivú pokožku
- mäkký a príľnavý
- mierne priečne elastický
- prispôsobuje sa tvarom tela
- vankúšik na ranu bezpečne fixuje na pokožke
- nízke riziko zlepenia v oblasti rany vďaka sieťovej fólii
- takmer bezbolestná výmena krytia
- rôzne veľkosti
- vankúšik na ranu v stredovej časti

Zloženie produktu

Nosná netkaná textilná: telová farba, 100 % polyester, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na ranu: viskóza, polypropylén/polyetylén, sieťová fólia z polyetylénu.

Curaplast® sensitive, krytie na prst

Oblasti použitia

- na ošetrovanie malých poranení v každodennom živote

Vlastnosti

- na citlivú pokožku
- mäkký a príľnavý
- mierne priečne elastický
- prispôsobuje sa tvarom tela
- vankúšik na ranu bezpečne fixuje na pokožke
- nízke riziko zlepenia v oblasti rany vďaka sieťovej fólii
- takmer bezbolestná výmena krytia

Zloženie produktu

Nosná netkaná textilná: telová farba, 100 % polyester, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na ranu: Viskóza, polypropylén/polyetylén, sieťová fólia z polyetylénu.

Curaplast® sensitive Prúžky

Veľkosť (cm)	REF	BJ (bal.)
10 pásov v priehľadnom obale, jednotlivé zabalené		
6 prúžkov, 1,9 x 7,2	17 082	1/340
4 prúžky, 2,5 x 7,2		

Curaplast® sensitive Krytie na prst

10 kusov v skladacej škatuli

Veľkosť (cm)	REF	BJ (bal.)
2 x 18	17 086	1/30

Curaplast® Strips Prúžky, vodotesné, Kids



Curaplast® Kids

Curaplast® Prúžky, vodotesné

Oblasti použitia

- na ošetrovanie malých poranení v každodennom živote

Vlastnosti

- vankúšik na ranu v stredovej časti
- vankúšik na ranu bezpečne fixuje na pokožke
- nízke riziko zlepenia v oblasti rany vďaka sieťovej fólii
- vodotesné

Zloženie produktu

Nosný laminát: telovej farby, polypropylénová netkaná textília a polyetylénová vrstva, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na ranu: Viskóza, polyetylén, sieťová fólia z polyetylénu.

Curaplast® Kids

Oblasti použitia

- na ošetrovanie malých poranení v každodennom živote

Vlastnosti

- vankúšik na ranu v stredovej časti
- vankúšik na ranu bezpečne fixuje na pokožke
- nízke riziko zlepenia v oblasti rany vďaka sieťovej fólii
- s veselými detskými motívmi
- odolná voči vode a nečistotám
- flexibilná a trvanlivá

Zloženie produktu

Nosná fólia: polyetylén, lepidlo zo syntetického kaučuku (bez obsahu kolofónia a jeho derivátov). Vankúšik na rany: viskóza, polypropylén/polyetylén, sieťová fólia z polyetylénu.

Curaplast® Prúžky, vodotesné

10 prúžkov v priesvitnom obale, jednotlivito hygienicky zabalené

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (bal.)
8 prúžkov	2,5 x 7,2	17 084	A38 775	1/30
10 prúžkov	1,9 x 7,2			

Curaplast® Kids

15 prúžkov v skladacej škatuli, jednotlivito hygienicky zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (bal.)
1,7 x 6	30 630	A38 774	1/48

Porofix®

Komôrková náplast'



Porofix® Komôrková náplast'

Oblasti použitia

- na úpravu okrajov rany pri povrchových bodných a rezných poraneniach alebo pri pomliaždeninách
- vhodná aj na odľahčenie stehov v rane

Vlastnosti

- neohybná textília odolná voči ťahu
- nízke riziko zlepenia s ranou, pretože v mieste s okienkom je na strane rany vložená fólia potiahnutá hliníkom
- umožňuje odtok exsudátu a vizuálnu kontrolu

Zloženie produktu

Tkanina: telová farba, 100 % viskóza, nedráždivé lepidlo zo syntetického kaučuku (bez obsahu kolofónia a jeho derivátov).

Porofix® Komôrková náplast'

zabalené po dvoch

Veľkosť (cm x cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
2,5 x 12,5	30 100	A38 840	10/1560

Porofix® Pupočná náplast'

hotové na použitie, 2-dielna narezaná náplast' na konzervatívne ošetrovanie po odstrihnutí pupočnej šnúry u novorodenca

REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
30 160	A41 630	1/340

Fixácia | vystuženie a odľahčenie | kompresná liečba



Gázové ovínadlo Geka®

Neelastické fixačné ovínadlo



Gázové ovínadlo Geka®



Crimpelast®

Gázové ovínadlo Geka®

Tuhé fixačné ovínadlo

Oblasti použitia

- na fixáciu krytia
- na stabilizovanú polohu častí tela
- na kompresiu

Vlastnosti

- neelastické
- 20-vláknové
- s tkanými hranami
- biela farba

Zloženie produktu

100 % viskóza

Gázové ovínadlo Geka®

4 m (v neroztiahnutom stave)

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6	10 228	A21 497	20/200
8	10 232	A21 498	20/200
10	10 211	A21 499	20/160
12	10 217	A21 500	20/120

Mollelast®

Elastické fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia
- na kompresiu

Odporúčané kombinácie

- na fixáciu sadry a dlahy, napr. longeta Cellacast

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca. 100 %)
- priedušné a drsné
- aplikácia s malým množstvom záhybov
- spoľahlivo fixuje aj na kónických častiach tela a v oblasti kĺbov
- s tkanými hranami
- biela farba

Zloženie produktu

56 % viskóza, 44 % polyamid

Upozornenia

- možno sterilizovať vodnou parou (134 °C)

Mollelast®

4 m (dĺžka po rozťahnutí)

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
voľne v škatuli			
4	19 410		20/520
6	19 411		20/360
8	19 412		20/500
10	19 413		20/360
12	19 414		20/320
jednotlivo zabalené			
4	14 410	A21 490	20/520
6	14 411	A21 491	20/360
8	14 412	A21 492	20/500
10	14 413	A21 493	20/360
12	14 414	A21 494	20/320

Raucolast®

Elastické fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na fixáciu (napr. krytia na rany, polstrovacieho materiálu, kanýl a dláh)

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické
- priedušné a drsné
- aplikácia s malým množstvom záhybov
- spoľahlivo fixuje aj na kónických častiach tela a v oblasti kĺbov
- s tkanými hranami
- biela farba

Zloženie produktu

55 % polyamid, 45 % polyester

Upozornenia

- možno sterilizovať žiarením a etylénoxidom

Raucolast®

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
4 m (dĺžka po rozťahnutí), voľne v škatuli			
4	11 493		20/320
6	11 496	A74 457	20/200
8	11 499	A74 458	20/200
10	11 485	A74 459	20/160
12	11 488	A74 460	20/120
4 m jednotlivé balené v celofáne			
6	11 495	A57 214	20/200
8	11 498	A57 215	20/200
10	11 494	A57 216	20/200
12	11 487	A57 217	20/120
15	11 490		20/120

Mollelast® haft, Mollelast® haft color Mollelast® haft bez obsahu latexu

Kohezívne bielastické fixačné ovínadlo



Oblasti použitia

- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia a kanýl
- na kompresiu

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické
- priečne elastické
- Mollelast haft bez latexu nemôže maž latexové čistočky
- priedušné
- neabsorbuje
- spoľahlivá fixácia obrátok ovínadla
- ekonomické použitie materiálu
- s vysoko kvalitnou stabilnou tkanou hranou

Zloženie produktu

Mollelast haft/bez obsahu latexu:
66 % viskóza, 34 % polyamid, s
povrchovou mikrovrstvou jemného
lepidla z prírodného kaučuku (latex).

Mollelast haft color:
66 % viskóza, 34 % polyamid, s
antialergénnou syntetickou mikrov-
rstvou.

Upozornenia

- možno sterilizovať vodnou parou
(134 °C)

Varianty

Mollelast haft/bez obsahu latexu:
cca 65 % pozdĺžne ohybné/cca
50 % priečne rozťahnutelné

Mollelast haft color:
cca 55 % pozdĺžne ohybné/cca
50 % priečne rozťahnutelné

Odporúčané kombinácie

- na fixáciu sadry a dlahy, napr.
longeta Cellacast

Mollelast® haft, Mollelast® haft color Mollelast® haft bez obsahu latexu

Kohezívne bielastické fixačné ovínadlo

Mollelast® haft

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Biely, 4m, balený po jednom kuse			
6	30 064	P88 086	1/100
8	30 065	P88 086	1/120
10	30 066	P88 086	1/120
12	30 067	P88 086	1/100
Biely 20 m, balený po 1 kuse			
6	30 069		1/18
8	30 070		1/18
10	30 071		1/18
12	30 072		1/18

Mollelast® haft color

20 m (dĺžka po rozťahnutí), po jednom v skladacej škatuli

Šírka (cm)	REF	BJ (ks.)
červená		
6	30 073	1/18
8	30 074	1/18
10	30 075	1/18
modrý		
6	30 076	1/18
8	30 077	1/18
10	30 078	1/18

Mollelast® haft bez obsahu latexu

Šírka (cm)	REF	BJ (ks.)
biely 4 m, balený po jednom kuse		
4	89 590	1/120
6	89 591	1/120
8	89 592	1/120
10	89 593	1/120
12	89 594	1/100
biely, 20 m, balený po jednom kuse		
4	89 595	1/18
6	89 596	1/18
8	89 597	1/18
10	89 598	1/18
12	89 599	1/18



Oblasti použitia

- na fixáciu kompres na rany a kompres s masťami rôzneho typu
- na aplikáciu oklúzných fólií
- na fixáciu dlahových obväzov

Vlastnosti

- pletené s veľkými okami
- bielastické
- aplikácia s malým množstvom záhybov
- minimalizácia potrhania po nastrežnutí

Zloženie produktu

71 % polyamid (zvlhčený), 29 % elastodién (latex), bez optických zosvetľovačov

Upozornenia

- možno vyprať
- možno sterilizovať vodnou parou (121 °C) a lúčmi

Tipy

- na kontrolu rán a výmenu kompresy väčšinou stačí sieťový tubus čiastočne nadvíhnuť alebo vyrolovať
- veľmi dobre vhodný na domácu starostlivosť

tg[®] fix

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
4 m (dĺžka po rozťahnutí), rolované v skladacej škatuli			
A na prst	24 240	A21 587	1/100
B na malú končatinu (viacero prstov/ruka/noha)	24 241	A21 588	1/100
C na veľkú končatinu (malá hlava/ruka/noha)	24 242	A21 589	1/98
D na veľkú hlavu, malý trup	24 243	A21 590	1/58
E na veľký trup, boky, podpazušie	24 244	A21 591	1/28
25 m (v natiiahnutom stave), rolka vo výdajovom kartóne			
A na prst	24 250	A21 582	1/66
B na malú končatinu (viacero prstov/ruka/noha)	24 251	A21 583	1/20
C na veľkú končatinu (malá hlava/ruka/noha)	24 252	A21 584	1/16
D na veľkú hlavu, malý trup	24 253	A21 585	1/16
E na veľký trup, boky, podpazušie	24 254	A21 586	1/12

tg® grip

Výstužný tubulárny obvaz



Oblasti použitia

- na vystužujúce a fixačné obvazy s miernou kompresiou

Vlastnosti

- príľnavé s rovnomerným tlakovým účinkom
- priedušné
- praktické a šikovné
- mierne polstrujúce
- aplikácia s malým množstvom záhybov
- pletené bez švov
- priečne elastické
- šetrné k pokožke vďaka vysokému podielu bavlny

Zloženie produktu

85 % bavlna, elastodién (latex), ovinuté polyamidovou niťou

Upozornenia

- možno vyprať pri teplote 60 °C
- možno sterilizovať vodnou parou (134 °C)

Tipy

- vmožné zosilnenie kompresie aplikáciou druhej vrstvy obväzu alebo menšou veľkosťou

tg® grip

10 m rolka v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (RIL.)
A (4,6 cm) na detskú ruku, detské predlaktie	24 120	A21 593	1/24
B (6 cm) na detskú ruku, detské predlaktie	24 121	A21 594	1/16
C (6,5 cm) na ruku (úzka), detskú nohu	24 122	A21 595	1/16
D (7,5 cm) na ruku (stredná), predkolenie	24 123	A21 596	1/16
E (8,75 cm) na ruku (veľká), nohu, stehno (malá)	24 124	A21 597	1/12
F (10 cm) na nohu, stehno (stredná)	24 125	A21 598	1/12
G (12 cm) na nohu, stehno (veľká)	24 126	A21 599	1/8
J (17,5 cm) na trup (malá)	24 127	A21 600	1/6
K (21,5 cm) na trup (stredná)	24 128	A21 601	1/4
L (32,5 cm) na trup (veľká)	24 129	A21 602	1/4
M (37,5 cm) na trup (extra veľká)	24 130	A21 603	1/2

Lenkelast®

Lenkelast® color

Univerzálne ovínadlo so stredným ťahom



Oblasti použitia

- na zafixovanie krytia (napr. krytie na rany, polstrovací materiál, dlahy a kanyly)
- na vystuženie a na odľahčenie kĺbov
- na ľahkú kompresívnu terapiu

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca 130 %)
- drsné, mäkké
- trvalo elastické
- priedušné
- aplikácia s malým množstvom záhybov
- dobré prilnutie hotového krytia
- s tkanými hranami

Zloženie produktu

64 % bavlna, 35 % polyamid, 1 % elastan

Upozornenia

- možno sterilizovať vodnou parou (134 C) - doplniť

Varianty

- krémová farba
- biela farba
- modrá farba
- zelená farba
- červená farba

Lenkelast®

5 m (dĺžka po roztiahnutí), jednotlivo zabalené

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6	39 430	A74 447	10/250
8	39 431	A74 448	10/200
10	39 432	A74 449	10/240
12	39 433	A74 450	10/200
15	39 434	A74 451	10/160
20	39 435	A74 452	10/100

Lenkideal®

Ideálne ovínadlo s krátkym ťahom



Oblasti použitia

- na komprimujúcu fixáciu krytia rán
- na kompresiu končatín pri flebológii
- na prevenciu trombózy pred operáciou, počas operácie a po nej
- na výstuž a odľahčenie pri distorziách a kontúziách, ako aj na športové bandáže
- na ošetrovanie zápalov šľachovej pošvy

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca. 90 %)
- trvalo elastické
- priedušné
- krytie takmer neabsorbuje
- s tkanými hranami
- biela farba

Zloženie produktu

64 % bavlna, 34 % polyamid,
2 % elastan

Upozornenia

- možno sterilizovať vodnou parou (134 °C) a etylénoxidom

Odporúčané kombinácie

- na fixáciu sadry a dlahy, napr. longeta Cellacast

Lenkideal®

5 m (dĺžka po rozťahnutí)

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
so svorkami na zapnutie, jednotlivo zabalené			
6	14 581	A68 261	10/100
8	14 582	A68 262	10/140
10	14 583	A68 263	10/120
12	14 584	A68 264	10/120
15	14 585	A68 265	10/120
bez svoriek na zapnutie, voľne v škatuli			
4	19 580	A21 534	10/140
6	19 581	A21 534	10/100
8	19 582	A21 534	10/140
10	19 583	A21 534	10/120
12	19 584	A21 534	10/120
15	19 585	A21 534	10/120



Porotape®



Haftan®

Porotape®

Oblasti použitia

- na čiastočnú imobilizáciu s výstužnou a odľahčujúcou funkciou na kĺboch, šľachách, svaloch a väzoch
- na preventívne obvazy na zabránenie preťaženia a poranení
- aplikuje sa priamo na pokožku alebo v kombinácii s náplastovými ovínadlami/ovínadlom Haftan

Vlastnosti

- neelastické
- odolné voči ťahu
- dá sa priečne a pozdĺžne roztrhnúť
- vodotesné
- dobre držiace lepidlo
- dobre navinuteľné
- zúbkovitý okraj uľahčuje oddelenie a zabraňuje strapkaniu okrajov

Zloženie produktu

100 % viskóza, lepidlo na báze oxidu zinočnatého a kaučuku.

Odporúčané kombinácie

- Náplastové ovínadlá, Cellacast Xtra, Cellacast Active, Cellacast Soft

Haftan®

Oblasti použitia

- na použitie ako výstuha pod kompresné a tapovacie obvazy
- na fixáciu tlak zosilňujúcich kompresíí a polstrovacieho materiálu pod sadrovými a dlahovými obvazmi

Vlastnosti

- tenké
- s otvorenými pórmí, príľnavé
- mierne absorbujúce
- vzájomne príľnavé
- biela farba

Zloženie produktu

polyuretánová penová hmota

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovínadlo Cellona, Longeta Cellona, Cellacast Xtra, Cellacast Active, Tubulárny obvaz tg, Syntetická vata Cellona

Porotape®

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
2,5 x 10	30 081	A65 010	6/120
3,8 x 10	30 084	A65 011	1/96
3,8 x 10	30 082	A65 011	12/96
5,0 x 10	30 083	A65 012	6/72

Haftan®

hrúbka 0,8 mm

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
7 x 27,5	22 315	A74 288	6/60
10 x 27,5	22 316	A74 289	6/60
10 x 27,5	22 317	A74 290	1/40

bílé, 3,0 mm

10 cm x 2 m	22 318	A21 619	6/180
12 cm x 2 m	22 319	A21 620	6/150

Varicex® F

Zinkoglejové ovínadlo



Oblasti použitia

- na aplikáciu polotuhých trvalých obväzov pri ošetrovaní edému, pri chronickej venózne insuficiencii, ulcus cruris, tromboflebitíde
- ako doplnkové ošetrovanie pri zlomeninách

Vlastnosti

- ovínadlá pokryté zinkoglejom
- hotové na použitie a šetria čas
- mierne absorbujúce
- s tkanými hranami
- biela farba

Varianty

Varicex® S

- viskóza/polyamid
- bielastické (priečne a pozdĺžne elastické)
- pletené ovínadlá
- na obväzy kruhovou technikou
- natáhovacie efekt, vhodné aj na kónicky tvarované časti tela
- obzvlášť jednoduchá aplikácia

Varicex® F

- bavlna/viskóza
- tuhé ovínadlá
- nízky obsah vlhkosti
- na rýchlo schnúce obväzy

Varicex® T

- bavlna/viskóza
- tuhé ovínadlá
- vysoký obsah vlhkosti
- na pomaly schnúce obväzy

Odporúčané kombinácie

- Vlhké liečenie rán, Špeciálne krytie na rany, Tubulárny obväz tg, Rosidal soft, Syntetická vata Cellona

Varicex® F

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Dĺžka bez natiahnutia, balené po jednom kuse v hliníkovom vrecku			
10 x 5	20 600	A38 825	1/10/80
10 x 7	20 601	A38 826	1/10/60
10 x 10	20 602	A38 827	1/10/50

Perfekta® ovínadlo s dlhým ťahom



Perfekta® Kohäsiv

Oblasti použitia

- na kompresné krytie pri chronickej venóznej insuficiencii
- na doplnkové ošetrovanie pri sklerotizácii a operácii varixov
- na prevenciu trombózy pri ovíjaní stehien
- na vystužujúce a fixačné obvazy pri športových zraneniach
- pri distorziách, kontúziách a luxáciách

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické
- obojstranne kohezívne vďaka mikrobodovej latexovej vrstve
- obzvlášť vhodné na kónické a často pohyblivé časti tela
- s tkanými hranami
- telové farby

Zloženie produktu

Perfekta Super

- 96 % bavlna, 4 % elastan

Perfekta kohäsiv

- 96 % bavlna 4 % elastan, vrchná vrstva lepidla s prírodného kaučuku (latex)

Perfekta® Super

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5 m (dĺžka po rozťahnutí), po jednom v skladacej škatuli			
8	22 015	A21 524	1/50
10	22 016	A21 52 5	1/50
12	22 017	A21 52 6	1/50
7 m (dĺžka po rozťahnutí), po jednom v skladacej škatuli			
7	20 130	A21 529	1/50
10 m (dĺžka po rozťahnutí), po jednom v skladovacej škatuli			
10	22 035	A21 532	1/32

Perfekta® kohäsiv

5 m (dĺžka po rozťahnutí), po jednom v skladacej škatuli

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6	20 106	A21 556	1/50
8	20 107	A21 557	1/50
10	20 104	A21 558	1/50
12	20 105	A21 559	1/50

Rosidal® K

Ovínadlá s krátkym ťahom



Oblasti použitia

- na silnú kompresiu (napr. pri flebológii)
- na stabilizovanú polohu častí tela
- na výstuž a na odľahčenie v traumatológii a športovej medicíne
- na fixáciu krytia

Vlastnosti

- pozdĺžne elastické (cca. 90 %)
- textilná elastická vďaka skrúteným zvlňneným vláknam
- priedušné
- drsná štruktúra textílie
- s tkanými hranami
- telové farby

Zloženie produktu

100 % bavlna

Upozornenia

- možno 50-krát vyprať pri teplote 95 °C (bežné jemné pracie prostriedky/šetrný program)
- možno sterilizovať vodnou parou (121 °C)

Varianty

- Rosidal K
- Elko Rosidal K: 2 ovínadlá Rosidal K v 10 cm šírke (na kompresné obväzy technikou dvojitého ovijania)

Rosidal® K

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5 m (dĺžka po rozťahnutí), so svorkami na zapnutie (okrem 4-centimetrového ovínadla), jednotlivito v skladacích škatuliach			
6	22 200	A94 390	1/108
8	22 201	A94 391	1/108
10	22 202	A94 392	1/90
12	22 203	A94 393	1/54

Rosidal® sys

Kompresný systém s krátkym ťahom



Oblasti použitia

- na liečbu ulcus cruris venosum

Vlastnosti

- účinné a ekonomické vďaka opakovanej použiteľnosti ovínadiel na polstrovanie a kompresných ovínadiel (Rosidal soft a Rosidal K)
- pripravené na použitie a prakticky skombinované v súprave

Zloženie produktu

Súprava Rosidal sys obsahuje nasledovné súčasti:

- tubulárny obvaz tg
- ovínadlo Rosidal soft
- ovínadlo Rosidal K
- Porofix
- Ovínadlo Mollelast haft
- Informácie pre pacienta

Upozornenia

- Rosidal soft a Rosidal K možno 50-krát vyprať pri teplote 95 °C
- Systém je možné nosiť nepretržite až 7 dní (udrží sa tak vyšší kompresný tlak – vedecky podložil profesor Prof. Dr. M. Jünger)

Rosidal® sys

REF	BJ (ks.)
16 984	1/4

Súčasti Rosidal® sys

Všetky súčasti sa dajú jednotlivo doobjednať

Obsah	Veľkosť	REF	BJ (Obsah)
tubulárny obvaz tg® ochrana pokožky pod odľahčujúcim kompresným obvazom.	veľkosť 7	24 005	1x
ovínadlo Rosidal® polstrovanie pod kompresný obvaz na rovnomerné rozloženie tlaku, ako aj zabránenie vzniku zúženín, otlakov a sklznutiu obvazu	10 cm x 2 m x 0,2 cm	13 016	4x
ovínadlo Rosidal® K	8 cm x 5 m	22 201	2x
Silne komprimujúce ovínadlo s krátkym ťahom	10 cm x 5 m	22 202	2x
Porofix® fixácia koncov ovínadla	2,5 cm x 5 m	34 311	1x
ovínadlo Mollelast® haft fixácia polstrovania	8 cm x 20 m	30 070	1x

Rosidal® soft

Penové ovínadlo



Oblasti použitia

- na polstrovanie lymfologického a flebologického kompresného krytia

Vlastnosti

- pozdĺžne a priečne elastické
- rovnomerné rozloženie tlaku na vyrovnanie menších chýb ovinutia (napr. priškrtenia)
- zvyšuje pohodlie pacienta (napr. obloženie hrany tibiae)
- znižuje sklznutie kompresného krytia
- vo vysokej miere prepúšťa vzduch a vlhkosť
- odolné voči pretrhnutiu a ohybné
- s reznými okrajmi
- biela farba

Zloženie produktu

100 % polyuretánová pena

Upozornenia

- možno 50-krát vyprať pri teplote maximálne 95 °C
- možno sterilizovať vodnou parou (121 °C/134 °C)
- elasticosť a účinok polstrovanie sa zachováva aj po opratí.

Odporúčané kombinácie

- Rosidal K, Durelast, Tubulárny obvaz tg, Syntetická vata Cellona, Komplex/Komplex II, Porofix, Mollelast haft

Rosidal® soft

2,5 m (v neroztiahnutom stave), so svorkami na zapnutie

Šírka (x hrúbka cm)	REF	BJ (ks.)
jednotlivo v skladacích škatuliach		
10 x 0,3	23 110	1/30
10 x 0,4	23 111	1/24
12 x 0,4	23 112	1/16
15 x 0,4	23 113	1/14
voľne v škatuli		
10 x 0,3	23 100	36
10 x 0,4	23 101	24
12 x 0,4	23 102	18
15 x 0,4	23 103	14

Komprex® I/II

Kompresa, ovínadlo a platnička z penovej gummy, penová platnička



Komprex® I



Komprex® II

Oblasti použitia

Komprex I

- Ovínadlo z penovej gummy Komprex: na kompresiu pri ošetrovaní edému vo flebológii a lymfológii
- Kompresy a platnička z penovej gummy Komprexna výstuž pri funkčnom krytí v športovej medicíne

- v kombinácii s inými produktmi kompresie na lokálnu zmenu tlaku

Komprex II

- na vypolstrovanie pri kompresnom krytí

Vlastnosti

Komprex I

- dá sa nastrihať podľa potreby
- priepustné pre vzduch a vodné pary

Komprex II

- dá sa nastrihať podľa potreby
- priedušné a nekízavé
- špeciálne zvlhnený povrch
- vzniká tak mikromasážny účinok, hlavne pre pacientov s lymfoedémom

Zloženie produktu

Komprex I

100 % syntetický latex (styrolbutadién)

Komprex II

Úzke penové prúžky zapracované v netkanej textílii.

Upozornenia

- možno sterilizovať vodnou parou (121 °C)

Odporúčané kombinácie

- Rosidal K, Durelast/Durelast Combi, tg Schlauchverband, Rosidal soft, Syntetická vata Cellona

Kompres® I/II

Kompresa, ovínadlo a platnička z penovej gumy, penová platnička

Kompres® Kompresa z penovej gumy

jednotlivo v skladacích škatuliach

Veľkosť	Hrúbka (mm)	Rozmer (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
00 oválna	10	9 x 6,5	22 300	A74 221	1/60
0 tvar obličky	10	9 x 5	22 301	A74 222	1/75
1 tvar obličky	12	12 x 6,5	22 302	A74 223	1/30
2 pravouhlá	12	17 x 13	22 303	A74 224	1/25
4 trapezoidná	5	39/22 x 33	22 305	A74 226	1/20

Kompres® Penové gumenné ovínadlo

na cievke, jednotlivo v skladacích škatuliach

Hrúbka (mm)	Rozmer (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5	8 x 1	22 310	A74 227	1/30
5	8 x 2	22 313	A74 230	1/30
10	8 x 2	22 314	A74 231	1/15

Kompres® II penová platnička

zvlnená, jednotlivo vo fóliovom vrecku

Hrúbka (mm)	REF	BJ (ks.)
65 x 65	16 985	1/6

Actico® silk

Kompresné hotové krytie



Oblasti použitia

- na liečbu ulcus cruris venosum po redukcii edému
- na prevenciu recidivujúcich chronických venózných vredov
- dá sa rôznymi spôsobmi použiť ako kompresná pančucha (trieda II-III)

Vlastnosti

- 2-vrstvová kompresná pančucha (v oblasti členka cca 40 mmHg)

Spodná pančucha:

- biela
- zatvorená špica
- cca 10 mmHg

Vrchná pančucha:

- piesková farba
- otvorená špica
- cca 25 – 35 mmHg
- jednoduché natiahnutie a stiahnutie bez pomôcky na natiahnutie
- príjemné, pohodlné nosenie
- spĺňa vysoké estetické nároky

Zloženie produktu

Súprava pozostávajúca z týchto častí:

2x biela spodné pančuchy
90 % polyamid, 10 % elastan a 1x
vrchná pančucha telovej farby
65 % polyamid, 35 % elastan.

Upozornenia

- Spodnú pančuchu prať pri 60 °C
- Vrchnú pančuchu prať pri 40 °C

Actico® silk Kompresné hotové krytie

Veľkosť	Obvod členku (cm)	Obvod lýtka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (Pck.)
S	19,5 - 25,5	30,5 - 37,5	26 905	G86 503	1/16
M	21,5 - 27,5	33,0 - 40,0	26 906	G86 503	1/16
L	22,5 - 29,5	35,5 - 43,0	26 910	G86 503	1/16
XL	23,0 - 32,0	38,0 - 46,0	26 911	G86 503	1/16
XXL	23,5 - 34,0	40,0 - 49,0	26 912	G86 503	1/16

Actico® silk Spodná pančucha

(doplňujúce balenie)

Veľkosť	Obvod členku (cm)	Obvod lýtka (cm)	REF	BJ (Stk.)
L	22,5 - 29,5	35,5 - 43,0	30 737	3/150

Actico® TPS

Pančuchy na prevenciu trombózy



Oblasti použitia

- na kompresiu nohy
- na zosilnenie venózneho spätného toku na zabránenie hlbokoj trombózy žily na nohe alebo jej rozšíreniu
- na stabilizovanú polohu častí tela
- na fixáciu krytia

Vlastnosti

- priečne elastické
- rotačné pletené bez švov
- cca. 18 mmHg na členku
- plynulo klesajúci tlak z členka smerom ku stehnu
- kontrolný otvor nad prstami na nohách zároveň slúži ako farebné označenie dĺžky
- farebné označenie dĺžky je aj pod manžetou
- pohodlná koncová manžeta
- biela farba

Zloženie produktu

Pančucha/lemovací obväz:

90 % bavlna, 10 % elastan

Manžeta:

57 % polyamid, 32 % silikón, 11 % elastan

Upozornenia

- možno 25-krát vyprať pri teplote 70 °C

Varianty

- dĺžka po koleno a dĺžka po stehno (s klinom v tvare V pre lepšie držanie)

Actico® TPS

Veľkosť	Obvod lýtky (cm)	Dĺžka nohy (cm)	Obvod stehnar (cm)	REF	BJ (ks.)
Varianta v dĺžke po koleno					
S (normal)	25,4 - 30,5	35,5 - 40,6		26 931	12/72
S (dlhá)	25,4 - 30,5	40,6 - 50,8		26 932	12/72
M (normal)	30,5 - 38,1	35,5 - 43,2		26 933	12/72
M (dlhá)	30,5 - 38,1	43,2 - 50,8		26 934	12/72
L (normal)	38,1 - 44,5	35,5 - 45,7		26 935	12/72
L (dlhá)	38,1 - 44,5	45,7 - 50,8		26 936	12/72
XL (normal)	44,5 - 50,8	35,5 - 45,7		26 937	12/72
XL (dlhá)	44,5 - 50,8	45,7 - 50,8		26 938	12/72
Varianta v dĺžke po stehno					
S (krátka)	25,4 - 30,5	63,5 - 73,7	< 63	26 939	6/36
S (normal)	25,4 - 30,5	73,7 - 83,8	< 63	26 940	6/36
S (dlhá)	25,4 - 30,5	83,8 - 94,0	< 63	26 941	6/36
M (krátka)	30,5 - 38,1	63,5 - 73,7	63 - 68	26 942	6/36
M (dlhá)	30,5 - 38,1	73,7 - 83,8	63 - 68	26 943	6/36
M (krátka)	30,5 - 38,1	83,8 - 94,0	63 - 68	26 944	6/36
L (krátka)	38,1 - 44,5	63,5 - 73,7	68 - 76	26 945	6/36
L (normal)	38,1 - 44,5	73,7 - 83,8	68 - 76	26 946	6/36
L (dlhá)	38,1 - 44,5	83,8 - 94,0	68 - 76	26 947	6/36
XL (krátka)	44,5 - 50,8	63,5 - 73,7	76 - 82	26 948	6/36
XL (normal)	44,5 - 50,8	73,7 - 83,8	76 - 82	26 949	6/36
XL (dlhá)	44,5 - 50,8	83,8 - 94,0	76 - 82	26 950	6/36

Bandáže a ortézy



Cellacare® Cervical

anatomicky tvarovaná cervikálna fixácia (s výstužou alebo bez nej)



Oblasti použitia

- posttraumatická a pooperačná starostlivosť v oblasti krčnej chrbtice
- odľahčenie krčného svalstva

Vlastnosti

- vysoký komfort pri nosení vďaka anatomickej priehlbine na bradu
- jednoduchá manipulácia a plynulá regulácia obvodu pomocou zapínania na suchý zips
- odnímateľný poťah na samostatné pranie
- farba: prírodná biela

Zloženie produktu

Cervical: bavlna, polyamid, elastodién (prírodný latex), polyuretán.

Cervical Plus: ako Cervical, výstuž: polyetylénová platnička.

Upozornenia

- poťah: možno prať pri teplote 60 °C
- cervikálne fixácie Ručné pranie
- nežehliť, nesušiť v sušičke, nie je vhodné na chemické čistenie
- pred praním zalepte zapínanie na suchý zips

Varianty

- Cervical

Cellacare® Cervical

jednotlivo v skladacích škatuliach

výška brady (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6	22 490	J64 837	1/20
8	22 491	J64 838	1/16
10	22 492	J64 839	1/14

Cellacare® Thorax F/M

Bandáž na prasknuté rebrá



Cellacare® Thorax F



Cellacare® Thorax M

Oblasti použitia

- konzervatívna liečba zlomenín rebier a narazenín hrudníka
- pri pooperačnom odľahčení po chirurgických zákrokoch v oblasti hrudníka a brucha

Vlastnosti

- správne prispôsobenie a nastavenie kompresného tlaku umožňuje široký suchý zips
- silný popruhový materiál s vysokou priečnou stabilitou, ako aj 100-percentná pozdĺžna rozťahovateľnosť zabezpečujú rovnomerné plošné rozdelenie tlaku, bez tvorby vypuklín alebo vyhrnutia okrajov
- príjemné ventrálne polstrovanie v oblasti poranenia/rany
- dobre sa aplikuje aj na ležiacom pacientovi
- Farba: biela

Zloženie produktu

Polyuretán, polyester, bavlna, polyamid, elastodién (prírodný latex).

Upozornenia

- možno prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nesušiť v sušičke, nebieliť, nie je vhodné na chemické čistenie
- pred práním zalepte zapínanie na suchý zips

Varianty

- Thorax F a Thorax M, jednotlivé varianty prispôbolené ženskej alebo mužskej anatómii.

Cellacare® Thorax F

jednotlivo v skladacích škatuliach

Veľkosť	Obvod hrudného koša (cm)	Výška (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
S	70 - 100	16	22 470	J38 864	1/60
L	100 - 130	16	22 471	J38 865	1/60

Cellacare® Thorax M

jednotlivo v skladacích škatuliach

Veľkosť	Obvod hrudného koša (cm)	Výška (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
S	70 - 100	24	22 475	J38 866	1/24
L	100 - 130	24	22 476	J38 867	1/24

Cellacare® Materna

Ortéza na chrbticu pre tehotné ženy



Oblasti použitia

- na liečenie problémov s chrbticou počas tehotenstva a po ňom

Vlastnosti

- široký elastický chrbtový pás a tenké pružné tyčinky na stabilizáciu oblasti driekovej chrbtice
- individuálna regulácia šírky pomocou flexibilných nastaviteľných pásov
- vysoký komfort pri nosení vďaka priedušným materiálom
- redukuje bolesť prostredníctvom odľahčenia chrbta
- napomínajúca funkcia pri chybnom držaní tela
- žiadny vplyv na dieťa ani na brucho, iba príjemný výstužný účinok
- Farba: biela

Zloženie produktu

Polyester, polyamid, bavlna, polyuretán, oceľový drôt (pružné tyčinky s poniklovanými mosadznými koncami).

Upozornenia

- možno prať pri teplote do 30 °C, nežehliť, nesušiť v sušičke, nebieliť, nie je vhodné na chemické čistenie
- pred praním zalepte lepiace zapínanie

Cellacare® Materna

jednotlivo v skladacích škatuliach

Veľkosť	Obvod bokov (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
1	< 91	17 008	J 7 475 1	1/20
2	91 - 102	17 009	J 7 475 3	1/20
3	102 - 117	17 010	J 7 475 4	1/20
4	> 117	17 011	J 7 475 5	1/20

Sadrovacia miestnosť



Sadrové ovínadlo Cellona®



Oblasti použitia

- na vytvorenie stabilizačných obväzov častí tela po zraneniach a zlomeninách

Vlastnosti

- rôznorodé použitie
- hotové na ponorenie
- rýchlo a rovnomerne sa navlhčí
- veľmi jemné krémové
- dobre modelovateľné

Zloženie produktu

17-vláknová bavlnená gázová tkanina, sadrová hmota z α - a β -kalcium-sulfátalhydrátu

Upozornenia

- krytie je po 30 minútach bezpečné na zaťaženie
- úplne vytvrdnuté po 12–24 hodinách
- čas vytvrdnutia približne 3–4 minúty
- odporúčaná teplota vody: 20 až 25 °C

Odporúčané kombinácie

- Cellona Longuette, Tubulárny obväz tg, Syntetická vata Cellona, Haftan, Vankúšik Cellona, Cellona Shoe

Sadrové ovínadlo Cellona®

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Sádrové obinadlo L&R			
5 x 3	30 790		30
7,5 x 3	30 791	A38 808	30
10 x 3	30 792	A38 809	36
12 x 3	30 793	A38 810	36
15 x 3	30 794	A38 811	36
20 x 3	30 795	A38 812	30
2 x 5 ks, zabalené po dvoch kusoch			
6 x 2	25 000	A59 844	10/100

Cellona® Longuette, Široká longeta Cellona®



Oblasti použitia

- na vytvorenie stabilizačných obväzov častí tela po zraneniach a zlomeninách
- na aplikáciu dlhových obväzov a na zosilnenie cirkulárnych obväzov

Vlastnosti

- vysoká stabilita
- hotové na ponorenie, 4-násobne navzájom preložené pruhy
- skrátená doba aplikácie vďaka longetovej technike
- úspornosť spotreby materiálu
- veľmi jemne krémová

Zloženie produktu

17-vláknová bavlnená gázová tkanina, sadrová hmota z α - a β -polhydroxidu síranu vápenatého

Upozornenia

- vhodné na vytvorenie veľkých telových obväzov, napr. sadry na panvovú kosť alebo sadrového korzetu
- krytie je po 30 minútach bezpečné na zaťaženie
- úplne vytvrdnuté po 12–24 hodinách

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovinadlo Cellona, Tubulárny obväz tg, Syntetická vata Cellona, Haftan, Vankúšik Cellona, Moll elast haft

Longeta Cellona®

vo fóliovom vrecku a v dávkovacej škatuli

Šírka (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
10 x 20	25 500	A38 818	1
15 x 20	25 502	A38 818	1

Široká longeta Cellona®

jednotlivo vo fóliovom vrecku, rolovaná

Šírka (cm x m)	REF	BJ (ks.)
60 x 5	20 302	1/10

Cellacast® Xtra

Stabilizačný vystužujúci obvaz



Oblasti použitia

- na imobilizáciu po zlomeninách, operáciách a ortopedických korekciách, ako aj na ošetrovanie ochorení kĺbov a kostí
- na aplikáciu dlahových obväzov a na zosilnenie cirkulárnych obväzov

Vlastnosti

- rigidný nosič zo sklenených vlákien
- dostupný aj ako longeta
- veľmi ľahký, ale napriek tomu vysoká stabilita
- priedušný
- rontgentransparentný
- vo vytvrdnutom stave vodotesná
- ovínadlá sú priečne a diagonálne rozťahovateľné

Upozornenia

- všetky návyky pri sadrovaní, ako sú rozrezanie, fenestrácia a kombinácia s Cellona Shoecast, možno aplikovať aj pri Cellacast Xtra
- odporúčame pri práci používať rukavice
- čas vytvrdnutia cca. 4 minúty
- po 20 – 30 minútach plne zaťažiteľný
- odporúčaná teplota vody: 20 až 25 °C

Odporúčané kombinácie

- Cellacast Soft, Tubulárny obvaz tg, Syntetická vata Cellona, Haftan, tg soft, Vankúšik Cellona

Zloženie produktu

Tkanina zo sklenených vlákien impregnovaná polyuretánovou živivicou

Cellacast® Xtra

jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Krémová farba			
2,5 x 1,8	25 205	A38 822	10/40
5,0 x 3,6	25 201	A38 819	10/40
7,5 x 3,6	25 202	A38 819	10/40
10,0 x 3,6	25 203	A38 819	10/40
12,5 x 3,6	25 204	A38 819	10/40
Modrá farba			
5,0 x 3,6	25 211	A38 820	10/40
7,5 x 3,6	25 212	A38 820	10/40
10,0 x 3,6	25 213	A38 820	10/40
12,5 x 3,6	25 214	A38 820	10/40
Zelená farba			
5,0 x 3,6	25 221	A38 821	10/40
7,5 x 3,6	25 222	A38 821	10/40
10,0 x 3,6	25 223	A38 821	10/40
12,5 x 3,6	25 224	A38 821	10/40

Cellacast® Longuette

Polstrovaná dlaha hotová na použitie



Oblasti použitia

- na vytvorenie funkčných a čias-točne imobilizujúcich obväzov a dláh
- použitie po zlomeninách, operáciách, ako aj na ošetrovanie ochorení kĺbov a kostí

Vlastnosti

- vysoký komfort pri nosení
- sklolaminát zo 7 samostatných vrstiev
- samostatne zabalené pásy hotové na použitie pre štandardné ošetrovanie
- obojstranne polstrovaný syntetický vystužujúci obväz
- čisté a časovo úsporné používanie

Zloženie produktu

7 vrstiev polyuretánom impregnovanej sklolaminátovej tkaniny, obojstranné polstrovanie

Odporúčané kombinácie

- Tubulárny obväz tg, Mollelast haft, Haftelast, Lenkelast color

Longeta Cellacast®

v dávkovacej škatuli

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (škatula)
7,5 x 3,6	30 961	A38 823	1/2
10,0 x 3,6	30 962	A38 823	1/2
12,5 x 3,6	30 963	A38 823	1/2
15,0 x 3,6	30 964	A38 823	1/2

Hotové ústrižky longety Cellacast®

jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm x cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (škatula)
5,0 x 30	30 965	847 266 1	1/10/40

Cellacast® Active

Mobilizujúci vystužujúci obvaz



Oblasti použitia

- na cieleňú imobilizáciu po zlomeninách a operáciách, ako aj pri poraneniach väzov a pri ťažkostiach v dôsledku preťaženia
- stabilizovaná poloha pri kontrolovanom pohybe, vďaka čomu je podporovaná mobilizácia
- obzvlášť vhodná na vytvorenie obväzov u detí

Vlastnosti

- vysoká flexibilita a mobilita
- snímateľný nožnicami na dlahu
- vystužujúci obvaz bez sklených vlákien
- rýchle a jednoduché spracovanie
- tenký a ľahký polyesterový nosný materiál sa veľmi dobre prispôbuje tvarom tela
- mimoriadne röntgentransparentný – umožňuje jednoduchšiu kontrolu procesu hojenia

Zloženie produktu

Polyesterový nosič impregnovaný polyuretánovou živicoú

Upozornenia

- odporúčame pri práci používať rukavice
- čas vytvrdnutia: 4–5 minút
- po 20–30 minútach plne zaťažiteľný
- odporúčaná teplota vody: 20 až 25 °C

Odporúčané kombinácie

- Cellacast Soft, Tubulárny obvaz tg, Syntetická vata Cellona, Haftan, tg soft, Vankúšik Cellona

Tipy

- na fixáciu dláh a ortéz pri cielenej imobilizácii sú dostupné lepiace pásy Cellacast
- pás Cellacast s háčikmi: samolepiaci
- flaušový pás Cellacast: nelepiaci
- obidve verzie z polyamidu, tmavomodrý, navinutý na cievke v dávkovacej škatuli

Cellacast® Active

jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
krémová farba			
5,0 x 3,6	23 035	P70 957	10/40
10,0 x 3,6	23 037	P70 957	10/40
12,5 x 3,6	23 038	P70 957	10/40
modrá farba			
5,0 x 3,6	23 040	P70 957	10/40
7,5 x 3,6	23 041	P70 957	10/40
10,0 x 3,6	23 042	P70 957	10/40
oranžová farba			
5,0 x 3,6	23 045		10/40
10,0 x 3,6	23 047		10/40

tg[®] soft

Polstrovací tubulárny obvaz



Oblasti použitia

- na polstrovanie pod sadrové a dlahové obvazy

Vlastnosti

- mäkké a veľmi rozťahnutelné
- jednoducho sa dá nastrihať podľa potreby
- neдрáždivá aplikácia s malým množstvom záhybov
- dobre sa prispôsobuje tvaru tela
- drží na dlahe
- vysoká priepustnosť vodnej pary a vzduchu
- nízky absorpčný objem pre vysoké pohodlie pri nosení
- kombinácia polstrovania a ochrany pokožky

Zloženie produktu

85 % bavlna (nebielená),
15 % elastan.

Odporúčané kombinácie

- Cellacast Active, Cellacast Soft, Sadrové ovínadlo Cellona

Tipy

- vhodné hlavne na vypodloženie pri cielej imobilizácii

polstrovací tubulárny obvaz tg[®] soft

10 m rolka v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
S na predlaktie, detskú ruku, detskú nohu	13 200	1/8
M na predkolenie, ruku	13 201	1/6
L na nohu	13 202	1/4

Tubulárny obvaz tg®



Oblasti použitia

- výstuha pod sadru a dlahu
- na časovo úspornú fixáciu obväzov na ťažkých miestach (hlava, trup, prst, končatiny)
- aj na miernu kompresiu a fixáciu polstrovacieho materiálu

Vlastnosti

- pletené bez švov
- šetrné k pokožke
- z jemných nití
- na šírku rozťahnutelné
- aplikácia s malým množstvom záhybov
- bez priškrtenia
- biela farba

Zloženie produktu

67 % bavlna (bielená), 33 % viskóza.

Upozornenia

- v prípade potreby možno sterilizovať vodnou parou (121 °C)

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovinadlo Cellona, Longeta Cellona, Cellacast Xtra, Longeta Cellacast, Rosidal K, Rosidal soft

Tubulárny obvaz tg®

zrolované v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
20 m rolka			
Veľ. 1 (1,4) na prsty na rukách a na nohách	24 000	A21 573	1/20
Veľ. 2 (2,3) na prsty na rukách a na nohách	24 001	A21 574	1/20
Veľ. 3 (3,0) na viacero prstov, na detskú ruku	24 002	A21 575	1/10
Veľ. 5 (5,5) na ruku, predkolenie, detskú nohu	24 003	A21 576	1/10
Veľ. 6 (6,5) na ruku, nohu (stredná)	24 004	A21 577	1/10
Veľ. 7 (7,0) na ruku (veľká), nohu, detskú hlavu	24 005	A21 578	1/18
Veľ. 9 (8,5) na stehno (veľká), hlavu, podpažie	24 006	A21 579	1/12
Veľ. 12 (11,5) na stehno (veľká), hlavu (veľká), detský trup	24 007	A21 580	1/12
10 m rolka			
Veľ. K1 (16) na trup (malá) < M	24 030	A21 581	1/10
Veľ. K2 (21) na trup (veľká) > L	24 031	A21 581	1/10

Trikotový tubus, trikotové tubulárne ovínadlo



Oblasti použitia

- výstuha pod sadru a dlahu

Vlastnosti

- príľnavé
- neдрáždivé
- pletené bez švov
- elastický trikot, hlavne na šírku
- farba: ražná biela

Zloženie produktu

100 % ražná biela bavlna.

Upozornenia

- v prípade potreby možno sterilizovať vodnou parou (134 °C)

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovínadlo Cellona, Longeta Cellona, Cellacast Xtra, Cellacast Longuette, Cellacast Active, Cellacast Soft

Tipy

- trikotové tubulárne ovínadlo sa používa na ošetrovanie, resp. pokrytie pokožky s malým množstvom záhybov na amputačnom kýtí

Trikotový tubus

4 m, jednotlivo zabalené

Šírka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
4	14 799	A21 566	1/110
6	14 800	A21 567	1/80
8	14 801	A21 568	1/48
10	14 802	A21 569	1/40
12	14 803	A21 570	1/32
15	14 804	A21 571	1/24
20	14 805	A21 572	1/20

Vankúšik Cellona[®], Okrajové polstrovanie Cellona[®]



Vankúšik Cellona[®]

Oblasti použitia

- polstrovací materiál na aplikáciu odolnú voči skĺznutiu pri čiastočne polstrovaných sadrových a dlahových obväzoch na všetky miesta ohrozené tlakom

Vlastnosti

- zvýšené pohodlie pri nosení výstužných obväzov
- priedušné
- samolepiace
- nedráždivé lepidlo nanesené vo forme prúžkov

Zloženie produktu

50 % polyester, 30 % polypropylén, 20 % viskóza.

Upozornenia

- bez obsahu latexu, kolofónia a jeho derivátov

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovínadlo Cellona, Longeta Cellona, Cellacast Xtra, Cellacast Active, Cellacast Soft, Tubulárny obväz tg, Syntetická vata Cellona

Okrajové polstrovanie Cellona[®]

Oblasti použitia

- polstrovací materiál na aplikáciu odolnú voči skĺznutiu v okrajových častiach sadrových a dlahových obväzov, na všetky miesta ohrozené tlakom

Vlastnosti

- zvýšené pohodlie pri nosení výstužných obväzov
- samolepiace
- celoplošne nanesené nedráždivé lepidlo

Zloženie produktu

50 % polyester, 30 % polypropylén, 20 % viskóza.

Upozornenia

- bez obsahu latexu, kolofónia a jeho derivátov

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovínadlo Cellona, Longeta Cellona, Cellacast Xtra, Cellacast Active, Cellacast Soft, Tubulárny obväz tg, Syntetická vata Cellona

Vankúšik Cellona[®]

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
hrúbka 5 mm, vo fóliovom vrecku		
19 cm x 38 cm	50 810	10/60
hrúbka 2mm, rolované		
58 cm x 1 m	50 811	1/10

Okrajové polstrovanie Cellona[®]

hrúbka 2 mm, zrolované v dávkovacej škatuli

Veľkosť (cm x m)	REF	BJ (ks.)
8 x 5	50 812	1/24



Oblasti použitia

- na ochranu exponovaných častí kostí a nervov pod sadrovými a dlahovými obväzmi
- na vypolstrovanie dláh a dlahových obväzov, zinkoglejových a náplastových obväzov, ako aj kompresných obväzov
- pri ošetrovaní rán v kombinácii s textilným krytím na rany alebo tylom na masti ako priedušné polstrovanie

Vlastnosti

- nazberaný elastický, jemný vlákno-vý pletenec
- dostatočne tvrdý obväz na kruhové aplikáciu
- pri miernom ťahu sa dajú vlákna ľubovoľne rozdeliť
- priedušný
- vyrovnáva teplotu
- bez absorpcie vlhkosti

Zloženie produktu

100 % polyesterové vlákna bez optických zosvetľovačov

Upozornenia

v prípade potreby možno sterilizovať vodnou parou (max. 134° C)

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovinadlo Cellona, longeta Cellona, Cellacast Xtra, Cellacast Active, Cellacast Soft, Tubulárny obväz tg, Rosidal K, Durelast, Rosidal soft, Komplex I/II, Porofix, Mollelast haft

Syntetická vata Cellona®

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (RIL.)
6 x 3	10 686	A38 735	6/60
10 x 3	10 687	A38 736	4/40
6 x 3	10 692	A38 735	72
10 x 3	10 694	A38 736	48
15 x 3	10 695	A38 737	36
20 x 3	10 696	A38 738	24

Haftan[®], Ovinadlo z krepového papiera



Haftan[®]

Oblasti použitia

- na použitie ako výstuha pod kompresné a tapovacie obvazy
- na fixáciu tlak zosilňujúcich kompresí a polstrovacieho materiálu pod sadrovými a dlahovými obvazmi

Vlastnosti

- tenké
- s otvorenými pórami, priľnavé
- mierne absorbujúce
- vzájomne priľnavé
- biela farba

Zloženie produktu

polyuretánová penová hmota.

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovinadlo Cellona, Longeta Cellona, Cellacast Xtra, Cellacast Active, Tubulárny obvaz tg, Syntetická vata Cellona

Ovinadlo z krepového papiera

Oblasti použitia

- na ochranu pokožky pri nepolstrovaných sadrových a dlahových obvazoch
- na fixáciu polstrovacieho materiálu

Vlastnosti

- jemne krepované
- mierne rozťahnutelné v pozdĺžnom smere
- aplikácia bez záhybov
- vnútorná pevnosť pretrváva aj pri premočení

Zloženie produktu

100 % celulóza.

Odporúčané kombinácie

- Sadrové ovinadlo Cellona, Longeta Cellona, Cellacast Xtra, Cellacast Active, Cellacast Soft, Tubulárny obvaz tg, Syntetická vata Cellona

Haftan[®]

hrúbka 0,8 mm

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
7 x 27,5	22 315	A74 288	6/60
10 x 27,5	22 316	A74 289	6/60
10 x 27,5	22 317	A74 290	1/40
bílé, 3,0 mm			
10 cm x 2 m	22 318	A21 619	6/180
12 cm x 2 m	22 319	A21 620	6/150

Ovinadlo z krepového papiera

Veľkosť (cm x m)	REF	BJ (ks.)
6 x 4	14 251	20/200
8 x 4	14 252	20/200
10 x 4	14 253	20/200



Porotape®

Oblasti použitia

- na čiastočnú imobilizáciu s výstužnou a odľahčujúcou funkciou na kĺboch, šľachách, svaloch a väzoch
- na preventívne obvazy na zabránenie preťaženia a poranení
- aplikuje sa priamo na pokožku alebo v kombinácii s náplastovými ovínadlami/ovínadlom Haftan

Vlastnosti

- neelastické
- odolné voči ťahu
- dá sa priečne a pozdĺžne roztrhnúť
- vodotesné
- dobre držiace lepidlo
- dobre navinuteľné
- zúbkovitý okraj uľahčuje oddelenie a zabraňuje strapkaniu okrajov

Zloženie produktu

100 % viskóza, lepidlo na báze oxidu zinočnatého a kaučuku.

Odporúčané kombinácie

- Náplastové ovínadlá, Cellacast Active, Cellacast Soft

Porotape®

Veľkosť (cm x m)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
2,5 x 10	30 081	A65 010	6/120
3,8 x 10	30 084	A65 011	1/96
3,8 x 10	30 082	A65 011	12/96
5,0 x 10	30 083	A65 012	6/72

Silkafix[®], Porofix[®]

Lepivá náplast', Fixačná náplast'



Silkafix[®]

Silkafix[®]

Oblasti použitia

- na fixáciu kompres, obväzov, venózných katérov, kanýl, drenáží alebo sond

Vlastnosti

- dá sa priečne a pozdĺžne roztrhnúť
- neroztiahnuteľné
- nedráždivé
- dobre držiace lepidlo, ktoré sa dá z pokožky odstrániť takmer bez zvyškov,
- odolné voči vode a nečistotám

Zloženie produktu

umelý saténový taft, biela farba, 100 % acetát: nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov).

Odporúčané kombinácie

- Haftan

Porofix[®]

Oblasti použitia

- na fixáciu kompresy, ovínadiel, venózných katérov, kanýl, drenáží alebo sond

Vlastnosti

- neroztiahnuteľné, príľnavé
- vodotesné
- rýchle a spoľahlivé upevnenie

Zloženie produktu

viskózová tkanina, lepidlo zo syntetického kaučuku (bez obsahu kolofónia a jeho derivátov).

Odporúčané kombinácie

- Haftan

Silkafix[®]

5 m rolka na plastovej cievke

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
1,25	34 324	A38 831	18/450
2,5	34 325	A38 832	12/336
5,0	34 326	A38 833	6/150

Porofix[®]

5 m rolka na plastovej cievke

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
1,25	34 310	A38 828	18/450
2,5	34 311	A38 829	12/336
5,0	34 312	A38 830	6/150

Cellona® Shoe



Oblasti použitia

- obväzová topánka na nosenie na obväzoch (sadrových a dlahových obväzoch, krytiach na rany, ako aj na flebologických a lymfologických obväzoch)

Vlastnosti

- dá sa nosiť ako poltopánka alebo ako sandál
- ochrana pred chladom a vlhkosťou
- spoľahlivo drží pri chôdzi
- pomocou variabilných lepiacich prúžkov je individuálne prispôbiteľná na nohu
- odolná voči pošmyknutiu pri vlhkosti
- dá sa použiť na pravej aj na ľavej strane

Zloženie produktu

vonkajšia podrážka (podrážka na chodenie): termoplastický kaučuk.; vnútorná podrážka: penová vrstva: polyetylén;
lepenková vrstva: polypropylén/chlóropoprén-kaučukové lepidlo;
švy: polyester, vrchná časť: sieťovaná tkanina (vonkajšia): polyester;
pena (medzivrstva): polyuretán;
švy: polyester,
lepiace prúžky: polyamid.

Upozornenia

- možno prať v rukách pri teplote 30 °C
- nevhodné do sušičky bielizne

Odporúčané kombinácie

- Sadra a dlaha, Kompresné obväzy

Cellona® Shoe

jednotlivo vo fóliovom vrecku

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
pre dospelých		
S (veľkosť topánok 35 - 38)	16 473	1/12
M (veľkosť topánok 39 - 41)	16 474	1/12
L (veľkosť topánok 42 - 43)	16 475	1/12
XL (veľkosť topánok 44 - 47)	16 476	1/12
XXL (veľkosť topánok 48 - 51)	90 347	1/12

Cellona® Shoecast



Oblasti použitia

- podrážka na chodenie pre fyziologicky správny pohyb v sadrových a dlahových obväzoch
- ochrana krytia pred nečistotami a vlhkosťou

Vlastnosti

- vysoká pozdĺžna a priečna stabilita, anatomické tvarovanie
- odolná voči odieraniu
- tlmí nárazy
- podpätok s vysokým okrajom
- zapínanie na suchý zips, ktoré sa dá do kríža plynulo nastaviť
- spoľahlivo drží

Zloženie produktu

100 % penový polyuretán, upevňovacie pásy sú zo 100 % polyamidu

Odporúčané kombinácie

- Sadra a dlahá

Tipy

- náhradné upevňovacie pásy sa dajú samostatne objednať

Cellona® Shoecast

jednotlivo vo fóliovom vrecku

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
pre dospelých			
Veľ. 1, ľavá (číslo topánky 36 - 38)	50 860	A38 746	1/10
Veľ. 1, vpravo	50 861	A38 746	1/10
Veľ. 2, ľavá (číslo topánky 39 - 42)	50 862	A38 746	1/10
Veľ. 2, vpravo	50 863	A38 746	1/10
Veľ. 3, ľavá (číslo topánky 43 - 46)	50 864	A38 746	1/8
Veľ. 3, vpravo	50 865	A38 746	1/8
Veľ. 4, ľavá (číslo topánky > 46)	50 869	A38 746	1/6
Veľ. 4, vpravo	50 870	A38 746	1/6

Cellona® Podpäťok pod chodiacu sadru



Oblasti použitia

- Nášľapný profil na odpruženie pri chôdzi so sadrovým a syntetickým fixačným obvazom
- Ochrana obväzu pred znečistením a vlhkom
- Na okamžitú alebo dodatočnú aplikáciu na sadrové a syntetické fixačné obvazy

Vlastnosti

- ľahký
- bezpečný nášľap
- tlmiaci nárazy
- s drážkami a očkami

Zloženie produktu

Odliaty zo syntetického kaučuku.

Odporúčané kombinácie

- Sadrové a syntetické fixačné obvazy

Cellona® Podpäťok pod chodiacu sadru

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (Stk.)
malý	50 820		1/20
stredný	50 821	A38 756	1/20
veľký	50 822		1/10

Krém Cellona®



Oblasti použitia

- ochranný a ošetrojúci krém pre silno namáhanú pokožku
- pri styku s vodnými roztokmi, tensidmi, so zásadami
- pri manipulácii so sadrou alebo s pracovnými látkami nerozpustnými vo vode, ako sú napríklad oleje a laky

Vlastnosti

- emulzia olej vo vode
- neutrálna hodnota pH
- hydratačný
- rýchlo sa vstrebáva
- reguluje hydratáciu a elasticitu pokožky
- podporuje regeneráciu
- ochrana pred vodou, kvapalinami, nečistotami, chemikáliami alebo čistiacimi prostriedkami

Zloženie produktu

Krém: Aqua, Glyceril Stearate Se, Cetearyl Alcohol, Isopropyl Palmi-tate, Propylene Glycol, Caprylic/ Capric Triglyceride, Phenoxyethanol, Sodium Cetearyl Sulfate, Parfum, Glyceril Ricinoleate, Benzoic Acid, Dihydroacetic Acid, Citric Acid, Ethylhexylglycerin
tuba: hliník
uzáver tuby: polypropylén
nádobka: polypropylén, hliníková fólia
uzáver: polystyrol

Krém Cellona®

v hliníkovej tube

Obsah (ml)	REF	BJ (ks.)
100	50 816	1/12

Systemy operačních súprav

Operační odev




Bezpečnosť a efektívnosť pre vašu operačnú sálu


S našimi bohatými operačnými riešeniami vám ponúkame kompletný operačný sortiment pre vysoké nároky. Či už ide o operačné krytia Raucodrape, oblečenie do

operačnej sály Sentinex, súpravy operačného obväzového materiálu Setpack alebo pre vás individuálne zostavené súpravy komponentov do operačnej sály Kitpack: u na-


šich produktov sú prvoradé kvalita a funkčnosť – tým sa staráme o viac bezpečnosti a efektívnosti vo vašej operačnej sále.



System operačného krytia Raucodrape®



2-vrstvový materiál pre operačné sály s bežným hromadením tekutiny



2-vrstvový spevnený materiál pre operačné sály s vyšším hromadením tekutiny

Oblasti použitia

- Krytie pre pacientov a na prístroje pri operačných zákrokoch

Vlastnosti

- celoplošne absorpčné a vodotesné
- spĺňajú a často presahujú požiadavky podľa DIN EN 13795
- zvyšujú pohodlie pri použití
- umožňujú účinnú profylaxiu pred infekciami v operačnej sále
- dajú sa dobre nariasť
- prakticky poskladané pre používateľa
- jednoznačné piktogramy
- všetky produkty sú vybavené dvojitémi dokumentačnými etiketami
- Na výrobu produktov Raucodrape sa ako surovina nepoužíva prírodný kaučukový latex

Varianty

- veľký výber súprav a jednotlivých produktov
- množstvo 4-dielnych, 2-dielnych a jednodielnych krycích rúšok
- vybavené doplnkovými integrovanými extra prvkami
 - ◆ vrečko na zber tekutín
 - ◆ incízne fólie
 - ◆ upevnenie hadičky
 - ◆ vrečko na odsávačku

Odporúčané kombinácie

- Systém operačného obväzového materiálu Setpack, Systém komponentov do operačnej sály Kitpack, Operačný odev

* PE: Polyethlen, PP: Polypropylen

System operačného krytia Raucodrape

Všeobecná chirurgia

Raucodrape® PRO Základná súprava mini

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie stola	150 x 190	33 300	10/20
4 lepiace rúška 2-vrstvové	75 x 90		

Raucodrape® PRO Súprava na zákroky malého rozsahu

sterilná

Obsah	Veľkosť	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 315	22
2 uteráky	30 x 40		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 rúška s otvorom, 2-vrstvové, samolepiace, operačný otvor kruhový, stredový	225 x 240		
	12		

Raucodrape® PRO Základná súprava

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 301	13
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
2 lepiace rúška, 2-vrstvové	75 x 90		
1 lepiaca rúška, 2-vrstvová, lepiaci pásik	175 x 180 80		
1 lepiaca rúška, 2-vrstvová, lepiaci pásik	150 x 240 15 + 70 + 15		

Raucodrape® PRO Základná súprava Super


sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 302	11
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaci rúška	9 x 50		
2 lepiace rúška, 2-vrstvové	90 x 110		
1 lepiaca rúška, 2-vrstvová, lepiaci pásik	190 x 225 15 + 70 + 15		
1 lepiaca rúška, 2-vrstvová, lepiaci pásik	175 x 300 20 + 80 + 20		

_označuje lepiacu plochu

Raucodrape® OP-Abdecksystem

Všeobecná chirurgia



Raucodrape® PRO Základná súprava rúšok s nástrihom (REF 33 303)

Raucodrape® PRO Základná súprava rúšok s nástrihom


sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 303	15
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaca rúška, 2-vrstvová, lepiaci pásik	190 x 225 15 + 70 + 15		
1 rúško s nástrihom 2-vrstvové, nástrih	175 x 250 10 x 65		

— označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Všeobecná chirurgia



Raucodrape® PRO Univerzálna súprava I (REF 33 307)

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 307	13
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
2 lepiace rúška, 2-vrstvové Plus	75 x 90		
1 lepiaca rúška, 2-vrstvová Plus, lepiaci pásik	175 x 180 80		
1 lepiaca rúška, 2-vrstvová Plus, lepiaci pásik	150 x 250 15 + 70 + 15		

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Všeobecná chirurgia

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava I Super

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 309	10
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
2 lepiace rúšky, 2-vrstvové Plus	90 x <u>110</u>		
1 lepiaca rúška, 2-vrstvová, lepiaci pásik	<u>190</u> x <u>225</u> 15 + 70 + 15		
1 anestetická rúška, 2-vrstvová Plus, nástrih, s krytím na opierku ramena	225 x <u>270</u> 45 x <u>65</u>		

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 305	11
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
2 lepiace rúška 3-vrstvové	75 x <u>90</u>		
1 lepiace rúško 3-vrstvové, lepiaci pásik	175 x <u>180</u> 80		
	150 x <u>240</u> 15 + 70 + 15		

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Všeobecná chirurgia

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava rúšok s nástrihom I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 310	12
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x 90		
1 rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus, nástrih	225 x 260 10 x 100		
1 lepiace rúško 2-vrstvové, lepiaci pásik	150 x 240 15 + 70 + 15		

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava rúšok s nástrihom II

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 318	11
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúško 2-vrstvové Plus, nástrih lepiaci pásik	225 x 300 10 x 100 70		
1 anestetické rúško 2-vrstvové Plus, nástrih, s krytím na opierku ramena	175 x 270 45 x 65		

Raucodrape® PRO Variabilná súprava rúšok s nástrihom

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 313	15
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúško s nástrihom, 2-vrstvová Plus, nástrih	225 x 240 20 x 20		
1 rúško s nástrihom, 2-vrstvová, nástrih	150 x 260 20 x 65		

o značuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Všeobecná chirurgia

Raucodrape® PRO Súprava LAP I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 320	14
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúška LAP I, pre polohu s rovnými nohami, s abdominálnym operačným otvorom, s krytím na opierku ramena, s integrovanými fixáciami hadíc	260/200 x 335 28 x 32		

Raucodrape® PRO Súprava LAP II

steril

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 321	12
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúška LAP II, s integrovanými návlekmi na nohy, abdominálny operačný otvor, s krytím na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc	260 x 310 125 28 x 32		

Raucodrape® PRO Súprava LAP III

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 322	11
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúška LAP III, s integrovanými návlekmi na nohy, abdominálnym operačným otvorom, s obvodovou incíznou fóliou s 2-komorovými vreckami na odsávačku, s krytím na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32		

System operačného krytia Raucodrape

Všeobecná chirurgia

Raucodrape® PRO Rektálna súprava I

sterilná


Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 325	11
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rektálne rúško I, s integrovanými návlekmi na nohy, abdominálny operačný otvor, s perineálnym operačným otvorom, s krytím na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc	260 x 310 125 28 x 32 10 x 15		

Raucodrape® PRO Rektálna súprava II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 326	11
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 podkladové rúško	75 x 120		
1 rektálne rúško II, s integrovanými návlekmi na nohy, abdominálny operačný otvor, s obvodovou incíznou fóliou s perineálnym operačným otvorom, s 2-komorovými vreckami na odsávačku, s krytím na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32 10 x 15		

System operačného krytia Raucodrape Pediatra



Raucodrape® PRO Základná pediatrická súprava (REF 33 330)

Raucodrape® PRO Základná pediatrická súprava

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 330	14
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
2 lepiace rúška, 2-vrstvové	75 x 90		
1 lepiace rúško, 2-vrstvová, lepiaci pásik	175 x 180 80		
1 lepiace rúško, 2-vrstvová, lepiaci pásik	150 x 240 80		

Raucodrape® PRO Rúško s otvorom s incíznou fóliou

sterilná

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
Rúško s otvorom, 2 vrstvé, operačný otvor pozdĺžny, stredový, s incíznou fóliou	120 x 150 7 x 10	33 055	22/44

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Gynekológia/urológia

Raucodrape® PRO Súprava Pfannenstiel

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 360	12
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúško na Pfannenstiel, s integrovanými návlekmi na nohy, abdominálny operačný otvor, s obvodovou incíznou fóliou s krytím na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc	260 x 310 125 35 x 37 24 x 29		

Raucodrape® PRO Rektálna súprava I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 325	11
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rektálne rúško I, s integrovanými návlekmi na nohy, abdominálny operačný otvor, perineálny operačný otvor, s krytím na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc	260 x 310 125 28 x 32 10 x 15		

Raucodrape® PRO Rektálna súprava II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 326	11
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 podkladové rúško	75 x 120		
1 rektálne rúško II, s integrovanými návlekmi na nohy, abdominálny operačný otvor, s obvodovou incíznou fóliou perineálny operačný otvor, s 2-komorovými vreckami na odsávacku, s krytím na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc	260 x 310 125 35 x 37 28 x 32 10 x 15		

System operačného krytia Raucodrape

Gynekológia/urológia

Raucodrape® PRO Rúško na sekiu

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Rúško na sekiu, v polohe s rovnými nohami, abdominálny operačný otvor, s obvodovou incíznou fóliou, s integrovaným záchytným vakom záchytným vakom na zber tekutín vrátane výpustného portu, s krytím na opierku ramena	260/200 x 335 27 x 33 14 x 20	33 359	8/16

Raucodrape® Rúško na dieťa

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Rúško na dieťa, netkaná textilná absorbujúca tekutinu	90 x 100	33 160	20/80

Raucodrape® PRO Súprava na sekiu I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 361	11
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúško na dieťa, netkaná textilná absorbujúca tekutinu	90 x 100		
1 rúško na sekiu I, v polohe s rovnými nohami, s abdominálnym operačným otvorom, obvodová incízna fólia, s integrovaným záchytným vakom s integrovaným záchytným vakom na zber tekutín, vrátane výpustného portu, s krytím na opierku ramena	260/200 x 335 27 x 33 14 x 20		

Raucodrape® PRO Súprava na sekiu II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 362	11
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúško na dieťa, netkaná textilná absorbujúca tekutinu	90 x 100		
1 rúško na sekiu II, s integrovanými návlekmi na nohy, abdominálny operačný otvor, s obvodovou incíznou fóliou s integrovaným záchytným vakom na zber tekutín vrátane výpustného portu, s krytím na opierku ramena	260 x 310 125 27 x 33 14 x 20		

System operačného krytia Raucodrape

Gynekológia/urológia

Raucodrape® PRO Gynekologicko-cystoskopická súprava

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	120 x 140	33 363	8/16
2 návleky na nohy	75 x 120		
1 gynekologicko-cystoskopické rúško,	90 x 175		
perineálny operačný otvor, stredový	9 x 15		

Raucodrape® PRO Gynekologicko-cystoskopické rúško

sterilná

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Gynekologicko-cystoskopické rúško, perineálny operačný otvor, stredový	90 x 175 9 x 15	33 039	35/70

Raucodrape® PRO Litotomická súprava

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 366	21
2 uteráky	30 x 40		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 podkladové rúško 2-vrstvové	75 x 120		
1 litotomické rúško, s integrovanými návlekmí na nohy,	175/260 x 210 125		
perineálny operačný otvor	10 x 15		

Raucodrape® PRO Gynekologická súprava I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 364	14
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 suchý zips	2,5 x 20/24		
1 lepiace rúško, polyetylénová fólia	50 x 50		
1 gynekologické rúško I, s integrovanými návlekmí na nohy,	240/260 x 230 125		
perineálny operačný otvor	10 x 15		

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Gynekológia/urológia

Raucodrape® PRO Gynekologická súprava II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 365	14
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentacný stolík	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 lepiace rúško, polyesterová fólia	50 x 50		
1 gynekologické rúško II, s integrovanými návlekmi na nohy, perineálny operačný otvor, zosilnená zóna okolo operačného pola, s integrovaným zberným vakom na zber tekutín vrátane filtra a výpustného portu	240/260 x 230 125 10 x 15		

Raucodrape® PRO Súprava TUR I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 376	21
2 uteráky	30 x 40		
1 suchý zips	2,5 x 20/24		
1 rúško TUR I, s integrovanými návlekmi na nohy, perineálny operačný otvor, suprapubický otvor, s integrovaným vreckom na zber tekutín vrátane sitka a výpustného portu, s náprstkou bez obsahu latexu	225/260 x 210 125 5 8		

Raucodrape® PRO Súprava TUR II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 368	18
2 uteráky	30 x 40		
1 suchý zips	2,5 x 20/24		
1 rúško TUR II, s integrovanými návlekmi na nohy, perineálny operačný otvor, suprapubický otvor, s integrovaným sitkom, s náprstkou bez obsahu latexu	175/260 x 245 125 7 x 10 8		

—označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Ortopédia/traumatológia

Raucodrape® PRO Univerzálna súprava rúšok s nástrihom I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 310	12
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x <u>90</u>		
1 rúška s nástrihom, 2-vrstvová Plus, nástrih	225 x 260 10 x 100		
1 lepiace rúško 2-vrstvové lepiaci pásik	150 x <u>240</u> 15 + 70 + 15		

Raucodrape® PRO Bedrová súprava I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 387	9
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík Spezial	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 lepiace rúško, 2-vrstvová	75 x <u>90</u>		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180		
1 rúška s nástrihom, 2-vrstvová Plus, nástrih	225 x 260 10 x 100		
1 anestetická rúška, 2-vrstvová Plus, nástrih, s krytím na opierku ramena	175 x <u>270</u> 45 x <u>65</u>		

Raucodrape® PRO Bedrová súprava II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 388	8
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík Spezial	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 lepiace rúško, 2-vrstvová	75 x <u>90</u>		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180		
1 ortopedický návlek na nohu	33 x 110		
2 fóliové lepiace pásiky	10 x 50		
1 rúška s nástrihom, 2-vrstvová Plus, nástrih, s integrovaným fixáciami hadíc	225 x 280 10 x 100		
1 anestetická rúška, 2-vrstvová Plus, nástrih, s krytím na opierku ramena	225 x <u>270</u> 45 x <u>65</u>		

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Gynekológia/urológia

Raucodrape® PRO Súprava na končatiny I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 343	11
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x 75		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180		
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, elastický operačný otvor, s integrovanými fixáciami hadíc	225 x 320 7		

Raucodrape® PRO Súprava na končatiny II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 344	11
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180		
1 ortopedický návlek na nohu	33 x 55		
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50		
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, s elastickým operačným otvorom, s integrovanými fixáciami hadíc	225 x 320 7		

—označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Ortopédia/traumatológia

Raucodrape® PRO Súprava na končatiny III

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 345	10
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík Special	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180		
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, elastický operačný otvor s krytím na opierku ramena s integrovanými fixáciami hadíc	270/200 x 335 7		

Raucodrape® PRO Rúško na končatiny

sterilné

Veľkosť (cm)	Operačný výstrih (cm)	REF	BJ (ks.)
2-vrstvové, elastický operačný otvor, stredový			
200 x 300	7	33 085	26
225 x 320	7	33 083	24
2-vrstvové Plus, elastický operačný otvor, stredový, s integrovanými fixáciami hadíc			
225 x 320	7	33 084	22

Raucodrape® PRO Súprava na končatiny ruka/noha

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 347	17
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík Special	80 x 145		
1 rúško na končatiny pre ruku/nohu 2-vrstvové Plus, elastický operačný otvor, s integrovanými fixáciami hadíc	225 x 300 3		

Raucodrape® PRO Súprava pre chirurgiu ruky

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 349	14
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúško pre chirurgiu ruky, elastický operačný otvor, zvlášť široké krytie pre anestéziu s integrovanými fixáciami hadíc	370/175 x 285 3		

— označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Ortopédia/traumatológia

Raucodrape® PRO Rúško na končatiny ruka/noha

sterilné

Veľkosť (cm)	Operacný výstrih (cm)	REF	BJ (ks.)
2-vrstvová, elastický operačný otvor, stredový			
100 x 175	3	33 080	40
150 x 180	3	33 081	36
2-vrstvové Plus, elastický operačný otvor, mimostredový, s integrovanými fixáciami hadíc			
225 x 300	3	33 082	20

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 obalové rúško	80 x 100	33 350	23
1 návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145		
1 návlek na končatinu, krátky	24 x 80		
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové, elastický operačný otvor	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 obalové rúško	80 x 100	33 351	21
1 návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145		
1 návlek na kameru, reverzne skladaný	13 x 250		
1 ortopedický návlek na nohu	33 x 55		
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové, elastický operačný otvor	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu III

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 obalové rúško	100 x 120	33 352	11
2 operačné plášte SMMS Standard	150		
1 návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145		
1 návlek na kameru, reverzne skladaný	13 x 250		
1 ortopedický návlek na nohu	33 x 55		
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 rúško na končatiny 2-vrstvové, elastický operačný otvor	200 x 300 7		

System operačného krytia Raucodrape

Ortopédia/traumatológia

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu IV

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 obalové rúško	80 x 100	33 353	15
1 SMMS operačný plášť, Standard	150		
1 návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145		
1 návlek na kameru, reverzne skladaný	13 x 250		
1 ortopedický návlek na nohu	33 x 55		
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 rúško na končatiny 2-vrstvové, elastický operačný otvor	200 x 300 7		

Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu ramena I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 obalové rúško	80 x 100	33 354	20
1 návlek na inštrumentačný stolík Lite	80 x 145		
1 ortopedický návlek na nohu	33 x 55		
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50		
1 rúško s nástrihom 2-vrstvové, nástrih	225 x 260 10 x 100		

označuje stranu s lepiacou plochou

System operačného krytia Raucodrape

Ortopédia/traumatológia

Raucodrape® PRO Súprava pre artroskopiu kolena

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 348	10
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 x 180		
1 ortopedický návlek na nohu	33 x 55		
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50		
1 rúško pre artroskopiu kolena, elastické operačné otvory, s integrovaným záchytným vakom na zber tekutín, vrátane výpustného portu, s integrovanými fixáciami hadíc a zapínaním na suchý zips	225 x 320 6 + 7		

Raucodrape® PRO Rúško pre artroskopiu kolena

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Rúško pre artroskopiu kolena, elastické operačné otvory, s integrovaným záchytným vakom na zber tekutín, vrátane výpustného portu, s integrovanými fixáciami hadíc a zapínaním na suchý zips	225 x 320 6 + 7	33 086	11/22


Raucodrape® PRO Súprava na artroskopiu ramena Beach Chair

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 355	14
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 fóliový lepiaci pásik	10 x 50		
1 návlek na končatinu, krátky	24 x 80		
1 rúško na artroskopiu ramena s elastickým operačným výstrihom v tvare hrušky, s integrovaným záchytným vakom na zber tekutín vrátane výpustného portu, s tromi suchými zipsami	225 x 380 11,5 x 12,5		

System operačného krytia Raucodrape

Ortopédia/traumatológia



Raucodrape® PRO Súprava s vertikálnym rúškom (REF 33 038)

Raucodrape® PRO Súprava s vertikálnym rúškom

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 389	10
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 vertikálne rúško, transparentná polyetylénová fólia, s integrovanou incíznou fóliou, s integrovaným záchytným vakom na zber tekutín vrátane filtra a výpustného portu, s dvomi vreckami pre odsávačku, s dvoma suchými zipsami pre fixáciu hadíc	250 x <u>330</u> 80 x 30		

Raucodrape® PRO Vertikálne rúško

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
vertikálne rúško, transparentná polyetylénová fólia, s integrovanou incíznou fóliou, s integrovaným záchytným vakom na zber tekutín vrátane filtra a výpustného portu, s dvomi vreckami pre odsávačku, s dvoma suchými zipsami pre fixáciu hadíc	250 x <u>330</u> 80 x 30	33 038	26

_označuje stranu s lepiacou plochou

Raucodrape® OP-Abdecksystem

Neurochirurgia, ORL, ústna a čelústno-tvárová chirurgia, oftalmológia

Raucodrape® PRO Kraniálna súprava

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 370	14
2 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
3 lepiace rúška, polyetylénová fólia	50 x 50		
1 kraniotomické rúško, operačný výstrih, s integrovanou incíznou fóliou, s integrovaným vakom na zber tekutín s postrannou odtokovou drážkou vrátane filtra a výpustného portu, s integrovanými fixáciami hadíc	225 x 280 19 x 25		

Raucodrape® PRO Rúško LAP/na chrbticu

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Rúško LAP/na chrbticu, 3-vrstvové oválny operačný výstrih, pozdĺžny, mimostredový, samolepiaci	225 x 320 11 x 22	33 051	8/16

Raucodrape® PRO Súprava na hlavu I

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 371	16
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	75 x 90		
1 rúško s nástrihom 2-vrstvové, nástrih	150 x 250 10 x 80		
1 lepiace rúško, 2-vrstvové	75 x 90		

Raucodrape® PRO Súprava na hlavu II

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 372	13
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 50		
1 rúško turban 2-dielne, vodotesná netkaná textília/2-vrstvová	130 x 100		
1 rúško s nástrihom, 2-vrstvové, Plus nástrih pravouhlý, s integrovanými fixáciami hadíc	225 x 300 14 x 80		

_označuje stranu s lepiacou plochou

System operačného krytia Raucodrape

Neurochirurgia, ORL, ústna a čelústno-tvárová chirurgia, oftalmológia

Raucodrape® PRO Variabilná súprava rúšok s nástrihom

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 313	15
4 uteráky	30 x 40		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus, nástrih	225 x 240 20 x 20		
1 rúško s nástrihom 2-vrstvové, nástrih	150 x 260 20 x 65		

Raucodrape® PRO Rúško s nástrihom

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Rúško s nástrihom, 2-vrstvové, nástrih	150 x 250 10 x 80	33 073	28

Raucodrape® PRO Krycie rúško na tvár s otvorom

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Krycie rúško na tvár s otvorom, 2-vrstvové, operačný výstrih oválny, priečny, mimostredový, s integrovanou incíznou fóliou	150 x 240 8 x 19	33 054	30

Raucodrape® PRO Ústne a čelústno-tvárové rúško

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
1 obalové rúško	75 x 90	33 045	18/36
1 ústne a čelústno-tvárové rúško, 2-vrstvové, operačný otvor v tvare kosoštvorca, mimostredový	112 x 150 10 x 14		

Raucodrape® PRO Rúško s otvorom pre ucho


sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Krycie rúško na ucho s otvorom 2-vrstvové, operačný otvor oválny, pozdĺžny, mimostredový, samolepiaci	175 x 240 5 x 7,5	33 050	11/22


_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Neurochirurgia, ORL, ústna a čelústno-tvárová chirurgia, oftalmológia



REF 33 056



REF 33 077

Raucodrape® Očné krycie rúško

sterilná

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Očné krycie rúško, vodotesná netkaná textília, operačný otvor, centrický, stredový s priebežnou incíznou fóliou, s integrovaným záchytným vakom na zber tekutín	150 x 150 7 x 10	33 056	17/34

Raucodrape® PRO Očné krycie rúško

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Očné krycie rúško 2-vrstvové, operačný otvor stredový, centrálny, s perforovanou incíznou fóliou	80 x 80 7 x 10	33 077	30/120

System operačného krytia Raucodrape

Kardiochirurgia/angiografia

Raucodrape® PRO Kardiovaskulárna súprava

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 383	8
4 uteráky	30 x 40		
2 návleky na inštrumentačné stolíky	80 x 145		
2 lepiace pásiky	9 x 50		
2 návleky na nohy v tvare papučiek	37,5 x 24		
1 operačné krycie rúško	150 x 180		
1 krycie rúško s nástrihom, bilaterálne 2-vrstvové Plus, nástrih, s integrovanými fixáciami hadíc	175 x 260 20 x 100		
1 kardiovaskulárne rúško 2-vrstvové Plus, operačný výstrih s integrovanou incíznou fóliou, s obojstrannými 2-komorovými vreckami na odsávačku, s dvomi ďalšími 1-komorovými vreckami na odsávačku, s 5 suchými zipsami pre fixáciu hadíc	300/225 x 370 38 x 40		

Raucodrape® PRO Angiografické rúško I

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 obalové rúško	80 x 100	33 381	11/22
1 uterák	30 x 40		
1 lepiaci pásik	9 x 25		
1 angiografické rúško 3-vrstvové, dva operačné otvory s lepením, okrúhle, mimostredové	150 x 240 12		

Raucodrape® PRO Angiografické rúško II


sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 obalové rúško	80 x 100	33 382	8/16
1 uterák	30 x 40		
1 lepiaci pásik	9 x 25		
1 angiografické rúško 3-vrstvové, obojstranná polyetylénová fólia, dva operačné otvory s lepením, mimostredové, s obvodovou incíznou fóliou	227 x 330 12 x 12 8		

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Krycie rúšky a príslušenstvo



Raucodrape® Krycie rúška

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
38 x 45	33 001	220/880
45 x 75	33 002	120/480
75 x 90	33 003	65/260

Raucodrape® PRO Operačné krycie rúška

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
75 x 90	33 005	40/160
100 x 150	33 008	27/54
150 x 180	33 009	13/26
150 x 240	33 004	13/26


Raucodrape® Krytie operačného stola

sterilné


Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Operačné krytie na stôl Standard		
120 x 140	33 090	26/52
150 x 190	33 091	15/30
Operačné krytie na stôl, Spezial		
150 x 190	33 092	11/22
Návlek na inštrumentačný stolík Standard		
80 x 145	33 093	35/70
Návlek na inštrumentačný stolík Lite		
80 x 145	33 094	40/80
Návlek na inštrumentačný stolík Special		
	33 095	25/50

System operačného krytia Raucodrape


Krycie rúšky a príslušenstvo



REF 33 020



REF 33 021



REF 33 024

Raucodrape® PRO Operačné lepiace rúška


sterilné

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
2-vrstvové		
50 x <u>50</u>	33 010	80/320
50 x <u>75</u>	33 011	60/240
75 x <u>75</u>	33 012	40/160
75 x <u>90</u>	33 013	38/152
90 x <u>110</u>	33 020	25/100
150 x <u>180</u>	33 025	20/40
175 x <u>180</u>	33 016	17/34
150 x <u>240</u>	33 018	15/30
175 x <u>300</u>	33 024	10/20
2-vrstvové Plus		
150 x <u>180</u>	33 015	18/36
175 x <u>180</u>	33 017	15/30
150 x <u>250</u>	33 019	14/28
<u>190</u> x 225	33 021	11/22
protišmykové rúško, 2-vrstvové		
<u>90</u> x 150	33 022	19/76

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Krycie rúšky a príslušenstvo



Raucodrape® Operačné rúška s otvorom

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť/polohaoperačný otvor	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
6 cm, oválny, stredový	45 x 75	33 040	130/520
8 cm, oválny, stredový	75 x 90	33 042	70/280

Raucodrape® Operačné rúška s otvorom

sterilné

Veľkosť/poloha/operačný otvor	veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Epidurálne krycie rúško, 2-vrstvové, samolepiace			
10 cm, oválny, mimostredový	60 x 75	33 047	68/272

Raucodrape® PRO Operačné rúška s otvorom

sterilné, 2-vrstvové, samolepiace

Veľkosť/polohaoperačný otvor	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
variabilný	50 x 75	33 058	50/200
variabilný	75 x 90	33 059	30/120
6 cm, oválny, stredový	50 x 60	33 041	70/280
8 cm, oválny, stredový	75 x 90	33 043	40/160
7 x 10 cm, oválny, priečny, mimostredový	120 x 150	33 044	25/50
12 cm, oválny, mimostredový	150 x 200	33 046	18/36

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Krycie rúšky a príslušenstvo

Raucodrape® PRO Operačné rúška s otvorom

sterilné

Veľkosť/polohaoperačný otvor	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Epidurálne krycie rúško, 2-vrstvové, samolepiace			
10 x 15 cm, pravouhlý, pozdĺžny, mimostredový	55 x 90	33 049	45/180
Rúško na ústne a čelustno-tvárové chirurgické zákroky, 2-vrstvové			
10 x 14 cm, kosoštvorcový, mimostredový	112 x 150	33 045	18/36
Krycie rúško na ucho s otvorom, 2-vrstvové, samolepiace			
5 x 7,5 cm, oválny, pozdĺžny, mimostredový	175 x 240	33 050	11/22
Rúško s otvorom, 2-vrstvové, s incíznou fóliou			
7 x 10 cm, oválny, pozdĺžny, stredový	120 x 150	33 055	22/44
Krycie rúško tváre s otvorom, 2-vrstvové, s incíznou fóliou			
8 x 19 cm, oválny, priečny, mimostredový	150 x 240	33 054	15/30
Rúško LAP/na chrbticu, 3-vrstvové, samolepiace			
11 x 22 cm, oválny, pozdĺžny, mimostredový	225 x 320	33 051	8/16

Raucodrape® PRO Krycie operačné rúška s nástrihom

sterilné

Veľkosť (cm)	veľkosť nástrihu (cm)	REF	BJ (ks.)
2-vrstvové			
75 x 90	7 x 30	33 062	35/140
125 x 150	10 x 45	33 064	28/56
150 x 200	10 x 65	33 067	14/28
150 x 250	10 x 80	33 073	14/28
225 x 260	10 x 100	33 069	13/26
3-vrstvové			
150 x 200	10 x 65	33 068	10/20
2-vrstvové Plus			
225 x 260	10 x 100	33 071	11/22
2-vrstvové Plus, s integrovanými fixáciami hadíc			
225 x 280	10 x 100	33 060	10/20
obojsmerné 2-vrstvové Plus, s integrovanými fixáciami hadíc			
175 x 260	20 x 100	33 072	13/26


Raucodrape® PRO Operačné rúška s nástrihom

sterilné, polyetylénová fólia

Veľkosť (cm)	veľkosť nástrihu (cm)	REF	BJ (ks.)
120 x 150	14 x 50	33 065	60/120
150 x 210	14 x 75	33 066	40/80

System operačného krytia Raucodrape


Krycie rúšky a príslušenstvo




REF 33 112



REF 33 124



REF 33 123



REF 15 965


Raucodrape® Krytie prístrojov

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Návlek na okrúhlu stoličku	Ø = 75	33 124	30/120
Ochranná krycia čiapka, okrúhla	80 x 90	33 113	40/160
Ochranná krycia čiapka, okrúhla	Ø = 90	33 120	20/80
Ochranná krycia čiapka, okrúhla	Ø = 120	33 121	15/60
Ochranná krycia čiapka, pravouhlá	80 x 145	33 112	25/100
Ochranná krycia čiapka, pravouhlá	80 x 45	33 122	30/120
Návlek na C rameno, trojdielny			
2 x krycia čiapka	65 x 75	33 155	20/40
1 x tubus	30 x 195		
Návlek na C rameno - tubus jednodielny	90 x 225	33 115	19/38
Návlek na kameru, teleskopicky skladaný	13 x 250	15 965	40/160
Návlek na kameru, reverzne skladaný	13 x 250	15 966	40/160
Návlek na kameru s krúžkom	15 x 250	33 119	20/80
Návlek na kameru	16 x 250	33 118	25/50
Návlek na opierku rúk, 2 kusy	35 x 73	33 123	46/184

System operačného krytia Raucodrape

Krycie rúšky a príslušenstvo



REF 33 125

2,5 x 20/24



REF 33 127




REF 33 147



REF 33 100



REF 33 110



REF 33 128



REF 33 106



REF 33 108

Raucodrape® Príslušenstvo

sterilné

Produkt	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Samolepiace doplnkové diely pre rýchlu a bezpečnú aplikáciu			
Absorpčné rúško, 2 kusy	35 x 50	33 125	80/320
Absorpčné rúško	50 x 75	33 126	33/132
Lepiaci pásik	9 x 50	33 116	250/750
Suchý zips	2,5 x 20/24	33 127	100/400
Fixácia hadíc samolepiaca, fixačné pásiky v dĺžke 30 cm	9 x 11	33 147	100/500
Záchytné vrecko 1 - komorové	38 x 40	33 109	110/440
Záchytné vrecko 2 - komorové	38 x 40	33 110	110/440
Perineálne rúško	20 x 40	33 100	140/560
Na doplnenie operačného odevu a pre pokrytie pacienta			
Rukáv s manžetou	50	33 103	45/180
Návlek na nohy, 2 kusy	50 x 110	33 104	26/104
Návlek na nohy, 2 kusy	75 x 120	33 105	30/60
Návlek na končatinu, krátky vrátane 1 fóliového lepiaceho pásika	24 x 80 10 x 50	33 128	17/68
Návlek na končatinu, veľký, vrátane 2 fóliových lepiacich pásikov	32 x 120 10 x 50	33 130	16/32
Uteráky, 2 kusy	30 x 40	33 108	120/480
Podkladové rúško I	75 x 120	33 101	28/112
Podkladové rúško II so zberným vreckom	75 x 100	33 102	35/70
Rúško pre novorodenca	90 x 100	33 160	18/72

Raucodrape® PRO Príslušenstvo

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Ortopedický návlek na končatinu, vrátane 1 fóliového lepiaceho pásika	33 x 55 10 x 50	33 106	65/130
Ortopedický návlek na končatinu, vrátane 2 fóliových lepiacich pásikov	33 x 110 10 x 50	33 107	38/76

_označuje lepiacu plochu

System operačného krytia Raucodrape

Incízna fólia



Raucodrape® Incízna fólia

Oblasti použitia

- slúži na pokrytie oblasti incízie pri chirurgických zákrokoch pre minimalizáciu vniknutia choroboplodných zárodkov do rany.

Vlastnosti

- nedráždivé lepidlo
- elastické a príľnavé
- odolné voči baktériám
- priepustné pre vodné pary
- priehľadné a antireflexné
- s červeným okrajom k uchopeniu na praktickú aplikáciu pre používateľa
- použitie surovín bez obsahu prírodného kaučukového latexu

Odporúčané kombinácie

- System operačného obväzového materiálu Setpack, System komponentov do operačnej sály Kitpack, Operačný odev

Zloženie produktu


Polyuretánová fólia potiahnutá polyakrylátovým lepidlom

Raucodrape® Incízna fólia

sterilné, jednotlivo balené

lepiaci povrch (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
12 x 17	25 440	A38 855	10/80
15 x 20	25 441	A38 856	10/60
30 x 20	25 442	A38 857	10/80
45 x 20	25 443	A38 858	10/80
40 x 35	25 444	A38 859	10/80
45 x 50	25 445	A38 860	10/80
45 x 65	25 446	A38 861	10/40
55 x 80	25 447	A38 862	10/40
72 x 88	25 448	A38 863	10/40


System operačného krytia Raucodrape



Operačné krycie rúško Raucodrape SMART, 2-vrstvové

Pre operácie s nižšou stratou tekutín

- celoplošne absorpčné a vodotesné
- bezpečný bariérový účinok proti preniknutiu kvapalín a baktérií
- vysoká odolnosť proti pretrhnutiu
- s veľmi malým množstvom častíc
- použitie surovín bez obsahu prírodného kaučukového latexu



Operačné krycie rúško Raucodrape SMART, 2-vrstvové Plus

Označenie Plus pre operácie, pri ktorých dochádza k strednej až vysokej strate tekutín

- zosilnená operačná zóna s dodatočnou vrstvou z netkanej textílie
- veľmi dobrá absorpčná schopnosť a rýchlosť absorpcie
- veľmi vysoká odolnosť proti pretrhnutiu
- s veľmi malým množstvom častíc
- použitie surovín bez obsahu prírodného kaučukového latexu

System operačného krytia Raucodrape SMART

Univerzálna súprava Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 × 190	33 801	13
2 uteráky	30 × 20		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 × 145		
1 lepiaci pásik	9 × 25		
2 lepiace rúška, 2-vrstvové, lepiaci pásik	75 × <u>90</u> 76		
1 lepiace rúško, 2-vrstvové, lepiaci pásik	175 × <u>170</u> 80		
1 lepiace rúško, 2-vrstvové, lepiaci pásik	140 × <u>240</u> 80		

Univerzálna súprava rúšok s nástrihom Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 × 190	33 810	12
2 uteráky	30 × 20		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 × 145		
1 lepiaci pásik	9 × 25		
1 rúško s nástrihom, 2-vrstvové, nástrih	200 × 260 10 × 80		
1 lepiace rúško, 2-vrstvové, lepiaci pásik	140 × <u>240</u> 80		

—označuje stranu s lepiacou plochou

System operačného krytia Raucodrape

Abdominálno-perineálna súprava Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 825	11
2 uteráky	30 x 20		
1 návlek na inštrumentačný stôl	80 x 145		
1 lepiaci pásik	9 x 25		
1 abdominálno-perineálne rúško, abdominálny operačný otvor, perineálny operačný otvor, s krytím na opierku ruky	23 0 x 302 125 28 x 32 10 x 15		

Súprava na sekciu Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 x 190	33 861	12
2 uteráky	30 x 20		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 x 145		
1 rúško na dieťa, netkaná textilná absorbujúca tekutinu	90 x 90		
1 krytie na sekciu, na polohu ležmo, abdominálny operačný otvor, s integrovanou incíznou fóliou, s integrovaným vreckom na zber tekutín vrátane odpadového portu, s krytím na opierku ruky	230/200 x 312 27 x 33		

Súprava na cytoskopiu Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	120 x 140	33 863	40
2 návleky na nohy	75 x 120		
1 rúško na cytoskopiu, perineálny operačný otvor, stredový	90 x 175 9 x 15		

Gynekologicko-urologická súprava Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 × 190	33 866	24
2 uteráky	30 × 20		
1 lepiace rúško, polyetylénová fólia	50 × 50		
1 gynekologické rúško, s integrovanými návlekmi na nohy, perineálny operačný otvor	175/260 × 210 125 10 × 5		

Súprava TUR Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	125	33 867	29
1 lepiaci pásik			
1 rúško TUR, s integrovanými návlekmi na nohy, perineálny operačný otvor, suprapubický otvor,			
s integrovaným vreckom na zber tekutín vrátane filtra a odpadového portu, s náprstkom bez obsahu latexu			

Ortopedická súprava Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 × 190	33 841	10
2 uteráky	30 × 20		
1 lepiaci pásik	9 × 25		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 × 145		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 × 150		
1 ortopedický návlek na nohu	33 × 110		
2 fóliové lepiace pásiky	10 × 50		
1 rúško s nástrihom, 2-vrstvové Plus, nástrih	200 × 240 10 × 80		
1 lepiace rúško, 2-vrstvové, lepiaci pásik	175 × 260 80		

označuje stranu s lepiacou plochou

System operačného krytia Raucodrape

Súprava na končatiny Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (súpravy)
1 krytie na stôl	150 × 190	33 844	12
2 uteráky	30 × 20		
1 operačné krycie rúško, 2-vrstvové	150 × 150		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 × 145		
1 ortopedický návlek na nohu	33 × 55		
1 fóliový lepiaci pásik	10 × 50		
1 lepiaci pásik	9 × 25		
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové Plus, elastický operačný otvor	200 × 300 7		

Rúško na končatiny Raucodrape® SMART na ruky/nohy

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks)
1 krytie na stôl	120 × 140	33 780	19
1 rúško na ruky/nohy, 2-vrstvové, elastický operačný otvor, stredový	200 × 300 3		

Súprava na artroskopiu Raucodrape® SMART

sterilná

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks)
1 krytie na stôl	120 × 140	33 851	17
1 návlek na kameru, reverzne skladaný	13 × 250		
1 ortopedický návlek na nohu	33 × 55		
1 fóliový lepiaci pásik	10 × 50		
1 návlek na inštrumentačný stolík	80 × 145		
1 lepiaci pásik	9 × 25		
1 rúško na končatiny, 2-vrstvové, elastický operačný otvor	200 × 280 7		

System operačného krytia Raucodrape

Vertikálne rúško Raucodrape® SMART

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks)
1 obalové rúško	90 × 100	33 738	20
1 vertikálne rúško, transparentná polyetylénová fólia s integrovanou incíznou fóliou, s integrovaným vreckom na zber tekutín vrátane filtra a odpadového portu, s dvomi držiakmi na upevnenie tubusu a kábla	230 × 320 46 × 36		
1 vrecko na inštrumenty	20 × 30		

Operačné krycie rúška Raucodrape® SMART

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks)
75 × 90	33 705	168
100 × 100	33 706	100
150 × 150	33 707	40

Prikryvka na krytie operačného stola Raucodrape®

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL	BJ (ks)
krytie na stôl Standard	120 × 140	33 090	A87 204	26/52
krytie na stôl Standard	150 × 190	33 091	A87 205	15/30
Návlek na inštrumentačný stolík	80 × 145	33 793	A74 917	100

Lepiace operačné rúška Raucodrape® SMART

sterilné, 2-vrstvové

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks)
75 × <u>90</u>	33 716	120
175 × <u>170</u>	33 718	30
140 × <u>240</u>	33 717	28

—označuje stranu s lepiacou plochou

System operačného krytia Raucodrape

Operačné rúška s otvorom Raucodrape® SMART

sterilné, 2-vrstvové, samolep

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks)
variabilné	75 × 90	33 742	120
6 cm, okrúhly, stredový	50 × 60	33 740	240
7 × 10 cm, oválny, priečny, mimostredový	120 × 150	33 741	50

Operačné rúška s nástrihom Raucodrape® SMART

sterilné, 2-vrstvové


Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks)
200 × 260	33 760	18

Príslušenstvo Raucodrape® SMART

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks)
1 ortopedický návlek na nohu, vrátane 1 fóliového lepiaceho pásika	33 × 55 10 × 50	33 770	440
1 ortopedický návlek na nohu, vrátane 2 fóliových lepiacich pásikov	33 × 110 10 × 50	33 771	240

System operačného obväzového materiálu Setpack® Standard



Patentovaný systém kariet na sčítanie



Sterilný vnútorný obal



Výsuvná škatuľa na tampóny s počítacím rastrom



Brušné rúšky Setpack® Toptex lite RK



Gázové kompresy Setpack® RK



Tampóny Setpack® RK



Preparačné tampóny Setpack® RK

Oblasti použitia

- systémy operačného obväzového materiálu Setpack sú určené na použitie priamo na operačnej sále

Vlastnosti

- sterilne balené, rýchle a pohodlné použitie
- s röntgenkontrastným vláknom, resp. röntgenkontrastným čipom
- samostatne dvojmo priložené samolepiace karty na sčítanie
- ekonomické baliace jednotky

Varianty

- Brušné rúšky Setpack Toptex lite RK
- Gázové kompresy Setpack RK
- Tampóny Setpack RK
- Preparačné tampóny Setpack RK

Výhody

- úspornosť
 - ◆ odpadá vlastná príprava
 - ◆ nie je potrebná validácia sterilizačných postupov
- bezpečnosť
 - ◆ viacnásobná kontrola počtu kusov pri výrobe súpravy Setpack

Abdominálne rúšky



Oblasti použitia

- po vykonanej sterilizácii určené na použitie v operačnej sále
- na uchopenie a odtiahnutie orgánov a telesných tkanív
- na zastavenie krvácania a na absorpciu telesných tekutín pri operatívnych zákrokoch

Vlastnosti

- nesterilná
- z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079
- predpraná
- mäkká a absorpčná
- biela farba
- 4-vrstvová

Zloženie produktu

Abdominálne rúšky sa skladajú zo 100 % bavlny. Integrovaný röntgenkontrastný čip sa skladá z polyvinylchloridu a síranu bárnateho.

Varianty

- 17- a 20-väzbová

Abdominálne rúšky s RK

nesterilné, 4-vrstvové, väzba 17

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
23 x 33	13 509	A20 994	100/300
45 x 45	13 512	A20 995	100/300
55 x 65	13 516		100/300

Abdominálne rúšky Toptex® lite RK

nesterilné, 4-vrstvové, väzba 20

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
20 x 30	10 922		80/480
40 x 40	10 923	A20 995	90/180

System operačného obväzového materiálu Setpack

Brušné rúšky Setpack® Toptex® lite RK



Oblasti použitia

- na použitie priamo na operačnej sále
- na uchopenie a odtiahnutie orgánov a telesných tkanív
- na zastavenie krvácania a na absorpciu telesných tekutín pri operatívnych zákrokoch

Vlastnosti

- z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- predprané
- mäkké a absorpčné
- 20-vláknové
- zabalené v patentovanom sterilnom vnútornom obale na rýchle a bezpečné vybranie produktu a kontrolu sčítaním
- samostatne dvojmo priložené samolepiace karty na sčítanie

Zloženie produktu

100 % bavlna, röntgenkontrastný čip (polyvinylchlorid a síran bárnatý).

Varianty

- biele, modré¹ a zelené¹
- 4- a 6-vrstvové

Odporúčané kombinácie

- System komponentov do operačnej sály Kitpack, System operačného krytia Raucodrape, Operačný odev, Nesterilný operačný obväzový materiál

Setpack® Toptex® Lite brušné rúška RK

sterilné

Obsah	Veľkosť (cm)	REF	BJ (bal.)
biela farba			
2 kusy, 4-vrstvová	40 x 40	15 004	14/42
5 kusov, 4-vrstvová	40 x 40	15 001	6/18
2 kusov, 6-vrstvová	40 x 40	15 012	12/36
5 kusov, 6-vrstvová	40 x 40	15 003	6/18
2 kusy, 4-vrstvová	20 x 30	15 011	28/84
5 kusov, 4-vrstvová	20 x 30	15 007	14/42
2 kusy, 4-vrstvová	50 x 60	15 014	8/24
2 kusy, 4-vrstvová	8 x 90	15 010	26/78

¹ Kontraindikácia: Produkt nie je určený na použitie pri kardiotorakálnych chirurgických zákrokoch s kardiopulmonálnym prístrojom.

System operačného obvazového materiálu Setpack

Gázové kompresy RK



Oblasti použitia

- na použitie priamo na operačnej sále
- na jemné stieranie a na absorpciu telesných tekutín pri operatívnych zákrokoch

Vlastnosti

- z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079
- mäkké a absorpčné
- všetky orezané hrany sa nachádzajú vo vnútri, takže netrčia žiadne okrajové vlákna
- zabalené v patentovanom sterilnom vnútornom obale na rýchle a bezpečné vybranie produktu a kontrolu sčítaním
- samostatne dvojmo priložené samolepiace karty na sčítanie

Zloženie produktu

100 % bavlna, röntgenkontrastná textília (modrá, polypropylén, polyester, síran bárnatý)

Varianty

- 12-, 16- a 32-vrstvové
- 17- a 20-vláknové

Odporúčané kombinácie

- System komponentov do operačnej sály Kitpack. System operačného krytia Raucodrape, Operačný odev, Nesterilný operačný obvazový materiál

Setpack® Multikompresy RK

sterilné

Veľkosť (cm)	REF	BJ (bal.)
balenia po 10 kusoch, 12-vrstvové, 17-vláknové		
7,5 x 7,5	15 114	28/84
10 x 10	15 100	20/60
10 x 12,5	15 116	20/60
10 x 20	15 102	16/48
balenia po 10 kusoch, 16-vrstvové, 17-vláknové		
5 x 5	15 110	34/102
7,5 x 7,5	15 106	24/72
10 x 10	15 101	20/60
10 x 12,5	15 111	18/54
balenia po 10 kusoch, 32-vrstvové, 20-vláknové		
10 x 10	15 104	12/36
balenia po 20 kusoch, 12-vrstvové, 17-vláknové		
7,5 x 7,5	15 119	20/60
10 x 10	15 103	18/54
10 x 12,5	15 109	10/30
10 x 20	15 108	8/24
balenia po 20 kusoch, 16-vrstvové, 17-vláknové		
5 x 5	15 117	26/78
7,5 x 7,5	15 118	16/48
10 x 10	15 105	14/42
10 x 12,5	15 112	8/24

System operačného obväzového materiálu Setpack Tampóny RK



Oblasti použitia

- na použitie priamo na operačnej sále
- na odsatie krvi a sekrétu pri operatívnych zákrokoch

Vlastnosti

- z obväzovej gázy podľa DIN EN 14079
- mäkké a vysoko absorpčné
- s bezpečnostným krúžkom zo silikónu
- 20-vláknový
- dvojité sterilné balenie
- samostatne priložené, dvojité, samolepiace karty na sčítanie

Zloženie produktu

100 % bavlna, röntgenkontraštná textília (modrá, polypropylén, polyester, síran bárnatý), bezpečnostný krúžok je vyrobený zo silikónu

Odporúčané kombinácie

- Systém komponentov do operačnej sály Kitpack, systém operačného krytia Raucodrape, operačný odev, nesterilný operačný obväzový materiál

Setpack® Tampóny RK

sterilné

Veľkosť	REF	BJ (bal.)
balenia po 5 kusoch		
veľkosť päste 7	22 800	16/48
balenia po 10 kusoch		
veľkosť vlašského orecha 2	22 801	72/144
veľkosť slivky 3	22 802	38/114
veľkosť vajca 4	22 803	26/78
extra veľké 6	22 804	18/54
balenia po 15 kusoch		
veľkosť slivky 3	22 805	30/90
veľkosť vajca 4	22 806	20/60
extra veľké 6	22 807	12/36
balenia po 20 kusoch		
veľkosť slivky 3	22 808	26/78
veľkosť vajca 4	22 809	16/48
extra veľké 6	22 810	6/18

System operačného obvazového materiálu Setpack®

Preparačné tampóny



Oblasti použitia

- na použitie priamo na operačnej sále
- na preparáciu orgánov, krvných ciev a tkanivových vrstiev pri operačných zákrokoch

Odporúčané kombinácie

- Systém komponentov do operačnej sály Kitpack, Systém operačného krytia Raucodrape, Operačný odev, Nesterilný operačný obvazový materiál

Vlastnosti

- z obvazovej gázy podľa DIN EN 14079
- pevné a vysoko absorpčné
- 24-vláknové
- v patentovanej posuvnej škatulke na tampón na optimálnu kontrolu počtu kusov s praktickým vyberaním
- samostatné dvojmo priložené samolepiace karty na sčítanie

Zloženie produktu

100 % bavlna, röntgenkontrastná textília (modrá, polypropylén, polyester, síran bárnatý)

Setpack® Preparačné tampóny RK

sterilné

Veľkosť	REF	ŠUKL	BJ (bal.)
balenie po 10 kusov			
malé 2	12 780	A54 276	40/120
stredné 3	12 781	A57 241	40/120
veľké 4	12 782	A57 242	40/120
balenie po 20 kusov			
malé 2	12 783	A54 276	40/120
stredné 3	12 784		40/120
veľké 4	12 785		40/120

System operačného obväzového materiálu Setpack® Individual



Oblasti použitia

- systémy operačného obväzového materiálu Setpack sú určené na použitie priamo na operačnej sále .

Vlastnosti

- sterilne balené, rýchle a pohodlné použitie
- s röntgenkontrastným vláknom, resp. röntgenkontrastným čipom
- samostatne dvojmo priložené samolepiace karty na sčítanie

Výhody

- individuálne zostavený podľa zadania zákazníka
- individuálna analýza potrieb na základe podrobného zosúladenia s odborným interným oddelením
- úspora času vďaka štandardizovaným procesným postupom
- ekonomické použitie materiálu



System komponentov do operačnej sály Kitpack®

Oblasti použitia

- špeciálne určený na použitie v operačnej sále

Vlastnosti

- individuálne zostavený podľa zadania zákazníka
- obsahuje všetky potrebné operačné jednorazové zdravotnícke pomôcky
- sterilný a hotový na okamžité použitie
- kompaktný a zabalený pre operačnú sálu

Výhody

- prináša rozsiahlu úsporu času, pretože odpadáva skladanie jednotlivých komponentov pred operačným zákrokom
- redukuje náklady na logistiku a na správu, pretože jednoduchší proces objednávania uľahčuje obstarávanie
- zabezpečuje vyššiu bezpečnosť na operačnej sále, pretože zníženie rizika kontaminácie pri otvorení a odovzdaní sterilných produktov zlepšuje predchádzanie infekciám
- zjednodušuje dokumentovanie materiálov používaných v operačnej sále, pretože všetky relevantné informácie sú uvedené na jednom štítku
- zvyšuje transparentnosť nákladov, pretože sa náklady dajú rýchlejšie a jednoduchšie prideliť na daný ošetrovaný prípad ako pri jednotlivých komponentoch



System komponentov do operačnej sály Kitpack®

Kitpack® start



Oblasti použitia

- špeciálne určený na použitie v operačnej sále

Vlastnosti

- okamžite pripravený na doručenie
- bez zmluvnej viazanosti
- sterilný a priamo použiteľný
- úspora času pri príprave operačnej sály pred zákrokom a úprave po zákroku
- iba zadanie objednávky v rámci obstarávania
- redukuje potrebu vedenia skladu
- flexibilný počas testovacej fázy
- úsporné zloženie

Zloženie produktu

Kitpack start obsahuje základné vybavenie s najdôležitejšími jednorazovými komponentmi hotovými na použitie pre konkrétnu odbornú oblasť.

Varianty

Používatelia si môžu vybrať z 5 súprav:

- súprava na všeobecnú chirurgiu
- súprava na totálnu endoprotézu bedrového kĺbu
- súprava na končatiny
- súprava rúšok s nástrihom na cievy
- súprava na sekciu

System komponentov do operačnej sály Kitpack®

Súprava na totálnu endoprotézu bedrového kĺbu

Obsah	Veľkosť	REF	BJ (bal.)
1 krytie na stôl Raucodrape	150 x 190 cm	28 146	4
4 uteráky Raucodrape	30 x 40 cm		
1 operačný plášť Sentinex SMMS Standard	150 cm		
1 návlek na inštrumentačný stolík Raucodrape Standard	80 x 145 cm		
1 operačná súprava na odsávanie, typ Yankauer CH 25*	Ø 6 mm		
1 vrecko na odsávačku Raucodrape, 1 komorové	38 x 40 cm		
2 jednorazové skalpely Figur 21*			
1 miska modrá*	250 ml		
10 tampónov Gazin RK*	veľ. 6® extraveľkých		
30 gázových kompres Gazin RK, 16-vrstvových*	10 x 10 cm		
2 brušné rúšky Toptex lite RK, zelené, 6-vrstvové* **	40 x 40 cm		
1 operačný plášť Sentinex SMMS Standard	150 cm		
2 operačné plášte Sentinex SMMS Special	150 cm		
1 operačná lepiaca rúška Raucodrape, 2-vrstvová	75 x 90 cm		
1 ortopedický návlek na končatinu Raucodrape, vrátane 2 fóliových lepiacich prúžkov	33 x 110 cm 10 x 50 cm		
1 operačné krycie rúško Raucodrape, 2-vrstvová	150 x 180 cm		
2 rúška s lepením Raucodrape, elastické	9 x 50 cm		
1 rúško s nástrihom Raucodrape, 2-vrstvová Plus, Nástrih	225 x 260 cm 10 x 100 cm		
1 anestetické rúško Raucodrape, 2-vrstvová Plus	225 x 270 cm		

Súprava na končatiny

Obsah	Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (bal.)
1 krytie na stôl Raucodrape	150 x 190 cm	28 147	P74 940	5
2 utierky Raucodrape	30 x 40 cm			
1 operačný plášť Sentinex SMMS Standard	150 cm			
1 návlek na inštrumentačný stolík Raucodrape Standard	80 x 145 cm			
1 operačný plášť Sentinex SMMS Special	150 cm			
1 návlek na kameru Raucodrape, reverzne skladaný*	13 x 250 cm			
1 miska modrá*	250 ml			
3 krytie na ranu Curapor*	5 x 7 cm			
5 tampónov Gazin RK*	Veľ. 6 extraveľký			
1 jednorazový skalpel Figur 11*				
10 gázových kompres Gazin RK, 16-vrstvových*	10 x 10 cm			
1 univerzálne ovínadlo Lenkelast*	12 cm x 5 m			
1 operačné krycie rúško Raucodrape, 2-vrstvové	150 x 180 cm			
1 rúško s lepením Raucodrape, elastický	9 x 50 cm			
1 návlek na nohy, krátky	24 x 80 cm			
1 rúško na končatiny Raucodrape, 2-vrstvové Plus	225 x 320 cm			

* komponenty v skladacej škatuli

** Kontraindikácia: Produkt nie je určený na použitie pri kardiotorakálnych chirurgických zákrokoch s kardiopulmonálnym prístrojom. Označuje stranu s lepiacou plochou

Sentinex® Operačný odev

Oblečenie do operačnej sály



Sentinex® Oblečenie do operačnej sály

- na spoľahlivú ochranu pred preniknutím choroboplodných zárodkov a kvapalín




Oblečenie do operačnej sály Sentinex® soft

- inovatívna štruktúra SoftTex podobná textílii, praktické 2-dielne náprsné vrecká a raglánové rukávy pre dodatočné pohodlie



Termobunda Sentinex® / Termobunda Soft Sentinex®

- sťahovacia gumička v dolnej chrbtvej časti a štrikovaný lem na rukávoch zabezpečujú príhnavý strih. Zvyšuje sa tak bezpečnosť v operačnej sále a znižuje riziko kontaminácie.



Sentinex® Termobunda Soft, modrá farba

- udrzuje hruď, plecia a šiju teplé

Oblasti použitia


- nesterilné jednorazové oblečenie, ktoré sa má nosiť v oblastiach s najprísnejšími hygienickými kritériami v zariadení, aby sa minimalizoval prenos infekčných činiteľov medzi rôznymi oblasťami

Vlastnosti

- priedušné
- odolné voči pretrhnutiu
- vodotesné
- nepriehľadné
- použitie suroviny bez prírodného kaučuku a latexu
- materiál netvorí chĺpky
- obidva materiály spĺňajú požiadavky na štandardnú úroveň výkonu podľa DIN EN 13795 týkajúcej sa operačných plášťov, menej kritická oblasť

Zloženie produktu

SMMS (polypropylén), spunbond (polypropylén), polyester



Sentinex
Oblečenie do
operačnej sály
(SMMS)

Sentinex
Oblečenie do
operačnej sály
Soft (Spunbond)

Tipy

- Oblečenie do operačnej sály dobre vyzerá nielen v operačnej sále. Výhody jednorazového oblečenia sú zreteľné aj na jednotke intenzívnej starostlivosti alebo pri endoskopii.

Konfekčné veľkosti

Dámska veľkosť	34	36	38	40	42	44	46	48	50	52	54
Medzinárodná veľkosť/ podľa spoločnosti L&R	XS	S	M	L	XL	XXL					
Pánska veľkosť	-	44	46	48	50	52	54	56	58	60	62

Sentinex® Operačný odev

Oblečenie do operačnej sály

Sentinex® Oblečenie do operačnej sály

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
Súprava oblečenia do operačnej sály, zelená farba		
XS	39 501	50
S	39 514	45
M	39 515	40
L	39 516	35
XL	39 517	35
XXL	39 518	30
XS	39 502	50
S	39 519	45
M	39 520	40
L	39 521	35
XL	39 522	35
XXL	39 523	30
Oblečenie do operačnej sály, halenka, zelená farba		
XS	39 503	105
S	39 524	100
M	39 525	90
L	39 526	80
XL	39 527	75
XXL	39 528	70
Oblečenie do operačnej sály, halenka, modrá farba		
XS	39 505	105
S	39 534	100
M	39 535	90
L	39 536	80
XL	39 537	75
XXL	39 538	70
Oblečenie do operačnej sály, nohavice, zelená farba		
XS	39 504	80
S	39 529	75
M	39 530	70
L	39 531	65
XL	39 532	60
XXL	39 533	55
Oblečenie do operačnej sály, nohavice, modrá farba		
XS	39 506	80
S	39 540	75
M	39 541	70
L	39 542	65
XL	39 543	60
XXL	39 544	55
Termobunda, modrá farba		
M	39 512	40
L	39 513	40

Sentinex® Operačný odev

Oblečenie do operačnej sály

Sentinex® Oblečenie do operačnej sály Soft

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
Súprava oblečenia do operačnej sály Soft, zelená farba		
XS	39 507	25
S	39 545	25
M	39 546	22
L	39 547	20
XL	39 548	20
XXL	39 549	20
Súprava oblečenia do operačnej sály Soft, modrá farba		
XS	39 508	25
S	39 550	25
M	39 551	22
L	39 552	20
XL	39 553	20
XXL	39 554	20
Oblečenie do operačnej sály Soft, halenka, zelená farba		
XS	39 509	60
S	39 555	55
M	39 556	50
L	39 557	50
XL	39 558	45
XXL	39 559	40
Oblečenie do operačnej sály Soft, halenka, modrá farba		
XS	39 576	60
S	39 565	55
M	39 566	50
L	39 567	50
XL	39 568	45
XXL	39 569	40
Oblečenie do operačnej sály Soft, nohavice, zelená farba		
XS	39 575	50
S	39 560	45
M	39 561	40
L	39 562	40
XL	39 563	35
XXL	39 564	30
Oblečenie do operačnej sály Soft, nohavice, modrá farba		
XS	39 577	50
S	39 570	45
M	39 571	40
L	39 572	40
XL	39 573	35
XXL	39 574	30
Termobunda Soft, modrá farba		
M	39 510	30
L	39 511	30
XL	39 611	25

Sentinex® Operačný odev

Operačné plášte



Operačný plášť Sentinex® PRO Basic

- zaväzovací plášť na zákroky malého rozsahu a na ošetrovanie
- s 3 zaväzovacími šnúrkami na chrbte na bezpečné zapnutie



Operačný plášť Sentinex® PRO Standard

- zavinovací plášť so sterilnou chrbtovou časťou vďaka obzvlášť širokému prekrytiu
- obzvlášť vhodný na zákroky s nízkou stratou tekutín



Operačný plášť Sentinex® PRO Special

- zavinovací operačný plášť vychádzajúci z verzie Standard
- doplnkovo vodotesne zosilnený v prednej časti a na rukávoch
- výborný na použitie pri operáciách s vysokou stratou tekutín



Operačný plášť Sentinex® PRO Special Plus

- zavinovací operačný plášť vychádzajúci z verzie Special
- je dodatočne vybavený širšou zosilnenou zónou pre bezpečnú ochranu pri laterálnom zaťažení kvapalinou



SMMS



Spunlace

Oblasti použitia

- jednorazové operačné plášte na nosenie pri operačných zákrokoch
- minimalizácia prenosu infekčného materiálu pri priamom kontakte medzi operačným tímom a operačnou ranou

Vlastnosti

- vodotesný materiál SMMS alebo Spunlace
- použité suroviny bez latexu z prírodného kaučuku
- odolný voči odieraniu
- netvorí chĺpky
- vďaka špeciálnemu strihu je chrbtová časť sterilná (okrem operačných plášťov Basic), zložený primerane použitiu
- operačný plášť „Special“ má v oblasti rukávov a v prednej časti zvnútra umiestnené výstuže odolné voči tekutinám
- operačný plášť „Special Plus“ je navyše vybavený širšou výstuženou zónou
- „Standard“ a „Special“ sú dostupné so sterilným obalom alebo bez neho

Zloženie produktu

Celulóza/polyesterová netkaná textília (Spunlace), polypropylén (SMMS), priedušná PE fólia.

Odporúčané kombinácie

- Operačné čiapky Sentinex, Operačné rúšky Sentinex, Operačné rukavice Sempermed

Sentinex® Operačný odev

Operačné plášte

Sentinex® PRO Spunlace Operačné plášte

sterilné

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Standard v sterilnom obale		
120	19 300	44
130	19 301	40
150	19 302	36
170	19 303	32
150 large	19 304	32
Special v sterilnom obale		
120	19 310	40
130	19 311	36
150	19 312	32
170	19 313	28
150 large	19 314	28
Súprava Standard		
3 x 150	19 308	12
2 x 150, 1 x 130	19 309	12

Sentinex® PRO SMMS Operačné plášte

sterilné

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
Standard v sterilnom obale		
120	19 340	52
130	19 341	48
150	19 342	44
170	19 343	40
150 large	19 344	40
Special v sterilnom obale		
120	19 350	48
130	19 351	44
150	19 352	40
170	19 353	36
150 large	19 354	36
Standard „direct“ bez vnútorného obalu		
120	19 360	52
130	19 361	48
150	19 362	44
Special „direct“ bez vnútorného obalu		
120	19 370	48
130	19 371	44
150	19 372	40
Special Plus „direct“ bez vnútorného obalu		
150	31 276	36
Basic „direct“ bez vnútorného obalu		
120	19 380	48
130	19 381	44
150	19 382	40

Operačné plášte Sentinex® SMART



Operačný plášť Sentinex SMART Standard

Zavinovací operačný plášť so sterilnou chrbtovou časťou vďaka obzvlášť širokému prekrytiu. Vhodný najmä na zákroky s nízkou stratou tekutín.



Operačný plášť Sentinex SMART Special

Zavinovací operačný plášť vychádzajúci z verzie Standard, v prednej časti a na rukávoch ešte dodatočne vodotesne zosilnený. Zosilnená zóna ponúka vysoký odpor proti premočeniu a preniknutiu choroboplodných zárodkov. Výborne sa hodí na operácie so strednou až vysokou stratou tekutín.

Operačné plášte Sentinex® SMART Standard

sterilné, so sterilným obalom, 2 uteráky

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
M - L	33 651	52
XL	33 652	48
XXL	33 653	44

Operačné plášte Sentinex® SMART Special

sterilné, so sterilným obalom, 2 uteráky

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
M - L	33 661	48
XL	33 662	44
XXL	33 663	40

Sentinex® Operačný odev

Operačné masky



Oblasti použitia

- minimalizácia prenosu baktérií a častíc z úst a oblasti tváre operačného personálu na pacienta
- ochrana personálu pred kontamináciou časticami alebo vystreknutými tekutinami

Vlastnosti

- s neutrálnou vôňou, bez sklenených vlákien, použité suroviny bez latexu z prírodného kaučuku
- preložené s 3-, resp. 4-násobným horizontálnym presahom
- vysoký výkon bakteriálneho filtra, ktorý zabezpečuje účinnú infekčnú profylaxiu pre pacienta a personál
- extradlhý kryt na nos
- všetky operačné rúška Sentinex spĺňajú požiadavky podľa Európskej normy DIN EN 14683

Zloženie produktu

Polypropylén, polyester, celulóza.

Odporúčané kombinácie

- Operačné plášte Sentinex, Operačné čiapky Sentinex, Operačné rukavice Sempermed

Sentinex® Operačné masky

Model	REF	ŠUKL	BJ (ks.)
Sentinex Lite, modré	11 983	P70 946	50/300
Sentinex Lite, zelené	11 991	P70 946	50/300
Sentinex lite, zelená farba, s gumičkami na uši	11 992	P70 946	50/500
Sentinex SuperSoft	11 997	P70 946	50/300
Sentinex AntiFog	11 986	P70 946	50/300
Sentinex Ultra	11 999	P70 946	50/300
Sentinex SafetyShield	11 989	P70 946	25/100

Sentinex® Operačný odev

Operačné masky



Sentinex® Lite

- základný model s veľmi dobrými vlastnosťami pri nosení
- kombinácia extra ľahkých materiálov pre lepšiu priepustnosť vzduchu
- sú preto „chladnejšie“ ako normálne operačné masky
- nižšia akumulácia tepla znižuje možné podráždenie pokožky
- úroveň výkonu, typ II podľa DIN EN 14683

s gumičkami na uši



Sentinex® Classic

- prémiový model
- vďaka použitiu vysoko kvalitných materiálov poskytuje veľmi pohodlné nosenie
- úroveň výkonu, typ II podľa DIN EN 14683



Sentinex® SuperSoft

- s priliehavou, mäkkou vnútornou vrstvou
- bez obsahu farbív a spojív, špeciálne na citlivú pokožku
- úroveň výkonu, typ II podľa DIN EN 14683

Sentinex® Operačný odev

Operačné masky



Sentinex® ExtraTouch

- vďaka širšiemu strihu a horizontálne vedeným pásmom je dýchacia komora väčšia
- v dôsledku čoho je citelne
- vhodné aj pre osoby so zarastenou bradou
- úroveň výkonu, typ II podľa DIN EN 14683



Sentinex® AntiFog

- kryt na nos vytiahnutý ďaleko smerom von
- zapracovaná vrstva proti zaroseniu
- predchádza tak zaroseniu okuliarov aj okuliarov mikroskopov
- úroveň výkonu, typ II podľa DIN EN 14683



Sentinex® Ultra

- prírodná biela maska z nebieleného materiálu
- preto obzvlášť neдрáždivá
- s vrstvou proti zaroseniu
- úroveň výkonu, typ II podľa DIN EN 14683



Sentinex® SafetyShield

- s priehľadom bez rosenia
- na rozšírenú ochranu operačného personálu pred infekciami
- zosilnená vonkajšia vrstva zabráňuje preniknutiu nebezpečných telesných tekutín
- ochrana celej oblasti tváre reflexným priehľadom bez rosenia
- Úroveň výkonu, typ IIR podľa DIN EN 14683

Sentinex® Operačný odev

Operačné čiapky



Oblasti použitia

- zabránenie prenosu vlasov a častíc pokožky z operačného personálu na pacienta

Vlastnosti

- priedušné operačné čiapky odolné voči pretrhnutiu, z netkanej textílie bez chlčkov a odolné voči oderu
- všetky operačné čiapky Sentinex spĺňajú hygienické požiadavky
- použité suroviny bez latexu z prírodného kaučuku

Zloženie produktu

Viskóza, polypropylén.

Odporúčané kombinácie

- Operačné plášte Sentinex, Operačné rúšky Sentinex, Operačné rukavice Sempermed

Sentinex® Operačné čiapky

Model	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Sentinex Soft čiapka v tvare baretu, zelená farba, priedušná	17 420	P70 947	100/600
Sentinex Astro čiapka v tvare kukly, zelená farba	17 421	P70 947	100/600
Sentinex Astro Extra čiapka v tvare kukly s protipotiacou členkou, zelená farba	17 422	P70 947	100/600
Sentinex Fancy čiapka pre zdravotné sestry so stredovým švom, zelená farba	17 423	P70 947	100/600
Sentinex Nova Čiapka pre zdravotné sestry s pásmi, zelená farba	17 424	P70 947	100/600
Sentinex Trend čiapka pre zdravotné sestry, s dlhými vlasmi, zelená farba	17 425	P70 947	100/600
Sentinex Flex čiapka pre chirurgov, zelená farba	17 426	P70 947	100/600
Sentinex Easy, zelená farba čiapka v tvare baretu	17 427	P70 947	100/600
Sentinex Easy, modrá farba čiapka v tvare baretu	17 428	P70 947	100/600
Sentinex Easy, biela farba čiapka v tvare baretu	17 429	P70 947	100/600
Sentinex Unicap čiapka pre sestry s gumičkou, zelená	17 427	P70 947	100/600

Sentinex® Operačný odev

Operačné čiapky



Sentinex® Soft

- priedušná čiapka v tvare baretky
- pohodlne sedí a dá sa nosiť na dlhé alebo na krátke vlasy



čiapka v tvare baretky



na všetky typy účesov



pre personál



pre pacienta



Sentinex® Astro

- bezpečná čiapka na celkovú ochranu v tvare helmy
- s lemovanými okrajmi
- hlava a krk sú úplne zakryté pomocou zapínania na viazanie



Čiapka v tvare kukly



pre personál



Sentinex® Astro Extra

- čiapka na celkovú ochranu v tvare helmy
- bezpečná a pohodlná
- zapracovaná mäkká protipotia- ca čelenka absorbuje tekutiny a zadržáva častice



Čiapka v tvare kukly



s protipotiacou čelenkou



pre personál



Sentinex® Fancy

- špeciálne na dlhé vlasy
- vďaka stredovému švu ponúka väčší objem
- mäkká čelová oblasť bez gumového pásu zabraňuje odtlačeninám



Čiapka pre zdravotné sestry



na dlhé vlasy



pre personál




Sentinex® Operačný odev

Operačné čiapky



Sentinex® Nova




- variabilne nositeľná čiapka
- okraj v čelovej oblasti sa dá pohodlne ohrnúť a použiť ako protipotiaca čelenka

-  Čiapka pre zdravotné sestry
-  s protipotiaccou čelenkou
-  pre personál



Sentinex® Trend




- presne a výborne sedí
- vhodná aj na dlhé vlasy
- gumový pás v oblasti krku zabezpečuje trvalé a dobré držanie

-  Čiapka pre zdravotné sestry
-  na dlhé vlasy
-  pre personál



Sentinex® Flex





- Čiapka pre chirurgov
- na krátke vlasy
- pohodlná a extra priedušná
- veľmi vhodná na dlhšie nosenie

-  Čiapka pre chirurgov
-  na krátke vlasy
-  pre personál



Sentinex® Easy

- čiapka v tvare baretky na bežný deň v nemocnici
- úplne a spoľahlivo zakrýva vlasy
- vhodná pre pacientov aj pre návštevy

-  čiapka v tvare baretky
-  na dlhé vlasy
-  pre personál
-  pre pacienta

Sempermed®

Operačné rukavice



Sempermed® Supreme

Vlastnosti

- všetky bezpudrové operačné rukavice Sempermed majú patentovanú syntetickú vnútornú vrstvu na jednoduché navliekanie a zvliekanie
- všetky operačné rukavice Sempermed majú úplne anatomický tvar so širším chrbátom ruky a prirodzene ohnutým tvarom prstov

Varianty

Sempermed® Supreme

- bezpudrové operačné rukavice
- veľmi dobrá znášanlivosť s pokožkou sa dosiahla viacnásobným vypláchnutím potenciálnych alergénnych proteínov a urýchľovačov vulkanizácie

Sempermed® Syntegra IR

- bezpudrové operačné rukavice bez obsahu prírodného latexu
- zo syntetického polyizoprénu s porovnateľnými fyzikálnymi vlastnosťami ako prírodný latex

Sempermed® Derma PF

- Operačné rukavice z jemného svetlého latexu
- pudrované s absorbovateľným kukuričným škrobom

Odporúčané kombinácie

- Operačné plášte Sentinex, Operačné čiapky Operačné rúšky Sentinex

Sempermed® Supreme

sterilné, balené po dvoch, z prírodného latexu, bezpudrové, syntetická vnútorná vrstva pre veľmi dobrú znášanlivosť na pokožke

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (pár)
5½	16 650		50/300
6	16 651	P74 881	50/300
6½	16 652	P74 881	50/300
7	16 653	P57 066	50/300
7½	16 654	P57 067	50/300
8	16 655	P57 068	50/300
8½	16 656	P57 069	50/300
9	16 657	P57 070	50/300

Sempermed®

Operačné rukavice

Sempermed® Supreme Plus

sterilné, balené po dvoch kusoch, z prírodného latexu, bezpudrové, so syntetickou vnútornou vrstvou, so štrukturovaným povrchom

Veľkosť	REF	BJ (pár)
5½	34 650	50/300
6	34 651	50/300
6½	34 652	50/300
7	34 653	50/300
7½	34 654	50/300
8	34 655	50/300
8½	34 656	50/300
9	34 657	50/300

Sempermed® Derma Plus

sterilné, balené po dvoch, z prírodného latexu, pudrované

Veľkosť	REF	BJ (pár)
6	50 999	50/300
6½	50 991	50/300
7	51 015	50/300
7½	51 007	50/300
8	51 031	50/300
8½	51 023	50/300

Sempermed® Derma PF

rukavice operačné sterilné latexové nepúdrové

Veľkosť	REF	BJ (pár)
6	39 471	50/300
6,5	39 472	50/300
7	39 473	50/300
7,5	39 474	50/300
8	39 475	50/300
8,5	39 476	50/300
9	39 477	50/300

Sempermed Classic

sterilné, zabalené po dvoch, z prírodného latexu, pudrované

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (pár)
6	31 280	P24 677	70/240
6½	31 281	P57 053	70/240
7	31 282	P57 054	70/240
7½	31 283	P57 055	70/240
8	31 284	P57 056	70/240
8½	31 285	P57 057	70/240
9	31 286	P57 058	70/240

Sempermed® Supreme Green

sterilné, balené po dvoch kusoch, podvliacke rukavice, z prírodného latexu, bezpudrové, so syntetickou vnútornou vrstvou

Veľkosť	REF	BJ (pár)
6	33 721	50/300
6½	33 722	50/300
7	33 723	50/300
7½	33 724	50/300
8	33 725	50/300
8½	33 726	50/300
9	33 727	50/300

Sempermed® Syntegra IR

sterilné, balené po dvoch, prírodné svetlé, bez latexu, bezpudrové, vhodné pre alergikov typu I

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (pár)
6	12 947	P33 354	40/240
6½	12 946	P33 354	40/240
7	12 945	P33 354	40/240
7½	12 944	P33 354	40/240
8	12 927	P33 354	40/240
8½	12 948	P33 354	40/240
9	25 087		40/240

Gynekologické rukavice

Z prírodného latexu, sterilné, bezpudrové, syntetická vnútorná vrstva, biele, s rolovacím okrajom (balené po dvoch)

Veľkosť	REF	BJ (pár)
6½ S	19 560	25/100
7½ M	19 561	25/100
8½ L	19 562	25/100

Chirurgické rukavice sterilizovateľné

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6	46 050	P87 936	12/192
7	46 051	P87 936	12/192
8	46 052	P87 936	12/192
9	46 053	P87 936	12/192
10	46 054	P87 936	12/192
11	46 055	P87 936	12/192

Sentinex® Operačný odev

Operačné pančuchy/Operačné ponožky



Sentinex® operačná ponožka

Oblasti použitia

- Operačné pančuchy a ponožky sú vhodné na nosenie v operačnej sále a na oddelení.

Sentinex® operačná ponožka

REF	BJ (ks.)
20 224	400

Sentinex® operačná pančucha

REF	BJ (ks.)
20 225	200/200



Curatest®, Curatest® F



Curatest® Epikutánná testovacia náplast' z netkanej textílie



Curatest® F Fóliová epikutánná testovacia náplast'

Curatest® Epikutánná testovacia náplast' z netkanej textílie

Oblasti použitia

- na vykonanie epikutánného testu

Vlastnosti

- jednoduchá manipulácia pri plnení a pri aplikácii
- drží dobre a trvalo
- popisateľný snímateľný bočný rám na uľahčenie diagnostiky
- komôrka z netkanej textílie s dobrou absorpčnou vlastnosťou
- nedráždi pokožku

Zloženie produktu

Nosná netkaná biela 100 % polypropylén.

Lôžko testovacej komôrky: Polyesterová fólia

komôrka z netkanej textílie: 100 % viskóza, z jednej strany potiahnutá polyetylénom, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov).

Curatest® F Fóliová epikutánná testovacia náplast'

Oblasti použitia

- na vykonanie epikutánného testu

Vlastnosti

- transparentná a elastická
- vodotesná, a preto výhodná pri sprchovaní
- jednoduchá manipulácia pri plnení a pri aplikácii
- drží dobre a trvalo
- komôrka z netkanej textílie s dobrou absorpčnou vlastnosťou
- nedráždi pokožku

Zloženie produktu

Nosná fólia: 100 % polyuretán.

Lôžko testovacej komôrky: polyesterová fólia

komôrka z netkanej textílie 100 % viskóza, z jednej strany potiahnutá polyetylénom, nedráždivé polyakrylátové lepidlo (bez kolofónia a jeho derivátov).


Testovacia náplast' Curatest® z netkanej textílie

10 testovacích komôrok na každú náplast'

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks)
7,5 x 12,5	30 054	A38 793	50/1200

Fóliová testovacia náplast' Curatest® F

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks)
10 testovacích komôrok na každú náplast'			
7,5 x 12,5	30 062	A38 794	50/1200
5 testovacích komôrok na každú náplast'			
3,2 x 12,5	30 061		100/2000



Pro-ophta® Junior

Oklúzna náplasť



Pro-ophta® Junior

Oblasti použitia

- na zakrytie oka pri oklúznej liečbe (napr. pri amblyopii alebo strabizme)

Vlastnosti

- nepriehľadná náplasť
- tenký a prílnavý materiál
- nedráždivé lepidlo
- jednoduché odstránenie bezo zvyškov
- použiteľné na ľavej aj pravej strane

Zloženie produktu

nosná netkaná textília, telová farba: 100 % polyester, priedušný stred neprepúšťajúci svetlo: textília zo 100 % bavlny, šetrné k pokožke, porézne nanosené lepidlo zo syntetického kaučuku.

Upozornenia

- pohodlné nosenie aj pod okuliarmi

Pro-ophta® Junior Mini


Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
v skladacej škatuli			
6,5 x 5,4	16 843	A74 278	100/2400
balenie po 5 kusov			
6,5 x 5,4	16 841	A53 630	5/2000

Pro-ophta® Junior Maxi


Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
v skladacej škatuli			
7,0 x 5,9	16 842	A53 632	100/2400
balenie po 5 kusov			
7,0 x 5,9	16 840	A68 558	5/2000

Očné krytie Pro-ophta® S, D

Očné krytie



Očné krytie Pro-ophta® S



Očné krytie Pro-ophta® D

Očné krytie Pro-ophta® S

Oblasti použitia

- na ochranu oka
 - ◆ po operáciách ptózy
 - ◆ pri lagoftalme
 - ◆ pri paréze n. facialis
 - ◆ pri syndróme Sicca

Vlastnosti

- sklíčko prepúšťajúce svetlo, pevne drží tvar a je odolné voči rozbitiu
- zabezpečuje pravidelnú kontrolu oka
- umožňuje aplikáciu liekov
- lepidlo šetrné k pokožke – vhodné na dlhodobú liečbu
- rýchla aplikácia
- dostupné v 2 veľkostiach sklíčka

Zloženie produktu

priečne elastická textília, telovej farby, 70 % viskóza, 30 % polyamid, priesvitné sklíčko: polykarbonát, číry, polyakrylátové lepidlo, nedráždivé.

Odporúčané kombinácie

- Očné krytie Pro-ophta D, Očné krytie Pro-ophta K, Očný vankúšik Pro-ophta, Očná kompresia Pro-ophta

Očné krytie Pro-ophta® D

Oblasti použitia

- na ochranu oka
 - ◆ po operáciách ptózy
 - ◆ pri paréze n. facialis
 - ◆ pri lagoftalme
 - ◆ pri syndróme Sicca
- na zakrytie oka počas noci
- obzvlášť vhodné pre pacientov citlivých na svetlo

Vlastnosti

- sklíčko neprepúšťajúce svetlo, pevne drží tvar a je odolné voči rozbitiu
- vhodné na dlhodobú liečbu
- spoľahlivá fixácia
- rýchla aplikácia

Zloženie produktu

nosná netkaná textília telovej farby, 100 % polyester, priedušný stred neprepúšťajúci svetlo: textília zo 100 % bavlny, šetrné k pokožke, porézne nanosené lepidlo zo syntetického kaučuku

Odporúčané kombinácie

- Očné krytie Pro-ophta s, Očné krytie Pro-ophta K, Očný vankúšik Pro-ophta, Očná kompresia Pro-ophta

Očné krytie Pro-ophta® S

nesterilné, jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm)	priemer sklíčko (cm)	výška vydutie sklíčka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
malé 7,2 x 10,0	4,6	0,6	34 227	A53 635	5/200
malé 7,2 x 10,0	4,6	0,6	34 228	A53 636	50/600
veľké 7,8 x 11,4	5,1	0,8	34 229	A53 637	5/120
veľké 7,8 x 11,4	5,1	0,8	34 230	A53 638	50/600

Očné krytie Pro-ophta® D

nesterilné, jednotlivo zabalené

Veľkosť (cm)	priemer sklíčko (cm)	výška vydutie sklíčka (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
7,2 x 10,0	4,6	0,6	34 225	A53 633	5/200
7,2 x 10,0	4,6	0,6	34 226	A53 634	50/600

Očné krytie Pro-ophta® K

Očné krytie



Očné krytie Pro-ophta® K

Oblasti použitia

- na ošetrovanie pri poraneniach vonkajšieho oka
- na uvedenie očného viečka do stabilizovanej polohy
- na ochranu oka pred poraneniami pri operáciách v polohe na bruchu (napr. operácie chrbtice alebo neurochirurgické zákroky na lebke)

Vlastnosti

- dobre sa prispôsobuje kontúram tváre
- ne podráždivé lepidlo spoľahlivo drží, aj pri dlhodobej liečbe
- dá sa jednoducho odstrániť takmer bez zvyškov
- rýchla a pohodlná aplikácia
- vysoká absorpčná schopnosť

Zloženie produktu

priečne elastická textília, telové farby, 70 % viskóza, 30 % polyamid, sieťka/vatový tampón: vata/gáza 100 % bavlna, sieťová trubička: 100 % viskóza, polyakrylátové lepidlo šetrné k pokožke.

Odporúčané kombinácie

- Očné krytie Pro-ophta S, Očné krytie Pro-ophta D, Očný vankúšik Pro-ophta, Očná kompresia Pro-ophta

Očné krytie Pro-ophta® K

nesterilné, jednotlivé zabalené

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
7,8 x 11,4	34 104	A39 863	50/600

Očná kompresia Pro-ophta®, Očný vankúšik Pro-ophta® Očné kompresy



Očná kompresia Pro-ophta®



Očný vankúšik Pro-ophta®

Očná kompresia Pro-ophta®

Oblasti použitia

- pri poraneniach vonkajšieho oka
- na ošetrenie oka po operačnom zákroku
- na aplikáciu liekov

Vlastnosti

- oválna očná kompresia
- dookola otvorená
- extra nadýchaná s obojstrannou vrstvou gázy
- vysoká absorpčná schopnosť

Zloženie produktu

vo vnútri: očná vata
vonkajšia časť: obojstranná 28-vláknová gázová textília, 100 % bavlna, oválne zlisovaná.

Odporúčané kombinácie

- Lepivá náplasť Silkafix, Lepivá náplasť Porofix, Incízna fólia Raucodrape, Očná krycia rúška Raucodrape, Krycia rúška tváre s otvorom Raucodrape, Poťah na opierku rúk Raucodrape, Očná klapka

Očný vankúšik Pro-ophta®

Oblasti použitia

- pri poraneniach vonkajšieho oka
- na ošetrenie oka po operačnom zákroku
- na aplikáciu liekov

Vlastnosti

- anatomicky tvarovaná
- dookola uzatvorená
- netvorí chĺpky
- mäkké a priľnavé
- vysoká absorpčná schopnosť

Zloženie produktu

vo vnútri: absorpčná vata, nadýchaná, 60 % polypropylén, 40 % bavlna.

vonkajšia časť: jemná, obojstranná povrchová vrstva z netkanej textílie, 100 % polypropylén.

Upozornenia

- vhodná aj pre osoby, ktoré nosia okuliare

Odporúčané kombinácie

- Lepivá náplasť Silkafix, Lepivá náplasť Porofix, Incízna fólia Raucodrape, Očná krycia rúška Raucodrape, Krycia rúška tváre s otvorom Raucodrape, Poťah na opierku rúk Raucodrape, Očná klapka

Očná kompresia Pro-ophta®

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
sterilné, jednotlivo zabalené			
5,5 x 7,5	13 019	A39 857	5/200
nesterilná, v skladacej škatuli, s papierovou medzivrstvou			
5,5 x 7,5	13 020	A39 858	5/250
5,5 x 7,5	13 021	A39 859	50/500

Očný vankúšik Pro-ophta®

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
sterilné, jednotlivo zabalené			
6,2 x 7,2	13 043	A39 860	25/250
nesterilná, v skladacej škatuli			
6,2 x 7,2	13 041	A39 862	50/500

Pro-ophta® Klinový tampón, Očný lancetový tampón

Tampón



Pro-ophta® Klinový tampón,
Očný lancetový tampón



Klinový tampón Pro-ophta®

Oblasti použitia

- používa sa na absorpciu tekutiny a na preparáciu pri oftalmologických a mikrochirurgických zákrokoch
- cieľená aplikácia liekov

Vlastnosti

- dokáže absorbovať až 15-násobok svojej vlastnej váhy vo forme kvapaliny
- s malým množstvom častíc, aj po čiastočnom nastrihnutí produktu
- spôsobuje len nepatrný pocit prítomnosti cudzieho telesa
- pripieňuje sa do pinzety alebo tampónovej svorky

Zloženie produktu

100 % polyvinylalkohol.

Odporúčané kombinácie

- Incízna fólia Raucodrape, Očná krycia rúška Raucodrape, Krycia rúška tváre s otvorom Raucodrape, Poťah na opierku rúk Raucodrape, Očná tyčinka Pro-ophta, Očná lancetová tyčinka Pro-ophta, Očná drenážna súprava Pro-ophta

Očný lancetový tampón Pro-ophta®

Oblasti použitia

- používa sa na absorpciu tekutiny a na preparáciu pri oftalmologických a mikrochirurgických zákrokoch
- cieľená aplikácia liekov

Vlastnosti

- dokáže absorbovať až 15-násobok svojej vlastnej váhy vo forme kvapaliny
- s malým množstvom častíc, aj po čiastočnom nastrihnutí produktu
- spôsobuje len nepatrný pocit prítomnosti cudzieho telesa

Zloženie produktu

hrot: 100 % polyvinylalkohol
tyčinka: polypropylén

Odporúčané kombinácie

- Incízna fólia Raucodrape, Očná krycia rúška Raucodrape, Krycia rúška tváre s otvorom Raucodrape, Poťah na opierku rúk Raucodrape, Očná tyčinka Pro-ophta, Očná lancetová tyčinka Pro-ophta, Očná drenážna súprava Pro-ophta

Klinový tampón Pro-ophta®

sterilné

REF	BJ (ks.)
14 915	200/4800

Očný lancetový tampón Pro-ophta®

sterilné

REF	BJ (ks.)
14 917	180/2160

Očná drenážna súprava Pro-ophta®



Očná drenážna súprava Pro-ophta®

Oblasti použitia

- na odvádzanie tekutiny pri operáciách oka

Vlastnosti

- na jednu drenážnu súpravu je možné odvieť až 80 ml tekutiny do samolepiaceho zberného vrečka
- s veľmi malým množstvom častíc
- spôsobuje len nepatrný pocit prítomnosti cudzieho telesa

Zloženie produktu

drenážny pásik: 100 % polyvinylalkohol

zberné vrečko: polyetylén so samolepiacim pásikom

Upozornenia

- na jednorazové použitie
- nesterilizujte opakovane

Odporúčané kombinácie

- Incízna fólia Raucodrape, Očná krycia rúška Raucodrape, Krycia rúška tváre s otvorom Raucodrape, Poťah na opierku rúk Raucodrape, Očná tyčinka Pro-ophta, Klinový tampón Pro-ophta, Očná lancetová tyčinka Pro-ophta

Očná drenážna súprava Pro-ophta®

sterilné


objem (ml)	REF	BJ (ks.)
80	14 916	20/480

Očné tyčinky Pro-ophta®

Tampón



Očné tyčinky Pro-ophta®



Oblasti použitia

- na preparáciu a tampónovanie šetrné k tkanivám pri mikrochirurgických a oftalmologických zákrokoch
- osvedčené použitie pri chirurgii očného viečka a pri operáciách očného svalu v rámci strabizmu

Vlastnosti

- vysoká absorpčná schopnosť
- dobrý kapilárny účinok
- vysoká absorpčná rýchlosť
- tampóny si udržiavajú pevnosť potrebnú na tampónovanie a preparáciu
- na oboch koncoch šikmo zrezané

Zloženie produktu

Netkaná textília, vysoko absorpčná, biela, zrolovaná na hrúbku tyčinky, stabilizovaná absorpčnou povrchovou vrstvou zo 100 % celulózy.

Odporúčané kombinácie

- Incízna fólia Raucodrape, Očná krycia rúška Raucodrape, Krycia rúška tváre s otvorom Raucodrape, Poťah na opierku rúk Raucodrape, Klinový tampón Pro-ophta, Očná lancetová tyčinka Pro-ophta, Očná drenážna súprava Pro-ophta

Vatové tyčinky Pro-ophta®


Veľkosť (Ø mm, dĺžka mm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
sterilné, 20 – zabalené po kusoch			
5, 64	16 516	A87 789	400/1600
nesterilné			
5, 64	16 515	A87 790	500/25000

Krk – nos – uši




Raucocel®

Epistaxické tamponády



Epistaxické tamponády 100



Epistaxické tamponády 55

Oblasti použitia

Epistaxická tamponáda 100:

- Na zastavenie krvácania v zadnej nosovej oblasti a na použitie po operácii, napríklad po konchotómiiach

Epistaxická tamponáda 55:

- Na zastavenie krvácania v mediálnej nosovej oblasti

Vlastnosti

- fyziologické zrážanie krvi na princípe autokoagulácie
- atraumatická aplikácia šetriaca čas
- môže slúžiť ako nosný prostriedok roztokov s liečivami

Zloženie produktu

Polyvinylalkohol, šnúrka na vybratie z chirurgického saténu.

Upozornenia

- pred odstránením je potrebné tamponády dôkladne navlhčiť.

Tipy

- ponúkame vám aj vhodné príslušenstvo:
 - ◆ utierka na inštrumenty
 - ◆ čelenka

Epistaxická tamponáda Raucocel® 100 mm

jednotlivo sterilne zabalené, s vláknami

Veľkosť (mm)	šírka x výška (suchý mm)	REF	BJ (ks.)
100	3,8 x 12	10 143	10/240

Epistaxická tamponáda Raucocel® 55 mm

sterilná, s vláknami

Veľkosť (mm)	šírka x výška (suchý mm)	REF	BJ (ks.)
55	3,8 x 11	10 144	20/240

Epistaxická tamponáda Raucocel®

Veľkosť (mm)	šírka x výška (suchý mm)	REF	BJ (ks.)
utierka na utieranie inštrumentov, jednotlivo sterilne zabalená			
76	76 x 2	10 313	20/480
čelenka, jednotlivo zabalená			
175	40 x 5	11 971	10/240

Hygiena a starostlivosť



Hygiena a starostlivosť

Zelletten tampón z buničiny DAB

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (bal.)
2 rolky s 500 tampónmi vo fóliovom vrecku			
5 x 4	13 356	A57 118	1 rolka/12 roliek

Kombinovaný dávkovač

zásobník na odoberanie tampónov z buničiny v rolkách

REF	BJ (bal.)
23 900	1

Sentina® Rolka na vyšetrovací stôl

2-vrstvová buničina/polyetylén

Veľkosť (cm x m)	REF	BJ (ks.)
39 x 50	16 400	10
59 x 50	16 401	10

Tampón na tyčinke Raucotupf®

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
s drevennou tyčinkou vatová špička			
15 cm dĺžka	11 969	A57 102	100/20000
s PP-tyčinkou, veľ. vatová špička			
15 cm dĺžka	11 966	A57 103	50/1000
balenie po 2 kusoch, s drevennou tyčinkou, mal. vatová špička			
	11 970	A57 104	200/2000
balenie po 2 kusoch, sterilné, s PP-tyčinkou, veľ. vatová špička			
	11 967	A57 105	100/1000

Drevené lopatky

Obsah škatule 100 kusov

REF	BJ (škatula)
55 510	100/4000

Lemogil (Lemon Swabs)

Balenie po 25 vreciek, balené po 3 ks

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
15	50 980	75/750

Sentina® Jednorazová umývacia rukavica

z mäkkej, netkanej textílie; odolná voči roztrhnutiu a nepúšťajúca chĺpky

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
15 x 23	11 925	50/1000

Sentina® Fix vložky pôrodnické

absorbčný vankúš, obalený netkanou textíliou, obsah balenia 20 kusov a 1080 kusov

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Balenie a 20 ks			
7 x 23	24 962	B54 260	20/1080
Balené voľne			
7 x 23	24 963	B54 260	1080/1080

Sentina® Slip

Fixovacie nohavičky z vysoko elastického materiálu, možno prať

Veľkosť	Rozmer (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
M	60 x 120	16 632	B24 750	20/400
L	100 x 160	16 628	B24 751	20/100

Sentina® - plachta z buničiny RECY

Rozmer (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
80 x 175	11 919	B41 324	100/100
60 x 60	11 922	B41 325	100/100

Sentina® - podložka na odber krvi

Rozmer (cm)	REF	BJ (ks.)
30 x 40	16 618	50/700

Hygiena a starostlivosť

Buničitá vata

Veľkosť (g)	Rozmer (cm)	REF	BJ (rolky)
Rolka vysoko bielená vata			
1000		11 005	1/5
Prierezy, vysoko bielená vata			
	38 x 58	16 000	15/15
Prierezy			
	38 x 58	16 002	15/15
Prierezy, Nebielená			
	40 x 60	16 004	15/15

Podbradník

Rozmer (cm)	REF	BJ (ks.)
40 x 60	16 429	50/500

Návlek na matrac

Polyetylén, farba modrá

Rozmer (cm)	REF	BJ (ks.)
20 x 90 x 210	20 319	10/100

Návlek na obuv

REF	BJ (ks.)
30 784	100/2000 min. odber

Sentina® Inko Form, Sentina® Geriatrická vložka otvorený systém na inkontinenciu



Sentina® Inko Form



Sentina® Geriatrická vložka

Sentina® Inko Form

Oblasti použitia

- všetky formy močovej inkontinencie

Vlastnosti

- anatomický tvar s bočnými ochranami proti pretečeniu
- indikátor vlhkosti
- rozličná farba fólie ako orientačná pomôcka
- dodatočné absorpčné jadro
- lepiace pásiky na optimálne upevnenie pri Micro, Mini, Normal

Zloženie produktu

Absorpčné jadro: dreň a superabsorbent, povrch: netkaná obalová textília, Vonkajšia strana: nešušťavá, tekutinu nepriepustná PE-fólia

Tipy

- Fixácia pomocou nohavičiek Sentina Slip
- K dispozícii sú návody pre aplikáciu v stoji, ľahu alebo na samostatné obliekanie

Sentina® Geriatrická vložka

Oblasti použitia

- pri ľahšej až stredne ťažkej inkontinencii moču

Zloženie produktu

Povrch: netkaná textília, príjemná k pokožke, Vonkajšia strana: tekutinu neprepúšťajúca PE-fólia

Sentina® Inko Form

Veľkosť	Farba	Absorpčný objem	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Micro	biela	1	33 880	B60 677	20/240
Mini	biela	2	33 881	B60 678	20/240
Normálna	biela	3	33 882	B60 675	20/160
Deň	biela	4	33 883	B24 747	25/75
Extra	modrá	5	33 204	B24 748	25/75
Noc	zelená	6	33 885	B24 749	25/75

Sentina® Geriatrická vložka

Veľkosť	Veľkosť (cm)	Absorpčný objem	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
Midi	15,5 x 46	2	16 777	B41 328	50/200
Maxi	15,5 x 57	3	16 778	B41 329	45/135

Sentina® Inko Slip

otvorený systém na inkontinenciu



Sentina® Inko Slip

Oblasti použitia

- stredne ťažká až ťažká inkontinencia moču resp. stolice

Vlastnosti

- anatomicky tvarované nohavičkové plienky
- bezpečná fixácia a individuálne prispôsobenie vďaka opätovne zatvárateľným lepiacim pásiikom
- indikátor vlhkosti ukazuje prostredníctvom pretečenia potrebu výmeny
- dodatočná ochrana proti pretečeniu bočnými výtokovými hrádzami
- ako orientačná pomôcka k veľkostiam slúžia rozličné farby fólie

Zloženie produktu

Absorpčné jadro: Dreň a superabsorbent; Povrch: netkaná obalová textilía; Vonkajšia strana: nešušťavá, tekutinu neprepúšťajúca PE-fólia

Tipy

- K dispozícii sú návody pre aplikáciu v stoji, ľahu alebo na samostatné obliekanie

Sentina® Inko Slip

Veľkosť	Obvod bedier (cm)	Farba	Absorpčný objem	REF	BJ (ks.)
Small	55 - 80	biela	3	33 601	20/60
Medium	75 - 110	svetlomodrá	4	33 602	20/60
Large	110 - 150	svetlozelená	5	33 603	20/60
Medium Plus	75 - 110	modrá	6	33 604	18/90
Large Plus	110 - 150	zelená	7	33 605	16/80
Large Xtra Plus	115 - 150	biela so zelenými pásiikmi	8	33 607	15/60

Sentina® Podložka pre chorých W

s výplňou z buničiny, 10-vrstvová

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
40 x 60	16 620	B24 737	200
60 x 60	16 621	B24 738	100
60 x 90	16 622	B24 739	100

Sentina® Podložka pre chorých P

s dreňovou výplňou

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
40 x 60	16 623	B24 740	60/240
60 x 60	16 624	B24 741	25/100
60 x 90	16 625	B24 742	25/100

Sentina® Ochranná podložka

1 vrstva absorpčný tenký papier, 1 vrstva PE-fólia

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
75 x 140	11 897	B41 326	200
so zosilnenými vláknami			
75 x 210	11 900	B41 327	200

Sentina® Plachta na prenášanie

so zosilnenými vláknami, s bočnými hrádzami proti tekutine, 2 absorpčné buničinnové vrstvy, 1 vrstva z PE-fólie

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
78 x 175	31 917	100
78 x 210	31 920	100



Ochranné plášte Sentina®

Oblasti použitia

- na ochranu pacienta pred časticami a prachom z oblečenia návštevníkov a personálu

Vlastnosti

- Použité suroviny bez latexu z prírodného kaučuku
- priedušné
- s malým množstvom častíc
- vodotesné

Zloženie produktu

Ochranný plášť Sentina sa skladá z netkanej textílie.

Odporúčané kombinácie

- Operačné plášte Sentinex, Operačné čiapky Sentinex, Sentinex Operačné rúšky Sentinex, Operačné rukavice Sempercure, Vyšetrovacie rukavice Sentina, Vyšetrovacie rukavice Sempercure

Fóliová zástera Sentina®

Oblasti použitia

- používa sa ako ochranná bariéra pri silne znečisťujúcich činnostiach, napr. v sadrovacích miestnostiach

Vlastnosti

- veľmi ľahká
- antistatická
- vodotesná
- nesterilná jednorazová zástera

Zloženie produktu

Produkt sa skladá z polyetylénovej fólie.

Odporúčané kombinácie

- Operačné plášte Sentinex, Operačné čiapky Sentinex, Operačné rúšky Sentinex, Operačné rukavice Sempercure, Vyšetrovacie rukavice Sentina, Vyšetrovacie rukavice Sempercure

Ochranné plášte Sentina®

z priedušnej netkanej textílie, zelené, s bielymi obrubami na rukávoch, ako aj opaskom a zapínaním na suchý zips na krku

REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
nesterilné		
18 418	P54 249	60

Fóliová zástera Sentina®

z modrej polyetylénovej fólie, vodeodolná, veľmi ľahká, s pásmi odolnými voči pretrhnutiu, na jednorazové použitie

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
75 x 135	11 889		100/400
75 x 170	11 891		300
95 x 135	11 893		100/400
95 x 170	11 894		300
125 x 80	63 725	P60 672	100/1000
150 x 80	63 726	P60 672	100/1000

Sentina[®], Sempercare[®]

Vyšetrovacie rukavice latexové



Vyšetrovacie rukavice latexové

Oblasti použitia

- Použitie v nemocnici a v ambulancijnej starostlivosti
- na profesionálne čistenie
- vhodné pre laboratóriá/farmaceutickú oblasť a na styk s potravinami

Vlastnosti

- s rolovaným okrajom
- so syntetickou vnútornou vrstvou pre jednoduché a rýchle navliekanie, ako aj dobrú znášateľnosť na pokožke
- výborná citlivosť pri hmate a pevnej uchytenie
- vysoká odolnosť voči pretrhnutiu

Zloženie produktu

Latex

Varianty

- voliteľné nesterilné alebo sterilné
- púdrované alebo bezpúdrové
- balené jednotlivo/po dvoch kusoch alebo v dávkovacom kartóne

Sempercare[®] Latex

rukavice vyšetrovacie nesterilné latexové púdrové

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
XS	13 264	100/1000
S	45 030	100/1000
M	45 031	100/1000
L	45 032	100/1000

Sempercare[®] Premium

rukavice vyšetrovacie nesterilné

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
M	51 095	100/1000

Sempercare[®] Velvet

rukavice vyšetrovacie nesterilné nitrilové nepúdrové jemné modré

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
XS	106 401	200/2000
S	106 402	200/2000
M	106 403	200/2000
L	106 404	200/2000
XL	106 405	180/1800

Sentina[®], Sempercare[®]

Vyšetřovací rukavice latexové

Sempercare[®] edition

vyšetřovací rukavice, nesterilné, bezpudrové, so syntetickou vnútornou vrstvou, v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
5-6 XS	30 635	P33 356	100/1000
6-7 S	30 638	P33 356	100/1000
7-8 M	30 637	P33 356	100/1000
8-9 L	30 636	P33 356	100/1000
9-10 XL	30 634	P33 356	90/900

Sempercare[®] Latex

bezpudrové, so syntetickou vnútornou vrstvou, sterilné, zabalené po dvoch

Veľkosť	REF	BJ (pár)
S	51 089	40/240
M	51 087	40/240
L	51 085	40/240

Sempercare Soft

bezpudrové, nesterilné, ružové, v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
XS	34 430	200/2000
S	34 431	200/2000
M	34 432	200/2000
L	34 433	200/2000
XL	34 434	180/1800

Ricoplast

jednorázové rukavice z prehľadného polyetylénu

	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
hladké	63 659		100/10.000
kované	50 846	P60 672	100/10.000

Sentina[®] Ambidextrous

latexové vyšetřovací rukavice, nesterilné, bezpudrové, so syntetickou vnútornou vrstvou, v dávkovacej škatuli

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
6-7 S	51 125	100/1000
7-8 M	51 126	100/1000
8-9 L	51 127	100/1000

Sentina[®], Sempercare[®]

Vyšetrovacie rukavice latexové Nitrile



Sempercare[®] Nitrile Skin²
Vyšetrovacie rukavice latexové

Oblasti použitia

- použitie v nemocnici a v ambulantnej starostlivosti
- pre profesionálne čistenie
- vhodné na použitie v laboratóriách/farmaceutické použitie a na kontakt s potravinami

Vlastnosti

- s rolovaným okrajom
- dobrá citlivosť pri hmate a vysoký komfort pri nosení

- vysoká odolnosť voči pretrhnutiu a ochrana
- bez prírodného latexu

Zloženie produktu

Nitrilový kaučuk (NBR)

Varianty

- nesterilné
- bezpúdové
- v dávkovacom kartóne

Sentina[®] Ambidexrous Nitrile

nesterilné, bezpúdové, bez prírodného latexu, v dávkovacom kartóne

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
6-7 S	32 520	200/2000
7-8 M	32 521	200/2000
8-9 L	32 522	200/2000
9-10 XL	32 523	180/1800

Sempercare[®] Nitrile Shine+

nesterilné, bezpúdové, bez prírodného latexu, s dlhšou manžetou, v dávkovacom kartóne

Veľkosť	REF	BJ (ks.)
6-7 S	32 920	150/1500
7-8 M	32 921	150/1500
8-9 L	32 922	150/1500
9-10 XL	32 923	135/1350

Sempercare[®] Nitrile Skin²

nesterilné, bezpúdové, bez prírodného latexu, v dávkovacom kartóne

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6-7 S	30 802	P74 880	200/2000
7-8 M	30 803	P74 880	200/2000
8-9 L	30 804	P74 880	200/2000
9-10 XL	30 818	P74 880	180/1800

Sempercare®

Vyšetrovacie rukavice, vinyl



Sempercare® Vyšetrovacie rukavice,
vinyl

Oblasti použitia

- použitie v nemocnici a v ambulancnej oblasti
- na profesionálne čistenie

Vlastnosti

- s rolovaným okrajom
- bez prírodného latexu

Zloženie produktu

polyvinylchlorid (PVC)

Sempercare® Vinyl

Veľkosť	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
nesterilné, pudrované, bez latexu, v dávkovacej škatuli			
S	45 000	P54 251	100/1000
M	45 001	P54 252	100/1000
L	45 002	P54 253	100/1000
XL	48 347		90/900
bezpudrové, bez latexu, v dávkovacej škatuli			
S	45 010	P54 251	100/1000
M	45 011	P54 252	100/1000
L	45 012	P54 253	100/1000
XL	48 468	P54 254	90/900

Vyšetrovací náprstek



Vyšetrovací náprstek

Vyšetrovací náprstek

nesterilné, z latexu, 100 kusov vo fóliovom vrecku

Velkosť	REF	BJ (ks.)
2	52 080	100/25000
3	52 081	100/25000
4	52 082	100/25000
5	52 083	100/25000
2 - 5	52 043	100/25000

Sentina®

Ochranné plachty a napínacie plachty



Oblasti použitia

- určené na použitie ako podložky na stoly a nosidlá v ambulanciách a v operačných sálach

Vlastnosti

- absorbujúce vrstvy buničiny
- vodotesná polyetylénová fólia
- antistatická
- vysoká odolnosť voči pretrhnutiu
- voliteľné zosilnené vlákna
- vysoká absorpčná schopnosť
- bariéra proti tekutine po okrajoch
- ochrana pred znečistením a preniknutím choroboplodných zárodkov

Zloženie produktu

Produkt sa skladá z kombinácie vrstiev buničiny a jednej vrstvy z polyetylénovej fólie. Ochranné plachty so zosilnenými vláknami a napínacie plachty majú navyše aj pozdĺžne spracované nylonové vlákna, ktoré zabezpečujú príslušnú odolnosť voči pretrhnutiu.

Odporúčané kombinácie

- Operačné plášte Sentinex, Operačné čiapy Operačné rúška Operačné rukavice Sempercare, Sentina Vyšetrovacie rukavice Sentina, Vyšetrovacie rukavice Sempercare

Ochranné plachty Sentina®

1 vrstva absorpčného tkaniva, 1 vrstva polyesterovej fólie

Veľkosť (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
75 x 140	11 897	B41 326	200
zosilnené vláknami			
75 x 210	11 900	B41 326	200

Napínacie plachty Sentina®

zosilnené vláknami, s postrannými bariérami proti tekutine, 2 absorbujúce vrstvy buničiny, 1 vrstva polyetylénovej fólie

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
78 x 175	31 917	100
78 x 210	31 920	100

Napínacie plachty Sentina® „Basic“

zosilnené vláknami, s postrannými bariérami proti tekutine, 1 absorbujúca vrstvy buničiny, 1 vrstva polyetylénovej fólie

Veľkosť (cm)	REF	BJ (ks.)
78 x 140	31 915	150
78 x 175	31 918	150
78 x 210	31 921	150

Disposima®

Podložky pod chorých



Podložky pod chorých Disposima®

Vlastnosti

- kombinácia netkanej textílie odolnej voči odieraniu, absorpčná nebielená buničina a protišmyková krycia fólia z polyetylénu
- dookola uzatvorené

Zloženie produktu

Kombinácia netkanej textílie odolnej voči odieraniu, absorpčnej nebielenej buničiny a protišmykovej krycej fólie z polyetylénu

Podložky pod chorých Disposima®

vrstvy	Rozmer (cm)	počet kusov v balení	REF	BJ (vrecko)
20	40 x 60	10	16 021	10/100
20	60 x 90	5	16 022	5/50

Podložky pod chorých Disposima®

vrstvy	Rozmer (cm)	REF	ŠUKL kód	BJ (ks.)
6	40 x 60	16 016	B70 943	300/300
6	60 x 60	16 585	B70 944	200/200
6	60 x 90	16 586	B70 945	150/150

Vital® Ošetrovací program



Ošetrovací program

Produkt	Größe (ml)	REF	BJ (ks.)
Kúpanie a umývanie			
Vital ošetrovací krémový kúpeľ	1000	25 634	1/10
Vital starostlivosť pod sprchu	250	25 630	1/20
Vital soft sprchovací gél	500	25 631	1/12
Vital umývacia emulzia	500	25 633	1/20
Vital šampón	250	25 632	1/20
Ošetrovanie			
Vital ošetrovací krém	200	25 640	1/15
Vital telové mlieko	500	25 639	1/20
forma-care vlhké vreckovky v dávkovači 17 x 20 cm	po 80 vreckovkách	108 819	1/12
Vital ošetrovacia pena	500	25 643	1/12
Uvoľnenie			
Vital ošetrovací olej na pokožku	250	25 636	1/20
Vital hydrogél	200	25 637	1/15
Ochrana			
Vital ochranný krém na pokožku	200	25 644	1/15
Vital bariérový krém	200	31 658	1/12
Cellona krém v tube	100	50 816	1/12

