

Presseinformation

L&R Neuprodukt revolutioniert die Unterdrucktherapie

Suprasorb® CNP EasyDress: Einfach, universell und hautschonend

Rengsdorf/Wien, 08. Mai 2014 – Der Medizinprodukteanbieter Lohmann & Rauscher (L&R) hat einen innovativen Hightech-Verband auf den Markt gebracht: Die Eigenentwicklung Suprasorb CNP EasyDress erleichtert Ärzten und Pflegepersonal die Anwendung der Unterdrucktherapie an Extremitäten wesentlich. Das wasserdampfdurchlässige, klebefreie Material in Schlauchform wird einfach über die betroffene Extremität gezogen und mittels Z-Faltung und Fixierstreifen befestigt. So kann die Unterdrucktherapie an Extremitäten mithilfe der Suprasorb CNP Therapie deutlich rascher als bisher durchgeführt werden.

Insbesondere nekrotische Wunden heilen sehr langsam und bergen ein erhebliches Infektionsrisiko auch für tiefere Gewebeschichten. Hier kann Unterdrucktherapie die ideale Therapieform der Wunde nach einem Debridement sein. Bisher musste jedoch beim Anlegen eines Unterdruckverbandes an den Extremitäten mühsam und mit großem zeitlichen Aufwand abgeklebt sowie nach Leckagen gesucht werden.

Deutliche Arbeitserleichterung und Zeitersparnis für Ärzte und Pflegepersonal

Hier kann der innovative Suprasorb CNP EasyDress-Unterdruckverband Ärzten und Pflegepersonal die Arbeit erheblich erleichtern: Durch seine schlauchartige Form lässt sich Suprasorb CNP EasyDress einfach über die zu versorgende Extremität ziehen und mit den mitgelieferten Fixierstreifen befestigen. Das zeitaufwändige vollflächige Abkleben mit Folie entfällt, darüber hinaus schont die reduzierte Anzahl an Klebestreifen die Haut.

Das Material des Suprasorb CNP EasyDress – die durchsichtige, klebefreie Polyurethanfolie – ist sehr flexibel, fühlt sich angenehm weich an und hat eine bis zu dreimal so hohe Durchlässigkeit für Wasserdampf wie eine herkömmliche Klebefolie. Dadurch sollen das Feuchtigkeitsmanagement der intakten Haut unterstützt und

Mazerationen verhindert werden. Außerdem lässt das flexible Material des neuartigen Sekundärverbandes weiterhin eine Beweglichkeit der betroffenen Extremität zu.

L&R Eigenentwicklung: Kompetenz in der Unterdruck-Therapie

L&R entwickelte Suprasorb CNP EasyDress in der eigenen F&E-Abteilung mit Experten aus dem Markt und meldete das Produkt zum Patent an. Der Unterdruckverband wird direkt über die L&R CNP-Spezialisten in Kliniken, Ambulanzen und Ordinationen vertrieben.

Unter dem Markennamen Suprasorb CNP bietet L&R ein komplettes System für die Unterdrucktherapie an, in das sich Suprasorb CNP EasyDress ideal eingliedert, um die Therapie an Extremitäten einfach und schnell umzusetzen.

Suprasorb CNP EasyDress steht in drei Größen (S/M/L) zur Verfügung und kann bei Bedarf zugeschnitten werden. Damit lässt sich der Unterdruckverband optimal an die betroffene Extremität anpassen und ist universell – auch bei adipösen Patienten – einsetzbar.

(2.874 Zeichen mit Leerzeichen und Überschriften)

Lohmann & Rauscher

Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Anbieter von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität – vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem. 1998 aus den beiden Unternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über mehr als 160 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Problemlöser für seine Kunden. Mit über 4.000 Mitarbeitern, 39 Konzerngesellschaften und Beteiligungen sowie mehr als 30 ausgewählten Partnern ist L&R in allen wichtigen Märkten der Welt vertreten und konnte sein Umsatzvolumen in 2013 auf 530 Millionen Euro steigern. L&R Standorte mit Headquarter-Funktion sind Rengsdorf (Deutschland) und Wien (Österreich).

**Weitere Informationen zu Lohmann & Rauscher (L&R) unter:
www.lohmann-rauscher.com**

Abdruck honorarfrei – Belegexemplar erbeten.

Bildmaterial in druckfähiger Auflösung, weitere Informationen und Kooperationsmöglichkeiten:

Pressekontakt:

3K Agentur für Kommunikation GmbH
Karin Helleport
Wiesenu 36
60323 Frankfurt
Tel.: 069 / 97 17 11 0
Fax: 069 / 97 17 11 22
Email: karin.helleport@3K-kommunikation.de

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Public Relations
Sabrina Klein
Johann-Schorsch-Gasse 4 | 1140 Wien
Tel.: +43 1 57670-386 | Fax DW: 9386
E-Mail: Sabrina.Klein@at.LRmed.com
www.lohmann-rauscher.com

Bildmaterial:



Bildunterschrift: Ein besonderer Vorteil des neuen Unterdruckverbandes Suprasorb[®] CNP EasyDress ist seine einfache Anwendung: Er wird über die zu versorgende Extremität gezogen und in Z-Faltung angelegt und fixiert.



Bildunterschrift: Der innovative Hightech-Verband Suprasorb[®] CNP EasyDress erleichtert Ärzten und Pflegepersonal die Anwendung der Unterdrucktherapie bei Wunden an Extremitäten.