

Presseinformation

Für mehr Sicherheit und Anwenderkomfort im OP:

Neuartiges Raucodrape® Epidural-Abdecktuch von L&R

Reungsdorf/Wien, 12. Februar 2013 – Innovative Materialien und intelligentes Design zeichnen die OP-Produkte von Lohmann & Rauscher (L&R) (www.lohmann-rauscher.de) aus. Diese erfolgreiche Verbindung findet nun in Deutschland mit dem neuen transparenten Raucodrape® Epidural-Abdecktuch ihre Fortsetzung.


Durch eine Perforation unterhalb des Klebestreifens ist das Lochtuch auch nach dem Anlegen eines Katheters schnell und einfach zu entfernen. Die einzigartige Kombination ermöglicht auch an der Perforation eine sichere Barrierewirkung gegen Flüssigkeitspenetration. Dank eines schon vor der Entfaltung sichtbaren selbstklebenden OP-Ausschnitts ist das Raucodrape® Epidural-Abdecktuch besonders anwenderfreundlich anzulegen.

Zusätzliche Sicherheit bietet die transparente PE-Folie, die Anwendern eine gute Übersicht über das Punktionsgebiet und die angrenzende Anatomie des Patienten ermöglicht.

So können Spinal-, Epidural- und Leitungsanästhesien (Plexus), Schmerztherapien sowie zentrale Venenkatheter und andere Punktionen sicher durchgeführt werden.

Weitere Informationen zu Raucodrape® Epidural-Abdecktuch unter: <http://www.lohmann-rauscher.de/de/produkte/op-produkte/raucodrape-op-abdecksystem/abdecktuecher-und-zubehoer/op-lochtuecher.html>

(1.340 Zeichen inklusive Leerzeichen und Überschrift)



Bildunterschrift: 7.500 cm² Sicherheit: das neue transparente Raucodrape® Epidural-Abdecktuch mit Perforation, zur sicheren und schnellen Entfernung bei gelegtem Katheter.



Lohmann & Rauscher

Lohmann & Rauscher (L&R) ist ein international führender Anbieter von erstklassigen Medizin- und Hygieneprodukten höchster Qualität – vom klassischen Verbandstoff bis zum modernen Therapie- und Pflegesystem. 1998 aus den beiden familiengeführten Traditionsunternehmen Lohmann (gegründet 1851) und Rauscher (gegründet 1899) entstanden, verfügt L&R über 150 Jahre Kompetenz als zuverlässiger Problemlöser für seine Kunden. Mit 4.000 Mitarbeitern ist L&R mit 39 Konzerngesellschaften und Beteiligungen sowie mehr als 30 ausgewählten Partnern in allen wichtigen Märkten der Welt vertreten und konnte sein Umsatzvolumen 2012 auf 500 Millionen Euro steigern. L&R Standorte mit Headquarter-Funktion sind Rengsdorf (Deutschland) und Wien (Österreich).

Pressekontakt

Sabrina Klein
Lohmann & Rauscher GmbH
Johann-Schorsch-Gasse 4
A-1140 Wien
Tel.: +43 1 57670-386
Fax: +43 1 57670-9386
Mobil: +43 676 83300-386
Sabrina.Klein@de.LRMed.com
www.lohmann-rauscher.com

Herausgeber

Lohmann & Rauscher International GmbH & Co. KG
Westerwaldstraße 4
56579 Rengsdorf
www.lohmann-rauscher.com